

Übersicht chirurgische Absaugung



**MEDAP TWISTA
SP 1070**



ATMOS Record 55



ATMOS S 351 OT



**MEDAP BORA UP
2080 (OP)**



ATMOS C 451



ATMOS C 361

TECHNISCHE DATEN

Max. Saugleistung	58 ± 6 l/min (50 Hz) 68 ± 7 l/min (60 Hz)	55 ± 3 l/min	36 ± 2 l/min	ca. 42 l/min	45 +3/-5 l/min	36 ± 4 l/min
Max. Vakuum bei NN	-90 kPa -900 mbar -675 mmHg	-98 kPa -980 mbar -735 mmHg	-90 kPa -900 mbar -675 mmHg	-90 kPa -900 mbar -675 mmHg	-91 kPa -910 mbar -683 mmHg	-91 kPa -910 mbar -683 mmHg
Vakuumeinstellung	stufenlos	stufenlos	Stufen: 1 kPa, 10 mbar, 7 mmHg	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Betriebsart	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb
Spannung	230 V~, 50/60 Hz	230 V~, 50/60 Hz	230 V~, 50/60 Hz	230 V~, 50/60 Hz	230 V~, 50/60 Hz	230 V~, 50/60 Hz
Maße (H x B x T) • mit Fahrgestell	1000 x 560 x 500 mm -	940 x 500 x 390 mm -	300 x 330 x 200 mm 840 x 490 x 520 mm	310 x 360 x 310 mm 1160 x 500 x 520 mm	330 x 240 x 360 mm 1010 x 360 x 440 mm	330 x 240 x 360 mm 900 x 410 x 450 mm
Gewicht • mit Fahrgestell	ca. 26 kg -	24 kg -	10,2 kg 24,7 kg	ca. 11 kg ca. 24 kg	6,7 kg 14,3 kg	6,3 kg 10,5 kg
Lautstärke	53 dB(A)	39 dB(A)	< 54 dB(A)	50,5 dB(A)	≤ 48 dB(A)	< 50 dB(A)
Mobilität						
• tragbar	-	-	✓	✓	✓	✓
• fahrbar	✓	✓	✓ (mit Fahrgestell)	✓ (mit Fahrgestell)	✓ (mit Fahrgestell)	✓ (mit Fahrgestell)
• Anbringung an Geräteschiene	-	-	-	✓	✓ (mit Gerätehalterung)	✓ (mit Gerätehalterung)
Fahrgestell	✓	✓	optional	optional	optional	optional
Gerätehalterung	-	-	-	✓	optional	optional
Sekretbehälter	Mehrweg (bis zu 4 l) Einweg (bis zu 3 l)	Mehrweg (bis zu 5 l) Einweg (bis zu 3 l)	Mehrweg (bis zu 4 l) Einweg (bis zu 3 l)	Mehrweg (bis zu 4 l) Einweg (bis zu 3 l)	Mehrweg (bis zu 5 l) Einweg (bis zu 3 l)	Mehrweg (bis zu 4 l) Einweg (bis zu 3 l)
Sekretbehälter • max. Anzahl und max. Größe	4 x 3 l oder 4 x 4 l	4 x 3 l oder 2 x 5 l	tragbar: 1 x 1,5 l fahrbar: 2 x 4 l	tragbar: 1 x 2 l fahrbar: 4 x 4 l	tragbar: 1 x 3 l fahrbar: 2 x 5 l	tragbar: 1 x 3 l fahrbar: 2 x 4 l
Fußschalter	✓	optional	-	✓ (OP-Variante)	optional	-
Fußregler	-	optional	optional	-	optional	-
Füllstandserkennung	-	-	✓	-	-	-
Start-/ Stop-Automatik	-	-	✓	-	-	-
Festsaug-Erkennung	-	-	✓	-	-	-
Intermittierfunktion	-	-	✓	-	-	-

EINSATZORTE

OP / Chirurgie	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intensivstation	✗	✗	✗	○	○	○
Pflegestation	✗	✗	✗	○	○	○
Ambulantes OP-Zentrum	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Arztpraxis	○	○	○	✓	✓	✓
Zahn- / Kieferchirur- gische Praxis	✓	✓	○	✓	✓	○
MKG-Chirurgie	✓	✓	○	○	✓	✗
HNO-Praxis	✓	✓	○	✓	✓	○

ATMOS Onlineshop

Mehr Informationen und Bilder zu unseren Produkten, dem Lieferumfang und dem gesamten Zubehör finden Sie in unserem Onlineshop. atmosmed.shop



MedizinTechnik

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG

Ludwig-Kegel-Str. 16
79853 Lenzkirch / Deutschland

Tel. +49 (0)7653-689-0
Fax +49 (0)7653-689-190
E-Mail info@atmosmed.de

www.atmosmed.com



Um zu der ATMOS Website zu gelangen, einfach QR-Code einscannen.