



ATMOS iDocuments GYN

Fragebogen: Digital Applications

Exactly
what
I need



KONTAKTDATEN

ATMOS Hauptsitz / Niederlassung*

Land

Vertriebsmitarbeiter*

Telefon

E-Mail*

KUNDE (KLINIK / PRAXIS)

Name*

Straße

Land / Ort / PLZ

Telefon

E-Mail*

IT

Kontaktperson*

Telefon*

E-Mail*

INFORMATIONEN ZUM KOLPOSKOP (wird von ATMOS intern ausgefüllt)

MAC1

MAC2

Seriennummer

Zusätzliche Informationen

ATMOS iDocuments GYN (für jeden Standort)

Auftragsbestätigung (Nummer)

	GDT	DICOM	Standort
ATMOS iDocuments GYN			

Zusätzliche Informationen

KONTAKTDATEN

Name der Klinik / Praxis*

Straße

Land / Ort / PLZ

Telefon

E-Mail*

KONTAKTPERSON

Name*

Position

Telefon*

E-Mail*

KONTAKTPERSON

Name

Position

Telefon

E-Mail

MEHRERE STANDORTE*

Ja

Nein

Wenn **ja**, geben Sie bitte die Standorte an

Zusätzliche Informationen

IT-INFRASTRUKTUR

Fernzugriff

Welche Software kann für den Fernzugriff verwendet werden?
(TeamViewer, AnyDesk, ...)

Zusätzliche Informationen

NETZWERK

ATMOS iDocuments GYN kann per DHCP oder statischer IP-Adresse ins Netzwerk eingebunden werden.

Hostname

DHCP

Ja

Nein

Statische IP-Adresse

Ja

Nein

Falls eine statische IP-Adresse gewünscht ist, sind die folgenden Angaben zwingend erforderlich:

IP-Adresse

Gateway

Subnetzmaske

Präfix

Servername

Zusätzliche Informationen

SCHNITTSTELLE ZUM PRAXISVERWALTUNGSSYSTEM (PVS) / PACS

Die Übergabe von Patientendaten und der Export von Untersuchungsergebnissen kann entweder über DICOM oder GDT erfolgen. Bitte tragen Sie die Parameter der gewünschten Schnittstelle ein.

Anbindung (DICOM)

Name (PACS)

DICOM-Versionsnummer

DICOM-Import (Worklist)

IP-Adresse

Port

Remote AE-Title

Local AE-Title

Modalität

DICOM-Export

Bilder

Ja

Nein

Videos

Ja

Nein

PDFs

Ja

Nein

IP-Adresse

Port

Remote AE-Title

Local AE-Title

Zusätzliche Informationen

Wenn die Installation/Integration an mehreren Standorten erfolgt, ist es wichtig, dass ATMOS die spezifischen Parameter für jede Installation mitgeteilt werden, sofern sie nicht immer gleich sind.

Die DICOM-Konformitätserklärung wird von ATMOS im PDF-Format zur Verfügung gestellt.

Anbindung (GDT)

PVS

GDT-Import

Netzlaufwerk

Ordner

GDT-Dateiname

GDT-Export

Netzlaufwerk

Ordner

GDT-Dateiname

Erweiterte GDT

Ja

Nein

**Es wird dringend empfohlen, Bilder und die PDFs an das PVS zu exportieren, da sie dort gesichert sind.
Hierfür muss ein Netzlaufwerk definiert werden, auf das ATMOS iDocuments GYN die Dateien exportieren kann.**

Bilder-Export

Ja

Nein

Netzlaufwerk

Ordner

PDF-Export

Ja

Nein

Netzlaufwerk

Ordner

Zusätzliche Informationen

