

# Die Softwarelösung. Das Fundament für moderne Kamerasysteme.

## Effizient dokumentieren. Intuitiv bedienen. Sicher archivieren.

Die zentrale Softwarelösung für Bilder und Videos – speziell für den HNO-Bereich.  
Mit modernem Design, komfortabler Touch-Bedienung und smarten Funktionen wie  
Bildaufnahme während der Videoaufnahme, Vergleichsmodus und Videoschnitt.

Dank GDT- und DICOM-Kompatibilität nahtlos in Ihre Klinik- und Praxisabläufe integrierbar.

**MAXIMALE EFFIZIENZ BEI MINIMALEM AUFWAND.**



Moderne,  
intuitive und  
laufsichere  
Bedienung

Gleichzeitige  
Anzeige von  
Bildern und  
Videos

Nutzer-  
freundliche  
Kameraum-  
schaltung

Übersichtlicher  
Vergleich von  
Bildern und  
Videos

Optimierte  
Suchfunk-  
tionen

Individualisier-  
bare Berichte



Erfahren Sie mehr  
über

**ATMOS**  
Capture Suite 5



# Mehr Funktionen. Weniger Aufwand.

**Modernes Design und intuitive Bedienung**  
Für eine effizientere Dokumentation

**Touch-optimierte Benutzeroberfläche**  
Ideal für Tablets und Touchscreens

**Anpassbare Druckformulare**  
Berichte flexibel gestalten für eine maßgeschneiderte Dokumentation

**Automatische Kameraerkennung**  
Plug and Play: Kamera anschließen, sofort loslegen

**Individuelle Kameraeinstellungen**  
Flexible Konfiguration für Ihre Geräte

**Bild- und Videoaufnahme**  
Anzeige nach der Aufnahme von Bildern und Videos in der Bibliothek

**Bildaufnahme während der Videoaufnahme**  
Einzelbilder direkt aus dem laufenden Video erstellen

**Videoschnitt einfach im Programm**  
Videos auswählen, bearbeiten und automatisch zusammenfügen

**Markierungs- und Kommentarfunktion**  
Relevante Informationen ergänzen, markieren und kommentieren

**Bild-/Video-Vergleichsmodus**  
Bessere Entscheidungshilfe und mehr Zeit für Ihre Patientengruppe

	ATMOS Capture Suite Basic	ATMOS Capture Suite 4	ATMOS Capture Suite 5	
<b>ALLGEMEIN</b>	Modernes Design und intuitive Bedienung	✗	✗	✓
	Benutzerverwaltung	✗	✗	✓
	Eingabe des Untersuchers	✗	✓	✓
	Touch-Bedienung	✓	✓**	✓
	Archivierung der Bilder auf Netzwerkordner	✗	✓	✓
	Anpassbare Druckformulare	✗	✓**	✓
	Integrierte Fernwartung	✗	✗	✓
	Bildauswahl individuell anpassbar für Ausdruck	✗	✗	✓
	Export als PDF, Word etc.	✗	✓	✓
	Exportfunktion (externes Speichermedium)	✗	✓	✓
	Suchfunktion nach Kommentaren	✗	✗	✓
	Darstellung auf zwei Bildschirmen	✗	✗	✓
<b>BILD- &amp; VIDEOFUNKTION</b>	Livebild aller angeschlossenen Kameras	✓*	✓	✓
	Bildaufnahme	✓	✓	✓
	Videoaufnahme	✓	✓	✓
	Bilddarstellung in der Bibliothek	✓	✗	✓
	Videodarstellung in der Bibliothek	✗	✗	✓
	Gleichzeitige Darstellung von Bildern und Videos in der Bibliothek	✗	✗	✓
	Bild- oder Videoaufnahme mit einem Klick	✗	✗	✓
	Bildaufnahme während der Videoaufnahme	✗	✗	✓
	Bilder und Videos vergleichen	✗	✗	✓
	Nachbearbeitung von Bildern	✗	✓	✓
	Nachbearbeitung von Videos	✗	✓**	✓
	Filmmarker erstellen	✗	✗	✓
	Erstellung von Textbausteinen für Kommentare	✗	✓	✓
	Deaktivierung der Patientendaten nach Speichervorgang	✗	✗	✓
	<b>SONSTIGES</b>	Automatische Kameraerkennung	✗	✗
Individuelle Kameraeinstellungen		✗	✓**	✓
Umschaltmöglichkeiten an ATMOS Kameras (Bewegung, Taste)		✗	✓**	✓
GDT-Schnittstelle (optional)		✗	✓	✓
DICOM-Schnittstelle (optional)		✗	✓	✓

\*ATMOS iQam, ATMOS Scope, ATMOS Video Otoskop, ATMOS VideoScope

\*\*eingeschränkt

# Technisch bereit? Das brauchen Sie.

Betriebssystem	Win11 64 Bit
Freie Festplattenkapazität	400 MB Programminstallation Empfohlen: 2 TB Mind. 1 TB bei Videospeicherung
Prozessorleistung	Mind. Intel i5 oder AMD Ryzen 5 Mind. 6 Core, mind. 3 GHz
Arbeitsspeicher	Mind. 16 GB Dual Channel (2 x 8 GB) Empfohlen: 2 x 16 GB
Grafikauflösung	Mind. 1920 x 1080
Video-Eingang	HDMI-Grabber Full HD: Magewell XI100DUSB-HDMI, HDMI auf USB 3.0
Audio-Eingang	MIC in oder LINE in bei Anwendung mit Stroboskop
Audio-Ausgang	Lautsprecher oder Kopfhörer
USB-Anschlüsse	Mind. 1x USB 2.0 Mind. 1x USB 3.0 (für HDMI-Grabber oder Kamera)



## ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG

Ludwig-Kegel-Str. 16  
79853 Lenzkirch / Deutschland

Tel +49 (0)7653-689-0  
Fax +49 (0)7653-689-190  
E-Mail [info@atmosmed.de](mailto:info@atmosmed.de)

[www.atmosmed.com](http://www.atmosmed.com)



Um zu der ATMOS Website  
zu gelangen, einfach  
QR-Code einscannen.