



**ATMOS Capture Suite  
Diagnostics**

# **Fragebogen: Digital Applications**

*Exactly  
what  
I need*



**KONTAKTDATEN**

ATMOS Hauptsitz / Niederlassung*	
Land	
Vertriebsmitarbeiter*	
Telefon	
E-Mail*	

**KUNDE (KLINIK / PRAXIS)**

Name*	
Straße	
Land / Ort / PLZ	
Telefon	
E-Mail*	

**IT**

Kontaktperson*	
Telefon*	
E-Mail*	

Zusätzliche Informationen	
---------------------------	--

**ATMOS Capture Suite**

Auftragsbestätigung (Nummer)

Installation	ATMOS Capture Suite	Upgrade auf ATMOS Capture Suite	ATMOS Capture Suite Basic	GDT	DICOM	Standort
CS1						
CS2						
CS3						
CS4						
CS5						

Bitte geben Sie die angeschlossenen **Kamerasysteme** an (für jeden Standort):

Installation	ATMOS i View	ATMOS iQam	ATMOS Scope	Standort
CS1				
CS2				
CS3				
CS4				
CS5				

**ATMOS Capture Suite**

	ATMOS Sono 31	ATMOS Rhino 31	ATMOS Tymp 31
Vorhanden:			
Seriennummer:			
DICOM:			
GDT:			

Zusätzliche Informationen



**KONTAKTDATEN**

Name der Klinik / Praxis*	
Straße	
Land / Ort / PLZ	
Telefon	
E-Mail*	

**KONTAKTPERSON**

Name*	
Position	
Telefon*	
E-Mail*	

**KONTAKTPERSON**

Name	
Position	
Telefon	
E-Mail	

**MEHRERE STANDORTE\***

Ja                      Nein

Wenn <b>ja</b> , geben Sie bitte die Standorte an	
Zusätzliche Informationen	

## IT-INFRASTRUKTUR

### Fernzugriff

Welche Software kann für den Fernzugriff verwendet werden?  
(TeamViewer, AnyDesk, ...)

Zusätzliche Informationen

## SCHNITTSTELLE ZUM PRAXISVERWALTUNGSSYSTEM (PVS) / PACS

Die Übergabe von Patientendaten und der Export von Untersuchungsergebnissen kann entweder über DICOM oder GDT erfolgen. Bitte füllen Sie die Parameter der gewünschten Schnittstelle aus.

### Anbindung (DICOM) gewünscht?\*

Ja                      Nein

wenn **nein**, also keine Integration gewünscht ist, füllen Sie bitte die folgende Tabelle aus:

Ja	Nein	
		Ist das System Windows-basiert?
		Sind alle PCs mit ATMOS-Geräten/Software in derselben Domäne?
		Wird ein gemeinsamer Ordner auf dem Server verfügbar sein? Ist der Zugang beantragt?
		Wird ein gemeinsamer Ordner auf dem NAS verfügbar sein?

Windows-Version

Zusätzliche Informationen

Wenn **ja**, also eine Integration gewünscht ist, bearbeiten Sie bitte den folgenden Abschnitt:

Ja	Nein	Ist die Netzwerkintegration mit PACS-Konnektivität erwünscht?
Name (PACS)		
DICOM-Versionsnummer		

**DICOM-Import (Worklist)**

IP-Adresse

Port

Remote AE-Title

Local AE-Title

Modalität

**DICOM-Export**

Bilder

Ja

Nein

Videos

Ja

Nein

PDFs

Ja

Nein

IP-Adresse

Port

Remote AE-Title

Local AE-Title

Zusätzliche Informationen

Wenn die Installation/Integration an mehreren Standorten erfolgt, ist es wichtig, dass ATMOS die spezifischen Parameter für jede Installation mitgeteilt werden, sofern sie nicht immer gleich sind.

Die DICOM-Konformitätserklärung wird von ATMOS im PDF-Format zur Verfügung gestellt.

**Anbindung (GDT)**

PVS

**GDT-Import**

Netzlaufwerk

Ordner (Optional)

GDT-Dateiname

**GDT-export**

Netzlaufwerk

Ordner (Optional)

GDT-Dateiname

Erweiterte GDT

Ja

Nein

**Es wird dringend empfohlen Bilder, Videos und PDFs auf einem gesicherten Netzwerkordner zu speichern.**

**Optional können die Dateien auch an das PVS exportiert werden, dafür ist eine erweiterte GDT-Datei notwendig. Hierfür muss hierfür ein Netzlaufwerk definiert werden auf den das iDocuments die Dateien exportieren kann.**

Zusätzliche Informationen