

Qualität im Detail

ATMOS HD-Endoskope

Für den vollen Durchblick



Abgestimmte Komponenten

Die Qualität des endoskopischen Systems hängt maßgeblich von der perfekten Abstimmung seiner Komponenten ab. Durch hochwertige Optik und langlebiges Design sind ATMOS HD-Endoskope die perfekte Ergänzung für Ihr hochauflösendes Kamerasystem:

- HD-Optiken - für gestochen scharfe Bilder
- Homogene Ausleuchtung - von der Bildmitte bis zum Bildrand
- Autoklavierbar - für sichere und effiziente Aufbereitung
- Hochwertiges Design – Edelstahl und Saphirglas erhöhen Langlebigkeit
- Kompatibilität - mit allen gängigen Endoskopie-Kameras und Lichtleitern verwendbar

Starre Endoskope

	REF	α	\emptyset	\longleftrightarrow
Laryngoskope HD	950.0254.0	70°	8 mm	L= 190 mm
	950.0255.0	70°	10 mm	L= 190 mm
	950.0256.0	90°	10 mm	L= 190 mm
Otoskope HD	950.0257.0	0°	4 mm	L= 50 mm
	950.0258.0	30°	4 mm	L= 50 mm
	950.0259.0	0°	2,7 mm	L= 50 mm
Nasen-/Rachen Endoskope HD 4 mm (Sinuskop)	950.0260.0	0°	4 mm	L= 175 mm
	950.0261.0	30°	4 mm	L= 175 mm
	950.0262.0	45°	4 mm	L= 175 mm
	950.0263.0	70°	4 mm	L= 175 mm
Nasen-/Rachen Endoskope HD 2,7 mm (Sinuskop)	950.0264.0	0°	2,7 mm	L= 110 mm
	950.0265.0	30°	2,7 mm	L= 110 mm

Flexible Endoskope

Nasopharyngoskop	950.0243.0	0°	3,2 mm	L= 300 mm
• 80° Bildwinkel				
• Abwinkelung 125°/125°				
• 16.000 Pixel				

Zubehör

Lichtleitkabel	gerade	950.0152.0	0°	4,8 mm	L = 1,8 m
Storz-Anschluß	gerade	508.0663.0	0°	3,5 mm	L = 1,7 m
	90°	508.0664.0	90°	3,5 mm	L = 1,8 m