

ATMOS Variotherm plus

Wenn Präzision zählt!



ATMOS Variotherm plus

ATMOS Variotherm plus Ohrspülung		REF
<p>1 Kompaktgerät zur thermischen Nystagmusreizung Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer, Spülmodus (37° C, bis zu 450 ml/min), Kalt- und Warmreizmodus (20° - 47° C vorwählbar) mit Zeitschaltung (1-99 s) und automatischer Mengenbegrenzung (150 ml/min), Energiesparmodus zur Reduzierung des Wasser- und Energieverbrauchs, höchste Temperaturgenauigkeit und Patientensicherheit. <i>Im Lieferumfang enthalten:</i> 3 x Düsenansatz-II gerade 80 mm, 1 x Spritzschutz, 1 x Dichtung für Spritzschutz, 1 Packung Schlauchspitzen für Düse (30 St.), 1 x Wasserfiltergehäuse R.V.-A1/4", 1 x Wasserfilter CellPor-Pe, 1 x Netzanschlusskabel, 1 x Gebrauchsanweisung</p>		502.0900.0
ATMOS Variotherm plus (Sonderspannung 100-127 V~)		502.0900.1
<p>ATMOS Aqua clean für Spül- und Reizgeräte Drucklose Wassertrennung gemäß EN 1717, Wasserentkeimung und Entkalkung <i>Im Lieferumfang enthalten:</i> Anlage, Anschlußmaterial, 1 Liter Desinfektionsmittel ATMOS Green & Clean WK</p>		502.1200.0
Zubehör		
<p>2 Wasser-Vorfilter für HNO-Units, rückspülbar <i>Im Lieferumfang enthalten:</i> 1 x Reduzierungsflansch G3/4"; 1 x Mutter Überwurf R1" T-Chrom; 1 x Lötfitting 90°; 1 x Halterung Wasserfilter; 2 x Dichtung RD 17x24x2; 2 x Dichtung RD 21x30x2.</p>		502.0990.0
<p>3 Spülansatz zur thermischen Reizung, Teflon Applikationshilfe für Ohrspülung</p>		501.0355.0
<p>4 Düsenansatz, für Druckwasserspritze, L = 80 mm</p>		508.0427.0
<p>Düsenansatz, für Druckwasserspritze, L = 110 mm</p>		508.0429.0
<p>5 Spritzschutz, Plexiglas</p>		501.0331.0
<p>Wasserzuflussschlauch G3/4", Verlängerung 1,5 m</p>		501.0315.6
<p>Wasserabflussschlauch G1/4", Sonderlänge, Aufpreis / 0,5 m</p>		502.0881.1
Verbrauchsmaterialien		
<p>Schlauchspitzen 30 St. (single use), Mindestabnahme 2 Packungen (Preis pro Packung)</p>		502.0844.0
<p>O-Ring für Spritzschutz</p>		501.0331.1
<p>Filterpatrone für Wasserfilter</p>		502.0891.0
<p>6 Hygienefilter für Wasserspülung Endständiger Membranfilter zur Adaption auf Spülhandgriff. Medizinprodukt gemäß 93/42/EWG. Service life 4 Wochen (Luer Lock).</p>		000.0918.0



1 ATMOS Variotherm plus




2 Wasservorfilter für HNO-Units



3 Spülansatz zur thermischen Reizung



4 Düsenansatz für Druckwasserspritze



5 Spritzschutz



6 Hygienefilter für Wasserspülung



MedizinTechnik

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG

Ludwig-Kegel-Str. 16

79853 Lenzkirch / Germany

Tel: +49 7653 689-370

atmos@atmosmed.de

www.atmosmed.com