

ATMOS Hygrotherm plus

Wenn Präzision zählt!



ATMOS Hygrotherm plus

ATMOS Hygrotherm plus Ohrspülung		REF-Nummer
<p>1 Spülgerät für den HNO-Bereich</p> <p>Elektronisch geregeltem Durchlauferhitzer (37° C, bis zu 450 ml/min), Energiesparmodus zur Reduzierung von Wasser und Energieverbrauch, höchste Temperaturgenauigkeit und Patientensicherheit, Wasser-zuflussschlauch G3/4", 3 m, Wasserabflussschlauch G1/4", 3 m, 220-240 V~, 50/60 Hz.</p> <p><i>Im Lieferumfang enthalten:</i></p> <p>3 x Düsenansatz-II gerade, 80 mm; 1 x Spritzschutz aus Plexiglas; 1 x Dichtung für Spritzschutz; 1 Packung Schlauchspitzen für Düse (30 St.); 1 x Wasserfiltergehäuse R.V.-A1/4"; 1 x Wasserfilter CellPor-Pe; 1 x Netzanschlusskabel.</p>		502.0901.0
ATMOS Hygrotherm plus (Sonderspannung 100-127 V~)		502.0901.1
<p>ATMOS Aqua clean für Spül- und Reizgeräte</p> <p>Drucklose Wassertrennung gemäß EN 1717, Wasserentkeimung und Entkalkung</p> <p><i>Im Lieferumfang enthalten:</i></p> <p>Anlage, Anschlußmaterial, 1 Liter Desinfektionsmittel ATMOS Green & Clean WK</p>		502.1200.0
Zubehör		
<p>2 Wasser-Vorfilter für HNO-Units, rückspülbar</p> <p><i>Im Lieferumfang enthalten:</i></p> <p>1 x Reduzierungsflansch G3/4"; 1 x Mutter Überwurf R1" T-Chrom; 1 x Lötfitting 90°; 1 x Halterung Wasserfilter; 2 x Dichtung RD 17x24x2; 2 x Dichtung RD 21x30x2.</p>		502.0990.0
<p>3 Spülansatz zur thermischen Reizung, Teflon Applikationshilfe für Ohrspülung</p>		501.0355.0
<p>4 Düsenansatz, für Druckwasserspritze, L = 80 mm</p>		508.0427.0
<p>Düsenansatz, für Druckwasserspritze, L = 110 mm</p>		508.0429.0
<p>5 Spritzschutz, Plexiglas</p>		501.0331.0
<p>Wasserzuflussschlauch G3/4", Verlängerung 1,5 m</p>		501.0315.6
<p>Wasserabflussschlauch G1/4", Sonderlänge, Aufpreis / 0,5 m</p>		502.0881.1
Verbrauchsmaterialien		
<p>Schlauchspitzen 30 St. (single use), Mindestabnahme 2 Packungen (Preis pro Packung)</p>		502.0844.0
<p>O-Ring für Spritzschutz</p>		501.0331.1
<p>Filterpatrone für Wasserfilter</p>		502.0891.0
<p>6 Hygienefilter für Wasserspülung Endständiger Membranfilter zur Adaption auf Spülhandgriff. Medizinprodukt gemäß 93/42/EWG. Service life 4 Wochen (Luer Lock).</p>		000.0918.0




1 ATMOS Hydrotherm plus




2 Wasservorfilter für HNO-Units



3 Spülansatz zur thermischen Reizung



4 Düsenansatz für Druckwasserspritze



5 Spritzschutz



6 Hygienefilter für Wasserspülung



MedizinTechnik

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG
Ludwig-Kegel-Str. 16
79853 Lenzkirch / Germany
Tel: +49 7653 689-370
atmos@atmosmed.de

www.atmosmed.com