

Lenzkirch, 26. Mai 2020

HNO-Untersuchungen in Pandemie-Zeiten mit Atmos Protection Shields

HNO-Ärztinnen und -Ärzte sind bei Untersuchungen dem Risiko einer Tröpfcheninfektion im besonderen Maße ausgesetzt. Die Atmos MedizinTechnik GmbH & Co. KG hat deshalb transparente Kunststoffschilder entwickelt: ein Visier zur Aufrüstung der Stirnleuchte, eins zur Montage am Mikroskop und eins als Aufsatz für die starren Endoskope.

Die Atmos Protection Shields for devices bilden eine Barriere zwischen Untersucher und Patient, ohne dass dabei die Sicht beeinträchtigt wird. Die Atmos i View Protection Shields für Mikroskope lassen sich einfach und schnell am Tubus des Atmos i Views einhängen. Die Atmos Endoscopy Protection Shields passen auf starre Endoskope mit einem Durchmesser zwischen 4 und 12 Millimeter. Die Protection Shields für die kabellose, lichtstarke Stirnleuchte Atmos HL 21 LED werden am Kopfteil befestigt. Die Schutzschilde samt Kopfteil gibt es auch ohne Stirnleuchte und sind in dieser Kombination geeignet, um HNO-Praxispersonal und -Empfangsmitarbeiter auszurüsten. Hervorzuheben ist, dass sich das Kopfteil im Gegensatz zu vielen anderen Gestellen für Gesicht-Schutzschilder bequem den ganzen Tag tragen lässt. Dafür ist es ergonomisch geformt, verfügt über einen individuell einstellbaren Kopfbügel und ein Neopren-Polster. Das Kopfteil ist wischdesinfizierbar, das Band, mit dem der Protection Shield befestigt wird, waschmaschinengeeignet. Sämtliche Schutzschilde lassen sich in 10er Bundles bestellen.

Hinweis

Der Atmos Protection Shield ist kein zugelassenes medizinisches Produkt. Es besteht keine Garantie, dass die Übertragung von viralen Krankheitserregern blockiert, das Risiko einer Krankheitsinfektion verringert oder jegliche Krankheit verhindert wird.

Weitere Informationen unter www.atmosmed.link/protection-line.

((Vorspann & Fließtext: 1.751 Zeichen, inklusive Leerzeichen))

Über die ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG:

ATMOS MedizinTechnik hat seinen Sitz in Lenzkirch im Schwarzwald. Die Unternehmensgeschichte reicht zurück bis ins Jahr 1888. Die Erfahrung aus 130 Jahren bildet die Basis des umfangreichen Wissens, das in dem familiengeführten Unternehmen vorhanden ist. Die Ansprüche und den Bedarf der Anwender stets im Blick, entwickelt ATMOS MedizinTechnik applikationsorientierte Lösungen. Sicher und zuverlässig – also mit dem Ziel geschaffen, den Anwender maximal zu unterstützen. Das Unternehmen beliefert weltweit Hersteller, Händler, Krankenhäuser und Ärzte mit Produkten und Systemen für die HNO und Gynäkologie sowie mit medizinischen Absauglösungen. Die MEDAP-Produktlinie gehört seit 2016 zum Unternehmen. ATMOS MedizinTechnik beschäftigt weltweit knapp 300 Mitarbeiter und ist mit 13 Tochterfirmen und ca. 70 Ländervertretungen international aufgestellt.

Weitere Informationen unter www.atmosmed.de.

Bildmaterial:

(Achtung, nur Bildschirmauflösung. Druckauflösung anfordern unter atmos@pr-hoch-drei.de.)



Bild 1: Die Atmos i View Protection Shields für Mikroskope lassen sich einfach und schnell am Tubus des Atmos i Views einhängen




Bild 2: Die Atmos Endoscopy Protection Shields passen auf starre Endoskope mit einem Durchmesser zwischen 4 und 12 Millimeter



Bild 3: Die Schuttschilde samt Kopfteil gibt es auch ohne Stirnleuchte und sind in dieser Kombination geeignet, um HNO-Praxispersonal und -Empfangsmitarbeiter auszurüsten

Bildnachweise: ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG



Bild 4: Die Protection Shields für die kabellose, lichtstarke Stirnleuchte Atmos HL 21 LED werden am Kopfteil befestigt

Bei Fragen stehen wir gern zur Verfügung. Falls Sie diese Informationen für Ihre Berichterstattung verwenden können, freuen wir uns über einen Hinweis und/oder ein Belegexemplar. Wenn Sie einen exklusiven Fachartikel zu diesem Thema oder einem bestimmten Themenaspekt wünschen, sprechen Sie uns bitte an.

PRESSEINFORMATION



Kontakt für die Redaktionen:

PR hoch drei GmbH
Ramona Riesterer

Turnhallenweg 4
79183 Waldkirch

Tel.: +49 7681 49 225-11
atmos@pr-hoch-drei.de
www.pr-hoch-drei.de

Kontakt für die Leser:

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG
Raimund Halder
Senior Sales Manager ENT / GYN
Ludwig-Kegel-Str. 16
79853 Lenzkirch

Tel.: +49 7653 689-0
RHalder@atmosmed.de
www.atmosmed.de