

Die perfekte Lösung für Praxis und Ambulanz

# ATMOS® CAM 41 HD

## 1-Chip Full HD Kamera



Der lichtempfindliche CCD Chip der ATMOS CAM 41 HDs garantiert perfekte Bilder in Kombination mit den ATMOS Medical Monitoren, den patentierten ATMOS LED Lichtquellen, dem ATMOS Stroboskop, sowie den ATMOS Endoskopen.

Voreingestellte Profile für die unterschiedlichen Endoskope und Applikationen, machen das Arbeiten mit der Kamera einfach und intuitiv. Funktionen, wie Freeze (Standbild), 180 Grad Bildrotation und digitaler Zoom erleichtern die Arbeit des Arztes und helfen ihm, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, dem Patienten.

Die ATMOS CAM 41 HD fügt sich perfekt in das bekannte ATMOS Workflow Konzept und der digitalen System Integration, z. B. der ATMOSoft 31/41, die Bilder, Videos und Patientendaten auf einen ATMOS PanelPC speichert.

Technische Daten    Auflösung: Full HD 1080p / 1080i / 720p  
 Automatischer Weißabgleich  
 Elektronischer Verschluss: (1/50 bis 1/100000) / Messfenster: 3 Größen  
 Ausgänge: 2 YC S- video (1 VCC & 0.3 VCC / 75) PAL oder NTSC  
 Ausgänge: 2 Composite ( 1 VCC 75 oh) PAL oder NTSC DVI-D Ausgang, RGB Ausgang

Description	REF
ATMOS® CAM 41 HD inkl. Steuereinheit, Kamerakopf and HD Kuppler	507.5500.0