



MEDAP BORA UP 2080

Universalsauger für den OP sowie Intensiv- und Funktionsstationen

MEDAP 

BORA UP 2080

Für eine Vielzahl von medizinischen Anwendungen

Die MEDAP BORA UP 2080 ist ein Allroundtalent für die Klinik und die niedergelassene Praxis. Sie wird den unterschiedlichsten Anforderungen im OP und auf Intensivstationen gerecht. Der raumsparende, handliche Universalsauger evakuiert schnell und zuverlässig große Mengen von Blut und serösen Flüssigkeiten. Dabei kann die MEDAP BORA UP 2080 wahlweise auf einem Fahrgestell, auf der Plattform einer Deckenversorgungseinheit oder an einer Geräteschiene flexibel platziert werden.



Höchster Hygienekomfort

DANK HOHEM SCHUTZ VOR ÜBERSAUGUNG UND KONTAMINATION

- Je nach vorhandenem Überlaufschutz im Sekretbehälter (Einweg- oder Mehrwegbehältersysteme) kann ein modulares Kontaminations- und Überlaufschutzsystem individuell konfiguriert werden
- Leistungsfähiger Bakterienfilter am Luftaustritt sorgt für zweiten hochwirksamen Kontaminationsschutz

Universeller Einsatz

DANK DER VIELZAHL AN PLATZIERUNGSMÖGLICHKEITEN

- Flexible Platzierung auf einem Fahrgestell, auf der Plattform einer Deckenversorgungseinheit oder an einer Geräteschiene
- Kippsicheres Fahrgestell mit zwei Geräteschienen zur Anbringung von bis zu vier Sekretbehältern
- Großer Tragegriff für leichten Transport

Einfache Bedienung

DANK HOHEM KOMFORT

- Einfachste Handhabung dank des individuell einstellbaren Vakuums und des gut sichtbaren, großflächigen Manometers
- Optimale Arbeitshöhe für den Anwender
- Pneumatischer Fußschalter für energiesparenden Standby-Modus

Hohe Flexibilität

DANK VIELSEITIGER INTEGRATIONSMÖGLICHKEITEN

- Zwei Schienenklammern gewährleisten eine einfache und sichere Befestigung an Geräteschienen
- Flexibles Baukastensystem mit umfangreicher Zubehörpalette ermöglicht individuelle Auswahl für den optimalen Einsatz
- Sichere und schnelle Anbringung von Einweg- und Mehrweg-Sekretbehältern

Einsatzgebiete:



OP / Anästhesie



Ambulantes OP-Zentrum



Arztpraxis



Praxis MKG-Chirurgie



Zahnarztpraxis und Kieferchirurgie

ATMOS ÜBERLAUFSCHUTZSYSTEM

Überlaufschutz? Optimale Sicherheit.

Um die anwendungsspezifischen Anforderungen perfekt zu erfüllen, verfügen die MEDAP BORA UP 2080 und die MEDAP BORA UP 2080 OP über ein innovatives, modulares Überlaufschutzsystem. Je nach vorhandenem Überlaufschutz im Sekretbehälter (Einweg- oder Mehrwegbehältersystem) kann der Universalsauger mit einem modularem Überlaufschutz auf die individuellen Bedürfnisse des Anwenders konfiguriert werden.

ÜBERLAUFSCHUTZ UNIVERSAL

Der zweifache Überlaufschutz mit einem Überlaufbecher mit integriertem Schwimmer und separatem hydrophoben Bakterien- und Virenfilter (Einmalprodukt) ist die richtige Wahl für eher kurzfristige Anwendungen ohne Dauerbetrieb.

Art.-Nr.: HM57524558



ÜBERLAUFSCHUTZ CHIRURGIE

Dieser zweifache Überlaufschutz ist mit einem besonders leistungsfähigen hydrophoben Bakterien- und Virenfilter im Deckel des Überlaufschutzes ausgestattet, der die MEDAP BORA UP 2080 und die MEDAP BORA UP 2080 OP nahezu 100-prozentig schützt und damit höchste Sicherheit vor Übersaugung garantiert – vor allem im Dauerbetrieb.

Art.-Nr.: HM57522546



ZUSÄTZLICHER BAKTERIENFILTER

Zusätzlich zum Überlaufschutz verfügt die MEDAP BORA UP 2080 sowie die MEDAP BORA UP 2080 OP über einen leistungsfähigen Bakterienfilter am Luftaustritt und damit über einen zweiten hochwirksamen Kontaminationsschutz.

Art.-Nr.: HM57505045



Höchster
Hygiene-
komfort



Grund-
ausstattung

GRUNDGERÄT

Das Grundgerät enthält keinen Überlaufschutz. Diese Variante empfiehlt sich immer dann, wenn Einweg-Sekretbehälter mit integriertem hydrophoben Bakterienfilter verwendet werden. Dabei wird der Vakuumschlauch direkt an den Schlauchstutzen konnektiert. Zum Schutz vor dem Eindringen von Viren wird die Verwendung eines zusätzlichen Bakterien- und Virenfilters empfohlen.

Art.-Nr.: HM57524514



ATMOS EINSATZMÖGLICHKEITEN

Universalsauger für alle Anwendungen.

Überzeugend praktisch, leicht und flexibel integrieren sich die MEDAP BORA UP 2080 und die MEDAP BORA UP 2080 OP perfekt in das jeweilige Arbeitsumfeld – im OP ebenso wie auf der Intensiv- und Funktionsstation. Mit einer hohen Saugleistung von 42 l/min (Freeflow) und einem hohen Vakuum von bis zu -90 kPa eignen sie sich für eine Vielzahl von medizinischen Anwendungen in den Bereichen Chirurgieabsaugung und Sekretabsaugung. Kompetenz aus Verantwortung für Patient, Arzt und Pflegepersonal.

Universeller Einsatz



ANWENDUNGSSETS

Angesichts der Vielzahl von Ausstattungsvarianten und Anwendungssets können die MEDAP BORA UP 2080 und die MEDAP BORA UP 2080 OP optimal flexibel auf die unterschiedlichsten Anforderungen reagieren. Damit lassen sich die beiden Allroundtalente – ganz nach Bedarf – universell einsetzen.

**ÜBERLAUFSCHUTZ UNIVERSAL (Art.-Nr. HM57524558)**

besteht aus:

	Art.-Nr.
Mechanischer Überlaufschutz mit Geräteträger	HM57522391
Hydrophober Bakterien- und Virenfilter	HM57524514
1 m Saugschlauch, Silikon, ø 6 mm	006.0009.0

**ÜBERLAUFSCHUTZ CHIRURGIE (Art.-Nr. HM57522546)**

besteht aus:

	Art.-Nr.
Mechanischer Überlaufschutz mit Geräteträger	HM57522392
Hydrophober Bakterien- und Virenfilter	HM57521783
1 m Saugschlauch, Silikon, ø 6 mm	006.0009.0

**SEKRETABSAUGUNG**

	Art.-Nr.
AS Sekretabsaugung / tragbar / 1 l / ATMOS	HM57525803
AS Sekretabsaugung / tragbar / 1 l	HM57523400
AS Sekretabsaugung / fahrbar / 2 l / ATMOS	HM57525805
AS Sekretabsaugung / fahrbar / 2 l / Serres	HM57525503
AS Sekretabsaugung / fahrbar / 3 l	HM57525498

**CHIRURGIEABSAUGUNG**

	Art.-Nr.
AS Chirurgieabsaugung/ fahrbar / 2 x 3 l / ATMOS	HM57525807
AS Chirurgieabsaugung / fahrbar / 2 x 3 l / PSU	HM57525505
AS Chirurgieabsaugung / fahrbar / 2 x 4 l / PC	HM57525668
AS Chirurgieabsaugung / fahrbar / 2 x 4 l / PSU	HM57525667

ATMOS BEDIENKONZEPT

Handhabung? Selbsterklärend.

Die MEDAP BORA UP 2080 und die MEDAP BORA UP 2080 OP zeichnen sich neben einfachster Handhabung durch eine Fülle weiterer, starker Leistungsmerkmale aus. So lassen sich schnell, leise und über lange Zeit hinweg auch große Mengen an Sekret, Blut und serösen Flüssigkeiten inklusive der darin enthaltenen Partikel zuverlässig absaugen.

EINFACHE BEDIENUNG

Einfachste Handhabung dank individuell einstellbarem Vakuum, gut sichtbarem großflächigem Manometer und einer optimalen Arbeitshöhe für den Anwender. Das Vakuum ist von 0 bis -90 kPa fein regelbar.



FREIHÄNDIGE BEDIENUNG

Der Anwender kann die MEDAP BORA UP 2080 OP mit dem pneumatischen Fußschalter ein- und ausschalten.



SCHNELL EINSATZBEREIT

An der MEDAP BORA UP 2080 befinden sich seitlich zwei mechanische Schnittstellen für Geräteträger inklusive Abdeckkappen zum Schutz gegen Verschmutzung. Diese sind genormt nach DIN EN ISO 19054 und ermöglichen somit ein problemloses Anbringen von bis zu 2 x 1 l Einweg- oder Mehrweg-Sekretbehältern und/oder Überlaufschutz Universal bzw. Überlaufschutz Chirurgie.



Einfache Bedienung

TECHNISCHE DATEN



MEDAP BORA UP 2080



MEDAP BORA UP 2080 OP

Saugleistung	42 l/min
Vakuum	-90 kPa auf NN
Spannung	230 V AC
Sonderspannung	115 V AC
Frequenz	230 V AC: 50-60 Hz / 115 V AC: 60 Hz
Stromaufnahme	230 V AC: 0,4 A / 115 V AC: 0,7 A
Anschlussleistung	100 VA
Betriebsart	Dauerbetrieb
Sicherungen	230 V AC: T 1,6 A H; 250 V / 115 V AC: 3,15 A H; 250 V
Maße (L x B x H)	310 x 360 x 310 mm (ohne Fahrgestell) 1080 x 550 x 570 mm (mit Fahrgestell)
Gewicht	11 kg 21 kg (mit Fahrgestell)
Schalldruckpegel	50,5 dB (A)
Fußschalter	Nein Ja (im Lieferumfang enthalten)

PRODUKTAUSFÜHRUNGEN

Zusätzlich zu den Grundgeräten sind auch Komplettgeräte erhältlich.

	Art.-Nr.
BORA UP 2080 Grundgerät 230 V / 50 - 60 Hz	HM57522296
BORA UP 2080 OP Grundgerät 230 V / 50 - 60 Hz	HM57522301
BORA UP 2080 Grundgerät 115 V / 60 Hz	HM57522302
BORA UP 2080 OP Grundgerät 115 V / 60 Hz	HM57522303
BORA UP 2080 Komplettgerät / Sekretabsaugung / tragbar / 1 x 1 l	HM57524856
BORA UP 2080 Komplettgerät / Sekretabsaugung / fahrbar / 1 x 3 l	HM57525511
BORA UP 2080 OP Komplettgerät / Chirurgieabsaugung / fahrbar / 2 x 3 l	HM57525512
BORA UP 2080 OP Komplettgerät / Chirurgieabsaugung / fahrbar / 2 x 4 l / PC	HM57525673

ATMOS BAUKASTENSYSTEM

Ausstattungsfreiheit? Selbstverständlich.

Ein zentraler Vorteil von der MEDAP BORA UP 2080 und der MEDAP BORA UP 2080 OP ist, dass beide Universalsauger dem Anwender eine größtmögliche Ausstattungsfreiheit erlauben. Das flexible Baukastensystem mit seiner umfangreichen Zubehörpalette ermöglicht eine individuelle Auswahl für den optimalen Einsatz im OP und auf Station.

ZUBEHÖR



Filter	Art.-Nr.
Hydrophober Bakterien- und Virenfilter für Überlaufschutz	HM57521783
Hydrophober Bakterien- und Virenfilter	HM57524514
Bakterienfilterblatt (100 Stück)	HM57505045
Rauchfilter	HM57524928



Schläuche	Art.-Nr.
Schlauch, Silikon, ø 6 mm, Meterware	006.0009.0
Vakuumverbindungsschlauch 8x14 mm	HM57505483



ATMOS Einweg-Absaugsystem	Art.-Nr.
ATMOS-Aufnahmebehälter 1 l	401.0100.0
ATMOS-Aufnahmebehälter 2 l	401.0200.0
ATMOS-Aufnahmebehälter 3 l	401.0300.0
ATMOS-Absaugbeutel 1 l	401.0102.0
ATMOS-Absaugbeutel 1 l mit Geliermittel	401.0101.0
ATMOS-Absaugbeutel 2 l	401.0202.0
ATMOS-Absaugbeutel 2 l mit Geliermittel	401.0201.0
ATMOS-Absaugbeutel 3 l	401.0302.0
ATMOS-Absaugbeutel 3 l mit Geliermittel	401.0301.0

Weitere am Markt erhältliche Einweg-Absaugsysteme können mit der MEDAP BORA UP 2080 und der MEDAP BORA UP 2080 OP verwendet werden.



info



MEDAP Webshop

Mehr Informationen zu unseren Produkten und deren Zubehörpalette finden Sie in unserem Webshop.



Sekretbehälter- und verschlüsse	Art.-Nr.
Sekretbehälter 1 l PSU mit Geräteträger	HM57525431
Sekretbehälterverschluss	HM57525432
Sekretglas 2,5	HM57505227
Sekretbehälterverschluss	HM57505362
Sekretbehälter 3 l PSU	HM57505297
Sekretbehälterverschluss	HM57500390
Sekretbehälter 4 l PC mit Geräteträger	HM57525658
Sekretbehälterverschluss 4 l PC	HM57525657
Sekretbehälter 4 l PSU mit Geräteträger	HM57525656
Sekretbehälterverschluss 4 l PSU	HM57525655
Sekretglas 5 l	HM57505228



Befestigungen	Art.-Nr.
Schienenklammer für Geräteträger (Kunststoff)	HM57522540
Schienenklammer für Geräteträger (Metall)	HM57522048
Halter für Receptal® Behälter, mit Geräteträger	HM57525661



Überlaufschutz	Art.-Nr.
Mechanischer Überlaufschutz mit Geräteträger	HM57522392
Mechanischer Überlaufschutz mit Geräteträger	HM57522391
Hydrophober Bakterien- und Virenfilter	HM57524514



Weiteres Zubehör	Art.-Nr.
Fahrgestell für BORA UP 2080	HM57525320
Steckkrümmer Chirurgie 9/12 (verchromt)	HM57500396
Steckkrümmer Chirurgie 9/12 (Kunststoff)	HM57520184
Umschaltventil	HM57522049
Katheterköchler	HM57525150
Abdeckhaube für Katheterköchler	HM57525151



ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG

Ludwig-Kegel-Str. 16
79853 Lenzkirch

Tel +49 (0)7653-689-0
Fax +49 (0)7653-689-190
E-Mail info@atmosmed.de

www.atmosmed.com



Um zur MEDAP
BORA UP 2080 Website
zu gelangen, einfach
QR-Code einscannen.

