

Mit integrierter Rauchgasabsaugung

# ATMOS

# Einmal-Elektrodenhandgriff



# ATMOS

## Ergonomischer Einmal-Elektrodenhandgriff mit integrierter Rauchgasabsaugung

Ein ultra-schlanker Elektrodenhandgriff mit maximalem Innendurchmesser und optimiertem Abstand zwischen Elektrodenspitze und Absaugöffnung sorgen für eine besonders effektive Absaugung der bei der HF-Chirurgie entstehenden Rauchgase.

### Optional

Wahlweise auch verfügbar mit drei antihafbeschichteten, isolierten Spatelektroden (70 / 100 / 152 mm) mit passenden Aufsätzen für einen effektiven Workflow, auch beim Arbeiten in tieferem Gewebe.



### Innenliegende Kabelführung

Kabelführung innerhalb des Schlauches für einen sicheren Workflow

### Schnell & Geräuscharm

Die glatten Innenoberflächen des Absaugschlauches unterstützen eine schnelle, geräuscharme Rauchgasabsaugung

### Antihafbeschichtung

Antihafbeschichtete, isolierte 70 mm Spatelektrode: Die Antihafbeschichtung reduziert die Adhäsion von Gewebe, sodass sie sich leichter durch das Gewebe führen lässt. Zusätzlich wird die Reinigung erleichtert. Die Isolierung sorgt dafür, dass angrenzendes Gewebe nicht geschädigt wird.

### Optimierter Abstand

Zwischen Spatelspitze und Absaugöffnung

### Große Absaugöffnung

Für effiziente Rauchgasabsaugung

### Maximale Kompatibilität

Mit allen gängigen HF-Chirurgiegeräten dank universellem 3-poligen Anschlussstecker

### Maximale Bewegungsfreiheit

Durch 360-Grad-Drehgelenkverbindung

### Schlanker Griff

Ultra-schlanker Elektrodenhandgriff mit gummierter Griffmulde für ein sicheres Arbeiten

### Soft-Touch-Tasten

Leicht zu bedienende Soft-Touch-Drucktasten zum Schneiden und Koagulieren

REF	Bezeichnung	Packungsgröße
57525641	Einmal-Elektrodenhandgriff mit Spatelektrode 70 mm mit Antihafbeschichtung und 3 m Anschlusskabel mit 3-poligem Anschlussstecker. Integrierte Rauchgasabsaugung mit Aufsatz für Spatelektrode, Schlauch Ø 9,5 mm, 3 m mit Adapter Ø 22 mm für Rauchgasabsaugung, steril	40 Stück
57525646	Einmal-Elektrodenhandgriff mit 3 Spatelektroden (70 / 100 / 152 mm) mit Antihafbeschichtung und 3 m Anschlusskabel mit 3-poligem Anschlussstecker. Integrierte Rauchgasabsaugung mit Aufsatz für Spatelektrode, Schlauch Ø 9,5 mm, 3 m mit Adapter Ø 22 mm für Rauchgasabsaugung, steril	40 Stück



**MedizinTechnik**

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG  
Ludwig-Kegel-Str. 16  
79853 Lenzkirch / Germany  
Tel: +49 7653 689-0  
atmos@atmosmed.de

Weitere Informationen zum  
kompletten Produktprogramm  
„ATMOS® Rauchgasabsaugung“  
finden Sie unter:  
[www.atmos-medap.com](http://www.atmos-medap.com)

[www.atmosmed.com](http://www.atmosmed.com)