

L'unité d'aspiration mobile de haute performance

ATMOS Record 55

ATMOS Record 55 DDS

**ROBUSTE
SILENCIEUX
FACILE
D'UTILISATION**



ATMOS Record 55



L'unité performante aux multiples utilisations !

Son débit d'aspiration et son vacuum élevé font de l'ATMOS Record 55 DDS une unité prédestinée à une utilisation en bloc opératoire.

A chaque fois qu'il s'agit d'avoir à sa disposition un appareil d'aspiration performant et silencieux, l'ATMOS Record 55 DDS est le bon choix.

Sa technologie qui a fait ses preuves en fait un partenaire fiable pour de nombreuses utilisations chirurgicales :

- Chirurgie viscérale
- Chirurgie orthopédique
- Service d'orthogénie
- Chirurgie vasculaire et autres.

Mais c'est notamment dans le domaine de la chirurgie esthétique et plastique – et plus particulièrement en liposuction, que le Record 55 DDS peut jouer de tous ses atouts.

Les avantages du Record 55 ATMOS en un coup d'œil :

- Performant :
le débit de 55 l/min +/- 3 l/min permet une vue libre sur le champ d'opération en continu.
- Silencieux :
faible niveau sonore qui ne gêne pas la concentration dans la salle d'opération.
- Facilité d'utilisation.
- Hygiénique :
Systèmes de vases à sécrétions modernes et surfaces lisses pour une désinfection de surface facile.
- Fiable :
une technologie qui a fait ses preuves sans risque de panne ou de filtre bloqué.
- Pas de pannes dues à des filtres anti-bactériens bloqués.
- Systèmes de recueil à choisir selon vos besoins :
A usage unique ou réutilisables.

ATMOS Direct-Docking-System (DDS)

Bocaux réutilisables pour une charge de travail réduite.

L'innovation du DDS ATMOS réside dans le détail :

- Pas de raccordements par tubulures – « Plug & Play »
- Sélecteur de bocaux pour une utilisation simple
- Filtre anti-bactérien hydrophobe intégré au bocal
- Bocaux faciles à mettre en place et à retirer
- Bords arrondis facilitant le nettoyage

Vos avantages :

- Gain de temps lors de la mise en service
- Utilisation très simple
- Risque nul d'erreur de connexions des tubulures
- Retraitement simple et rapide

ATMOS Record 55 DDS — la solution fiable !

Notre proposition :

	REF
	ATMOS Record 55 DDS (bocaux 2 x 3l) avec sélecteur
	Set d'installation pour pédale Marche/Arrêt Pour mettre en marche et arrêter l'appareil
	Set Pédale de réglage Pour régler le vacuum

Informations complémentaires

Vous trouverez de plus amples informations concernant les différentes versions ainsi que les accessoires disponibles pour le Record 55 ATMOS sur les pages suivantes.



Sélecteur de bocal

pour sélectionner le bocal à sécrétions actif

Filtre anti-bactérien à remplacement rapide

avec une surface de filtre agrandie.

Raccord tuyau permettant

de réduire la formation de mousse dans le vase à sécrétions, assurant ainsi une plus grande longévité des filtres.



ATMOS Record 55 — avec rail standard

Equipement de base :



	REF
ATMOS Record 55 avec rail standard	443.0700.0
Bocal de sécurité 250 ml avec filtre anti-bactérien DDS intégré / sécurité anti-déborde- ment, incluant adaptateur pour arthroscopie (lavages,...), chirur- gie maxillo-faciale, liposuccion etc.	444.0646.1
Set d'installation pour pédale Marche/Arrêt Pour mettre en marche et arrêter l'appareil	443.0755.0

Avec bocal Receptal® :



ou

	REF
Paquet Receptal® 2 x 3 l	444.0029.0
Paquet Receptal® 2 x 2 l	444.0028.0
Sélecteur	340.0096.0
Pince de fixation Serres	340.0095.0

Avec bouches réutilisables en verre :

		REF
	2x	Bocal à sécrétions gradué, verre 3l, Hauteur 247 mm, Ø 145 mm
	ou	
	2x	Bocal à sécrétions gradué, verre 5 l Hauteur 302 mm, Ø 169 mm
	2x	Couvercle pour bocal à sécrétions, support rail standard inclus
		Set prise de connexion double Composée de : Prise de connexion double, Réducteur de diamètre, Sécurité anti-débordement mécanique
		444.0033.0
		444.0034.0
		444.0650.0
		444.0640.0

Avec bouches Serres® :

		REF
	3x	Pince de fixation Serres®
		Sélecteur
	2x	Bocal Serres® 2 l
		Poche d'aspiration Serres® 2 l avec produit gélifiant Non autoclavable, 22 pièces
	ou	
	2x	Bocal Serres® 3 l
		Poche d'aspiration Serres® 3 l avec produit gélifiant Non autoclavable, 20 pièces
		340.0095.0
		340.0096.0
		310.0402.0
		310.0400.0
		310.0403.0
		310.0401.0

ATMOS Record 55 DDS

ATMOS Record 55 DDS	REF
ATMOS Record 55 DDS (2 x 3 l) Unité d'aspiration chirurgicale mobile extrêmement silencieuse, réglage continu de la dépression, affichage du vacuum, sélecteur de bocal pour bocal DDS Direct-Docking-System, connexion pour pédale [1] Inclus dans la livraison : Appareil de base, Notice d'utilisation, Câble secteur, 2 bocal DDS 3 l, 2 couvercles pour bocal DDS, 2 poignées pour bocal DDS, 2 protections anti-éclaboussures DDS, 10 filtres anti-bactériens DDS, sécurité anti-débordement intégrée, Set d'adaptateurs DDS pour tubulures (Ø 6 mm / Ø 10 mm), Tubulure d'aspiration Ø = 6 mm, L = 2,10 m	444.0930.0
ATMOS Record 55 DDS (bocal 2 x 5l)	444.0940.0
Accessoires pour ATMOS Record 55 DDS	REF
[2] Bocal à sécrétions DDS, 1,5 l, autoclavable Hauteur 146 mm, Ø extérieur 166 mm	340.0050.0
[3] Bocal à sécrétions DDS, 3 l, autoclavable Hauteur 247 mm, Ø extérieur 166 mm	340.0051.0
[4] Bocal à sécrétions DDS, 5 l, autoclavable Hauteur 396 mm, Ø extérieur 166 mm	340.0052.0
Couvercle pour bocal à sécrétions DDS, set complet composé de : [5] Couvercle pour bocal DDS, Poignée pour bocal DDS, Protection anti-éclaboussure DDS, Set d'adaptateurs de tuyaux DDS, Ø 6 mm + Ø 10 mm, Filtre anti-bactérien DDS / sécurité de trop plein, Support tuyaux DDS	340.0040.0
[6] Couvercle pour bocal DDS avec joints	340.0053.0
[7] Poignée pour bocal DDS, grise	340.0055.0
[8] Poignée de bocal, bleue	340.0326.0
[9] Protection anti-éclaboussure DDS, silicone	340.0056.0
[10] Set d'adaptateurs pour tubulures DDS, Ø 6 mm + Ø 10 mm	340.0057.0
[11] Support pour tubulures pour bocal DDS	340.0066.0
[12] Adaptateur DDS pour collecteur de tissu relie le bocal DDS ATMOS au collecteur de tissu Résistant à des températures allant jusqu'à 200°C	340.0062.0



1 REF 444.0930.0



2 REF 340.0050.0



3 REF 340.0051.0



4 REF 340.0052.0



5 REF 340.0040.0



6 REF 340.0053.0



7 REF 340.0055.0



8 REF 340.0326.0



9 REF 340.0056.0



10 REF 340.0057.0



11 REF 340.0066.0



12 REF 340.0062.0

ATMOS Record 55


ATMOS Record 55 avec rail standard	REF
ATMOS Record 55 avec rail standard Unité d'aspiration chirurgicale mobile pour hautes exigences. Extrêmement silencieux, réglage continu de la dépression, affichage du vacuum, connexion pour pédale. Caractéristiques techniques : [1] Performance : 55 + 3 l/min ; vacuum -98 kPa / -735 mmHg au niveau de la mer, 230 V~, 50/60 Hz ; Dimensions (H x L x P) : 940 x 500 x 390 mm Inclus dans la livraison : Appareil de base, notice, d'utilisation, câble secteur, rail standard (monté), Tubulure d'aspiration, Ø 6 mm, L = 2 m, Tubulure d'aspiration, Ø 10 mm, L = 2 m, Filtre anti-bactérien UFO	443.0700.0
Accessoires pour ATMOS Record 55 avec rail standard	REF
[2] Single-Docking-Station (SDS) Single-Docking-Station permet l'utilisation de bocal DDS avec un rail standard. Attention : Bocal non compris !	320.0640.0
[3] Couvercle pour bocal à sécrétions, support rail standard inclus	444.0650.0
[4] Set prise de connexion double Composée de : Prise de connexion double, Réducteur de diamètre, Sécurité anti-débordement mécanique	444.0640.0
[5] Bocal à sécrétions gradué, verre 1,5 l Hauteur 192 mm, Ø 115 mm	444.0032.0
[6] Bocal à sécrétions gradué, verre 3 l Hauteur 247 mm, Ø 145 mm	444.0033.0
[7] Bocal à sécrétions gradué, verre 5 l Hauteur 302 mm, Ø 169 mm	444.0034.0
[8] Bocal de sécurité 250 ml avec filtre anti-bactérien DDS intégré / sécurité anti-débordement, incluant adaptateur pour arthroscopie (lavages,...), chirurgie maxillo-faciale, liposuction etc.	444.0646.1
Sélecteur Permet de passer d'un bocal à sécrétions à l'autre. [9] Peut être fixé sur le rail standard avec la REF 340.0095.0. Matériel : aluminium N'est pas nécessaire pour le DDS !	340.0096.0



1 REF 443.0700.0



2 REF 444.0650.0



3 REF 444.0640.0



4 REF 444.0032.0



5 REF 444.0033.0



6 REF 444.0034.0



7 REF 444.0646.0



8 REF 444.0646.1



9 REF 340.0096.0

Receptal®

Accessoires		REF
[1]	Bocal extérieur Receptal® 1,5 l	310.0221.0
[2]	Bocal extérieur Receptal® 2 l	443.0256.0
[3]	Bocal extérieur Receptal® 3 l	444.0157.0
[4]	Paquet Receptal® 2 x 1,5 l composé de : 2 supports Receptal® simples, 2 bouches pour poches d'aspiration Receptal® 1,5 l, 2 poches d'aspiration Receptal® 1,5 l, dont une avec avec filtre anti-débordement intégré, tubulure de raccordement L = 12 cm L'appareil de base doit être commandé séparément !	444.0027.0
[5]	Paquet Receptal® 1 x 2 l composé de : 1 support Receptal® simple, 1 bocal pour poche d'aspiration Receptal® 2 l, 1 poche d'aspiration Receptal® 2 l avec avec filtre anti-débordement intégré, tubulure de raccordement L = 12 cm L'appareil de base doit être commandé séparément !	444.0030.0
[6]	Paquet Receptal® 2 x 2 l	444.0028.0
[7]	Paquet Receptal® 1 x 3 l	444.0031.0
[8]	Paquet Receptal® 2 x 3 l	444.0029.0
Consommables		REF
[9]	Poche d'aspiration Receptal® 1,5 l, avec filtre anti-débordement intégré Non autoclavable, 50 pces. Remplacement : à chaque patient	310.0222.2
[10]	Poche d'aspiration Receptal® 2 l, sans filtre anti-débordement intégré Non autoclavable, 50 pces. Remplacement : à chaque patient	443.0257.0
	Poche d'aspiration Receptal® 2 l, avec filtre anti-débordement intégré	443.0257.2
[11]	Poche d'aspiration Receptal® 3 l, sans filtre anti-débordement intégré Pour connexion tubulure tandem, non autoclavable, 50 pces., Remplacement : à chaque patient	444.0153.0
	Poche d'aspiration Receptal® 3 l, avec filtre anti-débordement intégré	444.0154.0



1 REF 310.0221.0



2 REF 443.0256.0



3 REF 444.0157.0



4 REF 444.0027.0



5 REF 444.0030.0



6 REF 444.0028.0



7 REF 444.0031.0



8 REF 444.0029.0



9 REF 310.0222.2



10 REF 443.0257.0



11 REF 444.0153.0

Serres® & MediVac®

Accessoires Serres®		REF
1	Poche d'aspiration Serres® 1 l, non autoclavable, 36 pces. Avec connexion angulée	312.0466.0
2	Poche d'aspiration Serres® 2 l avec produit gélifiant Non autoclavable, 22 pièces	310.0400.0
3	Poche d'aspiration Serres® 3 l avec produit gélifiant Non autoclavable, 20 pièces	310.0401.0
4	Bocal extérieur 1 l Serres®	312.0465.0
5	Bocal Serres® 2 l	310.0402.0
6	Bocal Serres® 3 l	310.0403.0
7	Pince de fixation Serres®	340.0095.0
Accessoires MediVac®		REF
8	Bocal extérieur 1l Medi-Vac®	312.0473.0
9	Support rail standard pour système à usage unique Medi-Vac® 1 l, 1,5 l	444.0451.0
Consommables MediVac®		REF
10	Poche d'aspiration 1 l Medi-Vac®, non autoclavable. 50 pces.	312.0474.0



1 REF 310.0400.0



2 REF 312.0466.0



3 REF 310.0401.0



4 REF 312.0465.0



5 REF 310.0402.0



6 REF 310.0403.0



7 REF 340.0095.0



5 REF 310.0402.0



6 REF 310.0403.0



8 REF 312.0473.0



9 REF 444.0451.0



10 REF 312.0474.0

Accessoires

Accessoires pour tous les Record 55 ATMOS		REF
1	Set d'installation pour pédale Marche/Arrêt Pour mettre en marche et arrêter l'appareil	443.0755.0
2	Support tuyau, acier inox à accrocher sur rail standard	320.0611.0
3	Tablette, acier inox avec fixation pour rail standard	443.0790.0



1 REF 443.0755.0



2 REF 320.0611.0



3 REF 443.0790.0

Consommables

Consommables	REF
[1] Tubulure d'aspiration, silicone, Ø 10 mm, L = 2 m, 1 pièce Résistant à des températures allant jusqu'à 200°C	000.0243.0
[2] Tubulure d'aspiration, silicone, Ø 6 mm, L = 2 m, 1 pièce Résistant à des températures allant jusqu'à 200°C	000.0361.0
[3] Tubulure d'aspiration, usage unique, Ø 6 mm, L = 2,10 m, 50 pces. Emballée à l'unité. Remplacement : à chaque patient	006.0059.0
[4] Filtre anti-bactérien pour bouchons ATMOS DDS, Paquet de 10 pièces Caractéristiques : Le filtre anti-bactérien évite le passage de bactéries et de germes de la pompe à l'air ambiant.	340.0054.0
[5] Collecteur de tissus 300 ml, usage unique Ø 6 mm, à remplacer à chaque patient	340.0061.0
[6] Collecteur pour prélèvements, à usage unique 50 ml, Remplacement : à chaque patient	401.0555.0
[7] Filtre anti-bactérien Usage unique, non autoclavable.	443.0738.0
[8] Filtre anti-bactérien FFG - hydrophobe	444.0082.0
[9] Filtre anti-bactérien Usage unique, non autoclavable, remplacement : à chaque patient	444.0628.0



1 REF 000.0243.0



3 REF 006.0059.0



2 REF 000.0361.0



4 REF 340.0054.0



5 REF 340.0061.0



6 REF 401.0555.0



7 REF 443.0738.0



8 REF 444.0082.0



9 REF 444.0628.0



MedizinTechnik

ATMOS MedizinTechnik France
3 Allée des Maraîchers
13013 Marseille
Téléphone +33 4 91 44 32 94
info@atmosfrance.fr

www.atmosmed.fr