


Postes de consultation ORL

ATMOS S 61 Servant ATMOS S 61 CORIAN®

Pour un flux de travail parfait



ATMOS S 61

Postes de consultation ORL à valeur ajoutée

SOMMAIRE

UNITÉS DE CONSULTATION

ATMOS S 61 Servant Page 4/5

ATMOS S 61 CORIAN® Page 6/7

SOLUTIONS POUVANT ETRE CONNECTÉES

ATMOS 360° Diagnostics Page 8/9

ÉQUIPEMENT

Fauteuils de consultation Page 10/11

Workstation Page 12/13

Gestion des instruments ATMOS S 61 Servant Page 14/15

Gestion des instruments ATMOS S 61 CORIAN® Page 16/17

MODULES

Modules de lumière Page 18/19

Systèmes de visualisation Page 20/21

Appareils de diagnostic Page 22/23

Plus d'individualité

Utilisez l'espace de manière optimale et équipez les différents modules de l'unité de consultation selon vos besoins et souhaits.

Plus de soulagement

Travaillez de manière plus détendue et efficace : le placement des différents éléments et le démarrage automatique des fonctionnalités permettent une utilisation rapide et facile.

Plus de mobilité

Déplacez sans grands efforts le fauteuil de consultation et gagnez ainsi l'espace suffisant pour recevoir votre patient dans son lit d'hôpital ou un fauteuil roulant.

Plus de rentabilité

Réduisez vos dépenses en ne sélectionnant que les modules ou les appareils nécessaires à vos consultations.

Plus d'ambiance

Faites en sorte que vos patients se sentent bien : le design agréable de nos unités y participe.

Plus d'hygiène


Faites confiance à notre gestion de l'hygiène et des sécrétions concernant le stockage, l'élimination, la désinfection et la disponibilité des instruments.

LE CLASSIQUE POUR LES EXIGENCES STANDARD

ATMOS S 61 Servant

L'accord de la fonctionnalité et de la rentabilité

Aucun cabinet ORL ne ressemble à un autre. Grâce au concept des unités modulaires, l'ATMOS S 61 Servant est la bonne solution indépendamment de la configuration de l'espace - même pour vous. Configurez l'unité de consultation selon vos exigences personnelles, l'espace disponible et vos habitudes de travail, et profitez ainsi d'une meilleure ergonomie.



Workstation

La pièce maîtresse de l'unité avec tous les équipements importants :

- Aspiration
- Lavage d'oreille / Stimulation calorique
- Air comprimé
- Module de lumière Economy
- Gestion des instruments
- Module d'endoscopie

Vision

Options possibles :

- Lampe frontale
- Gestion des endoscopes
- Caméra ORL
- Stroboscope LED
- Possibilités de connexions pour des sources de lumière additionnelles

Instruments

Les options suivantes sont possibles :

- Rangement des instruments
- Bac à instruments utilisés
- Bac à déchets
- Tiroirs
- Tablette d'écriture

LA REPONSE A LA HAUSSE DES EXIGENCES D'HYGIENE

ATMOS S 61 CORIAN®

Hygiène imbattable et diversité de design

Pour offrir aux médecins ORL une solution répondant aux exigences d'hygiène retenues dans la loi de protection contre les infections, ATMOS a misé sur une matière particulière pour le développement de ses nouvelles unités de consultation : CORIAN®. La surface sans pore de ce matériau particulièrement robuste garantit une hygiène maximale. La diversité quasi illimitée de son design répond aux plus hautes exigences.

Un matériau innovant

Grâce à sa surface homogène, sans pores, cette matière minérale et organique est particulièrement hygiénique, extrêmement facile d'entretien et résiste même aux sollicitations les plus intenses dans le quotidien de la consultation. Comparé à l'acier inoxydable ou d'autres matières composites, le CORIAN® se caractérise par son toucher agréable et n'offre aucun terrain favorable aux bactéries ou aux moisissures.




Surface matière classique, par ex. acier inoxydable

Surface CORIAN®

Nouveau chez ATMOS :
CORIAN®
La matière idéale pour
Postes de consultation
ORL

Corian® est une marque déposée par E. I. du Pont de Nemours and Company ou les sociétés affiliées



Flux de travail avec optimisation de l'hygiène

Pour éviter au mieux toute contamination croisée, nous avons développé un concept innovant concernant la gestion des instruments sur nos nouvelles unités de consultation. Ce concept prévoit une séparation stricte entre instruments propres et souillés : les médecins prennent les instruments propres dans le meuble sur un côté et les éliminent après leur consultation dans le meuble situé de l'autre côté.

Glacier
White

De multiples options de couleurs

Comparé à l'acier, le CORIAN® offre une atmosphère chaude et agréable dans laquelle vos patients se sentent bien. Concernant la couleur, nous proposons les unités en coloris standard Glacier White et Warm Grey. Vous pouvez également choisir parmi une large gamme d'options de couleurs CORIAN® et ainsi assortir votre poste de consultation ORL à votre cabinet.

LA SOLUTION COMPLÈTE POUR SERVICES ET CABINETS ORL

ATMOS 360° diagnostics

Solution complète. Environnement de travail optimal.

ATMOS 360° diagnostics est un programme complet et configurable permettant de connecter vos appareils d'examen au système informatique de l'hôpital ou du cabinet. Cette solution assure un diagnostic ORL complet et fiable et permet un travail optimisé et rentable.



Réduction des coûts

Avantages pour le cabinet ou l'hôpital


Le caractère modulaire de notre solution permet aux utilisateurs de sélectionner exactement les modules de diagnostic dont ils ont besoin. Les coûts d'interfaces de licence ne sont facturés qu'une fois et sont également valables pour des modules intégrés ultérieurement.



Facilité du rattachement GDT

Avantages pour l'informatique et l'administration

Une fois le système installé, connecter un ou plusieurs modules ultérieurement ne représente qu'une très faible charge de travail pour le responsable informatique. De plus, l'ATMOS Bridge, avec ses interfaces HL7 et DICOM intégrés, garantit un échange de données sécurisé avec le système d'informations existant.



Info



Vous trouverez ces informations complètes concernant notre solution complète et son rattachement dans notre brochure :

ATMOS 360° diagnostics



Diagnostic fiable

Avantages pour les médecins et le personnel médical

Avec l'ATMOS 360° diagnostics, les médecins ORL disposent d'un programme complet permettant d'effectuer tous les examens nécessaires au diagnostic ORL. Les caractéristiques élaborées et les fonctions intelligentes assurent un flux de travail rapide et un diagnostic fiable.



Plus de rentabilité

Avantages pour l'organisation et l'administration

Avec l'ATMOS 360° Diagnostics, les données des patients et les résultats d'examen peuvent être gérés plus facilement, échangés de manière sécurisée avec le système informatique hospitalier ou du cabinet pour une utilisation ultérieure. Les processus peuvent ainsi être accélérés et le flux de travail est sensiblement optimisé.

FAUTEUILS PATIENTS ET PRATICIENS

Fauteuils de consultation

Combinaison de design, technique et confort

L'élément central de la consultation ORL est le fauteuil patient : Assurez-vous que vos patients se sentent bien en leur proposant un ATMOS Chair. Nos fauteuils plaisent grâce à leur surface agréable et extrêmement résistante. Le fauteuil praticien assorti répond aux exigences de sécurité et permet d'adapter facilement la position du professionnel à celle du patient.



Info

Vous trouverez plus d'informations concernant notre gamme de fauteuils dans la brochure :
ATMOS Chair

Fauteuil praticien ergonomique

Il permet une position de travail ergonomique, ménageant le dos

- Dossier réglable en hauteur
- Disponible avec commande à la main ou au pied
- Soutien pour une position assise droite

Fauteuils patients flexibles

Mobilité sans limites grâce aux roulettes intégrées

- Le fauteuil peut alors être déplacé sans effort, ou même, si nécessaire, être sorti de l'espace de consultation

Accès simple au patient grâce au dossier réglable

- Réglage sans paliers depuis 7° vers l'avant jusqu'à 90°
- Les accoudoirs sont escamotables individuellement et sont synchronisés avec le dossier

Positionnement optimal en quelques secondes

- La partie supérieure du fauteuil peut tourner sur 360° et peut être arrêtée en toute position grâce au levier de frein disponible de chaque côté
- Réglage électrique de la hauteur (charge max. 200 kg)
- Réglage individuel de la hauteur de l'appuie-tête
- Assise tournante (en option)




ATMOS Chair	Comfort Basic	Comfort Sync	Professional Basic	Professional Electrical	Professional Mobile	Professional Complete
Hauteur d'assise	56 cm		58 cm			
Réglage de la hauteur d'assise	Manuel		Électrique			
Assise tournante	-		En option			
Charge max	150 kg		200 kg			
Dossier réglable	Manuel		Manuel	Électrique	Manuel	Électrique
Repose-pied	Fixe	Synchronisé avec le dossier	Synchronisé avec le dossier			
Fonction Mobilité	-		-		✓	

Matériau Premium


Cuir synthétique souple garantissant un très grand confort d'assise

- Toucher doux
- Facile à nettoyer
- Extrêmement résistant et robuste (jusqu'à trois fois plus que les matériaux courants)

Coloris Premium ATMOS Chair



Coloris Compact ATMOS Chair



IRRIGATION, ASPIRATION, AIR COMPRIMÉ

Workstation

Concentration de la diversité

Épargnez-vous de longs trajets et les complications dans le travail : L'ATMOS S 61 Workstation intègre tous les modules de consultation importants dans un espace réduit. Ils sont tous à grande longévité, faciles d'entretien, silencieux, et permettent de faciliter le travail et de le rendre agréable. Un point fort de l'unité de consultation : Toutes les fonctions démarrent automatiquement lorsque la pièce à main est retirée de son support.



Vaporisateur de médicaments

- Une utilisation à une main brevetée évite la contamination croisée et facilite le changement de flacon
- Spray droit
 - Spray avec tige télescopique
 - Spray pour médicament poudreux



Allumage automatique

- Toutes les fonctions de l'unité ORL démarrent automatiquement lorsqu'on retire la poignée de son support, et se commandent à une main
- Tous les modules de consultation importants sont réunis dans un espace réduit



Rinçage du tuyau

- Un bocal facile d'accès évite les bouchons dans le système d'aspiration
- Le remplissage automatique du bocal est disponible en option, afin de garantir un travail continu



Systèmes de lavage d'oreille

- Toutes les pièces en contact avec l'eau sont autoclavables et donc faciles à retraiter
- Avec air comprimé (2 flacons à 250 ml)



- Irrigation continue avec connexion au réseau d'eau :
- Hygrotherm 37°C
 - Variotherm (stimulation du Nystagmus) 20-44°C



Systèmes d'aspiration

- Deux niveaux disponibles
- Basic (40 l/min)
 - Professional (55 l/min), extrêmement silencieux



Système de bocal à sécrétions

- La vidange automatique du bocal permet un travail en continu
- Le Direct-Docking-System permet un remplacement simple sans risque d'erreur
 - Bocal accessible par l'avant, dans l'espace de maintenance



Systèmes à usage unique

- Possibilité d'utiliser des tubulures et des bocal à usage unique d'autres fabricants
- ATMOS
 - Serres®
 - Medi-Vac®
 - Receptal®

TIROIRS, BAC À DÉCHETS, CHAUFFAGE DES INSTRUMENTS

Gestion des instruments ATMOS S 61 Servant

Plus de liberté dans l'organisation

Optimisez votre flux de travail et assurez-vous en même temps de répondre aux exigences d'hygiène, même avec un grand nombre de patients, avec la gestion des instruments sur nos unités de consultation. Avec l'ATMOS S 61 Servant, vous avez la possibilité d'adapter les meubles à vos habitudes de travail.

Capots pour dépôts à instruments

Une protection efficace contre les salissures et la contamination :


- Capot transparent
- Capot roulant (offre des rangements supplémentaires au-dessus du dépôt des instruments)



Plateaux à instruments

Organisation du rangement des instruments grâce à l'utilisation des plateaux en acier inoxydable :

- Plateau étroit (env 5 x 38 cm)
- Petit plateau (env 14 x 18 cm)
- Grand plateau (env 28 x 18 cm)
- Plateau pour olives
- Plateau pour préchauffage des instruments
- Plateau dentelé pour éviter la contamination croisée



ATMOS S 61 Servant	Instruments	Instruments XL	Instruments XXL	Module de dépôt supérieur
Nombre de plateaux dans le dépôt roulant	6	9/15	24	2
Nombre de tiroirs standards	3	3	6	-



Gamme de tiroirs

Équipés de série avec Softclose

- Tiroirs plats
- Tiroirs standards (correspond à deux tiroirs plats)
- Tiroirs avec bac à déchets
- Tiroirs avec ouverture frontale pour intégrée par ex. un appareil à radiofréquence
- Bac à instruments utilisés (le bac peut être retiré pour le retraitement)
- Tiroir chauffé



Chauffe-miroirs

Pour éviter la buée sur les miroirs, ceux-ci sont préchauffés à température du corps

FONCTIONS AUTOMATIQUES, TIROIRS SANS POIGNÉES

Gestion des instruments ATMOS S 61 CORIAN®

Prévention des infections au plus haut niveau

Concernant la gestion des instruments, profitez de nos solutions réfléchies et des équipements particuliers de nos nouvelles unités de consultation ATMOS S 61 CORIAN®. Outre les surfaces CORIAN® particulièrement faciles à nettoyer, ce sont notamment l'unité ORL Workstation et le système Servo-Drive® qui permettent un travail hygiénique sans interruptions.



Possibilités d'intégration

Vous pouvez équiper les unités de consultation ATMOS S 61 CORIAN® selon vos besoins avec les modules ou appareils suivants :

- Microscope ATMOS i View
- Caméra ATMOS iQam
- Naso-pharyngo-laryngoscope numérique ATMOS Scope
- Stroboscope ATMOS Strobo 21 LED
- Module d'endoscopie / Source de lumière LED
- Set de réservoirs pour jusqu'à trois endoscopes rigides (chauffage en option)
- Set de réservoirs pour jusqu'à trois endoscopes flexibles (en option : endoscopes rigides)



Tiroirs sans poignées

Grâce au système innovant Servo-Drive®, les tiroirs s'ouvrent facilement en les touchant avec le genou, le dos de la main ou le coude

- Ils protègent efficacement les instruments contre la poussière et les salissures
- L'ouverture et la fermeture sans vibrations protège les instruments les plus sensibles
- En option : tiroir chauffé



Nouveau chez ATMOS :
CORIAN®
Sans aucun interstice
et particulièrement
hygiénique



ATMOS S 61 CORIAN®	Instruments	Instruments XXL	Intégral
Nombre de tiroirs plats (fixe obligatoire)	1	1	3
Nombre de tiroirs standards	3	6	4

SOURCES DE LUMIÈRE, LAMPES FRONTALES

Modules de lumière

Haute performance grâce aux nouvelles technologies

Nos sources de lumière présentent un grand nombre d'avantages : pour vous et vos patients. Nos modules de lumière LED par exemple sont refroidis de manière passive par un système de ventilation sophistiqué, et travaillent de manière silencieuse sans dispersion de poussière. Grâce au couplage optimal de lumière, ni les endoscopes ni les tissus ne chauffent, malgré une très grande performance.



Lampes frontales LED

L'ATMOS HL 21 LED est légère, avec une température optimale de couleur (lumière du jour) et ne nécessite aucune maintenance. Options supplémentaires :

- Activation automatique
- Réglage de la luminosité
- Utilisation sans câble, sur batterie



Nous proposons également des lampes frontales conventionnelles, avec câble de lumière.



Sources de lumières endoscopiques

Adaptation directe de la source de lumière ATMOS LS 21 LED à l'endoscope, donc pas de câble de lumière.

Options supplémentaires :

- Lumière blanche
- Lumière jaune
- Activation automatique
- Réglage de la luminosité
- Possibilité d'une utilisation mobile sur batterie



ATMOS LS Battery LED : source de lumière avec batterie intégrée



Source de lumière performante ATMOS LED Light Cube avec activation automatique et réglage de la luminosité pour tous les systèmes courants :

- ATMOS
- Storz
- Olympus
- Pentax
- Wolf

STROBOSCOPE, CAMÉRAS, MICROSCOPES, ENDOSCOPES

Systemes de visualisa

Diagnostic avec images, au plus haut niveau

L'endoscopie et la visualisation rendent le diagnostic ORL plus efficace et assurent une explication plus facile au patient. Profitez également de nos solutions innovantes concernant l'image. Grâce à diverses possibilités de connexions, nos appareils peuvent facilement être intégrés. Notre logiciel de visualisation et d'enregistrement ATMOS Capture Suite assure une optimisation supplémentaire des process.



Endoscopes ATMOS


Gamme complète d'endoscopes pour un meilleur diagnostic visuel

- Laryngoscopes
- Endoscopes d'oreille, de nez et du larynx
- Nasopharyngoscope flexible



Microscope ATMOS i View

- Système complet alliant optique et éclairage
- Convient au quotidien, grâce à une utilisation agréable
 - S'intègre facilement à l'unité de consultation



Info

Vous trouverez plus d'informations dans notre brochure : **ATMOS i View**



Module de stroboscopie ATMOS

Stroboscopie silencieuse avec technologie LED

- Convient parfaitement pour les laryngoscopes et caméras ATMOS
- Avec source de lumière ATMOS intégrée, donc pas besoin de câble de lumière



Caméra intelligente : ATMOS iQam

Diagnostic endoscopique rapide et complet

- Réglage automatique de l'image grâce à l'ATMOS SmartAdjust
- Changement rapide des endoscopes grâce à l'ATMOS QuickLock innovant
- Enregistrement d'images ou de vidéos facilité par l'ATMOS SensorUnit intégré
- Travail sans fatigue et nettoyage rapide



Naso-pharyngo-laryngoscope flexible : ATMOS Scope

Avec une poignée ergonomique et la technologie ATMOS « Chip-on-the-tip » pour des images de très bonne qualité

- Source de lumière et caméra intégrées dans la poignée
- Excellente profondeur de champ et images nettes et contrastées
- Poignée ergonomique avec levier de réglage et touches de fonctions intégrées

SONOGRAPHIE, TYMPANOMÉTRIE, RHINOMANOMÉTRIE

Appareils de diagnostic

Des solutions complètes réunies

Optimisez votre flux de travail pour les examens routiniers et raccourcissez le temps d'attente de vos patients grâce à notre ensemble de diagnostic ORL. Il comprend les appareils pour la rhinomanométrie, la sonographie, la tympanométrie et la stimulation calorique. Cela permet une mesure rapide, directement depuis l'unité de consultation.



Rhinomanométrie

Un concept unique d'hygiène avec filtre intégré protège contre les bactéries et les virus

- Des filtres plats remplaçables à l'intérieur du corps de sonde évitent une contamination des parties internes
- Les données de mesure sont affichées en temps réel sous la forme de rhinogramme (courbe de respiration)

Stimulation calorique

L'allumage automatique et la cuvette haricot avec canal d'aspiration permettent :

- La stimulation calorique de l'organe de l'équilibre (module Variotherm)
- Le lavage d'oreille (module Hygrotherm)




Sonographie

Paramètres d'amplification préprogrammés et échelle de profondeur pour les sinus maxillaires et frontaux

- Pédale et mode automatique pour un examen rapide et l'enregistrement des images
- En option : utilisation manuelle avec amplification modifiable pour l'équilibrage individuel des profondeurs

* Se renseigner sur la disponibilité en fonction des pays.



Tympanométrie

Trois procédés de mesure en temps réel avec leur propre écran d'affichage

- Utilisation simple et intuitive
- Représentation graphique et numérique des résultats

Info



Vous trouverez des représentations de tous les appareils de diagnostic dans notre brochure :

ATMOS 360° Diagnostics



MedizinTechnik

ATMOS Médical France
3 Allée des Maraîchers
13013 MARSEILLE
Tél +33 4 91 44 32 940
info@atmosmed.fr

www.atmosmed.com