

ATMOS Variotherm plus

Fiabilité et précision des examens!



ATMOS Variotherm plus

ATMOS Variotherm plus		REF
1	<p>Unité compacte pour stimulation thermique du Nystagmus Irrigation contrôlée électroniquement, module de lavage (37° C, jusqu'à 450 ml/min), mode de stimulation à froid ou à chaud (20° - 47° C par présélection) avec timer (1-99 s) et limitation automatique du flux (150 ml/min), mode stand by pour la réduction de consommation d'eau et d'énergie, grande exactitude de la température et sécurité pour le patient. <i>Inclus dans la livraison:</i> 3 x tiges d'irrigation droites 80 mm, 1 x protection anti-éclaboussure, 1 x joint pour protection anti-éclaboussure, 1 paquet d'embouts d'irrigation (30pièces.), 1 x cartouche pour</p>	502.0900.0
	ATMOS Variotherm plus (Alimentation spéciale 100-127 V~)	502.0900.1
	<p>ATMOS Aqua Clean pour appareils de rinçage ou de stimulation Séparation des eaux selon EN 1717, décontamination et détartrage <i>Inclus dans la livraison :</i> Unité, matériel de raccordement, solution désinfectante 1 litre ATMOS Green & Clean WK</p>	502.1200.0
Accessoires		
2	<p>Préfiltre à eau pour unités ORL <i>Inclus dans la livraison:</i> 1 x raccord G3/4"; 1 x écrou R1" T-Chrom; 1 x élément de raccord à 90°; 1 x support pour filtre à eau; 2 x joint RD 17x24x2; 2 x joint RD 21x30x2</p>	502.0990.0
3	Embout de rinçage pour stimulation thermique, Téflon Aide au lavage d'oreille	501.0355.0
4	Tige d'irrigation, L = 80 mm	508.0427.0
	Tige d'irrigation, L = 110 mm	508.0429.0
5	Disque de protection anti-éclaboussure, Plexiglas	501.0331.0
	Tuyau d'alimentation en eau G3/4", rallonge 1,5 m	501.0315.6
	Tuyau d'évacuation d'eau G1/4", longueur spéciale, par 0,5 m	502.0881.1
Consommables		
	Embouts d'irrigation 30 pces (usage unique), Minimum de commande 2 paquets (Prix au paquet)	502.0844.0
	O-Ring pour protection anti-éclaboussures	501.0331.1
	Cartouche filtre pour filtre à eau	502.0891.0
6	<p>Filtre d'hygiène pour rinçage à l'eau Filtre à membrane à adapter sur la poignée d'irrigation. Produit médical selon 93/42/CEE. Durée d'utilisation : 4 semaines (Luer Lock).</p>	000.0918.0



1 ATMOS Variotherm plus



2 Préfiltre à eau pour unités ORL



3 Embout de rinçage pour stimulation thermique



4 Tige d'irrigation



5 Disque de protection anti-éclaboussure



6 Filtre d'hygiène pour rinçage à eau



MedizinTechnik

ATMOS MEDICAL FRANCE
3 Allée des Maraîchers
13013 MARSEILLE, France
Tél : + 33 4 91 44 32 94
info@atmosfrance.fr

www.atmosmed.com