



ATMOS LC 27

Facilite l'aspiration quotidienne
des voies respiratoires

Aspiration
fiable





Un aspirateur des voies respiratoires. De nombreux avantages.

Non seulement nous nous sommes demandé quels devraient être les avantages, mais nous avons surtout posé la question aux personnes nécessitant un aspirateur des voies respiratoires, ainsi qu'à celles qui travaillent avec au quotidien. Les réponses les plus fréquentes étaient : « facile d'utilisation », mais aussi « fiable » et « mobile ».

Inspirés et encouragés par ces données, nous avons profité de notre savoir concernant l'aspiration des mucosités, accumulé durant plusieurs dizaines d'années, et développé un nouvel aspirateur pour les soins à domicile et ambulatoires : l'**ATMOS LC 27**.

Il vous aidera à procéder de manière fiable et simple aux aspirations vitales des voies respiratoires. Il vous facilitera le travail. Et il s'intégrera parfaitement dans votre environnement.

Utilisation ? Intuitive et sûre.


Le nouvel **ATMOS LC 27** n'a pas beaucoup de commandes, mais seulement celles dont vous avez besoin. Celles-ci sont en bleu et agencées de manière à ce que l'utilisateur ne puisse pas faire d'erreur durant l'aspiration des voies respiratoires.






Allumer et éteindre l'appareil

S'effectue par une seule touche et est possible même sans contact visuel direct. Vous pouvez ainsi vous concentrer pleinement sur l'utilisation correcte de la tubulure et du cathéter d'aspiration.



Retirer/connecter le bocal

Grâce à la touche de déverrouillage intuitive, il est facile de retirer le bocal à sécrétions à patient unique. Connecter le bocal est encore plus simple : cliquer le bocal à sécrétions à patient unique sur l'appareil.



Régler la dépression

Grâce au bouton de réglage de la dépression facile à utiliser, il est possible de régler la dépression de manière individualisée pour chaque patient. La dépression peut être contrôlée via un manomètre facilement lisible.



Connecter la tubulure d'aspiration

S'effectue via la connexion tubulure développée par ATMOS. Simplement connecter la tubulure d'aspiration, la tourner, c'est fait !

Convient à
tous





Aspect ? Fonctionnel et intemporel.

Grâce à son design sobre et ses dimensions compactes, le nouvel **ATMOS LC 27** s'intègre parfaitement quel que soit l'environnement. Il reste ainsi toujours discret, mais est aussi immédiatement disponible si vous en avez besoin.



Immédiat-
ment
réutilisable



Nettoyage ? Rapide et simple.

L'une de nos préoccupations lors du développement du nouvel **ATMOS LC 27** était : le nettoyage du bocal à sécrétions ne doit pas durer une seconde de plus que nécessaire. C'est pourquoi l'**ATMOS LC 27** dispose d'un bocal à sécrétions à forme ergonomique pouvant être retiré d'une main de l'aspirateur, et pouvant être nettoyé à l'aide de produits courants - soit à la main, soit tout simplement dans le lave-vaisselle.



An elderly couple is sitting on a wooden park bench. The man, with white hair and wearing a light-colored shirt, has his arm around the woman. The woman, also with white hair and wearing a blue and white striped sweater, is leaning back against him. They are both looking towards the right. On the bench next to them is a black transport bag with a blue handle and a small logo. A walking stick is leaning against the ground next to the woman's feet. The background is a lush green park with trees and grass.

Mobile avec
sacoché de
transport
adéquate

Aspirer à l'extérieur ? Pas de problème.

Notamment les patient mobiles souhaitent une solution d'aspiration qui leur permet de procéder à une aspiration des voies respiratoires lorsqu'ils sont en déplacement. C'est pourquoi l'**ATMOS LC 27** n'est pas seulement disponible en version sur secteur, mais aussi sur batterie. Son faible poids de 3,5 kg et la sacoche de transport permettent d'emporter l'aspirateur avec soi. La batterie performante garantit que l'**ATMOS LC 27** peut être utilisé rapidement et pendant 60 minutes durant les déplacements.



— Votre contact —



MedizinTechnik



ATMOS Médical France
3 Allée des Maraîchers
13013 Marseille France
Tel : +33 4 91 44 32 94
info@atmosfrance.fr

www.atmosmed.link/LC27-patient

