

Con sistema de evacuación de humos incorporado

ATMOS

Lápiz electroquirúrgico desechable



ATMOS

Lápiz electroquirúrgico desechable ergonómico con evacuación de humo incorporada

El lápiz electroquirúrgico ultrafino con un diámetro interior máximo y una distancia optimizada entre la punta del electrodo y la apertura de aspiración garantizan una aspiración especialmente eficaz del humo generado durante cirugías de alta frecuencia.

Guía de cable interior

Guía de cable dentro del tubo para un flujo de trabajo seguro

Rápido y silencioso

Las superficies interiores lisas del tubo de succión permiten una evacuación de humo rápida y silenciosa

Recubrimiento antiadherente

Electrodo de cuchilla aislado de 70 mm con revestimiento antiadherente: el revestimiento antiadherente reduce la adhesión al tejido, lo que facilita su conducción a través del tejido. La limpieza también se facilita. El aislamiento asegura que el tejido adyacente no se dañe.

Distancia optimizada

Entre la punta de la hoja y la abertura de succión



Opcional

Opcionalmente disponible con tres electrodos de cuchilla aislados con revestimiento antiadherente (70/100/152 mm) con cubiertas a juego para un flujo de trabajo eficaz, incluso cuando se trabaja en tejidos más profundos.



Máxima compatibilidad

Con todos los dispositivos quirúrgicos de alta frecuencia habituales gracias al conector universal de 3 puntos

Máxima libertad de movimiento

Mediante conexión giratoria de 360 grados

Lápiz delgado

Lápiz electroquirúrgico ultradelgado con agarre de goma empotrado para un trabajo seguro

Botones de tacto suave

Botones pulsadores suaves al tacto fáciles de usar para cortar y coagular

Apertura de succión grande

Para una evacuación eficiente del humo

REF.	Descripción	Piezas por Pack
57525641	Lápiz electroquirúrgico desechable con electrodo de hoja de 70 mm con revestimiento antiadherente y cable de 3 m con enchufe de 3 pines. Evacuación de humos integrada con tapa para electrodo de cuchilla, tubo Ø 9,5 mm, 3 m con adaptador Ø 22 mm para evacuación de humos, estéril.	40 piezas
57525646	Lápiz electroquirúrgico desechable con 3 electrodos de hoja (70 / 100/152 mm) con revestimiento antiadherente y cable de 3 m con enchufe de 3 pines. Evacuación de humos integrada con tapa para electrodo de cuchilla, tubo Ø 9,5 mm, 3 m con adaptador Ø 22 mm para evacuación de humos, estéril.	40 piezas



ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG
Ludwig-Kegel-Str. 16
79853 Lenzkirch / Alemania
Tel: +49 7653 689-0
atmos@atmosmed.de

Puede encontrar más información sobre la gama completa de productos "ATMOS Evacuación de humos" en: www.atmos-medap.com