

ATMOS LS Battery LED

Akku-Lichtquelle für die Endoskopie

*Exactly
what
I need*



Leicht, klein & leistungsstark.

Maximale Mobilität mit der ATMOS LS Battery LED.

- Hochleistungs-LED (3 Helligkeitsstufen + Power Mode)
- Lange Akkulaufzeit
- Leicht und handlich
- Wasserdicht
- Magnetischer USB-Ladechip mit Ladestandsanzeige



TECHNISCHE DATEN

ATMOS LS BATTERY LED 507.4670.0

Baugröße	75 mm x 21 mm
Gewicht	51g inkl. Batterie
Leistung	10 Watt
Ladedauer	3 Stunden

HELLIGKEITSSTUFEN

Powermode	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3
160.000 lux	88.000 lux	12.000 lux	1.700 lux



MOBILE ENDOSKOPIE

Die ATMOS iQam (USB-Kamera) und LS Battery LED ergänzen sich perfekt zu einem mobilen Endoskopie-Set.

