

HNO

Chirurgie

Pflege

Gynäkologie

ENT

Surgery

Care

Gynaecology



MedizinTechnik

Ersatzteil – Preisliste

Spare parts

Price list

01 / 2020

Ausgabe / Issue: 01 / 2020

Gültig ab / valid: 01.Februar 2020

Index: 01

Ersatzteilpreisliste 01 / 2020

(Rabatte abhängig von Artikelgruppe)

Für Ersatzteile der

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co.KG

Gültig ab 01.02.2020. Alle vorausgegangenen Preislisten werden hiermit ungültig. Alle in dieser Preisliste angegebenen Preise sind Verkaufspreise ohne MwSt. sofern nicht gesondert erwähnt, ohne Verpackung, ab Werk Lenzkirch.

Preisänderungen bzw. Änderungen bei REF-Nummern sind vorbehalten. Die Berechnung erfolgt Zu dem am Tage der Lieferung gültigen Preisen.

Detaillierte Angebote für größere Bezugsmengen, Abruf-Aufträge und Sonderanfertigungen unterbreiten wir auf Wunsch gerne.

Eine Sonderspannung (Standartausführung 230V / 50 Hz) ist unbedingt bei der Bestellung anzugeben! Untergeordnete Baugruppen sind eingerückt und haben einen Unterstrich vorangestellt.

Bitte beachten Sie unsere am Ende dieser Preisliste beigefügten allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Spare part price list 01 / 2020 (discount depends on article category)

For spare parts of

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co.KG

Validity from 1st February 2020, herewith, all previous price lists are null and void. The prices stated in this Pricelist are prices without packing costs, ex factory Lenzkirch.

This price list is subject to alterations in prices and REF numbers. The items are invoiced at the prices valid on the day of dispatch.

We are prepared to submit detailed quotations for larger quantities, calling orders and special designs.

A special voltage (standard voltage 230V / 50 Hz) is to be stated when placing an order! Subordinated components are shown indented and have an underscore put in front.

Please pay attention to the General Standard Terms and Conditions enclosed at the end of this price list.

Legende Artikelgruppen / Legend product groups

SP Ersatzteile / spare parts

CA Verbrauchsmaterial / consumable

HNO HNO / ENT

GYN Gynäkologie / Gynaecology

**CHI/PFL Absauggeräte & Drainage Systeme
Suction devices & drainage systems**

MDP MEDAP

*** * - Artikel / * - articles**

SON Sonstiges / Other

Inhaltsverzeichnis / Table of Contents

Chirurgie

ATMOLIT 12	
ATMOSAFE	
C 361 (230 V~)	
C 401 (230V~)	
C 451 (230 V~)BASISGERÄT	
FUSSREGLER FÜR C401 0-90 KPA	
LC-36	
LIPOSET DDS	
RECORD 55 2x3,0L	
RECORD 55 DDS	
RS 221	
S 351 / OP STATION	
S 351 NATAL SET (230 V~)	
S351 OPTHAL SET (230V~)	
STATIONS-PAKET C 361 FAHRB.	

GYNÄKOLOGIE

Chair 41 Gyne	
I VIEW Kolposkop	
S41 GYNE	
Untersuchungsthocker pastellblau	
ZUBEHÖRPAKET Gewebekollektor	

HNO

ATMOS LS 31 LED	
A 11 (230 V~)	
Aqua Clean	
Arztsessel Chair 51 D	
ATMOS CHAIR COMFORT BASIC	
ATMOS CHAIR PROFESSIONAL COMPL	
ATMOS Scope	
ATMOS Strobo 21 LED	
ATMOS® Cam 41 HD	
ATMOSTAR	
C 11 SYSTEMA (SITZEND)	
C21 BASISSET (230 V~)	
C31 BASISSET (230 V~)	
CAM 21 / 31	
CAM 31 DV DATA	
CHAIR 21D WEISS/TAUBENBL	
CHAIR 21P CHAIR 31P	
Diagnostic Cube	
DICHTUNGEN	
ENDOSTROBOL	
ENDOSTROBOSKOP6	
HL21 LED-OP-SET	
Hygienefilter	
HYGROTHERM 4 PLUS	
INST SCHRANK S5	
Patientenstuhl M2	
M Stuhl	
PATIENTENSTUHL CHAIR 21P / 31P	
PATIENTENSTUHL E1	
Patientenstuhl E2	
Patientenstuhl E2E	
Patientenstuhl M2	
RHINO 300	
Ten-O-mat	
S 61 SERVANT	
SERVANT 4	
SERVANT 5 AB 2006	

Surgery

ATMOLIT 12	6
ATMOSAFE	8
C 361 (230 V~)	9
C 401 (230V~)	13
C 451 (230 V~)	13
Footswitch FÜR C401 0-90 KPA	15
LC-36	16
LIPO-SET DDS	17
RECORD 55 2x3,0L	19
RECORD 55 DDS	23
RS 221	26
S 351 / OP STATION	27
S 351 NATAL SET (230 V~)	32
S 351 OPTHAL	37
STATIONS-SET C 361 Mobile	41

GYNAECOLOGY

Chair 41 Gyne	41
I VIEW Colposcop	47
S41 GYNE	51
Doctors chair - pastel blue	51
ACCESSORIES PACKAGE C401	51

ENT

ATMOS LS 31 LED	51
A 11 (230 V~)	53
Aqua Clean	60
Doctors Chair 51D	60
ATMOS CHAIR COMFORT BASIC	61
ATMOS CHAIR PROFESSIONAL COMPL	62
ATMOS Scope	63
ATMOS Strobo 21 LED	66
ATMOS® Cam 41 HD	69
ATMOSTAR	69
C 11 Systema (sitting)	71
C21 Basic (230 V~)	82
C31 Basic (230 V~)	95
CAM 21 / 31	115
CAM 31 DV DATA	116
CHAIR 21D white/blue	117
CHAIR 21P CHAIR 31P	118
Diagnostic Cube	118
Sealings	121
ENDOSTROBOL	121
ENDOSTROBOSKOP6	122
HL 21 LED, headlight OT set	123
hygienic filter	124
HYGROTHERM 4 PLUS	124
BORD FOR INSTRUMENT S5	136
Chair M2	136
M Chair	137
Chair 21P / 31P	138
Chair E1	139
Chair E2	141
Chair E2E	146
Chair M2	147
Rhino 300	149
Ten-O-mat	150
S 61 SERVANT	150
SERVANT 4	173
SERVANT 5 from 2006	182

SERVANT-5 BIS 12 06	SERVANT-5 till 12 06	192
STECKANSCHLÜSSE	HOSE CONNECTORS	212
Stirnlampe Clar 55	Headlight Clar 55	212
Stirnlampe nach Binner	Headlight acc. to Binner	212
Stirnlampe nach Clar 73	Headlight Clar 73	213
Systema	Systema	213
Systema 2	Systema 2	219
Unit A300	Unit A300	230
UNIT SERVANT 5	UNIT SERVANT 5	240
Untersuchungset HL 21	Headlight ATMOS HL 21 LED	258
VARIOAIR-3	VARIOAIR-3	260
VARIO THERM PLUS	VARIO THERM PLUS	261
ZULAUFVENTIL KPL.	INLET VALVE CPL.	274
I VIEW	I VIEW	
I VIEW HNO	I VIEW ENT	275
I-VIEW 31 DENT AUF ROLLSTATIV	I-VIEW 31 DENT mobile	278
I-VIEW 31 PRO M. TISCHHALT.	iView Pro with table holder	284
IVIEW21/31 PRO	IVIEW21/31 PRO	289
PFLEGE	CARE	
A 161 ASPIRATOR/ DDS	A 161 ASPIRATOR/ DDS	294
A 261 ASPIRATOR/DDS	A 261 ASPIRATOR/DDS	295
ATMOLIT 16N/G	ATMOLIT 16N/G	296
ATMOLIT 26/G	ATMOLIT 26/G	298
ATMOPORT MIT TASCHE	ATMOPORT with Bag	300
ATMOPORT N	ATMOPORT N	303
ATMOPORT S	ATMOPORT S	304
Aufbereitungssätze	Reprocessing kits	306
C 161 BATTERY / DDS	C 161 BATTERY / DDS	307
C 161	C 161	309
C 261 DDS	C 261 DDS	311
C 341 Battery	C 341 Battery	313
E341 Grundgerät	E341 basic device	315
ELEKTROSAUGER LC 16/G	ELECTRO-SUCTION Unit LC 16/G	316
S 042 NPWT	S 042 NPWT	318

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

ATMOLIT 12 / GRUNDGERÄT

__	000.0013.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, L = 1,30 m, 1 St.	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, L = 1.30 m, 1 pc.	CA
__	000.0018.0	ELASTIKPUFFER SJ 5017 SELBSTKL.	Plactic buffer, elastic 5J-5017 adhesive	SP
__	000.0347.0	SCHLAUCHVERBINDER M.NEBENLUFT	HOSE CONNECTOR (FINGER TIP),	*
__	000.0459.0	ENTLÜFTUNGSKAPPE	VENT CAP RD 22,2 BLACK	SP
__	000.0460.1	VACUUMMETER -1/0 BAR FR.RING	VACUUM GANGE	SP
__	000.0544.0	SEKRETBEHÄLTER 1,25LTR.	SUCTION BOTTLE 1.25 LTR., GRADUATED	SP
__	000.0632.0	PUMPE V-MEMBRAN 11,4L / 75 %	PUMP V MEMBRANE 11.4L / 75%	SP
___	069.0003.0	VENTILPLÄTTCHEN	VALVE PLATE MOD. 7010	SP
___	069.0004.0	SPANNRING MOD.7010	CLAMPING RING FOR MOD. 7010	SP
___	069.0007.0	PUMPENKAMMER DURET. MOD. 7010	PUMP BASE FOR MOD. 7010	SP
___	069.0008.0	PUMPENKOPF DURETH. MOD. 7010	PUMP HEAD FOR MOD. 7010	SP
___	069.0011.0	KOMPRESSIONSSCHEIB. MOD. 7010	COMPRESSION PLATE	SP
___	069.0122.0	DICHTUNG F.PUMPE MOD.7010	GASKET FOR PUMP HEAD	SP
___	069.0123.0	MEMBRANE	MEMBRANE FOR MOD. 7010	SP
___	069.0125.0	LÜFTERRAD	IMPELLER LC16 70/6 KPL. EF	SP
__	000.0707.0	SEKRETGLAS 1,0 LTR. GRADUIERT	SUCTION BOTTLE 1 LTR. (FAHL)	SP
__	008.0615.0	SOCKEL-KLEBE F. KABELBINDER	BASE ADHES. F. CABLE TIE	*
__	008.0634.0	SICHERUNG 630 MA T	FUSE DELAY 630MA H	*
__	008.0643.0	STECKER SE KALTGER.NETZ.+SI.H	POWER PLUG SE LOW HEAT DEVICE + SI.H	SP
__	008.0644.0	SICHERUNGSSCHUBLADE F.008.0643	FUSE DRAWER FOR 008.0643.0	*
__	008.0647.0	NETZANSCHLUßK.ZENTR.K-GER. BRD	POWER CABLE 2-WIRE	*
__	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
__	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
__	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
__	060.0418.0	SCHILD ATMOLIT 12	SIGN ATMOLIT 12	SP
__	061.0058.1	DREHKNOFF	KNOB MATT	SP
__	061.0059.1	DECKEL	FLAT LID	SP
__	320.0004.5	GEHÄUSESCHALE UNTEN GEBOHRT	HOUSING SHELL BOTTOM DRILLED	SP
__	320.0005.0	AKKUFACHABDECKUNG	COVER	SP
__	320.0008.0	REGULIERVENTIL KOMPLETT	REGULATING VALVE COMPLETE	SP
__	320.0014.0	BAKTERIEN-FILTERBLÄTTCHEN	BACTERIAL FILTER PLATE	SP
__	320.0020.0	RECEPTALHALTER	RETAINING BRACKET FOR RECEPTAL® CANIST	HNO
__	320.0032.0	SCHALLDÄMPFERREDUZIERUNG	SILENCER REDUCER	SP
__	320.0045.0	SCHLAUCHBAUM (LC/ATMOLIT)	TUBE HOLDER	SP
___	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6	*
___	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

ATMOLIT 12 / GRUNDGERÄT

__	320.0048.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 250	HOSEST. RD 6 X 3- 252	SP
___	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
___	320.0045.0	SCHLAUCHBAUM (LC/ATMOLIT)	TUBE HOLDER	SP
___	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6	*
___	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
__	320.0049.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 280	TUBE PIECE RD 6 X 3 SILICONE	*
__	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING	*
__	320.0060.0	SAUGDECKEL Ø6MM KPL.	COLLECTION JAR LID, COMPLETE	SP

---	320.0010.0	ÜBERLAUFSICHERUNGSHÜLSE	SLEEVE OF OVERFLOW SAFETY	SP
---	320.0011.1	SAUGDECKEL Ø6MM BEARBEITET	INSERT FOR COLLECTION JAR LID	SP
---	320.0012.0	BAKTERIENFILTERDECKEL	BACTERIAL FILTER LID	SP
---	320.0013.0	DICHTRING	GASKET FOR INSERT OF COLLECTION JAR LID	*
---	320.0014.0	BAKTERIEN-FILTERBLÄTTCHEN	BACTERIAL FILTER PLATE	SP
---	320.0015.0	SCHWIMMER	FLOAT	SP
---	320.0016.0	DICHTRING II FÜR FILTER	SEALING RING FOR FILTER COVER	*
---	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING	*
--	320.0061.0	RECEPTALBEHÄLTER KPL. 1600ML	RECEPTAL JAR	SP
---	310.0221.0	BEHÄLTER F.RECEPTALBEUTEL	RECEPTAL®-AUFNAHMEBEHÄLTER 1,5 L	CHI
---	310.0222.2	RECEPTALBEUTEL 1500ML.	RECEPTAL® SUCTION BAG 1.5 L, NOT AUTOCLA	*
---	320.0020.0	RECEPTALHALTER	RETAINING BRACKET FOR RECEPTAL® CANIST	HNO
---	320.0047.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 150	HOSE LENGHT KIT RD 6 X 3- 150	*
--	320.0420.0	SCHLAUCHBAUM DRUCKSEITE	HOSE TREE PRESSE SIDE	SP
---	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6	*
---	005.0172.0	SCHLAUCH RD. I. 4,0 X 3,0 SILIKON, TRANSLUZEI	Hose RD. I. 6,0 X 3,0	*
---	069.0121.0	Schalldämpfer	Sound absorber for MOD. 8050	SP
--	320.0421.0	SCHLAUCHBAUM SAUGSEITE	HOSE TREE SUCTION SIDE	SP
---	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6	*
---	005.0172.0	SCHLAUCH RD. I. 4,0 X 3,0 SILIKON, TRANSLUZEI	Hose RD. I. 6,0 X 3,0	*
---	069.0120.0	ANSAUGDÄMPFER	LIGHTING ABSORBER MOD. 8050	SP
--	443.0046.0	SCHLAUCHSTÜCK	TUBE PIECE FROM SOCKET NIPPLE TO	*

ATMOSAFE

--	ATMOSAFE	ATMOSAFE	ATMOSAFE	
--	000.0685.0	GERÄTEFUSS	Unit BASE	SP
--	000.0696.0	SCHRAUBENABDECKUNG	SCREW COVER	*
--	006.0045.0	SCHLAUCH Ø2,5xØ5,0	hose 2,0 x 1,5	SP
--	008.0011.0	HAUPTSCHALTER	MAIN SWITCH	SP

Chirurgie

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description		
ATMOSAFE				
--	008.0796.0	KALTGERÄTE-STECKDOSE	SOCKET FOR NON-HEATING UnitS	SP
--	008.0797.0	SCHUBLADE	DRAWER	SP
--	008.0798.0	HILFSNETZSTECKDOSE	AUXILIARY MAINS SOCKET	SP
--	011.1146.0	KONTAKTFEDER	CONTACT SPRING	SP
--	011.1158.0	FERRITKERN	FERRITE CORE	SP
--	011.1162.0	ENTSTÖRFILTER	INTERFERENCE FILTER	SP
--	060.0055.0	FRONTFOLIE	FRONT FOIL	SP
--	445.0010.0	SCHLAUCHBOGEN	HOSE BOW	SP
--	445.0016.0	DÄMM-MATTE	INSULATING MAT	SP
--	445.0026.0	DECKELBLECH	COVER SHEET	SP
--	445.0027.0	RÜCKWAND	REAR WALL	SP
--	445.0035.0	FRONTPLATTE	FRONT PLATE	SP
--	445.0036.0	GUMMIDICHTUNG	RUBBER SEAL ATMOSAFE	SP
--	445.0037.0	FILTERFLANSCH	FILTER FLANGE	SP
--	445.0038.0	SCHAUMSTOFFSATZ	FOARM RUBBER INSERT	SP
--	445.0039.1	GEBLÄSE	COOLER	SP
--	445.0040.0	Hauptfilter	Main filter	CA
--	445.0042.0	ANZEIGEPLATINE	DISPLAY BOARD	SP
--	445.0043.0	STEUERPLATINE	CONTROL BOARD	SP
--	445.0045.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH TRANSFORMER-EURO	SP
--	445.0046.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH SWITCH PCB	SP
--	445.0047.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH PCB BLOWER	SP

--	445.0048.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH MAINS SUPPLY SUPPR.	SP
--	445.0049.0	KABELSTÜCK	CABLE PIECE	SP
--	445.0050.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH PE COVER PLATE POAG	SP
--	445.0051.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH PE FLOOR PLATE POAG	SP
--	445.0052.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH FUSE - MAIN SWITCH	SP
--	445.0053.0	KABELSTÜCK	CABLE PIECE REMOTE FOR SMOKE EVAKUATOF	SP
--	445.0054.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH MAINS SUPPLY FUSE	SP
--	445.0057.0	MESSBLENDE	MEASURING BLIND	SP
--	999.0810.0	BODENBLECH	BOTTOM SHEET	SP
--	Ersatzteile	Zubehör und Ersatzteile		
---	000.0683.0	Schlauchverbinder gerade, Ø 22 mm (M) auf Ø 22 mm	Hose connector, straight, Ø 22 mm (m) to Ø 22 mm	CA
---	000.0687.0	Trichter	Funnel	CA
---	000.0688.0	Schlauchverbinder gerade, Ø 22 mm (W) auf Ø 10 mm	Hose connector, straight, Ø 22 mm (f) to Ø 10 mm (n)	CA
---	000.0689.0		Hose connector, straight, Ø 22 mm (m) to Ø 10 mm (CA)	

Chirurgie

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

ATMOSAFE

---	445.0044.0	Vorfilter (HEPA), 50 St.	Prefilter (HEPA), 50 pcs	CA
---	445.0055.0	ABSAUGROHR KUNSTSTOFF	SUCTION TUBE	CA
---	445.0061.0	Fußschalter	foot switch	*
---	445.0063.0	Luft-Absaughandgriff für Rauchgasabsaugung, 25 St	Air suction handle for smoke-evacuation, 25 pcs.	*
---	445.0066.0	Schlauchhalter für Luftschlauch	Hose support for air hose	CHI

C 361 (230 V~)

--	340.0001.0	C 361 (230 V~)	C 361 (230 V~)	CHI
--	000.0210.0	ABDECKKAPPE	COVER CAP RD-11,00 BLACK	SP
--	000.0473.0	ABDECKKAPPE RD-17,50 WEISS	COVER CAP RD.- 17.50 WHITE	SP
--	000.0702.0	GERÄTEFUSS SELBSTKL. SCHWARZ	Case foot black	*
--	000.0713.0	SAUGPUMPE MEMBRAN 40L/90% KPL	SUCTION- PUMP 40L/90% COMPLETE	SP
---	069.0171.0	PUMPENKOPF KOMPLETT	PUMP HEAD COMPLETE	SP
---	069.0172.0	MEMBRAN-SET	MEMBRANE SET FOR C401 AGGREGATE	SP
--	000.0713.2	PUMPE MEMBRAN 40L/90% KPL 115V	DIAPHRAGM-TYPE PUMP 40L/90% 115V	SP
--	000.0713.3	PUMPE MEMBRAN 40L/90% KPL 127V	DIAPHRAGM-TYPE PUMP 40L/90% 127V	SP
--	000.0718.0	MOOSGUMMI-PROFIL	FOAM RUBBER PROFILE	*
--	000.0739.0	FALTENBALG	BOOT	SP
--	000.0764.0	ELASTIKPUFFER SELBSTKLEBEND	ELASTIC BUFFER ADHESIVE	SP
--	006.0008.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 7 mm, Mindestabnahme 5 m	Suction hose, silicone, Ø 7 mm, minimum purchase 5 m	SP
--	008.0634.0	SICHERUNG 630 MA T	FUSE DELAY 630MA H	*
--	008.0695.0	STECKER SE KALTGER 2P TYP KEA	PLUG SE LOW HEAT DEVICE 2P TYP KEA	SP
--	008.0695.1	STECKER SCHUBLADE EXTRA SAFE	PLUG DRAWER	SP
--	008.0818.0	NETZANSCHLUßK.WINKEL.W-KGER.2P	MAINS CONNECT. CAB. ANGLE W. EURO 2P	*
--	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
--	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
--	060.0413.0	FRONTFOLIE C- 361	FRONT FOIL C- 361	SP
--	060.0414.0	ETIKETT C401/C361 "VOR GEBRAUC"	LABEL C401/C361 "BEFORE USE"	SP
--	340.0010.0	VACUUMMETER -1/0 BAR	GAUGE	SP
--	340.0010.1	SCHEIBE F. VACUUMETER	DISC F. VACUUMETER	SP
--	340.0011.0	VAKUUMREGLER KOMPL.	Regulating valve	SP
--	340.0014.0	SAUGANSCHLUSS	SUCTION CONNECTION	SP
--	340.0015.0	LAGERMATTENSATZ C401	STORING MATS (FOR SILENCER AND PUMP)	SP
--	340.0019.0	GEHÄUSE HINTEN C 401	HOUSING REAR C 401	SP
--	340.0023.0	TRANSPORTSICHERUNG	TRANSPORT PROTECTION	SP
--	340.0024.0	LÜFTERSCHUTZ	FAN GUARD	SP
--	340.0025.0	ISOLIERPLATTE C 401/ C 361	INSULATING PLATE C 401/ C 361	SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 361 (230 V~)			
---	340.0026.0	DÄMMMATTE F. TRENNBLECH	INSULATOR MAT F. PARTITION PLATE SP
---	340.0027.0	ANSAUGDÄMMUNG	SUCTION MUFFLER SP
---	340.0030.0	SCHLAUCHBAUM VAKUUMSEITE C361	HOSE HARNESS VACUUM SIDE C361 SP
----	000.0099.0	SCHLAUCHVERBINDER Y RD-8-8-8	HOSE CONNECTOR Y RD-8-8-8 *
----	000.0101.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-4	HOSE CONNECTOR T RD-6-6-4 *
----	000.0102.0	SCHLAUCHVERBINDER TS8 8-8-8	HOSE CONNECTOR TS8 8-8-8 *
----	000.0613.0	SCHLAUCHVERBINDER L RD-4-4	HOSE CONNECTOR RD 4-5 SP
----	005.0172.0	SCHLAUCH RD. I. 4,0 X 3,0 SILIKON, TRANSLUZEI	Hose RD. I. 6,0 X 3,0 *
----	005.0172.0	SCHLAUCH RD. I. 4,0 X 3,0 SILIKON, TRANSLUZEI	Hose RD. I. 6,0 X 3,0 *
----	006.0008.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 7 mm, Mindestabnahme 5 l	Suction hose, silicone, Ø 7 mm, minimum purchase € SP
----	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
----	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
----	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
----	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
----	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
----	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
----	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
----	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
----	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural *
----	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural *
----	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural *
----	402.0305.0	Nippel gebogen Rd 6 WS	SP
---	340.0050.0	SEKRETBEHÄLTER-DDS-1.5L PSU	DDS-secretion canister, plastic, 1.5 l, autocla CHI
---	505.0337.0	STECKFUSS RD 16 X 10,5	INSERT. FOOT RD 16 X 10.5 SP
---	999.1026.0	LEITERPL. EIN-AUS	ON-OFF SW. SP
---	999.1032.0	SCHALLDÄMPFER	SILENCER SP
---	C361ab2008	C 361 (230 V~)	C 361 (230 V~)
----	000.0210.0	ABDECKKAPPE	COVER CAP RD-11,00 BLACK SP
----	000.0343.0	SCHWINGELEMENT	OSCILLATING-ELEMENT RD. 15 X 15 SP
----	000.0473.0	ABDECKKAPPE RD-17,50 WEISS	COVER CAP RD.- 17.50 WHITE SP
----	000.0702.0	GERÄTEFUSS SELBSTKL. SCHWARZ	Case foot black *
----	000.0739.0	FALTENBALG	BOOT SP
----	000.0764.0	ELASTIKPUFFER SELBSTKLEBEND	ELASTIC BUFFER ADHESIVE SP
----	000.0917.0	PUMPE MEMBRAN 45L/90% 230V	PUMP 45L/90% 230V SP
----	000.0312.1	Kondensator 4uF 400V	condenser 4uF 400V SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 361 (230 V~)			
----	069.0201.0	E-SET FÜR PUMPE	SPARE PART SET FOR PUMP C 451 / VC 45 SP
----	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
----	008.0081.0	SICHERUNG T 800MA H	FINE-WIRE FUSE 0,8 A *
----	008.0695.0	STECKER SE KALTGER 2P TYP KEA	PLUG SE LOW HEAT DEVICE 2P TYP KEA SP
----	008.0695.1	STECKER SCHUBLADE EXTRA SAFE	PLUG DRAWER SP
----	008.0818.0	NETZANSCHLUßK.WINKEL.W-KGER.2P	MAINS CONNECT. CAB. ANGLE W. EURO 2P *
----	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200 SP
----	060.0151.0	SCHILD T 800MA	SIGN T 800MA SP

---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
---	060.0413.0	FRONTFOLIE C- 361	FRONT FOIL C- 361	SP
---	060.0414.0	ETIKETT C401/C361 "VOR GEBRAUC"	LABEL C401/C361 "BEFORE USE"	SP
---	060.0415.0	SCHILD KURZBEDIEN C401/C361	SIGN QUICK START MANUAL C401/C361	SP
---	340.0010.0	VACUUMMETER -1/0 BAR	GAUGE	SP
---	340.0010.1	SCHEIBE F. VACUUMETER	DISC F. VACUUMETER	SP
---	340.0011.0	VAKUUMREGLER KOMPL.	Regulating valve	SP
---	340.0014.0	SAUGANSCHLUSS	SUCTION CONNECTION	SP
---	340.0050.0	SEKRETBEHÄLTER-DDS-1.5L PSU	DDS-secretion canister, plastic, 1.5 l, autocla	CHI
---	340.0063.0	SCHLAUCHBAUM C361 NEU	HOSE HARNESS C361 NEW	SP
---	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6	*
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	340.0310.0	GEHÄUSE VORNE C451 KPL.	HOUSING FRONT C451 CPL.	SP
---	340.0313.0	SCHLAUCHBAUM REGLER C451	HOSE HARNESS CONTROL C451	SP
---	000.0101.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-4	HOSE CONNECTOR T RD-6-6-4	*
---	000.0613.0	SCHLAUCHVERBINDER L RD-4-4	HOSE CONNECTOR RD 4-5	SP
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural	*
---	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural	*
---	340.0314.0	KABELBAUM NETZ-MOTOR C451	CABLE HARNESS MAINS MOTOR C451	SP
---	340.0316.0	TRENNBLECHENTDRÖHNUNG	PARTITION PANEL SOUND DEADENING	SP
---	340.0317.0	DÄMMMATTE F. TRENNBLECH	INSULATION MAT F. PARTITION PLATE	SP
---	340.0318.0	DÄMMMATTENINSATZ	INSULATION MAT SET	SP
---	340.0319.0	SCHALLDÄMMSATZ	NOISE DIMMING SET	SP
---	340.0321.0	TRENNBLECH C451	PARTITION PLATE C451	SP
---	340.0327.0	ISOLIERFOLIE PUMPE C451	INSULATING FOIL PUMP C451	SP

Chirurgie

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description		
C 361 (230 V~)				
---	505.0337.0	STECKFUSS RD 16 X 10,5	INSERT. FOOT RD 16 X 10.5	SP
---	999.1026.0	LEITERPL. EIN-AUS	ON-OFF SW.	SP
---	999.1032.0	SCHALLDÄMPFER	SILENCER	SP
---	999.2005.0	GEHÄUSE HINTEN VC 45	HOUSING BEHIND VC 45	SP
C 401 (230 V~)				
---	000.0210.0	ABDECKKAPPE	COVER CAP RD-11,00 BLACK	SP
---	000.0441.0	STECKVERBINDER	PLUG CONNECTOR	SP
---	000.0702.0	GERÄTEFUSS SELBSTKL. SCHWARZ	Case foot black	*
---	000.0713.0	SAUGPUMPE MEMBRAN 40L/90% KPL	SUCTION- PUMP 40L/90% COMPLETE	SP
---	069.0171.0	PUMPENKOPF KOMPLETT	PUMP HEAD COMPLETE	SP
---	069.0172.0	MEMBRAN-SET	MEMBRANE SET FOR C401 AGGREGATE	SP
---	000.0713.2	PUMPE MEMBRAN 40L/90% KPL 115V	DIAPHRAGM-TYPE PUMP 40L/90% 115V	SP
---	000.0713.3	PUMPE MEMBRAN 40L/90% KPL 127V	DIAPHRAGM-TYPE PUMP 40L/90% 127V	SP
---	000.0718.0	MOOSGUMMI-PROFIL	FOAM RUBBER PROFILE	*
---	000.0738.0	KUPPLUNG SCHNELL W 1/4"	"QUICK CONNECTOR W 1/4""	SP
---	000.0739.0	FALTENBALG	BOOT	SP
---	000.0764.0	ELASTIKPUFFER SELBSTKLEBEND	ELASTIC BUFFER ADHESIVE	SP
---	006.0008.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 7 mm, Mindestabnahme 5 l	Suction hose, silicone, Ø 7 mm, minimum purchase 5 l	SP
---	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural	*
---	008.0482.0	LUFTSCHALTER BISTABIL	AIRSWITCH BISTABIL	SP
---	008.0634.0	SICHERUNG 630 MA T	FUSE DELAY 630MA H	*
---	008.0695.0	STECKER SE KALTGER 2P TYP KEA	PLUG SE LOW HEAT DEVICE 2P TYP KEA	SP

--	008.0695.1	STECKER SCHUBLADE EXTRA SAFE	PLUG DRAWER	SP
--	008.0720.0	SICHERUNG 1,250 "H" TRÄGE	Fuse slow-blow 1,25 A "H"	*
--	008.0818.0	NETZANSCHLUßK.WINKEL.W-KGER.2P	MAINS CONNECT. CAB. ANGLE W. EURO 2P	*
--	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
--	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
--	060.0402.0	FRONTFOLIE C- 401	FRONT FOIL C-401	SP
--	060.0414.0	ETIKETT C401/C361 "VOR GEBRAUC"	LABEL C401/C361 "BEFORE USE"	SP
--	060.0415.0	SCHILD KURZBEDIEN C401/C361	SIGN QUICK START MANUAL C401/C361	SP
--	340.0010.0	VACUUMMETER -1/0 BAR	GAUGE	SP
--	340.0010.1	SCHEIBE F. VACUUMETER	DISC F. VACUUMETER	SP
--	340.0011.0	VAKUUMREGLER KOMPL.	Regulating valve	SP
--	340.0013.0	SCHLAUCHBAUM VAKUUMSEITE	HOSE HARNESS, VACUUM SIDE	SP
---	000.0099.0	SCHLAUCHVERBINDER Y RD-8-8-8	HOSE CONNECTOR Y RD-8-8-8	*
---	000.0101.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-4	HOSE CONNECTOR T RD-6-6-4	*

Chirurgie

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 401 (230 V~)			
---	000.0102.0	SCHLAUCHVERBINDER TS8 8-8-8	HOSE CONNECTOR TS8 8-8-8 *
---	000.0613.0	SCHLAUCHVERBINDER L RD-4-4	HOSE CONNECTOR RD 4-5 SP
---	005.0172.0	SCHLAUCH RD. I. 4,0 X 3,0 SILIKON, TRANSLUZEI	Hose RD. I. 6,0 X 3,0 *
---	005.0172.0	SCHLAUCH RD. I. 4,0 X 3,0 SILIKON, TRANSLUZEI	Hose RD. I. 6,0 X 3,0 *
---	006.0008.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 7 mm, Mindestabnahme 5	Suction hose, silicone, Ø 7 mm, minimum purchase € SP
---	006.0008.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 7 mm, Mindestabnahme 5	Suction hose, silicone, Ø 7 mm, minimum purchase € SP
---	006.0008.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 7 mm, Mindestabnahme 5	Suction hose, silicone, Ø 7 mm, minimum purchase € SP
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
--	340.0014.0	SAUGANSCHLUSS	SUCTION CONNECTION SP
--	340.0015.0	LAGERMATTENSATZ C401	STORING MATS (FOR SILENCER AND PUMP) SP
--	340.0019.0	GEHÄUSE HINTEN C 401	HOUSING REAR C 401 SP
--	340.0021.0	KABELBAUM FUSSSCHALTER C401	CABLE HARNESS FOOT SWITCH C401 SP
--	340.0023.0	TRANSPORTSICHERUNG	TRANSPORT PROTECTION SP
--	340.0024.0	LÜFTERSCHUTZ	FAN GUARD SP
--	340.0025.0	ISOLIERPLATTE C 401/ C 361	INSULATING PLATE C 401/ C 361 SP
--	340.0026.0	DÄMMMATTE F. TRENNBLECH	INSULATOR MAT F. PARTITION PLATE SP
--	340.0027.0	ANSAUGDÄMMUNG	SUCTION MUFFLER SP
--	443.0755.0	FUSSBALG	FOOT SWITCH INSTALLATION SET CHI
--	505.0337.0	STECKFUSS RD 16 X 10,5	INSERT. FOOT RD 16 X 10.5 SP
--	999.1026.0	LEITERPL. EIN-AUS	ON-OFF SW. SP
--	999.1032.0	SCHALLDÄMPFER	SILENCER SP
C 451 (230 V~)BASISGERÄT			
--	340.0300.0	C 451 (230 V~)BASISGERÄT	C 451 (230 V~) BASIC Unit CHI
---	000.0210.0	ABDECKKAPPE	COVER CAP RD-11,00 BLACK SP
---	000.0343.0	SCHWINGELEMENT	OSCILLATING-ELEMENT RD. 15 X 15 SP
---	000.0441.0	STECKVERBINDER	PLUG CONNECTOR SP
---	000.0702.0	GERÄTEFUSS SELBSTKL. SCHWARZ	Case foot black *
---	000.0738.0	KUPPLUNG SCHNELL W 1/4"	"QUICK CONNECTOR W 1/4"" SP
---	000.0739.0	FALTENBALG	BOOT SP
---	000.0764.0	ELASTIKPUFFER SELBSTKLEBEND	ELASTIC BUFFER ADHESIVE SP
---	000.0917.0	PUMPE MEMBRAN 45L/90% 230V	PUMP 45L/90% 230V SP
---	000.0312.1	Kondensator 4uF 400V	condenser 4uF 400V SP
---	069.0201.0	E-SET FÜR PUMPE	SPARE PART SET FOR PUMP C 451 / VC 45 SP
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

C 451 (230 V~)BASISGERÄT

__	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural	*
__	008.0081.0	SICHERUNG T 800MA H	FINE-WIRE FUSE 0,8 A	*
__	008.0139.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	SOCKET B AMP 6,3 X 0,8	SP
__	008.0482.0	LUFTSCHALTER BISTABIL	AIRSWITCH BISTABIL	SP
__	008.0695.0	STECKER SE KALTGER 2P TYP KEA	PLUG SE LOW HEAT DEVICE 2P TYP KEA	SP
__	008.0695.1	STECKER SCHUBLADE EXTRA SAFE	PLUG DRAWER	SP
__	008.0818.0	NETZANSCHLUßK.WINKEL.W-KGER.2P	MAINS CONNECT. CAB. ANGLE W. EURO 2P	*
__	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
__	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
__	060.0151.0	SCHILD T 800MA	SIGN T 800MA	SP
__	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
__	060.0374.0	SCHILD FUßSCHALTER	SIGN FOOT SWITCH	SP
__	060.0414.0	ETIKETT C401/C361 "VOR GEBRAUC"	LABEL C401/C361 "BEFORE USE"	SP
__	060.0415.0	SCHILD KURZBEDIEN C401/C361	SIGN QUICK START MANUAL C401/C361	SP
__	060.0528.0	FRONTFOLIE C451	FRONT FOIL C451	SP
__	340.0010.0	VACUUMMETER -1/0 BAR	GAUGE	SP
__	340.0010.1	SCHEIBE F. VACUUMMETER	DISC F. VACUUMMETER	SP
__	340.0014.0	SAUGANSCHLUSS	SUCTION CONNECTION	SP
__	340.0021.0	KABELBAUM FUßSCHALTER C401	CABLE HARNESS FOOT SWITCH C401	SP
__	340.0310.0	GEHÄUSE VORNE C451 KPL.	HOUSING FRONT C451 CPL.	SP
__	340.0311.0	VAKUUMREGLER C451 KPL.	VACUUM REGULATOR C 451 COMPLETE	SP
___	000.0744.0	KUGEL DR. 12,5	BALL, DIAM. 12.6	SP
___	055.0100.0	O-RING 12,5X2.00	O-RING 12.5X2.03	*
___	340.0011.1	GRUNDKÖRPER F. VAKUUMREGLER	BASE PLATE FOR VACUUM REGULATOR	SP
___	340.0011.2	STELLELEMENT F. STELLKNOPF	ADJUSTING ELEMENT FOR ADJUSTING KNOB	SP
___	340.0011.4	KUGELKÄFIG	BALL RETAINER	SP
___	340.0011.5	DÄMPFUNGSSCHEIBE	DAMPING PLATE	SP
___	340.0311.3	STELLKNOPF F. VAKUUMR. C451	SETTINGS KNOB F. VACUUM CONTR. C451	SP
__	340.0312.0	SCHLAUCHBAUM C451	HOSE HARNESS C451	SP
___	000.0102.0	SCHLAUCHVERBINDER TS8 8-8-8	HOSE CONNECTOR TS8 8-8-8	*
___	000.0447.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-8-8-6	HOSE CONNECTOR T RD-8-8-6	*
___	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
___	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
___	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
___	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
___	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

C 451 (230 V~)BASISGERÄT

__	340.0313.0	SCHLAUCHBAUM REGLER C451	HOSE HARNESS CONTROL C451	SP
___	000.0101.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-4	HOSE CONNECTOR T RD-6-6-4	*
___	000.0613.0	SCHLAUCHVERBINDER L RD-4-4	HOSE CONNECTOR RD 4-5	SP
___	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
___	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural	*
___	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural	*
__	340.0314.0	KABELBAUM NETZ-MOTOR C451	CABLE HARNESS MAINS MOTOR C451	SP
__	340.0315.0	GEHÄUSE HINTEN C451	CABINET FROM BEHIND C 451	SP

--	340.0316.0	TRENNBLECHENTDRÖHNUNG	PARTITION PANEL SOUND DEADENING	SP
--	340.0317.0	DÄMMMATTE F. TRENNBLECH	INSULATION MAT F. PARTITION PLATE	SP
--	340.0318.0	DÄMMMATTENINSATZ	INSULATION MAT SET	SP
--	340.0319.0	SCHALLDÄMMSATZ	NOISE DIMMING SET	SP
--	340.0321.0	TRENNBLECH C451	PARTITION PLATE C451	SP
--	340.0327.0	ISOLIERFOLIE PUMPE C451	INSULATING FOIL PUMP C451	SP
--	505.0337.0	STECKFUSS RD 16 X 10,5	INSERT. FOOT RD 16 X 10.5	SP
--	999.1026.0	LEITERPL. EIN-AUS	ON-OFF SW.	SP
--	999.1032.0	SCHALLDÄMPFER	SILENCER	SP

FUSSREGLER FÜR C401 0-90 KPA

--	443.0310.1	FUSSREGLER FÜR C401 0-90 KPA	PEDAL REGULATOR (0...91 KPA)	CHI
--	000.0102.0	SCHLAUCHVERBINDER TS8 8-8-8	HOSE CONNECTOR TS8 8-8-8	*
--	000.0429.0	DISTANZBUCHSE 6,00X 4,0X13,50	SPACER SLEEVE 6.00X 4.0X13.52	SP
--	000.0769.0	KUPPLUNG SCHNELL W 1/4"	QUICK CONNECTOR	SP
--	005.0015.0	SCHLAUCH RD.I. 7,0X2,0	HOSE RD. I. 7,0 X 2,0	SP
--	005.0020.0	SCHLAUCH	HOSE RD. I. 8,0 X 3,0	*
--	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
--	060.0223.0	SCHRIFTZUG "ATMOS" F. FUßREGL. II	LETTERING "ATMOS" FOR FOOT CONTROL II	SP
--	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP
--	061.0007.0	SCHLAUCHKLEMME	2-EAR HOSE CLIP JURID RD 13-15	SP
--	443.0313.0	ZAHNRAD FUSSREGLER II	RACK WHEEL FOR PEDAL REGULATOR II	SP
--	443.0314.0	ANSCHLUSSNIPPEL FUSSREGLER-II	CONNECTING NIPPLE FOR PEDAL REGULATOR	SP
--	443.0315.0	MONTAGEWINKEL F. VENTIL	MOUNTING ANGLE FOR VALVE	SP
--	443.0316.5	REGULIERVENTIL-VAKUUM III	REGULATING VALVE-VACUUM III	SP
--	443.0317.0	STÜTZROLLE FUSSREG. II	SUPPORT ROLLER FOR PEDAL REGULATOR II	SP

Chirurgie

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

LC-36

--	LC-36	LC-36	LC-36	
--	000.0009.0	FEDER DRUCK	PRESSURE SPRING	SP
--	000.0013.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, L = 1,30 m, 1 St.	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, L = 1.30 m, 1 pc.	CA
--	000.0018.0	ELASTIKPUFFER SJ 5017 SELBSTKL.	Plactic buffer, elastic 5J-5017 adhesive	SP
--	000.0053.0	VAKUUMMETER	VACUUMMETER 50	SP
--	000.0066.0	ÜBERLAUFSICHERUNG KOMPL	OVERFLOW SAFETY DEVICE COMPLETE	SP
--	000.0067.0	ÜBERLAUFSICHERUNG OBERTEIL	OVERFLOW SAFETY DEVICE, UPPER PART	SP
--	000.0068.0	ÜBERLAUFSICHERUNG HÜLSE	COVER FOR OVERFLOW SAFETY DEVICE	SP
--	000.0069.0	SCHWIMMERKUGEL	FLOAT BALL	SP
--	000.0282.1	SAUGDECKEL FÜR 1,5 L	SUCTION LID	SP
--	000.0322.0	PUMPE	DIAPHRAGM-TYPE AGGREGATE 8010, 36 LTRS.	SP
--	000.0558.0	SAUGANSCHLUSS	NIPPLE, BENT	SP
--	005.0048.0	SCHRUMPFSCHLAUCH	SHRINKING HOSE	SP
--	008.0136.0	ZUGENTLASTUNG	CLAMP CONUS GR. 1 HSV	SP
--	008.0388.0	SCHALTER	ROCKER SWITCH - BLACK / GREEN	SP
--	008.0634.0	SICHERUNG 630 MA T	FUSE DELAY 630MA H	*
--	008.0704.0	SICHERUNGSHALTER	FUSE SUPPORT	SP
--	008.0704.1	RENKVERSCHLUSS	TURNING LOCK	SP
--	055.0009.0	DICHTUNG	GASKET RD 7 X 15 X 1.5	*
--	055.0044.0	O-RING	O-RING 7.00 X 1.00 (TUBE CONNECTION	*
--	055.0044.0	O-RING	O-RING 7.00 X 1.00 (TUBE CONNECTION	*
--	055.0069.0	O-RING 6,00 x 2,00	O-RING 6.00 X 2.00	*
--	069.0020.0	VENTILPLÄTTCHEN	VALVE PLATE MOD. 8050/8010	SP
--	069.0024.0	O-RING	O-RING FOR MOD. 8010	*
--	069.0025.0	MEMBRANE	MEMBRANE FOR MOD. 8010	SP

--	069.0046.0	SCHALLDÄMPFER AL MOD. 7015	Silencer MOD. 7015	SP
--	069.0086.0	PUMPENDECKEL	COVERING FOR PUMP MOD. 8010	SP
--	310.0543.0	GEHÄUSE	UPPER PART	SP
--	441.0213.0	KONUSANSCHLUSSNIPPEL	CONE CONNECTION NIPPLE	SP
--	443.0046.0	SCHLAUCHSTÜCK	TUBE PIECE FROM SOCKET NIPPLE TO	*
--	444.0013.1	NIPPELREDUZIERUNG	NIPPLE REDUCER FOR ATMOFORTE 350 AND RE	SP
---	055.0069.0	O-RING 6,00 x 2,00	O-RING 6.00 X 2.00	*
--	444.0628.0	Bakterienfilter	Hydrophobic bacterial and viral filter,	CA
--	999.0127.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 45	TUBE PIECE RD 6 X 3- 46	SP

Chirurgie

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
LIPOSET DDS			
---	000.0191.0	ABDECKKAPPE RD-16,00 SCHWARZ	COVER CAP RD-16.00, BLACK SP
---	000.0210.1	ABDECKKAPPE	COVER CAP RD-11,00 WHITE SP
---	000.0424.0	ABDECKKAPPE RD-12,70 SCHWARZ	CAP RD-12.70 BLACK SP
---	000.0626.0	SCHRAUBENDREHER-INNENSECHSKANT	HEXAGON SOCKET SCREWDRIVER SP
---	000.0636.0	SCHRAUBENDREHER-INNENSECHSKANT	ALLEN KEY SP
---	000.0639.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13 *
---	000.0739.0	FALTENBALG	BOOT SP
---	000.0748.0	NIPPEL GEBOGEN RD 8 WS	NIPPEL GEBOGEN RD 8 WS SP
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	008.0629.0	Netzanschlußkabel abgewinkelt Schuko 5m	POWER CABLE Schuko 5m *
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
---	340.0014.0	SAUGANSCHLUSS	SUCTION CONNECTION SP
---	443.0003.0	SCHLAUCHHALTER	TUBE HOLDER SP
---	443.0102.0	ABDECKUNG FUSSREGELR-SCHALTER	COVER FOR FOOTREGUALTOR SP
---	443.0805.0	SCHIENENSTÜCK KPL.	RAIL SECTION CPL. 30X10MM SP
---	340.0080.1	ADAPTER F.2 BEHÄLTER	ADAPTOR F. 2 JARS SP
---	443.0808.0	ABSTANDSBUCHSE F. SCHIENE	SPACER BUSH . RAIL SP
---	000.0100.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-8-8-4	HOSE CONNECTOR T RD-8-8-4 *
---	000.0104.0	SCHLAUCHVERBINDER Y RD10-10-10	HOSE CONNECTOR Y RD10-10-10 *
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0026.0	Saugschlauch, Ø 10 mm , 1 m (Mindestabnahme 5 n	Suction hose, Ø 10 mm, 1 m (minimum purchase 5 n CHI
---	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0 SP
---	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural *
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200 SP
---	000.0053.0	VAKUUMMETER	VACUUMMETER 50 SP
---	000.0104.0	SCHLAUCHVERBINDER Y RD10-10-10	HOSE CONNECTOR Y RD10-10-10 *
---	000.0226.0	NIPPEL	NIPPLE HOSE CONNECTOR SP
---	000.0441.0	STECKVERBINDER	PLUG CONNECTOR SP
---	000.0517.0	LAUFROLLE	CASTOR *
---	000.0518.0	LAUFROLLE	CASTOR *
---	000.0519.0	KABELHAKEN	CABLE HOOK *
---	000.0571.0	FEDER ZUG 9,0 X 1,00 X 37,2	EXTENSION SPRING 9,0 X 1,00 X 37,2 *
---	000.0579.0	ABDECKKAPPE RD- 5,0 WEISS	CAP RD 5 WHITE SP
---	000.0597.0	PUMPE MEMBRAN ZVR 55L	Pump complete SP

Chirurgie

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
-----	---------------------	------------------	--

LIPOSET DDS

_____	000.0015.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-10	HOSE CONNECTOR T RD-10	*
_____	000.0312.1	Kondensator 4uF 400V	condenser 4uF 400V	SP
_____	000.0607.0	NIPPEL SCHLAUCHANSCHL.L RD-10	NIPPLE HOSE CONNECTOR WES 10	SP
_____	069.0129.0	VENTIL PILZ-FORM 80110133	VALVE, MUSHROOM-SHAPED 8011	SP
_____	069.0140.0	ZWISCHENSTÜCK RYTON	INTERMEDIATE PLATE	SP
_____	069.0141.0	KOPF 8011 VENTILSEITE	HEAD 8011 GD-AISI 12 VALVE SITE FOR 000.0597	SP
_____	069.0142.0	KOPF 8011	PUMP HEAD 8011 GD-AISI12 FOR 000.0597.0 PUN	SP
_____	069.0143.0	KAMMER 8011 OHNE 3.VENTIL	VALVE CHAMBER 8011 GD-AISI 12 WITHOUT VAL	SP
_____	069.0144.0	KAMMER 8011 MIT 3.VENTIL	VALVE CHAMBER 8011 GD-AISI12 WITH 3 VALVE	SP
_____	069.0145.0	O-RING 70°SHORE	O-RING 70°SHORE	*
_____	069.0146.0	VERBINDUNGSROHR 8011	CONNECTION TUBE 8011 BETWEEN THE PUMP	SP
_____	069.0147.0	O-RING 3,68 X 1,78	O-RING 3,68 X 1,78	*
_____	069.0148.0	FORMMEMBRANE 8011	MEMBRANE, SHAPED 8011 FOR 55L PUMP 000.0	SP
_____	069.0149.0	PLEUELSATZ 8011	CONNECTING ROD SET FOR 55L PUMP 000.0597	SP
_____	000.0636.0	SCHRAUBENDREHER-INNENSECHSKANT	ALLEN KEY	SP
_____	000.0698.0	SICHERUNGSBÜGEL F.NETZKABEL	SAFETY HANGER	*
_____	006.0026.0	Saugschlauch, Ø 10 mm , 1 m (Mindestabnahme 5 m	Suction hose, Ø 10 mm, 1 m (minimum purchase 5 m	CHI
_____	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural	*
_____	008.0139.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	SOCKET B AMP 6,3 X 0,8	SP
_____	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
_____	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
_____	008.0384.0	SCHALTER	ON/OFF SWITCH ILLUMINATED	SP
_____	008.0482.0	LUFTSCHALTER BISTABIL	AIRSWITCH BISTABIL	SP
_____	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25	SP
_____	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE	SP
_____	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6	SP
_____	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934)	SP
_____	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125)	SP
_____	008.0615.0	SOCKEL-KLEBE F. KABELBINDER	BASE ADHES. F. CABLE TIE	*
_____	008.0634.0	SICHERUNG 630 MA T	FUSE DELAY 630MA H	*
_____	008.0706.0	STECKER SE KALTGER 3P TYP KEA	SE PLUG	SP
_____	008.0706.2	STECKER SCHUBLADE EXTRA SAFE	PLUG DRAWER EXTRA SAFE	SP
_____	008.0729.0	STECKER S AMP 6,3X0,8 1P	PLUG S AMP 6.3X0.8 1P	SP
_____	008.0729.0	STECKER S AMP 6,3X0,8 1P	PLUG S AMP 6.3X0.8 1P	SP
_____	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
_____	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP

Chirurgie

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF

Artikel-Bezeichnung

Item Description

LIPOSET DDS

_____	011.0029.2	KABELBINDER 2,4x 84	CABLE TIE 2.4x 84	SP
_____	011.0029.2	KABELBINDER 2,4x 84	CABLE TIE 2.4x 84	SP
_____	060.0011.0	SCHILD ÄQUIPOTENTIAL-ANSCHLUSS	SIGN 'AQUIPOTENTIAL-CONNECTION'	SP
_____	060.0093.0	SCHILD SYMBOL BLITZPFEIL	LABEL "FLASH ARROW SYMBOL"	SP
_____	060.0364.0	FRONTFOLIE RECORD 55	FRONTFOLIE RECORD 55	SP
_____	061.0058.1	DREHKNOPF	KNOB MATT	SP
_____	061.0059.1	DECKEL	FLAT LID	SP
_____	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING	*
_____	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING	*
_____	443.0047.0	DISTANZRING RD 16	DISTANZRING RD 16	SP
_____	443.0737.0	KABELBAUM RECORD 55	CABLE HARNESS	SP
_____	443.0739.0	SCHLAUCHBAUM RECORD 55	HOSE TREE RECORD 58	SP
_____	000.0015.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-10	HOSE CONNECTOR T RD-10	*

----	000.0100.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-8-8-4	HOSE CONNECTOR T RD-8-8-4	*
----	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
----	006.0026.0	Saugschlauch, Ø 10 mm , 1 m (Mindestabnahme 5 n	Suction hose, Ø 10 mm, 1 m (minimum purchase 5 n	CHI
----	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0	SP
----	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural	*
----	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
----	443.0741.0	SCHALLDÄMMATTE	INSULATING MAT	SP
----	443.0743.0	SCHALLDÄMPFER	SILENCER	SP
----	443.0745.0	GRUNDPLATTE F.PUMPENKONSOLE	BASE PLATE F. PUMP CONSOLE	*
----	443.0746.0	ADAPTERPLATTE F. PUMPENKONSOLE	ADAPTION PLATE F. PUMPENKONSOLE	SP
----	443.0756.0	KABELSTÜCK MICROSCH/PUMPE	CABLE PIECE MICROSCH/PUMPE	SP
----	443.0757.0	KABELSTÜCK MICROSCH/SCHALTER	CABLE PIECE MICROSCH/SCHALTER	SP
----	506.0616.0	EIMBAUMULDE STIRNLAM.ANSCHLUSS	RECESS F. HEAD LAMP CONNECTION	SP

RECORD 55 2x3,0L

--	443.0700.0	RECORD 55 2x3,0L	RECORD 55 2x3,0L	CHI
--	000.0243.0	SAUG-SCHLAUCH 2,0M	SUCTION HOSE, SILICONE, Ø 10 MM, L= 2M, 1 PC	CA
--	000.0361.0	SAUGSCHLAUCH 2,00 M.	SUCTION HOSE, SILICONE, Ø 6 MM, L = 2 M, 1 PC	CA
--	006.0008.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 7 mm, Mindestabnahme 5	Suction hose, silicone, Ø 7 mm, minimum purchase 5	SP
--	008.0629.0	Netzanschlußkabel abgewinkelt Schuko 5m	POWER CABLE Schuko 5m	*
--	443.0003.0	SCHLAUCHHALTER	TUBE HOLDER	SP
--	443.0102.1	ABDECKUNG	COVER	SP
--	443.0738.0	BAKTERIENFILTER	BACTERIAL FILTER	CA
--	443.0750.0	FUSSSCHALTER-SET	PEDAL SWITCH - INSTALLATION SET FOR RECO	CHI

Chirurgie

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

RECORD 55 2x3,0L

----	000.0441.0	STECKVERBINDER	PLUG CONNECTOR	SP
----	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural	*
----	008.0139.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	SOCKET B AMP 6,3 X 0,8	SP
----	008.0482.0	LUFTSCHALTER BISTABIL	AIRSWITCH BISTABIL	SP
----	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
----	060.0093.0	SCHILD SYMBOL BLITZPFEIL	LABEL "FLASH ARROW SYMBOL"	SP
----	060.0114.0	SCHILD "AP" RD 20	LABEL "AP" RD 23	SP
----	443.0102.1	ABDECKUNG	COVER	SP
----	443.0755.0	FUSSBALG	FOOT SWITCH INSTALLATION SET	CHI
----	443.0756.0	KABELSTÜCK MICROSCH/PUMPE	CABLE PIECE MICROSCH/PUMPE	SP
----	000.0053.0	VAKUUMMETER	VACUUMMETER 50	SP
----	000.0104.0	SCHLAUCHVERBINDER Y RD10-10-10	HOSE CONNECTOR Y RD10-10-10	*
----	000.0226.0	NIPPEL	NIPPLE HOSE CONNECTOR	SP
----	000.0441.0	STECKVERBINDER	PLUG CONNECTOR	SP
----	000.0517.0	LAUFROLLE	CASTOR	*
----	000.0518.0	LAUFROLLE	CASTOR	*
----	000.0519.0	KABELHAKEN	CABLE HOOK	*
----	000.0571.0	FEDER ZUG 9,0 X 1,00 X 37,2	EXTENSION SPRING 9,0 X 1,00 X 37,2	*
----	000.0579.0	ABDECKKAPPE RD- 5,0 WEISS	CAP RD 5 WHITE	SP
----	000.0597.0	PUMPE MEMBRAN ZVR 55L	Pump complete	SP
----	000.0015.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-10	HOSE CONNECTOR T RD-10	*
----	000.0312.1	Kondensator 4uF 400V	condenser 4uF 400V	SP
----	000.0607.0	NIPPEL SCHLAUCHANSCHL.L RD-10	NIPPLE HOSE CONNECTOR WES 10	SP
----	069.0129.0	VENTIL PILZ-FORM 80110133	VALVE, MUSHROOM-SHAPED 8011	SP
----	069.0140.0	ZWISCHENSTÜCK RYTON	INTERMEDIATE PLATE	SP
----	069.0141.0	KOPF 8011 VENTILSEITE	HEAD 8011 GD-AISI 12 VALVE SITE FOR 000.0597	SP
----	069.0142.0	KOPF 8011	PUMP HEAD 8011 GD-AISI12 FOR 000.0597.0 PUN	SP

----	069.0143.0	KAMMER 8011 OHNE 3.VENTIL	VALVE CHAMBER 8011 GD-AISI 12 WITHOUT VAL	SP
----	069.0144.0	KAMMER 8011 MIT 3.VENTIL	VALVE CHAMBER 8011 GD-AISI12 WITH 3 VALVE	SP
----	069.0145.0	O-RING 70°SHORE	O-RING 70°SHORE	*
----	069.0146.0	VERBINDUNGSROHR 8011	CONNECTION TUBE 8011 BETWEEN THE PUMP	SP
----	069.0147.0	O-RING 3,68 X 1,78	O-RING 3,68 X 1,78	*
----	069.0148.0	FORMMEMBRANE 8011	MEMBRANE, SHAPED 8011 FOR 55L PUMP 000.0	SP
----	069.0149.0	PLEUELSATZ 8011	CONNECTING ROD SET FOR 55L PUMP 000.0597	SP
---	000.0636.0	SCHRAUBENDREHER-INNENSECHSKANT	ALLEN KEY	SP
---	000.0698.0	SICHERUNGSBÜGEL F.NETZKABEL	SAFETY HANGER	*

Chirurgie

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

RECORD 55 2x3,0L

---	006.0026.0	Saugschlauch, Ø 10 mm , 1 m (Mindestabnahme 5 m	Suction hose, Ø 10 mm, 1 m (minimum purchase 5 m	CHI
---	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural	*
---	008.0139.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	SOCKET B AMP 6,3 X 0,8	SP
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
---	008.0384.0	SCHALTER	ON/OFF SWITCH ILLUMINATED	SP
---	008.0482.0	LUFTSCHALTER BISTABIL	AIRSWITCH BISTABIL	SP
---	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25	SP
---	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE	SP
---	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6	SP
---	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934)	SP
---	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125)	SP
---	008.0615.0	SOCKEL-KLEBE F. KABELBINDER	BASE ADHES. F. CABLE TIE	*
---	008.0634.0	SICHERUNG 630 MA T	FUSE DELAY 630MA H	*
---	008.0706.0	STECKER SE KALTGER 3P TYP KEA	SE PLUG	SP
---	008.0706.2	STECKER SCHUBLADE EXTRA SAFE	PLUG DRAWER EXTRA SAFE	SP
---	008.0729.0	STECKER S AMP 6,3X0,8 1P	PLUG S AMP 6.3X0.8 1P	SP
---	008.0729.0	STECKER S AMP 6,3X0,8 1P	PLUG S AMP 6.3X0.8 1P	SP
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
---	011.0029.2	KABELBINDER 2,4x 84	CABLE TIE 2.4x 84	SP
---	011.0029.2	KABELBINDER 2,4x 84	CABLE TIE 2.4x 84	SP
---	060.0011.0	SCHILD ÄQUIPOTENTIAL-ANSCHLUSS	SIGN 'AQUIPOTENTIAL-CONNECTION'	SP
---	060.0093.0	SCHILD SYMBOL BLITZPFEIL	LABEL "FLASH ARROW SYMBOL"	SP
---	060.0364.0	FRONTFOLIE RECORD 55	FRONTFOLIE RECORD 55	SP
---	061.0058.1	DREHKNOPF	KNOB MATT	SP
---	061.0059.1	DECKEL	FLAT LID	SP
---	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING	*
---	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING	*
---	443.0047.0	DISTANZRING RD 16	DISTANZRING RD 16	SP
---	443.0737.0	KABELBAUM RECORD 55	CABLE HARNESS	SP
---	443.0739.0	SCHLAUCHBAUM RECORD 55	HOSE TREE RECORD 58	SP
---	000.0015.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-10	HOSE CONNECTOR T RD-10	*
---	000.0100.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-8-8-4	HOSE CONNECTOR T RD-8-8-4	*
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0026.0	Saugschlauch, Ø 10 mm , 1 m (Mindestabnahme 5 m	Suction hose, Ø 10 mm, 1 m (minimum purchase 5 m	CHI

Chirurgie

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

RECORD 55 2x3,0L

----	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0	SP
----	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural	*
----	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
----	443.0741.0	SCHALLDÄMMMATTE	INSULATING MAT	SP
----	443.0743.0	SCHALLDÄMPFER	SILENCER	SP
----	443.0745.0	GRUNDPLATTE F.PUMPENKONSOLE	BASE PLATE F. PUMP CONSOLE	*
----	443.0746.0	ADAPTERPLATTE F. PUMPENKONSOLE	ADAPTION PLATE F. PUMPENKONSOLE	SP
----	443.0756.0	KABELSTÜCK MICROSCH/PUMPE	CABLE PIECE MICROSCH/PUMPE	SP
----	443.0757.0	KABELSTÜCK MICROSCH/SCHALTER	CABLE PIECE MICROSCH/SCHALTER	SP
----	506.0616.0	EIMBAUMULDE STIRNLAM.ANSCHLUSS	RECESS F. HEAD LAMP CONNECTION	SP
--	444.0034.0	SEKRETGLAS 5,0 LTR. VERP.	GRAD. SECRETION CANISTER 5 L	CHI
--	444.0195.0	GEHÄUSENIPPEL	HOUSING NIPPLE	SP
--	444.0640.0	DOPPELSTECKNIPPEL	SOCKET NIPPLE SET	CHI
----	055.0073.0	O-RING	O-RING 22.00 X 2.00	*
----	444.0013.1	NIPPELREDUZIERUNG	NIPPLE REDUCER FOR ATMOFORTE 350 AND RE	SP
----	055.0069.0	O-RING 6,00 x 2,00	O-RING 6.00 X 2.00	*
----	444.0630.0	SCHWIMMKÖRPER	FLOAT COMPLETE	SP
----	444.0641.0	GRUNDKÖRPER	BASE BODY	SP
----	444.0642.0	ANSAUGROHR	SUCTION PIPE	SP
----	444.0643.0	SCHLAUCHANSCHLUSSNIPPEL	HOSE CONNECT. NIPPLE	SP
----	444.0644.0	ANSCHLAGSCHEIBE DOPPELSTECKN.	STOP WASHER DOUBLE SOCKET NIPPLE	SP
--	444.0650.0	VERSCHLUßSYSTEM KPL. ATMOFORTE	SECRETION CANISTER LID INCL. STANDARD RAI	CHI
----	000.0526.0	FEDER DRUCK 5,0X0,50S2,1X26,0	SPRING PR. 5.0X0.50S2.1X26.0	SP
----	000.0565.0	FEDER	PRESSURE SPRING 12,50X1,00X32,00	SP
----	000.0566.0	FEDER	PRESSURE SPRING 7,55X1,25X12,00	SP
----	055.0070.0	DICHTUNG	GASKET FOR	*
----	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
----	444.0050.0	SAUGDECKEL	LID SYSTEM, BASIC PART	SP
----	444.0054.0	SAUGDECKEL	SUCTION LID HANDLE	SP
----	444.0069.0	AUSLÖSER	RELEASE	SP
----	444.0070.1	TELESKOP-GRUNDKÖRPER	TELESCOPIC DEVICE - BASIC SOLID	SP
----	444.0625.0	SAUGDECKELEINSATZ	INSERTION	SP
----	444.0815.0	FÜHRUNGSHÜLSE	GUIDE SLEEVE	SP
-----	005.0134.0	RUND 20,0 POM		SP
--	502.0126.5	REGULIERVENTIL	REGULATING VALVE	SP

Chirurgie

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
RECORD 55 DDS			
--	444.0910.0	RECORD 55 DDS	ATMOS RECORD 55 DDS CHI
--	000.0191.0	ABDECKKAPPE RD-16,00 SCHWARZ	COVER CAP RD-16.00, BLACK SP
--	000.0636.0	SCHRAUBENDREHER-INNENSECHSKANT	ALLEN KEY SP
--	000.1021.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13 SP
--	008.0629.0	Netzanschlusskabel abgewinkelt Schuko 5m	POWER CABLE Schuko 5m *
--	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
--	340.0075.0	BEHÄLTERFIXIERUNG	CONTAINER ATTACHM. SP
--	443.0003.0	SCHLAUCHHALTER	TUBE HOLDER SP
--	443.0739.0	SCHLAUCHBAUM RECORD 55	HOSE TREE RECORD 58 SP
----	000.0015.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-10	HOSE CONNECTOR T RD-10 *
----	000.0100.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-8-8-4	HOSE CONNECTOR T RD-8-8-4 *
----	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
----	006.0026.0	Saugschlauch, Ø 10 mm, 1 m (Mindestabnahme 5 m	Suction hose, Ø 10 mm, 1 m (minimum purchase 5 m CHI
----	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0 SP

---	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural	*
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
---	443.0805.0	SCHIENENSTÜCK KPL.	RAIL SECTION CPL. 30X10MM	SP
---	443.0806.0	DOCKINGSTATION-DDS RECORD 55	DOCKINGSTATION-DDS RECORD 55	SP
---	000.0099.0	SCHLAUCHVERBINDER Y RD-8-8-8	HOSE CONNECTOR Y RD-8-8-8	*
---	000.0210.0	ABDECKKAPPE	COVER CAP RD-11,00 BLACK	SP
---	000.0739.0	FALTENBALG	BOOT	SP
---	000.0753.0	BEDIENHEBEL GN623	OPERATING LEVER GN623	SP
---	000.0754.0	EXZENTER F. UMSCHALTER	ECCENTRIC FOR CHANGE-OVER SWITCH	SP
---	000.0755.0	EXZENTERACHSE	ECCENTRIC PIVOT	SP
---	000.0756.0	ANDRUCKROLLE F.EXZENTER	PRESSURE ROLL	SP
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	340.0014.0	SAUGANSCHLUSS	SUCTION CONNECTION	SP
---	340.0085.0	ADAPTER F.2 BEHÄLTER	ADAPTOR F. 2 JARS	SP
---	340.0080.1	ADAPTER F.2 BEHÄLTER	ADAPTOR F. 2 JARS	SP
---	340.0080.2	BEFESTIGUNGSBUCHSE	STANDARD RAIL SET FOR SYSTEM TROLLEY (IN	SP
---	000.0053.0	VAKUUMMETER	VACUUMMETER 50	SP
---	000.0104.0	SCHLAUCHVERBINDER Y RD10-10-10	HOSE CONNECTOR Y RD10-10-10	*
---	000.0226.0	NIPPEL	NIPPLE HOSE CONNECTOR	SP
---	000.0441.0	STECKVERBINDER	PLUG CONNECTOR	SP

Chirurgie

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

RECORD 55 DDS

---	000.0517.0	LAUFROLLE	CASTOR	*
---	000.0518.0	LAUFROLLE	CASTOR	*
---	000.0519.0	KABELHAKEN	CABLE HOOK	*
---	000.0571.0	FEDER ZUG 9,0 X 1,00 X 37,2	EXTENSION SPRING 9,0 X 1,00 X 37,2	*
---	000.0579.0	ABDECKKAPPE RD- 5,0 WEISS	CAP RD 5 WHITE	SP
---	000.0597.0	PUMPE MEMBRAN ZVR 55L	Pump complete	SP
---	000.0015.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-10	HOSE CONNECTOR T RD-10	*
---	000.0312.1	Kondensator 4uF 400V	condenser 4uF 400V	SP
---	000.0607.0	NIPPEL SCHLAUCHANSCHL.I. RD-10	NIPPLE HOSE CONNECTOR WES 10	SP
---	069.0129.0	VENTIL PILZ-FORM 80110133	VALVE, MUSHROOM-SHAPED 8011	SP
---	069.0140.0	ZWISCHENSTÜCK RYTON	INTERMEDIATE PLATE	SP
---	069.0141.0	KOPF 8011 VENTILSEITE	HEAD 8011 GD-AISI 12 VALVE SITE FOR 000.0597	SP
---	069.0142.0	KOPF 8011	PUMP HEAD 8011 GD-AISI12 FOR 000.0597.0 PUN	SP
---	069.0143.0	KAMMER 8011 OHNE 3.VENTIL	VALVE CHAMBER 8011 GD-AISI 12 WITHOUT VAL	SP
---	069.0144.0	KAMMER 8011 MIT 3.VENTIL	VALVE CHAMBER 8011 GD-AISI12 WITH 3 VALVE:	SP
---	069.0145.0	O-RING 70°SHORE	O-RING 70°SHORE	*
---	069.0146.0	VERBINDUNGSROHR 8011	CONNECTION TUBE 8011 BETWEEN THE PUMP	SP
---	069.0147.0	O-RING 3,68 X 1,78	O-RING 3,68 X 1,78	*
---	069.0148.0	FORMMEMBRANE 8011	MEMBRANE, SHAPED 8011 FOR 55L PUMP 000.0:	SP
---	069.0149.0	PLEUELSATZ 8011	CONNECTING ROD SET FOR 55L PUMP 000.0597	SP
---	000.0636.0	SCHRAUBENDREHER-INNENSECHSKANT	ALLEN KEY	SP
---	000.0698.0	SICHERUNGSBÜGEL F.NETZKABEL	SAFETY HANGER	*
---	006.0026.0	Saugschlauch, Ø 10 mm , 1 m (Mindestabnahme 5 n	Suction hose, Ø 10 mm, 1 m (minimum purchase 5 n	CHI
---	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural	*
---	008.0139.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	SOCKET B AMP 6,3 X 0,8	SP
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
---	008.0384.0	SCHALTER	ON/OFF SWITCH ILLUMINATED	SP

---	008.0482.0	LUFTSCHALTER BISTABIL	AIRSWITCH BISTABIL	SP
---	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25	SP
---	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE	SP
---	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6	SP
---	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934)	SP
---	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125)	SP
---	008.0615.0	SOCKEL-KLEBE F. KABELBINDER	BASE ADHES. F. CABLE TIE	*
---	008.0634.0	SICHERUNG 630 MA T	FUSE DELAY 630MA H	*

Chirurgie

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

RECORD 55 DDS

---	008.0706.0	STECKER SE KALTGER 3P TYP KEA	SE PLUG	SP
---	008.0706.2	STECKER SCHUBLADE EXTRA SAFE	PLUG DRAWER EXTRA SAFE	SP
---	008.0729.0	STECKER S AMP 6,3X0,8 1P	PLUG S AMP 6.3X0.8 1P	SP
---	008.0729.0	STECKER S AMP 6,3X0,8 1P	PLUG S AMP 6.3X0.8 1P	SP
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
---	011.0029.2	KABELBINDER 2,4x 84	CABLE TIE 2.4x 84	SP
---	011.0029.2	KABELBINDER 2,4x 84	CABLE TIE 2.4x 84	SP
---	060.0011.0	SCHILD ÄQUIPOTENTIAL-ANSCHLUSS	SIGN 'AQUIPOTENTIAL-CONNECTION'	SP
---	060.0093.0	SCHILD SYMBOL BLITZPFEIL	LABEL "FLASH ARROW SYMBOL"	SP
---	060.0364.0	FRONTFOLIE RECORD 55	FRONTFOLIE RECORD 55	SP
---	061.0058.1	DREHKNOPF	KNOB MATT	SP
---	061.0059.1	DECKEL	FLAT LID	SP
---	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING	*
---	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING	*
---	443.0047.0	DISTANZRING RD 16	DISTANZRING RD 16	SP
---	443.0737.0	KABELBAUM RECORD 55	CABLE HARNESS	SP
---	443.0739.0	SCHLAUCHBAUM RECORD 55	HOSE TREE RECORD 58	SP
---	000.0015.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-10	HOSE CONNECTOR T RD-10	*
---	000.0100.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-8-8-4	HOSE CONNECTOR T RD-8-8-4	*
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0026.0	Saugschlauch, Ø 10 mm , 1 m (Mindestabnahme 5 n	Suction hose, Ø 10 mm, 1 m (minimum purchase 5 n	CHI
---	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0	SP
---	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural	*
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
---	443.0741.0	SCHALLDÄMMMATTE	INSULATING MAT	SP
---	443.0743.0	SCHALLDÄMPFER	SILENCER	SP
---	443.0745.0	GRUNDPLATTE F.PUMPENKONSOLE	BASE PLATE F. PUMP CONSOLE	*
---	443.0746.0	ADAPTERPLATTE F. PUMPENKONSOLE	ADAPTION PLATE F. PUMPENKONSOLE	SP
---	443.0756.0	KABELSTÜCK MICROSCH/PUMPE	CABLE PIECE MICROSCH/PUMPE	SP
---	443.0757.0	KABELSTÜCK MICROSCH/SCHALTER	CABLE PIECE MICROSCH/SCHALTER	SP
---	506.0616.0	EIMBAUMULDE STIRNLAM.ANSCHLUSS	RECESS F. HEAD LAMP CONNECTION	SP

Chirurgie

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

RS 221

_	506.5800.0	RS 221	RS 221 radiosurgery system 2.2 MHz -	HNO
__	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25	SP
__	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE	SP
__	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6	SP

--	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934)	SP
--	008.0706.2	STECKER SCHUBLADE EXTRA SAFE	PLUG DRAWER EXTRA SAFE	SP
--	008.0749.0	SICHERUNG T 1,60 A H	FUSE T 1.60 AH	SP
--	008.0821.0	STECKER SE KALTGER.NETZ.+SI.H	PLUG SE EURO MAINS+SI.H	SP
--	060.0011.0	SCHILD ÄQUIPOTENTIAL-ANSCHLUSS	SIGN 'AQUIPOTENTIAL-CONNECTION'	SP
--	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
--	060.0374.0	SCHILD FUßSCHALTER	SIGN FOOT SWITCH	SP
--	060.0455.0	FRONTFOLIE RS221	FRONT FOIL RS221	SP
--	060.0458.0	SCHILD SYMBOL LAUTSTÄRKE	SIGN VOLUME SYMBOL	SP
--	060.0624.0	SCHILD OPERATION MANUAL Ø 20		SP
--	505.0337.0	STECKFUSS RD 16 X 10,5	INSERT. FOOT RD 16 X 10.5	SP
--	506.5801.0	ELEKTRONIK-BAUSATZ RS221	ELECTRONICS ASSEMBLY RS221	SP
--	506.5802.0	GEHÄUSEBODEN RS221	HOUSING FLOOR RS221	SP
--	506.5803.0	GEHÄUSEDECKEL RS221	HOUSING LID RS221	SP
--	506.5804.0	FRONTBLENDE RS221	FRONT PANEL RS221	SP
---	506.5804.1	FRONTBLENDE RS221	FRONT PANEL RS221	SP
--	506.5806.0	DISTANZBUCHSE RS 221	SPACER BUSH RS 221	SP
--	506.5813.0	Scheibe für Trafo RS 221	Disk for Transformer RS221	SP
--	506.5850.0	MONOPOLAR-SET RS 221		HNO
---	506.5851.0	HANDSTÜCK GELB SCHNEIDEN		HNO
---	506.5852.0	HANDSTÜCK BLAU KOAGULIEREN		HNO
---	506.5853.0	NEUTRALELEKTRODE		HNO
---	506.5854.0	KABEL FÜR NEUTRALELEKTRODE		HNO
---	506.5855.0	GUMMIBINDE F. NEUTRALELEKTRODE		HNO
---	506.5856.0	ELEKTRODENSATZ RS		HNO
--	506.5860.0	BIPOLAR-SET RS 221		HNO
---	506.5861.0	FUSSSCHALTER MIT 2,5M KABEL		HNO
---	506.5862.0	BIPOLARKABEL		HNO
---	506.5865.0	BIPOLARPINZETTE BAJONETT 195MM		HNO
--	506.5870.0	MULTITIP-ELEKTRODE NR 41		CA
--	506.5871.0	RUNDE SCHLINGENELEKTRODE NR.43		CA
--	506.5872.0	RUNDE SCHLINGENELEKTRODE NR.44		CA

Chirurgie

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
RS 221			
--	506.5873.0	RAUTENELEKTRODE NR.45	CA
--	506.5875.0	DICKE NADEL-KOAG-ELEKTRODE N47	CA
--	506.5876.0	KUGEL-KOAG-ELEKTRODE NR48	CA
--	506.5877.0	KABEL F. EINMAL-NEUTRAL-ELEKTR	CA
--	506.5878.0	SELBSTKLEB. EINMAL-NEUTRAL-ELE	CA
--	506.5880.0	RS221 HNO-ZUBEHÖR-SET MO	RS221 ENT accessories
---	506.5851.0	HANDSTÜCK GELB SCHNEIDEN	HNO
---	506.5852.0	HANDSTÜCK BLAU KOAGULIEREN	HNO
---	506.5853.0	NEUTRALELEKTRODE	HNO
---	506.5854.0	KABEL FÜR NEUTRALELEKTRODE	HNO
---	506.5855.0	GUMMIBINDE F. NEUTRALELEKTRODE	HNO
---	506.5881.0	HNO NADELELEKTRODE FLEXIBL 32	CA
---	506.5882.0	HNO SCHLINGENELEKTRODE FLEXIBE	CA
---	506.5883.0	HNO KUGELELEKTRODE FLEXIBL	CA
---	506.5884.0	HNO-TONSILLENELEKTRODE	CA
---	506.5885.0	HNO RADIOCONCHOTHERAPIEELEKTRO	CA
---	506.5886.0	HNO-UPP-ELEKTRODE	CA
--	506.5900.0	RS221 HNO CHIRUGIESYSTEM	RS 221 ENT surgical

--	507.0859.0	Netzanschlußkabel Schuko 3 m	Mains cable, Euro-standard, Length: 3 m	*
--	600.0202.0	STECKER BE 5P SCHRAUB	PLUG BE 5P SCREW	SP
S 351 / OP STATION				
_	444.0470.0	S 351 / OP STATION	S 351 OT / WARD	CHI
--	000.0013.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, L = 1,30 m, 1 St.	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, L = 1.30 m, 1 pc.	CA
--	000.0243.0	SAUG-SCHLAUCH 2,0M	SUCTION HOSE, SILICONE, Ø 10 MM, L= 2M, 1 PC	CA
--	008.0629.0	Netzanschlußkabel abgewinkelt Schuko 5m	POWER CABLE Schuko 5m	*
--	443.0017.0	KANÜLEN-ABLAGE HÜLSE	PLASTIC QUIVER FOR USED RIGID ENDOSCOPE	HNO
--	443.0738.0	BAKTERIENFILTER	BACTERIAL FILTER	CA
--	444.0012.0	DOPPELSTECKNIPPEL KPL.	DOUBLE SOCKET NIPPLE	CHI
---	055.0072.0	O-RING	O-RING 14.00 X 2.00	*
---	055.0073.0	O-RING	O-RING 22.00 X 2.00	*
---	444.0013.1	NIPPELREDUZIERUNG	NIPPLE REDUCER FOR ATMOFORTE 350 AND RE	SP
---	055.0069.0	O-RING 6,00 x 2,00	O-RING 6.00 X 2.00	*
---	444.0079.0	KONTAKTRING	CONTACT RING	SP
--	444.0015.0	VERSCHLUSSYST.F SEKRETBEHÄLTER	SECRETION CANISTER LID INCL. STANDARD RA	CHI
---	000.0526.0	FEDER DRUCK 5,0X0,50S2,1X26,0	SPRING PR. 5.0X0.50S2.1X26.0	SP
---	000.0565.0	FEDER	PRESSURE SPRING 12,50X1,00X32,00	SP

Chirurgie

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
S 351 / OP STATION			
---	000.0566.0	FEDER	PRESSURE SPRING 7,55X1,25X12,00 SP
---	444.0050.0	SAUGDECKEL	LID SYSTEM, BASIC PART SP
---	444.0052.5	SAUGDECKEL EINSATZ KPL.VORMONT	SUCTION LID INSERTION, COMPLETE SP
---	000.0522.0	FEDER	PRESSURE SPRING 3,6 X 0,40 S 1,7 X 9,6 SP
---	055.0070.0	DICHTUNG	GASKET FOR *
---	444.0052.1	SAUGDECKELEINSATZ	COLL. JAR LID INSERTION SP
---	444.0060.0	ELEKTRODE 1 F.SAUGDECKEL	ELECTRODE 2 FOR LID SP
---	444.0063.0	ELEKTRODE 2 KOMPLETT	ELECTRODE 2 COMPLETE SP
---	444.0061.0	ELEKTRODE 2 F.SAUGDECKEL	ELECTRODE 2 FOR LID SP
---	444.0062.0	KONTAKTRING F.SAUGDECKEL	ELECTRODE 2 FOR LID SP
---	444.0068.0	KONTAKTKLAMMER	CONTACT CLAMP SP
---	444.0054.0	SAUGDECKEL	SUCTION LID HANDLE SP
---	444.0064.0	SCHAUMSCHUTZ	SPLASH PROTECTION FOR SUCTION LID INSERT SP
---	444.0069.0	AUSLÖSER	RELEASE SP
---	444.0070.1	TELESKOP-GRUNDKÖRPER	TELESCOPIC DEVICE - BASIC SOLID SP
---	444.0815.0	FÜHRUNGSHÜLSE	GUIDE SLEEVE SP
---	005.0134.0	RUND 20,0 POM	SP
--	444.0020.0	TROLLEY (VERP.)	TROLLEY CHI
---	000.0356.1	ABDECKKAPPE 100X50 BEARBEITET	CUP 100X50 SP
---	000.0473.0	ABDECKKAPPE RD-17,50 WEISS	COVER CAP RD.- 17.50 WHITE SP
---	000.0517.0	LAUFROLLE	CASTOR *
---	000.0518.0	LAUFROLLE	CASTOR *
---	000.0519.0	KABELHAKEN	CABLE HOOK *
---	000.0539.0	SCHRAUBENDREHER-INNENSECHSKANT	SCREWDRIVER HEXAGON SOCKET SP
---	011.0042.0	WIDMEFI M-OHM 1.00 1,00%	RESISTOR M-OHM 1.00 SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
---	061.0064.0	STERNGRIF	STAR GRIP PECO-POLYMONT SP
---	443.0003.0	SCHLAUCHHALTER	TUBE HOLDER SP
---	444.0118.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 750	HOSE. RD 6 X 3- 750 SP
---	444.0119.0	FAHRGESTELL F.TROLLEY KPL.	CARRIAGE FOR TROLLEY SP
---	444.0122.0	SÄULE FÜR TROLLEY	COLUMN FOR TROLLEY SP
---	444.0122.1	AUFLAGE F. GERÄTEWAGEN	EDITION FOR TROLLEY SP

---	444.0123.0	MONTAGEPLATTE	ASSEMBLY PLATE	SP
---	444.0125.0	SCHIENE	UPPER RAIL	SP
---	444.0126.0	SCHIENE	LOWER RAIL	SP
---	444.0127.0	FUSSREGLERHAKEN	PEDAL REGULATOR HOOK	SP

Chirurgie

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

S 351 / OP STATION

---	444.0128.0	ABSTANDSBUCHSE F.TROLLEY	DISTANCE SLEEVE FOR TROLLEY	SP
---	444.0129.0	ABSTANDSHÜLSE RD17X6,5X 22	DISTANCE SLEEVE RD17X6,5X 22	*
---	444.0130.0	ABSTANDSHÜLSE RD17X6,5X 9	DISTANCE SLEEVE RD17X6,5X 9	*
--	444.0023.0	RECEPTALBEHÄLTERSATZ II	RECEPTAL@-CANISTER SET 2 X 2 L	CHI
---	443.0256.0	BEHÄLTER F.RECEPTALBEUTEL	RECEPTAL@ CANISTER 2 L	CHI
---	443.0257.0	RECEPTALBEUTEL 2000ML.	RECEPTAL@ DISPOSABLE BAG 2 L, WITHOUT IN*	*
---	443.0257.2	RECEPTALBEUTEL 2000ML.+ÜBERLAU	RECEPTAL@ SUCTION BAG 2 L, WITH INTEGRATI*	*
---	444.0150.0	RECEPTALHALTER KOMPLETT	RECEPTAL HOLDER COMPLETE	*
---	444.0149.0	RECEPTALHALTER MODELL LANGER	RECEPTALHALTER MODELL LANGER	SP
---	444.0151.0	AUFHÄNGUNG ABBOTT-HALTER	SUSPENSION ABBOTT HOLDER	SP
---	005.0113.0	PLATTE 30,0 DICK 1000X2000	PLATE 30.0 THICK 1000X2000	SP
---	005.0190.0	PLATTE 30,0 DICK	PLATE 30.0 THICK	SP
---	005.0215.0	PLATTE 30,0 DICK 67 X 48	PLATE 30.0 THICK 67 X 48	SP
---	005.0122.0	PLATTE 15.0 DICK 1000X500	PLATE 15.0 THICK 1000X500	SP
---	005.0190.0	PLATTE 30,0 DICK	PLATE 30.0 THICK	SP
---	005.0216.0	PLATTE 30,0 DICK 18 X 52	PLATE 30.0 THICK 18 X 52	SP
---	444.0158.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 120	HOSE RD 6 X 3- 120	SP
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	444.0024.0	RECEPTALBEHÄLTERSATZ III	RECEPTAL@-CANISTER SET 2 X 3 L	CHI
---	069.0119.0	T-STÜCK FÜR RECEPTAL-BEHÄLTER	T-PIECE FOR RECEPTAL CONTAINER	SP
---	444.0151.0	AUFHÄNGUNG ABBOTT-HALTER	SUSPENSION ABBOTT HOLDER	SP
---	005.0113.0	PLATTE 30,0 DICK 1000X2000	PLATE 30.0 THICK 1000X2000	SP
---	005.0190.0	PLATTE 30,0 DICK	PLATE 30.0 THICK	SP
---	005.0215.0	PLATTE 30,0 DICK 67 X 48	PLATE 30.0 THICK 67 X 48	SP
---	005.0122.0	PLATTE 15.0 DICK 1000X500	PLATE 15.0 THICK 1000X500	SP
---	005.0190.0	PLATTE 30,0 DICK	PLATE 30.0 THICK	SP
---	005.0216.0	PLATTE 30,0 DICK 18 X 52	PLATE 30.0 THICK 18 X 52	SP
---	444.0155.0	RECEPTALHALTER MODELL LANGER	RECEPTALHALTER MODELL LANGER	CHI
---	444.0153.0	RECEPTALBEUTEL 3000 ML	RECEPTAL@ SUCTION BAG 3 L, WITHOUT INTEG*	*
---	444.0154.0	RECEPTALBEUTEL 3000 ML+VENTIL	RECEPTAL@ SUCTION BAG 3 L, WITH INTEGRATI*	*
---	444.0156.0	RECEPTALHALTER KOMPLETT	RECEPTAL HOLDER COMPLETE	CHI
---	444.0151.0	AUFHÄNGUNG ABBOTT-HALTER	SUSPENSION ABBOTT HOLDER	SP
---	005.0113.0	PLATTE 30,0 DICK 1000X2000	PLATE 30.0 THICK 1000X2000	SP
---	005.0190.0	PLATTE 30,0 DICK	PLATE 30.0 THICK	SP
---	005.0215.0	PLATTE 30,0 DICK 67 X 48	PLATE 30.0 THICK 67 X 48	SP
---	005.0122.0	PLATTE 15.0 DICK 1000X500	PLATE 15.0 THICK 1000X500	SP

Chirurgie

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

S 351 / OP STATION

---	005.0190.0	PLATTE 30,0 DICK	PLATE 30.0 THICK	SP
---	005.0216.0	PLATTE 30,0 DICK 18 X 52	PLATE 30.0 THICK 18 X 52	SP
---	444.0155.0	RECEPTALHALTER MODELL LANGER	RECEPTALHALTER MODELL LANGER	CHI
---	444.0157.0	BEHÄLTER F.RECEPTALBEUTEL	RECEPTAL@ CANISTER 3 L	CHI

---	444.0158.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 120	HOSE RD 6 X 3- 120	SP
-----	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	444.0032.0	SEKRETGLAS 1,5 LTR. VERP.		CHI
---	444.0034.0	SEKRETGLAS 5,0 LTR. VERP.	GRAD. SECRETION CANISTER 5 L	CHI
---	444.0140.0	KORB FÜR KATHETER	BASKET FOR CATHETERS, L = 340 MM	PFL
---	443.0017.0	KANÜLEN-ABLAGE HÜLSE	PLASTIC QUIVER FOR USED RIGID ENDOSCOPE	HNO
---	444.0404.5	S 351	BASIC Unit S351 W.OUT FUNCTION	SP
---	000.0210.1	ABDECKKAPPE	COVER CAP RD-11,00 WHITE	SP
---	000.0453.0	ANSCHLAGPUFFER	BUMPER STOP, ADHESIVE, TRANSPARENT	*
---	000.0714.0	SICHERUNGSBÜGEL F.NETZKABEL	SAFETY CATCH FOR MAIN CABLE	SP
---	000.0715.0	MUTTER F. SICHERUNGSBÜGEL	NUT FOR SAFATY CATCH	SP
---	000.0714.0	SICHERUNGSBÜGEL F.NETZKABEL	SAFETY CATCH FOR MAIN CABLE	SP
---	000.0717.0	PUMPE V MEMBRAN 35L/88% 3,0µF	VACUUM PUMP FOR ASPIRATORS ATMOFORTE	SP
---	000.0543.0	SCHWENKTÜLLE KURZ M5	SLEWABLE GROMMET SHORT M5	SP
---	000.0552.0	RINGTÜLLE F. G 1/8" 6,00 MM	RING GROMMET FOR G1/8" 6,00MM	SP
---	000.0552.1	HOHLSCHRAUBE G 1/8" KURZ	HOLLOW SCREW G1/8" SHORT	SP
---	069.0020.0	VENTILPLÄTTCHEN	VALVE PLATE MOD. 8050/8010	SP
---	069.0025.0	MEMBRANE	MEMBRANE FOR MOD. 8010	SP
---	069.0036.0	PUMPENDECKEL	MEMBRANE DISC NEW FOR MOD. 8010	SP
---	069.0064.0	PUMPENKOPF LINKS	PUMP HEAD LEFT-HANDSIDE COMPLETELY	SP
---	069.0065.0	PUMPENKOPF RECHTS	PUMP HEAD RIGHT-HANDSIDE COMPLETELY	SP
---	SB1	SCHLAUCHBAUM VAKUUM	HOSE TREE SUCTION SIDE	
---	000.0100.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-8-8-4	HOSE CONNECTOR T RD-8-8-4	*
---	000.0102.0	SCHLAUCHVERBINDER TS8 8-8-8	HOSE CONNECTOR TS8 8-8-8	*
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural	*
---	SB2	SCHLAUCHBAUM PUMPE	HOSE TREE PUMP	
---	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural	*
---	SB3	SCHLAUCHBAUM DRUCK	HOSE TREE PRESSURE SIDE	
---	000.0102.0	SCHLAUCHVERBINDER TS8 8-8-8	HOSE CONNECTOR TS8 8-8-8	*
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0014.0	SCHLAUCH RD.I. 4,0X0,7 NATUR	HOSE RD. I. 4,00 X 7,00 NATURAL	SP

Chirurgie

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
S 351 / OP STATION			
---	006.0016.0	DICHTBAND - TESAMOLL 700 19X	Gasket strip - Tesamoll 700 19X *
---	008.0452.0	STECKER SE KALTGER 2P+PE	PLUG SE COLD EQUIPMENT KPL. SP
---	008.0471.0	SICHERUNG	FUSE 1,000 A DELAY *
---	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25 SP
---	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE SP
---	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6 SP
---	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934) SP
---	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125) SP
---	008.0615.0	SOCKEL-KLEBE F. KABELBINDER	BASE ADHES. F. CABLE TIE *
---	008.0615.0	SOCKEL-KLEBE F. KABELBINDER	BASE ADHES. F. CABLE TIE *
---	008.0621.0	SCHALTER WIPP TYP WI 23/44	ROCKER SWITCH TYP WI 23/44 SP
---	008.0622.0	LÜFTER	FAN *
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200 SP
---	011.0029.2	KABELBINDER 2,4x 84	CABLE TIE 2.4x 84 SP
---	060.0004.0	SCHILD AUSLASS	LABEL OUTPUT SP
---	060.0011.0	SCHILD ÄQUIPOTENTIAL-ANSCHLUSS	SIGN 'AQUIPOTENTIAL-CONNECTION' SP
---	060.0425.0	Frontfolie S351	FRONT FOIL S 351 SP
---	060.0445.0	SCHILD "ACHTUNG"	SIGN 'ATTENTION' SP

---	444.0106.1	KABELSTÜCK 6,3--B2P-- 270	CABLE 6,3--B2P-- 270	SP
---	444.0109.0	ERDUNGSLEITUNG RD3--RD6-- 50	EARTH CABLE RD3--RD6-- 50	SP
---	444.0124.0	ADAPTERBUCHSE	ADAPTOR SOCKET	SP
---	444.0190.0	SCHALLDÄMPFER	SILENCER	SP
---	444.0193.0	KONTAKTELEMENT	CONTACT ELEMENT	SP
---	444.0194.0	DÄMMATTE	DAMPING MATTING	SP
---	444.0194.1	DÄMMATTE 1/F.GEHÄUSE HINTEN	DAMPING MAT 1 FOR HOUSING BACK	SP
---	444.0194.2	DÄMMATTE 2/F.GEHÄUSE HINTEN	DAMPING MAT 2 FOR HOUSING BACK	SP
---	444.0196.0	DÄMMATTE II/F.KABELKANAL	DAMPING MAT II FOR CABLE CHANNEL	SP
---	444.0198.0	DÄMMATTE I /F.KABELKANAL	DAMPING MAT I FOR CABLE CHANNEL	SP
---	444.0199.0	DÄMMATTE F.SCHALLD.ABDECKUNG	DAMPING MAT FOR SOUND COVER	SP
---	444.0403.0	LEITERPL. STEUER S 351	CIRCUIT BOARD S 351	SP
---	444.0410.0	GEHÄUSESCHALE 350 A VORNE	HOUSING 350 A INFRONT	SP
---	444.0411.1	GEHÄUSESCHALE 350 A HINTEN	HOUSING 350 A BACK	SP
---	444.0413.0	LEITERPL. ANZEIGE ATMOF. 350A	PRINTED-CIRCUIT BOARD DISPLAY ATMOFORTE	SP
---	444.0414.0	KABELSTÜCK 350A NETZ-SCHALTER	CABLE 350 A MAINS SWITCH	SP
---	444.0415.0	KABELSTÜCK 350A PLATINE-FUSSRE	CABLE 350 A CONTROL BOARD	SP
---	444.0416.0	KABELSTÜCK 350A MOTORENSOR	CABLE 350 A MOTORENSOR	SP

Chirurgie

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
S 351 / OP STATION			
---	444.0417.0	KABELSTÜCK 350A VENTIL/LÜFTER	CABLE 350 A VALVE / BLOWER SP
---	444.0418.0	KABELSTÜCK 350A ÜBERLAUF LINKS	CABLE 350 A OVERFLOW LEFT SP
---	444.0419.0	KABELSTÜCK 350A ÜBERLAUF RECH.	CABLE 350 A OVERFLOW RIGHT SP
---	444.0420.0	KABELSTÜCK 350A PLATINE-PUMPE	CABLE 350 A CONTROL BOARD PUMP SP
---	444.0421.0	GEHÄUSENIPPEL	HOUSING NIPPLE SP
---	SB1	SCHLAUCHBAUM VAKUUM	HOSE TREE SUCTION SIDE
---	000.0100.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-8-8-4	HOSE CONNECTOR T RD-8-8-4 *
---	000.0102.0	SCHLAUCHVERBINDER TS8 8-8-8	HOSE CONNECTOR TS8 8-8-8 *
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural *
---	SB3	SCHLAUCHBAUM DRUCK	HOSE TREE PRESSURE SIDE
---	000.0102.0	SCHLAUCHVERBINDER TS8 8-8-8	HOSE CONNECTOR TS8 8-8-8 *
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	444.0450.0	SCHLAUCHHALTER ATMOFORTE 350A	HOSE HOLDER, FOR ATTACHING TO STANDARD CHI
---	443.0003.0	SCHLAUCHHALTER	TUBE HOLDER SP
---	444.0454.0	ADAPTER F. SCHLAUCHHALTER	ADAPTER FOR TUBE HOLDER SP
---	444.0451.0	BAXTERHALTER F.ATMOFORTE 350A	STANDARD RAIL SUPPORT CHI
---	444.0646.1	SICHERHEITSBEHÄLTER+DDS-FILTER	SAFETY CANISTER 250 ML CHI
---	000.0504.0	FLASCHE MILCH FORM 3521	RINSING JAR 250 ML SP
---	055.0034.0	DICHTUNG	O-RING 40.95X2.62 *
---	055.0055.0	O-RING 12,00 X 2,00	O-RING 12,00 X 2,00 *
---	055.0071.0	DICHTUNG	GASKET *
---	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING *
---	340.0031.0	FILTERADAPTER	ADAPTER FOR FILTER SP
---	340.0054.0	Bakterienfilter für ATMOS® DDS-Sekretbehälter, 10	Bacterial filter for ATMOS® DDS secretion canister CA
---	444.0056.0	BAKTERIENFILTERGEHÄUSE	BACTERIAL FILTER COVER SP
---	444.0058.0	BAKTERIENFILTERDECKEL	COVER FOR BACTERIAL FILTER SP
---	999.0127.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 45	TUBE PIECE RD 6 X 3- 46 SP
---	999.0128.0	SILIKONSCHLAUCH	TUBE PIECE *
S 351 NATAL SET (230 V~)			
---	444.0490.0	S 351 NATAL SET (230 V~)	S 351 NATAL BASIC Unit CHI
---	008.0629.0	Netzanschlußkabel abgewinkelt Schuko 5m	POWER CABLE Schuko 5m *

--	060.0397.2	FRONTFOLIE S 351 NATAL	FRONTFOIL S 351 NATAL	SP
--	320.0070.0	TROLLEY LC VERP.	TROLLEY ON 4 CASTORS, SELF-ASSEMBLAGE	CHI
--	404.0146.0	SCHLAUCH F.EXTRAKTION KPL.	EXTRACTION HOSE, GREEN, SILICON,	CA
--	404.0155.0	EXTRAKTIONSGLOCKE RD40 KOMPL.	Vaccum bell jar 40mm compl.	CHI

Chirurgie

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
S 351 NATAL SET (230 V~)			
---	404.0148.0	KREUZGRIFF M.SPERRSTIFT KOMPL.	CROSS HANDLE WITH LOCKING PIN SP
---	404.0164.0	BODENPLATTE RD 40 NR. 1002	BOTTOM GRID DIAMETER 40 MM SP
---	404.0167.0	SCHLAUCH RD 7 X 3 - 300	TUBE FOR EXTRACTION CUPS *
---	404.0168.0	EXTRAKTIONSGLOCKE RD40 NR.1001	EXTRACTION CUP DIAMETER 40 MM SP
---	404.0156.0	EXTRAKTIONSGLOCKE RD50 KOMPL.	Vaccum bell jar 50mm compl. CHI
---	404.0148.0	KREUZGRIFF M.SPERRSTIFT KOMPL.	CROSS HANDLE WITH LOCKING PIN SP
---	404.0165.0	BODENPLATTE RD50 NR. 1002	BOTTOM GRID DIAMETER 50 MM SP
---	404.0167.0	SCHLAUCH RD 7 X 3 - 300	TUBE FOR EXTRACTION CUPS *
---	404.0169.0	EXTRAKTIONSGLOCKE RD50 NR. 1001	EXTRACTION CUP DIAMETER 50 MM SP
---	404.0157.0	EXTRAKTIONSGLOCKE RD60 KOMPL.	Vaccum bell jar 60mm compl. CHI
---	404.0148.0	KREUZGRIFF M.SPERRSTIFT KOMPL.	CROSS HANDLE WITH LOCKING PIN SP
---	404.0166.0	BODENPLATTE RD 60 NR. 1002	BOTTOM GRID DIAMETER 60 MM SP
---	404.0167.0	SCHLAUCH RD 7 X 3 - 300	TUBE FOR EXTRACTION CUPS *
---	404.0170.0	EXTRAKTIONSGLOCKE RD 60 NR. 1001	EXTRACTION CUP DIAMETER 60 MM SP
---	443.0738.0	BAKTERIENFILTER	BACTERIAL FILTER CA
---	444.0012.0	DOPPELSTECKNIPPEL KPL.	DOUBLE SOCKET NIPPLE CHI
---	055.0072.0	O-RING	O-RING 14.00 X 2.00 *
---	055.0073.0	O-RING	O-RING 22.00 X 2.00 *
---	444.0013.1	NIPPELREDUZIERUNG	NIPPLE REDUCER FOR ATMOFORTE 350 AND RE SP
---	055.0069.0	O-RING 6,00 x 2,00	O-RING 6.00 X 2.00 *
---	444.0079.0	KONTAKTRING	CONTACT RING SP
---	444.0013.1	NIPPELREDUZIERUNG	NIPPLE REDUCER FOR ATMOFORTE 350 AND RE SP
---	055.0069.0	O-RING 6,00 x 2,00	O-RING 6.00 X 2.00 *
---	444.0015.0	VERSCHLUSSYST.F SEKRETBEHÄLTER	SECRETION CANISTER LID INCL. STANDARD RAI CHI
---	000.0526.0	FEDER DRUCK 5,0X0,50S2,1X26,0	SPRING PR. 5.0X0.50S2.1X26.0 SP
---	000.0565.0	FEDER	PRESSURE SPRING 12,50X1,00X32,00 SP
---	000.0566.0	FEDER	PRESSURE SPRING 7,55X1,25X12,00 SP
---	444.0050.0	SAUGDECKEL	LID SYSTEM, BASIC PART SP
---	444.0052.5	SAUGDECKEL EINSATZ KPL.VORMONT	SUCTION LID INSERTION, COMPLETE SP
---	000.0522.0	FEDER	PRESSURE SPRING 3,6 X 0,40 S 1,7 X 9,6 SP
---	055.0070.0	DICHTUNG	GASKET FOR *
---	444.0052.1	SAUGDECKELEINSATZ	COLL. JAR LID INSERTION SP
---	444.0060.0	ELEKTRODE 1 F.SAUGDECKEL	ELECTRODE 2 FOR LID SP
---	444.0063.0	ELEKTRODE 2 KOMPLETT	ELECTRODE 2 COMPLETE SP
---	444.0061.0	ELEKTRODE 2 F.SAUGDECKEL	ELECTRODE 2 FOR LID SP
---	444.0062.0	KONTAKTRING F.SAUGDECKEL	ELECTRODE 2 FOR LID SP

Chirurgie

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
S 351 NATAL SET (230 V~)			
---	444.0068.0	KONTAKTKLAMMER	CONTACT CLAMP SP
---	444.0054.0	SAUGDECKEL	SUCTION LID HANDLE SP
---	444.0064.0	SCHAUMSCHUTZ	SPLASH PROTECTION FOR SUCTION LID INSER1 SP
---	444.0069.0	AUSLÖSER	RELEASE SP

---	444.0070.1	TELESKOP-GRUNDKÖRPER	TELESCOPIC DEVICE - BASIC SOLID	SP
---	444.0815.0	FÜHRUNGSHÜLSE	GUIDE SLEEVE	SP
---	005.0134.0	RUND 20,0 POM		SP
---	444.0020.0	TROLLEY (VERP.)	TROLLEY	CHI
---	000.0356.1	ABDECKKAPPE 100X50 BEARBEITET	CUP 100X50	SP
---	000.0473.0	ABDECKKAPPE RD-17,50 WEISS	COVER CAP RD.- 17.50 WHITE	SP
---	000.0517.0	LAUFROLLE	CASTOR	*
---	000.0518.0	LAUFROLLE	CASTOR	*
---	000.0519.0	KABELHAKEN	CABLE HOOK	*
---	000.0539.0	SCHRAUBENDREHER-INNENSECHSKANT	SCREWDRIVER HEXAGON SOCKET	SP
---	011.0042.0	WIDMEFI M-OHM 1.00 1,00%	RESISTOR M-OHM 1.00	SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
---	061.0064.0	STERNGRIFF	STAR GRIP PECO-POLYMONT	SP
---	443.0003.0	SCHLAUCHHALTER	TUBE HOLDER	SP
---	444.0118.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 750	HOSE. RD 6 X 3- 750	SP
---	444.0119.0	FAHRGESTELL F.TROLLEY KPL.	CARRIAGE FOR TROLLEY	SP
---	444.0122.0	SÄULE FÜR TROLLEY .	COLUMN FOR TROLLEY	SP
---	444.0122.1	AUFLAGE F. GERÄTEWAGEN	EDITION FOR TROLLEY	SP
---	444.0123.0	MONTAGEPLATTE	ASSEMBLY PLATE	SP
---	444.0125.0	SCHIENE	UPPER RAIL	SP
---	444.0126.0	SCHIENE	LOWER RAIL	SP
---	444.0127.0	FUSSREGLERHAKEN	PEDAL REGULATOR HOOK	SP
---	444.0128.0	ABSTANDSBÜCHSE F.TROLLEY	DISTANCE SLEEVE FOR TROLLEY	SP
---	444.0129.0	ABSTANDSHÜLSE RD17X6,5X 22	DISTANCE SLEEVE RD17X6,5X 22	*
---	444.0130.0	ABSTANDSHÜLSE RD17X6,5X 9	DISTANCE SLEEVE RD17X6,5X 9	*
---	444.0032.0	SEKRETGLAS 1,5 LTR. VERP.		CHI
---	444.0404.5	S 351	BASIC Unit S351 W.OUT FUNCTION	SP
---	000.0210.1	ABDECKKAPPE	COVER CAP RD-11,00 WHITE	SP
---	000.0453.0	ANSCHLAGPUFFER	BUMPER STOP, ADHESIVE, TRANSPARENT	*
---	000.0714.0	SICHERUNGSBÜGEL F.NETZKABEL	SAFETY CATCH FOR MAIN CABLE	SP
---	000.0715.0	MUTTER F. SICHERUNGSBÜGEL	NUT FOR SAFATY CATCH	SP
---	000.0714.0	SICHERUNGSBÜGEL F.NETZKABEL	SAFETY CATCH FOR MAIN CABLE	SP

Chirurgie

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
S 351 NATAL SET (230 V~)			
---	000.0717.0	PUMPE V MEMBRAN 35L/88% 3,0µF	VACUUM PUMP FOR ASPIRATORS ATMOFORTE SP
---	000.0543.0	SCHWENKTÜLLE KURZ M5	SLEWABLE GROMMET SHORT M5 SP
---	000.0552.0	RINGTÜLLE F. G 1/8" 6,00 MM	RING GROMMET FOR G1/8" 6,00MM SP
---	000.0552.1	HOHLSCHRAUBE G 1/8" KURZ	HOLLOW SCREW G1/8" SHORT SP
---	069.0020.0	VENTILPLÄTTCHEN	VALVE PLATE MOD. 8050/8010 SP
---	069.0025.0	MEMBRANE	MEMBRANE FOR MOD. 8010 SP
---	069.0036.0	PUMPENDECKEL	MEMBRANE DISC NEW FOR MOD. 8010 SP
---	069.0064.0	PUMPENKOPF LINKS	PUMP HEAD LEFT-HANDSIDE COMPLETELY SP
---	069.0065.0	PUMPENKOPF RECHTS	PUMP HEAD RIGHT-HANDSIDE COMPLETELY SP
---	SB1	SCHLAUCHBAUM VAKUUM	HOSE TREE SUCTION SIDE
---	000.0100.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-8-8-4	HOSE CONNECTOR T RD-8-8-4 *
---	000.0102.0	SCHLAUCHVERBINDER TS8 8-8-8	HOSE CONNECTOR TS8 8-8-8 *
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural *
---	SB2	SCHLAUCHBAUM PUMPE	HOSE TREE PUMP
---	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural *
---	SB3	SCHLAUCHBAUM DRUCK	HOSE TREE PRESSURE SIDE
---	000.0102.0	SCHLAUCHVERBINDER TS8 8-8-8	HOSE CONNECTOR TS8 8-8-8 *

006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
006.0014.0	SCHLAUCH RD.I. 4,0X0,7 NATUR	HOSE RD. I. 4,00 X 7,00 NATURAL	SP
006.0016.0	DICHTBAND - TESAMOLL 700 19X	Gasket strip - Tesamoll 700 19X	*
008.0452.0	STECKER SE KALTGER 2P+PE	PLUG SE COLD EQUIPMENT KPL.	SP
008.0471.0	SICHERUNG	FUSE 1,000 A DELAY	*
008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25	SP
008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE	SP
008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6	SP
008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934)	SP
008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125)	SP
008.0615.0	SOCKEL-KLEBE F. KABELBINDER	BASE ADHES. F. CABLE TIE	*
008.0615.0	SOCKEL-KLEBE F. KABELBINDER	BASE ADHES. F. CABLE TIE	*
008.0621.0	SCHALTER WIPP TYP WI 23/44	ROCKER SWITCH TYP WI 23/44	SP
008.0622.0	LÜFTER	FAN	*
011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
011.0029.2	KABELBINDER 2,4x 84	CABLE TIE 2.4x 84	SP
060.0004.0	SCHILD AUSLASS	LABEL OUTPUT	SP
060.0011.0	SCHILD ÄQUIPOTENTIAL-ANSCHLUSS	SIGN 'AQUIPOTENTIAL-CONNECTION'	SP

Chirurgie

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
S 351 NATAL SET (230 V~)			
060.0425.0	Frontfolie S351	FRONT FOIL S 351	SP
060.0445.0	SCHILD "ACHTUNG"	SIGN 'ATTENTION'	SP
444.0106.1	KABELSTÜCK 6,3--B2P-- 270	CABLE 6,3--B2P-- 270	SP
444.0109.0	ERDUNGSLEITUNG RD3--RD6-- 50	EARTH CABLE RD3--RD6-- 50	SP
444.0124.0	ADAPTERBUCHSE	ADAPTOR SOCKET	SP
444.0190.0	SCHALLDÄMPFER	SILENCER	SP
444.0193.0	KONTAKTELEMENT	CONTACT ELEMENT	SP
444.0194.0	DÄMMATTE	DAMPING MATTING	SP
444.0194.1	DÄMMATTE 1/F.GEHÄUSE HINTEN	DAMPING MAT 1 FOR HOUSING BACK	SP
444.0194.2	DÄMMATTE 2/F.GEHÄUSE HINTEN	DAMPING MAT 2 FOR HOUSING BACK	SP
444.0196.0	DÄMMATTE II/F.KABELKANAL	DAMPING MAT II FOR CABLE CHANNEL	SP
444.0198.0	DÄMMATTE I /F.KABELKANAL	DAMPING MAT I FOR CABLE CHANNEL	SP
444.0199.0	DÄMMATTE F.SCHALLD.ABDECKUNG	DAMPING MAT FOR SOUND COVER	SP
444.0403.0	LEITERPL. STEUER S 351	CIRCUIT BOARD S 351	SP
444.0410.0	GEHÄUSESCHALE 350 A VORNE	HOUSING 350 A INFRONT	SP
444.0411.1	GEHÄUSESCHALE 350 A HINTEN	HOUSING 350 A BACK	SP
444.0413.0	LEITERPL. ANZEIGE ATMOF. 350A	PRINTED-CIRCUIT BOARD DISPLAY ATMOFORTE	SP
444.0414.0	KABELSTÜCK 350A NETZ-SCHALTER	CABLE 350 A MAINS SWITCH	SP
444.0415.0	KABELSTÜCK 350A PLATINE-FUSSRE	CABLE 350 A CONTROL BOARD	SP
444.0416.0	KABELSTÜCK 350A MOTORSSENSOR	CABLE 350 A MOTORSSENSOR	SP
444.0417.0	KABELSTÜCK 350A VENTIL/LÜFTER	CABLE 350 A VALVE / BLOWER	SP
444.0418.0	KABELSTÜCK 350A ÜBERLAUF LINKS	CABLE 350 A OVERFLOW LEFT	SP
444.0419.0	KABELSTÜCK 350A ÜBERLAUF RECH.	CABLE 350 A OVERFLOW RIGHT	SP
444.0420.0	KABELSTÜCK 350A PLATINE-PUMPE	CABLE 350 A CONTROL BOARD PUMP	SP
444.0421.0	GEHÄUSENIPPEL	HOUSING NIPPLE	SP
SB1	SCHLAUCHBAUM VAKUUM	HOSE TREE SUCTION SIDE	
000.0100.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-8-8-4	HOSE CONNECTOR T RD-8-8-4	*
000.0102.0	SCHLAUCHVERBINDER TS8 8-8-8	HOSE CONNECTOR TS8 8-8-8	*
006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural	*
SB3	SCHLAUCHBAUM DRUCK	HOSE TREE PRESSURE SIDE	
000.0102.0	SCHLAUCHVERBINDER TS8 8-8-8	HOSE CONNECTOR TS8 8-8-8	*

----	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
--	444.0425.0	STEUERPL. S351 NATAL 230V	CONTROL BOARD S351 NATAL 230 V	SP
---	444.0403.0	LEITERPL. STEUER S 351	CIRCUIT BOARD S 351	SP
---	011.0042.0	WIDMEFI M-OHM 1.00 1,00%	RESISTOR M-OHM 1.00	SP

Chirurgie

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
S 351 NATAL SET (230 V~)			
---	061.0064.0	STERNGRIFF	STAR GRIP PECO-POLYMONT SP
---	443.0003.0	SCHLAUCHHALTER	TUBE HOLDER SP
---	444.0123.0	MONTAGEPLATTE	ASSEMBLY PLATE SP
---	444.0125.0	SCHIENE	UPPER RAIL SP
---	444.0126.0	SCHIENE	LOWER RAIL SP
---	444.0128.0	ABSTANDSBUCHSE F.TROLLEY	DISTANCE SLEEVE FOR TROLLEY SP
---	444.0129.0	ABSTANDSHÜLSE RD17X6,5X 22	DISTANCE SLEEVE RD17X6,5X 22 *
---	444.0441.0	VERSTÄRKUNGSWINKEL F. NORMSCH.	ELBOW FOR.STANDART GUIDE SP
---	444.0442.0	ADAPTERPLATTE F. NORMSCHIENEN.	ADAPTERPLATE FORSTANDART GUIDE SP
---	444.0443.0	AUFLAGE F. NORMSCHIENENHALTER	BEARING FOR. STANDART GUIDE HOLDER SP
--	444.0450.0	SCHLAUCHHALTER ATMOFORTE 350A	HOSE HOLDER, FOR ATTACHING TO STANDARD CHI
---	443.0003.0	SCHLAUCHHALTER	TUBE HOLDER SP
---	444.0454.0	ADAPTER F. SCHLAUCHHALTER	ADAPTER FOR TUBE HOLDER SP
--	444.0452.0	FUSSREGLER F. ATMOS S 351	FOOT CONTROLLER CHI
---	008.0422.0	KABELVERSCHR.PG 7 +SPIRALKNICK	CABLE CONNECTION: PG 7 + SPIRALLED BREAK SP
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200 SP
---	060.0223.0	SCHRIFTZUG "ATMOS" F.FUßREGL. II	LETTERING "ATMOS" FOR FOOT CONTROL II SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
---	444.0452.5	KABEL FUSSREGLER 350A	CABLE FOR FOOTREGULATOR 350A SP
-----	000.0541.0	FÜHRUNGSROLLE F.FUSSREGLER	GUIDE ROLLER FOR FOOT-CONTROLLER SP
-----	008.0457.0	KABEL 3X 0,34 ABGESCHIRMT	CABLE 3 X 0,34 SCREENED SP
-----	011.0201.0	KONDENS KERAMIK PF 1000.000	CONDENS. CERAMIC PF 1,000,000 SP
-----	011.0295.1	POTI-CERWET MONTIERT FUßREGLER	POTI CERMET FOOTREGULATOR SP
-----	011.1178.0	STECKER G D-SUB 9P	PLUG G D-SUB 9P SP
-----	011.1179.0	STECKER B D-SUBMIN 9P	PLUG B D-SUBMIN 9P SP
--	999.0127.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 45	TUBE PIECE RD 6 X 3- 46 SP
--	999.0128.0	SILIKONSCHLAUCH	TUBE PIECE *

S 351 OPHTHAL SET (230 V~)

--	008.0629.0	Netzanschlußkabel abgewinkelt Schuko 5m	POWER CABLE Schuko 5m *
--	060.0397.1	FRONTFOLIE S 351 OPHTHAL	FRONT FOIL S 351 OPHTAL SP
--	320.0070.0	TROLLEY LC VERP.	TROLLEY ON 4 CASTORS, SELF-ASSEMBLAGE CHI
--	443.0738.0	BAKTERIENFILTER	BACTERIAL FILTER CA
--	444.0020.0	TROLLEY (VERP.)	TROLLEY CHI
---	000.0356.1	ABDECKKAPPE 100X50 BEARBEITET	CUP 100X50 SP
---	000.0473.0	ABDECKKAPPE RD-17,50 WEISS	COVER CAP RD.- 17.50 WHITE SP

Chirurgie

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
S 351 OPHTHAL SET (230 V~)			
---	000.0517.0	LAUFROLLE	CASTOR *
---	000.0518.0	LAUFROLLE	CASTOR *
---	000.0519.0	KABELHAKEN	CABLE HOOK *
---	000.0539.0	SCHRAUBENDREHER-INNENSECHSKANT	SCREWDRIVER HEXAGON SOCKET SP

---	011.0042.0	WIDMEFI M-OHM 1.00 1,00%	RESISTOR M-OHM 1.00	SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
---	061.0064.0	STERNGRIF	STAR GRIP PECO-POLYMONT	SP
---	443.0003.0	SCHLAUCHHALTER	TUBE HOLDER	SP
---	444.0118.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 750	HOSE. RD 6 X 3- 750	SP
---	444.0119.0	FAHRGESTELL F.TROLLEY KPL.	CARRIAGE FOR TROLLEY	SP
---	444.0122.0	SÄULE FÜR TROLLEY .	COLUMN FOR TROLLEY	SP
---	444.0122.1	AUFLAGE F. GERÄTEWAGEN	EDITION FOR TROLLEY	SP
---	444.0123.0	MONTAGEPLATTE	ASSEMBLY PLATE	SP
---	444.0125.0	SCHIENE	UPPER RAIL	SP
---	444.0126.0	SCHIENE	LOWER RAIL	SP
---	444.0127.0	FUSSREGLERHAKEN	PEDAL REGULATOR HOOK	SP
---	444.0128.0	ABSTANDSBÜCHSE F.TROLLEY	DISTANCE SLEEVE FOR TROLLEY	SP
---	444.0129.0	ABSTANDSHÜLSE RD17X6,5X 22	DISTANCE SLEEVE RD17X6,5X 22	*
---	444.0130.0	ABSTANDSHÜLSE RD17X6,5X 9	DISTANCE SLEEVE RD17X6,5X 9	*
---	444.0404.5	S 351	BASIC Unit S351 W.OUT FUNCTION	SP
---	000.0210.1	ABDECKKAPPE	COVER CAP RD-11,00 WHITE	SP
---	000.0453.0	ANSCHLAGPUFFER	BUMPER STOP, ADHESIVE, TRANSPARENT	*
---	000.0714.0	SICHERUNGSBÜGEL F.NETZKABEL	SAFETY CATCH FOR MAIN CABLE	SP
---	000.0715.0	MUTTER F. SICHERUNGSBÜGEL	NUT FOR SAFATY CATCH	SP
---	000.0714.0	SICHERUNGSBÜGEL F.NETZKABEL	SAFETY CATCH FOR MAIN CABLE	SP
---	000.0717.0	PUMPE V MEMBRAN 35L/88% 3,0µF	VACUUM PUMP FOR ASPIRATORS ATMOFORTE	SP
---	000.0543.0	SCHWENKTÜLLE KURZ M5	SLEWABLE GROMMET SHORT M5	SP
---	000.0552.0	RINGTÜLLE F. G 1/8" 6,00 MM	RING GROMMET FOR G1/8" 6,00MM	SP
---	000.0552.1	HOHLSCHRAUBE G 1/8" KURZ	HOLLOW SCREW G1/8" SHORT	SP
---	069.0020.0	VENTILPLÄTTCHEN	VALVE PLATE MOD. 8050/8010	SP
---	069.0025.0	MEMBRANE	MEMBRANE FOR MOD. 8010	SP
---	069.0036.0	PUMPENDECKEL	MEMBRANE DISC NEW FOR MOD. 8010	SP
---	069.0064.0	PUMPENKOPF LINKS	PUMP HEAD LEFT-HANDSIDE COMPLETELY	SP
---	069.0065.0	PUMPENKOPF RECHTS	PUMP HEAD RIGHT-HANDSIDE COMPLETELY	SP
---	SB1	SCHLAUCHBAUM VAKUUM	HOSE TREE SUCTION SIDE	
---	000.0100.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-8-8-4	HOSE CONNECTOR T RD-8-8-4	*

Chirurgie

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
S 351 OPHTHAL SET (230 V~)			
---	000.0102.0	SCHLAUCHVERBINDER TS8 8-8-8	HOSE CONNECTOR TS8 8-8-8 *
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural *
---	SB2	SCHLAUCHBAUM PUMPE	HOSE TREE PUMP
---	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural *
---	SB3	SCHLAUCHBAUM DRUCK	HOSE TREE PRESSURE SIDE
---	000.0102.0	SCHLAUCHVERBINDER TS8 8-8-8	HOSE CONNECTOR TS8 8-8-8 *
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0014.0	SCHLAUCH RD.I. 4,0X0,7 NATUR	HOSE RD. I. 4,00 X 7,00 NATURAL SP
---	006.0016.0	DICHTBAND - TESAMOLL 700 19X	Gasket strip - Tesamoll 700 19X *
---	008.0452.0	STECKER SE KALTGER 2P+PE	PLUG SE COLD EQUIPMENT KPL. SP
---	008.0471.0	SICHERUNG	FUSE 1,000 A DELAY *
---	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25 SP
---	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE SP
---	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6 SP
---	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934) SP
---	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125) SP
---	008.0615.0	SOCKEL-KLEBE F. KABELBINDER	BASE ADHES. F. CABLE TIE *

---	008.0615.0	SOCKEL-KLEBE F. KABELBINDER	BASE ADHES. F. CABLE TIE	*
---	008.0621.0	SCHALTER WIPP TYP WI 23/44	ROCKER SWITCH TYP WI 23/44	SP
---	008.0622.0	LÜFTER	FAN	*
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
---	011.0029.2	KABELBINDER 2,4x 84	CABLE TIE 2.4x 84	SP
---	060.0004.0	SCHILD AUSLASS	LABEL OUTPUT	SP
---	060.0011.0	SCHILD ÄQUIPOTENTIAL-ANSCHLUSS	SIGN 'AQUIPOTENTIAL-CONNECTION'	SP
---	060.0425.0	Frontfolie S351	FRONT FOIL S 351	SP
---	060.0445.0	SCHILD "ACHTUNG"	SIGN 'ATTENTION'	SP
---	444.0106.1	KABELSTÜCK 6,3--B2P-- 270	CABLE 6,3--B2P-- 270	SP
---	444.0109.0	ERDUNGSLEITUNG RD3--RD6-- 50	EARTH CABLE RD3--RD6-- 50	SP
---	444.0124.0	ADAPTERBUCHSE	ADAPTOR SOCKET	SP
---	444.0190.0	SCHALLDÄMPFER	SILENCER	SP
---	444.0193.0	KONTAKTELEMENT	CONTACT ELEMENT	SP
---	444.0194.0	DÄMMATTE	DAMPING MATTING	SP
---	444.0194.1	DÄMMATTE 1/F.GEHÄUSE HINTEN	DAMPING MAT 1 FOR HOUSING BACK	SP
---	444.0194.2	DÄMMATTE 2/F.GEHÄUSE HINTEN	DAMPING MAT 2 FOR HOUSING BACK	SP
---	444.0196.0	DÄMMATTE II/F.KABELKANAL	DAMPING MAT II FOR CABLE CHANNEL	SP

Chirurgie

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
S 351 OPHTHAL SET (230 V~)			
---	444.0198.0	DÄMMATTE I /F.KABELKANAL	DAMPING MAT I FOR CABLE CHANNEL SP
---	444.0199.0	DÄMMATTE F.SCHALLD.ABDECKUNG	DAMPING MAT FOR SOUND COVER SP
---	444.0403.0	LEITERPL. STEUER S 351	CIRCUIT BOARD S 351 SP
---	444.0410.0	GEHÄUSESCHALE 350 A VORNE	HOUSING 350 A INFRONT SP
---	444.0411.1	GEHÄUSESCHALE 350 A HINTEN	HOUSING 350 A BACK SP
---	444.0413.0	LEITERPL. ANZEIGE ATMOF. 350A	PRINTED-CIRCUIT BOARD DISPLAY ATMOFORTE SP
---	444.0414.0	KABELSTÜCK 350A NETZ-SCHALTER	CABLE 350 A MAINS SWITCH SP
---	444.0415.0	KABELSTÜCK 350A PLATINE-FUSSRE	CABLE 350 A CONTROL BOARD SP
---	444.0416.0	KABELSTÜCK 350A MOTORSSENSOR	CABLE 350 A MOTORSSENSOR SP
---	444.0417.0	KABELSTÜCK 350A VENTIL/LÜFTER	CABLE 350 A VALVE / BLOWER SP
---	444.0418.0	KABELSTÜCK 350A ÜBERLAUF LINKS	CABLE 350 A OVERFLOW LEFT SP
---	444.0419.0	KABELSTÜCK 350A ÜBERLAUF RECH.	CABLE 350 A OVERFLOW RIGHT SP
---	444.0420.0	KABELSTÜCK 350A PLATINE-PUMPE	CABLE 350 A CONTROL BOARD PUMP SP
---	444.0421.0	GEHÄUSENIPPEL	HOUSING NIPPLE SP
---	SB1	SCHLAUCHBAUM VAKUUM	HOSE TREE SUCTION SIDE
---	000.0100.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-8-8-4	HOSE CONNECTOR T RD-8-8-4 *
---	000.0102.0	SCHLAUCHVERBINDER TS8 8-8-8	HOSE CONNECTOR TS8 8-8-8 *
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural *
---	SB3	SCHLAUCHBAUM DRUCK	HOSE TREE PRESSURE SIDE
---	000.0102.0	SCHLAUCHVERBINDER TS8 8-8-8	HOSE CONNECTOR TS8 8-8-8 *
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	011.0042.0	WIDMEFI M-OHM 1.00 1,00%	RESISTOR M-OHM 1.00 SP
---	061.0064.0	STERNGRIF	STAR GRIP PECO-POLYMONT SP
---	443.0003.0	SCHLAUCHHALTER	TUBE HOLDER SP
---	444.0123.0	MONTAGEPLATTE	ASSEMBLY PLATE SP
---	444.0125.0	SCHIENE	UPPER RAIL SP
---	444.0126.0	SCHIENE	LOWER RAIL SP
---	444.0128.0	ABSTANDSBUCHSE F.TROLLEY	DISTANCE SLEEVE FOR TROLLEY SP
---	444.0129.0	ABSTANDSHÜLSE RD17X6,5X 22	DISTANCE SLEEVE RD17X6,5X 22 *
---	444.0441.0	VERSTÄRKUNGSWINKEL F. NORMSCH.	ELBOW FOR.STANDART GUIDE SP
---	444.0442.0	ADAPTERPLATTE F. NORMSCHIENEN.	ADAPTERPLATE FORSTANDART GUIDE SP

---	444.0443.0	AUFLAGE F. NORMSCHIENENHALTER	BEARING FOR. STANDART GUIDE HOLDER	SP
--	444.0452.0	FUSSREGLER F. ATMOS S 351	FOOT CONTROLLER	CHI
---	008.0422.0	KABELVERSCHR.PG 7 +SPIRALKNICK	CABLE CONNECTION: PG 7 + SPIRALLED BREAK	SP
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP

Chirurgie

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
S 351 OPHTHAL SET (230 V~)			
---	060.0223.0	SCHRIFTZUG "ATMOS" F. FUßREGL. II	LETTERING "ATMOS" FOR FOOT CONTROL II SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
---	444.0452.5	KABEL FUSSREGLER 350A	CABLE FOR FOOTREGULATOR 350A SP
---	000.0541.0	FÜHRUNGSRÖLLE F. FUSSREGLER	GUIDE ROLLER FOR FOOT-CONTROLLER SP
---	008.0457.0	KABEL 3 X 0,34 ABGESCHIRMT	CABLE 3 X 0,34 SCREENED SP
---	011.0201.0	KONDENS KERAMIK PF 1000.000	CONDENS. CERAMIC PF 1,000,000 SP
---	011.0295.1	POTI-CERWET MONTIERT FUßREGLER	POTI CERMET FOOTREGULATOR SP
---	011.1178.0	STECKER G D-SUB 9P	PLUG G D-SUB 9P SP
---	011.1179.0	STECKER B D-SUBMIN 9P	PLUG B D-SUBMIN 9P SP
---	999.0127.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 45	TUBE PIECE RD 6 X 3- 46 SP

STATIONS-PAKET C 361 FAHRB.

--	SPC361	STATIONS-PAKET C 361 FAHRB.	WARD PACKAGE ATMOS C 361, MOBILE, 1,5 L	
---	000.0361.0	SAUGSCHLAUCH 2,00 M.	SUCTION HOSE, SILICONE, Ø 6 MM, L = 2 M, 1 PC CA	
---	006.0059.0	SAUGSCHLAUCH (EINMAL) D6;L2,1M	SUCTION HOSE, DISPOSABLE, Ø 6 MM, L = 2.10 M *	
---	320.0070.1	GERÄTEWAGEN C361 M.NORMSCHIENE	TROLLEY WITH STANDARD RAIL	CHI
---	340.0051.0	SEKRETBEHÄLTER-DDS-3L PSU	DDS-SECRETION CANISTER, PLASTIC, 3 L,AUTO	CHI
---	340.0053.0	BEHÄLTERDECKEL DDS	DDS-CANISTER LID WITH GASKETS	CHI
---	340.0054.0	Bakterienfilter für ATMOS® DDS-Sekretbehälter, 10	Bacterial filter for ATMOS® DDS secretion canister	CA
---	340.0055.0	BEHÄLTERGRIFF DDS	DDS-CANISTER HANDLE, GREY	CHI
---	340.0056.0	SPRITZSCHUTZ F BEHÄLTER-DDS	DDS-SPLASH PROTECTION, SILICONE	CHI
---	340.0057.0	PATIENTENANSCHLUSS 6/10MM	DDS-HOSE ADAPTER SET, Ø 6 MM + Ø 10 MM	CHI
---	340.0066.0	BEHÄLTERSCHLAUCHHALTERUNG	DDS-HOSE HOLDER	CHI
---	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13	*
---	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13	*
---	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13	*

Chair 41 Gyne

--	503.0550.X	Chair 41 Gyne	Chair 41 Gyne	
---	071.1071.0	POLSTERUNG DER SITZFL ÄCHE	SEAT PAD FOR ATMOS CHAIR 41 GYN (BLUE)	SP
---	071.1072.0	FUßSCHALTER KOMPLET	FOOTSWITCH COMPLETE	SP
---	071.1031.0	LEITERPLATTEN DES FUßSCHALTERS	FOOTCONTROL PCB	SP
---	071.1031.1	LINKE ABDECKUNG DES FUßSCHALTERS	FOOTCONTROL LEFT COVER	SP
---	071.1031.2	RECHTE ABDECKUNG DES FUßSCHALTERS	FOOTCONTROL RIGHT COVER	SP
---	BD600100	GEHÄUSE DES FUßSCHALTERS	REMOVABLE FOOTCONTROL SUPPORT	
---	TD654200	ABDECKUNG DES FUßSCHALTERS	REMOVABLE FOOTCONTROL COVER	
---	071.1075.0	Laufrolle gebremst	Caster, braked	SP

Gyn

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
Chair 41 Gyne			
---	503.0553.0	KOLPOSKOPHALTER	COLPOSCOPE SUPPORT GYN
---	503.0555.0	EDELSTAHLSCHALE	STAINLESS STEEL SECRETION BASIN GYN
---	503.0559.0	FUßABSTÜTZUNG	FOOT REST FOR DOCTOR GYN
---	503.0573.0	GRIFF DER SITZFL ÄCHE	STAINLESS STEEL HANDLES FOR PATIENTS (PA GYN

---	Halterungen	HALTERUNGEN / LEG HOLDER	LEG HOLDER	
---	503.0551.0	GOEPELBEINHALTERPAAR	Pair of Legholder	GYN
---	071.1041.0	SPANNBUCHSE	LOCKING BUSH	SP
---	071.1042.0	SPANNHEBEL GRAU M 10 X 30	CLAMPING LEVER FOR LEG SUPPORT	SP
---	071.1043.0	BEFESTIGUNGSKLOBEN 240098 LINKS	FASTENING BLOCK, LEFT, FOR FIXING THE LEG	SP
---	071.1044.0	BEFESTIGUNGSKLOBEN 240098 RECHTS	FASTENING BLOCK, RIGHT, FOR FIXING THE LEG	SP
---	503.0568.0	KUGELGELENK LINKSGEWINDE	BALL JOINT LEFT-HAND THREAD	SP
---	503.0569.0	KUGELGELENK RECHTSGEWINDE	BALL JOINT RIGHT-HAND THREAD	SP
---	503.0580.0	BEINSCHALE GÖBEL (Stück)	LEG HOLDER piece	*
---	TD470100	VERSCHLUSS MIT INNEN- UND AUSSENGEWIND	CATCH WITH SCREW THREAD	
---	TD603200	HALTER FÜR BEINSTÜTZE RECHTS	HOLDER FOR LEG HOLDER RIGHT	
---	TD603700	INNENHALTER FÜR BEINSTÜTZE	INSIDE HOLDER FOR LEG HOLDER	
---	TD604000	HALTER FÜR BEINSTÜTZE LINKS	HOLDER FOR LEG HOLDER LEFT	
---	503.0552.0	AUSZIEHBARE BEINAUFLAGE	EXTENDIBLE LEG REST	GYN
---	BD150100	BEINAUFLAGE	Legrest	
---	TD530800	DISTANZSTÜCK DES BEINHALTERHEBELS	LEGREST LEVERS SPACER	
---	TD542000	VERBINDUNGSBOLZEN	JUNCTION PIN	
---	TD661700	HEBEL DES BEINHALTERS	LEGREST LEVER	
---	TD741100	HEBELFESTSTELLER	LEVER-STOP BLOCK	
---	503.0553.0	KOLPOSKOPHALTER	COLPOSCOPE SUPPORT	GYN
---	BD190100	FUßSTÜTZE	STEP FOOTREST	
---	TD603300	HALTERUNG DER ROHRFÖRMIGEN FUßSTÜTZE	TUBULAR FOOTREST SUPPORT	
---	TD604390	HALTERUNG DER FUßSTÜTZE AUS BLECH	FOOTREST PLATE SUPPORT	
---	Kopffarbe	VERSCHIEDENE FARBEN KOPFPOLSTER	SEVERAL COLORS	
---	503.0556.0	KOPFPOLSTER PASTELLBLAU	HEADREST MAGNETIC PILLOW, PASTEL BLUE	GYN
---	503.0556.1	KOPFPOLSTER SAFRANGELB	HEADREST MAGNETIC PILLOW, SAFFRON YELLOW	GYN
---	503.0556.2	KOPFPOLSTER LACHSORANGE	HEADREST MAGNETIC PILLOW, SALMON	GYN
---	503.0556.3	KOPFPOLSTER LAUBGRÜN	HEADREST MAGNETIC PILLOW, LEAF GREEN	GYN
---	503.0556.4	KOPFPOLSTER HELLGRAU	HEADREST MAGNETIC PILLOW, LIGHT GREY	GYN
---	503.0556.5	KOPFPOLSTER SEIDENGRAU	HEADREST MAGNETIC PILLOW, SILK GREY	GYN
---	503.0556.6	KOPFPOLSTER WEISS	HEADREST MAGNETIC PILLOW, WHITE	GYN
---	503.0556.7	KOPFPOLSTER SAPHIRBLAU	HEADREST MAGNETIC PILLOW, SAPPHIRE BLUE	GYN

Gyn

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description		
Chair 41 Gyne				
---	Motorisierung	MOTORISIERUNG / MOTORISATION	MOTORISATION	
---	000.0213.0	Buchse POM (Derlin)	bushing POM	SP
---	071.1010.0	MOTOR DER RÜCKENLEHNE	BACKREST MOTOR	SP
---	071.1011.0	TRENDELENBURG-MOTOR	TRENDELENBURG MOTOR	SP
---	071.1012.0	GASDRUCKFEDER 1700 N	GAS SPRING 1700 N	SP
---	071.1016.0	HUBMOTOR (100 MM HUB, ALTE AUSFÜHRUNG)	LIFTING MOTOR(100 MM, old Version)	SP
---	000.0213.0	Buchse POM (Derlin)	bushing POM	SP
---	008.0083.0	ADER-ENDHÜLSE T 0.75 QMM	END SLEEVE FOR STRANDS T 0,75 QMM	SP
---	071.1015.0	Hubmotor LA34 Hub 100		SP
---	071.1020.0	HUBMOTOR (140 MM HUB, NEUE AUSFÜHRUNG)	LIFTING MOTOR (140 MM, new Version)	SP
---	071.1030.0	LEITERPLATTE "GYNE 2000" PCB	"GYNE 2000" PCB	SP
---	071.1040.0	EINPOLIGER MIKROSCHALTER	UNIPOLAR MICROSWITCH	*
---	071.1051.0	Umlenkbolzen	REVERSING BOLT	SP
---	TC014600	230/24V-TRANSFORMATOR 330VA	230/24V-TRANSFORMER 330VA	
---	TC270500	SPRENGRING	ELASTIC RING	
---	TC380200	GELENKKOPF	HINGE HEAD	
---	TD500200	UNTERLEGSCHIEBE DES DREIECKIGEN HEBELS	TRIANGULAR LEVER WASHER	
---	TD530700	DISTANZSTÜCK DES GELENKS	HINGE SPACER	

---	TD531000	DISTANZSTÜCK DER FESTEN ABDECKUNGEN	FIXING COVER SPACER	
---	TD603100	HALTERUNG DES FESTSTEHENDEN STUHL	FIX CHAIR SUPPORT	
---	TD603400	LEITERPLATTENHALTERUNG	PCB SUPPORT	
---	TD654300	LINKE, FESTE MOTORABDECKUNG	LEFT FIX MOTOR COVER	
---	TD654400	RECHTE, FESTE MOTORABDECKUNG	RIGHT FIX MOTOR COVER	
---	TD661400	DREIECKIGER HEBEL	TRIANGULAR LEVER	
---	TD662100	GELENKKOPFHEBEL	HINGE HEAD LEVER	
--	Stuhlfarben	FARBEN / COLORS	COLORS	
---	503.0550.0	Chair 41 Gyne	ATMOS CHAIR 41 GYNE	GYN
---	503.0550.1	UNTERSUCHUNGSSTUHL SAFRANGELB	ATMOS CHAIR 41 GYNE - SAFFRON YELLOW	GYN
---	503.0550.2	UNTERSUCHUNGSSTUHL LACHSORANGE	ATMOS CHAIR 41 GYNE - SALMON	GYN
---	503.0550.3	UNTERSUCHUNGSSTUHL LAUBGRÜN	ATMOS CHAIR 41 GYNE - LEAF GREEN	GYN
---	503.0550.4	UNTERSUCHUNGSSTUHL HELLGRAU	ATMOS CHAIR 41 GYNE - LIGHT GREY	GYN
---	503.0550.5	UNTERSUCHUNGSSTUHL SEIDENGRAU	ATMOS CHAIR 41 GYNE - SILK GREY	GYN
---	503.0550.6	UNTERSUCHUNGSSTUHL WEISS	ATMOS CHAIR 41 GYNE - WHITE	GYN
---	503.0550.7	UNTERSUCHUNGSSTUHL SAPHIRBLAU	ATMOS CHAIR 41 GYNE - SAPPHIRE BLUE	GYN
---	503.0550.9	Untersuchungsstuhl Sonderfarbe	Chair 41 Gyne - special color	GYN
---	503.0554.0	Beinstützen Edelstahl gepolstert pastellblau	Cushioned leg support pastel blue	GYN

Gyn

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
Chair 41 Gyne			
---	503.0560.0	BEFESTIGUNGSGR.F.BEINSTÜTZE	ATTACHMENT GRIP F. LEG SUPPORT SP
---	503.0562.0	BEINSTÜTZEN V2A-PASTELLBLAU	LEG SUPPORTS V2A PASTEL BLUE SP
---	503.0554.1	Beinstützen Edelstahl gepolstert Safrangelb	Cushioned leg support saffron yellow GYN
---	503.0554.2	Beinstützen Edelstahl gepolstert Lachsorange	Cushioned leg support salmon GYN
---	503.0554.3	Beinstützen Edelstahl gepolstert Laubgrün	Cushioned leg support leaf green GYN
---	503.0554.4	Beinstützen Edelstahl gepolstert Hellgrau	Cushioned leg support light grey GYN
---	503.0554.5	Beinstützen Edelstahl gepolstert Seidengrau	Cushioned leg support silk grey GYN
---	503.0554.6	Beinstützen Edelstahl gepolstert weiß	Cushioned leg support white GYN
---	503.0554.7	Beinstützen Edelstahl gepolstert Saphirblau	Cushioned leg support sapphire blue GYN
---	503.0554.X	Beinstützen Edelstahl gepolstert	Cushioned leg support
---	071.1041.0	SPANNBUCHSE	LOCKING BUSH SP
---	071.1042.0	SPANNHEBEL GRAU M 10 X 30	CLAMPING LEVER FOR LEG SUPPORT SP
---	071.1043.0	BEFESTIGUNGSKLOBEN 240098 LINKS	FASTENING BLOCK, LEFT, FOR FIXING THE LEG SP
---	071.1044.0	BEFESTIGUNGSKLOBEN 240098 RECHTS	FASTENING BLOCK, RIGHT, FOR FIXING THE LEG SP
---	503.0554.0	Beinstützen Edelstahl gepolstert pastellblau	Cushioned leg support pastel blue GYN
---	503.0560.0	BEFESTIGUNGSGR.F.BEINSTÜTZE	ATTACHMENT GRIP F. LEG SUPPORT SP
---	503.0562.0	BEINSTÜTZEN V2A-PASTELLBLAU	LEG SUPPORTS V2A PASTEL BLUE SP
---	503.0560.0	BEFESTIGUNGSGR.F.BEINSTÜTZE	ATTACHMENT GRIP F. LEG SUPPORT SP
---	503.0562.X	Beinstützen V2A	LEG SUPPORTS V2A
---	503.0568.0	KUGELGELENK LINKSGEWINDE	BALL JOINT LEFT-HAND THREAD SP
---	503.0569.0	KUGELGELENK RECHTSGEWINDE	BALL JOINT RIGHT-HAND THREAD SP
---	TD470100	VERSCHLUSS MIT INNEN- UND AUSSENGEWIND	CATCH WITH SCREW THREAD
---	TD603200	HALTER FÜR BEINSTÜTZE RECHTS	HOLDER FOR LEG HOLDER RIGHT
---	TD603700	INNENHALTER FÜR BEINSTÜTZE	INSIDE HOLDER FOR LEG HOLDER
---	TD604000	HALTER FÜR BEINSTÜTZE LINKS	HOLDER FOR LEG HOLDER LEFT
---	503.0556.0	KOPFPOLSTER PASTELLBLAU	HEADREST MAGNETIC PILLOW, PASTEL BLUE GYN
---	503.0556.1	KOPFPOLSTER SAFRANGELB	HEADREST MAGNETIC PILLOW, SAFFRON YELLOW GYN
---	503.0556.2	KOPFPOLSTER LACHSORANGE	HEADREST MAGNETIC PILLOW, SALMON GYN
---	503.0556.3	KOPFPOLSTER LAUBGRÜN	HEADREST MAGNETIC PILLOW, LEAF GREEN GYN
---	503.0556.4	KOPFPOLSTER HELLGRAU	HEADREST MAGNETIC PILLOW, LIGHT GREY GYN
---	503.0556.5	KOPFPOLSTER SEIDENGRAU	HEADREST MAGNETIC PILLOW, SILK GREY GYN
---	503.0556.6	KOPFPOLSTER WEISS	HEADREST MAGNETIC PILLOW, WHITE GYN

---	503.0556.7	KOPFPOLSTER SAPHIRBLAU	HEADREST MAGNETIC PILLOW, SAPPHIRE BLUE	GYN
---	503.0556.9	Kopfpolster Sonderfarbe	Headrest magnetic pillow special color	GYN
---	503.0558.0	Beinstützen Kompl. gepolstert		GYN
---	503.0558.1	BEINSTÜTZENPAAR SAFRANGELB	Cushioned leg support - saffron yellow	GYN

Gyn

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
Chair 41 Gyne			
---	503.0558.2	BEINSTÜTZENPAAR LACHSFARBEN	Cushioned leg support - salmon GYN
---	503.0558.3	BEINSTÜTZENPAAR LAUBGRÜN	Cushioned leg support - leaf green GYN
---	503.0558.4	BEINSTÜTZENPAAR HELLGRAU	Cushioned leg support - light grey GYN
---	503.0558.5	BEINSTÜTZENPAAR SEIDENGRAU	Cushioned leg support - silk grey GYN
---	503.0558.6	BEINSTÜTZENPAAR WEISS	Cushioned leg support - white GYN
---	503.0558.7	BEINSTÜTZENPAAR SAPHIRBLAU	Cushioned leg support - sapphire blue GYN
---	503.0558.9	Beinstützenpaar - Sonderfarbe	Cushioned leg support - special colour GYN
---	503.0558.X	Beinstützen Kompl. gepolstert	Cushioned leg support
---	071.1041.0	SPANNBUCHSE	LOCKING BUSH SP
---	071.1042.0	SPANNHEBEL GRAU M 10 X 30	CLAMPING LEVER FOR LEG SUPPORT SP
---	071.1043.0	BEFESTIGUNGSKLOBEN 240098 LINKS	FASTENING BLOCK, LEFT, FOR FIXING THE LEG SP
---	071.1044.0	BEFESTIGUNGSKLOBEN 240098 RECHTS	FASTENING BLOCK, RIGHT, FOR FIXING THE LEG SP
---	503.0560.0	BEFESTIGUNGSGR.F.BEINSTÜTZE	ATTACHMENT GRIP F. LEG SUPPORT SP
---	503.0561.0	BEINSTÜTZEN STAHL-PASTELLBLAU	LEG SUPPORTS STEEL PASTEL BLUE SP
---	503.0561.X	BEINSTÜTZEN STAHL	LEG SUPPORTS STEEL
---	503.0568.0	KUGELGELENK LINKSGEWINDE	BALL JOINT LEFT-HAND THREAD SP
---	503.0569.0	KUGELGELENK RECHTSGEWINDE	BALL JOINT RIGHT-HAND THREAD SP
---	TD470100	VERSCHLUSS MIT INNEN- UND AUSSENGEWIND	CATCH WITH SCREW THREAD
---	TD603200	HALTER FÜR BEINSTÜTZE RECHTS	HOLDER FOR LEG HOLDER RIGHT
---	TD603700	INNENHALTER FÜR BEINSTÜTZE	INSIDE HOLDER FOR LEG HOLDER
---	TD604000	HALTER FÜR BEINSTÜTZE LINKS	HOLDER FOR LEG HOLDER LEFT
---	503.0565.0	Polsterung für Goepelbeinhalter - pastellblau	Upholstery for leg holders "Goepel" - pastel blue GYN
---	503.0565.1	Polsterung für Goepelbeinhalter - safrangelb	Upholstery for leg holders "Goepel" - saffron yellow GYN
---	503.0565.2	Polsterung für Goepelbeinhalter - lachsfarben	Upholstery for leg holders "Goepel" - salmon GYN
---	503.0565.3	Polsterung für Goepelbeinhalter laubgrün	Upholstery for leg holders "Goepel" - leaf green GYN
---	503.0565.4	Polsterung für Goepelbeinhalter hellgrau	Upholstery for leg holders "Goepel" - light grey GYN
---	503.0565.5	Polsterung für Goepelbeinhalter seidengrau	Upholstery for leg holders "Goepel" - silk grey GYN
---	503.0565.6	Polsterung für Goepelbeinhalter weiß	Upholstery for leg holders "Goepel" - white GYN
---	503.0565.7	Polsterung für Goepelbeinhalter saphirblau	Upholstery for leg holders "Goepel" - sapphire blue GYN
---	503.0565.9	Polsterung für Goepelbeinhalter Sonderfarbe	Upholstery for leg holders "Goepel" - special colour GYN
---	503.0570.0	Untersuchungsthocker pastellblau	Doctors chair - pastel blue GYN
---	071.1075.0	Laufrolle gebremst	Caster, braked SP
---	503.0570.1	Untersuchungshocker safrangelb	Doctors chair - pastel blue GYN
---	503.0570.2	Untersuchungshocker lachsorange	Doctors chair - salmon GYN
---	503.0570.3	Untersuchungshocker laubgrün	Doctors chair - leaf green GYN
---	503.0570.4	Untersuchungshocker hellgrau	Doctors chair - light grey GYN

Gyn

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
Chair 41 Gyne			
---	503.0570.5	Untersuchungshocker seidengrau	Doctors chair - silk grey GYN
---	503.0570.6	Untersuchungshocker weiß	Doctors chair - white GYN
---	503.0570.7	Untersuchungshocker saphirblau	Doctors chair - sapphire blue GYN

---	503.0570.9	Untersuchungshocker Sonderfarbe	Doctors chair - special colour	GYN
--		Stuhloberteil	STUHLBERTEIL / UPPER PART	
---	071.1033.0	WINKEL F. RÜCKENLEHNE RE.	ELBOW FOR BACKREST RIGHT	SP
---	071.1034.0	WINKEL F. RÜCKENLEHNE LI.	ELBOW FOR BACKREST LEFT	SP
---	071.1035.0	PASSSCHRAUBE GYNSTUHL RÜCKENL	FITTING SCREW FOR BACKREST	SP
---	071.1036.0	ERSATZSET WINKEL RÜCKENLEHN	SPARE PART SET ELBOW BACKREST	SP
---	071.1033.0	WINKEL F. RÜCKENLEHNE RE.	ELBOW FOR BACKREST RIGHT	SP
---	071.1034.0	WINKEL F. RÜCKENLEHNE LI.	ELBOW FOR BACKREST LEFT	SP
---	071.1035.0	PASSSCHRAUBE GYNSTUHL RÜCKENL	FITTING SCREW FOR BACKREST	SP
---	071.1043.0	BEFESTIGUNGSKLOBEN 240098 LINKS	FASTENING BLOCK, LEFT, FOR FIXING THE LEG	SP
---	071.1044.0	BEFESTIGUNGSKLOBEN 240098 RECHTS	FASTENING BLOCK, RIGHT, FOR FIXING THE LEG	SP
---	071.1050.0	KUNSTSTOFFPLATTE FÜR HALTERUNG	HEADREST GUIDE WAYS WITH HOLES	SP
---	071.1070.0	POLSTERUNG DER RÜCKENLEHNE	BACK PAD FOR ATMOS CHAIR 41 GYN (BLUE)	SP
---	071.1071.0	POLSTERUNG DER SITZFLÄCHE	SEAT PAD FOR ATMOS CHAIR 41 GYN (BLUE)	SP
---	1007027	SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG RÜCKENPOLSTERUNG	SCREW FOR BACKREST UPHOLSTERY	
---	1013066	STIFT FÜR RASTE RÜCKENLEHNE	FIXING PIN M 8 FOR UPHOLSTERY	
---	1013067	BUCHSE FÜR RASTE RÜCKENLEHNE	FIXING BUSH M 5X1 FOR UPHOLSTERY	
---	503.0555.0	EDELSTAHLSCHALE	STAINLESS STEEL SECRETION BASIN	GYN
---	503.0556.0-7	MAGNETKISSEN	MAGNETIC PILLOW	
---	503.0573.0	GRIFF DER SITZFLÄCHE	STAINLESS STEEL HANDLES FOR PATIENTS (PA)	GYN
---	BD220100	GEGENRAHMEN DER SITZFLÄCHE	COUNTER SEAT	
---	BD320100	GEGENRAHMEN DER RÜCKENLEHNE	COUNTER BACKREST	
---	TD451100	ANSCHLUß FÜR DIE GERÄTEHALTERUNG	INSTRUMENTS HOLDER CONNECTION	
---	TD451600	RECHTECKIGER ANSCHLUß FÜR DIE GERÄTEHALTERUNG	RECTANGULAR INSTRUMENT HOLDER CONNECTION	
---	TD531200	DISTANZSTÜCK DER SCHALE	BASIN SPACER	
---	TD602900	SCHALENHALTERUNG	BASIN SUPPORT	
---	TD604100	PAPIERROLLENHALTERUNG	PAPER ROLL SUPPORT	
---	TD681300	STÜTZE DER RECHTEN FÜHRUNG	RIGHT GUIDE SUPPORT PLATE	
---	TD681700	STÜTZE DER LINKEN FÜHRUNG	LEFT GUIDE SUPPORT PLATE	
---	TD700300	FÜHRUNG DER SCHALENHALTERUNG	BASIN SUPPORT GUIDE	
---		Stuhlunterteil	STUHLUNTERTEIL / LOWER PART	
---	071.1031.0	LEITERPLATTEN DES FUßSCHALTERS	FOOTCONTROL PCB	SP
---	071.1031.1	LINKE ABDECKUNG DES FUßSCHALTERS	FOOTCONTROL LEFT COVER	SP

Gyn

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
Chair 41 Gyne			
---	071.1031.2	RECHTE ABDECKUNG DES FUßSCHALTERS	FOOTCONTROL RIGHT COVER SP
---	071.1031.5	POLYSNAP-MODUL	POLYSNAP MODULE SP
---	071.1052.0	OBERE ABDECKUNG	HAT COVER SP
---	071.1060.0	UNTERE MOTORABDECKUNG	LOWER COVER LEFT/RIGHT SP
---	071.1061.0	MITTLERE MOTORABDECKUNG LINKS/RECHTS	MEDIUM COVER LEFT/RIGHT SP
---	071.1062.0	RECHTE, OBERE MOTORABDECKUNG	UPPER COVER RIGHT SP
---	071.1063.0	LINKE, OBERE MOTORABDECKUNG	UPPER COVER LEFT SP
---	BD020100	UNTERGESTELL DES STUHL	CHAIR BASE
---	BD600100	GEHÄUSE DES FUßSCHALTERS	REMOVABLE FOOTCONTROL SUPPORT
---	TC010100	ENTSTÖRER AUS FERRIT	ANTI JAMMING FERRITE
---	TC010800	STECKDOSE MIT KLAPPE	SOCKET WITH COVER
---	TC020300	STROMKABEL	MAIN CABLE
---	TC331800	TKAPPE D=46	CAP D=46
---	TD190200	ROHRFÖRMIGE FUßSTÜTZE	TUBULAR FOOTREST
---	TD580700	KAPPE AUS POLYURETHAN	POLYURETHANE CAP
---	TD654200	ABDECKUNG DES FUßSCHALTERS	REMOVABLE FOOTCONTROL COVER
---	TD700400	BEFESTIGUNGSFÜHRUNG DER ABDECKUNG	COVER FIXING GUIDE

I VIEW Kolposkop

_	colpo	I VIEW Kolposkop	I VIEW COLPOSCOPE	
---	538.0031.0	VERSORGUNGSMODUL i View 21	Powermodul iView	SP
----	000.0702.0	GERÄTEFUSS SELBSTKL. SCHWARZ	Case foot black	*
----	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
----	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25	SP
----	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE	SP
----	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6	SP
----	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934)	SP
----	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125)	SP
----	008.0765.1	STECKER SCHUBLADE 5x20	PLUG DRAWER 5x20	SP
----	008.0798.1	STECKER SE KALTGER 2P TYP KEC	PLUG BE SE EURO 2P TYPE KEC	SP
----	008.0894.0	SCHALTER WIPP SCHW/GRÜN	ROCKER SWITCH BLACK/GREEN	SP
----	008.0918.0	Sicherung _T3.15 A UL	FUSE _T3.15 A UL	SP
----	011.0029.2	KABELBINDER 2,4x 84	CABLE TIE 2.4x 84	SP
----	011.1322.0	Netzteil	Power Supply	SP
----	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
----	060.0598.0	FOLIE VERSORGUNG IVIEW	Backfoil iView	SP
----	060.0624.0	SCHILD OPERATION MANUAL Ø 20		SP

Gyn

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF

Artikel-Bezeichnung

Item Description

I VIEW Kolposkop

----	507.4534.0	ZELKAUTSCHUKBAND CR APENFIX	CELL RUBBER BAND CR APENFIX	*
----	538.0024.0	LEITERPL. INTERF. BOARD BASIC	Board Interf. Basic	SP
----	538.0025.0	Kabel Mic Erdung Poag	cable	SP
----	538.0026.0	Kabel Mic Erdung Deckel	cable	SP
----	538.0027.0	KABEL MIC SUPPLY UNIT BASIC	cable	SP
----	538.0028.0	Kabel Mic Supply Unit-Fuses	cable	SP
----	538.0029.0	Kabel Mic Supply Unit-Switch	cable	SP
----	538.0030.0	Kabel Mic Supply Unit-Power	cable	SP
----	538.0032.0	GEHÄUSE OBEN IVIEW	Housing top iView	SP
----	538.0033.0	GEHÄUSEUNTERTEIL IVIEW	Housing iView	SP
----	538.0034.0	Kabel MIC Ground POAG	Cabel MIC Erdung POAG	SP
----	539.0011.0	HALTERUNG V-MODUL IVIEW	Holder V-Modul iView	SP
----	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13	*
---	538.1200.0	OBJEKTIV 300mm	Objective: 300 mm	**
---	538.1500.0	T-HANDGRIFF	T-handle for ATMOS® i View	**
---	538.1600.0	DOPPELHANDGRIFF	Lateral double handle for ATMOS® i View	**
----	000.1003.0	FEDER DRUCK 15	Spring	SP
----	051.0427.0	PASSSCHRAUBE MIKRO.HANDGR.	Srew M6x1x35	SP
----	538.1607.0	GRIFF BEARBEITET	Handle cpl.	SP
-----	538.1703.0	DREHKNOPF 5FACH WECHSLER	Rotary button	HNO
---	538.1900.0	ADAPTER FÜR NEX 5	HD-adapter for digital camera with Sony E-Mount	SP
----	008.0906.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE 20.5 x7	Tülle 20.5 x 7	SP
----	538.1901.0	HD ADAPTER 5F.WECHSLER	HD Adapter 5 changer	HNO
----	538.1902.0	KABEL HDMI A/C 5.0m	Cable HDMI A/C 5 m	HNO
---	539.0011.0	HALTERUNG V-MODUL IVIEW	Holder V-Modul iView	SP
---	539.0013.0	VERSORGUNGSMODUL i View 31/41	Supply modul iView 31	SP
----	000.0702.0	GERÄTEFUSS SELBSTKL. SCHWARZ	Case foot black	*
----	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
----	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25	SP
----	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE	SP
----	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6	SP

---	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934)	SP
---	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125)	SP
---	008.0715.0	STECKER BE KLINKEN 3P	Phone jack BE 3P	SP
---	008.0765.1	STECKER SCHUBLADE 5x20	PLUG DRAWER 5x20	SP
---	008.0798.1	STECKER SE KALTGER 2P TYP KEC	PLUG BE SE EURO 2P TYPE KEC	SP

Gyn

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
I VIEW Kolposkop			
---	008.0859.0	STECKER S+B KLINKE 3,5 CINCH	Adapter plug for audio cable HNO
---	008.0894.0	SCHALTER WIPP SCHW/GRÜN	ROCKER SWITCH BLACK/GREEN SP
---	008.0918.0	Sicherung _T3.15 A UL	FUSE _T3.15 A UL SP
---	011.0029.2	KABELBINDER 2,4x 84	CABLE TIE 2.4x 84 SP
---	011.1322.0	Netzteil	Power Supply SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
---	060.0599.0	FOLIE VERSORGUNG IVIEW 31/41	Backlayer IView31/41 SP
---	060.0624.0	SCHILD OPERATION MANUAL Ø 20	SP
---	507.4534.0	ZELKAUTSCHUKBAND CR APENFIX	CELL RUBBER BAND CR APENFIX *
---	538.0025.0	Kabel Mic Erdung Poag	cabel SP
---	538.0026.0	Kabel Mic Erdung Deckel	cabel SP
---	538.0028.0	Kabel Mic Supply Unit-Fuses	cabel SP
---	538.0029.0	Kabel Mic Supply Unit-Switch	cabel SP
---	538.0030.0	Kabel Mic Supply Unit-Power	cabel SP
---	538.0034.0	Kabel MIC Ground POAG	Cabel MIC Erdung POAG SP
---	539.0003.0	Kabel MIC supply high end	cabel SP
---	539.0006.0	LEITERPL. INTERFACE BOARD HE	Board interface HE SP
---	539.0007.0	GEHÄUSE OBEN IVIEW31/41	Housing top power supply iView 31/41 SP
---	539.0008.0	GEHÄUSEUNTERTEIL IVIEW31/41	Housing iView 31/41 power supply SP
---	539.0011.0	HALTERUNG V-MODUL IVIEW	Holder V-Modul IView SP
---	539.0012.0	KABEL MIC FUSSTASTER IVIEW	Cabel Feettaste SP
---	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13 *
---	605.0100.0	OKULAR WF16 KPL.	2x wide-field eyepiece 16x, **
---	605.1200.0	ROLLSTATIV IVIEW GYN	Mobile stand Gyne **
---	000.1007.0	LENKROLLEN GEBREMST	Castors inhib *
---	000.1008.0	LENKROLLEN BOLZEN	Castors inhib bolt SP
---	538.2101.0	STATIV FUSS	Stativground SP
---	605.1201.0	STATIV ROLLEN IVIEW GYN	STativ GYN SP
---	605.1202.0	Stativansatz Gyn Rollstativ	SP
---	605.1204.0	ABDECKKAPPE GYN ROLLSTATIV	Cover Cap 40x15 SP
---	605.1205.0	ANSCHLAGBUCHSE ACHSE GYN	SP
---	605.1200.N	Rollstativ GYN Verdrehsicherung	SP
---	605.1204.0	ABDECKKAPPE GYN ROLLSTATIV	Cover Cap 40x15 SP
---	605.1205.0	ANSCHLAGBUCHSE ACHSE GYN	SP
---	605.1204.0	ABDECKKAPPE GYN ROLLSTATIV	Cover Cap 40x15 SP
---	605.1500.0	MECHANISCHER TRAGARM GYN	Mechanical support arm Gyne **

Gyn

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
I VIEW Kolposkop			
---	051.0438.0	GEWINDESTIFT M6x12	Stift M6x12 SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
---	060.0400.0	ATMOS-LOGO NEU Aufkleber	ATMOS-LOGO STICKER SP

---	060.0611.0	SCHILD "+-SW6"	label "+- SW6"	SP
---	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP
---	060.0618.0	AUFKLEBER VERBOTS&WARNZEICHEN	Label	SP
---	538.2006.0	LEITERPL. SENSOR BOARD V2.01	Sensor board	SP
---	538.2015.0	BREMSE POM STERNGRIF FÜR TRAGARM	BrakeHandle POM	SP
---	538.2017.0	STERNGRIF FÜR TRAGARM	STERNGRIF FÜR TRAGARM	SP
---	538.2027.0	ENDSTÜCK RECHTS PROFIL SCHWEBE	End portion right, profile suspension arm	SP
---	538.2028.0	ENDSTÜCK LINKS PROFIL SCHWEBE	End portion right, profile suspension arm	SP
---	538.2029.0	ABDECKUNG R SCHWEBEARM HNO/GYN	Cover microscope right suspension arm ENT/GYN r	SP
---	538.2030.0	ABDECKUNG L SCHWEBEARM HNO/GYN	Cover microscope right suspension arm ENT/GYN e	SP
---	538.2031.0	ABDECKUNG AUSSEN-2 PROFIL	Cover Outside-2 profile support arm	SP
---	538.2032.0	ABDECKUNG ELEK/MECH KLEMMUNG	Cover power/mechanical clamping	SP
---	538.2033.0	ABDECKUNG MECHANISCHE KLEMMUNG	Cover mechanical clamping (GYN Front Left / ENT F	SP
---	538.2034.0	MONTAGEPLATTE NEIGUNGSSENSOR	Assemplyplate Sensor	SP
---	538.2035.0	Klemmung 30	clamping 30	SP
---	538.2036.0	Klemmung 38	clamping 38	SP
---	605.1204.0	ABDECKKAPPE GYN ROLLSTATIV	Cover Cap 40x15	SP
---	605.1501.0	KABEL MIC VERSORGUNG GYN-ARM	Cable	SP
---	605.1503.0	KOLPOSKOPHALTER WELLE	Shaft Kolposkopholder	SP
---	605.1504.0	STELLRING A30 DIN 705	DIN 705 D=30 RING	SP
---	605.1505.0	HALTERUNG VERSORG. -MODUL KPL.	Holder Electricpower	SP
---	605.1506.0	BUCHSE HALTERUNG VERSORG. MODU	Socket supplying modul	SP
---	605.1520.0	ABDECKUNG MITTE LINKS ARM GYN	Cover center Left - Suspension arm GYN	SP
---	605.1521.0	ABDECKUNG MITTE RECHTS ARM GYN	Cover center right - Suspension arm GYN	SP
---	605.1522.0	ABDECKUNG GYN MECH.KLEMMUNG	Cover Gyn, Mechanical clamping back left	SP
---	605.1523.0	ABDECKUNG GYN MECH.EL.KLEMMUNG	Cover Gyn, mechanical electrical clamping, back	SP
---	605.1524.0	ABDECKUNG GYN MECH.EL.KLEMMUNG	Cover Gyn, mechanical electrical clamping, back	SP
---	605.1525.0	ABDECKUNG GYN MECH.EL.KLEMMUNG	Cover Gyn, mechanical electrical clamping, back	SP
---	605.1526.0	ABDECKUNG GYN MECH.EL.KLEMMUNG	Cover Gyn, mechanical electrical clamping, back	SP
---	606.0001.0	KABEL MIC HYBRIDKABEL GYN-ARM	Cable	SP
---	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13	*
---	605.2000.0	Binokularer Geradtubus, 16-fach	Binocular straight tube, 16-times	**

Gyn

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
S 41 GYNE			
--	000.0210.1	ABDECKKAPPE	COVER CAP RD-11,00 WHITE SP
--	000.0810.0	STEILBRUSTFLASCHE WEITHALS	WIDE-NECKED GLASS FLASK WITH PLUG CA
--	000.0811.0	GLASDOSE MIT DECKEL	GLASS BOWL WITH LID CA
--	000.0812.0	WATTEDOSE MIT KNOPFDECKEL	COTTON WOOL BOWL WITH LID CA
--	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
--	060.0467.0	SCHRIFTZUG ATMOS S 41 GYNE	LABEL ATMOS S 41 GYNE SP
--	443.0017.0	KANÜLEN-ABLAGE HÜLSE	PLASTIC QUIVER FOR USED RIGID ENDOSCOPE HNO
--	600.0070.0	KÖCHERAUFNAHME GYN-Unit	QUIVER INTAKE GYN-Unit SP
Untersuchungsthocker pastellblau			
--	503.0570.0	Untersuchungsthocker pastellblau	Doctors chair - pastel blue GYN
--	071.1075.0	Laufrolle gebremst	Caster, braked SP
ZUBEHÖRPAKET Gewebekollektor			
--	340.0061.0	GEWEBEKOLLEKTOR 300 ML	Tissue collector 300 ml, disposable CA
--	340.0062.0	ADAPTER F. GEWEBEKOLLEKTOR	DDS adapter for tissue collector CHI
ATMOS LS 31 LED			
--	507.4800.0	ATMOS LS 31 LED	ATMOS LS 31 LED HNO
--	000.0796.0	GERÄTEFUSS 12	DEV. FOOT 12 SP
--	000.0806.0	MARKIERUNGSTEIL BLAU	MARKING PART BLUE SP

--	000.0807.0	DREHKNOPF 16X6	KNOB 16X6	SP
--	000.1020.0	Wärmeleitfolie	Heat foil	SP
--	000.1045.0	Wärmeleitpad	Thermal pad	SP
--	000.1047.0	CLIPSLAGER MCM-06-02		SP
--	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
--	008.0477.0	SCHALTER WIPP SCHWARZ	ROCKER SWITCH BLACK	SP
--	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25	SP
--	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE	SP
--	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6	SP
--	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934)	SP
--	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125)	SP
--	008.0615.0	SOCKEL-KLEBE F. KABELBINDER	BASE ADHES. F. CABLE TIE	*
--	008.0738.0	SICHERUNG T 2,00 A H	FUSE T 2.00 A H	SP
--	008.0765.1	STECKER SCHUBLADE 5x20	PLUG DRAWER 5x20	SP
--	008.0838.0	STECKER SE KALTGER 2P TYP KEC	PLUG SE EURO 2P TYPE KEC	SP
--	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
--	011.0247.0	ISOLIERNIPPEL KU 790	Isolating nipple KU 790	SP
--	011.1325.0	Netzteil	Power Supply	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description		
--	011.1345.0	FERRIT KERN WE- STAR TEC	SP	
--	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
--	060.0580.0	LED AUFKLEBER RUND	ROUND LED STICKER	SP
--	060.0655.0	FOLIE RÜCKSEITE LS 31 LED		SP
--	060.0656.0	FRONTFOLIE LS 31 LED		SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
--	507.0859.0	Netzanschlußkabel Schuko 3 m	Mains cable, Euro-standard, Length: 3 m	*
--	507.4088.0	KABEL CAM21/31 ERDUNG DECKEL	CABLE CAM21/31 GROUND. LID	SP
--	507.4812.0	KÜHLTRÄGER LS 31	Heat Sink LS 31	SP
--	507.4813.0	Trägerplatte LS 31 LED	carrier plate LS 31 LED	SP
---	507.5406.0	Frontblende Steuergerät Atmos Cam (weiß)	Front Cover control unit Atmos Cam (white)	SP
--	507.4820.0	Optik LS 31 LED	Optik LS 31 LED	SP
---	000.1046.0	GLEITLAGER JSM-0608-06		SP
---	011.1342.0	DIODE LUMINUS CBT-140		SP
---	507.4815.0	Anschlagblech	Stop plate	SP
---	507.4816.0	Gewindespindel	Threaded spindle	SP
---	507.4817.0	GEWINDESPINDEL		SP
---	507.4818.0	Präzisionswelle		SP
---	507.4819.0	RUND 6.0 PRÄZISIONSWELLE		SP
---	507.4822.0	Optikblock LS 31 LED	Optical block LS 31 LED	SP
---	507.4823.0	SPIEGELTRÄGER LS 31 LED	Mirror Holder	SP
---	507.4824.0	TRÄGER SPIEGEL LS 31 LED		SP
---	538.0096.0	Autoreflexspiegel Beleuchtung	Auto reflex mirror lighting	SP
---	507.4825.0	Linsenpaket	lens package	SP
---	507.4821.0	LINSE LS 31 LED A.2890.2601.Li		SP
---	507.4826.0	Linsenpatrone	Lens cartridge	SP
---	530.6085.0	LINSE LED CLIPBOARD	LENS LED CLIPBOARD	SP
---	530.6115.0	Vorschraubring	Retaining ring	SP
---	507.4840.0	REIBSCHEIBE DA = 9		SP
---	530.6116.0	ADAPTER LED CLIPBOARD	Adapter Admission	SP
---	005.0267.0	RUND 45,0 POM/ SCHW		SP
--	507.4830.0	CONTROLLERBOARD LS 31	CONTROLLERBOARD LS 31	SP

---	507.4831.0	TREIBERBOARD LS 31 LED	RUNNERBOARD LS 31 LED	SP
---	507.4832.0	KABEL POWER LED	WIRE POWER LED	SP
---	507.4833.0	KABEL TREIBERBOARD LS 31 LED	WIRE RUNNERBOARD	SP
---	507.4835.0	KABEL CONTROLLERBOARD LS 31LED	WIRE CONTROLLERBOARD LS 31LED	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
---	Schutzblech Mäuseklavier	Mudguard	SP
---	ABSCHIRMBLECH EMV LS 31 LED		SP
---	Kabel Cam 31 Netzversorgung	Kabel Cam 31 Netzversorgung	SP
---	Adapter für Lichtleiter mit ATMOS® / Storz Anschlu	Adapter for light conductor with ATMOS® / Storz co	HNO
---	DRUCKSTÜCK M3 L7	PRESSURE SPRING M3 L7	SP
---	Kabel MIC Ground POAG	Cabel MIC Erdung POAG	SP

A 11 (230 V~)

---	000.0504.0	FLASCHE MILCH FORM 3521	RINSING JAR 250 ML	SP
---	000.0726.0	STERNGRIFF	FIXING SCREW	SP
---	000.0727.0	KLEMMRING	CLAMPING RING	SP
---	000.0782.0	DÜSENANSATZ GEBOGEN 25 STCK.	NOZZLE FITTING, BENT	CA
---	000.0783.0	PUMP-SPRAYER MANUELL 5 STCK.	PUMP SPRAYER MANUAL 5 PCE.	SP
---	000.0786.0	ANSATZ FÜR OHRSPUELUNG	FITTING FOR EAR RINSING	CA
---	000.0787.0	MEDIKAMENTENGLAS 30ML	MEDICAMENT JAR, 30ML	SP
---	000.0791.0	DÜSENANSATZ GERADE 25 STCK.	NOZZLE FITTING, STRAIGHT	CA
---	000.0791.1	AUSLÖSER FÜR PUMP-SPRAYER	TRIGGER F. PUMP SPRAYER	SP
---	060.0388.0	SCHILD TTD-ETIKETT 25 X 51	SIGN TTD-LABEL 25 X 51	SP
---	006.0008.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 7 mm, Mindestabnahme 5	Suction hose, silicone, Ø 7 mm, minimum purchase 5	SP
---	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0	SP
---	008.0111.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	Wire protecting sleeve	SP
---	008.0113.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	WIRE PROTECTING SLEEVE	SP
---	008.0629.0	Netzanschlußkabel abgewinkelt Schuko 5m	POWER CABLE Schuko 5m	*
---	008.0732.0	DURCHFÜHRUNGSBUCHSE ZUGENTL.	FEED-THROUGH BUSH TENS.RELIEF	SP
---	008.0836.0	THERMOMETER	THERMOMETER	*
---	008.0841.0	SICHERUNG T 1,00 A H	FUSE T 1.00 AH	SP
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
---	060.0093.0	SCHILD SYMBOL BLITZPFEIL	LABEL "FLASH ARROW SYMBOL"	SP
---	060.0403.0	AUFKLEBER C-21/C401 TAUBENBLAU	DECAL C-21/C401 DOVE BLUE	SP
---	443.0017.0	KANÜLEN-ABLAGE HÜLSE	PLASTIC QUIVER FOR USED RIGID ENDOSCOPE	HNO
---	008.0083.1	ADER-ENDHÜLSE T0,75QMM	WIRE FERRULE T0, 75QMM	SP
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
---	008.0615.0	SOCKEL-KLEBE F. KABELBINDER	BASE ADHES. F. CABLE TIE	*
---	008.0732.0	DURCHFÜHRUNGSBUCHSE ZUGENTL.	FEED-THROUGH BUSH TENS.RELIEF	SP
---	008.0837.0	KLEMMLEISTE 7-POLIG	TERMINAL BLOCK 7 P	SP
---	011.0029.2	KABELBINDER 2,4x 84	CABLE TIE 2.4x 84	SP
---	011.1207.0	STECKER BE 4P SERIE 719	PLUG BE 4P SERIES 719	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description		
---	506.4052.0	KABEL A11 NETZSCHALTER	CABLE A11 MAINS SWITCH	SP
---	506.4056.0	KABEL A11 STECKDOSE - KLEMME	CABLE A11 SOCKET - CLAMP	SP
---	506.4071.0	LEITERPL. REGLERPLATINE A11	CIRC. BOARD CONTROL PCB A11	SP
---	506.4081.0	KABEL STIRNLAMPE A11 LED	CABLE HEAD LAMP A11 LED	SP

---	507.4549.0	LEITERPL. Unit-VERSORGUNG LED	CIRCUIT BOARD Unit SUPPLY LED	SP
--	506.4051.0	OHRSAUGSPÜLDECKEL	EAR SUCT. IRRIG. LID	SP
---	000.0747.0	INSTR.TRAY MELAMIN 190 X 300	INSTRUMENT TRAY, MELAMINE, LARGE	HNO
---	506.4063.0	ANSATZBOLZEN TABLETT A11	STUD TABLET A11	SP
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
---	008.0834.0	HEIZPATRONE HLPR 10/100 230V	HEATING CARTRIDGE HLPR 10/100 230V	SP
---	008.0835.0	ÜBERTEMP.SCHALT 05EN 50°C	OVER TEMP. SWITCH 05EN 50°C	SP
---	060.0093.0	SCHILD SYMBOL BLITZPFEIL	LABEL "FLASH ARROW SYMBOL"	SP
---	506.4058.0	KABEL A11 ÜTS - KLEMME	CABLE A11 ÜTS - CLAMP	SP
---	506.4065.0	HEIZBLOCK A 11	HEATING BLOCK A 11	SP
---	506.4072.0	ABDECKUNG HEIZBLOCK	COVER HEATING BLOCK	SP
---	510.1691.5	TEMPERATURFÜHLER	NTC TEMPERATURE GAUGE COMPLETE, LEFT-S	SP
---	000.0726.0	STERNGRIF	FIXING SCREW	SP
---	000.0727.0	KLEMMRING	CLAMPING RING	SP
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
---	008.0463.0	TRAFO	TRANSFORMER-SHORT?? FIXED P 110/130	SP
---	008.0615.0	SOCKEL-KLEBE F. KABELBINDER	BASE ADHES. F. CABLE TIE	*
---	008.0732.0	DURCHFÜHRUNGSBUCHSE ZUGENTL.	FEED-THROUGH BUSH TENS.RELIEF	SP
---	008.0777.0	STECKER BE KLINKEN 3P ISOL.	JACK PLUG BE 3P INSUL.	SP
---	008.0837.0	KLEMMLEISTE 7-POLIG	TERMINAL BLOCK 7 P	SP
---	011.1193.0	KONDENS X2 UF 0.220	CONDENS X2 UF 0.220	SP
---	060.0093.0	SCHILD SYMBOL BLITZPFEIL	LABEL "FLASH ARROW SYMBOL"	SP
---	506.4052.0	KABEL A11 NETZSCHALTER	CABLE A11 MAINS SWITCH	SP
---	506.4056.0	KABEL A11 STECKDOSE - KLEMME	CABLE A11 SOCKET - CLAMP	SP
---	506.4058.0	KABEL A11 ÜTS - KLEMME	CABLE A11 ÜTS - CLAMP	SP
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
---	008.0834.0	HEIZPATRONE HLPR 10/100 230V	HEATING CARTRIDGE HLPR 10/100 230V	SP
---	008.0835.0	ÜBERTEMP.SCHALT 05EN 50°C	OVER TEMP. SWITCH 05EN 50°C	SP
---	060.0093.0	SCHILD SYMBOL BLITZPFEIL	LABEL "FLASH ARROW SYMBOL"	SP
---	506.4058.0	KABEL A11 ÜTS - KLEMME	CABLE A11 ÜTS - CLAMP	SP
---	506.4065.0	HEIZBLOCK A 11	HEATING BLOCK A 11	SP
---	506.4072.0	ABDECKUNG HEIZBLOCK	COVER HEATING BLOCK	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
A 11 (230 V~)			
---	510.1691.5	TEMPERATURFÜHLER	NTC TEMPERATURE GAUGE COMPLETE, LEFT-S SP
---	506.4071.0	LEITERPL. REGLERPLATINE A11	CIRC. BOARD CONTROL PCB A11 SP
---	507.0887.0	ERDUNGSLITUNG RD4--RD4-- 230	EARTH CABLE RD 4 - RD 4 -- 230 SP
---	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13 *
---	000.0714.0	SICHERUNGSBÜGEL F.NETZKABEL	SAFETY CATCH FOR MAIN CABLE SP
---	008.0445.0	KALTGERÄTESTECKER	PLUG SE LOW HEAT DEVICE 2P+PE SP
---	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25 SP
---	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE SP
---	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6 SP
---	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934) SP
---	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125) SP
---	008.0818.0	NETZANSCHLUßK.WINKEL.W-KGER.2P	MAINS CONNECT. CAB. ANGLE W. EURO 2P *
---	008.0833.0	SCHALTER WIPP BELEUCHTET GRUEN	ROCKER SWITCH ILLUMIN. GREEN SP
---	060.0011.0	SCHILD ÄQUIPOTENTIAL-ANSCHLUSS	SIGN 'AQUIPOTENTIAL-CONNECTION' SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
---	060.0403.0	AUFKLEBER C-21/C401 TAUBENBLAU	DECAL C-21/C401 DOVE BLUE SP
---	340.0071.0	FUSSGESTELL	FOOTPLATE CPL. WITH CASTORS FOR A11 SP
---	000.0453.0	ANSCHLAGPUFFER	BUMPER STOP, ADHESIVE, TRANSPARENT *

----	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
----	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
----	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
----	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
A 11 (230 V~)			
----	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural *
----	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural *
----	402.0305.0	Nippel gebogen Rd 6 WS	SP
----	340.0050.0	SEKRETBEHÄLTER-DDS-1.5L PSU	DDS-secretion canister, plastic, 1.5 l, autocla CHI
----	340.0053.0	BEHÄLTERDECKEL DDS	DDS-CANISTER LID WITH GASKETS CHI
----	340.0054.0	Bakterienfilter für ATMOS® DDS-Sekretbehälter, 10	Bacterial filter for ATMOS® DDS secretion canister CA
----	340.0055.0	BEHÄLTERGRIFF DDS	DDS-CANISTER HANDLE, GREY CHI
----	340.0056.0	SPRITZSCHUTZ F BEHÄLTER-DDS	DDS-SPLASH PROTECTION, SILICONE CHI
----	340.0057.0	PATIENTENANSCHLUSS 6/10MM	DDS-HOSE ADAPTER SET, Ø 6 MM + Ø 10 MM CHI
----	505.0337.0	STECKFUSS RD 16 X 10,5	INSERT. FOOT RD 16 X 10.5 SP
----	999.1026.0	LEITERPL. EIN-AUS	ON-OFF SW. SP
----	506.7621.0	STECKSAUGNIPPEL	SUCTION NIPPLE SP
----	507.0887.0	ERDUNGSL EITUNG RD4--RD4-- 230	EARTH CABLE RD 4 - RD 4 -- 230 SP
----	507.4506.0	HL21 LED-OP-SET	HL 21 LED, headlight OT set HNO
----	011.1199.0	Universal Akku-Schnelllade-Netzteil (100 - 240 V~)	Universal battery quick charging power pack (100 - HNO
----	507.4500.0	Stirnleuchte ATMOS® HL 21 LED	Headlight ATMOS® HL 21 LED HNO
----	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25 SP
----	507.4530.0	KOPFTRAGEGESTELL BEARB.	HEAD CARRYING FRAME PROC. SP
----	507.4533.0	NACKENPOLSTER	NAPE PAD SP
----	507.4534.0	ZELLKAUTSCHUKBAND CR APENFIX	CELL RUBBER BAND CR APENFIX *
----	507.4535.0	SCHWEISSBAND	FRONT PAD SP
----	507.4536.0	KABELCLIP F. STIRNBAND	CABLE CLIP F. HEAD BAND SP
----	507.4560.0	HL 21 LAMPENTEIL BG	HL21 Light BG SP
----	000.0813.0	SCHEIBE 7 X 3,1 X 0,5	DISC 7 X 3.1 X 0.5 SP
----	008.0409.0	LITZE ISOLIERT ROT	SP
----	008.0410.0	LITZE ISOLIERT SCHWARZ	SP
----	011.1200.0	STECKER SE 4P BINDER 709	PLUG SE 4P BINDER 709 SP
----	055.0101.0	O-RING 22,00 X 1,00	O-RING 22.0x1.0 *
----	055.0102.0	O-RING 21,00 X 1,00	O-RING 21.0x1.0 *
----	055.0104.0	O-RING 3,00 X 2,00	O- RING 3X2 *
----	060.0619.0	AUFKLEBER WARNZEICHEN	label "warning" SP
----	507.4524.0	GELENKPLATTE	JOINT PLATE SP
----	507.4526.0	STIFT	PIN SP
----	507.4527.0	GELENKHALTER	JOINT HOLDER SP
----	507.4561.0	HL 21 LED GRUNDKÖRPER	housing SP
----	507.4562.0	HL 21 LED VORSATZHALTER	holder SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
A 11 (230 V~)			
----	507.4563.0	HL 21 LED FOKUSRING	Focus tire SP
----	507.4564.0	HL 21 LED ANDRÜCKSCHRAUBE	Power screw SP
----	507.4565.0	HL 21 FOKUSOPTIK BG	HL 21 FOKUSOPTIK BG SP
----	507.4566.0	HL 21 LED FOKUSOPTIKHALTER	Focus optical holder SP

---	507.4567.0	LINSE FOKUS HL 21 LED	lens focus HL 21	SP
---	507.4569.0	Diode Leucht Cree XPGWHT	Diode Leucht Cree XPGWHT	SP
---	507.4570.0	HL 21 OPTIK BG	HL 21 Optik BG	SP
---	507.4568.0	LINSE HL 21 LED	lens HI 21	SP
---	507.4571.0	HL 21 OPTIKHALTER	HL 21 Optikhalter	SP
---	005.0265.0	RUND 31,8 PPSU SCHWARZ		SP
---	507.4572.0	HL 21 LED SPIEGEL	Mirror HL 21	SP
---	507.4573.0	HL 21 LINSENHALTER	HL 21 Linsenhalter	SP
---	005.0265.0	RUND 31,8 PPSU SCHWARZ		SP
---	507.4574.0	HL 21 EINPRESSBLENDE	HL 21 Einpressblende	SP
---	507.4510.0	Li-Ionen-Akku	Lithium-ionic rechargeable battery	HNO
---	507.4536.0	KABELCLIP F. STIRNBAND	CABLE CLIP F. HEAD BAND	SP
---	507.4541.0	KABEL STIRNLAMPE 1500 MM LANG	Connecting cable from battery to LED, 1500 cm	HNO
---	507.4542.0	Verbindungskabel Akku - LED, 40 cm	Connecting cable from battery to LED, 40 cm	SP
---	507.4543.0	KABELFIXIERUNG KLAMMER	Clip for fixing the cable to clothing	HNO
---	507.4547.0	Akkuhalter	Battery Pack Holder	SP
---	507.4545.0	KABEL STIRNLAMPE 2000 MM LANG	CONNECTING CABLE FROM BATTERY TO LED, 2000	HNO
---	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13	*
---	999.0127.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 45	TUBE PIECE RD 6 X 3- 46	SP
---	Sa11ab08	SAUGER FÜR A 11 AB 2008	SUCTION Unit FOR A11	
---	000.0210.0	ABDECKKAPPE	COVER CAP RD-11,00 BLACK	SP
---	000.0343.0	SCHWINGELEMENT	OSCILLATING-ELEMENT RD. 15 X 15	SP
---	000.0361.0	SAUGSCHLAUCH 2,00 M.	SUCTION HOSE, SILICONE, Ø 6 MM, L = 2 M, 1 PC	CA
---	000.0473.0	ABDECKKAPPE RD-17,50 WEISS	COVER CAP RD.- 17.50 WHITE	SP
---	000.0702.0	GERÄTEFUSS SELBSTKL. SCHWARZ	Case foot black	*
---	000.0739.0	FALTENBALG	BOOT	SP
---	000.0764.0	ELASTIKPUFFER SELBSTKLEBEND	ELASTIC BUFFER ADHESIVE	SP
---	000.0917.0	PUMPE MEMBRAN 45L/90% 230V	PUMP 45L/90% 230V	SP
---	000.0312.1	Kondensator 4uF 400V	condenser 4uF 400V	SP
---	069.0201.0	E-SET FÜR PUMPE	SPARE PART SET FOR PUMP C 451 / VC 45	SP
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	008.0081.0	SICHERUNG T 800MA H	FINE-WIRE FUSE 0,8 A	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
A 11 (230 V~)			
---	008.0695.0	STECKER SE KALTGER 2P TYP KEA	PLUG SE LOW HEAT DEVICE 2P TYP KEA SP
---	008.0695.1	STECKER SCHUBLADE EXTRA SAFE	PLUG DRAWER SP
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200 SP
---	060.0151.0	SCHILD T 800MA	SIGN T 800MA SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
---	060.0414.0	ETIKETT C401/C361 "VOR GEBRAUC"	LABEL C401/C361 "BEFORE USE" SP
---	060.0415.0	SCHILD KURZBEDIEN C401/C361	SIGN QUICK START MANUAL C401/C361 SP
---	060.0433.0	FRONTFOLIE ATMOS A 11	FRONT FOIL ATMOS A 11 SP
---	340.0010.0	VACUUMMETER -1/0 BAR	GAUGE SP
---	340.0010.1	SCHEIBE F. VACUUMETER	DISC F. VACUUMETER SP
---	340.0011.0	VAKUUMREGLER KOMPL.	Regulating valve SP
---	340.0014.0	SAUGANSCHLUSS	SUCTION CONNECTION SP
---	340.0050.0	SEKRETBEHÄLTER-DDS-1.5L PSU	DDS-secretion canister, plastic, 1.5 l, autocla CHI
---	340.0053.0	BEHÄLTERDECKEL DDS	DDS-CANISTER LID WITH GASKETS CHI
---	340.0054.0	Bakterienfilter für ATMOS® DDS-Sekretbehälter, 10	Bacterial filter for ATMOS® DDS secretion canister CA
---	340.0055.0	BEHÄLTERGRIFF DDS	DDS-CANISTER HANDLE, GREY CHI
---	340.0056.0	SPRITZSCHUTZ F BEHÄLTER-DDS	DDS-SPLASH PROTECTION, SILICONE CHI
---	340.0057.0	PATIENTENANSCHLUSS 6/10MM	DDS-HOSE ADAPTER SET, Ø 6 MM + Ø 10 MM CHI

---	340.0310.0	GEHÄUSE VORNE C451 KPL.	HOUSING FRONT C451 CPL.	SP
---	340.0313.0	SCHLAUCHBAUM REGLER C451	HOSE HARNESS CONTROL C451	SP
---	000.0101.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-4	HOSE CONNECTOR T RD-6-6-4	*
---	000.0613.0	SCHLAUCHVERBINDER L RD-4-4	HOSE CONNECTOR RD 4-5	SP
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural	*
---	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural	*
---	340.0314.0	KABELBAUM NETZ-MOTOR C451	CABLE HARNESS MAINS MOTOR C451	SP
---	340.0315.0	GEHÄUSE HINTEN C451	CABINET FROM BEHIND C 451	SP
---	340.0316.0	TRENNBLECHENTDRÖHNUNG	PARTITION PANEL SOUND DEADENING	SP
---	340.0317.0	DÄMMMATTE F. TRENNBLECH	INSULATION MAT F. PARTITION PLATE	SP
---	340.0318.0	DÄMMMATTENINSATZ	INSULATION MAT SET	SP
---	340.0319.0	SCHALLDÄMMSATZ	NOISE DIMMING SET	SP
---	340.0321.0	TRENNBLECH C451	PARTITION PLATE C451	SP
---	340.0327.0	ISOLIERFOLIE PUMPE C451	INSULATING FOIL PUMP C451	SP
---	505.0337.0	STECKFUSS RD 16 X 10,5	INSERT. FOOT RD 16 X 10.5	SP
---	999.1026.0	LEITERPL. EIN-AUS	ON-OFF SW.	SP
---	999.1032.0	SCHALLDÄMPFER	SILENCER	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
A 11 (230 V~)			
---	999.2010.0	SCHLAUCHBAUM VC45	SP
Aqua Clean			
--	530.2121.0	Aqua Clean	Aqua Clean HNO
---	000.0978.0	SCHOTTVERSCHRAUBUNG GERADE RD8	BULKHEAD CONNECT. STRAIGHT RD8 SP
---	000.0980.0	SCHOTTVERSCHRAUBUNG GERADE RD6	BULKHEAD CONNECT. STRAIGHT RD6 SP
---	008.0384.0	SCHALTER	ON/OFF SWITCH ILLUMINATED SP
---	069.0260.0	Starter Kit Aqua Clean	Starter Kit Aqua Clean SP
---	069.0261.0		AQUA CLEAN FINE FILTER SP
---	069.0319.0	FÜLLSTANDSSONDE	level probe SP
---	069.0320.0	Mischbehälter ohne Anbauteile	mixing container without attachments SP
---	069.0321.0	Mischbehälter komplett	Mixing container complete SP
---	069.0322.0	Membranpumpe 24V	Diaphragm pump 24V SP
---	069.0323.0	Druckbehälter komplett	Pressure vessel complete SP
---	069.0324.0	Kompressor	compressor SP
---	069.0326.0	3/2 Wege-Magnetventil	3/2 way solenoid valve SP
---	069.0327.0	Magnetventil-ETV	Solenoid ETV SP
---	069.0329.0	Zu-Ablaufschlauch 8mm Aqua	SP
---	000.0974.0	SCHLAUCHTÜLLE 8/8	HOSE SPOUT 8/8 SP
---	005.0020.0	SCHLAUCH	HOSE RD. I. 8,0 X 3,0 *
---	061.0060.0	SCHLAUCHSCHELLE	HOSE CLAMP SCREW THREAD *
---	502.1200.0	AQUA CLEAN F.TISCHGERÄTE	Aqua clean for calor stimulation and irrigation device: *
---	502.1201.0		CONNECT. HOSE VARIO-AQUA SP
---	502.1202.0	ANSCHLUSSSCHLAUCH HWA-AQUA	CONNECT. HOSE HWA-AQUA SP
---	510.2150.0	Aqua Clean Nachrüstsatz für Servant 5/5C	ATMOS® Aqua Clean retrofit for Servant 5 / 5c SP
---	530.2120.0	Aqua clean für HNO S61	Aqua clean for S61 *
---	530.2120.N	Aqua Clean Nachrüstsatz für S61	Aqua Clean retrofit kit for S61 *
Arztstuhl Chair 51 D			
--	503.0460.0	Arztstuhl Chair 51 D	Doctors Chair 51D HNO
---	070.0316.0	ROLLE CHAIR 51D GEBREMST	*
---	070.0317.0	ROLLE CHAIR 51D UNGEBREMST	*
---	AK270.010012	Fußkreuz	
---	AK270.030019	Rückenlehnenhalter	

--	AK270.030022	Rückenlehnenhalter
--	AK270.030023	Klemmstück
--	AK270.030024	Rückenlehenträger
--	AK270.032004	Armlehnscheibe

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

Arztstuhl Chair 51 D

--	AK270.032010	Distanzbolzen
--	AK270.033000	Rückenlehne komplett
--	AK270930000	Rückenlehnenpolster
--	AK273.920000	Sitzpolster
--	AK305-202	Teleskopische Umhüllung Stuhlsäule
--	AK305-203	Gasdruckfeder
--	AK320-101	Spanngriff M8 x 35
--	AK320-137	Bundstift mit Klemmring
--	AK415-004	B20 Federscheibe
--	AK420-005	R9 Scheibe
--	AK445-050	M6 x 12 Zylinderschraube
--	AK445-055	M6 x 16 Zylinderschraube
--	AK490-009	M8 x 16 Rundkopfschraube
--	AK495-005	Nietscheibe 6,4
--	AK499-099	Spax-Senkkopfschraube 6 x 40

ATMOS CHAIR COMFORT BASIC

--	535.5000.0	ATMOS CHAIR COMFORT BASIC	ATMOS CHAIR COMFORT BASIC	HNO
--	070.0500.0	Abdeckung Rücken ohne Handschalter	Cover Back without Hand Switches	SP
--	070.0502.0	Abdeckung Kopfstütze	Cover headrest	SP
--	070.0506.0	Integral Armauflage	Integral armrest	SP
--	070.0508.0	Handrad Kopfstütze	Handwheel headrest	SP
--	070.0515.0	Netzkabel EU	Power cable EU	SP
--	070.0521.0	Gasfeder Rückenverstellung	Gas spring back adjustment	SP
--	070.0522.0	Polster Rücken	BACK PAD	SP
--	070.0523.0	Premium Polster Rücken	Premium back pad	SP
--	070.0524.0	Kopfpolster	head rest	SP
--	070.0525.0	Pemium Kopfpolster	Premium head rest	SP
--	070.0526.0	Sitzpolster	seat cushion	SP
--	070.0527.0	Polster Premium Standart Sitz	Upholstery Premium Standart seat	SP
--	070.0528.0	Polster Beinteil	upholstered leg part	SP
--	070.0529.0	Premium Polster Beinteil	Premium upholstered leg part	SP
--	070.0530.0	Polsterblende Fußauftritt	Upholstery foot appearance	SP
--	070.0531.0	Premium Polster Fußauftritt	Premium Upholstery foot appearance	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

ATMOS CHAIR PROFESSIONAL COMPL

--	535.5500.0	ATMOS CHAIR PROFESSIONAL COMPL	ATMOS CHAIR PROFESSIONAL COMPL	HNO
--	070.0500.0	Abdeckung Rücken ohne Handschalter	Cover Back without Hand Switches	SP
--	070.0501.0	Abdeckung Rücken mit Handschalter	Cover Back with Handswitch	SP
--	070.0502.0	Abdeckung Kopfstütze	Cover headrest	SP
--	070.0503.0	Abdeckung Bodenplatte	Cover floor plate	SP
--	070.0504.0	Abdeckung Hubsäule rechts	Cover lifting column right	SP
--	070.0505.0	Abdeckung Hubsäule links	Cover lifting column left	SP

--	070.0506.0	Integral Armauflage	Integral armrest	SP
--	070.0507.0	Fußauftritt (Holz)	footstep (wood)	SP
--	070.0508.0	Handrad Kopfstütze	Handwheel headrest	SP
--	070.0509.0	Linearantrieb Rücken	Linear drive back	SP
--	070.0510.0	Hubsäule BL1	Lifting column BL 1	SP
--	070.0511.0	Steuerung CB6	Control board CB6	SP
--	070.0512.0	Verteilerbox MJB	Distribution box MJB	SP
--	070.0513.0	Handscharter rechts	Handset right	SP
--	070.0514.0	Handscharter links	Handset left	SP
--	070.0515.0	Netzkabel EU	Power cable EU	SP
--	070.0516.0	T-Kabel für Handscharter	T-cable for handset	SP
--	070.0517.0	Fußschalter	footswitch	SP
--	070.0518.0	Griff	handle	SP
--	070.0519.0	Kratzschutzfolie	Scratch protection film	SP
--	070.0520.0	Folie Fußschalter	foil foot switch	SP
--	070.0521.0	Gasfeder Rückenverstellung	Gas spring back adjustment	SP
--	070.0522.0	Polster Rücken	BACK PAD	SP
--	070.0523.0	Premium Polster Rücken	Premium back pad	SP
--	070.0524.0	Kopfpolster	head rest	SP
--	070.0525.0	Pemium Kopfpolster	Premium head rest	SP
--	070.0526.0	Sitzpolster	seat cushion	SP
--	070.0527.0	Polster Premium Standart Sitz	Upholstery Premium Standart seat	SP
--	070.0528.0	Polster Beinteil	upholstered leg part	SP
--	070.0529.0	Premium Polster Beinteil	Premium upholstered leg part	SP
--	070.0530.0	Polsterblende Fußauftritt	Upholstery foot appearance	SP
--	070.0531.0	Premium Polster Fußauftritt	Premium Upholstery foot appearance	SP
--	070.0532.0	Polster Drehsitz	Upholstery swivel seat	SP
--	070.0533.0	Premium Polster Drehsitz	Premium Upholstery swivel seat	SP
--	070.0534.0	Polster Sitzträger	Upholstered seat carrier	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
ATMOS CHAIR PROFESSIONAL COMPL			
--	070.0535.0	Premium Polster Sitzträger	Premium Upholstered seat carrier SP
ATMOS Scope			
--	950.0300.0	ATMOS Scope	ATMOS Scope HNO
--	005.0172.0	SCHLAUCH RD. I. 4,0 X 3,0 SILIKON, TRANSLUZEI	Hose RD. I. 6,0 X 3,0 *
--	008.0670.0	BNC-KABEL	CABLE BNC 50 OHM 1.5 METRE SP
--	069.0330.0	Abdeckkappe ETO für ATMOS Scope	Cover cap ETO for ATMOS Scope *
--	069.0331.0	Verschlusskappe mit Kette für ATMOS Scope	Cap with chain for ATMOS Scope *
--	507.0859.0	Netzanschlußkabel Schuko 3 m	Mains cable, Euro-standard, Length: 3 m *
--	507.4700.0	ATMOS Strobo 21 LED	ATMOS Strobo 21 LED HNO
---	000.0579.0	ABDECKKAPPE RD- 5,0 WEISS	CAP RD 5 WHITE SP
---	000.0796.0	GERÄTEFUSS 12	DEV. FOOT 12 SP
---	000.0806.0	MARKIERUNGSTEIL BLAU	MARKING PART BLUE SP
---	000.0807.0	DREHKNOPF 16X6	KNOB 16X6 SP
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding" SP
---	008.0477.0	SCHALTER WIPP SCHWARZ	ROCKER SWITCH BLACK SP
---	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25 SP
---	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE SP
---	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6 SP
---	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934) SP
---	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125) SP
---	008.0648.0	SILI-TAPE-MATTE SIL30-22GA	SILI-TAPE-MATT SIL30-22GA SP

---	008.0738.0	SICHERUNG T 2,00 A H	FUSE T 2.00 A H	SP
---	008.0765.1	STECKER SCHUBLADE 5x20	PLUG DRAWER 5x20	SP
---	008.0838.0	STECKER SE KALTGER 2P TYP KEC	PLUG SE EURO 2P TYPE KEC	SP
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
---	011.0973.0	FERRITKERN TYP H8FE-1194-NC	FERRITE CORE TYPE H8FE-1194-NC	SP
---	011.1198.0	NETZTEIL 12V 30VA	ADAPTER 12V 30VA	SP
---	011.1213.0	STÖSSEL F. RACON-TASTER	TAPPET F. RACON BUTTON	SP
---	011.1237.0	STECKER BE 4P BINDER 709 PRINT	PLUG BE 4P BINDER 709 PRINT	SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
---	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP
---	060.0388.0	SCHILD TTD-ETIKETT 25 X 51	SIGN TTD-LABEL 25 X 51	SP
---	060.0580.0	LED AUFKLEBER RUND	ROUND LED STICKER	SP
---	060.0614.0	Frontfolie Atmos Strobo (grau)	Front Cover Atmos Strobo (grey)	SP
---	060.0654.0	FOLIE RÜCKSEITE STROBO 21 LED		SP
---	507.4084.0	KABEL CAM21/31 FUSSSCHALTERAN.	CABLE CAM21/31 FOOT SWITCH.	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
ATMOS Scope			
---	507.4087.0	KABEL CAM21/31 ERDUNG POAG	CABLE CAM21/31 GROUND. POAG SP
---	507.4088.0	KABEL CAM21/31 ERDUNG DECKEL	CABLE CAM21/31 GROUND. LID SP
---	507.4094.0	LEITERPL. FUSSTASTER CAM 21/31	CIRCUIT BOARD FOOT SWITCH CAM 21/31 SP
---	008.0842.0	STECKER B L 4P MICRO-MATCH	PLUG B L 4P MICRO-MATCH SP
---	011.0201.0	KONDENS KERAMIK PF 1000.000	CONDENS. CERAMIC PF 1,000,000 SP
---	011.1214.0	LEITERPL.FUSSTASTER CAM 21/31	CIRCUIT BOARD FOOT SWITCH CAM 21/31 SP
---	011.1215.0	STECKER BE KLINKEN 3P ISOL.	PLUG BE JACK 3P INSUL. SP
---	011.1231.0	FERRIT-SMD	FERRITE SMD SP
---	507.4077.0	MASSEPLATTE	GROUND. PLATE SP
---	507.4255.0	KABEL CAM21/31 DV ANSCHLUSSPL.	CAMERA CONTROL UNIT CAM21 NTSC SP
---	507.4256.0	KABEL CAM21/31 DV NETZVERSORG.	CAMERA CONTROL UNIT CAM31 NTSC SP
---	507.4600.0	ATMOS® LS 21 LED	LED light handle ATMOS® LS 21 LED HNO
---	000.0798.0	FEDER DRUCK 19x1,25x32	SPRING PRESSURE 19x1.25x32 SP
---	000.0800.0	KUGEL 2 MM KL. III	BALL 2MM CL. III SP
---	008.0416.0	SCHRUMPFSCHLAUCH 5 X 30	Shrinking hose 5 x 30 SP
---	008.0538.0	ZUGENTLASTUNGSKLEMME	STRAIN RELIEF CLAMP SP
---	008.0571.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	GROMMET SP
---	008.0840.0	KABEL LS 21 LED MIT STECKER 4P	CABLE LS 21 LED W. PLUG 4P SP
---	507.4569.0	Diode Leucht Cree XPGWHT	Diode Leucht Cree XPGWHT SP
---	507.4650.0	EINKOPPELLINSE LED- LICHTQUELL	COUPLING LENS LED- LIGHT SOURCE SP
---	507.4651.0	GRIF FÜR LICHTQUELLE	GRIP F. LIGHT SOURCE SP
---	507.4652.0	GRUNDKÖRPER LED LICHTQUELLE	BASE BODY LED LIGHT SOURCE SP
---	005.0265.0	RUND 31,8 PPSU SCHWARZ	SP
---	507.4652.1	ÜBERGANGSSTÜCK LED LICHTQUELLE	TRANSITION PIECE LED LIGHT SOURCE SP
---	507.4653.0	SPANNRING LED LICHTQUELLE	CLAMPING RING LED LIGHT SOURCE SP
---	005.0264.0	RUND 38,1 PPSU/ SCHWARZ	SP
---	507.4654.0	DECKEL LED LICHTQUELLE	LID LED LIGHT SOURCE SP
---	507.4657.0	Adapter für Wolf Lichtleiteranschluss an Storz Opt	Adaption for Wolf fiber cable connection on Storz HNO
---	507.4661.0	FEDERRING LED LICHTQUELLE	SPRING RING LED LIGHT SOURCE SP
---	507.4661.0	FEDERRING LED LICHTQUELLE	SPRING RING LED LIGHT SOURCE SP
---	507.4663.0	SILI-TAPE-RING AD 24 ID11	SILI TAPE RING AD 24 ID11 SP
---	507.4665.0	KÜHLKÖRPER LED LICHTQUELLE V2	SP
---	507.4666.0	LINSENTRÄGER LED LICHTQUEL. V2	SP
---	005.0265.0	RUND 31,8 PPSU SCHWARZ	SP
---	507.4701.0	Gehäuseabdeckung Atmos Strobo	case cover Atmos Strobo SP

----	008.0649.0	STECKER FLACH KOND. 6,3 x 0,8	PLUG FLAT COND. 6.3x0.8	SP
HNO		ATMOS		
Ausgabe 01 / 2020				Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description		
ATMOS Scope				
----	507.4071.0	EINHÄNGLASCHE	SUSPENSION SHACKLE	SP
----	507.4751.0	KABEL STROBO21 LED ANSCHL. 6P	CABLE STROBO21 LED CONNECT. 6P	SP
----	507.4752.0	KABEL STROBO21 LED EMITERANSCH	KABEL STROBO21 LED EMITTER CONNECT.	SP
----	507.4755.0	Anschlusspl. Strobo 21 LED	Connectorboard Strobo 21 LED	SP
----	008.0842.0	STECKER B L 4P MICRO-MATCH	PLUG B L 4P MICRO-MATCH	SP
----	011.1230.0	FERRIT-STROMKOMPENS. DROSSEL	FERRITE-CURRENT COMPENSATED THROTTLE	SP
----	507.4766.0	Steuerplatine Strobo	CONTROL PCB STROBO	SP
----	507.4768.0	SCHUTZSCHEIBE LS 21	PROTECTIVE SCREEN LS 21	SP
----	005.0084.0	PLATTE 1,0X 2000X 1000		SP
----	507.4770.0	GEHÄUSE LS 21	HOUSING LS 21	SP
----	507.4771.0	FUSSREGLER STROBO	FOOT CONTROL Strobo	SP
----	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
----	060.0456.0	SCHILD FUSSREGLER STROBO21 LED	SIGN FOOT CONTROLLER STROBO 21 LED	SP
----	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
----	507.4771.1	FUSSREGLER BESPECO VML	FOOT CONTROL BESPECO VML	SP
----	507.4780.0	MIKROFON F. ATMOSSTROBO 21 LED	MICROPHONE F. ATMOSSTROBO 21 LED	SP
----	000.0664.0	FEDERKLAMMER BESCHICHTET	SPRING CLAMP COATED	SP
----	005.0171.0	SCHRUMPFSCHLAUCH Ø2,4xØ1,2		SP
----	008.0787.0	STECKER S KLINKEN 3P 3.5	JACK PLUG S 3P 3.5	SP
----	011.1232.0	FERRITHÜLSE- KLAPPBAR	FERRITE SLEEVE - COLLAPSIBLE	SP
----	507.1804.0	MIKROFON HALTEKLAMMER KPL	MICROPHONE HOLDING CLAMP CPL.	SP
----	000.0664.0	FEDERKLAMMER BESCHICHTET	SPRING CLAMP COATED	SP
----	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00	*
----	507.1806.2	MIKROFONADAPTER	MICROPHONE ADAPTER	SP
----	507.1806.1	MIKROFON MIT KABEL		SP
----	507.1806.2	MIKROFONADAPTER	MICROPHONE ADAPTER	SP
----	507.4782.0	Frontblende Steuergerät Strobo weiß	Front cover control unit Strobo (white)	SP
----	507.4783.0	FRONTBLLENDE STEUERERG. STROBO		SP
----	538.0034.0	Kabel MIC Ground POAG	Cabel MIC Erdung POAG	SP
--	507.4775.0	Körperschall-Mikrofonadapter	Body sound microphone adapter	HNO
--	700.0032.0	ATMOSoft Remote Programm	ATMOSoft Remote software	HNO
--	700.0045.0	ATMOS® Capture Suite lite LIZ-DONGLE	ATMOS® Capture Suite lite LIZ-DONGLE	HNO
--	700.0046.0	ATMOS® Capture Suite Lizenz Dongle	ATMOS® Capture Suite Lizenz Dongle	HNO
--	700.0047.0	ATMOS® Capture Suite HD Lizenz Dongle	ATMOS® Capture Suite HD Lizenz Dongle	HNO
--	700.0051.0	ATMOS® Capture Suite Remote	ATMOS® Capture Suite Remote	HNO
--	950.0310.0	MIKROFON FÜR ATMOS SCOPE 31	MIC. F. ATMOS. SCOPE 31	SP

HNO		ATMOS		
Ausgabe 01 / 2020				Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description		
ATMOS Scope				
--	950.0311.0	OPTIKSTECKHÜLSE SCOPE GEBR.	Support for depositing the used ATMOS Scope	HNO
--	950.0312.0	OPTIKSTECKHÜLSE SCOPE	Support for storage of the ATMOS Scope	HNO
--	950.0319.0	ATMOS SCOPE STEUEREINHEIT	ATMOS. SCOPE CONTROL Unit	HNO
--	950.0320.0	ATMOS SCOPE HANDGRIFF	ATMOS Scope Handle	HNO
--	950.0321.0	ATMOS SCOPE KOFFER	ATMOS SCOPE KOFFER	SP
--	950.0322.0	ATMOS SCOPE DICHTHEITSTESTER	ATMOS. SCOPE DENSITY TEST.	SP
--	950.0323.0	HF ADAPTER CHINCH BNC	HF ADAPTER CHINCH BNC	SP

--	950.0324.0	KABEL USB TYP A/B	CABLE USB TYPE A/B	SP
--	950.0325.0	KABEL KLINKENSTECKER	CABLE JACK PLUG	SP
--	950.0326.0	DRUCKSTIFT BAUGRUPPE	PRESSURE PIN MODULE	*
--	950.0327.0	KABEL NASOSYSTEM	CABLE NASOSYSTEM	SP
--	950.0350.0	1-KANAL ENDOSKOPM. ATMOS SCOPE	1-channel endoscope management for ATMOS Scope	HNO

ATMOS Strobo 21 LED

--	507.4700.0	ATMOS Strobo 21 LED	ATMOS Strobo 21 LED	HNO
--	000.0579.0	ABDECKKAPPE RD- 5,0 WEISS	CAP RD 5 WHITE	SP
--	000.0796.0	GERÄTEFUSS 12	DEV. FOOT 12	SP
--	000.0806.0	MARKIERUNGSTEIL BLAU	MARKING PART BLUE	SP
--	000.0807.0	DREHKNOBF 16X6	KNOB 16X6	SP
--	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
--	008.0477.0	SCHALTER WIPP SCHWARZ	ROCKER SWITCH BLACK	SP
--	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25	SP
--	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE	SP
--	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6	SP
--	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934)	SP
--	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125)	SP
--	008.0648.0	SILI-TAPE-MATTE SIL30-22GA	SILI-TAPE-MATT SIL30-22GA	SP
--	008.0738.0	SICHERUNG T 2,00 A H	FUSE T 2.00 A H	SP
--	008.0765.1	STECKER SCHUBLADE 5x20	PLUG DRAWER 5x20	SP
--	008.0838.0	STECKER SE KALTGER 2P TYP KEC	PLUG SE EURO 2P TYPE KEC	SP
--	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
--	011.0973.0	FERRITKERN TYP H8FE-1194-NC	FERRITE CORE TYPE H8FE-1194-NC	SP
--	011.1198.0	NETZTEIL 12V 30VA	ADAPTER 12V 30VA	SP
--	011.1213.0	STÖSSEL F. RACON-TASTER	TAPPET F. RACON BUTTON	SP
--	011.1237.0	STECKER BE 4P BINDER 709 PRINT	PLUG BE 4P BINDER 709 PRINT	SP
--	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
--	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

ATMOS Strobo 21 LED

--	060.0388.0	SCHILD TTD-ETIKETT 25 X 51	SIGN TTD-LABEL 25 X 51	SP
--	060.0580.0	LED AUFKLEBER RUND	ROUND LED STICKER	SP
--	060.0614.0	Frontfolie Atmos Strobo (grau)	Front Cover Atmos Strobo (grey)	SP
--	060.0654.0	FOLIE RÜCKSEITE STROBO 21 LED		SP
--	507.4084.0	KABEL CAM21/31 FUSSSCHALTERAN.	CABLE CAM21/31 FOOT SWITCH.	SP
--	507.4087.0	KABEL CAM21/31 ERDUNG POAG	CABLE CAM21/31 GROUND. POAG	SP
--	507.4088.0	KABEL CAM21/31 ERDUNG DECKEL	CABLE CAM21/31 GROUND. LID	SP
--	507.4094.0	LEITERPL. FUSSTASTER CAM 21/31	CIRCUIT BOARD FOOT SWITCH CAM 21/31	SP
---	008.0842.0	STECKER B L 4P MICRO-MATCH	PLUG B L 4P MICRO-MATCH	SP
---	011.0201.0	KONDENS KERAMIK PF 1000.000	CONDENS. CERAMIC PF 1,000,000	SP
---	011.1214.0	LEITERPL.FUSSTASTER CAM 21/31	CIRCUIT BOARD FOOT SWITCH CAM 21/31	SP
---	011.1215.0	STECKER BE KLINKEN 3P ISOL.	PLUG BE JACK 3P INSUL.	SP
---	011.1231.0	FERRIT-SMD	FERRITE SMD	SP
---	507.4077.0	MASSEPLATTE	GROUND. PLATE	SP
--	507.4255.0	KABEL CAM21/31 DV ANSCHLUSSPL.	CAMERA CONTROL UNIT CAM21 NTSC	SP
--	507.4256.0	KABEL CAM21/31 DV NETZVERSORG.	CAMERA CONTROL UNIT CAM31 NTSC	SP
--	507.4600.0	ATMOS® LS 21 LED	LED light handle ATMOS® LS 21 LED	HNO
---	000.0798.0	FEDER DRUCK 19x1,25x32	SPRING PRESSURE 19x1.25x32	SP
---	000.0800.0	KUGEL 2 MM KL. III	BALL 2MM CL. III	SP
---	008.0416.0	SCHRUMPFSCHLAUCH 5 X 30	Shrinking hose 5 x 30	SP
---	008.0538.0	ZUGENTLASTUNGSKLEMME	STRAIN RELIEF CLAMP	SP

---	008.0571.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	GROMMET	SP
---	008.0840.0	KABEL LS 21 LED MIT STECKER 4P	CABLE LS 21 LED W. PLUG 4P	SP
---	507.4569.0	Diode Leucht Cree XPGWHT	Diode Leucht Cree XPGWHT	SP
---	507.4650.0	EINKOPPELLINSE LED- LICHTQUELL	COUPLING LENS LED- LIGHT SOURCE	SP
---	507.4651.0	GRIF FÜR LICHTQUELLE	GRIP F. LIGHT SOURCE	SP
---	507.4652.0	GRUNDKÖRPER LED LICHTQUELLE	BASE BODY LED LIGHT SOURCE	SP
---	005.0265.0	RUND 31,8 PPSU SCHWARZ		SP
---	507.4652.1	ÜBERGANGSSTÜCK LED LICHTQUELLE	TRANSITION PIECE LED LIGHT SOURCE	SP
---	507.4653.0	SPANNRING LED LICHTQUELLE	CLAMPING RING LED LIGHT SOURCE	SP
---	005.0264.0	RUND 38,1 PPSU/ SCHWARZ		SP
---	507.4654.0	DECKEL LED LICHTQUELLE	LID LED LIGHT SOURCE	SP
---	507.4657.0	Adapter für Wolf Lichtleiteranschluss an Storz Opt	Adaption for Wolf fiber cable connection on Storz	HNO
---	507.4661.0	FEDERRING LED LICHTQUELLE	SPRING RING LED LIGHT SOURCE	SP
---	507.4661.0	FEDERRING LED LICHTQUELLE	SPRING RING LED LIGHT SOURCE	SP
---	507.4663.0	SILI-TAPE-RING AD 24 ID11	SILI TAPE RING AD 24 ID11	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description		
ATMOS Strobo 21 LED				
---	507.4665.0	KÜHLKÖRPER LED LICHTQUELLE V2	SP	
---	507.4666.0	LINSENTRÄGER LED LICHTQUEL. V2	SP	
---	005.0265.0	RUND 31,8 PPSU SCHWARZ	SP	
---	507.4701.0	Gehäuseabdeckung Atmos Strobo	case cover Atmos Strobo	SP
---	008.0649.0	STECKER FLACH KOND. 6,3 x 0,8	PLUG FLAT COND. 6.3x0.8	SP
---	507.4071.0	EINHÄNGLASCHE	SUSPENSION SHACKLE	SP
---	507.4751.0	KABEL STROBO21 LED ANSCHL. 6P	CABLE STROBO21 LED CONNECT. 6P	SP
---	507.4752.0	KABEL STROBO21 LED EMITERANSCH	KABEL STROBO21 LED EMITTER CONNECT.	SP
---	507.4755.0	Anschlusspl. Strobo 21 LED	Connectorboard Strobo 21 LED	SP
---	008.0842.0	STECKER B L 4P MICRO-MATCH	PLUG B L 4P MICRO-MATCH	SP
---	011.1230.0	FERRIT-STROMKOMPENS. DROSSEL	FERRITE-CURRENT COMPENSATED THROTTLE	SP
---	507.4766.0	Steuerplatine Strobo	CONTROL PCB STROBO	SP
---	507.4768.0	SCHUTZSCHEIBE LS 21	PROTECTIVE SCREEN LS 21	SP
---	005.0084.0	PLATTE 1,0X 2000X 1000		SP
---	507.4770.0	GEHÄUSE LS 21	HOUSING LS 21	SP
---	507.4771.0	FUSSREGLER STROBO	FOOT CONTROL Strobo	SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
---	060.0456.0	SCHILD FUSSREGLER STROBO21 LED	SIGN FOOT CONTROLLER STROBO 21 LED	SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
---	507.4771.1	FUSSREGLER BESPECO VML	FOOT CONTROL BESPECO VML	SP
---	507.4780.0	MIKROFON F. ATMOSSTROBO 21 LED	MICROPHONE F. ATMOSSTROBO 21 LED	SP
---	000.0664.0	FEDERKLAMMER BESCHICHTET	SPRING CLAMP COATED	SP
---	005.0171.0	SCHRUMPFSCHLAUCH Ø2,4xØ1,2		SP
---	008.0787.0	STECKER S KLINKEN 3P 3.5	JACK PLUG S 3P 3.5	SP
---	011.1232.0	FERRITHÜLSE- KLAPPBAR	FERRITE SLEEVE - COLLAPSIBLE	SP
---	507.1804.0	MIKROFON HALTEKLAMMER KPL	MICROPHONE HOLDING CLAMP CPL.	SP
---	000.0664.0	FEDERKLAMMER BESCHICHTET	SPRING CLAMP COATED	SP
---	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00	*
---	507.1806.2	MIKROFONADAPTER	MICROPHONE ADAPTER	SP
---	507.1806.1	MIKROFON MIT KABEL		SP
---	507.1806.2	MIKROFONADAPTER	MICROPHONE ADAPTER	SP
---	507.4782.0	Frontblende Steuergerät Strobo weiß	Front cover control unit Strobo (white)	SP
---	507.4783.0	FRONTBLLENDE STEUERGER. STROBO		SP
---	538.0034.0	Kabel MIC Ground POAG	Cabel MIC Erdung POAG	SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description
-----	---------------------	------------------

ATMOS® Cam 41 HD

--	507.5500.0	ATMOS® Cam 41 HD	ATMOS® Cam 41 Full HD	HNO
--	507.5501.0	Kamerakopf CAM 41 HD	Camera head CAM 41HD	SP
--	507.5502.0	Kupplung CAM 41 HD	Coupler CAM HD 41	SP
--	507.5508.0	Kamerahalter CAM 41	holder Cam 41	SP
--	507.5510.0	REMOTE ADAPTER BOX CAM41 HD	REMOTE ADAPTER BOX CAM41 HD	HNO

ATMOSTAR

--	000.0237.0	Federbügel mit Rolle	SPRING CLIP WITH ROLLER FOR MEDICATION S	SP
--	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50	SP
--	000.0448.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 3,6X0,40 X 6,00	SP
--	000.0459.0	ENTLÜFTUNGSKAPPE	VENT CAP RD 22,2 BLACK	SP
--	000.0460.1	VACUUMMETER -1/0 BAR FR.RING	VACUUM GANGE	SP
--	000.0461.1	MANOMETER	MANOMETER 0/2,5 BAR FR. RING	*
--	000.0570.N	PUMPE WASSER VORMONTIERT	Water pump for ear irrigation	SP
--	000.0763.0	SCHLAUCH-STECKANSCHLUSS	Hose quick connector L-M10x1	*
--	000.1101.0	PUMPE WASSER SCHWINGKOLBEN		SP
--	008.0707.0	Druckschalter für Wasserpumpe 000.0570.0 ATMOT	Pressure switch used on water pump 000.0570.0 AT	SP
--	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
--	055.0003.1	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 15 X 1	*
--	061.0067.0	SCHLAUCHKLEMME SKIFFY 135-04	Hose clip SKIFFY 10.5 - 12.7 mm	*
--	506.5048.0	Anschlußstück für Wasserpumpe ATMOTHERM für I	Connection piece for pressure switch on water pump	SP
--	000.0571.0	FEDER ZUG 9,0 X 1,00 X 37,2	EXTENSION SPRING 9,0 X 1,00 X 37,2	*
--	000.0574.0	SCHNELLKUPPLUNG	QUICK CPL. M 3/16"	*
--	000.0574.1	SCHNELLKUPPLUNG	QUICK CONNECTOR M 1/8" F.06 MM	SP
--	000.0575.0	SCHNELLKUPPLUNG	QUICK SWITCH FOR HOSE FOR WATER IRRIGAT	*
--	000.0576.0	SCHNELLKUPPLUNG	QUICK CONNECTOR	SP
--	000.0577.0	MEDIKAMENTENGLAS	SPRAYER BOTTLE	SP
--	000.0581.0	LUER-LOC-VERBINDER	LUER-LOC-CONNECTOR-W ID 3.0	SP
--	000.0581.1	MUTTER	NUT LUER-LOC-CONNECTOR	SP
--	000.0581.2	SCHEIBE	DISK ADJUSTMENT LUER-LOC	SP
--	000.0582.0	LUER-LOC-VERBINDER	LUER-LOC-CONNECTOR-M	SP
--	000.0583.0	MESSBECHER	MEASURING JUG 2L STACKABLE	*
--	000.0596.0	ABDECKKAPPE	COVER CAP Ø 5.4	SP
--	005.0091.0	SCHLAUCH RD.I. 6,0X3,0	Hose RD. I. 6,0 X 3,0	*
--	005.0172.0	SCHLAUCH RD. I. 4,0 X 3,0 SILIKON, TRANSLUZEI	Hose RD. I. 6,0 X 3,0	*
--	005.0172.0	SCHLAUCH RD. I. 4,0 X 3,0 SILIKON, TRANSLUZEI	Hose RD. I. 6,0 X 3,0	*
--	005.0172.0	SCHLAUCH RD. I. 4,0 X 3,0 SILIKON, TRANSLUZEI	Hose RD. I. 6,0 X 3,0	*

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description
-----	---------------------	------------------

ATMOSTAR

--	005.0173.0	SCHLAUCH	HOSE RD.I. 4.0X1.0	*
--	008.0081.0	SICHERUNG T 800MA H	FINE-WIRE FUSE 0,8 A	*
--	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
--	008.0384.0	SCHALTER	ON/OFF SWITCH ILLUMINATED	SP
--	008.0545.0	SICHERUNG	FINE WIRE FUSE 6,300 A DELAY 5,0X20	*
--	008.0557.0	SICHERUNG	DELAY FUSE 4,0 A/H (FÜR 100 V~)	SP
--	008.0629.0	Netzanschlußkabel abgewinkelt Schuko 5m	POWER CABLE Schuko 5m	*
--	008.0695.2	SCHUTZABDECKUNG FÜR KEA	PROTECTIVE COVER F. KEA	SP
--	008.0698.0	SICHERUNG T 2,5A	FUSE M 2.50 AL	SP

--	008.0706.0	STECKER SE KALTGER 3P TYP KEA	SE PLUG	SP
--	008.0707.0	Druckschalter für Wasserpumpe 000.0570.0	ATMOT Pressure switch used on water pump 000.0570.0	AT SP
--	008.0708.0	TRAFO	TRANSFORMER PR.:100, 110, 127, 230	SP
--	008.0717.0	SICHERUNG	FUSE T 8.00 AH	SP
--	055.0015.0	DICHTUNG RD 4 X 8 X 1	Gasket RD 4 X 8 X 1	*
--	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00	*
--	055.0029.0	O-RING	O-RING 2.00 X 1.50 FOR MEDICATION SPRAYER	*
--	055.0035.0	O-RING	O-RING 6.00 X 1.00	*
--	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
--	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00	*
--	055.0086.0	O-RING	O-RING 156.00 X 2.50	*
--	060.0093.0	SCHILD SYMBOL BLITZPFEIL	LABEL "FLASH ARROW SYMBOL"	SP
--	061.0058.1	DREHKNOPF	KNOB MATT	SP
--	061.0059.1	DECKEL	FLAT LID	SP
--	061.0066.0	SCHLAUCHKLEMME	HOSE CLIP SKIFFY 12.2 - 14.8 MM	*
--	061.0067.0	SCHLAUCHKLEMME SKIFFY 135-04	Hose clip SKIFFY 10.5 - 12.7 mm	*
--	061.0067.0	SCHLAUCHKLEMME SKIFFY 135-04	Hose clip SKIFFY 10.5 - 12.7 mm	*
--	069.0020.0	VENTILPLÄTTCHEN	VALVE PLATE MOD. 8050/8010	SP
--	069.0021.0	SPANNRING	TIGHTENING RING FOR MOD. 8050	SP
--	069.0027.0	SCHALLDÄMPFER	Sound absorber for MOD. 8050	SP
--	069.0027.2	SCHALLDÄMPFER	SOUND ABSORBER CONNECTION WITH A L-PAR	SP
--	069.0034.0	PUMPENDECKEL 8050	COVER FOR VACUUM PUMP (ALU) MOD.8050	SP
--	320.0010.0	ÜBERLAUFSICHERUNGSHÜLSE	SLEEVE OF OVERFLOW SAFETY	SP
--	320.0011.1	SAUGDECKEL Ø6MM BEARBEITET	INSERT FOR COLLECTION JAR LID	SP
--	320.0012.0	BAKTERIENFILTERDECKEL	BACTERIAL FILTER LID	SP
--	320.0013.0	DICHTRING	GASKET FOR INSERT OF COLLECTION JAR LID	*
--	320.0015.0	SCHWIMMER	FLOAT	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
ATMOSTAR			
--	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING *
--	443.0003.0	SCHLAUCHHALTER	TUBE HOLDER SP
--	502.0126.5	REGULIERVENTIL	REGULATING VALVE SP
--	505.0284.0	ANSATZ	ATTACHMENT PIECE SP
--	506.5018.0	DÄMPFUNGSSTÜCK	HOSE PLUG CONNECTION SP
--	506.5047.0	ANSCHLUSSNIPPEL	CONNECTING NIPPLE SP
--	506.5051.1	DECKEL	LID FOR WATERJAR SP
--	506.5065.0	SCHALLDÄMPFER	MUFFLER ATMOSTAR SP
--	506.5066.0	SCHLAUCHANSATZ	HOSE CONNECT. ATMOSTAR SP
--	506.5100.0	FUNKTIONSTRÄGER	FUNCTION SUPPORT SP
--	506.5121.0	SPRAYERKOPF	SPRAYER TOP SP
--	506.5130.0	DRUCKLUFTHANDGRIFF	COMPR. AIR IRRIG. HANDLE-II, MOD.S4 SP
--	506.5140.0	WASSERHANDGRIFF 2	WATER IRRIGATION HANDLE 2 CPL. SP
---	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50 SP
---	000.0575.0	SCHNELLKUPPLUNG	QUICK SWITCH FOR HOSE FOR WATER IRRIGAT *
---	006.0022.0	SCHLAUCH Ø4,0xØ8,0	HOSE Ø4,0xØ8,0 *
---	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00 *
---	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00 *
---	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00 *
---	508.0253.0	BLINDSTOPFEN DRUCKL.HANDGRIFF schwarz	BLIND PLUGS COMPR. AIR HANDGRIP SP
---	508.0434.0	GRIFFSCHALE LINKS Produktende	GRIFFSCHALE-1 SPUELHANDGRIFF-II SP
---	508.0435.0	GRIFFSCHALE RECHTS	GRIFFSCHALE-2 SPUELHANDGRIFF-II SP
---	508.0437.0	VENTILSCHIEBER SPÜLHANDGR. II	VALVE SLIDER, IRRIGATION HANDLE II SP

---	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW	SP
---	508.0441.0	AUSLÖSEHEBEL SPÜLHANDGRIFF II	TRIGGER LEVER FLUSH HANDLE II	SP
C 11 SYSTEMA (SITZEND)				
--	541.0000.0	C 11 SYSTEMA (SITZEND)	C 11 Systema (sitting)	HNO
---	000.0018.0	ELASTIKPUFFER SJ 5017 SELBSTKL.	Plactic buffer, elastic 5J-5017 adhesive	SP
---	000.0303.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.	HOSE CONNECTOR	SP
---	000.0343.0	SCHWINGELEMENT	OSCILLATING-ELEMENT RD. 15 X 15	SP
---	000.0513.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.T RD4-4-4	HOSE QUICK CONNECTOR RD4-4-4	*
---	000.0523.0	NIPPEL SCHLAUCHANSCHL.L RD-8	NIPPLE HOSE CONNECT.L RD-8	*
---	000.0652.0	SCHOTT-TÜLLE 9.6 X 9.6 M10	SCHOTT SPOUT 9.6 X 9.6 M10	SP
---	000.0736.0	KUPPLUNG SCHNELL W 1/4"	QUICK CPL. W 1/4"	SP
---	000.0740.0	SCHUBFACHFÜHRUNG KUGELAUZUG	DRAWER GUIDE W. BALL BEAR. PULL-OUT	*
---	000.0759.0	DURCHFÜHRUNG-SCHNAPP ID 19,0	GROMMET SCHNAPP ID 19,0	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 11 SYSTEMA (SITZEND)			
---	000.0849.0	BLINDSTOPFEN LAMELLEN 43,5	BL. PLUG LAMELLAE 43.5 SP
---	000.0851.0	ABDECKKAPPE	COVER CAP SP
---	000.0876.0	MÖBELGRIFF STAHL VERN. MATT	FURNITURE HANDLE STEEL NI.PLATED MATT *
---	000.0983.0	REDUZIERUNG 4/6	REDUCTION 6/6 SP
---	000.0987.0	VERGRÖSSERUNG 6/4	PLUG CONNECT. 6/4 SP
---	000.0988.0	SCHLAUCHTÜLLE 6/5	HOSE SPOUT 6/5 SP
---	000.0993.0	ZARGENFÜHRUNG	holder for drawer SP
---	000.0994.0	NUTENSTEIN 6 ST M6	T-Nut SP
---	000.0995.0	PUMPE KNF PM21592-838	PUMP KNF 12V DC PM21592-838 SP
---	000.0996.0	PUMPE KNF NPK018	PUMP KNF 12V DC NPK018 SP
---	000.1005.0	SCHLAUCHVERBINDER 10/6 KUNSTST	hose conector 10/6 SP
---	005.0026.0	SCHLAUCH-RILSAN RD. A. 4,0	Tubing RD A. 4,0 4,0X2,5 CA
---	005.0091.0	SCHLAUCH RD.I. 6,0X3,0	Hose RD. I. 6,0 X 3,0 *
---	005.0289.0	SCHLAUCH-GEWEBE SILIKON 6x3	woven tubing SP
---	005.0290.0	SCHLAUCH DRUCK GEWEBE-PVC	pressure tube SP
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0025.0	Schlauch IØ8,0 x AØ12, OMM	Hose IØ8,0 x AØ12, OMM *
---	008.0019.0	STOPFEN F.STE 16V HENSEL-DOSE	Plug F.STE 16V Hensel-Box SP
---	008.0111.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	Wire protecting sleeve SP
---	008.0113.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	WIRE PROTECTING SLEEVE SP
---	008.0183.0	SCHLINGE-KABEL 185	Cable clip SP
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding" SP
---	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25 SP
---	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE SP
---	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6 SP
---	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934) SP
---	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125) SP
---	008.0615.0	SOCKEL-KLEBE F. KABELBINDER	BASE ADHES. F. CABLE TIE *
---	008.0738.0	SICHERUNG T 2,00 A H	FUSE T 2.00 A H SP
---	008.0765.1	STECKER SCHUBLADE 5x20	PLUG DRAWER 5x20 SP
---	008.0803.0	ADER-ENDHÜLSE T 1.5 QMM	WIRE FERRULE T 1.5 QMM SP
---	008.0899.0	SCHALTER WIPP BELEUCHTET GRUEN	ROCKER SWITCH ILLUMIN. GREEN SP
---	008.0901.0	STECKER SE KALTGERÄTE 3P	SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description
-----	---------------------	------------------

C 11 SYSTEMA (SITZEND)

---	008.0905.0	DRUCKSCHALTER MEMBRAN SUCO0167	pressure switch	SP
---	011.0090.0	ABSTANDB.6KT M3,0A/M3,0I/10,0	SPACER BUSH HEX M3.0A/M3.0I/10.0	SP
---	011.1207.0	STECKER BE 4P SERIE 719	PLUG BE 4P SERIES 719	SP
---	011.1325.0	Netzteil	Power Supply	SP
---	011.1327.0	LEITERPL. C11 MOTOR	board C11 motor	SP
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0015.0	DICHTUNG RD 4 X 8 X 1	Gasket RD 4 X 8 X 1	*
---	060.0011.0	SCHILD ÄQUIPOTENTIAL-ANSCHLUSS	SIGN 'AQUIPOTENTIAL-CONNECTION'	SP
---	060.0400.0	ATMOS-LOGO NEU Aufkleber	ATMOS-LOGO STICKER	SP
---	061.0060.0	SCHLAUCHSCHELLE	HOSE CLAMP SCREW THREAD	*
---	069.0027.0	SCHALLDÄMPFER	Sound absorber for MOD. 8050	SP
---	069.0037.0	NIPPEL SCHLAUCHANSCHL.I RD-8	NIPPLE HOSE CONNECTION I RD-8	SP
---	069.0046.0	SCHALLDÄMPFER AL MOD. 7015	Silencer MOD. 7015	SP
---	443.0003.0	SCHLAUCHHALTER	TUBE HOLDER	SP
---	505.0253.0	PULVERBLÄSER	Sprayer for powdered medications	HNO
---	506.5120.0	SPRAYER DOPPEL KPL.	Sprayer with flexible nozzle for fluid and oily	HNO
---	000.0219.0	DOPPELROHRDÜSE	SPARE NOZZLE TUBE FOR SPRAYER WITH FLEX	SP
---	000.0237.0	Federbügel mit Rolle	SPRING CLIP WITH ROLLER FOR MEDICATION S	SP
---	000.0577.0	MEDIKAMENTENGLAS	SPRAYER BOTTLE	SP
---	055.0029.0	O-RING	O-RING 2.00 X 1.50 FOR MEDICATION SPRAYER	*
---	506.5121.0	SPRAYERKOPF	SPRAYER TOP	SP
---	506.5228.0	SCHLAUCH-RILSAN/ZUSCHNITT	HOSE PIECE FOR MEDICINE SPRAYER	HNO
---	506.5225.0	SPRAYER GERADE KPL.	Sprayer, straight, for fluid medications	HNO
---	000.0577.0	MEDIKAMENTENGLAS	SPRAYER BOTTLE	SP
---	005.0026.0	SCHLAUCH-RILSAN RD. A. 4,0	Tubing RD A. 4,0 4,0X2,5	CA
---	505.0280.0	AUSSENROHR GERADE KPL.	SPARE NOZZLE TUBE WITH SWIVEL NUT FOR SF	SP
---	506.5228.0	SCHLAUCH-RILSAN/ZUSCHNITT	HOSE PIECE FOR MEDICINE SPRAYER	HNO
---	506.7751.0	ABWURFSCHALE F. SCHUBFACH	Spare bowl for used instruments	HNO
---	506.7752.0	ABWURFSCHALEN DECKEL	Cover for instrument bowl	HNO
---	507.0859.0	Netzanschlußkabel Schuko 3 m	Mains cable, Euro-standard, Length: 3 m	*
---	530.0111.0	KABEL S61 SPANNUNGSVERS. 12V	CABLE S61 MAINS SUPPLY 12V	SP
---	531.0145.0	SCHLAUCHHALTER	HOSE HOLDER	SP
---	531.0191.0	KABEL S61 ERDUNG POAG	CABLE S61 GROUNDING POAG	SP
---	531.0198.0	GABELLICHTSCHRANKE 1 S61	FORKED LIGHT BARRIER 1 S61	SP
---	531.0199.0	GABELLICHTSCHRANKE 2 S61	FORKED LIGHT BARRIER 2 S61	SP
---	532.0206.0	UNTERLEGPLATTE	WASHER	SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description
-----	---------------------	------------------

C 11 SYSTEMA (SITZEND)

---	541.0010.0	SCHNELLEBFESTIGER	fastener	SP
---	541.0015.0	GRUNDGERÜST SITZEND	Basic structure sitting	SP
---	000.0863.0	GLEITER-BASISELEMENT	SLIDER BASIC ELEMENT	SP
---	000.0864.0	ADAPTER 15 MM	ADAPTER 15 MM	SP
---	000.0994.0	NUTENSTEIN 6 ST M6	T-Nut	SP
---	055.0109.0	DICHTSCHNUR 2,5mm	Thick string	SP
---	541.0004.0	SÄULE 678	column 680	SP
---	541.0005.0	STREBE 602	strut profile 602	SP
---	541.0006.0	STREBE 420	Strut 420	SP

---	541.0007.0	STREBE 376	strut profile 376	SP
---	541.0008.0	MONTAGEWINKEL	screw	SP
---	541.0009.0	MONTAGEPLATTE	screw	SP
---	541.0013.0	SCHIENENBLECH	sheet metal	SP
---	541.0016.0	SCHIENENSEITENBLECH	sheet metal	SP
---	541.0018.0	WINKELBLECH	Angle	SP
--	541.0019.0	SEITENWAND SITZEND	Side Wall	SP
--	541.0020.0	SEITENWAND SITZEND DURCHFÜHR.	Backplane	SP
--	541.0021.0	RÜCKWAND SITZEND	Backplane	SP
--	541.0022.0	SEITENABDECKBLECH	Backplane	SP
--	541.0023.0	DECKBLECH	sheet	SP
--	541.0024.0	SCHLAUCHFÜHRUNG	Tube duct	SP
--	541.0025.0	KABELKANAL SITZEND	cable duct	SP
--	541.0026.0	SEITENANSCHRAUBBLECH	Side excerpt	SP
--	541.0027.0	BLLENDE SEITENAUSZUG	aperture 314x400x18	SP
--	541.0030.0	GRUNDPLATTE C11	Base Plat	SP
--	541.0031.0	PLATINENBLECH	sheet metal	SP
--	541.0032.0	PLATINENWINKEL	angle	SP
--	541.0035.0	TECHNIKPLATTE	Plate	SP
--	541.0036.0	TECHNIKDECKEL	Cover	SP
--	541.0036.0	TECHNIKDECKEL	Cover	SP
--	541.0037.0	BLLENDE TECHNIK	aperture 314x250x18	SP
--	541.0038.0	BODENBLECH SPRAYER	sheet metal	SP
--	541.0039.0	ABDECKUNG	cover	SP
--	541.0045.0	GABELLICHTSCHRANKE C11	Cabel Lightbarrier	SP
--	541.0047.0	KABEL KM01 KM02 PUMPE	Cabel KM01 KM02 Pump	SP
--	541.0048.0	OBERTEIL C11	Head C11	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 11 SYSTEMA (SITZEND)			
--	541.0049.0	AUFNAHME F. LED LICHTQ. C11	LED Lightholder SP
--	541.0053.0	RECHEN SPRAYER	Holder Sprayer SP
--	541.0054.0	BODENBLECH ENDOSKOP	sheet metal SP
--	541.0055.0	KABEL KS09 DRUCKSCHALTER	Cabel KS09 SP
--	541.0056.0	KABEL KS09 DRUCKSCHALTER	Cabel KS08 SP
--	541.0057.0	UNTERLEGPLATTE C11	plate C11 SP
--	541.0057.0	UNTERLEGPLATTE C11	plate C11 SP
--	541.0201.0	SCHUBFACHBODEN 630	drawerfloor SP
--	541.0202.0	BLLENDE 630x120	aperture 630x120 SP
--	541.0301.0	SCHUBFACHBODEN 314	drawerfloor SP
--	541.0401.0	BLLENDE 314x148	aperture 314x148 SP
--	541.0500.0	MODUL SAUGPUMPE C11	spare parts kit module suction pump C11 SP
---	000.0343.0	SCHWINGELEMENT	OSCILLATING-ELEMENT RD. 15 X 15 SP
---	000.0995.0	PUMPE KNF PM21592-838	PUMP KNF 12V DC PM21592-838 SP
---	006.0009.0	Saug Schlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0009.0	Saug Schlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	008.0113.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	WIRE PROTECTING SLEEVE SP
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding" SP
---	008.0803.0	ADER-ENDHÜLSE T 1.5 QMM	WIRE FERRULE T 1.5 QMM SP
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200 SP
---	069.0037.0	NIPPEL SCHLAUCHANSCHL.I RD-8	NIPPLE HOSE CONNECTION I RD-8 SP
---	541.0035.0	TECHNIKPLATTE	Plate SP
---	541.0036.0	TECHNIKDECKEL	Cover SP

---	541.0047.0	KABEL KM01 KM02 PUMPE	Cabel KM01 KM02 Pump	SP
---	999.1032.0	SCHALLDÄMPFER	SILENCER	SP
--	541.0600.0	MODUL DRUCKLUFTPUMPE C11	spare part kit module pressure and suction pump C1	SP
---	000.0303.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.	HOSE CONNECTOR	SP
---	000.0303.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.	HOSE CONNECTOR	SP
---	000.0343.0	SCHWINGELEMENT	OSCILLATING-ELEMENT RD. 15 X 15	SP
---	000.0513.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.T RD4-4-4	HOSE QUICK CONNECTOR RD4-4-4	*
---	000.0523.0	NIPPEL SCHLAUCHANSCHL.L RD-8	NIPPLE HOSE CONNECT.L RD-8	*
---	000.0983.0	REDUZIERUNG 4/6	REDUCTION 6/6	SP
---	000.0987.0	VERGRÖSSERUNG 6/4	PLUG CONNECT. 6/4	SP
---	000.0988.0	SCHLAUCHTÜLLE 6/5	HOSE SPOUT 6/5	SP
---	000.0995.0	PUMPE KNF PM21592-838	PUMP KNF 12V DC PM21592-838	SP
---	000.0996.0	PUMPE KNF NPK018	PUMP KNF 12V DC NPK018	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 11 SYSTEMA (SITZEND)			
---	005.0026.0	SCHLAUCH-RILSAN RD. A. 4,0	Tubing RD A. 4,0 4,0X2,5 CA
---	005.0289.0	SCHLAUCH-GEWEBE SILIKON 6x3	woven tubing SP
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	008.0113.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	WIRE PROTECTING SLEEVE SP
---	008.0183.0	SCHLINGE-KABEL 185	Cable clip SP
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding" SP
---	008.0615.0	SOCKEL-KLEBE F. KABELBINDER	BASE ADHES. F. CABLE TIE *
---	008.0803.0	ADER-ENDHÜLSE T 1.5 QMM	WIRE FERRULE T 1.5 QMM SP
---	008.0905.0	DRUCKSCHALTER MEMBRAN SUCO0167	pressure switch SP
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200 SP
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200 SP
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200 SP
---	055.0015.0	DICHTUNG RD 4 X 8 X 1	Gasket RD 4 X 8 X 1 *
---	055.0015.0	DICHTUNG RD 4 X 8 X 1	Gasket RD 4 X 8 X 1 *
---	061.0060.0	SCHLAUCHSCHELLE	HOSE CLAMP SCREW THREAD *
---	069.0027.0	SCHALLDÄMPFER	Sound absorber for MOD. 8050 SP
---	069.0037.0	NIPPEL SCHLAUCHANSCHL.I RD-8	NIPPLE HOSE CONNECTION I RD-8 SP
---	541.0035.0	TECHNIKPLATTE	Plate SP
---	541.0036.0	TECHNIKDECKEL	Cover SP
---	541.0047.0	KABEL KM01 KM02 PUMPE	Cabel KM01 KM02 Pump SP
---	541.0056.0	KABEL KS09 DRUCKSCHALTER	Cabel KS08 SP
---	541.1001.0	MINI-SICHERHEITSVENTIL 1-4 BAR	SP
---	999.1032.0	SCHALLDÄMPFER	SILENCER SP
--	541.0700.0	MODUL ELEKTRO C11	spare parts kit module electro C11 SP
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding" SP
---	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25 SP
---	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE SP
---	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6 SP
---	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934) SP
---	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125) SP
---	008.0738.0	SICHERUNG T 2,00 A H	FUSE T 2.00 A H SP
---	008.0765.1	STECKER SCHUBLADE 5x20	PLUG DRAWER 5x20 SP
---	008.0901.0	STECKER SE KALTGERÄTE 3P	SP
---	011.1325.0	Netzteil	Power Supply SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description
-----	---------------------	------------------

C 11 SYSTEMA (SITZEND)

---	060.0011.0	SCHILD ÄQUIPOTENTIAL-ANSCHLUSS	SIGN 'AQUIPOTENTIAL-CONNECTION'	SP
---	506.7672.0	KABEL C21 ERDUNGSLEITUNG RÜCK	CABLE C21 GROUND WIRE REAR	SP
---	531.0191.0	KABEL S61 ERDUNG POAG	CABLE S61 GROUNDING POAG	SP
---	541.0031.0	PLATINENBLECH	sheet metal	SP
---	541.0032.0	PLATINENWINKEL	angle	SP
---	541.0046.0	KABEL KN09 KALTGERÄTESTECKER	Cabel KN09	SP
---	541.0050.0	KABEL KN03 C11 PCB NETZTEIL	Cabel KN03	SP
---	541.0051.0	KABEL KP01 12V PCB	Cabel KP01	SP
---	541.1001.0	MINI-SICHERHEITSVENTIL 1-4 BAR		SP
---	541.1010.0	DRUCKLUFTHANGRIFF C11	Compressed air handle	HNO
---	541.1100.0	OHRSPÜLMODUL DRUCKLUFT	Ear irrigation module compressed air	HNO
---	008.0835.0	ÜBERTEMP.SCHALT 05EN 50°C	OVER TEMP. SWITCH 05EN 50°C	SP
---	008.0898.0	HEIZPATRONE HLP 10,0/50 100W	HEATING CARTRIDGE HPL 10.0/50	SP
---	011.0524.0	ABSTANDB.6KT M3,0A/M3,0I/20,0	Spacer bolt hexagon M 3,0 A / M 3,0 I / 20,0	SP
---	501.0331.0	SPRITZSCHUTZ AUS PLEXIGLAS	Splash protection to be slipped on jet connectio	HNO
---	501.0331.1	DICHTUNG F.SPRITZSCHUTZ	O-Ring for splash protection	SP
---	502.0844.0	Schlauchspitzen	Hose tips	CA
---	506.7680.0	NTC-TEMPERATURFÜHLER L120	NTC-TEMPERATURE SENSOR L120	SP
---	507.1125.0	ERDUNGSLEITUNG 6,3--RD4-- 240	EARTH WIRE 6.3--RD4-- 240	SP
---	508.0451.0	WARMWASSERSPÜLBEHÄLTER KPL. DR		SP
---	000.0504.0	FLASCHE MILCH FORM 3521	RINSING JAR 250 ML	SP
---	005.0176.0	SCHLAUCH RD.I. 4,0X1,0	Hose RD. I. 4,0 x 1,0	SP
---	055.0105.0	O-RING 3,00 X 1,50	O-RING 3.5X1.5	*
---	443.0251.0	DICHTUNG F. BAKTERIENFILTER	SEAL F. BACTERIA FILTER	SP
---	501.0331.0	SPRITZSCHUTZ AUS PLEXIGLAS	Splash protection to be slipped on jet connectio	HNO
---	502.0844.0	Schlauchspitzen	Hose tips	CA
---	508.0427.0	DÜSENANSATZ-II GERADE 80MM.	Jet connection for water irrigation handle 80 mm	HNO
---	508.0452.0	DECKEL KPL. WASSER-DRUCKL.		SP
---	531.0104.0	LEITERPL. TEMP.CONTROL LARYNGO	CIRCUIT BOARD TEMP.CONTROL LARYNGO	SP
---	541.1101.0	HEIZBLOCK C11	Heating block C11	SP
---	541.1102.0	KABEL KN04 FLASCHENWÄRMER	Cabel KN04 C11	SP
---	541.1103.0	KABEL KN06 FLASCHENWÄRMER	Cabel KN06 C11	SP
---	541.1104.0	KABEL KP02 FLASCHENWÄRMER	Cabel KP02 C11	SP
---	541.1105.0	HEIZHÜLSE C11	Sleeve	SP
---	541.1110.0	DRUCKL.HANDGRIFF C11 (NEBENL.)	Compressed air handle with air valve	HNO
---	541.1200.0	INSTRUMENTENABWURF	Instrument deposit for used instruments	HNO

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description
-----	---------------------	------------------

C 11 SYSTEMA (SITZEND)

---	541.1201.0	BLLENDE INSTRUMENTENABWURF	aperture instrument deposit 314x148	SP
---	541.1500.0	SPIEGELSCHNELLERWÄRMER	Mirror quick heater	HNO
---	008.0135.0	STECKER S LABOR 1P	Socket S Labor 1P	SP
---	008.0615.0	SOCKEL-KLEBE F. KABELBINDER	BASE ADHES. F. CABLE TIE	*
---	008.0817.0	STECKER B LABOR 1P	PLUB B LABORATORY 1P	SP
---	008.0900.0	HEIZWENDEL GEWICKELT C11	HEATING COIL WOUND	SP
---	060.0513.0	FRONTFOLIE S61 SPIEGELSCHNELL	FRONT FOIL S61 SPIEGELSCHNELL	SP
---	506.7704.0	ISOLIERPERLE	INSULATING PEARL	SP
---	506.7705.0	ABDECKUNG KURZ SPN	MIRROR WARMER COVER	SP

---	506.7860.0	LEITERPL. BECKENSPÜLUNG C31	CICUIT BOARD BASIN IRRIG. C31	SP
---	541.0043.0	KABEL KP04 HIGH CURRENT	Cabel KP04 C11	SP
---	541.2100.0	LED LIGHT CUBE	LED Light Cube	HNO
---	000.0424.0	ABDECKKAPPE RD-12,70 SCHWARZ	CAP RD-12.70 BLACK	SP
---	000.0470.0	ABDECKKAPPE RD- 6,40 SCHWARZ	COVER CAP RD. - 6.40 BLACK	SP
---	000.0904.0	ABDECKKAPPE GPN RD 15	COVER CAP GPN RD 15	SP
---	000.0991.0	WÄRMELEITFOLIE	Heat foil	SP
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
---	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25	SP
---	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE	SP
---	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6	SP
---	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934)	SP
---	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125)	SP
---	008.0615.0	SOCKEL-KLEBE F. KABELBINDER	BASE ADHES. F. CABLE TIE	*
---	008.0750.0	SICHERUNG T 2,50 A H	Fuse slow-blow 2,5 A/H (FOR 127 V~ / 220-240 V~)	*
---	008.0904.0	STECKER SE KALTGERÄTE DD11		SP
---	011.1198.0	NETZTEIL 12V 30VA	ADAPTER 12V 30VA	SP
---	060.0591.0	FRONTFOLIE CLIPBOARD LED	FRONT FOIL CLIPBOARD LED	SP
---	060.0597.0	FRONTFOLIE LED LIGHT CUBE	Frontfoil LED Light Cube	SP
---	505.0337.0	STECKFUSS RD 16 X 10,5	INSERT. FOOT RD 16 X 10.5	SP
---	530.6055.0	TRÄGERBLECH FOLIE LED CLIPB.	CARRIER PLATE FOIL LED CLIPB.	SP
---	530.6089.0	LED LIGHT BAUGR.	Light Cube Part	SP
---	011.0091.0	ABSTANDB.6KT M3,0A/M3,0I/15,0	Spacer bolt hexagon M3,0A/M3,0I/15,0	SP
---	530.6084.0	KABEL CLIPBOARD VERS. LED	CABLE CLIPBOARD SUPPL. LED	SP
---	530.6085.0	LINSE LED CLIPBOARD	LENS LED CLIPBOARD	SP
---	530.6088.0	ABSTANDSHALTER LED CLIPBOARD		SP
---	530.6112.0	OPTIKBAUSTEIN LED CLIPBOARD	Optic holder LED	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description		
C 11 SYSTEMA (SITZEND)				
---	530.6113.0	LED AUFNAHME	Holder LED	SP
---	530.6114.0	LINSENPATRONE	Disposable Cartridge	SP
---	530.6115.0	Vorschraubring	Retaining ring	SP
---	530.6116.0	ADAPTER LED CLIPBOARD	Adapter Admission	SP
---	005.0267.0	RUND 45,0 POM/ SCHW		SP
---	538.0006.0	AUTOREFLEXSPIEGEL BELEUCHTUNG	AUTO REFLEX MIRROR LIGHTING	SP
---	530.6100.0	Adapter für Lichtleiter mit ATMOS® / Storz Anschlu	Adapter for light conductor with ATMOS® / Storz co	HNO
---	000.0989.0	DRUCKSTÜCK M3 L7	PRESSURE SPRING M3 L7	SP
---	531.0201.0	LICHTSCHRANKE BEARB.	LIGHT BARRIER PROC.	SP
---	506.7660.0	GABELLICHTSCHRANKE KPL.	LIGHT BARRIER	*
---	538.0025.0	Kabel Mic Erdung Poag	cable	SP
---	538.0026.0	Kabel Mic Erdung Deckel	cable	SP
---	541.2101.0	LEITERPL. LED CLIPB. TISCH	Circuit board LED Clipb. Controller	SP
---	541.2102.0	GEHÄUSE-ABDECKUNG LED CUBE	Top housing LED Cube	SP
---	541.2103.0	FRONTBLLENDE LED CUBE	Front LED Cube	SP
---	541.2104.0	KÜHLWINKEL LED CUBE	Cooling part LED Cube	SP
---	541.2105.0	ADAPTER LICHTSCHRANKE LED CUBE	Adapter light LED Cube	SP
---	005.0215.0	PLATTE 30,0 DICK 67 X 48	PLATE 30.0 THICK 67 X 48	SP
---	541.2106.0	ABDECKBLECH RECHTS	Cover plate right	SP
---	541.2107.0	ABDECKBLECH LINKS	Cover plate left	SP
---	541.2108.0	KABEL NETZTEIL LED CUBE	Cabel Power LED Cube	SP
---	541.2109.0	KABEL POWER LED CUBE	Cabel Power LED Cube	SP
---	541.2111.0	KABEL FLACHBAND LED CUBE	Cabel flat LED Cube	SP

---	541.2112.0	KABEL LED CUBE 12V	Cabel LED Cube 12V	SP
---	541.2113.0	GEHÄUSE UNTEN LED CUBE	Housing LED CUBE	SP
--	541.2200.0	MONITORHALTERUNG AN EINHEIT	Monitor support for attachment to workstation	HNO
---	000.0925.0	ABDECKKAPPE	COVER CAP	SP
---	541.1603.0	GEWINDEPLATTE	plate with thread	SP
---	541.1605.0	STANDFUSS C11		SP
---	541.2201.0	VESAPLATTE MONITOR	VESA ADAPTER	SP
--	541.3000.0	VORRICHTUNG FÜR DDS	Appliance for one ATMOS DDS secretion canister	HNO
---	000.0685.0	GERÄTEFUSS	Unit BASE	SP
---	000.0739.0	FALTENBALG	BOOT	SP
---	340.0014.0	SAUGANSCHLUSS	SUCTION CONNECTION	SP
---	340.0050.0	SEKRETBEHÄLTER-DDS-1.5L PSU	DDS-secretion canister, plastic, 1.5 l, autocla	CHI
---	340.0053.0	BEHÄLTERDECKEL DDS	DDS-CANISTER LID WITH GASKETS	CHI

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 11 SYSTEMA (SITZEND)			
---	340.0054.0	Bakterienfilter für ATMOS® DDS-Sekretbehälter, 10	Bacterial filter for ATMOS® DDS secretion canister CA
---	340.0055.0	BEHÄLTERGRIFF DDS	DDS-CANISTER HANDLE, GREY CHI
---	340.0056.0	SPRITZSCHUTZ F BEHÄLTER-DDS	DDS-SPLASH PROTECTION, SILICONE CHI
---	340.0057.0	PATIENTENANSCHLUSS 6/10MM	DDS-HOSE ADAPTER SET, Ø 6 MM + Ø 10 MM CHI
---	340.0061.0	GEWEBEKOLLEKTOR 300 ML	Tissue collector 300 ml, disposable CA
---	340.0062.0	ADAPTER F. GEWEBEKOLLEKTOR	DDS adapter for tissue collector CHI
---	402.0305.0	Nippel gebogen Rd 6 WS	SP
---	502.0756.0	ABSTANDB.SW. 8X 40,00 M-4INNEN	SPACER BUSH SW. 8X 40.00 M-4INT. SP
---	541.3002.0	EINHÄNGEVOR. SDS BEARBEITET	Holder SP
--	541.3100.0	AUFNAHME FÜR 2xDDS	Support for two ATMOS DDS secretion canisters (s HNO
---	000.0739.0	FALTENBALG	BOOT SP
---	000.1004.0	SCHUBFACHFÜHRUNG VOLLAUSZUG	SP
---	000.1021.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13 SP
---	340.0050.0	SEKRETBEHÄLTER-DDS-1.5L PSU	DDS-secretion canister, plastic, 1.5 l, autocla CHI
---	340.0051.0	SEKRETBEHÄLTER-DDS-3L PSU	DDS-SECRETION CANISTER, PLASTIC, 3 L,AUTO CHI
---	340.0053.0	BEHÄLTERDECKEL DDS	DDS-CANISTER LID WITH GASKETS CHI
---	340.0054.0	Bakterienfilter für ATMOS® DDS-Sekretbehälter, 10	Bacterial filter for ATMOS® DDS secretion canister CA
---	340.0055.0	BEHÄLTERGRIFF DDS	DDS-CANISTER HANDLE, GREY CHI
---	340.0056.0	SPRITZSCHUTZ F BEHÄLTER-DDS	DDS-SPLASH PROTECTION, SILICONE CHI
---	340.0057.0	PATIENTENANSCHLUSS 6/10MM	DDS-HOSE ADAPTER SET, Ø 6 MM + Ø 10 MM CHI
---	402.0305.0	Nippel gebogen Rd 6 WS	SP
---	443.0806.0	DOCKINGSTATION-DDS RECORD 55	DOCKINGSTATION-DDS RECORD 55 SP
---	000.0099.0	SCHLAUCHVERBINDER Y RD-8-8-8	HOSE CONNECTOR Y RD-8-8-8 *
---	000.0210.0	ABDECKKAPPE	COVER CAP RD-11,00 BLACK SP
---	000.0739.0	FALTENBALG	BOOT SP
---	000.0753.0	BEDIENHEBEL GN623	OPERATING LEVER GN623 SP
---	000.0754.0	EXZENTER F. UMSCHALTER	ECCENTRIC FOR CHANGE-OVER SWITCH SP
---	000.0755.0	EXZENTERACHSE	ECCENTRIC PIVOT SP
---	000.0756.0	ANDRUCKROLLE F.EXZENTER	PRESSURE ROLL SP
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	340.0014.0	SAUGANSCHLUSS	SUCTION CONNECTION SP
---	340.0085.0	ADAPTER F.2 BEHÄLTER	ADAPTOR F. 2 JARS SP
---	340.0080.1	ADAPTER F.2 BEHÄLTER	ADAPTOR F. 2 JARS SP
---	340.0080.2	BEFESTIGUNGSBUCHSE	STANDARD RAIL SET FOR SYSTEM TROLLEY (IN SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description
-----	---------------------	------------------

C 11 SYSTEMA (SITZEND)

---	601.1501.0	GEGENHALTER	BRAKE ARM	SP
--	600.0081.0	STECKSAUGNIPPEL	PLUG SUCTION NIPPLE	SP
--	999.1032.0	SCHALLDÄMPFER	SILENCER	SP
--	Draht	Verdrahtung	wiring diagramm	
---	000.0995.0	PUMPE KNF PM21592-838	PUMP KNF 12V DC PM21592-838	SP
---	000.0996.0	PUMPE KNF NPK018	PUMP KNF 12V DC NPK018	SP
---	008.0835.0	ÜBERTEMP.SCHALT 05EN 50°C	OVER TEMP. SWITCH 05EN 50°C	SP
---	008.0898.0	HEIZPATRONE HLP 10,0/50 100W	HEATING CARTRIDGE HPL 10.0/50	SP
---	008.0899.0	SCHALTER WIPP BELEUCHTET GRUEN	ROCKER SWITCH ILLUMIN. GREEN	SP
---	008.0901.0	STECKER SE KALTGERÄTE 3P		SP
---	008.0905.0	DRUCKSCHALTER MEMBRAN SUCO0167	pressure switch	SP
---	011.1325.0	Netzteil	Power Supply	SP
---	011.1327.0	LEITERPL. C11 MOTOR	board C11 motor	SP
---	506.7672.0	KABEL C21 ERDUNGSLEITUNG RÜCK	CABLE C21 GROUND WIRE REAR	SP
---	506.7680.0	NTC-TEMPERATURFÜHLER L120	NTC-TEMPERATURE SENSOR L120	SP
---	507.1125.0	ERDUNGSLEITUNG 6,3--RD4-- 240	EARTH WIRE 6.3--RD4-- 240	SP
---	530.0111.0	KABEL S61 SPANNUNGSVERS. 12V	CABLE S61 MAINS SUPPLY 12V	SP
---	531.0104.0	LEITERPL. TEMP.CONTROL LARYNGO	CIRCUIT BOARD TEMP.CONTROL LARYNGO	SP
---	531.0198.0	GABELLICHTSCHRANKE 1 S61	FORKED LIGHT BARRIER 1 S61	SP
---	531.0199.0	GABELLICHTSCHRANKE 2 S61	FORKED LIGHT BARRIER 2 S61	SP
---	541.0040.0	KABEL KN02 SCHALTER	Cabel KN02 Switch	SP
---	541.0041.0	KABEL KN01 KALTGERÄTEBUCHSE	Cabel KN01 C11	SP
---	541.0042.0	KABEL KN08 ERDUNG	Cabel KN08 C11	SP
---	541.0043.0	KABEL KP04 HIGH CURRENT	Cabel KP04 C11	SP
---	541.0044.0	KABEL KD01 LED DRIVER	Cabel KD01 LED Driver out	SP
---	541.0045.0	GABELLICHTSCHRANKE C11	Cabel Lightbarrier	SP
---	541.0046.0	KABEL KN09 KALTGERÄTESTECKER	Cabel KN09	SP
---	541.0047.0	KABEL KM01 KM02 PUMPE	Cabel KM01 KM02 Pump	SP
---	541.0050.0	KABEL KN03 C11 PCB NETZTEIL	Cabel KN03	SP
---	541.0051.0	KABEL KP01 12V PCB	Cabel KP01	SP
---	541.0055.0	KABEL KS09 DRUCKSCHALTER	Cabel KS09	SP
---	541.0056.0	KABEL KS09 DRUCKSCHALTER	Cabel KS08	SP
---	541.1102.0	KABEL KN04 FLASCHENWÄRMER	Cabel KN04 C11	SP
---	541.1103.0	KABEL KN06 FLASCHENWÄRMER	Cabel KN06 C11	SP
---	541.1104.0	KABEL KP02 FLASCHENWÄRMER	Cabel KP02 C11	SP
---	541.1501.0	KABEL KS02 SPIEGELSCHNELLERWÄR	Cabel KS02 C11	SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description
-----	---------------------	------------------

C 21 BASISSET (230 V~)

--	000.0210.0	ABDECKKAPPE	COVER CAP RD-11,00 BLACK	SP
--	000.0424.0	ABDECKKAPPE RD-12,70 SCHWARZ	CAP RD-12.70 BLACK	SP
--	000.0470.0	ABDECKKAPPE RD- 6,40 SCHWARZ	COVER CAP RD. - 6.40 BLACK	SP
--	000.0474.0	ABDECKKAPPE RD-28,00-28,50WEISS	COVER CAP RD.-28.00-28.50	SP
--	000.0544.0	SEKRETBEHÄLTER 1,25LTR.	SUCTION BOTTLE 1.25 LTR., GRADUATED	SP
--	000.0547.0	MAGNETVERSCHLUSS	MAGNET. LOCK WHITE 4KG	SP
--	000.0553.0	ABDECKKAPPE RD-25,50 WEISS	COVER CAP RD-25.50	SP
--	000.0570.N	PUMPE WASSER VORMONTIERT	Water pump for ear irrigation	SP
---	000.0763.0	SCHLAUCH-STECKANSCHLUSS	Hose quick connector L-M10x1	*

---	000.1101.0	PUMPE WASSER SCHWINGKOLBEN		SP
---	008.0707.0	Druckschalter für Wasserpumpe 000.0570.0	ATMOT Pressure switch used on water pump 000.0570.0	AT SP
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.1	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 15 X 1	*
---	061.0067.0	SCHLAUCHKLEMME SKIFFY 135-04	Hose clip SKIFFY 10.5 - 12.7 mm	*
---	506.5048.0	Anschlußstück für Wasserpumpe ATMOTHERM für	Connection piece for pressure switch on water pump	SP
--	000.0626.0	SCHRAUBENDREHER-INNENSECHSKANT	HEXAGON SOCKET SCREWDRIVER	SP
--	000.0645.0	ABDECKKAPPE RD-51,50 WEISS	COVER CAP RD- 51.50	SP
--	000.0652.0	SCHOTT-TÜLLE 9.6 X 9.6 M10	SCHOTT SPOUT 9.6 X 9.6 M10	SP
--	000.0742.0	VACUUMMETER -1/0 BAR NG 40	VACUUM GAUGE -1/0 BAR NG 40	SP
--	000.0743.0	MANOMETER 0/2,5 BAR NG 40	MANOMETER 0/2.5 BAR NG 40	*
--	000.0751.0	SCHARNIER 30X40	HINGE 30X40	SP
--	000.0759.0	DURCHFÜHRUNG-SCHNAPP ID 19,0	GROMMET SCHNAPP ID 19.0	*
--	000.0780.0	ABDECKKAPPE GRAU	COVER CAP GREY	SP
--	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
--	006.0010.0	SCHLAUCH RD.I. 6,5X2,5	EXTRACTION HOSE, GREEN, SILICON, AUTOCLA	CA
--	006.0010.0	SCHLAUCH RD.I. 6,5X2,5	EXTRACTION HOSE, GREEN, SILICON, AUTOCLA	CA
--	006.0025.0	Schlauch IØ8,0 x AØ12, OMM	Hose IØ8,0 x AØ12, OMM	*
--	006.0025.0	Schlauch IØ8,0 x AØ12, OMM	Hose IØ8,0 x AØ12, OMM	*
--	006.0025.0	Schlauch IØ8,0 x AØ12, OMM	Hose IØ8,0 x AØ12, OMM	*
--	008.0019.0	STOPFEN F.STE 16V HENSEL-DOSE	Plug F.STE 16V Hensel-Box	SP
--	008.0026.1	KLEMME 1P 2,5QMM TYP 323	TERMINAL 1 P 2.5QMM TYPE 323	SP
--	008.0445.0	KALTGERÄTESTECKER	PLUG SE LOW HEAT DEVICE 2P+PE	SP
--	008.0464.1	TRAFO	TRANSFORMER PRIM 2 X 110 V + 20 V	SP
--	008.0552.0	SCHALTER SCHUTZ F.GERÄTE 12,0A	PROTECTION CONTACTOR	*
--	008.0584.0	SCHALTER UM 10(4)A,250V	DISPATCHER 10(4) A, 250V	SP
--	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 21 BASISSET (230 V~)			
--	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE SP
--	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6 SP
--	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934) SP
--	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125) SP
--	008.0629.0	Netzanschlußkabel abgewinkelt Schuko 5m	POWER CABLE Schuko 5m *
--	008.0751.0	SICHERUNG T 3,15 A H BEI 100-127V	FUSE SLOW-BLOW 3,15 A/H (FOR 110-115 V~) *
--	008.0816.0	SCHALTER UM 6(2)A,250V NULLST	SWITCH UM 6(2)A,250V ZERO POS. SP
--	008.0819.0	SCHALTER THERMO 80°C	THERMO SWITCH 80°C SP
--	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200 SP
--	011.0374.0	TRAFO-NETZ 2X110-20V/ 16V150VA	POWER TRANSFORMER SP
--	011.1062.0	POTI-DREH LIN. 10 K-OHM	POTI-ROT LIN. 10 K-OHM *
--	011.1188.0	STECKER BE 4P CARGE CLAMP	PLUG BE 4P CARGE CLAMP SP
--	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
--	060.0400.0	ATMOS-LOGO NEU Aufkleber	ATMOS-LOGO STICKER SP
--	060.0404.0	FRONTFOLIE C21/31 SAUG	FRONT FOIL C21/31 SUCTION SP
--	060.0406.0	FRONTFOLIE C21 BEDIENTEIL	FRONT FOIL C21 OPERATING DEV. SP
--	061.0074.0	DREHKNOPF-PIN GRAU	PIN FOR KNOB, GREY *
--	061.0075.0	DREHKNOPF GRAU 24MM	KNOB GREY 24MM *
--	069.0026.0	SCHLAUCHVERB.Y MOD. 8010/50	Tube connector for MOD. 8050 *
--	069.0128.0	SCHLAUCH	TUBE FOR PUMP SP
--	069.0131.0	DOPPELSCHALLDÄMPFER	SOUND ABSORBER SP
--	320.0014.0	BAKTERIEN-FILTERBLÄTTCHEN	BACTERIAL FILTER PLATE SP
--	320.0060.0	SAUGDECKEL Ø6MM KPL.	COLLECTION JAR LID, COMPLETE SP

---	320.0010.0	ÜBERLAUFSICHERUNGSHÜLSE	SLEEVE OF OVERFLOW SAFETY	SP
---	320.0011.1	SAUGDECKEL Ø6MM BEARBEITET	INSERT FOR COLLECTION JAR LID	SP
---	320.0012.0	BAKTERIENFILTERDECKEL	BACTERIAL FILTER LID	SP
---	320.0013.0	DICHTRING	GASKET FOR INSERT OF COLLECTION JAR LID	*
---	320.0014.0	BAKTERIEN-FILTERBLÄTTCHEN	BACTERIAL FILTER PLATE	SP
---	320.0015.0	SCHWIMMER	FLOAT	SP
---	320.0016.0	DICHTRING II FÜR FILTER	SEALING RING FOR FILTER COVER	*
---	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING	*
--	443.0017.0	KANÜLEN-ABLAGE HÜLSE	PLASTIC QUIVER FOR USED RIGID ENDOSCOPE	HNO
--	445.0055.0	ABSAUGROHR KUNSTSTOFF	SUCTION TUBE	CA
--	506.5225.0	SPRAYER GERADE KPL.	Sprayer, straight, for fluid medications	HNO
---	000.0577.0	MEDIKAMENTENGLAS	SPRAYER BOTTLE	SP
---	005.0026.0	SCHLAUCH-RILSAN RD. A. 4,0	Tubing RD A. 4,0 4,0X2,5	CA

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 21 BASISSET (230 V~)			
---	505.0280.0	AUSSENROHR GERADE KPL.	SPARE NOZZLE TUBE WITH SWIVEL NUT FOR SF SP
---	506.5228.0	SCHLAUCH-RILSAN/ZUSCHNITT	HOSE PIECE FOR MEDICINE SPRAYER HNO
--	506.6140.0	SAUGDECKEL	SUCTION JAR LID SP
---	005.0176.0	SCHLAUCH RD.I. 4,0X1,0	Hose RD. I. 4,0 x 1,0 SP
---	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0 SP
---	008.0729.0	STECKER S AMP 6,3X0,8 1P	PLUG S AMP 6.3X0.8 1P SP
---	320.0010.0	ÜBERLAUFSICHERUNGSHÜLSE	SLEEVE OF OVERFLOW SAFETY SP
---	320.0012.0	BAKTERIENFILTERDECKEL	BACTERIAL FILTER LID SP
---	320.0013.0	DICHTRING	GASKET FOR INSERT OF COLLECTION JAR LID *
---	320.0014.0	BAKTERIEN-FILTERBLÄTTCHEN	BACTERIAL FILTER PLATE SP
---	320.0015.0	SCHWIMMER	FLOAT SP
---	320.0016.0	DICHTRING II FÜR FILTER	SEALING RING FOR FILTER COVER *
---	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING *
---	506.6123.0	KONTAKTGEBER D 4,5	CONTACTOR D 4.5 SP
---	320.0011.1	SAUGDECKEL Ø6MM BEARBEITET	INSERT FOR COLLECTION JAR LID SP
---	506.6142.0	KODIERRING	ENCODING RING TRANS-TRÜB SP
---	506.6143.0	KODIERRING	ENCODING RING PHARMED SP
---	999.0122.0	DURCHGANGSNIPPEL	THROUGH NIPPLE SP
--	506.6143.0	KODIERRING	ENCODING RING PHARMED SP
--	506.7004.0	SEKRETENTLEERUNG AUTOMATIK	SECRETION CANISTER EVACUATION, FULLY-AU HNO
---	000.0616.0	PUMPE SCHLAUCH SR 10/100	Pump hose SR 10/100 SP
---	000.0652.0	SCHOTT-TÜLLE 9.6 X 9.6 M10	SCHOTT SPOUT 9.6 X 9.6 M10 SP
---	008.0732.0	DURCHFÜHRUNGSBUCHSE ZUGENTL.	FEED-THROUGH BUSH TENS.RELIEF SP
---	011.0843.0	Plug G Crimp-Snap 2P MOLE	Plug G Crimp-Snap 2P MOLE SP
---	061.0061.0	SCHLAUCHSCHELLE SCHNECKENGEW.	Hose clamp screw thread SP
---	069.0126.0	SCHLAUCHKASSETTE F. SR10/500	HOSE BOX FOR HOSE PUMP (UP FROM MODEL SP
---	069.0128.0	SCHLAUCH	TUBE FOR PUMP SP
---	506.6095.0	KABELSTÜCKB2P--2BP-- 600	CABLE LENGTH B2P--2BP-- 600 SP
---	506.6140.0	SAUGDECKEL	SUCTION JAR LID SP
---	005.0176.0	SCHLAUCH RD.I. 4,0X1,0	Hose RD. I. 4,0 x 1,0 SP
---	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0 SP
---	008.0729.0	STECKER S AMP 6,3X0,8 1P	PLUG S AMP 6.3X0.8 1P SP
---	320.0010.0	ÜBERLAUFSICHERUNGSHÜLSE	SLEEVE OF OVERFLOW SAFETY SP
---	320.0012.0	BAKTERIENFILTERDECKEL	BACTERIAL FILTER LID SP
---	320.0013.0	DICHTRING	GASKET FOR INSERT OF COLLECTION JAR LID *
---	320.0014.0	BAKTERIEN-FILTERBLÄTTCHEN	BACTERIAL FILTER PLATE SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 21 BASISSET (230 V~)			
----	320.0015.0	SCHWIMMER	SP
----	320.0016.0	DICHRING II FÜR FILTER	*
----	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	*
----	506.6123.0	KONTAKTGEBER D 4,5	SP
-----	320.0011.1	SAUGDECKEL Ø6MM BEARBEITET	SP
----	506.6142.0	KODIERRING	SP
----	506.6143.0	KODIERRING	SP
----	999.0122.0	DURCHGANGSNIPPEL	SP
----	506.6143.0	KODIERRING	SP
----	506.7760.0	ABFLUSSANSCHLUSS KPL.	SP
----	506.7850.0	KABEL C31 SCHLAUCHPUMPE	SP
----	510.0022.0	KABELBAUM VERSORGUNG-PUMPE	SP
----	510.0381.0	SCHLAUCH	SP
--	506.7008.0	Absaugeinrichtung 55 Liter	HNO
----	000.0051.0	SCHWINGELEMENT RD.25X15	SP
----	000.0544.0	SEKRETBEHÄLTER 1,25LTR.	SP
----	000.0597.0	PUMPE MEMBRAN ZVR 55L	SP
----	000.0015.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-10	*
----	000.0312.1	Kondensator 4uF 400V	SP
----	000.0607.0	NIPPEL SCHLAUCHANSCHL.L RD-10	SP
----	069.0129.0	VENTIL PILZ-FORM 80110133	SP
----	069.0140.0	ZWISCHENSTÜCK RYTON	SP
----	069.0141.0	KOPF 8011 VENTILSEITE	SP
----	069.0142.0	KOPF 8011	SP
----	069.0143.0	KAMMER 8011 OHNE 3.VENTIL	SP
----	069.0144.0	KAMMER 8011 MIT 3.VENTIL	SP
----	069.0145.0	O-RING 70°SHORE	*
----	069.0146.0	VERBINDUNGSRÖHR 8011	SP
----	069.0147.0	O-RING 3,68 X 1,78	*
----	069.0148.0	FORMMEMBRANE 8011	SP
----	069.0149.0	PLEUELSATZ 8011	SP
----	000.0667.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD10-8-10	SP
----	005.0172.0	SCHLAUCH RD. I. 4,0 X 3,0 SILIKON, TRANSLUZENT	*
----	006.0026.0	Saugschlauch, Ø 10 mm , 1 m (Mindestabnahme 5 n	CHI
----	320.0011.0	Saugdeckeleinsatz	SP
----	320.0016.0	DICHRING II FÜR FILTER	*

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 21 BASISSET (230 V~)			
----	340.0054.0	Bakterienfilter für ATMOS® DDS-Sekretbehälter, 10	CA
----	443.0251.0	DICHTUNG F. BAKTERIENFILTER	SP
----	506.6070.0	FEDERBÜGEL	SP
----	506.6071.0	PUMPENPLATTE	SP
----	506.6072.0	SICHERHEITSWINKEL 1	SP
----	506.6073.0	SICHERHEITSWINKEL 2	SP
----	506.6091.0	KABELBAUM PUMPENVERSORGUNG	SP
----	506.7048.0	FILTERGEHÄUSEOBERTEIL C21/C31	SP
----	005.0157.0	RUND 40,0 POM/SCHW	SP

---	506.7049.0	FILTERGEHÄUSEUNTERTEIL C21/C31	FILTER HOUSING BOTTOM PART C21/C31	SP
-----	005.0136.0	RUND 35,0 POM/SW		SP
-----	005.0239.0	RUND 100,0 POM/ SCHW		SP
---	508.0206.0	FEDER ZUG DA 9.0 L 74.2 DRAHT	TENSION SPRING	*
---	506.7015.0	KUNSTOFFKÖCHER F.DESINFEKTION	STORAGE FOR USED RIGID ENDOSCOPES (SINC	HNO
---	000.0759.0	DURCHFÜHRUNG-SCHNAPP ID 19,0	GROMMET SCHNAPP ID 19.0	*
---	443.0017.0	KANÜLEN-ABLAGE HÜLSE	PLASTIC QUIVER FOR USED RIGID ENDOSCOPE	HNO
---	506.7648.0	KÖCHERHALTER	QUIVER BRACKET	SP
--	506.7025.0	SPIEGELVORERWÄRMER	MIRROR PREHEATER, FOR APPROX. 70 MIRROR	HNO
---	008.0136.0	ZUGENTLASTUNG	CLAMP CONUS GR. 1 HSV	SP
---	008.0615.0	SOCKEL-KLEBE F. KABELBINDER	BASE ADHES. F. CABLE TIE	*
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
---	506.7810.0	SPIEGELVORERWÄRMER VORMONTIERT	MIRROR PREHEATER, PRE-MOUNTED	SP
-----	000.0639.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13	*
-----	006.0045.0	SCHLAUCH Ø2,5xØ5,0	hose 2,0 x 1,5	SP
-----	008.0139.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	SOCKET B AMP 6,3 X 0,8	SP
-----	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
-----	008.0732.0	DURCHFÜHRUNGSBUCHSE ZUGENTL.	FEED-THROUGH BUSH TENS.RELIEF	SP
-----	008.0739.0	HEIZKÖRPER	HEATING PLATE TYPE KUP 15	SP
-----	055.0037.0	SCHEIBE RD 15 X 30 - 0,3	PLATE RD 15 X 30 - 0,3	SP
-----	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
-----	506.7678.0	KABEL C21 VERSORGUNG-SPIEGELM.	CABLE C21 SUPPLY MIRROR M.	SP
-----	506.7679.0	ERDUNGSLEITUNG 6,3--RD3-- 160	GROUND WIRE 6,3--RD3-- 160	SP
-----	506.7680.0	NTC-TEMPERATURFÜHLER L120	NTC-TEMPERATURE SENSOR L120	SP
-----	506.7685.0	LEITERPL.LARYNGOSKOPERWÄRMER	CIRCUIT BOARD LARYNGOSC. HEAT.	SP
-----	506.7803.0	HEIZKÖRPERABDECKUNG	HEATING ELEMENT COVER	SP
-----	506.7805.0	ISOLIERFOLIE 1 OPTIKERWÄRMER	INSULATING FOIL 1 OPTIC HEATER	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description		
C 21 BASISSET (230 V~)				
-----	008.0752.0	ISOLIERMATERIAL 70,0 BREIT	ISOLATION MATERIAL 70	SP
-----	506.7806.0	ISOLIERFOLIE 2 OPTIKERWÄRMER	INSULATING FOIL 2 OPTIC HEATER	SP
-----	506.7811.0	GEHÄUSEBERTEIL SPIEGELVOR.	HOUSING TOP PART MIRR. PREHEAT.	SP
---	508.0555.0	SPIEGELMAGAZIN	MIRROR DEPOSIT MOD. SERVANT 4	SP
-----	508.0555.1	SPIEGELMAGAZIN ROH	SPIEGELMAGAZIN RAW PART	SP
--	506.7034.0	ZUNGEN.- WATTESPENDER	TONGUE PATCHES AND COTTON DISPENSER	HNO
---	505.0525.0	ZUNGENLÄPPCHEN, 6ER PACKUNG	ROLL TONGUE PATCHES	*
---	505.0526.0	WATTEROLLE	COTTON ROLL, 4 M X 6 CM ROLLED, 100 % COTT	*
---	506.1549.0	ROLLENGEW.F.WATTESPENDER	ROLLENGEW. F. LÄPPCH+COTT. W. DISP.	SP
---	506.7785.1	BLENDE SPENDER GRAUWEISS	FRONT DISPENSER GREY WHITE	SP
-----	506.7785.0	BLENDE SPENDER GRUNDIERT	FRONT DISPENSER PRIMED	SP
---	506.7790.0	PAPIER U.WATTESPENDER EINBAUV.	TONGUE PATCHES AND COTTON SWAB DISPEN	HNO
-----	000.0009.0	FEDER DRUCK	PRESSURE SPRING	SP
-----	000.0730.0	SCHNAPPVERSCHLUSS	SNAP LOCK	SP
-----	000.0731.0	GLEITSCHIENEN	SLIDE RAIL	SP
-----	506.7781.0	SPENDER-GEHÄUSE	DISPENSER HOUSING	SP
-----	506.7791.0	SPENDERHALTER EINBAUVERSION	DISPENSER HOLDER INSTALL. FITTING	SP
-----	506.7792.0	ANPRESSBLECH UNTEN	CONTACT PLATE BOTTOM	SP
-----	506.7793.0	ANDRUCKPLATTE OBEN	PRESSURE PLATE TOP	SP
--	506.7036.0	OHRSPÜLTULPENHALTER KPL.	EAR RINSING BOWL INCLUDING HOLDER	HNO
---	443.0017.0	KANÜLEN-ABLAGE HÜLSE	PLASTIC QUIVER FOR USED RIGID ENDOSCOPE	HNO
---	505.0353.0	OHRSPÜLTULPE CERUMEX	EAR IRRIGATION BOWL	*
---	506.7876.0	HALTER FÜR SPÜLTULPE	BRACKET FOR IRRIG. TULIP	SP

---	506.7040.0	ANBAUSATZ MIKRO AN C31 (1 US)	kit for microscope on ATMOS® C 21/C 31	HNO
---	000.0458.1	DURCHFÜHRUNG-SCHNAPP ID 12,7	GROMMET SCHNAPP ID 12.7	SP
---	060.0629.0	SCHILD NICHT ANLEHNEN	Sticker do not lean against	SP
---	060.0632.0	SCHILD WARNHINWEIS C21/31		SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
---	060.0628.0	SCHILD ALLGEMEINES WARNZEICHEN	Sticker general warning sign	SP
---	506.7070.0	BEFESTIGUNGSSET C21/31		SP
---	506.7071.0	BEFESTIGUNGSWINKEL C21/31	Fixing Bracket C21/31	SP
---	506.7815.0	AUSGLEICHSGEWICHT C31	BALANCE WEIGHT ATMOS C 21 / C 31,	SP
---	506.7816.0	SOCKEL MIKROSKOP	Socket microscope	SP
---	506.7817.0	KLEMMSCHALE MIKROSKOP	CLAMP SHELL MICROSCOPE	SP
---	506.7818.0	STREBE OBEN EINZELSCHRANK	Bar top, Single cabinet	SP
---	506.7819.0	MONTAGEPLATTE MIKROSKOP	MOUNT. PLATE MICROSCOPE	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 21 BASISSET (230 V~)			
---	506.7040.1	ANBAUSATZ MIKRO AN C31 (2 US)	kit for microscope on ATMOS® C 21 / C 31 HNO
---	000.0458.1	DURCHFÜHRUNG-SCHNAPP ID 12,7	GROMMET SCHNAPP ID 12.7 SP
---	008.0026.1	KLEMME 1P 2,5QMM TYP 323	TERMINAL 1 P 2.5QMM TYPE 323 SP
---	060.0629.0	SCHILD NICHT ANLEHNEN	Sticker do not lean against SP
---	060.0632.0	SCHILD WARNHINWEIS C21/31	SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
---	060.0628.0	SCHILD ALLGEMEINES WARNZEICHEN	Sticker general warning sign SP
---	506.6094.0	KABELSTÜCK B2P--LÖT-- 600	CABLE LENGTH B2P--SOLDER-- 600 SP
---	008.0696.0	KABEL 2X 0,34 LIYY	CABLE 2X 0.34 LIYY SP
---	011.0696.0	Crimp connecting-clip 1P mole	Crimp connecting-clip 1P mole SP
---	011.0843.0	Plug G Crimp-Snap 2P MOLE	Plug G Crimp-Snap 2P MOLE SP
---	506.7070.0	BEFESTIGUNGSSET C21/31	SP
---	506.7071.0	BEFESTIGUNGSWINKEL C21/31	Fixing Bracket C21/31 SP
---	506.7815.0	AUSGLEICHSGEWICHT C31	BALANCE WEIGHT ATMOS C 21 / C 31, SP
---	506.7816.0	SOCKEL MIKROSKOP	Socket microscope SP
---	506.7817.0	KLEMMSCHALE MIKROSKOP	CLAMP SHELL MICROSCOPE SP
---	506.7819.0	MONTAGEPLATTE MIKROSKOP	MOUNT. PLATE MICROSCOPE SP
---	506.7820.0	STREBE OBEN DOPPELSCHRANK	BRACE TOP DOUBLE CABINET SP
---	507.0929.0	ADAPTER-MIKROSK. LICHTLEITERANS.	ADAPTER-MICROSC.CONNECTOR FOR LIGHT SP
---	506.7060.0	STIRNLAMPENHAKEN STARR C21/31	HEAD LAMP CLAMP SP
---	506.7651.1	STIRNLAMPENHAKEN C-21/31	HEAD LAMP CLAMP SP
---	506.7656.0	WINKEL STRIRNLAMPENH. KPL	ELBOW FOR HEAD LAMP CLAMP SP
---	506.7882.0	KABEL C31 ERDUNG STIRNL.-HAKEN	CABLE C31 GROUND. HEAD LAMP HOOK SP
---	506.7150.1	KONSOLE-OBERTEIL C21	CONSOLE-UPPER PART C21 SP
---	506.7151.1	KONSOLE-UNTERTEIL C21	CONSOLE BOTTOM PART C21 SP
---	506.7200.A	GEBRAUCHSANWEISUNG C21	USER MANUAL ATMOS C 21 HNO
---	506.7601.0	GEHÄUSE GT KPL.	HOUSING GT CPL. SP
---	506.7602.0	RÜCKWAND GS	REAR WALL GS SP
---	506.7603.0	RÜCKWANDWINKEL OBEN	REAR WALL ANGLE TOP SP
---	506.7604.0	SERVICERAUMTÜR	SERVICE SPACE DOOR SP
---	506.7605.0	MAGNETWINKEL TÜR	MAGNETIC ANGLE DOOR SP
---	506.7606.0	GEWINDEACHSE M4	THREADED PIVOT M4 SP
---	506.7607.0	ABDECKPLATTE (KONSOLE)	COVER PLATE (CONSOLE) SP
---	506.7608.0	SCHANIERMONTAGEPLATTE C 21	HINGE MOUNT. PLATE C21 SP
---	506.7610.0	AGGREGATPLATTE	AGGREGATE PLATE SP
---	506.7612.0	PLATINENHALTEPLATTE	PBC RETAINING PLATE SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description
-----	---------------------	------------------

C 21 BASISSET (230 V~)

---	506.7613.0	ANSCHLUSSPLATTE SERVICERAUM	CONNECT. PLATE SERVICE SPACE	SP
---	506.7614.0	RECEPTALHALTER BEARB.	RECEPTAL HOLDER PROC.	SP
---	506.7615.0	SCHLAUCHBAUM VACUUM	HOSE HARNES VACUUM	SP
---	000.0101.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-4	HOSE CONNECTOR T RD-6-6-4	*
---	000.0102.0	SCHLAUCHVERBINDER TS8 8-8-8	HOSE CONNECTOR TS8 8-8-8	*
---	006.0001.0	FILZ 3,0 DICK 1800 BREIT	FELT 1800 X 3	SP
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural	*
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
---	506.7621.0	STECKSAUGNIPPEL	SUCTION NIPPLE	SP
---	506.7623.0	DRUCKREGELER C21/C31	PRESSURE CONTROL C21/C31	SP
---	055.0100.0	O-RING 12,5X2.00	O-RING 12.5X2.03	*
---	340.0011.1	GRUNDKÖRPER F. VAKUUMREGLER	BASE PLATE FOR VACUUM REGULATOR	SP
---	340.0011.2	STELLELEMENT F. STELLKNOPF	ADJUSTING ELEMENT FOR ADJUSTING KNOB	SP
---	340.0011.3	STELLKNOPF F. VAKUUMREGLER	KNOB	*
---	340.0011.5	DÄMPFUNGSSCHEIBE	DAMPING PLATE	SP
---	506.7624.0	REGULIERSPITZE	CONTROL TIP	SP
---	506.7625.0	VAKUUMREGLER C21/C31	VACUUM CONTROLLER C21/C31	SP
---	000.0744.0	KUGEL DR. 12,5	BALL, DIAM. 12.6	SP
---	055.0100.0	O-RING 12,5X2.00	O-RING 12.5X2.03	*
---	340.0011.1	GRUNDKÖRPER F. VAKUUMREGLER	BASE PLATE FOR VACUUM REGULATOR	SP
---	340.0011.2	STELLELEMENT F. STELLKNOPF	ADJUSTING ELEMENT FOR ADJUSTING KNOB	SP
---	340.0011.3	STELLKNOPF F. VAKUUMREGLER	KNOB	*
---	340.0011.4	KUGELKÄFIG	BALL RETAINER	SP
---	340.0011.5	DÄMPFUNGSSCHEIBE	DAMPING PLATE	SP
---	506.7641.0	SCHLAUCHAUFHÄNGUNG	HOSE MOUNTING	SP
---	506.7641.0	SCHLAUCHAUFHÄNGUNG	HOSE MOUNTING	SP
---	506.7641.0	SCHLAUCHAUFHÄNGUNG	HOSE MOUNTING	SP
---	506.7642.0	EINLEGEADAPTER	ADAPTER	SP
---	506.7643.0	HALTEADAPTER RECHTS	BRACKET ADAPTER RIGHT	SP
---	506.7644.0	HALTEADAPTER LINKS	BRACKET ADAPTER LEFT	SP
---	506.7645.0	HALTEDECKEL LINKS	BRACKET LID LEFT	SP
---	506.7646.0	HALTEDECKEL MITTEL	BRACKET LID MIDDLE	SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description
-----	---------------------	------------------

C 21 BASISSET (230 V~)

---	506.7647.0	HALTEDECKEL RECHTS	BRACKET LID RIGHT	SP
---	506.7648.0	KÖCHERHALTER	QUIVER BRACKET	SP
---	506.7660.0	GABELLICHTSCHRANKE KPL.	LIGHT BARRIER	*
---	506.7661.0	KABEL C21 KALTLICHT POTI	CABLE C21 COLD LIGHT POTI	SP
---	506.7663.0	KABEL C21 KALTLICHT LAMPEN	CABLE C21 COLD LIGHT LAMPS	SP
---	506.7664.0	KABEL C21 KALTLICHT TRAFO	CABLE C21 COLD LIGHT TRANSFORMER	SP
---	506.7665.0	KABEL C21 KALTLICHT SCHALTER	CABLE C21 COLD LIGHT SWITCH	SP
---	506.7666.0	KABEL C21 VERSORGUNG SSE	CABLE C21 SUPPLY SSE	SP
---	506.7668.0	KABEL C21 SSE TASTERPLATINE	CABLE C21 SSE BUTTON PCB	SP

--	506.7669.0	KABEL C21 NETZVERSORGUNG	CABLE C21 MAINS	SP
--	506.7671.0	KABEL C21 ERDUNGSLEITUNG PLAT	CABLE C21 GROUND WIRE PCB	SP
--	506.7672.0	KABEL C21 ERDUNGSLEITUNG RÜCK	CABLE C21 GROUND WIRE REAR	SP
--	506.7673.0	KABEL C21 VERSORGUNG PUMPEN	CABLE C21 SUPPLY PUMPS	SP
--	506.7681.0	KABEL C21 KALTLICHT ÜTS	CABLE C21 COLD LIGHT ÜTS	SP
--	506.7682.0	KABEL C21 ERDUNG KL.GEHÄUSE	CABLE C21 GROUND COLD L. HOUSING	SP
--	506.7683.0	KABEL C21 ABSICHERUNG KL-TRAFO	CABLE C21 PROT. COLD L. TRANSFORMER	SP
--	506.7686.0	LEITERPL.SSE-TASTER C21	CIRCUIT BOARD SSE SWITCH C21	SP
---	011.0794.0	STECKER S L 2P MOD.7395 MOLEX	PLUG S L 2P RM2.54 90G	SP
---	011.0800.0	TASTER PRINT 1P MTG1241.1032.5	BUTTON PRINT 1P MTG1241.1032.5	SP
---	011.1186.0	LEITERPL.TASTER SSE	CIRCUIT BOARD BUTTON SSE	SP
--	506.7690.0	KALTLICHTEINSCHUB 2	COLD LIGHT DRAWER	SP
---	000.0400.0	DISTANZBUCHSE 5,00X 3,0X 1,80	DISTANCE SLEEVE 5,00X 3,00X 1,80	SP
---	000.0749.0	RIEGELVERSCHLUSS	BOLT LOCK	SP
---	008.0026.0	KLEMME1P 4,0QMM TYP 323	CLAMP 1 P 4.0 QMM TYP 323	SP
---	008.0112.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE 9,00/11,00MM	WIRE PROTECTING SLEEVE	SP
---	008.0113.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	WIRE PROTECTING SLEEVE	SP
---	011.1189.0	STECKER SE 4P CARGE CLAMP	PLUG SE 4P CARGE CLAMP	SP
---	061.0065.0	KNOPFGRIF	BUTTON KNOB RD 21 -M5	SP
---	506.7663.0	KABEL C21 KALTLICHT LAMPEN	CABLE C21 COLD LIGHT LAMPS	SP
---	506.7691.0	FRONTBLENDE 2 X KALTLICHT	FRONT PLATE 2 X COLD LIGHT	SP
---	506.7693.0	ANSCHLAGROHR	STOP PIPE	SP
---	507.0866.0	KONDENSORSCHIEBE	THERMAL FILTER	SP
---	507.0868.0	FASSUNG	SOCKET FOR HALOGEN LAMP 12 V/100 W	SP
---	507.0905.0	HALOGENLAMPE	HALOGEN BULB 15V/150W	*
---	507.0939.1	BUCHSE BF F. VARIO-LWL	SOCKET F.VARIOLIGHTCONDUCTORCONNECT.	SP
---	507.0940.5	ADAPTER-STORZ KUNSTSTOFF	ADAPTER SLEEVE FOR STORZ CONNECTION	HNO

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 21 BASISSET (230 V~)			
--	506.7694.0	DISTANZBLECH	SPACER PLATE SP
--	506.7695.0	KL-SCHUTZGEHÄUSE MIT LUFTKANAL	PROTECTION AT GROUND LEVEL FOR LIGHT SP
--	506.7697.0	ABDECKUNG REGLERDURCHBRUCH	COVER CONTROLLER OPENING SP
---	005.0062.0	PLATTE 2,0 DICK 1000X2000	PLATTE 2,0 DICK 1000X2000 SP
--	506.7700.0	SPIEGELNACHERWÄRMER KPL.C21	MIRROR REHEATER CPL. C21 SP
---	008.0817.0	STECKER B LABOR 1P	PLUB B LABORATORY 1P SP
---	506.7667.0	KABEL C21 SSE SEKUNDÄR	CABLE C21 SSE SECONDARY SP
---	506.7701.0	SCHUTZROHR	PRTECTIVE PIPE SP
---	506.7702.0	HALTESTEG SPN	HOLDING STRIP SPN SP
---	506.7703.0	HEIZROHR	HEATING PIPE SP
---	506.7704.0	ISOLIERPERLE	INSULATING PEARL SP
---	506.7705.0	ABDECKUNG KURZ SPN	MIRROR WARMER COVER SP
---	508.0053.0	HEIZELEMENT	HEATING ELEMENT FOR MIRROR SP
---	008.0083.1	ADER-ENDHÜLSE T0,75QMM	WIRE FERRULE T0, 75QMM SP
---	008.0135.0	STECKER S LABOR 1P	Socket S Labor 1P SP
---	008.0468.0	HEIZWENDEL GEWICKELT	HEATING COIL WOUND SP
--	506.7705.0	ABDECKUNG KURZ SPN	MIRROR WARMER COVER SP
--	506.7721.0	INSTRUMENTENABDECKUNG ab 04.2014	PLASTIC COVER FOR C21 since 04.2014 SP
--	506.7721.1	INSTRUMENTENABDECKUNG bis 04.2014	PLASTIC COVER FOR C21 until 04.2014 SP
---	000.1032.0	SCHARNIER DUOMATIC	HINGE DUOMATIC SP
---	055.0042.0	O-RING	O-RING 23.00 X 2.00 FOR DOUBLE SOCKET NIPP * SP
---	506.7721.0	INSTRUMENTENABDECKUNG ab 04.2014	PLASTIC COVER FOR C21 since 04.2014 SP
--	506.7722.0	INSTRUMENTENABLAGE	BOARD FOR INSTRUMENTS SP

---	506.7731.1	BLLENDE SCHREIBBAUSZUG GRAUWEISS	PANEL WRITING PULL-OUT GREY WHITE	SP
---	506.7731.0	BLLENDE SCHREIBBAUSZUG GRUNDIERT	PANEL WRITING PULL-OUT PRIMED	SP
---	506.7733.0	ANBAUSCHRANK A	ADD-ON CABINET Unit A	SP
---	506.7741.0	SOCKEL ANBAUSCHRANK A/B/C	BASE ADD-ON CABINET A/B/C	SP
---	506.7771.0	SPRAYERHALTER	SPRAYER HOLDER	SP
---	506.7800.0	OPTIKERWÄRMER	OPTIC HEATER	SP
---	006.0045.0	SCHLAUCH Ø2,5xØ5,0	hose 2,0 x 1,5	SP
---	008.0183.0	SCHLINGE-KABEL 185	Cable clip	SP
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
---	008.0739.0	HEIZKÖRPER	HEATING PLATE TYPE KUP 15	SP
---	008.0835.0	ÜBERTEMP.SCHALT 05EN 50°C	OVER TEMP. SWITCH 05EN 50°C	SP
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
---	011.0091.0	ABSTANDB.6KT M3,0A/M3,0I/15,0	Spacer bolt hexagon M3,0A/M3,0I/15,0	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 21 BASISSET (230 V~)			
---	055.0037.0	SCHEIBE RD 15 X 30 - 0,3	PLATE RD 15 X 30 - 0,3 SP
---	060.0093.0	SCHILD SYMBOL BLITZPFEIL	LABEL "FLASH ARROW SYMBOL" SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
---	506.7677.0	KABEL C21 VERSORGUNG-LARYNGOSK	CABLE C21 SUPPLY LARYNGOSC. SP
---	506.7680.0	NTC-TEMPERATURFÜHLER L120	NTC-TEMPERATURE SENSOR L120 SP
---	506.7685.0	LEITERPL.LARYNGOSKOPERWÄRMER	CIRCUIT BOARD LARYNGOSC. HEAT. SP
---	506.7801.0	OPTIKHEITZKÖRPER	OPTIC HEATING ELEMENT SP
---	506.7802.0	HEIZBLOCKHÜLSE	HEATING BLOCK SLEEVE SP
---	506.7803.0	HEIZKÖRPERABDECKUNG	HEATING ELEMENT COVER SP
---	506.7805.0	ISOLIERFOLIE 1 OPTIKERWÄRMER	INSULATING FOIL 1 OPTIC HEATER SP
---	008.0752.0	ISOLIERMATERIAL 70,0 BREIT	ISOLATION MATERIAL 70 SP
---	506.7806.0	ISOLIERFOLIE 2 OPTIKERWÄRMER	INSULATING FOIL 2 OPTIC HEATER SP
---	541.1103.0	KABEL KN06 FLASCHENWÄRMER	Cabel KN06 C11 SP
---	506.7807.0	SCHUTZHÜLSE OPTIK	PROTECTIVE SLEEVE SP
---	506.7836.0	KL-SCHUTZGEHÄUSE 4	COLD LIGHT PROTECTIVE HOUSING 4 SP
---	506.7852.0	KABEL C31 VERLÄNGERUNG LÜFTER	CABLE C31 EXTENSION FAN SP
---	506.7856.0	KABEL C21 VERSORGUNG LÜFTER	CABLE C21 SUPPLY FAN SP
---	506.7857.0	KALTLICHT-LÜFTERSTEUERUNG C21	COLD LIGHT FAN CONTROL C21 SP
---	011.0017.0	DIODE 1N4002	DIODE RECTIFIER 1N4003 SP
---	011.0340.0	RELAIS	RELAY 1XUM 12VDC 12A/250V/4KV SP
---	011.0673.1	KLEMMENBLOCK 2P SPRING RM 5MM	TERMINAL BLOCK SPRING RM 5MM SP
---	011.0986.0	STECKER S L 2P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 2P MATE-N-LOK AMP SP
---	506.7858.0	LEITERPL. ATMOTHERM C31	CIRCUIT BOARD ATMOTHERM C31 SP
---	506.7880.0	ANBAU CAM21/31	Camera/stroboscope holder for ATMOS® C 21 / C 3 HNO
---	000.0759.0	DURCHFÜHRUNG-SCHNAPP ID 19,0	GROMMET SCHNAPP ID 19.0 *
---	051.0359.0	SCHRAUBE SPAX 5 X 20	SCREW DRYWALL 5 X 20 SP
---	506.7899.0	Anbauset Kamera / Stroboskop	Mounting set camera / stroboscope HNO
---	506.7886.0	KABEL C31 SONDESP. SCHUKO TR	CABLE C21 + C31 SPECIAL VOLTAGE SP
---	506.7891.0	STIRNLAMPENAUFHÄNGUNG VORMONT.	HEAD LAMP SUSPENSION PREMOUNT. SP
---	000.0752.0	FEDER ZUG 5,0X0,50 X 25,0	SPRING BALANCER 5.0X0.50 X 25.0 SP
---	008.0829.0	MIKROSCHALTER METALHEBEL LANG	MICRO SWITCH METAL LEVER LONG SP
---	008.0860.0	ISOLIERPLATTE F. MIKROSCHALTER	INSULAT. PLATE F. MICRO SWITCH SP
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200 SP
---	506.7882.0	KABEL C31 ERDUNG STIRNL.-HAKEN	CABLE C31 GROUND. HEAD LAMP HOOK SP
---	506.7893.0	KALTLICHTGEHÄUSE C21 VORMONTA	COLD LIGHT HOUSING C21 PREMOUNT. SP
---	008.0819.0	SCHALTER THERMO 80°C	THERMO SWITCH 80°C SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 21 BASISSET (230 V~)			
---	011.1188.0	STECKER BE 4P CARGE CLAMP	PLUG BE 4P CARGE CLAMP SP
---	506.7694.0	DISTANZBLECH	SPACER PLATE SP
---	506.7836.0	KL-SCHUTZGEHÄUSE 4	COLD LIGHT PROTECTIVE HOUSING 4 SP
---	506.7895.0	LEITERPL. STEUERUNG C21 KPL	CIRCUIT BOARD CONTROL C21 CPL. SP
---	008.0019.0	STOPFEN F.STE 16V HENSEL-DOSE	Plug F.STE 16V Hensel-Box SP
---	008.0026.1	KLEMME 1P 2,5QMM TYP 323	TERMINAL 1 P 2.5QMM TYPE 323 SP
---	008.0445.0	KALTGERÄTESTECKER	PLUG SE LOW HEAT DEVICE 2P+PE SP
---	008.0464.1	TRAFO	TRANSFORMER PRIM 2 X 110 V + 20 V SP
---	008.0552.0	SCHALTER SCHUTZ F.GERÄTE 12,0A	PROTECTION CONTACTOR *
---	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25 SP
---	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE SP
---	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6 SP
---	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934) SP
---	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125) SP
---	008.0751.0	SICHERUNG T 3,15 A H BEI 100-127V	FUSE SLOW-BLOW 3,15 A/H (FOR 110-115 V~) *
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200 SP
---	011.0374.0	TRAFO-NETZ 2X110-20V/ 16V150VA	POWER TRANSFORMER SP
---	060.0011.0	SCHILD ÄQUIPOTENTIAL-ANSCHLUSS	SIGN 'AQUIPOTENTIAL-CONNECTION' SP
---	069.0131.0	DOPPELSCHALLDÄMPFER	SOUND ABSORBER SP
---	506.7664.0	KABEL C21 KALTLICHT TRAFO	CABLE C21 COLD LIGHT TRANSFORMER SP
---	506.7669.0	KABEL C21 NETZVERSORGUNG	CABLE C21 MAINS SP
---	506.7671.0	KABEL C21 ERDUNGSLEITUNG PLAT	CABLE C21 GROUND WIRE PCB SP
---	506.7672.0	KABEL C21 ERDUNGSLEITUNG RÜCK	CABLE C21 GROUND WIRE REAR SP
---	506.7682.0	KABEL C21 ERDUNG KL.GEHÄUSE	CABLE C21 GROUND COLD L. HOUSING SP
---	506.7683.0	KABEL C21 ABSICHERUNG KL-TRAFO	CABLE C21 PROT. COLD L. TRANSFORMER SP
---	510.0097.0	KABELSTÜCK6,3--END-- 820	CABLE LENGTH 6.3--END-- 820 SP
---	008.0035.0	KABEL 2X 0,75 WEIß NYLHY	CABLE 2 X 0,75 GREY NYLHY SP
---	008.0083.0	ADER-ENDHÜLSE T 0.75 QMM	END SLEEVE FOR STRANDS T 0,75 QMM SP
---	008.0139.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	SOCKET B AMP 6,3 X 0,8 SP
---	507.2213.0	LÜFTER FÜR STROBO.6	FAN COMPLETE WITH CONNECTION LINE *
---	508.0451.0	WARMWASSERSPÜLBEHÄLTER KPL. DR	SP
---	000.0504.0	FLASCHE MILCH FORM 3521	RINSING JAR 250 ML SP
---	005.0176.0	SCHLAUCH RD.I. 4,0X1,0	Hose RD. I. 4,0 x 1,0 SP
---	055.0105.0	O-RING 3,00 X 1,50	O-RING 3.5X1.5 *
---	443.0251.0	DICHTUNG F. BAKTERIENFILTER	SEAL F. BACTERIA FILTER SP
---	501.0331.0	SPRITZSCHUTZ AUS PLEXIGLAS	Splash protection to be slipped on jet connectio HNO

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 21 BASISSET (230 V~)			
---	502.0844.0	Schlauchspitzen	Hose tips CA
---	508.0427.0	DÜSENANSATZ-II GERADE 80MM.	Jet connection for water irrigation handle 80 mm HNO
---	508.0452.0	DECKEL KPL. WASSER-DRUCKL.	SP
---	530.1157.0	DRUCKLUFTHANDGRIFF-II C21	COMPR. AIR HANDGRIP S61 SP
---	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50 SP
---	000.0448.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 3,6X0,40 X 6,00 SP
---	000.0681.0	FEDER DRUCK 5.0X0.40X12.00	SPRING PRESSURE 5.0X0.40X12.00 SP
---	000.0737.0	KUPPLUNG SCHNELL M 1/8" 90°	QUICK CPL. M 1/8" 90° SP
---	006.0022.0	SCHLAUCH Ø4,0xØ8,0	HOSE Ø4,0xØ8,0 *

---	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00	*
---	055.0035.0	O-RING	O-RING 6.00 X 1.00	*
---	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
---	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00	*
---	506.0103.1	KLEMMBUCHSE RD 11,80X1,40-22	COLLET RD 11.80X1.40-22	SP
---	506.7774.0	ÜBERZIEHBUCHSE	COVER BUSH	SP
---	508.0251.0	FUNKT.TRÄGER DRUCKL.HANDGR.-II	FUNCT. CARRIER COMPR. AIR HANDGRIP II	SP
---	508.0252.0	KUPPLUNGSEBEL DRUCKL.HANDGRIF	COUPL. LEVER COMPR. AIR HANDGRIP	SP
---	508.0253.0	BLINDSTOPFEN DRUCKL.HANDGRIFF schwarz	BLIND PLUGS COMPR. AIR HANDGRIP	SP
---	508.0255.0	GRIFFSCHALENSATZ DRUCKL.HANDGR	SHELL SET FOR COMPRESSED-AIR HANDLE	SP
---	508.0437.0	VENTILSCHIEBER SPÜLHANDGR. II	VALVE SLIDER, IRRIGATION HANDLE II	SP
---	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW	SP
---	508.0441.0	AUSLÖSEHEBEL SPÜLHANDGRIFF II	TRIGGER LEVER FLUSH HANDLE II	SP
---	999.1026.0	LEITERPL. EIN-AUS	ON-OFF SW.	SP
---	diverse Blenden	diverse Blenden		
---	506.7744.0	Schubfachblende (klein)	cover drawer (small)	SP
---	506.7745.0	Schreibplatte	pull-out desk	SP
---	506.7746.0	Abwurfschalenblende	cover instrument disposal	SP
---	506.7747.0	Blende Abfallabwurf	cover waste disposal	SP
---	506.7748.0	Stauraumbende (gross)	cover drawer (large)	SP
---	Haltedeckel	HALTEDECKEL	HOLDER LID	
---	506.7015.0	KUNSTOFFKÖCHER F.DESINFEKTION	STORAGE FOR USED RIGID ENDOSCOPES (SINC HNO	
---	000.0759.0	DURCHFÜHRUNG-SCHNAPP ID 19,0	GROMMET SCHNAPP ID 19.0	*
---	443.0017.0	KANÜLEN-ABLAGE HÜLSE	PLASTIC QUIVER FOR USED RIGID ENDOSCOPE HNO	
---	506.7648.0	KÖCHERHALTER	QUIVER BRACKET	SP
---	506.7641.0	SCHLAUCHAUFHÄNGUNG	HOSE MOUNTING	SP
---	506.7642.0	EINLEGEADAPTER	ADAPTER	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

C 21 BASISSET (230 V~)

---	506.7643.0	HALTEADAPTER RECHTS	BRACKET ADAPTER RIGHT	SP
---	506.7644.0	HALTEADAPTER LINKS	BRACKET ADAPTER LEFT	SP
---	506.7645.0	HALTEDECKEL LINKS	BRACKET LID LEFT	SP
---	506.7646.0	HALTEDECKEL MITTEL	BRACKET LID MIDDLE	SP
---	506.7646.0	HALTEDECKEL MITTEL	BRACKET LID MIDDLE	SP
---	506.7647.0	HALTEDECKEL RECHTS	BRACKET LID RIGHT	SP
---	506.7660.0	GABELLICHTSCHRANKE KPL.	LIGHT BARRIER	*
---	506.7865.0	DISTANZPLATTE	SPACER PLATE	SP

C 31 BASISSET (230 V~)

---	000.0210.0	ABDECKKAPPE	COVER CAP RD-11,00 BLACK	SP
---	000.0424.0	ABDECKKAPPE RD-12,70 SCHWARZ	CAP RD-12.70 BLACK	SP
---	000.0453.0	ANSCHLAGPUFFER	BUMPER STOP, ADHESIVE, TRANSPARENT	*
---	000.0544.0	SEKRETBEHÄLTER 1,25LTR.	SUCTION BOTTLE 1.25 LTR., GRADUATED	SP
---	000.0553.0	ABDECKKAPPE RD-25,50 WEISS	COVER CAP RD-25.50	SP
---	000.0570.N	PUMPE WASSER VORMONTIERT	Water pump for ear irrigation	SP
---	000.0763.0	SCHLAUCH-STECKANSCHLUSS	Hose quick connector L-M10x1	*
---	000.1101.0	PUMPE WASSER SCHWINGKOLBEN		SP
---	008.0707.0	Druckschalter für Wasserpumpe 000.0570.0	ATMOT Pressure switch used on water pump 000.0570.0 AT	SP
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.1	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 15 X 1	*
---	061.0067.0	SCHLAUCHKLEMMER SKIFFY 135-04	Hose clip SKIFFY 10.5 - 12.7 mm	*
---	506.5048.0	Anschlußstück für Wasserpumpe ATMOTHERM für	Connection piece for pressure switch on water pump	SP
---	000.0616.0	PUMPE SCHLAUCH SR 10/100	Pump hose SR 10/100	SP

--	000.0626.0	SCHRAUBENDREHER-INNENSECHSKANT	HEXAGON SOCKET SCREWDRIVER	SP
--	000.0652.0	SCHOTT-TÜLLE 9.6 X 9.6 M10	SCHOTT SPOUT 9.6 X 9.6 M10	SP
--	000.0740.0	SCHUBFACHFÜHRUNG KUGELAUZUG	DRAWER GUIDE W. BALL BEAR. PULL-OUT	*
--	000.0742.0	VACUUMMETER -1/0 BAR NG 40	VACUUM GAUGE -1/0 BAR NG 40	SP
--	000.0743.0	MANOMETER 0/2,5 BAR NG 40	MANOMETER 0/2.5 BAR NG 40	*
--	000.0759.0	DURCHFÜHRUNG-SCHNAPP ID 19,0	GROMMET SCHNAPP ID 19.0	*
--	000.0765.0	ABDECKKAPPE XCC-RA	COVER CAP XCC-RA	SP
--	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
--	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
--	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
--	006.0010.0	SCHLAUCH RD.I. 6,5X2,5	EXTRACTION HOSE, GREEN, SILICON, AUTOCLA	CA
--	006.0022.0	SCHLAUCH Ø4,0xØ8,0	HOSE Ø4,0xØ8,0	*
--	006.0025.0	Schlauch IØ8,0 x AØ12, OMM	Hose IØ8,0 x AØ12, OMM	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 31 BASISSET (230 V~)			
--	008.0629.0	Netzanschlußkabel abgewinkelt Schuko 5m	POWER CABLE Schuko 5m *
--	008.0732.0	DURCHFÜHRUNGSBUCHSE ZUGENTL.	FEED-THROUGH BUSH TENS.RELIEF SP
--	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200 SP
--	055.0073.0	O-RING	O-RING 22.00 X 2.00 *
--	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
--	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
--	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
--	060.0400.0	ATMOS-LOGO NEU Aufkleber	ATMOS-LOGO STICKER SP
--	060.0404.0	FRONTFOLIE C21/31 SAUG	FRONT FOIL C21/31 SUCTION SP
--	060.0411.0	FRONTFOLIE C31 BEDIENTEIL	FRONT FOIL C31 OPERATING DEV. SP
--	060.0411.0	FRONTFOLIE C31 BEDIENTEIL	FRONT FOIL C31 OPERATING DEV. SP
--	069.0128.0	SCHLAUCH	TUBE FOR PUMP SP
--	320.0014.0	BAKTERIEN-FILTERBLÄTTCHEN	BACTERIAL FILTER PLATE SP
--	320.0060.0	SAUGDECKEL Ø6MM KPL.	COLLECTION JAR LID, COMPLETE SP
--	320.0010.0	ÜBERLAUFSICHERUNGSHÜLSE	SLEEVE OF OVERFLOW SAFETY SP
--	320.0011.1	SAUGDECKEL Ø6MM BEARBEITET	INSERT FOR COLLECTION JAR LID SP
--	320.0012.0	BAKTERIENFILTERDECKEL	BACTERIAL FILTER LID SP
--	320.0013.0	DICHTRING	GASKET FOR INSERT OF COLLECTION JAR LID *
--	320.0014.0	BAKTERIEN-FILTERBLÄTTCHEN	BACTERIAL FILTER PLATE SP
--	320.0015.0	SCHWIMMER	FLOAT SP
--	320.0016.0	DICHTRING II FÜR FILTER	SEALING RING FOR FILTER COVER *
--	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING *
--	443.0017.0	KANÜLEN-ABLAGE HÜLSE	PLASTIC QUIVER FOR USED RIGID ENDOSCOPE HNO
--	501.0331.0	SPRITZSCHUTZ AUS PLEXIGLAS	Splash protection to be slipped on jet connectio HNO
--	501.0331.1	DICHTUNG F.SPRITZSCHUTZ	O-Ring for splash protection SP
--	502.0844.0	Schlauchspitzen	Hose tips CA
--	505.0515.0	ABFALLBEUTEL PACK.ZU JE 50-ST.	WASTE BAGS (50 PCS.) CA
--	506.1951.0	FEDERSCHNAPPER	CATCH SPRING *
--	506.5225.0	SPRAYER GERADE KPL.	Sprayer, straight, for fluid medications HNO
--	000.0577.0	MEDIKAMENTENGLAS	SPRAYER BOTTLE SP
--	005.0026.0	SCHLAUCH-RILSAN RD. A. 4,0	Tubing RD A. 4,0 4,0X2,5 CA
--	505.0280.0	AUSSENROHR GERADE KPL.	SPARE NOZZLE TUBE WITH SWIVEL NUT FOR SP
--	506.5228.0	SCHLAUCH-RILSAN/ZUSCHNITT	HOSE PIECE FOR MEDICINE SPRAYER HNO
--	506.6095.0	KABELSTÜCKB2P--2BP-- 600	CABLE LENGTH B2P--2BP-- 600 SP
--	506.6140.0	SAUGDECKEL	SUCTION JAR LID SP
--	005.0176.0	SCHLAUCH RD.I. 4,0X1,0	Hose RD. I. 4,0 x 1,0 SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

C 31 BASISSET (230 V~)

---	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0	SP
---	008.0729.0	STECKER S AMP 6,3X0,8 1P	PLUG S AMP 6.3X0.8 1P	SP
---	320.0010.0	ÜBERLAUFSICHERUNGSHÜLSE	SLEEVE OF OVERFLOW SAFETY	SP
---	320.0012.0	BAKTERIENFILTERDECKEL	BACTERIAL FILTER LID	SP
---	320.0013.0	DICHTRING	GASKET FOR INSERT OF COLLECTION JAR LID	*
---	320.0014.0	BAKTERIEN-FILTERBLÄTTCHEN	BACTERIAL FILTER PLATE	SP
---	320.0015.0	SCHWIMMER	FLOAT	SP
---	320.0016.0	DICHTRING II FÜR FILTER	SEALING RING FOR FILTER COVER	*
---	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING	*
---	506.6123.0	KONTAKTGEBER D 4,5	CONTACTOR D 4.5	SP
---	320.0011.1	SAUGDECKEL Ø6MM BEARBEITET	INSERT FOR COLLECTION JAR LID	SP
---	506.6142.0	KODIERRING	ENCODING RING TRANS-TRÜB	SP
---	506.6143.0	KODIERRING	ENCODING RING PHARMED	SP
---	999.0122.0	DURCHGANGSNIPPEL	THROUGH NIPPLE	SP
---	506.6143.0	KODIERRING	ENCODING RING PHARMED	SP
---	000.0570.N	PUMPE WASSER VORMONTIERT	Water pump for ear irrigation	SP
---	000.0763.0	SCHLAUCH-STECKANSCHLUSS	Hose quick connector L-M10x1	*
---	000.1101.0	PUMPE WASSER SCHWINGKOLBEN		SP
---	008.0707.0	Druckschalter für Wasserpumpe 000.0570.0	ATMOT Pressure switch used on water pump 000.0570.0	AT SP
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.1	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 15 X 1	*
---	061.0067.0	SCHLAUCHKLEMME SKIFFY 135-04	Hose clip SKIFFY 10.5 - 12.7 mm	*
---	506.5048.0	Anschlußstück für Wasserpumpe ATMOTHERM für	Connection piece for pressure switch on water pump	SP
---	000.0576.0	SCHNELLKUPPLUNG	QUICK CONNECTOR	SP
---	000.0581.0	LUER-LOC-VERBINDER	LUER-LOC-CONNECTOR-W ID 3.0	SP
---	000.0581.1	MUTTER	NUT LUER-LOC-CONNECTOR	SP
---	000.0581.2	SCHEIBE	DISK ADJUSTMENT LUER-LOC	SP
---	000.0582.0	LUER-LOC-VERBINDER	LUER-LOC-CONNECTOR-M	SP
---	000.0583.0	MESSBECHER	MEASURING JUG 2L STACKABLE	*
---	005.0172.0	SCHLAUCH RD. I. 4,0 X 3,0 SILIKON, TRANSLUZEI	Hose RD. I. 6,0 X 3,0	*
---	005.0173.0	SCHLAUCH	HOSE RD.I. 4.0X1.0	*
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	008.0139.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	SOCKET B AMP 6,3 X 0,8	SP
---	055.0086.0	O-RING	O-RING 156.00 X 2.50	*
---	061.0067.0	SCHLAUCHKLEMME SKIFFY 135-04	Hose clip SKIFFY 10.5 - 12.7 mm	*
---	506.5047.0	ANSCHLUSSNIPPEL	CONNECTING NIPPLE	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

C 31 BASISSET (230 V~)

---	506.5051.1	DECKEL	LID FOR WATERJAR	SP
---	506.7600.0	GEHÄUSE C31 ATMOTHERM	HOUSING C31 ATMOTHERM	SP
---	506.7842.0	KABEL C31 DRUCKSCHALTER ATMOTH	CABLE C31 PRESSURE SWITCH ATMOTH	SP
---	506.7844.0	KABEL C31 ERDUNG SCHUTZABDECK.	CABLE C31 GROUND PROTECTIVE COVER	SP
---	506.7859.0	LEITERPL. WW-ANZEIGE C31	CIRCUIT BOARD WW DISPLAY C31	SP
---	506.7862.0	BEHÄLTERHALTER	CONTAINER BRACKET	SP
---	506.7864.0	ABDECKBLECH C31 ATMOTHERM	COVER PLATE C31 ATMOTHERM	SP
---	506.7865.0	DISTANZPLATTE	SPACER PLATE	SP
---	506.7867.0	DRUCKWASSERSPÜHANDGRIFF C 31	WATER IRRIGATION HANDLE	SP

----	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50	SP
----	000.0575.0	SCHNELLKUPPLUNG	QUICK SWITCH FOR HOSE FOR WATER IRRIGAT	*
----	006.0022.0	SCHLAUCH Ø4,0xØ8,0	HOSE Ø4,0xØ8,0	*
----	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00	*
----	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
----	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00	*
----	506.0103.1	KLEMMBUCHSE RD 11,80X1,40-22	COLLET RD 11.80X1.40-22	SP
----	506.7868.0	FUNKTIONSTRÄGER C 31	FUNCT. BRACKET C 31	SP
----	508.0253.0	BLINDSTOPFEN DRUCKL.HANDGRIFF schwarz	BLIND PLUGS COMPR. AIR HANDGRIP	SP
----	508.0434.0	GRIFFSCHALE LINKS Produktende	GRIFFSCHALE-1 SPUELHANDGRIFF-II	SP
----	508.0435.0	GRIFFSCHALE RECHTS	GRIFFSCHALE-2 SPUELHANDGRIFF-II	SP
----	508.0437.0	VENTILSCHIEBER SPÜLHANDGR. II	VALVE SLIDER, IRRIGATION HANDLE II	SP
----	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW	SP
----	508.0441.0	AUSLÖSEHEBEL SPÜLHANDGRIFF II	TRIGGER LEVER FLUSH HANDLE II	SP
----	506.7892.0	WARMWASSERPUMPE/STEUERUNG C31	WARM WATER PUMP/ CONTROL C31	SP
----	000.0570.N	PUMPE WASSER VORMONTIERT	Water pump for ear irrigation	SP
----	000.0763.0	SCHLAUCH-STECKANSCHLUSS	Hose quick connector L-M10x1	*
----	000.1101.0	PUMPE WASSER SCHWINGKOLBEN		SP
----	008.0707.0	Druckschalter für Wasserpumpe 000.0570.0 ATMOT	Pressure switch used on water pump 000.0570.0 AT	SP
----	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
----	055.0003.1	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 15 X 1	*
----	061.0067.0	SCHLAUCHKLEMME SKIFFY 135-04	Hose clip SKIFFY 10.5 - 12.7 mm	*
----	506.5048.0	Anschlußstück für Wasserpumpe ATMOTHERM für I	Connection piece for pressure switch on water pump	SP
----	000.0763.0	SCHLAUCH-STECKANSCHLUSS	Hose quick connector L-M10x1	*
----	008.0707.0	Druckschalter für Wasserpumpe 000.0570.0 ATMOT	Pressure switch used on water pump 000.0570.0 AT	SP
----	055.0003.1	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 15 X 1	*
----	061.0067.0	SCHLAUCHKLEMME SKIFFY 135-04	Hose clip SKIFFY 10.5 - 12.7 mm	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 31 BASISSET (230 V~)			
----	506.5048.0	Anschlußstück für Wasserpumpe ATMOTHERM für I	Connection piece for pressure switch on water pump SP
----	506.7858.0	LEITERPL. ATMOTHERM C31	CIRCUIT BOARD ATMOTHERM C31 SP
----	506.7863.0	MONTAGPLATTE	MOUNT. PLATE SP
--	506.7003.0	SPÜLBECKEN MIT SCHWENKARM	RINSING BASIN HNO
----	055.0048.0	O-RING6,07 X 1,78	O-RING SIMRIT 6.07 X 1.78 *
----	061.0066.0	SCHLAUCHKLEMME	HOSE CLIP SKIFFY 12.2 - 14.8 MM *
----	061.0068.0	SCHLAUCHKLEMME 17,1 - 20,2 MM	HOSE CLIP SKIFFY 17.1 - 20.2 MM SP
----	505.0321.0	HANDGRIFF	HANDLE WITH RINSING AND TUBING SP
----	005.0071.0	SCHLAUCH-ZWILL/RD14X18+4,5X10	DOUBLE HOSE SP
----	055.0048.0	O-RING6,07 X 1,78	O-RING SIMRIT 6.07 X 1.78 *
----	061.0015.0	SCHLAUCHKLEMME JURID	2-EAR HOSE CLIP JURID RD 11-13 *
----	061.0027.0	SCHLAUCHKLEMME JURID	HOSE CLIP JURID *
----	505.0346.0	HANDGRIFF-HÜLSE	HANDLE - COVER SP
----	505.0347.0	OBERTEIL F. HANDGRIFF	UPER PART HANDLE SP
----	505.0322.0	RINGHALTER	RINGHOLDER SP
----	505.0323.0	DURCHFÜHRUNGSBUCHSE	FEED-THROUGH BUSH SP
----	505.0326.0	OHRSPÜLSCHALE	EAR RINSING BOWL SP
----	505.0324.0	OHRSPÜLSCHALE	EAR RINSING DEVICE SP
----	505.0325.0	ADAPTER RD 30X35	ADAPTER RD 30X35 SP
----	506.2555.0	SCHWENKARMHALTER (BECKEN)	SLEWABLE ARM HOLDER (BASIN) SP
----	506.2556.0	ACHSE F. SCHWENKARM	PIVOT F. SLEWABLE ARM SP
----	506.2557.1	SCHEIBE TEFLON RD20,5X14X0,5	PLATE TEFLON RD20.5X14 X0.5 SP
----	506.2558.0	SCHWENKARM	SLEWABLE ARM WASH BASIN C 31 SP

---	506.7668.0	KABEL C21 SSE TASTERPLATINE	CABLE C21 SSE BUTTON PCB	SP
---	506.7668.0	KABEL C21 SSE TASTERPLATINE	CABLE C21 SSE BUTTON PCB	SP
---	506.7849.0	KABEL C31 VERSORGUNG VENTILE	CABLE C31 SUPPLY VALVES	SP
---	506.7860.0	LEITERPL. BECKENSPÜLUNG C31	CICUIT BOARD BASIN IRRIG. C31	SP
---	508.0430.5	DUSCHKOPF II	RINSING SYSTEM	SP
---	055.0075.0	O-RING	O-RING 5.00 X 1.00	*
---	055.0076.0	O-RING	O-RING 16.00 X 1.00	*
---	505.0336.0	SCHRAUBE HOHL	SCREW F1842	SP
---	508.0431.5	DÜSENKOPF	NOZZLE HEAD BASIN IRRIG. II	SP
---	508.0432.3	SICHERUNGSRING	LOCKING RING STEIGR.BECKENSP.	SP
---	508.0432.5	STEIGROHR	RISER PIPE CPL. BECKENSPÜLUNG II	SP
---	508.0432.8	DROSSELHÜLSE	NOZZLE HEAD F. BECKENSPÜLUNG	SP
---	508.0577.0	SIEBHALTER	SIEVE HOLDER	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 31 BASISSET (230 V~)			
---	508.0578.0	AUFFANGSIEB F.SPÜLBECKEN	COLLECTOR SIEVE FOR RINSING BASIN HNO
---	510.0381.0	SCHLAUCH	WASTE WATER TUBE, 1,5 M LENGTH SP
---	506.7004.0	SEKRETENTLEERUNG AUTOMATIK	SECRETION CANISTER EVACUATION, FULLY-AU HNO
---	000.0616.0	PUMPE SCHLAUCH SR 10/100	Pump hose SR 10/100 SP
---	000.0652.0	SCHOTT-TÜLLE 9.6 X 9.6 M10	SCHOTT SPOUT 9.6 X 9.6 M10 SP
---	008.0732.0	DURCHFÜHRUNGSBUCHSE ZUGENTL.	FEED-THROUGH BUSH TENS.RELIEF SP
---	011.0843.0	Plug G Crimp-Snap 2P MOLE	Plug G Crimp-Snap 2P MOLE SP
---	061.0061.0	SCHLAUCHSCHELLE SCHNECKENGEW.	Hose clamp screw thread SP
---	069.0126.0	SCHLAUCHKASSETTE F. SR10/500	HOSE BOX FOR HOSE PUMP (UP FROM MODEL I SP
---	069.0128.0	SCHLAUCH	TUBE FOR PUMP SP
---	506.6095.0	KABELSTÜCKB2P--2BP-- 600	CABLE LENGTH B2P--2BP-- 600 SP
---	506.6140.0	SAUGDECKEL	SUCTION JAR LID SP
---	005.0176.0	SCHLAUCH RD.I. 4,0X1,0	Hose RD. I. 4,0 x 1,0 SP
---	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0 SP
---	008.0729.0	STECKER S AMP 6,3X0,8 1P	PLUG S AMP 6.3X0.8 1P SP
---	320.0010.0	ÜBERLAUFSICHERUNGSHÜLSE	SLEEVE OF OVERFLOW SAFETY SP
---	320.0012.0	BAKTERIENFILTERDECKEL	BACTERIAL FILTER LID SP
---	320.0013.0	DICHTRING	GASKET FOR INSERT OF COLLECTION JAR LID *
---	320.0014.0	BAKTERIEN-FILTERBLÄTTCHEN	BACTERIAL FILTER PLATE SP
---	320.0015.0	SCHWIMMER	FLOAT SP
---	320.0016.0	DICHTRING II FÜR FILTER	SEALING RING FOR FILTER COVER *
---	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING *
---	506.6123.0	KONTAKTGEBER D 4,5	CONTACTOR D 4.5 SP
---	320.0011.1	SAUGDECKEL Ø6MM BEARBEITET	INSERT FOR COLLECTION JAR LID SP
---	506.6142.0	KODIERRING	ENCODING RING TRANS-TRÜB SP
---	506.6143.0	KODIERRING	ENCODING RING PHARMED SP
---	999.0122.0	DURCHGANGSNIPPEL	THROUGH NIPPLE SP
---	506.6143.0	KODIERRING	ENCODING RING PHARMED SP
---	506.7760.0	ABFLUSSANSCHLUSS KPL.	DRAINAGE CONNECTION CPL. SP
---	506.7850.0	KABEL C31 SCHLAUCHPUMPE	CABLE C31 HOSE PUMP SP
---	510.0022.0	KABELBAUM VERSORGUNG-PUMPE	CABLE HARNESS SUPPLY-PUMP SP
---	510.0381.0	SCHLAUCH	WASTE WATER TUBE, 1,5 M LENGTH SP
---	506.7005.0	SCHLAUCHSPÜLUNG AUTOMATIC	AUTOMATIC HOSE RINSING SYSTEM HNO
---	000.0271.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.	HOSE SLOT *
---	000.0536.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.I RD4	HOSE QUICK CONNECTOR RD4 *
---	000.0544.0	SEKRETBEHÄLTER 1,25LTR.	SUCTION BOTTLE 1.25 LTR., GRADUATED SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

C 31 BASISSET (230 V~)

---	005.0026.0	SCHLAUCH-RILSAN RD. A. 4,0	Tubing RD A. 4,0 4,0X2,5	CA
---	008.0732.0	DURCHFÜHRUNGSBUCHSE ZUGENTL.	FEED-THROUGH BUSH TENS.RELIEF	SP
---	008.0735.0	SCHALTER MIKRO 6A 125V-250V	SWITCH MICRO 6A 125V-250V	SP
---	008.0791.1	PEGELSCHALTER	LEVEL SWITCH 2 STEP	SP
---	011.0696.0	Crimp connecting-clip 1P mole	Crimp connecting-clip 1P mole	SP
---	011.0844.0	STECKER G CRIMP-SMAP 3P MOLE	PLUG G CRIMP-SMAP 3P MOLE	SP
---	501.0128.0	SCHARNIER	HINGE	SP
---	000.0444.0	FEDER DRUCK 6,0 X 0,40 X 13,00	Pressure spring 6,0X0,4 X 13,00	SP
---	506.2228.1	Austauschbarer Spülansatz für Schlauchspülung	Exchangeable rinsing attachment for hose rinsing	SP
---	506.2228.2	GRIFFLEISTE F. SCHUBFACH GR. + KL		SP
---	506.2228.3	Ventilschieber		SP
---	510.0098.0	MONTAGEPLATTE F.SCHLAUCHSPÜL.	ASSEMBLY PLATE F. HOSE RINS.	SP
---	510.0098.0	MONTAGEPLATTE F.SCHLAUCHSPÜL.	ASSEMBLY PLATE F. HOSE RINS.	SP
---	506.7762.0	SCHALTERGEHÄUSE SCHLAUCHSP.	SWITCH HOUSING HOSE	SP
---	506.7849.0	KABEL C31 VERSORGUNG VENTILE	CABLE C31 SUPPLY VALVES	SP
---	506.7855.0	KABEL C31 SICHERHEITSSCHALTER	CABLE C31 SAFETY SWITCH	SP
---	510.0098.0	MONTAGEPLATTE F.SCHLAUCHSPÜL.	ASSEMBLY PLATE F. HOSE RINS.	SP
---	510.0130.0	SPÜLROHRHALTER S5	RINSING TUBE HOLDER	SP
---	510.0137.0	SPÜLROHR KURZ KPL.	RINSING TUBE, SHORT, COMPLETE	SP
---	508.0409.2	ABFLUSSNIPPEL F.ANSCHLUß-ST.	OUTFLOW NIPPLE F. CONNECT. PEECE	SP
---	510.0131.1	ANSATZ-SPÜLROHR	RINSING TUBE ATTACHMENT	SP
---	510.0132.0	STEIGROHR	STANDPIPE	SP
---	506.7005.5	SCHLAUCHSPÜLUNG MANUELL	HOSE RINSING	HNO
---	000.0271.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.	HOSE SLOT	*
---	000.0536.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.I RD4	HOSE QUICK CONNECTOR RD4	*
---	000.0544.0	SEKRETBEHÄLTER 1,25LTR.	SUCTION BOTTLE 1.25 LTR., GRADUATED	SP
---	005.0026.0	SCHLAUCH-RILSAN RD. A. 4,0	Tubing RD A. 4,0 4,0X2,5	CA
---	005.0026.0	SCHLAUCH-RILSAN RD. A. 4,0	Tubing RD A. 4,0 4,0X2,5	CA
---	005.0026.0	SCHLAUCH-RILSAN RD. A. 4,0	Tubing RD A. 4,0 4,0X2,5	CA
---	000.0444.0	FEDER DRUCK 6,0 X 0,40 X 13,00	Pressure spring 6,0X0,4 X 13,00	SP
---	506.2228.1	Austauschbarer Spülansatz für Schlauchspülung	Exchangeable rinsing attachment for hose rinsing	SP
---	506.2228.2	GRIFFLEISTE F. SCHUBFACH GR. + KL		SP
---	506.2228.3	Ventilschieber		SP
---	510.0098.0	MONTAGEPLATTE F.SCHLAUCHSPÜL.	ASSEMBLY PLATE F. HOSE RINS.	SP
---	510.0098.0	MONTAGEPLATTE F.SCHLAUCHSPÜL.	ASSEMBLY PLATE F. HOSE RINS.	SP
---	506.7614.0	RECEPTHALTER BEARB.	RECEPTAL HOLDER PROC.	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

C 31 BASISSET (230 V~)

---	510.0098.0	MONTAGEPLATTE F.SCHLAUCHSPÜL.	ASSEMBLY PLATE F. HOSE RINS.	SP
---	506.7006.0	WASSERSYSTEM SPÜLBECK/SPÜLUNG	WATER SYSTEM	HNO
---	000.0249.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR HEATING	SP
---	000.0252.0	SCHLAUCH-STECKANSCHLUSS 'RD 8 1/4" GERAI	HOSE SLOT	SP
---	000.0253.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.T RD-8-8-8	HOSE SLOT	*
---	000.0271.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.	HOSE SLOT	*
---	000.0680.0	NIPPEL 90° M. 3/8" Ü-MUTTER	NIPPLE 90° M. 3/8" U-NUT	SP
---	008.0655.0	AQUASTOP	CONNECTION LINE WITH VALVE	*
---	008.0779.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE 230V	SP

---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	061.0061.0	SCHLAUCHSCHELLE SCHNECKENGEW.	Hose clamp screw thread	SP
---	502.0955.0	DRUCKMINDERER	PRESSURE REDUCER	*
---	508.0226.0	NIPPEL ANSCHLUSS RD 4	NIPPLE RD4	SP
---	508.0226.1	ANSCHLUSSNIPPEL	NIPPLE	SP
---	510.0096.0	ZUFL.-SCHLAUCHHALTER	INFLOW HOSE HOLDER	SP
--	506.7007.0	GERÄTERÜCKSEITE	COMPRESSED AIR MODULE	HNO
---	000.0015.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-10	HOSE CONNECTOR T RD-10	*
---	000.0048.0	NIPPEL	NIPPLE HOSE CONNECTOR R1/8"/RD6	*
---	000.0051.0	SCHWINGELEMENT RD.25X15	OSCILLATING-ELEMENT	SP
---	000.0051.0	SCHWINGELEMENT RD.25X15	OSCILLATING-ELEMENT	SP
---	000.0239.0	SCHLAUCHVERBINDER I RD 12-8/	HOSE CONNECTOR (REDUCER) FROM	CHI
---	000.0509.0	DRUCK-PUMPE AB BAUJ. JAN. 92	PRESURE PUMP 2,5 BAR	SP
---	000.0522.0	FEDER	PRESSURE SPRING 3,6 X 0,40 S 1,7 X 9,6	SP
---	000.0552.1	HOHLSCHRAUBE G 1/8" KURZ	HOLLOW SCREW G1/8" SHORT	SP
---	069.0025.0	MEMBRANE	MEMBRANE FOR MOD. 8010	SP
---	069.0036.0	PUMPENDECKEL	MEMBRANE DISC NEW FOR MOD. 8010	SP
---	069.0037.0	NIPPEL SCHLAUCHANSCHL.I RD-8	NIPPLE HOSE CONNECTION I RD-8	SP
---	069.0038.0	MEMBRANUNTERLAGE (TEFLON)	MEMBRANE PAD FOR 8010	*
---	069.0086.0	PUMPENDECKEL	COVERING FOR PUMP MOD. 8010	SP
---	000.0597.0	PUMPE MEMBRAN ZVR 55L	Pump complete	SP
---	000.0015.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-10	HOSE CONNECTOR T RD-10	*
---	000.0312.1	Kondensator 4uF 400V	condenser 4uF 400V	SP
---	000.0607.0	NIPPEL SCHLAUCHANSCHL.L RD-10	NIPPLE HOSE CONNECTOR WES 10	SP
---	069.0129.0	VENTIL PILZ-FORM 80110133	VALVE, MUSHROOM-SHAPED 8011	SP
---	069.0140.0	ZWISCHENSTÜCK RYTON	INTERMEDIATE PLATE	SP
---	069.0141.0	KOPF 8011 VENTILSEITE	HEAD 8011 GD-AISI 12 VALVE SITE FOR 000.0597	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 31 BASISSET (230 V~)			
---	069.0142.0	KOPF 8011	PUMP HEAD 8011 GD-AISI12 FOR 000.0597.0 PUM
---	069.0143.0	KAMMER 8011 OHNE 3.VENTIL	VALVE CHAMBER 8011 GD-AISI 12 WITHOUT VAL
---	069.0144.0	KAMMER 8011 MIT 3.VENTIL	VALVE CHAMBER 8011 GD-AISI12 WITH 3 VALVE:
---	069.0145.0	O-RING 70°SHORE	O-RING 70°SHORE
---	069.0146.0	VERBINDUNGSROHR 8011	CONNECTION TUBE 8011 BETWEEN THE PUMP I
---	069.0147.0	O-RING 3,68 X 1,78	O-RING 3,68 X 1,78
---	069.0148.0	FORMMEMBRANE 8011	MEMBRANE, SHAPED 8011 FOR 55L PUMP 000.0
---	069.0149.0	PLEUELSATZ 8011	CONNECTING ROD SET FOR 55L PUMP 000.0597
---	000.0616.0	PUMPE SCHLAUCH SR 10/100	Pump hose SR 10/100
---	000.0713.0	SAUGPUMPE MEMBRAN 40L/90% KPL	SUCTION- PUMP 40L/90% COMPLETE
---	069.0171.0	PUMPENKOPF KOMPLETT	PUMP HEAD COMPLETE
---	069.0172.0	MEMBRAN-SET	MEMBRANE SET FOR C401 AGGREGATE
---	000.0736.0	KUPPLUNG SCHNELL W 1/4"	QUICK CPL. W 1/4"
---	006.0026.0	Saugschlauch, Ø 10 mm, 1 m (Mindestabnahme 5 n	Suction hose, Ø 10 mm, 1 m (minimum purchase 5 n
---	008.0019.0	STOPFEN F.STE 16V HENSEL-DOSE	Plug F.STE 16V Hensel-Box
---	008.0445.0	KALTGERÄTESTECKER	PLUG SE LOW HEAT DEVICE 2P+PE
---	008.0463.0	TRAFO	TRANSFORMER-SHORT?? FIXED P 110/130
---	008.0464.1	TRAFO	TRANSFORMER PRIM 2 X 110 V + 20 V
---	008.0545.0	SICHERUNG	FINE WIRE FUSE 6,300 A DELAY 5,0X20
---	008.0558.0	SCHALTER SCHUTZ F.GERÄTE 1,00A	SWITCH FUSE F. DEV. 1.00A
---	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25
---	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE
---	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6

---	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934)	SP
---	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125)	SP
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
---	011.1066.0	TRAFO	TRANSFORMER MAIN SUPPLY Unit	*
---	060.0011.0	SCHILD ÄQUIPOTENTIAL-ANSCHLUSS	SIGN 'AQUIPOTENTIAL-CONNECTION'	SP
---	060.0405.0	FRONTFOLIE C21/31 SAUG/DRUCK	FRONT FOIL C21/31 SUCTION/PRESSURE	SP
---	060.0405.0	FRONTFOLIE C21/31 SAUG/DRUCK	FRONT FOIL C21/31 SUCTION/PRESSURE	SP
---	069.0027.0	SCHALLDÄMPFER	Sound absorber for MOD. 8050	SP
---	069.0126.0	SCHLAUCHKASSETTE F. SR10/500	HOSE BOX FOR HOSE PUMP (UP FROM MODEL	SP
---	069.0131.0	DOPPELSCHALLDÄMPFER	SOUND ABSORBER	SP
---	443.0738.0	BAKTERIENFILTER	BACTERIAL FILTER	CA
---	505.0284.0	ANSATZ	ATTACHMENT PIECE	SP
---	506.5120.0	SPRAYER DOPPEL KPL.	Sprayer with flexible nozzle for fluid and oily	HNO

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 31 BASISSET (230 V~)			
---	000.0219.0	DOPPELROHRDÜSE	SPARE NOZZLE TUBE FOR SPRAYER WITH FLEX SP
---	000.0237.0	Federbügel mit Rolle	SPRING CLIP WITH ROLLER FOR MEDICATION S SP
---	000.0577.0	MEDIKAMENTENGLAS	SPRAYER BOTTLE
---	055.0029.0	O-RING	O-RING 2.00 X 1.50 FOR MEDICATION SPRAYER *
---	506.5121.0	SPRAYERKOPF	SPRAYER TOP
---	506.5228.0	SCHLAUCH-RILSAN/ZUSCHNITT	HOSE PIECE FOR MEDICINE SPRAYER HNO
---	506.6070.0	FEDERBÜGEL	SPRING CLAMP
---	506.6071.0	PUMPENPLATTE	PUMP PLATE
---	506.6072.0	SICHERHEITSWINKEL 1	SAFETY BRACKET 1
---	506.6073.0	SICHERHEITSWINKEL 2	SAFETY BRACKET 2
---	506.6091.0	KABELBAUM PUMPENVERSORGUNG	CABLE HARNESS PUMP SUPPLY
---	000.0048.0	NIPPEL	NIPPLE HOSE CONNECTOR R1/8"/RD6 *
---	000.0070.0	SICHERHEITSGLAS F.FILTER	SAFETY BOTTLE FOR FILTERS
---	069.0145.0	O-RING 70°SHORE	O-RING 70°SHORE *
---	506.6125.0	VERSCHLUSSDECKEL	SEAL COVER
---	506.6126.0	GEWINDENIPPEL M9 X 1	THREADED NIPPLE M9 X 1
---	506.6127.0	TOPF	JAR
---	506.7008.0	Absaugereinrichtung 55 Liter	suction system 55 l HNO
---	000.0051.0	SCHWINGELEMENT RD.25X15	OSCILLATING-ELEMENT
---	000.0544.0	SEKRETBEHÄLTER 1,25LTR.	SUCTION BOTTLE 1.25 LTR., GRADUATED
---	000.0597.0	PUMPE MEMBRAN ZVR 55L	Pump complete
---	000.0015.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-10	HOSE CONNECTOR T RD-10 *
---	000.0312.1	Kondensator 4uF 400V	condenser 4uF 400V
---	000.0607.0	NIPPEL SCHLAUCHANSCHL.L RD-10	NIPPLE HOSE CONNECTOR WES 10
---	069.0129.0	VENTIL PILZ-FORM 80110133	VALVE, MUSHROOM-SHAPED 8011
---	069.0140.0	ZWISCHENSTÜCK RYTON	INTERMEDIATE PLATE
---	069.0141.0	KOPF 8011 VENTILSEITE	HEAD 8011 GD-AISI 12 VALVE SITE FOR 000.0597 SP
---	069.0142.0	KOPF 8011	PUMP HEAD 8011 GD-AISI12 FOR 000.0597.0 PUM SP
---	069.0143.0	KAMMER 8011 OHNE 3.VENTIL	VALVE CHAMBER 8011 GD-AISI 12 WITHOUT VAL SP
---	069.0144.0	KAMMER 8011 MIT 3.VENTIL	VALVE CHAMBER 8011 GD-AISI12 WITH 3 VALVE: SP
---	069.0145.0	O-RING 70°SHORE	O-RING 70°SHORE *
---	069.0146.0	VERBINDUNGSROHR 8011	CONNECTION TUBE 8011 BETWEEN THE PUMP SP
---	069.0147.0	O-RING 3,68 X 1,78	O-RING 3,68 X 1,78 *
---	069.0148.0	FORMMEMBRANE 8011	MEMBRANE, SHAPED 8011 FOR 55L PUMP 000.0 SP
---	069.0149.0	PLEUELSATZ 8011	CONNECTING ROD SET FOR 55L PUMP 000.0597 SP
---	000.0667.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD10-8-10	HOSE CONNECT. T RD10-8-10

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description
-----	---------------------	------------------

C 31 BASISSET (230 V~)

----	005.0172.0	SCHLAUCH RD. I. 4,0 X 3,0 SILIKON, TRANSLUZEI	Hose RD. I. 6,0 X 3,0	*
----	006.0026.0	Saugschlauch, Ø 10 mm, 1 m (Mindestabnahme 5 m)	Suction hose, Ø 10 mm, 1 m (minimum purchase 5 m)	CHI
----	320.0011.0	Saugdeckeleinsatz	INSERT OF COLLECTION JAR LID	SP
----	320.0016.0	DICHTRING II FÜR FILTER	SEALING RING FOR FILTER COVER	*
----	340.0054.0	Bakterienfilter für ATMOS® DDS-Sekretbehälter, 10	Bacterial filter for ATMOS® DDS secretion canister	CA
----	443.0251.0	DICHTUNG F. BAKTERIENFILTER	SEAL F. BACTERIA FILTER	SP
----	506.6070.0	FEDERBÜGEL	SPRING CLAMP	SP
----	506.6071.0	PUMPENPLATTE	PUMP PLATE	SP
----	506.6072.0	SICHERHEITSWINKEL 1	SAFETY BRACKET 1	SP
----	506.6073.0	SICHERHEITSWINKEL 2	SAFETY BRACKET 2	SP
----	506.6091.0	KABELBAUM PUMPENVERSORGUNG	CABLE HARNESS PUMP SUPPLY	SP
----	506.7048.0	FILTERGEHÄUSEOBERTEIL C21/C31	FILTER HOUSING TOP PART C21/C31	SP
-----	005.0157.0	RUND 40,0 POM/SCHW		SP
----	506.7049.0	FILTERGEHÄUSEUNTERTEIL C21/C31	FILTER HOUSING BOTTOM PART C21/C31	SP
-----	005.0136.0	RUND 35,0 POM/SW		SP
-----	005.0239.0	RUND 100,0 POM/ SCHW		SP
----	508.0206.0	FEDER ZUG DA 9.0 L 74.2 DRAHT	TENSION SPRING	*
----	506.7012.0	ANSCHLUSS WARMLICHTSTIRNLAMPE	CONNECTION FOR WARMLIGHT HEADLIGHT / N	HNO
----	008.0477.0	SCHALTER WIPP SCHWARZ	ROCKER SWITCH BLACK	SP
----	008.0715.0	STECKER BE KLINKEN 3P	Phone jack BE 3P	SP
----	011.0470.0	WIDDRAHT OHM 10.00 10,00%	WIRE RESISTOR OHM 10.00 10,00%	SP
----	060.0412.0	SCHILD STIRNLAMPE	SIGN HEAD LAMP	SP
----	506.7675.0	KABEL C21 WARMLICHT SCHALTER	CABLE C21 WARM LIGHT SWITCH	SP
----	506.7676.0	KABEL C21 WARMLICHT AUSGANG	CABLE C21 WARM LIGHT OUTPUT	SP
----	506.7610.0	AGGREGATPLATTE	AGGREGATE PLATE	SP
----	506.7626.0	AGGREGATESATZ C21/31	AGGREGATE SET C21/31	SP
----	506.7664.0	KABEL C21 KALTLICHT TRAFO	CABLE C21 COLD LIGHT TRANSFORMER	SP
----	506.7669.0	KABEL C21 NETZVERSORGUNG	CABLE C21 MAINS	SP
----	506.7671.0	KABEL C21 ERDUNGSLEITUNG PLAT	CABLE C21 GROUND WIRE PCB	SP
----	506.7672.0	KABEL C21 ERDUNGSLEITUNG RÜCK	CABLE C21 GROUND WIRE REAR	SP
----	506.7673.0	KABEL C21 VERSORGUNG PUMPEN	CABLE C21 SUPPLY PUMPS	SP
----	506.7682.0	KABEL C21 ERDUNG KL.GEHÄUSE	CABLE C21 GROUND COLD L. HOUSING	SP
----	506.7696.0	PUMPENPLATTE KNF	PUMP PLATE KNF	SP
----	506.7760.0	ABFLUSSANSCHLUSS KPL.	DRAINAGE CONNECTION CPL.	SP
----	506.7771.0	SPRAYERHALTER	SPRAYER HOLDER	SP
----	506.7772.0	HALTEBLECH F. SPRAYER	HOLDING PLATE F. SPRAYER	SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description
-----	---------------------	------------------

C 31 BASISSET (230 V~)

----	506.7773.0	SCHLAUCHBAUM DRUCK	HOSE HARNESS PRESS.	SP
----	506.7773.0	SCHLAUCHBAUM DRUCK	HOSE HARNESS PRESS.	SP
----	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6	*
----	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6	*
----	000.0101.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-4	HOSE CONNECTOR T RD-6-6-4	*
----	000.0101.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-4	HOSE CONNECTOR T RD-6-6-4	*
----	005.0091.0	SCHLAUCH RD.I. 6,0X3,0	Hose RD. I. 6,0 X 3,0	*
----	005.0091.0	SCHLAUCH RD.I. 6,0X3,0	Hose RD. I. 6,0 X 3,0	*
----	005.0091.0	SCHLAUCH RD.I. 6,0X3,0	Hose RD. I. 6,0 X 3,0	*

----	005.0091.0	SCHLAUCH RD.I. 6,0X3,0	Hose RD. I. 6,0 X 3,0	*
----	005.0091.0	SCHLAUCH RD.I. 6,0X3,0	Hose RD. I. 6,0 X 3,0	*
----	005.0091.0	SCHLAUCH RD.I. 6,0X3,0	Hose RD. I. 6,0 X 3,0	*
----	005.0091.0	SCHLAUCH RD.I. 6,0X3,0	Hose RD. I. 6,0 X 3,0	*
----	005.0091.0	SCHLAUCH RD.I. 6,0X3,0	Hose RD. I. 6,0 X 3,0	*
----	006.0001.0	FILZ 3,0 DICK 1800 BREIT	FELT 1800 X 3	SP
----	006.0001.0	FILZ 3,0 DICK 1800 BREIT	FELT 1800 X 3	SP
----	006.0022.0	SCHLAUCH Ø4,0xØ8,0	HOSE Ø4,0xØ8,0	*
----	006.0022.0	SCHLAUCH Ø4,0xØ8,0	HOSE Ø4,0xØ8,0	*
----	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
----	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
----	061.0066.0	SCHLAUCHKLEMME	HOSE CLIP SKIFFY 12.2 - 14.8 MM	*
----	061.0066.0	SCHLAUCHKLEMME	HOSE CLIP SKIFFY 12.2 - 14.8 MM	*
----	061.0066.0	SCHLAUCHKLEMME	HOSE CLIP SKIFFY 12.2 - 14.8 MM	*
----	061.0066.0	SCHLAUCHKLEMME	HOSE CLIP SKIFFY 12.2 - 14.8 MM	*
----	061.0067.0	SCHLAUCHKLEMME SKIFFY 135-04	Hose clip SKIFFY 10.5 - 12.7 mm	*
----	061.0067.0	SCHLAUCHKLEMME SKIFFY 135-04	Hose clip SKIFFY 10.5 - 12.7 mm	*
----	061.0067.0	SCHLAUCHKLEMME SKIFFY 135-04	Hose clip SKIFFY 10.5 - 12.7 mm	*
----	061.0067.0	SCHLAUCHKLEMME SKIFFY 135-04	Hose clip SKIFFY 10.5 - 12.7 mm	*
---	506.7843.0	KABEL C31 ERDUNGSLEITUNG BEHÄ.	CABLE C31 GROUND WIRE CONTAINER	SP
---	506.7846.0	KABEL C31 KALTLICHT TRAFO	CABLE C31 COLD LIGHT TRANSFORMER	SP
---	506.7854.0	KABEL C31 SSE TRAFO	CABLEC31 SSE TRAFO	SP
---	506.7896.0	LEITERPL. STEUERUNG C31 KPL	CIRCUIT BOARD CONTROL C31 CPL.	SP
---	506.7689.0	LEITERPL. KALTLICHTSTEUERUNG	CIRCUIT BOARD COLD LIGHT CONTROL	SP
---	506.7837.0	LEITERPL. STEUERUNG C 31	CIRCUIT BOARD CONTROL C 31	SP
---	506.7847.0	KABEL C31 KALTLICHT LÜFTER	CABLE C31 COLD LIGHT FAN	SP
---	506.7848.0	KABEL C31 KALTLICHT LAMPEN	CABLE C31 COLD LIGHT LAMPS	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 31 BASISSET (230 V~)			
----	506.7852.0	KABEL C31 VERLÄNGERUNG LÜFTER	CABLE C31 EXTENSION FAN SP
----	510.2083.0	KABELSTÜCKB5P--END-- 500	CABLE LENGTH B5P--END--500 SP
---	507.2213.0	LÜFTER FÜR STROBO.6	FAN COMPLETE WITH CONNECTION LINE *
---	508.0206.0	FEDER ZUG DA 9.0 L 74.2 DRAHT	TENSION SPRING *
---	506.7015.0	KUNSTOFFKÖCHER F.DESINFEKTION	STORAGE FOR USED RIGID ENDOSCOPES (SINC HNO
---	000.0759.0	DURCHFÜHRUNG-SCHNAPP ID 19,0	GROMMET SCHNAPP ID 19.0 *
---	443.0017.0	KANÜLEN-ABLAGE HÜLSE	PLASTIC QUIVER FOR USED RIGID ENDOSCOPE HNO
---	506.7648.0	KÖCHERHALTER	QUIVER BRACKET SP
---	506.7025.0	SPIEGELVORERWÄRMER	MIRROR PREHEATER, FOR APPROX. 70 MIRROR HNO
---	008.0136.0	ZUGENTLASTUNG	CLAMP CONUS GR. 1 HSV SP
---	008.0615.0	SOCKEL-KLEBE F. KABELBINDER	BASE ADHES. F. CABLE TIE *
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200 SP
---	506.7810.0	SPIEGELVORERWÄRMER VORMONTIERT	MIRROR PREHEATER, PRE-MOUNTED SP
---	000.0639.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13 *
---	006.0045.0	SCHLAUCH Ø2,5xØ5,0	hose 2,0 x 1,5 SP
---	008.0139.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	SOCKET B AMP 6,3 X 0,8 SP
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding" SP
---	008.0732.0	DURCHFÜHRUNGSBUCHSE ZUGENTL.	FEED-THROUGH BUSH TENS.RELIEF SP
---	008.0739.0	HEIZKÖRPER	HEATING PLATE TYPE KUP 15 SP
---	055.0037.0	SCHEIBE RD 15 X 30 - 0,3	PLATE RD 15 X 30 - 0,3 SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
---	506.7678.0	KABEL C21 VERSORGUNG-SPIEGELM.	CABLE C21 SUPPLY MIRROR M. SP
---	506.7679.0	ERDUNGSLEITUNG 6,3--RD3-- 160	GROUND WIRE 6,3--RD3-- 160 SP

----	506.7680.0	NTC-TEMPERATURFÜHLER L120	NTC-TEMPERATURE SENSOR L120	SP
----	506.7685.0	LEITERPL.LARYNGOSKOPERWÄRMER	CIRCUIT BOARD LARYNGOSC. HEAT.	SP
----	506.7803.0	HEIZKÖRPERABDECKUNG	HEATING ELEMENT COVER	SP
----	506.7805.0	ISOLIERFOLIE 1 OPTIKERWÄRMER	INSULATING FOIL 1 OPTIC HEATER	SP
-----	008.0752.0	ISOLIERMATERIAL 70,0 BREIT	ISOLATION MATERIAL 70	SP
----	506.7806.0	ISOLIERFOLIE 2 OPTIKERWÄRMER	INSULATING FOIL 2 OPTIC HEATER	SP
----	506.7811.0	GEHÄUSEOBERTEIL SPIEGELVOR.	HOUSING TOP PART MIRR. PREHEAT.	SP
----	508.0555.0	SPIEGELMAGAZIN	MIRROR DEPOSIT MOD. SERVANT 4	SP
----	508.0555.1	SPIEGELMAGAZIN ROH	SPIEGELMAGAZIN RAW PART	SP
---	506.7034.0	ZUNGEN.- WATTESPENDER	TONGUE PATCHES AND COTTON DISPENSER	HNO
---	505.0525.0	ZUNGENLÄPPCHEN, 6ER PACKUNG	ROLL TONGUE PATCHES	*
---	505.0526.0	WATTEROLLE	COTTON ROLL, 4 M X 6 CM ROLLED, 100 % COTT*	*
---	506.1549.0	ROLLENGEW.F.WATTESPENDER	ROLLENGEW. F. LÄPPCH+COTT. W. DISP.	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 31 BASISSET (230 V~)			
---	506.7785.1	BLENDE SPENDER GRAUWEISS	FRONT DISPENSER GREY WHITE SP
-----	506.7785.0	BLENDE SPENDER GRUNDIERT	FRONT DISPENSER PRIMED SP
---	506.7790.0	PAPIER U.WATTESPENDER EINBAUV.	TONGUE PATCHES AND COTTON SWAB DISPEN HNO
-----	000.0009.0	FEDER DRUCK	PRESSURE SPRING SP
-----	000.0730.0	SCHNAPPVERSCHLUSS	SNAP LOCK SP
-----	000.0731.0	GLEITSCHIENEN	SLIDE RAIL SP
-----	506.7781.0	SPENDER-GEHÄUSE	DISPENSER HOUSING SP
-----	506.7791.0	SPENDERHALTER EINBAUVERSION	DISPENSER HOLDER INSTALL. FITTING SP
-----	506.7792.0	ANPRESSBLECH UNTEN	CONTACT PLATE BOTTOM SP
-----	506.7793.0	ANDRUCKPLATTE OBEN	PRESSURE PLATE TOP SP
---	506.7036.0	OHRSPÜLTULPENHALTER KPL.	EAR RINSING BOWL INCLUDING HOLDER HNO
---	443.0017.0	KANÜLEN-ABLAGE HÜLSE	PLASTIC QUIVER FOR USED RIGID ENDOSCOPE HNO
---	505.0353.0	OHRSPÜLTULPE CERUMEX	EAR IRRIGATION BOWL *
---	506.7876.0	HALTER FÜR SPÜLTULPE	BRACKET FOR IRRIG. TULIP SP
---	506.7040.0	ANBAUSATZ MIKRO AN C31 (1 US)	kit for microscope on ATMOS® C 21/C 31 HNO
---	000.0458.1	DURCHFÜHRUNG-SCHNAPP ID 12,7	GROMMET SCHNAPP ID 12.7 SP
---	060.0629.0	SCHILD NICHT ANLEHNEN	Sticker do not lean against SP
---	060.0632.0	SCHILD WARNHINWEIS C21/31	SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
---	060.0628.0	SCHILD ALLGEMEINES WARNZEICHEN	Sticker general warning sign SP
---	506.7070.0	BEFESTIGUNGSSET C21/31	SP
-----	506.7071.0	BEFESTIGUNGSWINKEL C21/31	Fixing Bracket C21/31 SP
---	506.7815.0	AUSGLEICHSGEWICHT C31	BALANCE WEIGHT ATMOS C 21 / C 31, SP
---	506.7816.0	SOCKEL MIKROSKOP	Socket microscope SP
---	506.7817.0	KLEMMSCHALE MIKROSKOP	CLAMP SHELL MICROSCOPE SP
---	506.7818.0	STREBE OBEN EINZELSCHRANK	Bar top, Single cabinet SP
---	506.7819.0	MONTAGEPLATTE MIKROSKOP	MOUNT. PLATE MICROSCOPE SP
---	506.7040.1	ANBAUSATZ MIKRO AN C31 (2 US)	kit for microscope on ATMOS® C 21 / C 31 HNO
---	000.0458.1	DURCHFÜHRUNG-SCHNAPP ID 12,7	GROMMET SCHNAPP ID 12.7 SP
---	008.0026.1	KLEMME 1P 2,5QMM TYP 323	TERMINAL 1 P 2.5QMM TYPE 323 SP
---	060.0629.0	SCHILD NICHT ANLEHNEN	Sticker do not lean against SP
---	060.0632.0	SCHILD WARNHINWEIS C21/31	SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
---	060.0628.0	SCHILD ALLGEMEINES WARNZEICHEN	Sticker general warning sign SP
---	506.6094.0	KABELSTÜCK B2P--LÖT-- 600	CABLE LENGTH B2P--SOLDER-- 600 SP
---	008.0696.0	KABEL 2X 0,34 LIYY	CABLE 2X 0.34 LIYY SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 31 BASISSET (230 V~)			
----	011.0696.0	Crimp connecting-clip 1P mole	Crimp connecting-clip 1P mole SP
----	011.0843.0	Plug G Crimp-Snap 2P MOLE	Plug G Crimp-Snap 2P MOLE SP
---	506.7070.0	BEFESTIGUNGSSET C21/31	SP
-----	506.7071.0	BEFESTIGUNGSWINKEL C21/31	Fixing Bracket C21/31 SP
---	506.7815.0	AUSGLEICHSGEWICHT C31	BALANCE WEIGHT ATMOS C 21 / C 31, SP
---	506.7816.0	SOCKEL MIKROSKOP	Socket microscope SP
---	506.7817.0	KLEMMSCHALE MIKROSKOP	CLAMP SHELL MICROSCOPE SP
---	506.7819.0	MONTAGEPLATTE MIKROSKOP	MOUNT. PLATE MICROSCOPE SP
---	506.7820.0	STREBE OBEN DOPPELSCHRANK	BRACE TOP DOUBLE CABINET SP
---	507.0929.0	ADAPTER-MIKROSK. LICHTLEITERANS.	ADAPTER-MICROSC.CONNECTOR FOR LIGHT SC SP
---	506.7060.0	STIRNLAMPENHAKEN STARR C21/31	HEAD LAMP CLAMP SP
---	506.7651.1	STIRNLAMPENHAKEN C-21/31	HEAD LAMP CLAMP SP
---	506.7656.0	WINKEL STRIRNLAMPENH. KPL	ELBOW FOR HEAD LAMP CLAMP SP
---	506.7882.0	KABEL C31 ERDUNG STIRNL.-HAKEN	CABLE C31 GROUND. HEAD LAMP HOOK SP
---	506.7150.1	KONSOLE-OBERTEIL C21	CONSOLE-UPPER PART C21 SP
---	506.7151.1	KONSOLE-UNTERTEIL C21	CONSOLE BOTTOM PART C21 SP
---	506.7152.0	ABFALL BEUTELHALTER	WASTE BAG HOLDER SP
---	506.7200.A	GEBRAUCHSANWEISUNG C21	USER MANUAL ATMOS C 21 HNO
---	506.7602.0	RÜCKWAND GS	REAR WALL GS SP
---	506.7603.0	RÜCKWANDWINKEL OBEN	REAR WALL ANGLE TOP SP
---	506.7607.0	ABDECKPLATTE (KONSOLE)	COVER PLATE (CONSOLE) SP
---	506.7613.0	ANSCHLUSSPLATTE SERVICERAUM	CONNECT. PLATE SERVICE SPACE SP
---	506.7614.0	RECEPTALHALTER BEARB.	RECEPTAL HOLDER PROC. SP
---	506.7615.0	SCHLAUCHBAUM VACUUM	HOSE HARNES VACUUM SP
---	000.0101.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-4	HOSE CONNECTOR T RD-6-6-4 *
---	000.0102.0	SCHLAUCHVERBINDER TS8 8-8-8	HOSE CONNECTOR TS8 8-8-8 *
---	006.0001.0	FILZ 3,0 DICK 1800 BREIT	FELT 1800 X 3 SP
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural *
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200 SP
---	506.7621.0	STECKSAUGNIPPEL	SUCTION NIPPLE SP
---	506.7623.0	DRUCKREGELER C21/C31	PRESSURE CONTROL C21/C31 SP
---	055.0100.0	O-RING 12,5X2.00	O-RING 12.5X2.03 *

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 31 BASISSET (230 V~)			
---	340.0011.1	GRUNDKÖRPER F. VAKUUMREGLER	BASE PLATE FOR VACUUM REGULATOR SP
---	340.0011.2	STELLELEMENT F. STELLKNOPF	ADJUSTING ELEMENT FOR ADJUSTING KNOB SP
---	340.0011.3	STELLKNOPF F. VAKUUMREGLER	KNOB *
---	340.0011.5	DÄMPFUNGSSCHEIBE	DAMPING PLATE SP
---	506.7624.0	REGULIERSPITZE	CONTROL TIP SP
---	506.7625.0	VAKUUMREGLER C21/C31	VACUUM CONTROLLER C21/C31 SP
---	000.0744.0	KUGEL DR. 12,5	BALL, DIAM. 12.6 SP
---	055.0100.0	O-RING 12,5X2.00	O-RING 12.5X2.03 *
---	340.0011.1	GRUNDKÖRPER F. VAKUUMREGLER	BASE PLATE FOR VACUUM REGULATOR SP

---	340.0011.2	STELLELEMENT F. STELLKNOPF	ADJUSTING ELEMENT FOR ADJUSTING KNOB	SP
---	340.0011.3	STELLKNOPF F. VAKUUMREGLER	KNOB	*
---	340.0011.4	KUGELKÄFIG	BALL RETAINER	SP
---	340.0011.5	DÄMPFUNGSSCHEIBE	DAMPING PLATE	SP
---	506.7641.0	SCHLAUCHAUFHÄNGUNG	HOSE MOUNTING	SP
---	506.7641.0	SCHLAUCHAUFHÄNGUNG	HOSE MOUNTING	SP
---	506.7644.0	HALTEADAPTER LINKS	BRACKET ADAPTER LEFT	SP
---	506.7648.0	KÖCHERHALTER	QUIVER BRACKET	SP
---	506.7688.0	KALTLICHT BEBIENUNG C31	COLD LIGHT OPERATION C31	SP
---	506.7697.0	ABDECKUNG REGLERDURCHBRUCH	COVER CONTROLLER OPENING	SP
---	005.0062.0	PLATTE 2,0 DICK 1000X2000	PLATTE 2,0 DICK 1000X2000	SP
---	506.7698.0	ABDECKUNG MANOMETERDURCHBRUCH	COVER MANOMETER OPENING	SP
---	005.0161.0	PLATTE 3,0 DICK 1000X1000	PLATE 1000 X 1000 X 3	SP
---	506.7706.0	SPIEGELNACHERWÄRMER KPL.C31	MIRROR REHEATER CPL. C31	SP
---	008.0817.0	STECKER B LABOR 1P	PLUB B LABORATORY 1P	SP
---	506.7701.0	SCHUTZROHR	PRTECTIVE PIPE	SP
---	506.7702.0	HALTESTEG SPN	HOLDING STRIP SPN	SP
---	506.7703.0	HEIZROHR	HEATING PIPE	SP
---	506.7704.0	ISOLIERPERLE	INSULATING PEARL	SP
---	506.7705.0	ABDECKUNG KURZ SPN	MIRROR WARMER COVER	SP
---	506.7851.0	KABEL C31 SSE	CABLE C31 SSE	SP
---	508.0053.0	HEIZELEMENT	HEATING ELEMENT FOR MIRROR	SP
---	008.0083.1	ADER-ENDHÜLSE T0,75QMM	WIRE FERRULE T0, 75QMM	SP
---	008.0135.0	STECKER S LABOR 1P	Socket S Labor 1P	SP
---	008.0468.0	HEIZWENDEL GEWICKELT	HEATING COIL WOUND	SP
---	506.7721.0	INSTRUMENTENABDECKUNG ab 04.2014	PLASTIC COVER FOR C21 since 04.2014	SP
---	506.7721.1	INSTRUMENTENABDECKUNG bis 04.2014	PLASTIC COVER FOR C21 until 04.2014	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 31 BASISSET (230 V~)			
---	000.1032.0	SCHARNIER DUOMATIC	HINGE DUOMATIC SP
---	055.0042.0	O-RING	O-RING 23.00 X 2.00 FOR DOUBLE SOCKET NIPP *
---	506.7721.0	INSTRUMENTENABDECKUNG ab 04.2014	PLASTIC COVER FOR C21 since 04.2014 SP
---	506.7722.0	INSTRUMENTENABLAGE	BOARD FOR INSTRUMENTS SP
---	506.7724.0	AUSZUGSEITENTEIL LI.	PULL-OUT SIDE PART LEFT SP
---	506.7725.0	AUSZUGSEITENTEIL RE.	PULL-OUT SIDE PART RIGHT SP
---	506.7727.0	AUSZUGWINKEL	PULL-OUT ANGLE SP
---	506.7731.1	BLLENDE SCHREIBAUZUG GRAUWEISS	PANEL WRITING PULL-OUT GREY WHITE SP
---	506.7731.0	BLLENDE SCHREIBAUZUG GRUNDIERT	PANEL WRITING PULL-OUT PRIMED SP
---	506.7735.0	ANBAUSCHRANK C	ADD-ON CABINET Unit C SP
---	506.7741.0	SOCKEL ANBAUSCHRANK A/B/C	BASE ADD-ON CABINET A/B/C SP
---	506.7751.0	ABWURFSCHALE F. SCHUBFACH	Spare bowl for used instruments HNO
---	506.7752.0	ABWURFSCHALEN DECKEL	Cover for instrument bowl HNO
---	506.7753.0	DISTANZSTÜCK ABFALLABWURF	DISANCE PIECE WASTE BIN SP
---	506.7754.0	HALTEKLAMMER ABFALLABWURF	HOLDING CLAMP WASTE DISPOSAL SP
---	506.7755.0	RASTERWINKEL	SCREEN ANGLE SP
---	506.7756.0	TRITTSCHUTZ	FLOOR APRON SP
---	506.7757.0	FEDERWINKEL	SPRING BRACKET SP
---	506.7771.0	SPRAYERHALTER	SPRAYER HOLDER SP
---	506.7800.0	OPTIKERWÄRMER	OPTIC HEATER SP
---	006.0045.0	SCHLAUCH Ø2,5xØ5,0	hose 2,0 x 1,5 SP
---	008.0183.0	SCHLINGE-KABEL 185	Cable clip SP
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding" SP

---	008.0739.0	HEIZKÖRPER	HEATING PLATE TYPE KUP 15	SP
---	008.0835.0	ÜBERTEMP.SCHALT 05EN 50°C	OVER TEMP. SWITCH 05EN 50°C	SP
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
---	011.0091.0	ABSTANDB.6KT M3,0A/M3,0I/15,0	Spacer bolt hexagon M3,0A/M3,0I/15,0	SP
---	055.0037.0	SCHEIBE RD 15 X 30 - 0,3	PLATE RD 15 X 30 - 0,3	SP
---	060.0093.0	SCHILD SYMBOL BLITZPFEIL	LABEL "FLASH ARROW SYMBOL"	SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
---	506.7677.0	KABEL C21 VERSORGUNG-LARYNGOSK	CABLE C21 SUPPLY LARYNGOSC.	SP
---	506.7680.0	NTC-TEMPERATURFÜHLER L120	NTC-TEMPERATURE SENSOR L120	SP
---	506.7685.0	LEITERPL.LARYNGOSKOPERWÄRMER	CIRCUIT BOARD LARYNGOSC. HEAT.	SP
---	506.7801.0	OPTIKHEIZKÖRPER	OPTIC HEATING ELEMENT	SP
---	506.7802.0	HEIZBLOCKHÜLSE	HEATING BLOCK SLEEVE	SP
---	506.7803.0	HEIZKÖRPERABDECKUNG	HEATING ELEMENT COVER	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 31 BASISSET (230 V~)			
---	506.7805.0	ISOLIERFOLIE 1 OPTIKERWÄRMER	INSULATING FOIL 1 OPTIC HEATER SP
---	008.0752.0	ISOLIERMATERIAL 70,0 BREIT	ISOLATION MATERIAL 70 SP
---	506.7806.0	ISOLIERFOLIE 2 OPTIKERWÄRMER	INSULATING FOIL 2 OPTIC HEATER SP
---	541.1103.0	KABEL KN06 FLASCHENWÄRMER	Cabel KN06 C11 SP
---	506.7804.0	STECKHÜLSE	PLUG-IN SLEEVE SP
---	506.7830.0	KALTLICHTEINSCHUB 4 KPL.	COLD LIGHT PLUG-IN 4 CPL. SP
---	000.0749.0	RIEGELVERSCHLUSS	BOLT LOCK SP
---	011.1189.0	STECKER SE 4P CARGE CLAMP	PLUG SE 4P CARGE CLAMP SP
---	061.0065.0	KNOPFGRIF	BUTTON KNOB RD 21 -M5 SP
---	506.7831.0	LAMPENAUSZUG	LAMP PULLOUT SP
---	506.7832.0	SPIEGELANDRUCKBLECH	MIRROR CONTACT PLATE SP
---	506.7833.0	FRONTBLLENDE 4 X KALTLICHT	FRONT PLATE 4 X COLD LIGHT SP
---	506.7835.0	STECKERSCHUTZ	PLUG PROTECTION SP
---	507.0939.1	BUCHSE BF F. VARIO-LWL	SOCKET F.VARIOLIGHTCONDUCTORCONNECT. SP
---	507.0940.5	ADAPTER-STORZ KUNSTSTOFF	ADAPTER SLEEVE FOR STORZ CONNECTION HNO
---	507.2063.0	HOHLSPIEGEL	MIRROR R20 FOR LIGHT OUTLET 1+2 SP
---	507.2081.0	OPTIKHALTER L.II	OPTIC SUPPORT FOR ENDO STROBOSCOPE SP
---	507.2083.0	HALOGENLAMPE XENOPHOT 24V/150W	HALOGEN BULB 24 V/ 150 W *
---	507.2084.0	SOCKEL	SOCKET FOR HALOGEN LAMP 12 V/100 W *
---	506.7845.0	KABEL C31 KALTLICHT ANZEIGE	CABLE C31 COLD LIGHT DISPLAY SP
---	506.7850.0	KABEL C31 SCHLAUCHPUMPE	CABLE C31 HOSE PUMP SP
---	506.7853.0	KABEL C31 SSE TASTERPLATINE	CABLE C31 SSE BUTTON PCB SP
---	506.7858.0	LEITERPL. ATMOTHERM C31	CIRCUIT BOARD ATMOTHERM C31 SP
---	506.7867.0	DRUCKWASSERSPÜLHANDGRIFF C 31	WATER IRRIGATION HANDLE SP
---	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50 SP
---	000.0575.0	SCHNELLKUPPLUNG	QUICK SWITCH FOR HOSE FOR WATER IRRIGAT *
---	006.0022.0	SCHLAUCH Ø4,0xØ8,0	HOSE Ø4,0xØ8,0 *
---	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00 *
---	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00 *
---	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00 *
---	506.0103.1	KLEMMBUCHSE RD 11,80X1,40-22	COLLET RD 11.80X1.40-22 SP
---	506.7868.0	FUNKTIONSTRÄGER C 31	FUNCT. BRACKET C 31 SP
---	508.0253.0	BLINDSTOPFEN DRUCKL.HANDGRIFF schwarz	BLIND PLUGS COMPR. AIR HANDGRIP SP
---	508.0434.0	GRIFFSCHALE LINKS Produktende	GRIFFSCHALE-1 SPUELHANDGRIFF-II SP
---	508.0435.0	GRIFFSCHALE RECHTS	GRIFFSCHALE-2 SPUELHANDGRIFF-II SP
---	508.0437.0	VENTILSCHIEBER SPÜLHANDGR. II	VALVE SLIDER, IRRIGATION HANDLE II SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

C 31 BASISSET (230 V~)

---	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW	SP
---	508.0441.0	AUSLÖSEHEBEL SPÜLHANDGRIFF II	TRIGGER LEVER FLUSH HANDLE II	SP
--	506.7880.0	ANBAU CAM21/31	Camera/stroboscope holder for ATMOS® C 21 / C 3	HNO
---	000.0759.0	DURCHFÜHRUNG-SCHNAPP ID 19,0	GROMMET SCHNAPP ID 19.0	*
---	051.0359.0	SCHRAUBE SPAX 5 X 20	SCREW DRYWALL 5 X 20	SP
---	506.7899.0	Anbauset Kamera / Stroboskop	Mounting set camera / stroboscope	HNO
--	506.7891.0	STIRNLAMPENAUFHÄNGUNG VORMONT.	HEAD LAMP SUSPENSION PREMOUNT.	SP
---	000.0752.0	FEDER ZUG 5,0X0,50 X 25,0	SPRING BALANCER 5.0X0.50 X 25.0	SP
---	008.0829.0	MIKROSCHALTER METALHEBEL LANG	MICRO SWITCH METAL LEVER LONG	SP
---	008.0860.0	ISOLIERPLATTE F. MIKROSCHALTER	INSULAT. PLATE F. MICRO SWITCH	SP
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
---	506.7882.0	KABEL C31 ERDUNG STIRNL.-HAKEN	CABLE C31 GROUND. HEAD LAMP HOOK	SP
--	506.7894.0	KALTLICHTGEHÄUSE C31 VORMONTA	COLD LIGHT HOUSING C31 PREMOUNT.	SP
---	008.0024.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	WIRE PROTECTING SLEEVE	SP
---	011.1188.0	STECKER BE 4P CARGE CLAMP	PLUG BE 4P CARGE CLAMP	SP
---	506.7694.0	DISTANZBLECH	SPACER PLATE	SP
---	506.7836.0	KL-SCHUTZGEHÄUSE 4	COLD LIGHT PROTECTIVE HOUSING 4	SP
---	507.2213.0	LÜFTER FÜR STROBO.6	FAN COMPLETE WITH CONNECTION LINE	*
---	510.1692.0	NTC-TEMPERATURFÜHLER 180°C	NTC TEMPERATURE FEELER	SP
--	506.7896.0	LEITERPL. STEUERUNG C31 KPL	CIRCUIT BOARD CONTROL C31 CPL.	SP
---	506.7689.0	LEITERPL. KALTLICHTSTEUERUNG	CIRCUIT BOARD COLD LIGHT CONTROL	SP
---	506.7837.0	LEITERPL. STEUERUNG C 31	CIRCUIT BOARD CONTROL C 31	SP
---	506.7847.0	KABEL C31 KALTLICHT LÜFTER	CABLE C31 COLD LIGHT FAN	SP
---	506.7848.0	KABEL C31 KALTLICHT LAMPEN	CABLE C31 COLD LIGHT LAMPS	SP
---	506.7852.0	KABEL C31 VERLÄNGERUNG LÜFTER	CABLE C31 EXTENSION FAN	SP
---	510.2083.0	KABELSTÜCKB5P--END-- 500	CABLE LENGTH B5P--END--500	SP
--	508.0427.0	DÜSENANSATZ-II GERADE 80MM.	Jet connection for water irrigation handle 80 mm	HNO
--	508.0451.0	WARMWASSERSPÜLBEHÄLTER KPL. DR		SP
---	000.0504.0	FLASCHE MILCH FORM 3521	RINSING JAR 250 ML	SP
---	005.0176.0	SCHLAUCH RD.I. 4,0X1,0	Hose RD. I. 4,0 x 1,0	SP
---	055.0105.0	O-RING 3,00 X 1,50	O-RING 3.5X1.5	*
---	443.0251.0	DICHTUNG F. BAKTERIENFILTER	SEAL F. BACTERIA FILTER	SP
---	501.0331.0	SPRITZSCHUTZ AUS PLEXIGLAS	Splash protection to be slipped on jet connectio	HNO
---	502.0844.0	Schlauchspitzen	Hose tips	CA
---	508.0427.0	DÜSENANSATZ-II GERADE 80MM.	Jet connection for water irrigation handle 80 mm	HNO
---	508.0452.0	DECKEL KPL. WASSER-DRUCKL.		SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

C 31 BASISSET (230 V~)

--	508.0775.0	HÜLSE	METAL STORAGE QUIVER FOR RIGID ENDOSCO	HNO
---	055.0055.0	O-RING 12,00 X 2,00	O-RING 12,00 X 2,00	*
---	508.0776.0	HÜLSENROHR-II	SLEEVE PIPE-II	SP
---	508.0777.0	STOPFEN	PLUG F. SLEEVE PIPE II	SP
--	510.0077.0	RASTERWINKEL	SCREEN ANGLE	SP
--	510.0381.0	SCHLAUCH	WASTE WATER TUBE, 1,5 M LENGTH	SP
--	530.1157.0	DRUCKLUFTHANDGRIFF-II C21	COMPR. AIR HANDGRIP S61	SP
---	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50	SP
---	000.0448.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 3,6X0,40 X 6,00	SP

---	000.0681.0	FEDER DRUCK 5.0X0.40X12.00	SPRING PRESSURE 5.0X0.40X12.00	SP
---	000.0737.0	KUPPLUNG SCHNELL M 1/8" 90°	QUICK CPL. M 1/8" 90°	SP
---	006.0022.0	SCHLAUCH Ø4,0xØ8,0	HOSE Ø4,0xØ8,0	*
---	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00	*
---	055.0035.0	O-RING	O-RING 6.00 X 1.00	*
---	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
---	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00	*
---	506.0103.1	KLEMMBUCHSE RD 11,80X1,40-22	COLLET RD 11.80X1.40-22	SP
---	506.7774.0	ÜBERZIEHBUCHSE	COVER BUSH	SP
---	508.0251.0	FUNKT. TRÄGER DRUCKL.HANDGR.-II	FUNCT. CARRIER COMPR. AIR HANDGRIP II	SP
---	508.0252.0	KUPPLUNGSHEBEL DRUCKL.HANDGRIF	COUPL. LEVER COMPR. AIR HANDGRIP	SP
---	508.0253.0	BLINDSTOPFEN DRUCKL.HANDGRIFF schwarz	BLIND PLUGS COMPR. AIR HANDGRIP	SP
---	508.0255.0	GRIFFSCHALENSATZ DRUCKL.HANDGR	SHELL SET FOR COMPRESSED-AIR HANDLE	SP
---	508.0437.0	VENTILSCHIEBER SPÜHANDGR. II	VALVE SLIDER, IRRIGATION HANDLE II	SP
---	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW	SP
---	508.0441.0	AUSLÖSEHEBEL SPÜHANDGRIFF II	TRIGGER LEVER FLUSH HANDLE II	SP
---	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13	*
---	999.1026.0	LEITERPL. EIN-AUS	ON-OFF SW.	SP
---	diverse Blenden	diverse Blenden		
---	506.7744.0	Schubfachblende (klein)	cover drawer (small)	SP
---	506.7745.0	Schreibplatte	pull-out desk	SP
---	506.7746.0	Abwurfschalenblende	cover instrument disposal	SP
---	506.7747.0	Blende Abfallabwurf	cover waste disposal	SP
---	506.7748.0	Stauraumbende (gross)	cover drawer (large)	SP
---	Haltedeckel	HALTEDECKEL	HOLDER LID	
---	506.7015.0	KUNSTOFFKÖCHER F.DESINFEKTION	STORAGE FOR USED RIGID ENDOSCOPES (SINC HNO	
---	000.0759.0	DURCHFÜHRUNG-SCHNAPP ID 19,0	GROMMET SCHNAPP ID 19,0	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 31 BASISSET (230 V~)			
---	443.0017.0	KANÜLEN-ABLAGE HÜLSE	PLASTIC QUIVER FOR USED RIGID ENDOSCOPE HNO
---	506.7648.0	KÖCHERHALTER	QUIVER BRACKET SP
---	506.7641.0	SCHLAUCHAUFHÄNGUNG	HOSE MOUNTING SP
---	506.7642.0	EINLEGEADAPTER	ADAPTER SP
---	506.7643.0	HALTEADAPTER RECHTS	BRACKET ADAPTER RIGHT SP
---	506.7644.0	HALTEADAPTER LINKS	BRACKET ADAPTER LEFT SP
---	506.7645.0	HALTEDECKEL LINKS	BRACKET LID LEFT SP
---	506.7646.0	HALTEDECKEL MITTEL	BRACKET LID MIDDLE SP
---	506.7646.0	HALTEDECKEL MITTEL	BRACKET LID MIDDLE SP
---	506.7647.0	HALTEDECKEL RECHTS	BRACKET LID RIGHT SP
---	506.7660.0	GABELLICHTSCHRANKE KPL.	LIGHT BARRIER *
---	506.7865.0	DISTANZPLATTE	SPACER PLATE SP
CAM 21 / 31			
---	507.4000.0	CAM 21 / 31	CAM 21 / 31 HNO
---	000.0796.0	GERÄTEFUSS 12	DEV. FOOT 12 SP
---	008.0477.0	SCHALTER WIPP SCHWARZ	ROCKER SWITCH BLACK SP
---	008.0635.0	KABEL VIDEO S-VHS CONSUMER 1M	CONNECTING CABLE S-VHS HNO
---	008.0670.0	BNC-KABEL	CABLE BNC 50 OHM 1.5 METRE SP
---	008.0838.0	STECKER SE KALTGER 2P TYP KEC	PLUG SE EURO 2P TYPE KEC SP
---	008.0844.0	KABEL VERB. VIDEO FBAS CHINCH	VIDEO CABLE FBAS MONITOR CABLE, L = 1.0 M HNO
---	011.1198.0	NETZTEIL 12V 30VA	ADAPTER 12V 30VA SP
---	011.1207.0	STECKER BE 4P SERIE 719	PLUG BE 4P SERIES 719 SP
---	060.0438.0	FRONTFOLIE SEUERGERÄT	FRONT FOIL CONTROL Unit CAM 21 SP

--	060.0439.0	FRONTFOLIE STEUERGERÄT CAM 31	FRONT FOIL CONTROL Unit CAM 31	SP
--	507.0859.0	Netzanschlußkabel Schuko 3 m	Mains cable, Euro-standard, Length: 3 m	*
--	507.3006.i	GEBRAUCHSANWEISUNG	USER MANUAL	
--	507.4050.0	OPTIK-KLEMMVORRICHTUNG	OPTIC-CLAMPING DEVICE	SP
--	507.4066.0	FOKUSOPTIK	FOCUS OPTIC CAM21/31	SP
--	507.4085.0	KABEL CAM21/31 EMITTERANSCHL.	CABLE CAM21/31 EMITTER CONNECT.	SP
--	507.4087.0	KABEL CAM21/31 ERDUNG POAG	CABLE CAM21/31 GROUND. POAG	SP
--	507.4093.0	LEITERPL. ANSCHLUSS	CIRCUIT BOARD CONNECTION CAM21/31	SP
--	507.4094.0	LEITERPL. FUSSTASTER CAM 21/31	CIRCUIT BOARD FOOT SWITCH CAM 21/31	SP
----	008.0842.0	STECKER B L 4P MICRO-MATCH	PLUG B L 4P MICRO-MATCH	SP
----	011.0201.0	KONDENS KERAMIK PF 1000.000	CONDENS. CERAMIC PF 1,000,000	SP
----	011.1214.0	LEITERPL.FUSSTASTER CAM 21/31	CIRCUIT BOARD FOOT SWITCH CAM 21/31	SP
----	011.1215.0	STECKER BE KLINKE 3P ISOL.	PLUG BE JACK 3P INSUL.	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

CAM 21 / 31

----	011.1231.0	FERRIT-SMD	FERRITE SMD	SP
----	507.4077.0	MASSEPLATTE	GROUND. PLATE	SP

CAM 31 DV DATA

--	507.5140.0	CAM 31 DV DATA	CAM 31 DV DATA WITH IMAGE MEMORY	HNO
--	000.0191.0	ABDECKKAPPE RD-16,00 SCHWARZ	COVER CAP RD-16.00, BLACK	SP
--	000.0579.0	ABDECKKAPPE RD- 5,0 WEISS	CAP RD 5 WHITE	SP
--	000.0796.0	GERÄTEFUSS 12	DEV. FOOT 12	SP
--	008.0635.0	KABEL VIDEO S-VHS CONSUMER 1M	CONNECTING CABLE S-VHS	HNO
--	008.0859.0	STECKER S+B KLINKE 3,5 CINCH	Adapter plug for audio cable	HNO
--	011.1293.0	ADAPTER CINCH-BUCHSE/BNC-STECK	ADAPTER FOR FBAS - MONITOR CONNECTION C	HNO
--	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
--	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP
--	060.0439.0	FRONTFOLIE STEUERGERÄT CAM 31	FRONT FOIL CONTROL Unit CAM 31	SP
--	060.0580.0	LED AUFKLEBER RUND	ROUND LED STICKER	SP
--	507.0859.0	Netzanschlußkabel Schuko 3 m	Mains cable, Euro-standard, Length: 3 m	*
--	507.2212.0	KAMERAHALTER II KPL	CAMERA SUPPORT FOR MOUNTING TO ENDO-S	HNO
----	000.0626.0	SCHRAUBENDREHER-INNENSECHSKANT	HEXAGON SOCKET SCREWDRIVER	SP
----	000.0636.0	SCHRAUBENDREHER-INNENSECHSKANT	ALLEN KEY	SP
----	507.2211.0	ARRETIERKLOTZ	ADJUSTMENT BLOCK	SP
--	507.4034.0	FUSSTASTER FÜR CAM 21/31	FOOT SWITCH FOR IMAGE MEMORY	HNO
--	507.4260.0	KABEL CAM21/31 IEEE1394 6/4	FIREWIRE CABLE (6-4 PINS), L = 1 M	HNO
--	507.4261.0	KABEL CAM21/31 IEEE1394 6/6	FIREWIRE CABLE (6-6 PINS), L = 1 M	HNO
--	507.4750.0	KABEL STROBO21 LED INTERLINK	CABLE STROBO21 LED INTERLINK	SP
--	507.5016.0	KABEL CAM31 RS422-DATENLEITUNG	CONNECTION CABLE DATA TRANSFER FOR ATM	HNO
--	507.5021.0	KABEL CAM 31 AUDIO U. GLOTTOG.	CABLE CAM 31 AUDIO & GLOTTOG.	SP
----	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
----	008.0477.0	SCHALTER WIPP SCHWARZ	ROCKER SWITCH BLACK	SP
----	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25	SP
----	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE	SP
----	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6	SP
----	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934)	SP
----	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125)	SP
----	008.0750.0	SICHERUNG T 2,50 A H	Fuse slow-blow 2,5 A/H (FOR 127 V~ / 220-240 V~)	*
----	008.0765.1	STECKER SCHUBLADE 5x20	PLUG DRAWER 5x20	SP
----	008.0838.0	STECKER SE KALTGER 2P TYP KEC	PLUG SE EURO 2P TYPE KEC	SP
----	011.1198.0	NETZTEIL 12V 30VA	ADAPTER 12V 30VA	SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description
-----	---------------------	------------------

CAM 31 DV DATA

---	011.1207.0	STECKER BE 4P SERIE 719	PLUG BE 4P SERIES 719	SP
---	011.1213.0	STÖSSEL F. RACON-TASTER	TAPPET F. RACON BUTTON	SP
---	011.1292.0	SCHRAUBBOLZEN F.D-SUB UNC 4-40	THREADED BOLT F. D-SUB UNC 4-40	SP
---	060.0558.0	FOLIE STEUERGERÄT CAM 31DV	FOIL CONTROL Unit CAM 31DV	SP
---	507.4085.0	KABEL CAM21/31 EMITTERANSCHL.	CABLE CAM21/31 EMITTER CONNECT.	SP
---	507.4094.0	LEITERPL. FUSSTASTER CAM 21/31	CIRCUIT BOARD FOOT SWITCH CAM 21/31	SP
---	008.0842.0	STECKER B L 4P MICRO-MATCH	PLUG B L 4P MICRO-MATCH	SP
---	011.0201.0	KONDENS KERAMIK PF 1000.000	CONDENS. CERAMIC PF 1,000,000	SP
---	011.1214.0	LEITERPL.FUSSTASTER CAM 21/31	CIRCUIT BOARD FOOT SWITCH CAM 21/31	SP
---	011.1215.0	STECKER BE KLINKEN 3P ISOL.	PLUG BE JACK 3P INSUL.	SP
---	011.1231.0	FERRIT-SMD	FERRITE SMD	SP
---	507.4077.0	MASSEPLATTE	GROUND. PLATE	SP
---	507.4253.0	KABEL CAM21/31 DV FUSSSCAHALTE	CAMERA HEAD ATMOS CAM21 NTSC	SP
---	507.4352.0	LEITERPL.VIDEO-FUNKTIONSBOARD2	CIRCUIT BOARD VIDEO-FUNCT. BOARD2	SP
---	507.4353.0	LEITERPL.S-VHS/FBAS-AUSGÄNGE	CIRCUIT BOARD S-VHS/FBAS OUTPUTS	SP
---	507.4354.0	LEITERPL. DVI-/VGA-AUSGÄNGE	CIRCUIT BOARD DVI-/VGA OUTPUTS	SP
---	507.5010.0	KABEL CAM31 FLACHBAND DVB KURZ	CABLE CAM31 FLAT RIBBON DVB SHORT	SP
---	507.5011.0	KABEL CAM31 FLACHBAND DVB LANG	CABLE CAM31 FLAT RIBBON DVB LONG	SP
---	507.5012.0	KABEL CAM31 FLACHBAND VIDEO	CABLE CAM31 FLAT RIBBON VIDEO	SP
---	507.5013.0	KABEL CAM31 FLACHBAND TTL	CABLE CAM31 FLAT RIBBON TTL	SP
---	507.5014.0	Kabel Cam 31 Netzversorgung	Kabel Cam 31 Netzversorgung	SP
---	507.5015.0	KABEL CAM31 RS232-VERBINDUNG	CABLE CAM31 RS232-CONNECT.	SP
---	507.5017.0	KABEL CAM31 ERDUNG DECKEL	CABLE CAM31 GROUND. LID	SP
---	507.5043.0	LEITERPL. STEUERUNG CAM 21/31	CIRCUIT BOARD CONTROL CAM 21/31	SP
---	507.5044.0	KABEL CAM31 FLACHBAND BT.656	CABLE CAM 31 FLAT RIBBON BT.656	SP

CHAIR 21D WEISS/TAUBENBL

-	503.0740.0	CHAIR 21D WEISS/TAUBENBL	Chair 21 D, white/dove-blue	HNO
--	503.0742.0	SITZFLÄCHE CHAIR 21D WEISS	seat Chair 21 white	SP
--	503.0744.0	RÜCKENT. CHAIR 21D TAUBENBLAU	BACK PART CHAIR 21D PIDGEON BLUE	SP
--	503.0751.0	RÜCKENT. CHAIR 21D Basic	BACK PART CHAIR 21D Basic	SP
--	503.0760.0	DISTANZSTÜCK CHAIR 21D	SPACER CHAIR 21D	SP
--	503.0761.0	FUSSKREUZ CHAIR 21D	STAR BASE CHAIR 21D	SP
--	503.0762.0	STUHLsäULE CHAIR 21D	SEAT COLUMN CHAIR 21D	SP
--	503.0763.0	ROLLE CHAIR 21D	CASTOR CHAIR 21D	SP
--	503.0764.0	SITZTRÄGER CHAIR 21D	SEAT SUPPORT CHAIR 21D	SP
--	503.0765.0	HALTER F. RÜCKENT. CHAIR 21D	BRACKET F. BACK PART CHAIR 21D	SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description
-----	---------------------	------------------

CHAIR 21P CHAIR 31P

-	503.0700.0	CHAIR 21P CHAIR 31P	CHAIR 21 P, BASIC/DOVE-BLUE	HNO
--	000.0539.0	SCHRAUBENDREHER-INNENSECHSKANT	SCREWDRIVER HEXAGON SOCKET	SP
--	000.0676.0	ABDECKKAPPE 4KT 30X 10	COVER CAP SQUARED 30X 10	SP
--	000.0959.0	KLEBEPADS	ADHESIVE PADS	SP
--	503.0709.0	HALTER F. HEBELAUSLÖSUNG BEARB	BRACKET F. LEVER TRIGGER PROC.	SP
--	503.0710.0	SITZTRÄGER KPL. LACKIERT	SEAT SUPPORT CPL. PAINTED	SP
--	503.0711.0	HALTER RÜCKENL. KPL. LACKIERT	BRACKET BACKREST CPL. PAINTED	SP
--	503.0712.0	RÜCKENL. KPL. WEISS/TAUBENBLAU	BACKREST CPL. WHITE/PIDGEON BLUE	SP
--	503.0713.0	RÜCKENL. KPL. BASIC/TAUBENBLAU	BACKREST CPL. BASIC/PIDGEON BLUE	SP

--	503.0714.0	SITZFLÄCHE GEPOLSTERT. WEISS	SEAT AREA PADDED WHITE	SP
--	503.0715.0	SITZFLÄCHE GEPOLSTERT. BASIC	SEAT AREA PADDED BASIC	SP
--	503.0716.0	HUBZYLINDER F. CHAIR 21	HOIST. CYL. F. CHAIR 21	SP
--	503.0720.0	ARMLEHNE KPL CHAIR 21/31	ARMREST CPL. CHAIR 21/31	SP
--	503.0721.0	ACHSE RÜCKENLEHNE CHAIR 21/31	PIVOT BACK-REST CHAIR 21/31	SP
--	503.0722.0	BEFESTIGUNGSPLATTE CHAIR 21/31	MOUNTING PLATE CHAIR 21/31	SP
--	503.0723.0	KOPFSTÜTZE KPL. P21	HEADREST CPL. P21	SP
--	503.0724.0	ACHSE GASDRUCKFEDER H. CHAIR	PIVOT PNEUMATIC SPRING OF CHAIR	SP
--	503.0725.0	ACHSE GASDRUCKFEDER V. CHAIR	PIVOT PNEUMATIC SPRING OF CHAIR	SP
--	503.0726.0	GRUNDPLATTE FÜR CHAIR 21	BASE PLATE F. CHAIR 21	SP
--	503.0729.0	ROLLE FÜR FUSSSTÜTZE	CASTOR F. FOOTREST	SP
--	503.0731.0	FUSSSTÜTZE STARR CHAIR 21P	FOOT REST, RIGID FOR PATIENT CHAIR 21/31P	HNO
--	503.0732.0	HALTER F. FUSSSTÜTZE STARR	BRACKET F. FOOTREST RIGID	HNO
--	503.0734.0	GASDRUCKFEDER CHAIR 21/31 BEAR	PNEUMATIC SPRING CHAIR 21/31 PROC.	SP
--	503.0735.0	BUCHSE BUND 16X1,5;12,05;10;8	BUSH COLLAR 16X1,5;12,05;10;8	SP
--	503.0736.0	BUCHSE BUND 16X1;14,05;12;8	BUSH COLLAR 16X1;14,05;12;8	SP
--	503.0737.0	BUCHSE BUND 16X1;14,5;12;11,8	BUSH COLLAR 16X1;14,05;12;8	SP
--	503.0738.0	BUCHSE BUND 11X1;9,05;8;5	BUSH COLLAR 11X1;9,05;8;5	SP
--	503.0739.0	BUCHSE BUND 9,05;8;15	BUSH COLLAR 9,05;8;15	SP
--	503.0752.0	DISTANZBUCHSE	SPACER BUSH	SON
--	503.0806.0	HUBZYLINDER F. CHAIR 31	HOIST. CYL. F. CHAIR 31	SP
--	507.0859.0	Netzanschlußkabel Schuko 3 m	Mains cable, Euro-standard, Length: 3 m	*

Diagnostic Cube

--	512.0000.0	Diagnostic Cube	Diagnostic Cube	HNO
--	000.0609.0	SCHNELLKUPPLUNG	QUICK CPL. DOUBLE M 1/8"	SP
--	000.0613.0	SCHLAUCHVERBINDER L RD-4-4	HOSE CONNECTOR RD 4-5	SP
--	006.0050.0	SCHLAUCH ZWILLING IØ4 X AØ6	hose double IØ4 X AØ6	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
Diagnostic Cube			
--	008.0910.0	KABEL USB TYP A/B 5m	USB cable A/B, 5 m HNO
--	008.0920.0	2-poliges Netzanschlusskabel, L = 1,5 m	2 pinmains cable, L = 1.5 m SP
--	011.1334.0	NETZTEIL 12V 5A	Charger for ATMOS® devices SP
--	069.0318.0	ERSATZTEILSET OAE SONDE	Sparepart OAE SONDE SP
--	105.2012.3	Atemmaske GR. 3-4	SP
--	105.2012.4	MASKENADAPTER GR. 3-4 schwarz	MASK ADAPTER, SIZE 3-4 black SP
--	105.2012.5	ATEMMASKE KPL. GR. 3-4	Breathing mask, small *
--	105.2012.3	Atemmaske GR. 3-4	SP
--	105.2012.4	MASKENADAPTER GR. 3-4 schwarz	MASK ADAPTER, SIZE 3-4 black SP
--	105.2014.3	SILIKONMASKE GR.3-4	SILICON MASK SIZE 4-5 SP
--	105.2014.4	MASKENADAPTER GR. 4-5 NATUR	MASK ADAPTER, SIZE 4-5, NATURE SP
--	105.2014.5	ATEMMASKE KPL. GR. 4-5	Breathing mask, large *
--	105.2014.3	SILIKONMASKE GR.3-4	SILICON MASK SIZE 4-5 SP
--	105.2014.4	MASKENADAPTER GR. 4-5 NATUR	MASK ADAPTER, SIZE 4-5, NATURE SP
--	105.3011.2	SCHLAUCHSTUTZEN RINGBLENDENSP.	HOSE CONNECT. RINGBLENDENSP. SP
--	512.0200.0	Maskenadapter komplett	SP
--	512.1041.0	ROHR MASKENADAPTER	PIPE MASK ADAPTER SP
--	512.1042.0	MASKENADAPTER	MASK ADAPTER SP
--	512.1043.0	QUERSTANGE	CROSS BAR SP
--	512.0201.0	Messrohr Rhino 31	measuring tube rhino 31 SP
--	105.3011.2	SCHLAUCHSTUTZEN RINGBLENDENSP.	HOSE CONNECT. RINGBLENDENSP. SP
--	512.1051.0	SCHEIBE F. MESSROHR AGH	PLATE F. MEASURING PIPE AGH SP
--	512.1052.0	MESSROHR RHINO BAJONETT	MEASURING PIPE RHINO BAYONET SP

---	512.1053.0	HALTER FÜR MESSROHR	HOLDER F. MEASURING PIPE	SP
--	512.0202.0		tubing set for mask rhino 31	SP
---	000.0609.0	SCHNELLKUPPLUNG	QUICK CPL. DOUBLE M 1/8"	SP
---	000.0613.0	SCHLAUCHVERBINDER L RD-4-4	HOSE CONNECTOR RD 4-5	SP
---	006.0050.0	SCHLAUCH ZWILLING IØ4 X AØ6	hose double IØ4 X AØ6	SP
---	512.1064.0	SCHLAUCH RAU-SIK 8128	silicon tube RAU-SIK 8128 15cm	SP
--	512.0203.0	Schlauchset für Olive Rhino 31	tubing set for olive rhino 31	SP
---	000.0609.0	SCHNELLKUPPLUNG	QUICK CPL. DOUBLE M 1/8"	SP
---	000.0613.0	SCHLAUCHVERBINDER L RD-4-4	HOSE CONNECTOR RD 4-5	SP
---	006.0050.0	SCHLAUCH ZWILLING IØ4 X AØ6	hose double IØ4 X AØ6	SP
---	512.1057.0	SCHLAUCHANSATZ F. NASENOLIVEN	HOSE ATTACHMENT F. NOSE OLIVES	SP
---	512.1064.0	SCHLAUCH RAU-SIK 8128	silicon tube RAU-SIK 8128 15cm	SP
--	512.0600.0	FUSSSCHALTER	Foot switch for control of the modules Rhino 31	HNO

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
Diagnostic Cube			
--	512.1010.0	MESSONDE NASENMASKE	Measuring probe with nose mask for adults HNO
--	512.1020.0	Messsonde Messoliven Rhino	Measuring probe with measuring olives HNO
--	512.1030.0	FILTER FÜR OLIVENMESSUNG	filter for mask CA
--	512.1040.0	FILTER FÜR MASKENMESSUNG	filter for mask CA
--	512.1041.0	ROHR MASKENADAPTER	PIPE MASK ADAPTER SP
--	512.1042.0	MASKENADAPTER	MASK ADAPTER SP
--	512.1043.0	QUERSTANGE	CROSS BAR SP
--	512.1051.0	SCHEIBE F. MESSROHR AGH	PLATE F. MEASURING PIPE AGH SP
--	512.1052.0	MESSROHR RHINO BAJONETT	MEASURING PIPE RHINO BAYONET SP
--	512.1053.0	HALTER FÜR MESSROHR	HOLDER F. MEASURING PIPE SP
--	512.1054.0	MESSOLIVE GRÖSSE 3	Measuring olive, size 3 HNO
--	512.1055.0	MESSOLIVE GRÖSSE 2	Measuring olive, size 2 HNO
--	512.1056.0	MESSOLIVE GRÖSSE 1	Measuring olive, size 1 HNO
--	512.1057.0	SCHLAUCHANSATZ F. NASENOLIVEN	HOSE ATTACHMENT F. NOSE OLIVES SP
--	512.1058.0	DRUCKOLIVE GRÖSSE 3	Pressure olive, size 3 HNO
--	512.1059.0	DRUCKOLIVE GRÖSSE 2	Pressure olive, size 2 HNO
--	512.1060.0	DRUCKOLIVE GRÖSSE 1	Pressure olive, size 1 HNO
--	512.1061.0	NASENADAPTER CUBE GR.1	Nose adapter, size 1, small, Ø 12 mm HNO
--	512.1062.0	NASENADAPTER CUBE GR.2	Nose adapter, size 1, small, Ø 12 mm HNO
--	512.1063.0	NASENADAPTER CUBE GR.3	Nose adapter, size 1, small, Ø 12 mm HNO
--	512.1064.0	SCHLAUCH RAU-SIK 8128	silicon tube RAU-SIK 8128 15cm SP
--	512.1070.0	Kalibrierwiderstand BAJO kpl.	SP
--	512.1110.0	OHRSTÖPSEL SET	Set of earplugs HNO
--	512.1120.0	CONTRALATERAL KOPFHÖRER	Contra lateral headset HNO
--	512.1130.0	Handgriff Tympanometrie	Tympanmetry probe SP
--	512.1150.0	SONDENSPITZE	PROBE TIP SP
--	512.1151.0	VERGUSSTEIL	CAPPING PART SP
--	512.1152.0	Überwurfmutter	union nut SP
--	512.1153.0	SONDENKOPFHALTER	probe Holder SP
--	512.1154.0	GRIFFSCHALE RECHTS	grip right SP
--	512.1155.0	GRIFFSCHALE LINKS	grip left SP
--	512.1156.0	AUSLÖSEKNOPF	RELEASE BUTTON SP
--	512.1157.0	KLEMMHÜLSE	CLAMP SLEEVE SP
--	512.1201.0	ADAPTERHÜLSE SONO GRIFF	ADAPTER SLEEVE SONO GRIP SP
--	512.1210.0	SCHALLKOPF FÜR SONO 31	probe for sono 31 SP
--	512.1211.0	SCHALLKOPFKABEL FÜR SONO 31	cable for probe sono 31 SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
Diagnostic Cube			
---	IHandle	IHandle	IHandle
---	051.0367.0	GEWINDESTANGE M5X140	THREADED ROD M5X140 SP
---	506.7641.0	SCHLAUCHAUFHÄNGUNG	HOSE MOUNTING SP
---	506.7646.0	HALTEDECKEL MITTEL	BRACKET LID MIDDLE SP
---	506.7660.0	GABELLICHTSCHRANKE KPL.	LIGHT BARRIER *
---	512.0107.0	DISTANZPLATTE M. KALIBRIERBOHR	SPACER PLATE W. CALIBRATION DRILL SP

DICHTUNGEN

---	069.0217.0	DICHTUNGEN	GASKETS *
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2 *
---	055.0003.1	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 15 X 1 *
---	055.0015.0	DICHTUNG RD 4 X 8 X 1	Gasket RD 4 X 8 X 1 *
---	055.0016.0	DICHTUNG RD 5 X 9 X 1	Gasket RD 5 X 9 X 1 *
---	055.0018.0	DICHTUNG RD 13 X 18 X 1	Gasket RD 13 X 18 X 1 *
---	055.0019.0	DICHTUNG RD 17 X 22 X 2	Gasket RD 17 X 22 X 2 *
---	055.0022.0	O-RING 2,90 x 1,78	O-ring 2.90 X 1.78 *
---	055.0026.0	DICHTUNG RD 6 X 11,5X 1	Gasket RD 6 X 11.5 X 1 *
---	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00 *
---	055.0038.0	DICHTUNG RD 19 X 24 X 2	Gasket RD 19 X 24 X 2 *
---	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00 *
---	055.0054.0	O-RING 10,00 x 2,00	O-ring 10.00 X 2.00 *
---	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00 *
---	055.0097.0	DICHTUNG RD 14X18X1	SEAL RD 14 X 18 X 1 *
---	501.0320.0	DICHTUNG RD 15 X 1,5 DREI-LOCH	THREE-HOLE GASKET *
---	501.0346.2	DICHTUNG F.DRUCKWASSERFILTER	Sealing for filter cup 501.0346.1 *
---	530.1186.0	DICHTUNG DREI-LOCH S61	THREE-HOLE GASKET S61 SP

ENDOSTROBOL

---	000.0332.0	PUMPE	PUMP D DIAPHRAGM 1L/0,25B DG-AGG. SP
---	008.0629.0	Netzanschlußkabel abgewinkelt Schuko 5m	POWER CABLE Schuko 5m *
---	008.0666.0	NETZEINGANGSBUCHSE	PLUG SE EURO. MAINS+SI+FI SP
---	008.0666.2	BOWDENZUG	BOWDEN CABLE FOR KD SP
---	008.0695.3	SICHERUNGSHALTER	PLUG DRAWER EXTRA SAFE SP
---	008.0750.0	SICHERUNG T 2,50 A H	Fuse slow-blow 2,5 A/H (FOR 127 V~ / 220-240 V~) *
---	008.0751.0	SICHERUNG T 3,15 A H BEI 100-127V	FUSE SLOW-BLOW 3,15 A/H (FOR 110-115 V~) *
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200 SP
---	011.1182.0	HAUPTVERSORGUNGSTRAFO	TRANSFORMER ENDOSTROBOSCOPE L SP
---	061.0074.0	DREHKNOPF-PIN GRAU	PIN FOR KNOB, GREY *

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
ENDOSTROBOL			
---	061.0075.0	DREHKNOPF GRAU 24MM	KNOB GREY 24MM *
---	507.0935.3	ZÜNDHILFEANSCHLUSS	STARTING AID SP
---	507.0935.4	BLATTFEDER	SPRING PLATE SP
---	507.0939.1	BUCHSE BF F. VARIO-LWL	SOCKET F.VARIOLIGHTCONDUCTORCONNECT. SP
---	507.2081.0	OPTIKHALTER L.II	OPTIC SUPPORT FOR ENDO STROBOSCOPE SP
---	507.2105.0	ANSCHLUSSPLATINE	CONNECTING BOARD STROBO 6 SP
---	507.2200.0	FUSSREGLER	FOOT SWITCH SP
---	507.2210.0	MIKROFON MKL I STROBO 6	MICROPHONE WITH BOW FOR ENDO-STROBOS SP

--	507.2213.0	LÜFTER FÜR STROBO.6	FAN COMPLETE WITH CONNECTION LINE	*
--	507.2322.0	STEUERPLATINE	CIRCUIT BOARD CONTROL STROBO L	SP
--	507.2323.0	ANZEIGEPLATINE	DISPLY BOARD	SP
--	507.2324.0	HOCHSPANNUNGSPLATINE	CIRCUIT BOARD STROBO-L	SP
--	507.2325.0	BLITZLICHTRÖHRE III	HIGH VOLTAGE FLASH BULB FOR ENDOSTROBOC	SP

ENDOSTROBOSKOP6

--	507.2000.0	ENDOSTROBOSKOP6	ENDOSTROBOSKOP6	HNO
--	000.0332.0	PUMPE	PUMP D DIAPHRAGM 1L/0,25B DG-AGG.	SP
--	008.0557.0	SICHERUNG	DELAY FUSE 4,0 A/H (FÜR 100 V~)	SP
--	008.0629.0	Netzanschlußkabel abgewinkelt Schuko 5m	POWER CABLE Schuko 5m	*
--	008.0666.0	NETZEINGANGSBUCHSE	PLUG SE EURO. MAINS+SI+FI	SP
--	008.0666.2	BOWDENZUG	BOWDEN CABLE FOR KD	SP
--	008.0750.0	SICHERUNG T 2,50 A H	Fuse slow-blow 2,5 A/H (FOR 127 V~ / 220-240 V~)	*
--	008.0751.0	SICHERUNG T 3,15 A H BEI 100-127V	FUSE SLOW-BLOW 3,15 A/H (FOR 110-115 V~)	*
--	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
--	011.1066.0	TRAFO	TRANSFORMER MAIN SUPPLY Unit	*
--	061.0074.0	DREHKNOFF-PIN GRAU	PIN FOR KNOB, GREY	*
--	061.0075.0	DREHKNOFF GRAU 24MM	KNOB GREY 24MM	*
--	507.0935.3	ZÜNDHILFEANSCHLUSS	STARTING AID	SP
--	507.0935.4	BLATTFEDER	SPRING PLATE	SP
--	507.0938.0	HÜLSE	CAP F.VARIOLIGHTCONDUCTORCONNECTOR	SP
--	507.0939.1	BUCHSE BF F. VARIO-LWL	SOCKET F.VARIOLIGHTCONDUCTORCONNECT.	SP
--	507.0940.5	ADAPTER-STORZ KUNSTSTOFF	ADAPTER SLEEVE FOR STORZ CONNECTION	HNO
--	507.2063.0	HOHLSPIEGEL	MIRROR R20 FOR LIGHT OUTLET 1+2	SP
--	507.2081.0	OPTIKHALTER L.II	OPTIC SUPPORT FOR ENDO STROBOSCOPE	SP
--	507.2083.0	HALOGENLAMPE XENOPHOT 24V/150W	HALOGEN BULB 24 V/ 150 W	*
--	507.2084.0	SOCKEL	SOCKET FOR HALOGEN LAMP 12 V/100 W	*
--	507.2105.0	ANSCHLUSSPLATINE	CONNECTING BOARD STROBO 6	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
ENDOSTROBOSKOP6			
--	507.2200.0	FUSSREGLER	FOOT SWITCH SP
--	507.2210.0	MIKROFON MKL I STROBO 6	MICROPHONE WITH BOW FOR ENDO-STROBOS SP
--	507.2213.0	LÜFTER FÜR STROBO.6	FAN COMPLETE WITH CONNECTION LINE *

HL21 LED-OP-SET

--	507.4506.0	HL21 LED-OP-SET	HL 21 LED, headlight OT set	HNO
--	011.1199.0	Universal Akku-Schnelllade-Netzteil (100 - 240 V~)	Universal battery quick charging power pack (100 -	HNO
--	507.4500.0	Stirnleuchte ATMOS® HL 21 LED	Headlight ATMOS® HL 21 LED	HNO
---	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP
---	507.4530.0	KOPFTRAGEGESTELL BEARB.	HEAD CARRYING FRAME PROC.	SP
---	507.4533.0	NACKENPOLSTER	NAPE PAD	SP
---	507.4534.0	ZELKAUTSCHUKBAND CR APENFIX	CELL RUBBER BAND CR APENFIX	*
---	507.4535.0	SCHWEISSBAND	FRONT PAD	SP
---	507.4536.0	KABELCLIP F. STIRNBAND	CABLE CLIP F. HEAD BAND	SP
---	507.4560.0	HL 21 LAMPENTEIL BG	HL21 Light BG	SP
---	000.0813.0	SCHEIBE 7 X 3,1 X 0,5	DISC 7 X 3.1 X 0.5	SP
---	008.0409.0	LITZE ISOLIERT ROT		SP
---	008.0410.0	LITZE ISOLIERT SCHWARZ		SP
---	011.1200.0	STECKER SE 4P BINDER 709	PLUG SE 4P BINDER 709	SP
---	055.0101.0	O-RING 22,00 X 1,00	O-RING 22.0x1.0	*
---	055.0102.0	O-RING 21,00 X 1,00	O-RING 21.0x1.0	*
---	055.0104.0	O-RING 3,00 X 2,00	O- RING 3X2	*
---	060.0619.0	AUFKLEBER WARNZEICHEN	label "warning"	SP

----	507.4524.0	GELENKPLATTE	JOINT PLATE	SP
----	507.4526.0	STIFT	PIN	SP
----	507.4527.0	GELENKHALTER	JOINT HOLDER	SP
----	507.4561.0	HL 21 LED GRUNDKÖRPER	housing	SP
----	507.4562.0	HL 21 LED VORSATZHALTER	holder	SP
----	507.4563.0	HL 21 LED FOKUSRING	Focus tire	SP
----	507.4564.0	HL 21 LED ANDRÜCKSCHRAUBE	Power screw	SP
----	507.4565.0	HL 21 FOKUSOPTIK BG	HL 21 FOKUSOPTIK BG	SP
----	507.4566.0	HL 21 LED FOKUSOPTIKHALTER	Focus optical holder	SP
----	507.4567.0	LINSE FOKUS HL 21 LED	lens focus HL 21	SP
----	507.4569.0	Diode Leucht Cree XPGWHT	Diode Leucht Cree XPGWHT	SP
----	507.4570.0	HL 21 OPTIK BG	HL 21 Optik BG	SP
----	507.4568.0	LINSE HL 21 LED	lens HI 21	SP
----	507.4571.0	HL 21 OPTIKHALTER	HL 21 Optikhalter	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description		
HL21 LED-OP-SET				
-----	005.0265.0	RUND 31,8 PPSU SCHWARZ	SP	
-----	507.4572.0	HL 21 LED SPIEGEL	Mirror HL 21	SP
-----	507.4573.0	HL 21 LINSENHALTER	HL 21 Linsenhalter	SP
-----	005.0265.0	RUND 31,8 PPSU SCHWARZ	SP	
-----	507.4574.0	HL 21 EINPRESSBLENDE	HL 21 Einpressblende	SP
--	507.4510.0	Li-Ionen-Akku	Lithium-ionic rechargeable battery	HNO
--	507.4536.0	KABELCLIP F. STIRNBAND	CABLE CLIP F. HEAD BAND	SP
--	507.4541.0	KABEL STIRNLAMPE 1500 MM LANG	Connecting cable from battery to LED, 150 cm	HNO
--	507.4542.0	Verbindungskabel Akku - LED, 40 cm	Connecting cable from battery to LED, 40 cm	SP
--	507.4543.0	KABELFIXIERUNG KLAMMER	Clip for fixing the cable to clothing	HNO
--	507.4547.0	Akkuhalter	Battery Pack Holder	SP

Hygienefilter

--	Hygienefilter	Hygienefilter	Hygienefilter	
--	502.0984.0	Düsenansatz 40 mm	jet conaction	HNO

HYGROTHERM 4 PLUS MODUL

--	008.0729.0	STECKER S AMP 6,3X0,8 1P	PLUG S AMP 6.3X0.8 1P	SP
--	011.1084.0	NETZTRAFO	TRANSFORMER MAINS 115/230V SEK 8V 8VA	*
--	060.0360.0	FRONTFOLIE	FRONT FOIL HYDROTHERM	SP
--	502.0410.0	KABEL	FLAT RIBBON CABLE 14P HYGRO 4+	SP
--	502.0936.0	STEUERMODUL	CONTROL MODULE HYGRO 4+	SP
----	000.0637.0	DISTANZBUCHSE 6,4 X 3,0X21,00	DISTANCE BUSH 6.4 X 3.0X21.00	SP
--	502.0940.0	HEIZUNGSMODUL	HEATING MODULE COMPLETE FOR VARIOOTHER	SP
----	000.0249.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR HEATING	SP
----	000.0269.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD4	HOSE SLOT	SP
----	000.0510.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL. '4MM	HOSE CONNECTOR RD 4	*
----	000.0624.0	VERSCHLUSSSTOPFEN	CLOSING PLUG	SP
----	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
----	008.0709.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE BR374 FL 22 KPL.	*
----	008.0759.0	HEIZPATRONE	HEATING CARTRIDGE HPL 10.0/60	SP
----	008.0763.0	ÜBERTEMP.SCHALTER	OVER TEMP. SWITCH TB24N 85°C NC	SP
----	008.0764.0	MAGNETVENTIL	SINGLE SOLENOID VALVE	*
----	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
----	011.1079.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
----	011.1080.0	WÄRMELEITFOLIE-KLEBEND	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
----	011.1085.0	ABSTANDB.6KT M4,0A/M4,0I/24,0	SPACER BOLT HEX M4.0A/M4.0I/24.0	SP
----	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
HYGROTHERM 4 PLUS MODUL			
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2 *
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2 *
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2 *
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2 *
---	055.0016.0	DICHTUNG RD 5 X 9 X 1	Gasket RD 5 X 9 X 1 *
---	055.0096.0	DICHTUNG RD 14X18X2	GASKET RD 14 X 18 X 2 *
---	055.0097.0	DICHTUNG RD 14X18X1	SEAL RD 14 X 18 X 1 *
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
---	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25 SP
---	502.0773.0	DRUCKSCHALTER	MEMBRANE PRESS SWITCH *
---	502.0929.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH B2P--GB3-- 200 SP
---	502.0941.0	LEITERPLATTE	CIRC. BOARD MOUNT. HEATING BLOCK VARIO SP
---	011.0065.0	GLEICHRICHTER B80 C 1500	RECTIFIER B.B80C 1500 SP
---	011.0066.0	DIODE 1N4148	DIODE RECTIFIER SP
---	011.0074.0	SPANNUNGSREGLER IC 7805S	IC TA 7805 S SP
---	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY *
---	011.0167.0	WIDMEFI OHM 332.00 1,00%	WIDMEFI OHM 332.00 1.00% SP
---	011.0209.0	KONDENS KERAMIK UF0.100	CAPACITOR SP
---	011.0257.0	KONDENSATOR	CONDENS. TANTAL UF 1,000 SP
---	011.0543.0	KONDENS ELKO UF 2200.000	CONDENSER ELKO UF 2200.000 SP
---	011.0625.0	STECKER S L 2P MOD.6410 MOLEX	PLUG S L 2P RM2.54 180G SP
---	011.0660.0	KÜHLKÖRPER FINGER TYP V5640-A	COOLING ELEMENT FINGER TYPE V5640-A SP
---	011.0664.0	STECKER S L 14P 2-REIHIG	PLUG S L 14P 2-ROW SP
---	011.0686.0	RELAIS 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	RELAY 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV *
---	011.0849.0	LEUCHTDIODE	LUMINOUS DIODE GREEN SP
---	011.0976.0	KONDENS X2 UF0.100	CONDENS. X2 UF 0.100 SP
---	011.0986.0	STECKER S L 2P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 2P MATE-N-LOK AMP SP
---	011.0993.0	KONDENS X2 UF1.000	CONDENS. X2 UF 1.000 SP
---	011.1053.0	STECKER S L 3P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 3P MATE-N-LOK AMP SP
---	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE SP
---	008.0212.0	LITZE 1X 1,50 BRAUNNYAF	BUNCHED BROWN SP
---	008.0213.0	LITZE 1X 1,50 BLAU NYAF	BUNCHED BLUE SP
---	008.0506.0	ISOLIERSCHLAUCH RD 6,00X0,60	ISOLATIONTUBERD 6,00X0,60 SP
---	008.0624.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	PLUG B AMP 6,3 X 0,8 1P SP
---	008.0681.0	KABEL 2X 1,50 WEISS	CABLE 2X 1,50 WITHE SP
---	502.0943.0	HEIZKÖRPER MIT EINLASSVENTIL	HEATING ELEMENT SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
HYGROTHERM 4 PLUS MODUL			
---	502.0946.0	DROSSELDÜSE	THROTTLE NOZZLE CPL. 0.45 SP
---	502.0946.1	DROSSELDÜSE	THROTTLE JET CPL. 0.65 SP
---	055.0022.0	O-RING 2,90 x 1,78	O-ring 2.90 X 1.78 *
---	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00 *
---	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50 *
---	502.0944.1	DROSSELDÜSE 0.65 MM	THROTTLE NOZZLE 0.65 MM SP
---	502.0947.0	DROSSELDÜSE	BANJO SCREW CPL/0.8 SP
---	530.1169.0	DOPPEL NTC M. VERSCHRAUBUNG	NTC RESISTOR SP

__	502.0946.0	DROSSELDÜSE	THROTTLE NOZZLE CPL. 0.45	SP
HYGROTHERM 4 PLUS				
_	502.0901.0	HYGROTHERM 4 PLUS	HYGROTHERM PLUS	HNO
__	000.0249.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR HEATING	SP
__	000.0252.0	SCHLAUCH-STECKANSCHLUSS 'RD 8 1/4" GERAI	HOSE SLOT	SP
__	000.0269.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD4	HOSE SLOT	SP
__	000.0639.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13	*
__	000.0792.0	BLINDSTOPFEN R 3/4"	BL. PLUG R 3/4"	SP
__	000.0793.0	BLINDSTOPFEN R 3/8"	BL. PLUG R 3/8"	SP
__	000.0976.0	EINSCHRAUBANSCHLUSS GERADE RD8	SCREW-FIT CONNECT. STRAIGHT RD8	*
__	005.0025.0	SCHLAUCH-RILSAN RD.A.8,0	TUBING RD. A. 8,0 / RD. I. 6,0	*
__	005.0026.0	SCHLAUCH-RILSAN RD. A. 4,0	Tubing RD A. 4,0 4,0X2,5	CA
__	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
__	008.0388.0	SCHALTER	ROCKER SWITCH - BLACK / GREEN	SP
__	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25	SP
__	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE	SP
__	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6	SP
__	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934)	SP
__	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125)	SP
__	008.0760.0	STECKER S 6,3X0,8 1P/M6	PLUG S 6.3X0.8 1P/M6	SP
__	008.0765.1	STECKER SCHUBLADE 5x20	PLUG DRAWER 5x20	SP
__	008.0765.3	SCHUTZABDECKUNG FÜR KEC	PROTECTIVE COVER F. KEC	SP
__	008.0767.0	SICHERUNG	FUSE F 8,00 A "H" 5X20 MM (FOR 220-240V)	SP
__	011.0655.0	JUMPER	JUMPER	SP
__	011.0697.0	STECKER G CRIMP-SMAP 4P MOLE	PLUG G CRIMP-SNAP 4P MOLE	SP
__	011.1084.0	NETZTRAFO	TRANSFORMER MAINS 115/230V SEK 8V 8VA	*
__	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
__	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
HYGROTHERM 4 PLUS			
__	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2 *
__	055.0026.0	DICHTUNG RD 6 X 11,5X 1	Gasket RD 6 X 11.5 X 1 *
__	055.0038.0	DICHTUNG RD 19 X 24 X 2	Gasket RD 19 X 24 X 2 *
__	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
__	501.0315.7	ZUFL.SCHLAUCH 3/8 GEW.3/4 3000	SUPPLY HOSE 3/8 GEW.3/4 3000 *
__	501.0320.0	DICHTUNG RD 15 X 1,5 DREI-LOCH	THREE-HOLE GASKET *
__	501.0331.0	SPRITZSCHUTZ AUS PLEXIGLAS	Splash protection to be slipped on jet connectio HNO
__	501.0331.1	DICHTUNG F.SPRITZSCHUTZ	O-Ring for splash protection SP
__	502.0724.1	REDUZIERUNG G1/4 - G3/4	DOUBLE NIPPLE G1/4 - G3/4 *
__	502.0768.1	VERSCHRAUBUNG R1/4 AUF R3/4	SCREWING R1/4" TO R 3/4" *
__	502.0844.0	Schlauchspitzen	Hose tips CA
__	501.0346.1	FILTERGLAS	FILTER JAR FOR WATER FILTER FROM 08/92 *
__	501.0346.2	DICHTUNG F.DRUCKWASSERFILTER	Sealing for filter cup 501.0346.1 *
__	502.0891.0	WASSERFILTER CELLPOR-PE	FILTER CARTRIDGE FOR WATER FILTER SP
__	502.0891.0	WASSERFILTER CELLPOR-PE	FILTER CARTRIDGE FOR WATER FILTER SP
__	105.3012.0	GEHÄUSESCHALE INNENSCHALE ROHT	HOUSING SHELL INNER SHELL RAW PT. SP
__	502.0021.0	GEHÄUSE UNTERTEIL	HOUSING BOTTOM PART SP
__	502.0915.0	GEHÄUSE OBERT.HYGROTHERM BEAR.	HOUSING TOP HYGROTHERM PROC. SP
__	502.0921.0	KABEL-FLACHBAND 14P VARIO 4+ .	FLAT RIBBON CABLE 14P VARIO 4+ . SP
__	502.0923.0	ERDUNGSLEITUNG 6,3--4,8-- 150	GROUND CONDUCTOR SP
__	502.0924.0	ERDUNGSLEITUNG 6,3--6,3-- 140	EARTH CABLE 6.3--6.3-- 140 SP
__	502.0925.0	KABELSTÜCK6,3--4,8-- 290	CABLE LENGTH 6.3--4.8-- 290 SP

--	502.0926.0	KABELSTÜCK6,3--LOK-- 290	CABLE LENGTH 6.3--LOK-- 290	SP
--	502.0927.0	KABELSTÜCK B3P--B3P-- 180	CABLE LENGTH B3P--B3P-- 180	SP
--	502.0933.1	STEUERMODUL 2 VARIO 4+	CONTROL MODULE 2 VARIO 4+	SP
--	502.0936.0	STEUERMODUL	CONTROL MODULE HYGRO 4+	SP
---	000.0637.0	DISTANZBUCHSE 6,4 X 3,0X21,00	DISTANCE BUSH 6.4 X 3.0X21.00	SP
--	502.0940.0	HEIZUNGSMODUL	HEATING MODULE COMPLETE FOR VARIOOTHERI	SP
---	000.0249.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR HEATING	SP
---	000.0269.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD4	HOSE SLOT	SP
---	000.0510.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL. 4MM	HOSE CONNECTOR RD 4	*
---	000.0624.0	VERSCHLUSSSTOPFEN	CLOSING PLUG	SP
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
---	008.0709.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE BR374 FL 22 KPL.	*
---	008.0759.0	HEIZPATRONE	HEATING CARTRIDGE HPL 10.0/60	SP
---	008.0763.0	ÜBERTEMP.SCHALTER	OVER TEMP. SWITCH TB24N 85°C NC	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

HYGROTHERM 4 PLUS

---	008.0764.0	MAGNETVENTIL	SINGLE SOLENOID VALVE	*
---	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
---	011.1079.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
---	011.1080.0	WÄRMELEITFOLIE-KLEBEND	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
---	011.1085.0	ABSTANDB.6KT M4,0A/M4,0I/24,0	SPACER BOLT HEX M4.0A/M4.0I/24.0	SP
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0016.0	DICHTUNG RD 5 X 9 X 1	Gasket RD 5 X 9 X 1	*
---	055.0096.0	DICHTUNG RD 14X18X2	GASKET RD 14 X 18 X 2	*
---	055.0097.0	DICHTUNG RD 14X18X1	SEAL RD 14 X 18 X 1	*
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
---	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP
---	502.0773.0	DRUCKSCHALTER	MEMBRANE PRESS SWITCH	*
---	502.0929.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH B2P--GB3-- 200	SP
---	502.0941.0	LEITERPLATTE	CIRC. BOARD MOUNT. HEATING BLOCK VARIO	SP
---	011.0065.0	GLEICHRICHTER B80 C 1500	RECTIFIER B.B80C 1500	SP
---	011.0066.0	DIODE 1N4148	DIODE RECTIFIER	SP
---	011.0074.0	SPANNUNGSREGLER IC 7805S	IC TA 7805 S	SP
---	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
---	011.0167.0	WIDMEFI OHM 332.00 1,00%	WIDMEFI OHM 332.00 1.00%	SP
---	011.0209.0	KONDENS KERAMIK UF0.100	CAPACITOR	SP
---	011.0257.0	KONDENSATOR	CONDENS. TANTAL UF 1,000	SP
---	011.0543.0	KONDENS ELKO UF 2200.000	CONDENSER ELKO UF 2200.000	SP
---	011.0625.0	STECKER S L 2P MOD.6410 MOLEX	PLUG S L 2P RM2.54 180G	SP
---	011.0660.0	KÜHLKÖRPER FINGER TYP V5640-A	COOLING ELEMENT FINGER TYPE V5640-A	SP
---	011.0664.0	STECKER S L 14P 2-REIHIG	PLUG S L 14P 2-ROW	SP
---	011.0686.0	RELAIS 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	RELAY 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	*
---	011.0849.0	LEUCHTDIODE	LUMINOUS DIODE GREEN	SP
---	011.0976.0	KONDENS X2 UF0.100	CONDENS. X2 UF 0.100	SP
---	011.0986.0	STECKER S L 2P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 2P MATE-N-LOK AMP	SP
---	011.0993.0	KONDENS X2 UF1.000	CONDENS. X2 UF 1.000	SP
---	011.1053.0	STECKER S L 3P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 3P MATE-N-LOK AMP	SP
---	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

HYGROTHERM 4 PLUS

----	008.0212.0	LITZE 1X 1,50 BRAUNNYAF	BUNCHED BROWN	SP
----	008.0213.0	LITZE 1X 1,50 BLAU NYAF	BUNCHED BLUE	SP
----	008.0506.0	ISOLIERSCHLAUCH RD 6,00X0,60	ISOLATIONTUBERD 6,00X0,60	SP
----	008.0624.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	PLUG B AMP 6,3 X 0,8 1P	SP
----	008.0681.0	KABEL 2X 1,50 WEISS	CABLE 2X 1,50 WITHE	SP
---	502.0943.0	HEIZKÖRPER MIT EINLASSVENTIL	HEATING ELEMENT	SP
---	502.0946.0	DROSSELDÜSE	THROTTLE NOZZLE CPL. 0.45	SP
---	502.0946.1	DROSSELDÜSE	THROTTLE JET CPL. 0.65	SP
---	055.0022.0	O-RING 2,90 x 1,78	O-ring 2.90 X 1.78	*
---	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
---	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50	*
----	502.0944.1	DROSSELDÜSE 0.65 MM	THROTTLE NOZZLE 0.65 MM	SP
---	502.0947.0	DROSSELDÜSE	BANJO SCREW CPL/0.8	SP
---	530.1169.0	DOPPEL NTC M. VERSCHRAUBUNG	NTC RESISTOR	SP
---	502.0940.1	HEIZUNGSMODUL KPL. 127V VARIO 4	HEATING MODULE CPL. VARIO 4	SP
---	000.0249.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR HEATING	SP
---	000.0269.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD4	HOSE SLOT	SP
---	000.0510.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL. 4MM	HOSE CONNECTOR RD 4	*
---	000.0624.0	VERSCHLUSSSTOPFEN	CLOSING PLUG	SP
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
---	008.0709.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE BR374 FL 22 KPL.	*
---	008.0759.0	HEIZPATRONE	HEATING CARTRIDGE HPL 10.0/60	SP
---	008.0763.0	ÜBERTEMP.SCHALTER	OVER TEMP. SWITCH TB24N 85°C NC	SP
---	008.0764.0	MAGNETVENTIL	SINGLE SOLENOID VALVE	*
---	008.0764.2	MAGNETVENTILSPULE	MAGNETIC COIL BR373/BR373A/BR374	SP
---	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
---	011.1079.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
---	011.1080.0	WÄRMELEITFOLIE-KLEBEND	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
---	011.1085.0	ABSTANDB.6KT M4,0A/M4,0I/24,0	SPACER BOLT HEX M4.0A/M4.0I/24.0	SP
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0016.0	DICHTUNG RD 5 X 9 X 1	Gasket RD 5 X 9 X 1	*
---	055.0096.0	DICHTUNG RD 14X18X2	GASKET RD 14 X 18 X 2	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

HYGROTHERM 4 PLUS

---	055.0097.0	DICHTUNG RD 14X18X1	SEAL RD 14 X 18 X 1	*
---	502.0773.0	DRUCKSCHALTER	MEMBRANE PRESS SWITCH	*
---	502.0929.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH B2P--GB3-- 200	SP
---	502.0941.0	LEITERPLATTE	CIRC. BOARD MOUNT. HEATING BLOCK VARIO	SP
---	011.0065.0	GLEICHRICHTER B80 C 1500	RECTIFIER B.B80C 1500	SP
---	011.0066.0	DIODE 1N4148	DIODE RECTIFIER	SP
---	011.0074.0	SPANNUNGSREGLER IC 7805S	IC TA 7805 S	SP
---	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*

----	011.0167.0	WIDMEFI OHM 332.00 1,00%	WIDMEFI OHM 332.00 1.00%	SP
----	011.0209.0	KONDENS KERAMIK UF0.100	CAPACITOR	SP
----	011.0257.0	KONDENSATOR	CONDENS. TANTAL UF 1,000	SP
----	011.0543.0	KONDENS ELKO UF 2200.000	CONDENSER ELKO UF 2200.000	SP
----	011.0625.0	STECKER S L 2P MOD.6410 MOLEX	PLUG S L 2P RM2.54 180G	SP
----	011.0660.0	KÜHLKÖRPER FINGER TYP V5640-A	COOLING ELEMENT FINGER TYPE V5640-A	SP
----	011.0664.0	STECKER S L 14P 2-REIHIG	PLUG S L 14P 2-ROW	SP
----	011.0686.0	RELAIS 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	RELAY 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	*
----	011.0849.0	LEUCHTDIODE	LUMINOUS DIODE GREEN	SP
----	011.0976.0	KONDENS X2 UF0.100	CONDENS. X2 UF 0.100	SP
----	011.0986.0	STECKER S L 2P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 2P MATE-N-LOK AMP	SP
----	011.0993.0	KONDENS X2 UF1.000	CONDENS. X2 UF 1.000	SP
----	011.1053.0	STECKER S L 3P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 3P MATE-N-LOK AMP	SP
----	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
-----	008.0212.0	LITZE 1X 1,50 BRAUNNYAF	BUNCHED BROWN	SP
-----	008.0213.0	LITZE 1X 1,50 BLAU NYAF	BUNCHED BLUE	SP
-----	008.0506.0	ISOLIERSCHLAUCH RD 6,00X0,60	ISOLATIONTUBERD 6,00X0,60	SP
-----	008.0624.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	PLUG B AMP 6,3 X 0,8 1P	SP
-----	008.0681.0	KABEL 2X 1,50 WEISS	CABLE 2X 1,50 WITHE	SP
----	502.0943.0	HEIZKÖRPER MIT EINLASSVENTIL	HEATING ELEMENT	SP
----	502.0946.0	DROSSELDÜSE	THROTTLE NOZZLE CPL. 0.45	SP
----	502.0946.1	DROSSELDÜSE	THROTTLE JET CPL. 0.65	SP
-----	055.0022.0	O-RING 2,90 x 1,78	O-ring 2.90 X 1.78	*
-----	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
-----	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50	*
----	502.0944.1	DROSSELDÜSE 0.65 MM	THROTTLE NOZZLE 0.65 MM	SP
----	502.0947.0	DROSSELDÜSE	BANJO SCREW CPL/0.8	SP
----	530.1169.0	DOPPEL NTC M. VERSCHRAUBUNG	NTC RESISTOR	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
HYGROTHERM 4 PLUS			
--	502.0946.0	DROSSELDÜSE	THROTTLE NOZZLE CPL. 0.45 SP
--	502.0946.1	DROSSELDÜSE	THROTTLE JET CPL. 0.65 SP
----	055.0022.0	O-RING 2,90 x 1,78	O-ring 2.90 X 1.78 *
----	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00 *
----	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50 *
----	502.0944.1	DROSSELDÜSE 0.65 MM	THROTTLE NOZZLE 0.65 MM SP
--	502.0951.0	ANSCHLUSSNIPPEL G3/4"	CONNECT. NIPPLE G3/4" *
--	502.0955.0	DRUCKMINDERER	PRESSURE REDUCER *
--	502.0955.1	WINKEL F. DRUCKMINDERER MINI	BRACKET F. PRESSURE REG. MINI SP
--	502.0962.0	GRIFFHALTER	GRIP SP
--	502.0963.0	DRUCKWASSERSPÜLHANDGRIFF - 4+	IRRIGATION HANDLE SP
----	000.0444.0	FEDER DRUCK 6,0 X 0,40 X 13,00	Pressure spring 6,0X0,4 X 13,00 SP
----	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50 SP
----	000.0775.0	Blindstopfen weiß	BL. PLUG WHITE HANDGRIP SP
----	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00 *
----	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00 *
----	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00 *
----	502.0964.0	VENTILSCHIEBER	VALVE SLIDER SP
----	502.0966.0	STELLKNOPF	ADJ. KNOB SP
----	502.0967.0	FUNKTIONSTRÄGER III	FUNCTION CARRIER III SP
----	502.0965.0	VENTILKÖRPER	VALVE BODY SP
----	502.0969.0	VERBINDUNGSROHR-II	TUBE SP

----	506.5141.0	ROHR F. LUFT/WASSERHANDGRIFF	PIPE F. AIR/WATER HANDGRIP	SP
----	508.0436.6	ANSCHLUSSTÜCK WS-FUNKTIONSTR.	CONNECTOR WS-FUNCTION TR.	SP
----	508.0445.0	LUER-LOC-VERBINDER-M	LUER LOC CONECTOR	SP
----	502.0968.0	Griffschalensatz mit Magnet	GRIP PLATES CPL. W. MAGNET	SP
----	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW	SP
----	508.0441.0	AUSLÖSEHEBEL SPÜLHANDGRIFF II	TRIGGER LEVER FLUSH HANDLE II	SP
---	502.0980.0	ABFLUßSCHLAUCH KPL.	DRAINAGE TUBE SET	SP
--	507.0859.0	Netzanschlußkabel Schuko 3 m	Mains cable, Euro-standard, Length: 3 m	*
--	508.0427.0	DÜSENANSATZ-II GERADE 80MM.	Jet connection for water irrigation handle 80 mm	HNO
---	510.0412.0	SCHLAUCH-DOPPELL.F DRUCKWASSER	TUBING FOR PRESSURE WATER PISTOL	SP
---	501.0320.0	DICHTUNG RD 15 X 1,5 DREI-LOCH	THREE-HOLE GASKET	*
--	Hygroab2006	HYGROTHERM 4 PLUS	HYGROTHERM 4 +	
----	000.0249.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR HEATING	SP
----	000.0252.0	SCHLAUCH-STECKANSCHLUSS 'RD 8 1/4" GERAI	HOSE SLOT	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

HYGROTHERM 4 PLUS

----	000.0269.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD4	HOSE SLOT	SP
----	000.0639.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13	*
----	000.0796.0	GERÄTEFUSS 12	DEV. FOOT 12	SP
----	000.0815.0	SCHLAUCHSTECKVERBINDER I-6-6	HOSE CONNECT. I-6-6	SP
----	000.0816.0	SCHLAUCHSTECKVERBINDER T-4-4	HOSE CONNECT. T-4-4	SP
----	000.0817.0	SCHLAUCHSTECKVERBINDER I-6-4	HOSE CONNECT. I-6-4	SP
----	000.0976.0	EINSCHRAUBANSCHLUSS GERADE RD8	SCREW-FIT CONNECT. STRAIGHT RD8	*
----	000.0980.0	SCHOTTVERSCHRAUBUNG GERADE RD6	BULKHEAD CONNECT. STRAIGHT RD6	SP
----	000.0982.0	EINSCHRAUBANSCHLUSS L RD6	SCREW-FIT CONNECT. L RD6	SP
----	000.0983.0	REDUZIERUNG 4/6	REDUCTION 6/6	SP
----	000.0988.0	SCHLAUCHTÜLLE 6/5	HOSE SPOUT 6/5	SP
----	000.0998.0	WASSERFILTER MINI VT 1/4	Water-filter 1/4	*
----	000.0999.0	FILTERPATRONE MINI FRN20	Filter	*
----	005.0025.0	SCHLAUCH-RILSAN RD.A.8,0	TUBING RD. A. 8,0 / RD. I. 6,0	*
----	005.0026.0	SCHLAUCH-RILSAN RD. A. 4,0	Tubing RD A. 4,0 4,0X2,5	CA
----	005.0173.0	SCHLAUCH	HOSE RD.I. 4.0X1.0	*
----	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
----	008.0388.0	SCHALTER	ROCKER SWITCH - BLACK / GREEN	SP
----	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25	SP
----	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE	SP
----	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6	SP
----	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934)	SP
----	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125)	SP
----	008.0760.0	STECKER S 6,3X0,8 1P/M6	PLUG S 6.3X0.8 1P/M6	SP
----	008.0765.0	STECKER SE KALTGER 2P TYP KEC	PLUG SE EURO N2P TYPE KEC	SP
----	008.0765.1	STECKER SCHUBLADE 5x20	PLUG DRAWER 5x20	SP
----	008.0765.3	SCHUTZABDECKUNG FÜR KEC	PROTECTIVE COVER F. KEC	SP
----	008.0767.0	SICHERUNG	FUSE F 8,00 A "H" 5X20 MM (FOR 220-240V)	SP
----	008.0894.0	SCHALTER WIPP SCHW/GRÜN	ROCKER SWITCH BLACK/GREEN	SP
----	011.0655.0	JUMPER	JUMPER	SP
----	011.1084.0	NETZTRAFO	TRANSFORMER MAINS 115/230V SEK 8V 8VA	*
----	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
----	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
----	055.0026.0	DICHTUNG RD 6 X 11,5X 1	Gasket RD 6 X 11.5 X 1	*
----	055.0038.0	DICHTUNG RD 19 X 24 X 2	Gasket RD 19 X 24 X 2	*
----	055.0038.0	DICHTUNG RD 19 X 24 X 2	Gasket RD 19 X 24 X 2	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

HYGROTHERM 4 PLUS

---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
---	060.0469.0	FRONTFOLIE HYGROTHERM	FRONT FOIL HYDROTHERM	SP
---	501.0315.7	ZUFL.SCHLAUCH 3/8 GEW.3/4 3000	SUPPLY HOSE 3/8 GEW.3/4 3000	*
---	501.0320.0	DICHTUNG RD 15 X 1,5 DREI-LOCH	THREE-HOLE GASKET	*
---	501.0331.0	SPRITZSCHUTZ AUS PLEXIGLAS	Splash protection to be slipped on jet connectio	HNO
---	501.0331.1	DICHTUNG F.SPRITZSCHUTZ	O-Ring for splash protection	SP
---	502.0306.0	GEHÄUSEUNTERTEIL	HOUSING BOTTOM PART	SP
---	502.0307.0	ANSCHLUSSTÜCK	CONNECT. PIECE	SP
---	502.0308.0	TRÄGERPLATTE HYGROTHERM	SUPPORT PLATE HYGROTHERM	SP
---	502.0309.0	BODENPLATTE KPL.	BASE PLATE CPL.	SP
---	502.0724.1	REDUZIERUNG G1/4 - G3/4	DOUBLE NIPPLE G1/4 - G3/4	*
---	502.0768.1	VERSCHRAUBUNG R1/4 AUF R3/4	SCREWING R1/4" TO R 3/4"	*
---	502.0844.0	Schlauchspitzen	Hose tips	CA
---	501.0346.1	FILTERGLAS	FILTER JAR FOR WATER FILTER FROM 08/92	*
---	501.0346.2	DICHTUNG F.DRUCKWASSERFILTER	Sealing for filter cup 501.0346.1	*
---	502.0891.0	WASSERFILTER CELLPOR-PE	FILTER CARTRIDGE FOR WATER FILTER	SP
---	502.0891.0	WASSERFILTER CELLPOR-PE	FILTER CARTRIDGE FOR WATER FILTER	SP
---	502.0915.0	GEHÄUSE OBERT.HYGROTHERM BEAR.	HOUSING TOP HYGROTHERM PROC.	SP
---	502.0917.0	ERDUNGSLEITUNG RD6--RD4-- 420	EARTH CABLE RD6--RD4-- 420	SP
---	502.0921.0	KABEL-FLACHBAND 14P VARIO 4+ .	FLAT RIBBON CABLE 14P VARIO 4+ .	SP
---	502.0923.0	ERDUNGSLEITUNG 6,3--4,8-- 150	GROUND CONDUCTOR	SP
---	502.0924.0	ERDUNGSLEITUNG 6,3--6,3-- 140	EARTH CABLE 6.3--6.3-- 140	SP
---	502.0925.0	KABELSTÜCK6,3--4,8-- 290	CABLE LENGTH 6.3--4.8-- 290	SP
---	502.0926.0	KABELSTÜCK6,3--LOK-- 290	CABLE LENGTH 6.3--LOK-- 290	SP
---	502.0936.0	STEUERMODUL	CONTROL MODULE HYGRO 4+	SP
---	000.0637.0	DISTANZBUCHSE 6,4 X 3,0X21,00	DISTANCE BUSH 6.4 X 3.0X21.00	SP
---	502.0940.0	HEIZUNGSMODUL	HEATING MODULE COMPLETE FOR VARIOTHERM	SP
---	000.0249.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR HEATING	SP
---	000.0269.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD4	HOSE SLOT	SP
---	000.0510.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL. 4MM	HOSE CONNECTOR RD 4	*
---	000.0624.0	VERSCHLUSSSTOPFEN	CLOSING PLUG	SP
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
---	008.0709.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE BR374 FL 22 KPL.	*
---	008.0759.0	HEIZPATRONE	HEATING CARTRIDGE HPL 10.0/60	SP
---	008.0763.0	ÜBERTEMP.SCHALTER	OVER TEMP. SWITCH TB24N 85°C NC	SP
---	008.0764.0	MAGNETVENTIL	SINGLE SOLENOID VALVE	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

HYGROTHERM 4 PLUS

---	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
---	011.1079.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
---	011.1080.0	WÄRMELEITFOLIE-KLEBEND	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
---	011.1085.0	ABSTANDB.6KT M4,0A/M4,0I/24,0	SPACER BOLT HEX M4.0A/M4.0I/24.0	SP
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*

----	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
----	055.0016.0	DICHTUNG RD 5 X 9 X 1	Gasket RD 5 X 9 X 1	*
----	055.0096.0	DICHTUNG RD 14X18X2	GASKET RD 14 X 18 X 2	*
----	055.0097.0	DICHTUNG RD 14X18X1	SEAL RD 14 X 18 X 1	*
----	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
----	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP
----	502.0773.0	DRUCKSCHALTER	MEMBRANE PRESS SWITCH	*
----	502.0929.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH B2P--GB3-- 200	SP
----	502.0941.0	LEITERPLATTE	CIRC. BOARD MOUNT. HEATING BLOCK VARIO	SP
----	011.0065.0	GLEICHRICHTER B80 C 1500	RECTIFIER B.B80C 1500	SP
----	011.0066.0	DIODE 1N4148	DIODE RECTIFIER	SP
----	011.0074.0	SPANNUNGSREGLER IC 7805S	IC TA 7805 S	SP
----	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
----	011.0167.0	WIDMEFI OHM 332.00 1,00%	WIDMEFI OHM 332.00 1.00%	SP
----	011.0209.0	KONDENS KERAMIK UF0.100	CAPACITOR	SP
----	011.0257.0	KONDENSATOR	CONDENS. TANTAL UF 1,000	SP
----	011.0543.0	KONDENS ELKO UF 2200.000	CONDENSER ELKO UF 2200.000	SP
----	011.0625.0	STECKER S L 2P MOD.6410 MOLEX	PLUG S L 2P RM2.54 180G	SP
----	011.0660.0	KÜHLKÖRPER FINGER TYP V5640-A	COOLING ELEMENT FINGER TYPE V5640-A	SP
----	011.0664.0	STECKER S L 14P 2-REIHIG	PLUG S L 14P 2-ROW	SP
----	011.0686.0	RELAIS 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	RELAY 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	*
----	011.0849.0	LEUCHTDIODE	LUMINOUS DIODE GREEN	SP
----	011.0976.0	KONDENS X2 UF0.100	CONDENS. X2 UF 0.100	SP
----	011.0986.0	STECKER S L 2P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 2P MATE-N-LOK AMP	SP
----	011.0993.0	KONDENS X2 UF1.000	CONDENS. X2 UF 1.000	SP
----	011.1053.0	STECKER S L 3P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 3P MATE-N-LOK AMP	SP
----	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
----	008.0212.0	LITZE 1X 1,50 BRAUNNYAF	BUNCHED BROWN	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
HYGROTHERM 4 PLUS			
----	008.0213.0	LITZE 1X 1,50 BLAU NYAF	BUNCHED BLUE SP
----	008.0506.0	ISOLIERSCHLAUCH RD 6,00X0,60	ISOLATIONTUBERD 6,00X0,60 SP
----	008.0624.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	PLUG B AMP 6,3 X 0,8 1P SP
----	008.0681.0	KABEL 2X 1,50 WEISS	CABLE 2X 1,50 WITHE SP
----	502.0943.0	HEIZKÖRPER MIT EINLASSVENTIL	HEATING ELEMENT SP
----	502.0946.0	DROSSELDÜSE	THROTTLE NOZZLE CPL. 0.45 SP
----	502.0946.1	DROSSELDÜSE	THROTTLE JET CPL. 0.65 SP
----	055.0022.0	O-RING 2,90 x 1,78	O-ring 2.90 X 1.78 *
----	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00 *
----	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50 *
----	502.0944.1	DROSSELDÜSE 0.65 MM	THROTTLE NOZZLE 0.65 MM SP
----	502.0947.0	DROSSELDÜSE	BANJO SCREW CPL/0.8 SP
----	530.1169.0	DOPPEL NTC M. VERSCHRAUBUNG	NTC RESISTOR SP
----	502.0946.1	DROSSELDÜSE	THROTTLE JET CPL. 0.65 SP
----	055.0022.0	O-RING 2,90 x 1,78	O-ring 2.90 X 1.78 *
----	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00 *
----	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50 *
----	502.0944.1	DROSSELDÜSE 0.65 MM	THROTTLE NOZZLE 0.65 MM SP
----	502.0951.0	ANSCHLUSSNIPPEL G3/4"	CONNECT. NIPPLE G3/4" *
----	502.0955.0	DRUCKMINDERER	PRESSURE REDUCER *
----	502.0962.0	GRIFFHALTER	GRIP SP
----	502.0963.0	DRUCKWASSERSPÜLHANDGRIFF - 4+	IRRIGATION HANDLE SP

----	000.0444.0	FEDER DRUCK 6,0 X 0,40 X 13,00	Pressure spring 6,0X0,4 X 13,00	SP
----	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50	SP
----	000.0775.0	Blindstopfen weiß	BL. PLUG WHITE HANDGRIP	SP
----	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00	*
----	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
----	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00	*
----	502.0964.0	VENTILSCHIEBER	VALVE SLIDER	SP
----	502.0966.0	STELLKNOPF	ADJ. KNOB	SP
----	502.0967.0	FUNKTIONSTRÄGER III	FUNCTION CARRIER III	SP
----	502.0965.0	VENTILKÖRPER	VALVE BODY	SP
----	502.0969.0	VERBINDUNGSROHR-II	TUBE	SP
----	506.5141.0	ROHR F. LUFT/WASSERHANDGRIFF	PIPE F. AIR/WATER HANDGRIP	SP
----	508.0436.6	ANSCHLUSSTÜCK WS-FUNKTIONSTR.	CONNECTOR WS-FUNCTION TR.	SP
----	508.0445.0	LUER-LOC-VERBINDER-M	LUER LOC CONECTOR	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

HYGROTHERM 4 PLUS

----	502.0968.0	Griffschalensatz mit Magnet	GRIP PLATES CPL. W. MAGNET	SP
----	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW	SP
----	508.0441.0	AUSLÖSEHEBEL SPÜLHANDGRIFF II	TRIGGER LEVER FLUSH HANDLE II	SP
----	502.0980.0	ABFLUSSSCHLAUCH KPL.	DRAINAGE TUBE SET	SP
----	507.0859.0	Netzanschlusskabel Schuko 3 m	Mains cable, Euro-standard, Length: 3 m	*
----	508.0427.0	DÜSENANSATZ-II GERADE 80MM.	Jet connection for water irrigation handle 80 mm	HNO
----	510.0412.0	SCHLAUCH-DOPPEL.F DRUCKWASSER	TUBING FOR PRESSURE WATER PISTOL	SP
----	501.0320.0	DICHTUNG RD 15 X 1,5 DREI-LOCH	THREE-HOLE GASKET	*

INST.SCHRANK S5

---	000.0366.0	KLEMMRIEGEL	CLAMPING LOCK, L. SCHLIT	SP
---	008.0388.0	SCHALTER	ROCKER SWITCH - BLACK / GREEN	SP
---	008.0525.0	SCHALTER	BUTTON SWITCH 2YX UM ONLY FOR SERVANT 4	SP
---	501.0128.0	SCHARNIER	HINGE	SP
---	505.0640.1	POTI	REGULATOR FOR COUNTER-MIRROR LAMP	SP
---	505.0644.0	ERSATZLAMPE	SPARE BULB FOR COUNTER-MIRROR LAMP (UP	SP
---	506.1951.0	FEDERSCHNAPPER	CATCH SPRING	*
---	508.0520.1	SCHALTERDECKEL	SWITCH COVER FOR WAST BIN	SP
---	510.1136.0	GLEITEINLAGE	GUIDING PART	SP
---	510.1137.0	SCHUTZSTREIFEN	PROTECTIVE STRIPS	SP
---	510.1188.0	LINEARANTRIEB	LINEAR DRIVE LA 80	SP

Patientenstuhl M2

--	537.0000.0	Patientenstuhl M2	Chair M2	HNO
---	070.0103.1	ARMAUFLAGE	ELBOW RAIL MOD. II	SP
---	070.0104.0	FUSSSTÜTZE STARR	FOOT REST RIGID	SP
---	070.0108.0	SITZPOLSTERTEIL M2	SEAT CUSHION ELEMENT M2	SP
---	070.0109.0	RÜCKENPOLSTERTEIL OHNE SPANNTAIL	BACK CUSHION PART M2	SP
---	070.0110.0	KOPFSTÜTZE-POLSTERTEIL	HEADREST CUSHION	SP
---	070.0114.0	FUßSTÜTZEN-RIFFELGUMMI	FOOTREST GROOVE RUBBER M2	SP
---	415-050	Flügelmutter	Wing-Nut	
---	Oberteil M2	Oberteil M2		
----	250.025.001	Sitzwanne	Seat Mounting Plate	
----	320-095	Handrad Kopfstütze	handwheel Headrest	
----	410-020	Scheibe	Washer	
----	410-030	Scheibe	Washer	
----	445-026	Schraube Sitzpolster	Screw for seat cushion	
----	445-062	Schrauben Drehung	Screw Turning Mechanism	

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
Patientenstuhl M2			
---	449-005	Unterlegscheibe	Washer
---	490-016	Schraube Rückenpolster	Screw Backrest
---	OberundUnterteil	OberundUnterteil	
---	OberundUnterteil	OberundUnterteil	
---	070.0103.1	ARMAUFLAGE	ELBOW RAIL MOD. II SP
---	070.0103.1	ARMAUFLAGE	ELBOW RAIL MOD. II SP
---	070.0104.0	FUSSSTÜTZE STARR	FOOT REST RIGID SP
---	070.0104.0	FUSSSTÜTZE STARR	FOOT REST RIGID SP
---	070.0108.0	SITZPOLSTERTEIL M2	SEAT CUSHION ELEMENT M2 SP
---	070.0108.0	SITZPOLSTERTEIL M2	SEAT CUSHION ELEMENT M2 SP
---	070.0109.0	RÜCKENPOLSTERTEIL OHNE SPANNTAIL	BACK CUSHION PART M2 SP
---	070.0109.0	RÜCKENPOLSTERTEIL OHNE SPANNTAIL	BACK CUSHION PART M2 SP
---	070.0110.0	KOPFSTÜTZE-POLSTERTEIL	HEADREST CUSHION SP
---	070.0110.0	KOPFSTÜTZE-POLSTERTEIL	HEADREST CUSHION SP
---	070.0114.0	FUßSTÜTZEN-RIFFELGUMMI	FOOTREST GROOVE RUBBER M2 SP
---	070.0114.0	FUßSTÜTZEN-RIFFELGUMMI	FOOTREST GROOVE RUBBER M2 SP
---	255,010001	Unterteil M2	
---	255,010001	Unterteil M2	
---	415-050	Flügelmutter	Wing-Nut
---	415-050	Flügelmutter	Wing-Nut

M Stuhl

---	M Stuhl	M Stuhl	M Chair
---	070.0103.0	Armauflage für M Stuhl	Elbow rail MOD. M SP

PATIENTENSTUHL CHAIR 31 P

---	000.0696.0	SCHRAUBENABDECKUNG	SCREW COVER *
---	000.0784.0	GRIF BEDIEN CHAIR 31P	GRIP OPER. CHAIR 31P SP
---	008.0831.0	STECKER SE KALTGER 3P TYP KEA	PLUG SE EURO 3P TYPE KEA SP
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200 SP

PATIENTENSTUHL CHAIR 21 P

---	071.0001.0	FUßSTÜTZENPOLSTER CHAIR 21/31 BLAU	FOOTREST CUSHION FOR ATMOS CHAIR 21 P / 31 P SP
-----	------------	------------------------------------	---

PATIENTENSTUHL CHAIR 31 P

---	071.0001.0	FUßSTÜTZENPOLSTER CHAIR 21/31 BLAU	FOOTREST CUSHION FOR ATMOS CHAIR 21 P / 31 P SP
---	071.0002.0	GUMMIABDECKUNG FUßSTÜTZE	RUBBER COVER FOOT REST SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
PATIENTENSTUHL CHAIR 21 P			
---	071.0002.0	GUMMIABDECKUNG FUßSTÜTZE	RUBBER COVER FOOT REST SP
PATIENTENSTUHL CHAIR 21/31 P			
---	071.0007.0	RÜCKENLEHNE CHAIR 21/31 P WEISS BLAU	BACKREST FOR ATMOS CHAIR 31 P / 21 P, SP
PATIENTENSTUHL CHAIR 31 P			
---	071.0009.0	KOPFSTÜTZENPOLSTER CHAIR 21/31 BLAU	HEADREST CUSHION ATMOS CHAIR 31 P / 21 P, SP
PATIENTENSTUHL CHAIR 21 P			
---	071.0009.0	KOPFSTÜTZENPOLSTER CHAIR 21/31 BLAU	HEADREST CUSHION ATMOS CHAIR 31 P / 21 P, SP
PATIENTENSTUHL CHAIR 31 P			
---	071.0009.1	KOPFSTÜTZENPOLSTER SONDERFARBE	HEADREST CUSHION ATMOS CHAIR 31 P / 21 P SP
PATIENTENSTUHL CHAIR 21 P			

--	071.0009.1	KOPFSTÜTZENPOLSTER SONDERFARBE	HEADREST CUSHION ATMOS CHAIR 31 P / 21 P	SP
--	071.0012.0	BOWDENZUG FÜR GASDRUCKFEDER	BOWDEN CABLE F. PNEUMATIC SPRING	SP
PATIENTENSTUHL CHAIR 31 P				
--	071.0012.0	BOWDENZUG FÜR GASDRUCKFEDER	BOWDEN CABLE F. PNEUMATIC SPRING	SP
--	071.0015.0	BOLZEN FÜR GASDRUCKFEDER	BOLT F. PNEUMATIC SPRING	SP
PATIENTENSTUHL CHAIR 21 P				
--	071.0015.0	BOLZEN FÜR GASDRUCKFEDER	BOLT F. PNEUMATIC SPRING	SP
PATIENTENSTUHL CHAIR 31 P				
--	071.0018.0	BOLZEN FÜR DREHGELENK CHAIR	BOLT F. SWIVEL JOINT CHAIR	SP
PATIENTENSTUHL CHAIR 21 P				
--	071.0018.0	BOLZEN FÜR DREHGELENK CHAIR	BOLT F. SWIVEL JOINT CHAIR	SP
--	503.0371.0	FUßSTÜTZE KLAPPBAR TAUBENBLAU	FOOTREST, FOLDING, COLOUR: DOVE-BLUE.	HNO
PATIENTENSTUHL CHAIR 31 P				
--	503.0371.0	FUßSTÜTZE KLAPPBAR TAUBENBLAU	FOOTREST, FOLDING, COLOUR: DOVE-BLUE.	HNO
PATIENTENSTUHL CHAIR 21 P				
--	503.0371.5	FUßSTÜTZE KLAPPBAR TÜRKIS	FOOTREST, FOLDING, COLOUR: TURQUOISE;	HNO
PATIENTENSTUHL CHAIR 31 P				
--	503.0371.5	FUßSTÜTZE KLAPPBAR TÜRKIS	FOOTREST, FOLDING, COLOUR: TURQUOISE;	HNO
--	503.0422.0	HUBSÄULE LP2 24V DC	LIFTING COLUMN LP2 24V DC	SP
--	503.0423.0	FUSSSCHALTER FS2 F.HUBSÄULE	FOOT SWITCH FS2 F. LIFTING COLUMN	SP
--	503.0425.0	HAUBE CHAIR 31 P	HOOD CHAIR 31P	SP
---	000.0784.0	GRIFF BEDIEN CHAIR 31P	GRIP OPER. CHAIR 31P	SP
---	503.0444.0	EXZENTER-GRIFFSTANGEN	EXCENTRE GRIP BARS	SP
---	005.0136.0	RUND 35,0 POM/SW		SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
PATIENTENSTUHL CHAIR 31 P			
--	507.0859.0	Netzanschlußkabel Schuko 3 m	Mains cable, Euro-standard, Length: 3 m *
PATIENTENSTUHL E1			
--	536.0000.0	PATIENTENSTUHL E1	CHAIR E1 HNO
--	070.0037.0	ARMAUFLAGE	ARM SUPPORT E2/5 SP
--	070.0050.0	Fußschalter 2 Funktionen E1	Foot switch (2 functions) for ATMOS E1 SP
--	070.0051.0	Leiterplatte Fußschalter E1	Printed board footrest for E1 SP
--	070.0053.0	Sitzpolster E1	Seat cushion for E1 SP
--	070.0054.0	Rückenpolster E2 E1	Back cushion for E2 E1 SP
--	070.0055.0	Kopfstütze E1	headrest for E1 SP
--	Sitzdrehung E1	Sitzdrehung E1	
---	070.0052.0	Drehlager E1	Pivot bearing complete for E1 SP
---	257,020101	Lagerplatte 1 Drehlager	Turning Plate
---	257,025102	Befestigungswinkel	Fixing Angle
---	295,0251	Sitzrahmen	Seat Fame
---	410-025	Scheibe	Washer
---	445-045	Zylinderschraube	Hexagon head Screw
---	445-085	Schraube	Socket-Head Screw
---	445-100	Schraube	Screw
---	493-065	Schraube	Screw
--	Sitzdrehung2E1	Sitzdrehung2E1	
---	257,020101	Lagerplatte 1 Drehlager	Turning Plate
---	300-158	Rastklotz	Turning Lock
---	305-030	Druckfeder	Spring
---	305-065	Feder	Spring
---	325-030	Kugel	Ball

---	445-040	Schraube Zylinder	Screw	
---	493-065	Schraube	Screw	
---	SitzE1	Sitz E1		
---	070.0053.0	Sitzpolster E1	Seat cushion for E1	SP
---	253.030.001	Träger Rückenlehne	Back Frame	
---	295,0251	Sitzrahmen	Seat Fame	
---	295,9501	Wadenpolster E1		
---	410-025	Scheibe	Washer	
---	445-100	Schraube	Screw	
---	Unterteil fahrbar	Unterteil fahrbar		
---	015-110	Halteplatte	Mounting Plate	

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description		
PATIENTENSTUHL E1				
---	070.0302.0	Mikroschalter	SP	
---	070.0304.0	Leiterplatte Fußtaster	Foot Switch PCB	SP
---	070.0306.0	Manschette	Collar	SP
---	070.0311.0	Hubsäule fahrbar	Lift Motor option moveable	SP
---	070.0312.0	LED grün	LED green	SP
---	070.0313.0	LED rot	LED red	SP
---	070.0314.0	Doppelrolle	Double Castor	SP
---	070.0314.0	Doppelrolle	Double Castor	SP
---	070.0315.0	Manschette	Collar	SP
---	100-178	Abstandshalter	Distancer	
---	100-408	Netzanschlußbuchse	Mains Power Socket	
---	100-517	Mikroschalter	Micro Switch	
---	100-542	Mikroschalter	Micro Switch	
---	241,050022	Gelenk	Axis	
---	255,010003	Anschlußplatte	Connector Board	
---	255,010003	Anschlußplatte	Connector Board	
---	255,010004	Seitenwand	Side wall	
---	255,010008	Stütze	pillar	
---	255,010011	Haltewinkel	Angled Plate	
---	255,010012	Schaltfahne	Mounting Plate	
---	255,010016	Bodenplatte	Base Plate	
---	255,01002	Abdeckhaube fahrbar	Base Cover option moveable, powder coated	
---	255,010026	Trittleiste	Bumper Rail	
---	255,010101	Schalterwinkel	Switch Support	
---	255,010102	Befestigungsplatte	Mounting Plate	
---	255,010201	Fahrgestell links	Carrier left	
---	255,010202	Fehrgestell rechts	Carrier right	
---	255,010203	Abdrückbuchse	Push-off bush	
---	255,010204	Lagerbock	Pedestal	
---	255,010205	Achse	Axis	
---	255,010206	Auslösestift	Release Trigger	
---	255,010206	Auslösestift	Release Trigger	
---	255,010207	Befestigungshebel Fahrgestell	Switch Lever	
---	255,010208	Hebel	Lever	
---	255,01021	Gelenkachse	Joint Axis	
---	255,010211	Gelenkstange	Axis	

HNO

ATMOS

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description
PATIENTENSTUHL E1		
---	255,010213	Hebel Lever
---	255,010214	Betätigungswinkel Angled Plate
---	255,010215	Buchse Bush
---	300-001	Buchse Bush
---	320-146	Befestigungszapfen für Rollen Plug Pin for Castors
---	320-146	Befestigungszapfen für Rollen Plug Pin for Castors
---	325-026	Gelenk Joint
---	330-211	Puffer Silikon Buffer Silicon
---	330-251	Abdeckkappe Cover Cap
---	330-269	Lamellenstopfen Plug
---	330-269	Lamellenstopfen Plug
---	335-251	Stopfen Plug
---	410-020	Scheibe Washer
---	410-025	Scheibe Washer
---	415-101	Mutter Nut
---	429-011	Sicherungsring Lock Ring
---	444-999	Inbusschraube Socket Head Screw
---	445-003	Inbusschraube Socket Head Screw
---	445-003	Inbusschraube Socket Head Screw
---	445-009	Inbusschraube Socket head Srew
---	445-050	Schraube Screw
---	445-063	Schraube Screw
---	445-073	Schraube Socket Head Screw
---	445-085	Schraube Socker-Head Screw
---	475-020	Mutter Nut
---	475-025	Mutter Nut
---	488-009	Sicherungsring Lock Ring
---	490-005	Linsenkopfschraube Oval Head Screw
---	490-019	Schraube Screw
---	493-080	Inbus Senkkopfschraube Countersunk Socket Screw

Patientenstuhl E2

---	535.0000.0	Patientenstuhl E2	HNO
-----	------------	-------------------	-----

HNO**ATMOS**

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description
PATIENTENSTUHL E2		
--	008.0513.0	SICHERUNG T 2,50 A L FUSE 2,500 A DELAY 5,0X20
--	070.0004.0	ABDECKHAUBE KOMPLETT DUST COVER COMPLETE
--	070.0005.0	FUSSSCHALTER KOMPLETT FOOT SWITCH CPL.
--	070.0006.0	WADENPOLSTER CALF CUSHION
--	070.0008.0	FUSSSTÜTZENPLATTE INCL. POLSTER PLATE FOR FOOTREST INCLUDING CUSHION
--	070.0011.0	EXZENTERBUCHSE MIT SCHRAUBE FÜR FUSSS ECCENTRIC BUSHING WITH SCREW FOR FOOT
--	070.0014.0	MIKROSCHALTER MICROSWITCH (FOOD SWITCH)
--	070.0017.0	GASDRUCKFEDER PRESSURE SPRING 700 N FOR MOD. E
--	070.0021.1	ARMAUFLAGE MOD E2 COVER FOR ARMREST MOD. E2 UNTIL 09/99
--	070.0024.0	ZIERKAPPE 3X15 RIBE-KÄPPI - RIBES CAP 3 X 15
--	070.0025.0	GUMMIZUSCHNITT FÜR GRUNDPLATTE RUBBER CUTOUT F. BASE PLATE
--	070.0026.0	FUSSSCHALTERSCHUTZLEISTE RECHTS FOOTSWITCH PROTECTION STRIP RIGTH HAND
--	070.0030.0	BREMSHEBEL BRAKE LEVER
--	070.0031.0	SITZPOLSTERTEIL MOD E2 SEAT CUSHION FOR MOD E2

--	070.0032.0	BRÜCKENGRIF	BRIDGE GRASP	SP
--	070.0034.0	KOPFSTÜTZE FÜR STUHL E II	Headrest for chair E2	SP
--	070.0035.0	FUSSSTÜTZE KOMPLETT	FOOT REST CPL.	SP
--	070.0036.0	FEINRIEFENGUMMIMATTE, SELBSTKLEBEND	STRIATED RUBBER MAT ADHES.	*

Patientenstuhl E2

--	070.0037.0	ARMAUFLAGE		SP
----	------------	------------	--	----

PATIENTENSTUHL E2

--	070.0037.0	ARMAUFLAGE	ARM SUPPORT E2/5	SP
--	070.0038.0	SITZPOLSTERTEIL	SEAT CUSHION FOR MOD E2/E	SP
--	070.0040.0	FUSSSTÜTZE KOMPLETT, E 2/5 E 2/E	FOOTREST COMPLETE FOR E 2/5 E2/E	SP
--	070.0041.0	DREHLAGER E2/M2	Pivot bearing for Chair E2/M2	SP
--	070.0102.0	MAGNETICANTRIEB HC8AWAS-002	MAGNETICE DRIVE HC8AWAS-002	SP
--	070.0110.0	KOPFSTÜTZE-POLSTERTEIL	HEADREST CUSHION	SP

Patientenstuhl E2

--	070.0212.0	NEIGUNGSMOTOR		SP
----	------------	---------------	--	----

PATIENTENSTUHL E2

--	070.0318.0	Bremsring und Scheibe	Brake ring and disc	SP
---	070.0009.0	BREMSRING	BRAKE RING	
---	070.0010.0	BREMSSCHEIBE FÜR E2/M2	Brake disc for patient chair E2/M2	

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

Patientenstuhl E2

--	Drehung	Drehung		
---	252.025.211	Drehteller		
---	252.025.212	Lagerklotz		
---	305-035	Feder		
---	325-030	Kugel		
---	325-037	Lager Sitztellerdrehung		
---	420-005	Scheibe		
---	430-015	Sicherungsring		
---	445-060	Schraube		
---	470-055	Schraube		
---	475-030	Mutter		
---	495-005	Scheibe		
--	Oberteil E2	Oberteil E2		
---	015-0054	Blende		
---	070.0006.0	WADENPOLSTER		SP
---	070.0032.0	BRÜCKENGRIF		SP
---	070.0034.0	KOPFSTÜTZE FÜR STUHL E II		SP
---	070.0037.0	ARMAUFLAGE		SP
---	070.0038.0	SITZPOLSTERTEIL		SP
---	070.0054.0	Rückenpolster E2 E1		SP
---	445-060	Schraube		
---	499-0	Schraube		
--	Sitz	Sitz		
---	070.0030.0	BREMSHEBEL		SP
---	070.0038.0	SITZPOLSTERTEIL		SP
---	252.025.100	Sitzwanne		
---	252.025.400	Abdeckung Sitzwanne		
---	253.025.400	Schraube		
---	253,03	Rückenlehne koplett		
---	410-025	Scheibe		
---	445-100	Schraube		

---	461-010	Schraube
--	Sitzdrehung	Sitzdrehung
---	015-012	Halteplatte Rastung
---	252.025.211	Drehteller
---	252.025.311	Hebelwippe

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF

Artikel-Bezeichnung

Item Description

Patientenstuhl E2

---	252.025.312	Griffstück Hebel Sitztellerdrehung	
---	252.025.320	Schnapper	
---	252.025.330	Hülse	
---	305-065	Feder	
---	439-036	Schraube	
---	445-050	Schraube	
---	445-072	Schraube	
---	475-010	Mutter	
---	475-020	Mutter	
---	484-010	Scheibe	
---	490-003	Linsenkopfschraube	
--	Unterteil fahrbar	Unterteil fahrbar	
---	015-110	Halteplatte	
---	070.0302.0	Mikroschalter	SP
---	070.0304.0	Leiterplatte Fußtaster	SP
---	070.0306.0	Manschette	SP
---	070.0311.0	Hubsäule fahrbar	SP
---	070.0312.0	LED grün	SP
---	070.0313.0	LED rot	SP
---	070.0314.0	Doppelrolle	SP
---	070.0314.0	Doppelrolle	SP
---	070.0315.0	Manschette	SP
---	100-178	Abstandshalter	
---	100-408	Netzanschlußbuchse	
---	100-517	Mikroschalter	
---	100-542	Mikroschalter	
---	241,050022	Gelenk	
---	255,010003	Anschlußplatte	
---	255,010003	Anschlußplatte	
---	255,010004	Seitenwand	
---	255,010008	Stütze	
---	255,010011	Haltewinkel	
---	255,010012	Schaltfahne	
---	255,010016	Bodenplatte	
---	255,01002	Abdeckhaube fahrbar	
---	255,010026	Trittleiste	

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF

Artikel-Bezeichnung

Item Description

Patientenstuhl E2

---	255,010101	Schalterwinkel
---	255,010102	Befestigungsplatte
---	255,010201	Fahrgestell links

---	255,010202	Fehrgestell rechts
---	255,010203	Abdrückbuchse
---	255,010204	Lagerbock
---	255,010205	Achse
---	255,010206	Auslösestift
---	255,010206	Auslösestift
---	255,010207	Befestigungshebel Fahrgestell
---	255,010208	Hebel
---	255,01021	Gelenkachse
---	255,010211	Gelenkstange
---	255,010213	Hebel
---	255,010214	Betätigungswinkel
---	255,010215	Buchse
---	300-001	Buchse
---	320-146	Befestigungszapfen für Rollen
---	320-146	Befestigungszapfen für Rollen
---	325-026	Gelenk
---	330-211	Puffer Silikon
---	330-251	Abdeckkappe
---	330-269	Lamellenstopfen
---	330-269	Lamellenstopfen
---	335-251	Stopfen
---	410-020	Scheibe
---	410-025	Scheibe
---	415-101	Mutter
---	429-011	Sicherungsring
---	444-999	Inbusschraube
---	445-003	Inbusschraube
---	445-003	Inbusschraube
---	445-009	Inbusschraube
---	445-050	Schraube
---	445-063	Schraube
---	445-073	Schraube

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
Patientenstuhl E2			
---	445-085	Schraube	
---	475-020	Mutter	
---	475-025	Mutter	
---	488-009	Sicherungsring	
---	490-005	Linsenkopfschraube	
---	490-019	Schraube	
---	493-080	Inbus Senkkopfschraube	
PATIENTENSTUHL E2E			
--	070.0005.0	FUSSSCHALTER KOMPLETT	FOOT SWITCH CPL. SP
--	070.0006.0	WADENPOLSTER	CALF CUSHION SP
--	070.0008.1	POLSTER FÜR FUSSTÜTZENPLATTE	PLATE FOR FOOTREST. M. E. ?? CUSHION SP
--	070.0011.0	EXZENTERBUCHSE MIT SCHRAUBE FÜR FUSSS	ECCENTRIC BUSHING WITH SCREW FOR FOOD SP
--	070.0014.0	MIKROSCHALTER	MICROSWITCH (FOOD SWITCH) *
--	070.0017.0	GASDRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 700 N FOR MOD. E SP
--	070.0024.0	ZIERKAPPE 3X15	RIBE-KÄPPI - RIBES CAP 3 X 15 SP
--	070.0025.0	GUMMIZUSCHNITT FÜR GRUNDPLATTE	RUBBER CUTOUT F. BASE PLATE SP
--	070.0030.0	BREMSHEBEL	BRAKE LEVER SP

--	070.0032.0	BRÜCKENGRIF	BRIDGE GRASP	SP
--	070.0035.0	FUSSSTÜTZE KOMPLETT	FOOT REST CPL.	SP
--	070.0036.0	FEINRIEFENGUMMIMATTE, SELBSTKLEBEND	STRIATED RUBBER MAT ADHES.	*
--	070.0037.0	ARMAUFLAGE	ARM SUPPORT E2/5	SP
--	070.0038.0	SITZPOLSTERTEIL	SEAT CUSHION FOR MOD E2/E	SP
--	070.0041.0	DREHLAGER E2/M2	Pivot bearing for Chair E2/M2	SP
--	070.0102.0	MAGNETICANTRIEB HC8AWAS-002	MAGNETICE DRIVE HC8AWAS-002	SP
--	070.0113.0	UNTERTEIL KOMPLETT, 220-240V	BOTTOM PART CPL. MOD M2 220-240V	SP
--	070.0203.0	FUNKTIONSSCHILD "STUHL AUF-AB"	SIGN CHAIR UP-DOWN	SP
--	070.0204.0	FUNKTIONSSCHILD "NEIGUNG"	SIGN TILT FUNCTION	SP
--	070.0208.0	TRAFO FÜR ELEKTR: RÜCKENLEHNENVERSTEL	TRANSFORMER F. ELECT. BACKREST ADJ.	SP
--	070.0209.0	GERÄTEDOSE 6-POLIG FÜR SPIRALKABEL	6P CONNECT. SOCKET F. SPIRAL	SP
--	070.0211.0	SPIRALLEITUNG	SPIRAL LINE	SP
--	070.0212.0	NEIGUNGSMOTOR	slope motor	SP
--	070.0214.0	RÜCKENPOLSTER	BACK PADDING F. E2E	SP
--	070.0318.0	Bremsring und Scheibe	Brake ring and disc	SP
---	070.0009.0	BREMSRING	BRAKE RING	
---	070.0010.0	BREMSSCHEIBE FÜR E2/M2	Brake disc for patient chair E2/M2	

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
Patientenstuhl M2			
--	537.0000.0	Patientenstuhl M2	Chair M2 HNO
PATIENTENSTUHL M2			
--	008.0513.0	SICHERUNG T 2,50 A L	FUSE 2,500 A DELAY 5,0X20 SP
--	070.0004.0	ABDECKHAUBE KOMPLETT	DUST COVER COMPLETE
--	070.0014.0	MIKROSCHALTER	MICROSWITCH (FOOD SWITCH) *
--	070.0024.0	ZIERKAPPE 3X15	RIBE-KÄPPI - RIBES CAP 3 X 15 SP
--	070.0025.0	GUMMIZUSCHNITT FÜR GRUNDPLATTE	RUBBER CUTOUT F. BASE PLATE SP
--	070.0026.0	FUSSSCHALTERSCHUTZLEISTE RECHTS	FOOTSWITCH PROTECTION STRIP RIGTH HAND SP
--	070.0027.0	TRITTGUMMI RECHTS/LINKS	FINE GROOVES MAT RIGHT / LEFT HANDSIDE SP
--	070.0030.0	BREMSHEBEL	BRAKE LEVER SP
--	070.0041.0	DREHLAGER E2/M2	Pivot bearing for Chair E2/M2 SP
--	070.0101.0	GASDRUCKFEDER 500N	GAS SPRING 500 N SP
--	070.0102.0	MAGNETICANTRIEB HC8AWAS-002	MAGNETICE DRIVE HC8AWAS-002 SP
Patientenstuhl M2			
--	070.0103.1	ARMAUFLAGE	ELBOW RAIL MOD. II SP
PATIENTENSTUHL M2			
--	070.0103.1	ARMAUFLAGE	ELBOW RAIL MOD. II SP
--	070.0104.0	FUSSSTÜTZE STARR	FOOT REST RIGID SP
Patientenstuhl M2			
--	070.0104.0	FUSSSTÜTZE STARR	FOOT REST RIGID SP
PATIENTENSTUHL M2			
--	070.0105.0	OBERTEIL KOMPLETT	UPPER PART
--	070.0106.0	GASFEDERAUSLÖSEHEBEL RECHTS	GAS SPRING RELEASE LEVER RIGHT HANDSIDE SP
--	070.0107.0	GASFEDERAUSLÖSEHEBEL LINKS	GAS SPRING RELEASE LEVER LEFT HANDSIDE SP
Patientenstuhl M2			
--	070.0108.0	SITZPOLSTERTEIL M2	SEAT CUSHION ELEMENT M2 SP
PATIENTENSTUHL M2			
--	070.0108.0	SITZPOLSTERTEIL M2	SEAT CUSHION ELEMENT M2 SP
--	070.0108.1	SITZPOLSTERTEIL MOD M	SEAT CUSHION PART MOD M SP
--	070.0109.0	RÜCKENPOLSTERTEIL OHNE SPANNTAIL	BACK CUSHION PART M2 SP
Patientenstuhl M2			

__	070.0109.0	RÜCKENPOLSTERTEIL OHNE SPANNTEIL	BACK CUSHION PART M2	SP
HNO		ATMOS		
			Ausgabe 01 / 2020	Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description		
PATIENTENSTUHL M2				
__	070.0110.0	KOPFSTÜTZE-POLSTERTEIL	HEADREST CUSHION	SP
Patientenstuhl M2				
__	070.0110.0	KOPFSTÜTZE-POLSTERTEIL	HEADREST CUSHION	SP
PATIENTENSTUHL M2				
__	070.0111.0	BUCHSE FÜR BREMSHEBEL	BUSH F. BRAKE LEVER	SP
__	070.0113.0	UNTERTEIL KOMPLETT, 220-240V	BOTTOM PART CPL. MOD M2 220-240V	SP
Patientenstuhl M2				
__	070.0114.0	FUßSTÜTZEN-RIFFELGUMMI	FOOTREST GROOVE RUBBER M2	SP
PATIENTENSTUHL M2				
__	070.0114.0	FUßSTÜTZEN-RIFFELGUMMI	FOOTREST GROOVE RUBBER M2	SP
__	070.0115.0	Einstellschraubenset für Armlehne	Adjusting screw for arm rest M2	*
__	070.0318.0	Bremsring und Scheibe	Brake ring and disc	SP
__	070.0009.0	BREMSRING	BRAKE RING	
__	070.0010.0	BREMSSCHEIBE FÜR E2/M2	Brake disc for patient chair E2/M2	
Patientenstuhl M2				
__	415-050	Flügelmutter	Wing-Nut	
__	Oberteil M2	Oberteil M2		
__	250.025.001	Sitzwanne	Seat Mounting Plate	
__	320-095	Handrad Kopfstütze	handwheel Headrest	
__	410-020	Scheibe	Washer	
__	410-030	Scheibe	Washer	
__	445-026	Schraube Sitzpolster	Screw for seat cushion	
__	445-062	Schrauben Drehung	Screw Turning Mechanism	
__	449-005	Unterlegscheibe	Washer	
__	490-016	Schraube Rückenpolster	Screw Backrest	
__	OberundUnterteil	OberundUnterteil		
__	OberundUnterteil	OberundUnterteil		
__	070.0103.1	ARMAUFLAGE	ELBOW RAIL MOD. II	SP
__	070.0103.1	ARMAUFLAGE	ELBOW RAIL MOD. II	SP
__	070.0104.0	FUSSSTÜTZE STARR	FOOT REST RIGID	SP
__	070.0104.0	FUSSSTÜTZE STARR	FOOT REST RIGID	SP
__	070.0108.0	SITZPOLSTERTEIL M2	SEAT CUSHION ELEMENT M2	SP
__	070.0108.0	SITZPOLSTERTEIL M2	SEAT CUSHION ELEMENT M2	SP
__	070.0109.0	RÜCKENPOLSTERTEIL OHNE SPANNTEIL	BACK CUSHION PART M2	SP
__	070.0109.0	RÜCKENPOLSTERTEIL OHNE SPANNTEIL	BACK CUSHION PART M2	SP
__	070.0110.0	KOPFSTÜTZE-POLSTERTEIL	HEADREST CUSHION	SP

HNO		ATMOS		
			Ausgabe 01 / 2020	Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description		
Patientenstuhl M2				
__	070.0110.0	KOPFSTÜTZE-POLSTERTEIL	HEADREST CUSHION	SP
__	070.0114.0	FUßSTÜTZEN-RIFFELGUMMI	FOOTREST GROOVE RUBBER M2	SP
__	070.0114.0	FUßSTÜTZEN-RIFFELGUMMI	FOOTREST GROOVE RUBBER M2	SP
__	255,010001	Unterteil M2		
__	255,010001	Unterteil M2		
__	415-050	Flügelmutter	Wing-Nut	

---	415-050	Flügelmutter	Wing-Nut
-----	---------	--------------	----------

RHINO-300

--	000.0018.0	ELASTIKPUFFER SJ 5017 SELBSTKL.	Plactic buffer, elastic 5J-5017 adhesive	SP
--	000.0609.0	SCHNELLKUPPLUNG	QUICK CPL. DOUBLE M 1/8"	SP
--	000.0639.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13	*
--	008.0634.0	SICHERUNG 630 MA T	FUSE DELAY 630MA H	*
--	008.0689.0	SICHERUNG T 315MA H	DELAY FUSE 315MA H	*
--	060.0341.0	FRONTFOLIE	FRONT PANEL RHINOMANOMETER 300	SP
--	105.2012.5	ATEMMASKE KPL. GR. 3-4	Breathing mask, small	*
---	105.2012.3	Atemmaske GR. 3-4		SP
---	105.2012.4	MASKENADAPTER GR. 3-4 schwarz	MASK ADAPTER, SIZE 3-4 black	SP
--	105.2014.5	ATEMMASKE KPL. GR. 4-5	Breathing mask, large	*
---	105.2014.3	SILIKONMASKE GR.3-4	SILICON MASK SIZE 4-5	SP
---	105.2014.4	MASKENADAPTER GR. 4-5 NATUR	MASK ADAPTER, SIZE 4-5, NATURE	SP
--	105.2016.0	NASENADAPTER GR.1	Nose adapter, size 1, small, Ø 12 mm	SP
--	105.2017.0	NASENADAPTER GR.2	Nose adapter, size 2, medium, Ø 15 mm	SP
--	105.2018.0	NASENADAPTER GR.3	Nose adapter, size 3, large, Ø 18 mm	SP
--	105.3010.0	MESSSCHLAUCHSATZ	SET OF MEASURING HOSES	SP
--	105.3011.0	RINGBLENDENSPIROZEPTOR	ANNULAR DIAPHRAGM SPIROCEPTOR	SP
--	105.3050.0	DRUCKERPLATINE	PRINTER BOARD RHINOMANOMETER 300	SP
--	105.3057.0	RECHNERPLATINE	COMPUTER BOARD RHINOMANOMETER 300	SP
--	105.3060.0	NETZTEILPLATINE	POWER SUPPLY BOARD RHINO 300	SP
--	105.3083.0	DISPLAYSCHEIBE	DISPLAY PLATE	SP
--	105.3086.0	DRUCKERMODUL NEU	PRINTERMODULE NEW FOR RHINO 300	SP
--	507.0859.0	Netzanschlußkabel Schuko 3 m	Mains cable, Euro-standard, Length: 3 m	*
--	507.1110.0	SCHREIBROLLE THERMOSCHREIBER	Thermo-paper	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

Rollen für Ten-O-mat

--	Rollen	Rollen für Ten-O-mat	Rollen For Ten-O-mat	
--	503.0320.0	Doppelrolle Ten-o-mat bis 1991	Doppelrolle Ten-o-mat bie 1991	SP
--	503.0322.0	Doppelrolle für Ten-O-mat	Doppelrolle für Ten-O-mat	*

S 61 SERVANT

--	S61Servant	S 61 SERVANT	S 61 SERVANT	
--	530.0000.0	S61 SERVANT ENT WORKSTA.	S 61 SERVANT ENT WORKSTATION (230 V)	HNO
---	000.0496.0	ABDECKKAPPE	COVER CAP RD.9.50 BLACK	*
---	000.0547.0	MAGNETVERSCHLUSS	MAGNET. LOCK WHITE 4KG	SP
---	000.0746.0	INSTRUMENTENTRAY MELAMIN 190 X 150 MM	INSTRUMENT TRAY, MELAMINE, SMALL	HNO
---	000.0849.0	BLINDSTOPFEN LAMELLEN 43,5	BL. PLUG LAMELLAE 43.5	SP
---	000.0876.0	MÖBELGRIFF STAHL VERN. MATT	FURNITURE HANDLE STEEL NI.PLATED MATT	*
---	000.0904.0	ABDECKKAPPE GPN RD 15	COVER CAP GPN RD 15	SP
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
---	008.0388.0	SCHALTER	ROCKER SWITCH - BLACK / GREEN	SP
---	008.0491.0	SICHERUNG T 10,00 A L	FUSE 10,000 A DELAY	SP
---	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25	SP
---	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE	SP
---	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6	SP
---	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934)	SP
---	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125)	SP
---	008.0706.2	STECKER SCHUBLADE EXTRA SAFE	PLUG DRAWER EXTRA SAFE	SP
---	008.0821.0	STECKER SE KALTGER.NETZ.+SI.H	PLUG SE EURO MAINS+SI.H	SP
---	008.0869.0	STECKER BE POWER 2MM M. SCHALT	PLUG BE POWER 2MM W. SWITCH	*
---	008.0894.0	SCHALTER WIPP SCHW/GRÜN	ROCKER SWITCH BLACK/GREEN	SP

---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
---	011.0029.2	KABELBINDER 2,4x 84	CABLE TIE 2.4x 84	SP
---	011.0029.2	KABELBINDER 2,4x 84	CABLE TIE 2.4x 84	SP
---	011.1240.0	SCHLINGE-KABEL 230 BEFEST. M5	LOOP CABLE 230 FIX. M5	SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
---	060.0507.0	FRONTFOLIE S61 VARIO THERM	FRONT FOIL S61 VARIO THERM	SP
---	060.0512.0	FRONTFOLIE S61 NETZSCHALTER	FRONT FOIL S61 MAINS SWITCH	SP
---	060.0514.0	FRONTFOLIE S61 HYGROTHERM	FRONT FOIL S 61 HYDROTHERM	SP
---	060.0516.0	SCHILD 12 V DC OUT MAX 1A	SIGN 12V DC OUT MAX 1 A	SP
---	060.0518.0	FRONTFOLIE S061	FRONT FOIL S061	SP
---	505.0353.0	OHRSPÜLTULPE CERUMEX	EAR IRRIGATION BOWL	*
---	506.5120.0	SPRAYER DOPPEL KPL.	Sprayer with flexible nozzle for fluid and oily	HNO

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
S 61 SERVANT			
---	000.0219.0	DOPPELROHRDÜSE	SPARE NOZZLE TUBE FOR SPRAYER WITH FLEX SP
---	000.0237.0	Federbügel mit Rolle	SPRING CLIP WITH ROLLER FOR MEDICATION S SP
---	000.0577.0	MEDIKAMENTENGLAS	SPRAYER BOTTLE SP
---	055.0029.0	O-RING	O-RING 2.00 X 1.50 FOR MEDICATION SPRAYER *
---	506.5121.0	SPRAYERKOPF	SPRAYER TOP SP
---	506.5228.0	SCHLAUCH-RILSAN/ZUSCHNITT	HOSE PIECE FOR MEDICINE SPRAYER HNO
---	506.5225.0	SPRAYER GERADE KPL.	Sprayer, straight, for fluid medications HNO
---	000.0577.0	MEDIKAMENTENGLAS	SPRAYER BOTTLE SP
---	005.0026.0	SCHLAUCH-RILSAN RD. A. 4,0	Tubing RD A. 4,0 4,0X2,5 CA
---	505.0280.0	AUSSENROHR GERADE KPL.	SPARE NOZZLE TUBE WITH SWIVEL NUT FOR SP
---	506.5228.0	SCHLAUCH-RILSAN/ZUSCHNITT	HOSE PIECE FOR MEDICINE SPRAYER HNO
---	506.7671.0	KABEL C21 ERDUNGSLEITUNG PLAT	CABLE C21 GROUND WIRE PCB SP
---	506.7672.0	KABEL C21 ERDUNGSLEITUNG RÜCK	CABLE C21 GROUND WIRE REAR SP
---	506.7843.0	KABEL C31 ERDUNGSLEITUNG BEHÄ.	CABLE C31 GROUND WIRE CONTAINER SP
---	506.7843.0	KABEL C31 ERDUNGSLEITUNG BEHÄ.	CABLE C31 GROUND WIRE CONTAINER SP
---	507.0859.0	Netzanschlußkabel Schuko 3 m	Mains cable, Euro-standard, Length: 3 m *
---	507.4600.0	ATMOS® LS 21 LED	LED light handle ATMOS® LS 21 LED HNO
---	000.0798.0	FEDER DRUCK 19x1,25x32	SPRING PRESSURE 19x1.25x32 SP
---	000.0800.0	KUGEL 2 MM KL. III	BALL 2MM CL. III SP
---	008.0416.0	SCHRUMPFSCHLAUCH 5 X 30	Shrinking hose 5 x 30 SP
---	008.0538.0	ZUGENTLASTUNGSKLEMME	STRAIN RELIEF CLAMP SP
---	008.0571.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	GROMMET SP
---	008.0840.0	KABEL LS 21 LED MIT STECKER 4P	CABLE LS 21 LED W. PLUG 4P SP
---	507.4569.0	Diode Leucht Cree XPGWHT	Diode Leucht Cree XPGWHT SP
---	507.4650.0	EINKOPPELLINSE LED- LICHTQUELL	COUPLING LENS LED- LIGHT SOURCE SP
---	507.4651.0	GRIFF FÜR LICHTQUELLE	GRIP F. LIGHT SOURCE SP
---	507.4652.0	GRUNDKÖRPER LED LICHTQUELLE	BASE BODY LED LIGHT SOURCE SP
---	005.0265.0	RUND 31,8 PPSU SCHWARZ	SP
---	507.4652.1	ÜBERGANGSSTÜCK LED LICHTQUELLE	TRANSITION PIECE LED LIGHT SOURCE SP
---	507.4653.0	SPANNRING LED LICHTQUELLE	CLAMPING RING LED LIGHT SOURCE SP
---	005.0264.0	RUND 38,1 PPSU/ SCHWARZ	SP
---	507.4654.0	DECKEL LED LICHTQUELLE	LID LED LIGHT SOURCE SP
---	507.4657.0	Adapter für Wolf Lichtleiteranschluss an Storz Opt	Adaption for Wolf fiber cable connection on Storz HNO
---	507.4661.0	FEDERRING LED LICHTQUELLE	SPRING RING LED LIGHT SOURCE SP
---	507.4661.0	FEDERRING LED LICHTQUELLE	SPRING RING LED LIGHT SOURCE SP
---	507.4663.0	SILI-TAPE-RING AD 24 ID11	SILI TAPE RING AD 24 ID11 SP

REF

Artikel-Bezeichnung

Item Description

S 61 SERVANT

----	507.4665.0	KÜHLKÖRPER LED LICHTQUELLE V2		SP
----	507.4666.0	LINSENTRÄGER LED LICHTQUEL. V2		SP
-----	005.0265.0	RUND 31,8 PPSU SCHWARZ		SP
----	508.0058.0	INSTR.TRAY AL ELOX.16X184X142	INSTRUMENT TRAY, ANODISED-ALUMINIUM, SM	HNO
----	508.0058.2	INSTRUMENTENTRAY EDELSTAHL 180 X 140 MM	INSTRUMENT TRAY, STAINLESS STEEL, SMALL	HNO
----	508.0451.0	WARMWASSERSPÜLBEHÄLTER KPL. DR		SP
----	000.0504.0	FLASCHE MILCH FORM 3521	RINSING JAR 250 ML	SP
----	005.0176.0	SCHLAUCH RD.I. 4,0X1,0	Hose RD. I. 4,0 x 1,0	SP
----	055.0105.0	O-RING 3,00 X 1,50	O-RING 3.5X1.5	*
----	443.0251.0	DICHTUNG F. BAKTERIENFILTER	SEAL F. BACTERIA FILTER	SP
----	501.0331.0	SPRITZSCHUTZ AUS PLEXIGLAS	Splash protection to be slipped on jet connectio	HNO
----	502.0844.0	Schlauchspitzen	Hose tips	CA
----	508.0427.0	DÜSENANSATZ-II GERADE 80MM.	Jet connection for water irrigation handle 80 mm	HNO
----	508.0452.0	DECKEL KPL. WASSER-DRUCKL.		SP
----	510.1082.0	SCHANIERMONTAGEPLATTE	HINGE ASSEMBLY PLATE	SP
----	530.0010.0	CLIPBOARD	CLIPBOARD	HNO
----	530.0112.0	KABEL SPANNUNGSVERS. STEUERUNG	CABLE MAINS SUPPLY CONTROL	SP
----	530.0127.0	ABDECKBLECH OHRSPÜLTULPE PUMP	COVER PLATE EAR IRRIGATION PUMP	SP
----	530.0150.0	GEHÄUSE WORKSTATION S61	HOUSING WORKSTATION S61	SP
----	000.0861.0	SCHARNIER	HINGE	SP
----	000.0862.0	MÖBELROLLE 45 STARR	FURNITURE CASTOR 45 RIGID	*
----	000.0863.0	GLEITER-BASISELEMENT	SLIDER BASIC ELEMENT	SP
----	000.0864.0	ADAPTER 15 MM	ADAPTER 15 MM	SP
----	000.0865.0	DISTANZSCHEIBE 5MM	SPACER 5MM	SP
----	530.1124.0	ANSCHLAGBUCHSE	STOP BUSH	SP
----	530.1127.0	TRAGEWINKEL (BEHÄLTER)	SUPPORT ANGLE (CONTAINER)	SP
----	530.1128.0	FÜHRUNGSHALTER	GUIDE HOLDER	SP
----	530.1129.0	SOCKELBLENDE	BASE PLATE	SP
----	530.1131.0	RÜCKWAND TECHNIK	REAR WALL TECHNOLOGY	SP
----	531.0202.0	SCHARNIERMONTAGEPLATTE	HINGE MOUNTING PLATE	SP
----	530.0274.0	STOPFEN FÜR SCHLAUCHHALTER S61	Blind for handle support	HNO
----	530.1030.0	ABSAUGEINRICHTUNG F. ZV	Suction equipment for connection to central	HNO
----	000.0343.0	SCHWINGEELEMENT	OSCILLATING-ELEMENT RD. 15 X 15	SP
----	000.0544.0	SEKRETBEHÄLTER 1,25LTR.	SUCTION BOTTLE 1.25 LTR., GRADUATED	SP
----	000.0839.0	Schwimmkugel für DDS-Behältersystem 1 l	Float ball for DDS canister system 1 l	SP
----	000.0873.0	DOPPELNIPPEL 3/8"x3/8"	DOUBLE NIPPLE 3/8"x3/8"	SP

REF

Artikel-Bezeichnung

Item Description

S 61 SERVANT

----	000.0892.0	NIST-ANSCHLUSS G1/4 VAC	NIST CONNECTION G1/4 AIR	SP
----	000.0894.0	AUFSCHRAUBSCHLAUCHTÜLLE G3/8-9	SCREW-ON HOSE SPOUT G3/8-9	*
----	000.0895.0	AUFSCHRAUBSCHLAUCHTÜLLE G1/4-9	SCREW-ON HOSE SPOUT G1/4-9	SP
----	000.0896.0	ANSCHLUSSNIPPEL G1/4" AIR	CONNECT. NIPPLE G1/4" AIR	SP
----	008.0086.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE BR 280	SP
----	008.0615.0	SOCKEL-KLEBE F. KABELBINDER	BASE ADHES. F. CABLE TIE	*
----	008.0760.0	STECKER S 6,3X0,8 1P/M6	PLUG S 6.3X0.8 1P/M6	SP
----	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
----	055.0019.0	DICHTUNG RD 17 X 22 X 2	Gasket RD 17 X 22 X 2	*

----	055.0019.0	DICHTUNG RD 17 X 22 X 2	Gasket RD 17 X 22 X 2	*
----	055.0026.0	DICHTUNG RD 6 X 11,5X 1	Gasket RD 6 X 11.5 X 1	*
----	055.0054.0	O-RING 10,00 x 2,00	O-ring 10.00 X 2.00	*
----	312.0827.1	SPRITZSCHUTZ BEARBEITET	PROC. SPLASH GUARD	SP
----	320.0013.0	DICHTRING	GASKET FOR INSERT OF COLLECTION JAR LID	*
----	340.0054.0	Bakterienfilter für ATMOS® DDS-Sekretbehälter, 10	Bacterial filter for ATMOS® DDS secretion canister	CA
----	340.0057.0	PATIENTENANSCHLUSS 6/10MM	DDS-HOSE ADAPTER SET, Ø 6 MM + Ø 10 MM	CHI
----	510.0022.0	KABELBAUM VERSORGUNG-PUMPE	CABLE HARNESS SUPPLY-PUMP	SP
----	530.0160.0	VENTILPLATTE VAC-ZV	VALVE PLATE VAC-ZV	SP
----	530.1108.0	SAUGDECKEL DDS S61	SUCTION COVER DDS S61	SP
----	530.1109.0	SCHOTTNIPPEL	SCHOTT NIPPLE	*
----	530.1110.0	SAUGDECKELSTOPFEN	SUCTION COVER PLUG	SP
----	530.1117.0	PUMPENGEWICHTSPLATTE	PUMP WEIGHT PLATE	SP
----	530.1144.0	SAUGSCHLAUCH KPL. 8MM S61	Suction hose complete 8 mm	SP
-----	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
-----	006.0025.0	Schlauch IØ8,0 x AØ12, OMM	Hose IØ8,0 x AØ12, OMM	*
-----	506.7621.0	STECKSAUGNIPPEL	SUCTION NIPPLE	SP
-----	531.0201.0	LICHTSCHRANKE BEARB.	LIGHT BARRIER PROC.	SP
-----	506.7660.0	GABELLICHTSCHRANKE KPL.	LIGHT BARRIER	*
----	530.1112.1	OBERTEIL TECHNIK LACKIERT	UPPER PART TECHNOLOGY PAINTED	SP
----	530.1113.0	TÜR SCHLAUCHRAUM	DOOR HOSE ROOM	SP
----	530.1114.0	ZWISCHENBODEN TRFO/NETZ	FALSE FLOOR TRANSFORMER/MAINS	SP
----	530.1115.0	ZWISCHENBODEN BAUGRUPPE	FALSE FLOOR ASSEMBLY	SP
----	530.1118.1	FRONTBLLENDE LACKIERT	FRONT PLATE PAINTED	SP
----	530.1119.0	TÜRE SERVICERAUM	DOOR SERVICE ROOM	SP
----	530.1120.0	GLASPLATTE TECHNIKTOWER	GLASS PLATE TECH. TOWER	SP
----	530.1123.0	TRÄGERPLATTE ERKER TECHNIK	CARRIER PLATE ERKER TECH.	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
S 61 SERVANT			
----	530.1136.0	ERDUNGSLEITUNG RD6--6,3--760	GROUND CONDUCTOR RD6--6.3--760 SP
----	530.1143.0	KABEL SERVICEANZEIGE S61	CABLE SERVICE DISP. S61 SP
----	530.1149.0	LEITERPL. TECHNIKCONTROL	CIRCUIT BOARD TECH. CONTROL SP
----	530.1155.0	LEITERPLATTE SERVICEANZEIGE	CIRCUIT BOARD SERVICE DISPLAY SP
----	530.1157.0	DRUCKLUFTHANDGRIFF-II C21	COMPR. AIR HANDGRIP S61 SP
-----	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50 SP
-----	000.0448.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 3,6X0,40 X 6,00 SP
-----	000.0681.0	FEDER DRUCK 5.0X0.40X12.00	SPRING PRESSURE 5.0X0.40X12.00 SP
-----	000.0737.0	KUPPLUNG SCHNELL M 1/8" 90°	QUICK CPL. M 1/8" 90° SP
-----	006.0022.0	SCHLAUCH Ø4,0xØ8,0	HOSE Ø4,0xØ8,0 *
-----	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00 *
-----	055.0035.0	O-RING	O-RING 6.00 X 1.00 *
-----	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00 *
-----	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00 *
----	506.0103.1	KLEMMBUCHSE RD 11,80X1,40-22	COLLET RD 11.80X1.40-22 SP
----	506.7774.0	ÜBERZIEHBUCHSE	COVER BUSH SP
----	508.0251.0	FUNKT.TRÄGER DRUCKL.HANDGR.-II	FUNCT. CARRIER COMPR. AIR HANDGRIP II SP
----	508.0252.0	KUPPLUNGSHEBEL DRUCKL.HANDGRIF	COUPL. LEVER COMPR. AIR HANDGRIP SP
----	508.0253.0	BLINDSTOPFEN DRUCKL.HANDGRIFF schwarz	BLIND PLUGS COMPR. AIR HANDGRIP SP
----	508.0255.0	GRIFFSCHALENSATZ DRUCKL.HANDGR	SHELL SET FOR COMPRESSED-AIR HANDLE SP
----	508.0437.0	VENTILSCHIEBER SPÜLHANDGR. II	VALVE SLIDER, IRRIGATION HANDLE II SP
----	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW SP
----	508.0441.0	AUSLÖSEHEBEL SPÜLHANDGRIFF II	TRIGGER LEVER FLUSH HANDLE II SP

---	530.1180.0	WASSERHANDGRIFF HYGRO S61	WATER HANDGRIP HYGRO S61	SP
---	000.0444.0	FEDER DRUCK 6,0 X 0,40 X 13,00	Pressure spring 6,0X0,4 X 13,00	SP
---	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50	SP
---	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00	*
---	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
---	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00	*
---	502.0964.0	VENTILSCHIEBER	VALVE SLIDER	SP
---	502.0966.0	STELLKNOPF	ADJ. KNOB	SP
---	508.0253.0	BLINDSTOPFEN DRUCKL.HANDGRIFF schwarz	BLIND PLUGS COMPR. AIR HANDGRIP	SP
---	508.0434.0	GRIFFSCHALE LINKS Produktende	GRIFFSCHALE-1 SPUELHANDGRIFF-II	SP
---	508.0435.0	GRIFFSCHALE RECHTS	GRIFFSCHALE-2 SPUELHANDGRIFF-II	SP
---	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW	SP
---	508.0440.0	Griffschale links ohne Autokl	GRIP PLATE LEFT W/O AUTO CL	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
S 61 SERVANT			
---	508.0441.0	AUSLÖSEHEBEL SPÜLHANDGRIFF II	TRIGGER LEVER FLUSH HANDLE II SP
---	530.1184.0	FUNKTIONSTRÄGER HYGRO S61	FUNCTIONS CARRIER HYGRO S61 SP
---	530.1181.0	SCHLAUCH DOPPELLAUF S61	HOSE DOUBLE BARREL S61 *
---	530.1186.0	DICHTUNG DREI-LOCH S61	THREE-HOLE GASKET S61 SP
---	530.1190.0	WASSERHANDGRIFF VARIO S61	WATER HANDGRIP VARIO S61 SP
---	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50 SP
---	000.0681.0	FEDER DRUCK 5.0X0.40X12.00	SPRING PRESSURE 5.0X0.40X12.00 SP
---	000.0770.0	FEDER DRUCK 5X0,4X8,7	SPRING PRESSURE 5X0.4X8.7 SP
---	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00 *
---	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00 *
---	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00 *
---	502.0964.0	VENTILSCHIEBER	VALVE SLIDER SP
---	502.0975.0	SCHUTZHÜLSE	PROT. SLEEVE SP
---	502.0977.0	STIFT F. DRUCKWASSERHANDGRIFF	PIN F. PRESS. WATER HANDGRIP SP
---	502.0986.0	ANSCHLAGBUCHSE	STOP BUSH SP
---	502.0987.0	GEWINDEHÜLSE 2	THREADED SLEEVE 2 SP
---	502.0988.0	STELLSCHRAUBE	ADJ. SCREW SP
---	508.0434.1	GRIFFSCHALENSATZ BEDRUCKT	GRIP SET PRINTED SP
---	508.0434.0	GRIFFSCHALE LINKS Produktende	GRIFFSCHALE-1 SPUELHANDGRIFF-II SP
---	508.0435.0	GRIFFSCHALE RECHTS	GRIFFSCHALE-2 SPUELHANDGRIFF-II SP
---	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW SP
---	508.0441.0	AUSLÖSEHEBEL SPÜLHANDGRIFF II	TRIGGER LEVER FLUSH HANDLE II SP
---	530.1184.0	FUNKTIONSTRÄGER HYGRO S61	FUNCTIONS CARRIER HYGRO S61 SP
---	000.0048.0	NIPPEL	NIPPLE HOSE CONNECTOR R1/8"/RD6 *
---	000.0736.0	KUPPLUNG SCHNELL W 1/4"	QUICK CPL. W 1/4" SP
---	000.0893.0	NIST-ANSCHLUSS G1/4 AIR	NIST CONNECTION G1/4 AIR SP
---	000.0894.0	AUFSCHRAUBSCHLAUCHTÜLLE G3/8-9	SCREW-ON HOSE SPOUT G3/8-9 *
---	000.0895.0	AUFSCHRAUBSCHLAUCHTÜLLE G1/4-9	SCREW-ON HOSE SPOUT G1/4-9 SP
---	000.0896.0	ANSCHLUSSNIPPEL G1/4" AIR	CONNECT. NIPPLE G1/4" AIR SP
---	000.0897.0	ANSCHLUSSSTÜCK 1/8"	CONNECT. PIECE 1/8" *
---	000.0943.0	DRUCKREGLER MINI	PRESSURE CONTROLLER MINI *
---	005.0020.0	SCHLAUCH	HOSE RD. I. 8,0 X 3,0 *
---	005.0091.0	SCHLAUCH RD.I. 6,0X3,0	Hose RD. I. 6,0 X 3,0 *
---	008.0615.0	SOCKEL-KLEBE F. KABELBINDER	BASE ADHES. F. CABLE TIE *
---	008.0779.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE 230V SP
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2 *

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
S 61 SERVANT			
_____	055.0005.0	DICHTUNG RD 7 X 10 X 1	GASKET RD 7 X 10 X 1 *
_____	060.0448.0	SCHILD SYMBOL DRUCKLUFT	SIGN PRESS. AIR SYMBOL SP
_____	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25 SP
_____	061.0060.0	SCHLAUCHSCHELLE	HOSE CLAMP SCREW THREAD *
_____	061.0066.0	SCHLAUCHKLEMME	HOSE CLIP SKIFFY 12.2 - 14.8 MM *
_____	506.5120.0	SPRAYER DOPPEL KPL.	Sprayer with flexible nozzle for fluid and oily HNO
_____	000.0219.0	DOPPELROHRDÜSE	SPARE NOZZLE TUBE FOR SPRAYER WITH FLEX SP
_____	000.0237.0	Federbügel mit Rolle	SPRING CLIP WITH ROLLER FOR MEDICATION S SP
_____	000.0577.0	MEDIKAMENTENGLAS	SPRAYER BOTTLE SP
_____	055.0029.0	O-RING	O-RING 2.00 X 1.50 FOR MEDICATION SPRAYER *
_____	506.5121.0	SPRAYERKOPF	SPRAYER TOP SP
_____	506.5228.0	SCHLAUCH-RILSAN/ZUSCHNITT	HOSE PIECE FOR MEDICINE SPRAYER HNO
_____	506.5225.0	SPRAYER GERADE KPL.	Sprayer, straight, for fluid medications HNO
_____	000.0577.0	MEDIKAMENTENGLAS	SPRAYER BOTTLE SP
_____	005.0026.0	SCHLAUCH-RILSAN RD. A. 4,0	Tubing RD A. 4,0 4,0X2,5 CA
_____	505.0280.0	AUSSENROHR GERADE KPL.	SPARE NOZZLE TUBE WITH SWIVEL NUT FOR SP
_____	506.5228.0	SCHLAUCH-RILSAN/ZUSCHNITT	HOSE PIECE FOR MEDICINE SPRAYER HNO
_____	506.7849.0	KABEL C31 VERSORGUNG VENTILE	CABLE C31 SUPPLY VALVES SP
_____	530.0135.0	HALTER F. MEDIKAMENTENFLASCHEN	SP
_____	530.0161.0	GRUNDWINKEL ZV-Druck M. V-PUMP	BASE ANGLE ZV-PRESS. M. V-PUMP SP
_____	530.1117.0	PUMPENGEWICHTSPLATTE	PUMP WEIGHT PLATE SP
_____	530.1157.0	DRUCKLUFTHANDGRIFF-II C21	COMPR. AIR HANDGRIP S61 SP
_____	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50 SP
_____	000.0448.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 3,6X0,40 X 6,00 SP
_____	000.0681.0	FEDER DRUCK 5.0X0.40X12.00	SPRING PRESSURE 5.0X0.40X12.00 SP
_____	000.0737.0	KUPPLUNG SCHNELL M 1/8" 90°	QUICK CPL. M 1/8" 90° SP
_____	006.0022.0	SCHLAUCH Ø4,0xØ8,0	HOSE Ø4,0xØ8,0 *
_____	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00 *
_____	055.0035.0	O-RING	O-RING 6.00 X 1.00 *
_____	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00 *
_____	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00 *
_____	506.0103.1	KLEMMBUCHSE RD 11,80X1,40-22	COLLET RD 11.80X1.40-22 SP
_____	506.7774.0	ÜBERZIEHBUCHSE	COVER BUSH SP
_____	508.0251.0	FUNKT.TRÄGER DRUCKL.HANDGR.-II	FUNCT. CARRIER COMPR. AIR HANDGRIP II SP
_____	508.0252.0	KUPPLUNGSHEBEL DRUCKL.HANDGRIF	COUPL. LEVER COMPR. AIR HANDGRIP SP
_____	508.0253.0	BLINDSTOPFEN DRUCKL.HANDGRIFF schwarz	BLIND PLUGS COMPR. AIR HANDGRIP SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
S 61 SERVANT			
_____	508.0255.0	GRIFFSCHALENSATZ DRUCKL.HANDGR	SHELL SET FOR COMPRESSED-AIR HANDLE SP
_____	508.0437.0	VENTILSCHIEBER SPÜLHANDGR. II	VALVE SLIDER, IRRIGATION HANDLE II SP
_____	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW SP
_____	508.0441.0	AUSLÖSEHEBEL SPÜLHANDGRIFF II	TRIGGER LEVER FLUSH HANDLE II SP
_____	531.0201.0	LICHTSCHRANKE BEARB.	LIGHT BARRIER PROC. SP
_____	506.7660.0	GABELLICHTSCHRANKE KPL.	LIGHT BARRIER *
_____	530.5010.0	SPIEGELSCHNELLERWÄRMER S61	MIRROR QUICK HEATER HNO
_____	008.0464.1	TRAFO	TRANSFORMER PRIM 2 X 110 V + 20 V SP
_____	060.0513.0	FRONTFOLIE S61 SPIEGELSCHNELL	FRONT FOIL S61 SPIEGELSCHNELL SP

----	506.7705.0	ABDECKUNG KURZ SPN	MIRROR WARMER COVER	SP
----	506.7860.0	LEITERPL. BECKENSÜLUNG C31	CICUIT BOARD BASIN IRRIG. C31	SP
----	530.0109.0	KABEL S61 SNE-TRAFO	CABLE S61 SNE-TRANSF.	SP
----	530.0110.0	KABEL S61 SNE-TASTER/VARIO AKT	CABLE S61 SNE-SWITCH/VARIO AKT	SP
----	530.0138.0	SPIEGELNACHERWÄRMER VORMONT.	MIRROR REHEATER PREMOUNTED	SP
----	008.0817.0	STECKER B LABOR 1P	PLUB B LABORATORY 1P	SP
-----	506.7701.0	SCHUTZROHR	PRTECTIVE PIPE	SP
-----	506.7702.0	HALTESTEG SPN	HOLDING STRIP SPN	SP
-----	506.7703.0	HEIZROHR	HEATING PIPE	SP
-----	506.7704.0	ISOLIERPERLE	INSULATING PEARL	SP
-----	508.0053.0	HEIZELEMENT	HEATING ELEMENT FOR MIRROR	SP
-----	008.0083.1	ADER-ENDHÜLSE T0,75QMM	WIRE FERRULE T0, 75QMM	SP
-----	008.0135.0	STECKER S LABOR 1P	Socket S Labor 1P	SP
-----	008.0468.0	HEIZWENDEL GEWICKELT	HEATING COIL WOUND	SP
-----	530.0113.0	KABEL S61 SSE SEKUNDÄR	CABLE S61 SSE SECONDARY	SP
-----	530.1121.0	ABLEITKANAL SSA	DIVERS. CHANNEL SSA	SP
-----	530.5020.0	HEIZMODUL FÜR INSTRUMENTENTRAY	HEATING MODULE FOR INSTRUMENT TRAY	HNO
-----	005.0171.0	SCHRUMPFSCHLAUCH Ø2,4xØ1,2		SP
-----	008.0649.1	STECKER FLACH KOND. 6,3 X 0,8	PLUG FLAT COND. 6.3X0.8	SP
-----	008.0696.0	KABEL 2X 0,34 LIYY	CABLE 2X 0.34 LIYY	SP
-----	008.0752.0	ISOLIERMATERIAL 70,0 BREIT	ISOLATION MATERIAL 70	SP
-----	008.0753.0	ISOLIERMATERIAL 51,0 BREIT	ISOLATION MATERIAL 51,0	SP
-----	008.0794.0	NTC TEMPERATURFÜHLER 10KOHM	NTC TEMP. SENSOR 10KOHM	SP
-----	008.0874.0	HEIZKÖRPER / SVW S61	RADIATOR / SVW S61	SP
-----	011.0029.2	KABELBINDER 2,4x 84	CABLE TIE 2.4x 84	SP
-----	011.0696.0	Crimp connecting-clip 1P mole	Crimp connecting-clip 1P mole	SP
-----	011.0843.0	Plug G Crimp-Snap 2P MOLE	Plug G Crimp-Snap 2P MOLE	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description		
S 61 SERVANT				
----	055.0037.0	SCHEIBE RD 15 X 30 - 0,3	PLATE RD 15 X 30 - 0,3	SP
----	506.7680.0	NTC-TEMPERATURFÜHLER L120	NTC-TEMPERATURE SENSOR L120	SP
----	510.0022.0	KABELBAUM VERSORGUNG-PUMPE	CABLE HARNESS SUPPLY-PUMP	SP
----	530.0109.0	KABEL S61 SNE-TRAFO	CABLE S61 SNE-TRANSF.	SP
----	530.0111.0	KABEL S61 SPANNUNGSVERS. 12V	CABLE S61 MAINS SUPPLY 12V	SP
----	530.0141.0	WÄRMELEITBLECH	HEAT CONDUCTING PLATE	SP
----	530.1150.0	WARMHALTEPLATTE TT	HEATING PLATE TT	SP
----	530.1151.0	WARMHALTEPLATTE BASIS	HEATING PLATE BASIC	SP
----	530.1152.0	HEIZKÖRPERABDECKUNG	HEATING ELEMENT COVER	SP
----	530.1153.0	ISOLIERUNTERLAGE CAPTON	INSULATION MOUNT CAPTON	SP
----	530.1154.0	ISOLIERAUFLAGE	INSULATION SUPPORT	SP
----	531.0104.0	LEITERPL. TEMP.CONTROL LARYNGO	CIRCUIT BOARD TEMP.CONTROL LARYNGO	SP
----	531.0105.0	KABEL S61 NETZHAUPTLEITUNG	CABLE S61 MAIN POWER CABLE	SP
----	531.0106.0	KABEL S61 VERSORGUNG EXTERN	CABLE S61 EXTERNAL SUPPLY	SP
----	531.0107.0	KABEL S61 SCHALTNETZTEIL	CABLE S61 SWITCHING POWER SUPPLY	SP
----	531.0145.0	SCHLAUCHHALTER	HOSE HOLDER	SP
----	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13	*
----	Innenansichtlinks	INNENANSICHT LINKS	INSIDE LEFT	
----	000.0102.0	SCHLAUCHVERBINDER TS8 8-8-8	HOSE CONNECTOR TS8 8-8-8	*
----	000.0252.0	SCHLAUCH-STECKANSCHLUSS 'RD 8 1/4" GERAI	HOSE SLOT	SP
----	000.0513.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.T RD4-4-4	HOSE QUICK CONNECTOR RD4-4-4	*
----	000.0550.0	LAUGENPUMPE	PUMP FOR SUCTION BOTTLE DRAINING	SP
----	000.0597.0	PUMPE MEMBRAN ZVR 55L	Pump complete	SP

-----	000.0015.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-10	HOSE CONNECTOR T RD-10	*
-----	000.0312.1	Kondensator 4uF 400V	condenser 4uF 400V	SP
-----	000.0607.0	NIPPEL SCHLAUCHANSCHL.L RD-10	NIPPLE HOSE CONNECTOR WES 10	SP
-----	069.0129.0	VENTIL PILZ-FORM 80110133	VALVE, MUSHROOM-SHAPED 8011	SP
-----	069.0140.0	ZWISCHENSTÜCK RYTON	INTERMEDIATE PLATE	SP
-----	069.0141.0	KOPF 8011 VENTILSEITE	HEAD 8011 GD-AISI 12 VALVE SITE FOR 000.0597	SP
-----	069.0142.0	KOPF 8011	PUMP HEAD 8011 GD-AISI12 FOR 000.0597.0 PUN	SP
-----	069.0143.0	KAMMER 8011 OHNE 3.VENTIL	VALVE CHAMBER 8011 GD-AISI 12 WITHOUT VAL	SP
-----	069.0144.0	KAMMER 8011 MIT 3.VENTIL	VALVE CHAMBER 8011 GD-AISI12 WITH 3 VALVE	SP
-----	069.0145.0	O-RING 70°SHORE	O-RING 70°SHORE	*
-----	069.0146.0	VERBINDUNGSROHR 8011	CONNECTION TUBE 8011 BETWEEN THE PUMP	SP
-----	069.0147.0	O-RING 3,68 X 1,78	O-RING 3,68 X 1,78	*
-----	069.0148.0	FORMMEMBRANE 8011	MEMBRANE, SHAPED 8011 FOR 55L PUMP 000.0	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
S 61 SERVANT			
-----	069.0149.0	PLEUELSATZ 8011	CONNECTING ROD SET FOR 55L PUMP 000.0597 SP
-----	000.0713.0	SAUGPUMPE MEMBRAN 40L/90% KPL	SUCTION- PUMP 40L/90% COMPLETE SP
-----	069.0171.0	PUMPENKOPF KOMPLETT	PUMP HEAD COMPLETE SP
-----	069.0172.0	MEMBRAN-SET	MEMBRANE SET FOR C401 AGGREGATE SP
-----	000.0856.0	REDUZIERVERBINDER GERADE 6-4	REDUCT. CONNECT. STRAIGHT 6-4 SP
-----	000.0917.0	PUMPE MEMBRAN 45L/90% 230V	PUMP 45L/90% 230V SP
-----	000.0312.1	Kondensator 4uF 400V	condenser 4uF 400V SP
-----	069.0201.0	E-SET FÜR PUMPE	SPARE PART SET FOR PUMP C 451 / VC 45 SP
-----	000.0917.N	PUMPE S61 NACHRÜSTSATZ	Water pump for S61 SP
-----	000.0343.0	SCHWINGELEMENT	OSCILLATING-ELEMENT RD. 15 X 15 SP
-----	000.0917.0	PUMPE MEMBRAN 45L/90% 230V	PUMP 45L/90% 230V SP
-----	000.0312.1	Kondensator 4uF 400V	condenser 4uF 400V SP
-----	069.0201.0	E-SET FÜR PUMPE	SPARE PART SET FOR PUMP C 451 / VC 45 SP
-----	530.1195.0	KABEL S61 VERSORGUNG PUMPE	Wire maintenance pump SP
-----	000.0976.0	EINSCHRAUBANSCHLUSS GERADE RD8	SCREW-FIT CONNECT. STRAIGHT RD8 *
-----	006.0008.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 7 mm, Mindestabnahme 5	Suction hose, silicone, Ø 7 mm, minimum purchase € SP
-----	006.0061.0	SCHLAUCH PVC DI 19	TUBEPVC DI 19 SP
-----	008.0464.1	TRAFO	TRANSFORMER PRIM 2 X 110 V + 20 V SP
-----	008.0655.0	AQUASTOP	CONNECTION LINE WITH VALVE *
-----	008.0735.0	SCHALTER MIKRO 6A 125V-250V	SWITCH MICRO 6A 125V-250V SP
-----	008.0779.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE 230V SP
-----	502.0955.0	DRUCKMINDERER	PRESSURE REDUCER *
-----	506.7673.0	KABEL C21 VERSORGUNG PUMPEN	CABLE C21 SUPPLY PUMPS SP
-----	530.0042.0	WASSERENTSORGUNGSMODUL VORMONT	WATER DISPOSAL MODULE PREMOUNTED SP
-----	000.0550.0	LAUGENPUMPE	PUMP FOR SUCTION BOTTLE DRAINING SP
-----	005.0004.0	SCHLAUCH	TUBERD.1.24,0X3,0 SP
-----	061.0080.0	SCHLAUCHSCHELLE SCHNECKENGEW.	HOSE CLIP AUGER THREAD *
-----	506.6090.0	KABELSTÜCK B2P--RD4--1250	CABLE LENGTH B2P--RD4--1250 SP
-----	008.0139.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	SOCKET B AMP 6,3 X 0,8 SP
-----	008.0696.0	KABEL 2X 0,34 LIYY	CABLE 2X 0.34 LIYY SP
-----	011.0696.0	Crimp connecting-clip 1P mole	Crimp connecting-clip 1P mole SP
-----	011.0843.0	Plug G Crimp-Snap 2P MOLE	Plug G Crimp-Snap 2P MOLE SP
-----	530.0106.0	KABEL S61 LAUGENPUMPE	CABLE S61 DISCHARGE PUMP SP
-----	530.1099.0	ABWASSERTANK VORMONTIERT	WASTE WATER TANK PRE-INSTALLED SP
-----	000.0536.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.I RD4	HOSE QUICK CONNECTOR RD4 *
-----	008.0729.0	STECKER S AMP 6,3X0,8 1P	PLUG S AMP 6.3X0.8 1P SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
S 61 SERVANT			
_____	530.1100.0	ABWSSERTANK S61	WASTE WATER TANK S61 SP
_____	530.1142.0	KONTAKTGEBER ABWASSER	CONTACT MAKER WASTE WATER SP
_____	530.1103.0	ABWSSERTANKHALTER	WASTE WATER TANK HOLDER SP
_____	530.1103.0	ABWSSERTANKHALTER	WASTE WATER TANK HOLDER SP
_____	530.1117.0	PUMPENGEWICHTSPLATTE	PUMP WEIGHT PLATE SP
_____	530.1158.0	VENTILMONTAGEWINKEL	VALVE MOUNTING BRACKET SP
_____	530.1195.0	KABEL S61 VERSORGUNG PUMPE	Wire maintenance pump SP
_____	534.0152.0	GEWINDENIPPEL R 1/8"-11,3	THREAD NIPPLE R 1/8" SP
_____	Innenansichtrech	INNENANSICHT RECHTS	INSIDE RIGHT
_____	000.0509.0	DRUCK-PUMPE AB BAUJ. JAN. 92	PRESURE PUMP 2,5 BAR SP
_____	000.0522.0	FEDER	PRESSURE SPRING 3,6 X 0,40 S 1,7 X 9,6 SP
_____	000.0552.1	HOHLSCHRAUBE G 1/8" KURZ	HOLLOW SCREW G1/8" SHORT SP
_____	069.0025.0	MEMBRANE	MEMBRANE FOR MOD. 8010 SP
_____	069.0036.0	PUMPENDECKEL	MEMBRANE DISC NEW FOR MOD. 8010 SP
_____	069.0037.0	NIPPEL SCHLAUCHANSCHL.I RD-8	NIPPLE HOSE CONNECTION I RD-8 SP
_____	069.0038.0	MEMBRANUNTERLAGE (TEFLON)	MEMBRANE PAD FOR 8010 *
_____	069.0086.0	PUMPENDECKEL	COVERING FOR PUMP MOD. 8010 SP
_____	000.0616.0	PUMPE SCHLAUCH SR 10/100	Pump hose SR 10/100 SP
_____	005.0026.0	SCHLAUCH-RILSAN RD. A. 4,0	Tubing RD A. 4,0 4,0X2,5 CA
_____	006.0022.0	SCHLAUCH Ø4,0xØ8,0	HOSE Ø4,0xØ8,0 *
_____	069.0027.0	SCHALLDÄMPFER	Sound absorber for MOD. 8050 SP
_____	069.0126.0	SCHLAUCHKASSETTE F. SR10/500	HOSE BOX FOR HOSE PUMP (UP FROM MODEL SP
_____	530.1070.N	Automatische Sekretbehälterentleerung	Automatic secretion canister evacuation SP
_____	000.0616.0	PUMPE SCHLAUCH SR 10/100	Pump hose SR 10/100 SP
_____	000.0652.0	SCHOTT-TÜLLE 9.6 X 9.6 M10	SCHOTT SPOUT 9.6 X 9.6 M10 SP
_____	006.0008.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 7 mm, Mindestabnahme 5	Suction hose, silicone, Ø 7 mm, minimum purchase t SP
_____	008.0615.0	SOCKEL-KLEBE F. KABELBINDER	BASE ADHES. F. CABLE TIE *
_____	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200 SP
_____	011.0029.2	KABELBINDER 2,4x 84	CABLE TIE 2.4x 84 SP
_____	061.0061.0	SCHLAUCHSCHELLE SCHNECKENGEW.	Hose clamp screw thread SP
_____	506.7673.0	KABEL C21 VERSORGUNG PUMPEN	CABLE C21 SUPPLY PUMPS SP
_____	530.1138.0	SENSOR FÜLLSTAND KAPAZITIV	SENSOR FILL LEVEL CAPAC. SP
_____	530.1117.0	PUMPENGEWICHTSPLATTE	PUMP WEIGHT PLATE SP
_____	530.1149.0	LEITERPL. TECHNIKCONTROL	CIRCUIT BOARD TECH. CONTROL SP
_____	530.1166.0	HEIZBLOCK 4 KPL. S61	HEATING BLOCK 4 CPL. S61 SP
_____	000.0269.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD4	HOSE SLOT SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
S 61 SERVANT			
_____	000.0510.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL. 4MM	HOSE CONNECTOR RD 4 *
_____	000.0624.0	VERSCHLUSSSTOPFEN	CLOSING PLUG SP
_____	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding" SP
_____	008.0709.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE BR374 FL 22 KPL. *
_____	008.0759.0	HEIZPATRONE	HEATING CARTRIDGE HPL 10.0/60 SP
_____	008.0763.0	ÜBERTEMP.SCHALTER	OVER TEMP. SWITCH TB24N 85°C NC SP
_____	008.0764.0	MAGNETVENTIL	SINGLE SOLENOID VALVE *
_____	011.0686.0	RELAIS 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	RELAY 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV *
_____	011.1079.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE SP

-----	011.1085.0	ABSTANDB.6KT M4,0A/M4,0I/24,0	SPACER BOLT HEX M4.0A/M4.0I/24.0	SP
-----	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
-----	055.0015.0	DICHTUNG RD 4 X 8 X 1	Gasket RD 4 X 8 X 1	*
-----	055.0016.0	DICHTUNG RD 5 X 9 X 1	Gasket RD 5 X 9 X 1	*
-----	055.0097.0	DICHTUNG RD 14X18X1	SEAL RD 14 X 18 X 1	*
-----	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
-----	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP
-----	502.0773.0	DRUCKSCHALTER	MEMBRANE PRESS SWITCH	*
-----	502.0929.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH B2P--GB3-- 200	SP
-----	502.0947.0	DROSSELDÜSE	BANJO SCREW CPL/0.8	SP
-----	530.0102.0	LEITERPL. VARIOTHERM HEATING	CIRCUIT BOARD VARIOTHERM HEATING	SP
-----	011.0066.0	DIODE 1N4148	DIODE RECTIFIER	SP
-----	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
-----	011.0167.0	WIDMEFI OHM 332.00 1,00%	WIDMEFI OHM 332.00 1.00%	SP
-----	011.0625.0	STECKER S L 2P MOD.6410 MOLEX	PLUG S L 2P RM2.54 180G	SP
-----	011.0664.0	STECKER S L 14P 2-REIHIG	PLUG S L 14P 2-ROW	SP
-----	011.0849.0	LEUCHTDIODE	LUMINOUS DIODE GREEN	SP
-----	011.0976.0	KONDENS X2 UF0.100	CONDENS. X2 UF 0.100	SP
-----	011.0986.0	STECKER S L 2P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 2P MATE-N-LOK AMP	SP
-----	011.0993.0	KONDENS X2 UF1.000	CONDENS. X2 UF 1.000	SP
-----	008.0212.0	LITZE 1X 1,50 BRAUNNYAF	BUNCHED BROWN	SP
-----	008.0213.0	LITZE 1X 1,50 BLAU NYAF	BUNCHED BLUE	SP
-----	008.0506.0	ISOLIERSCHLAUCH RD 6,00X0,60	ISOLATIONTUBERD 6,00X0,60	SP
-----	008.0624.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	PLUG B AMP 6,3 X 0,8 1P	SP
-----	008.0681.0	KABEL 2X 1,50 WEISS	CABLE 2X 1,50 WITHE	SP
-----	530.1102.0	HEIZKÖRPER (KLINIK Unit)	HEATING ELEMENT (CLINIC Unit)	SP
-----	530.1169.0	DOPPEL NTC M. VERSCHRAUBUNG	NTC RESISTOR	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description		
S 61 SERVANT				
-----	Serviceraums61	SERVICERAUM	SERVICE ROOM	
-----	000.0460.1	VACUUMMETER -1/0 BAR FR.RING	VACUUM GANGE	SP
-----	000.0461.1	MANOMETER	MANOMETER 0/2,5 BAR FR. RING	*
-----	000.0462.1	MANOMETER	MANOMETER 0/6,0 BAR FR. RING	SP
-----	000.0544.0	SEKRETBEHÄLTER 1,25LTR.	SUCTION BOTTLE 1.25 LTR., GRADUATED	SP
-----	000.0736.0	KUPPLUNG SCHNELL W 1/4"	QUICK CPL. W 1/4"	SP
-----	000.0737.0	KUPPLUNG SCHNELL M 1/8" 90°	QUICK CPL. M 1/8" 90°	SP
-----	008.0388.0	SCHALTER	ROCKER SWITCH - BLACK / GREEN	SP
-----	008.0894.0	SCHALTER WIPP SCHW/GRÜN	ROCKER SWITCH BLACK/GREEN	SP
-----	443.0003.0	SCHLAUCHHALTER	TUBE HOLDER	SP
-----	501.0320.0	DICHTUNG RD 15 X 1,5 DREI-LOCH	THREE-HOLE GASKET	*
-----	000.0444.0	FEDER DRUCK 6,0 X 0,40 X 13,00	Pressure spring 6,0X0,4 X 13,00	SP
-----	506.2228.1	Austauschbarer Spülansatz für Schlauchspülung	Exchangeable rinsing attachment for hose rinsing	SP
-----	506.2228.2	GRIFBLEISTE F. SCHUBFACH GR. + KL		SP
-----	506.2228.3	Ventilschieber		SP
-----	510.0098.0	MONTAGEPLATTE F.SCHLAUCHSPÜL.	ASSEMBLY PLATE F. HOSE RINS.	SP
-----	510.0098.0	MONTAGEPLATTE F.SCHLAUCHSPÜL.	ASSEMBLY PLATE F. HOSE RINS.	SP
-----	530.0104.0	DRUCKREGLER KOMPLETT	PRESSURE CONTROL CPL.	SP
-----	055.0100.0	O-RING 12,5X2.00	O-RING 12.5X2.03	*
-----	340.0011.1	GRUNDKÖRPER F. VAKUUMREGLER	BASE PLATE FOR VACUUM REGULATOR	SP
-----	340.0011.2	STELLELEMENT F. STELLKNOPF	ADJUSTING ELEMENT FOR ADJUSTING KNOB	SP
-----	340.0011.5	DÄMPFUNGSSCHEIBE	DAMPING PLATE	SP
-----	506.7624.0	REGULIERSPITZE	CONTROL TIP	SP

_____	530.0104.1	STELLKNOPF DRUCK	ADJUST. KNOB PRESSURE	SP
_____	340.0011.3	STELLKNOPF F. VAKUUMREGLER	KNOB	*
_____	530.0105.0	VAKUUMREGLER KOMPLETT	VACUUM CONTROL CPL.	SP
_____	530.1144.0	SAUGSCHLAUCH KPL. 8MM S61	Suction hose complete 8 mm	SP
_____	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
_____	006.0025.0	Schlauch IØ8,0 x AØ12, OMM	Hose IØ8,0 x AØ12, OMM	*
_____	506.7621.0	STECKSAUGNIPPEL	SUCTION NIPPLE	SP
_____	530.1157.0	DRUCKLUFTHANDGRIFF-II C21	COMPR. AIR HANDGRIP S61	SP
_____	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50	SP
_____	000.0448.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 3,6X0,40 X 6,00	SP
_____	000.0681.0	FEDER DRUCK 5.0X0.40X12.00	SPRING PRESSURE 5.0X0.40X12.00	SP
_____	000.0737.0	KUPPLUNG SCHNELL M 1/8" 90°	QUICK CPL. M 1/8" 90°	SP
_____	006.0022.0	SCHLAUCH Ø4,0xØ8,0	HOSE Ø4,0xØ8,0	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
S 61 SERVANT			
_____	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00 *
_____	055.0035.0	O-RING	O-RING 6.00 X 1.00 *
_____	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00 *
_____	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00 *
_____	506.0103.1	KLEMMBUCHSE RD 11,80X1,40-22	COLLET RD 11.80X1.40-22 SP
_____	506.7774.0	ÜBERZIEHBUCHSE	COVER BUSH SP
_____	508.0251.0	FUNKT.TRÄGER DRUCKL.HANDGR.-II	FUNCT. CARRIER COMPR. AIR HANDGRIP II SP
_____	508.0252.0	KUPPLUNGSHEBEL DRUCKL.HANDGRIF	COUPL. LEVER COMPR. AIR HANDGRIP SP
_____	508.0253.0	BLINDSTOPFEN DRUCKL.HANDGRIFF schwarz	BLIND PLUGS COMPR. AIR HANDGRIP SP
_____	508.0255.0	GRIFFSCHALENSATZ DRUCKL.HANDGR	SHELL SET FOR COMPRESSED-AIR HANDLE SP
_____	508.0437.0	VENTILSCHIEBER SPÜLHANDGR. II	VALVE SLIDER, IRRIGATION HANDLE II SP
_____	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW SP
_____	508.0441.0	AUSLÖSEHEBEL SPÜLHANDGRIFF II	TRIGGER LEVER FLUSH HANDLE II SP
_____	530.1180.0	WASSERHANDGRIFF HYGRO S61	WATER HANDGRIP HYGRO S61 SP
_____	000.0444.0	FEDER DRUCK 6,0 X 0,40 X 13,00	Pressure spring 6,0X0,4 X 13,00 SP
_____	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50 SP
_____	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00 *
_____	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00 *
_____	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00 *
_____	502.0964.0	VENTILSCHIEBER	VALVE SLIDER SP
_____	502.0966.0	STELLKNOPF	ADJ. KNOB SP
_____	508.0253.0	BLINDSTOPFEN DRUCKL.HANDGRIFF schwarz	BLIND PLUGS COMPR. AIR HANDGRIP SP
_____	508.0434.0	GRIFFSCHALE LINKS Produktende	GRIFFSCHALE-1 SPUELHANDGRIFF-II SP
_____	508.0435.0	GRIFFSCHALE RECHTS	GRIFFSCHALE-2 SPUELHANDGRIFF-II SP
_____	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW SP
_____	508.0440.0	Griffschale links ohne Autokl	GRIP PLATE LEFT W/O AUTO CL SP
_____	508.0441.0	AUSLÖSEHEBEL SPÜLHANDGRIFF II	TRIGGER LEVER FLUSH HANDLE II SP
_____	530.1184.0	FUNKTIONSTRÄGER HYGRO S61	FUNCTIONS CARRIER HYGRO S61 SP
_____	530.1181.0	SCHLAUCH DOPPELLAUF S61	HOSE DOUBLE BARREL S61 *
_____	530.1190.0	WASSERHANDGRIFF VARIO S61	WATER HANDGRIP VARIO S61 SP
_____	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50 SP
_____	000.0681.0	FEDER DRUCK 5.0X0.40X12.00	SPRING PRESSURE 5.0X0.40X12.00 SP
_____	000.0770.0	FEDER DRUCK 5X0,4X8,7	SPRING PRESSURE 5X0.4X8.7 SP
_____	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00 *
_____	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00 *
_____	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00 *

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
S 61 SERVANT			
-----	502.0964.0	VENTILSCHIEBER	VALVE SLIDER SP
-----	502.0975.0	SCHUTZHÜLSE	PROT. SLEEVE SP
-----	502.0977.0	STIFT F. DRUCKWASSERHANDGRIFF	PIN F. PRESS. WATER HANDGRIP SP
-----	502.0986.0	ANSCHLAGBUCHSE	STOP BUSH SP
-----	502.0987.0	GEWINDEHÜLSE 2	THREADED SLEEVE 2 SP
-----	502.0988.0	STELLSCHRAUBE	ADJ. SCREW SP
-----	508.0434.1	GRIFFSCHALENSATZ BEDRUCKT	GRIP SET PRINTED SP
-----	508.0434.0	GRIFFSCHALE LINKS Produktende	GRIFFSCHALE-1 SPUELHANDGRIFF-II SP
-----	508.0435.0	GRIFFSCHALE RECHTS	GRIFFSCHALE-2 SPUELHANDGRIFF-II SP
-----	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW SP
-----	508.0441.0	AUSLÖSEHEBEL SPÜLHANDGRIFF II	TRIGGER LEVER FLUSH HANDLE II SP
-----	530.1184.0	FUNKTIONSTRÄGER HYGRO S61	FUNCTIONS CARRIER HYGRO S61 SP
-----	530.1200.0	Spülansatz S61 kompl.	RINSING ATTACHMENT S61 CPL. SP
-----	000.0444.0	FEDER DRUCK 6,0 X 0,40 X 13,00	Pressure spring 6,0X0,4 X 13,00 SP
-----	000.0855.0	EINSCHRAUBSTUTZEN G1/4"-4	SCREW CONNECT. G1/4" -4 SP
-----	506.2228.1	Austauschbarer Spülansatz für Schlauchspülung	Exchangeable rinsing attachment for hose rinsing SP
-----	506.2228.2	GRIFFLEISTE F. SCHUBFACH GR. + KL	
-----	506.2228.3	Ventilschieber	
-----	530.1201.0	ZWISCHENSCHLEIBE SPÜLANSATZ	PARTITION PLATE RINSE CONNECT. SP
---	Top	TOP	TOP
-----	000.0861.0	SCHARNIER	HINGE SP
-----	506.7860.0	LEITERPL. BECKENSPÜLUNG C31	CICUIT BOARD BASIN IRRIG. C31 SP
-----	530.0098.0	LEITERPL. HYGROTHERM DISPLAY	CIRCUIT BOARD HYGROTHERM DISPLAY SP
-----	530.0099.0	LEITERPL. HYGROTHERM CONTROL	CIRCUIT BOARD HYGROTHERM CONTROL SP
-----	530.0100.0	LEITERPL. VARIOOTHERM CONTROL	CIRCUIT BOARD VARIOOTHERM CONTROL SP
-----	530.0101.0	LEITERPL. VARIOOTHERM DISPLAY	CIRCUIT BOARD VARIOOTHERM DISPLAY SP
-----	530.1121.0	ABLEITKANAL SSA	DIVERS. CHANNEL SSA SP
-----	530.1122.0	TRÄGERPLATTE TECHNIK	CARRIER PLATE TECH. SP
-----	530.1145.0	HOCHSTELLSCHERE BEARB.	LOCKABLE LID SUPPORT PROC. SP
-----	530.1155.0	LEITERPLATTE SERVICEANZEIGE	CIRCUIT BOARD SERVICE DISPLAY SP
-----	531.0201.0	LICHTSCHRANKE BEARB.	LIGHT BARRIER PROC. SP
-----	506.7660.0	GABELLICHTSCHRANKE KPL.	LIGHT BARRIER *
-----	Top2	TOP2	TOP2
-----	008.0464.1	TRAFO	TRANSFORMER PRIM 2 X 110 V + 20 V SP
-----	507.4549.0	LEITERPL. Unit-VERSORGUNG LED	CIRCUIT BOARD Unit SUPPLY LED SP
-----	530.1149.0	LEITERPL. TECHNIKCONTROL	CIRCUIT BOARD TECH. CONTROL SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
S 61 SERVANT			
-----	530.1149.1	LEITERPL. TECHNIKCONTROL	CIRCUIT BOARD TECH. CONTROL SP
--	530.2085.0	OPTION WASSERFILTER ab Juni 12	WATER FILTER CPL. 3/4" A - 3/4" I since June 12 SP
---	000.0998.0	WASSERFILTER MINI VT 1/4	Water-filter 1/4 *
---	000.0999.0	FILTERPATRONE MINI FRN20	Filter *
---	055.0038.0	DICHTUNG RD 19 X 24 X 2	Gasket RD 19 X 24 X 2 *
---	055.0054.0	O-RING 10,00 x 2,00	O-ring 10.00 X 2.00 *
---	502.0724.1	REDUZIERUNG G1/4 - G3/4	DOUBLE NIPPLE G1/4 - G3/4 *
---	502.0768.1	VERSCHRAUBUNG R1/4 AUF R3/4	SCREWING R1/4" TO R 3/4" *
--	531.0000.0	S61 VISION (230 V~)	S 61 VISION (230 V~) HNO

---	000.0210.0	ABDECKKAPPE	COVER CAP RD-11,00 BLACK	SP
---	000.0470.0	ABDECKKAPPE RD- 6,40 SCHWARZ	COVER CAP RD. - 6.40 BLACK	SP
---	000.0547.0	MAGNETVERSCHLUSS	MAGNET. LOCK WHITE 4KG	SP
---	000.0851.0	ABDECKKAPPE	COVER CAP	SP
---	000.0861.0	SCHARNIER	HINGE	SP
---	000.0861.0	SCHARNIER	HINGE	SP
---	000.0876.0	MÖBELGRIFF STAHL VERN. MATT	FURNITURE HANDLE STEEL NI.PLATED MATT	*
---	000.0882.0	ABDECKKAPPE 38,1	COVER CAP 38.1	SP
---	000.0883.0	ABDECKKAPPE 20,6	COVER CAP 20.6	SP
---	000.0904.0	ABDECKKAPPE GPN RD 15	COVER CAP GPN RD 15	SP
---	000.0952.0	Rollenschnapper	CASTOR SNAPLOCK	SP
---	006.0061.0	SCHLAUCH PVC DI 19	TUBEPVC DI 19	SP
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
---	008.0388.0	SCHALTER	ROCKER SWITCH - BLACK / GREEN	SP
---	008.0545.0	SICHERUNG	FINE WIRE FUSE 6,300 A DELAY 5,0X20	*
---	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE	SP
---	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6	SP
---	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934)	SP
---	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125)	SP
---	008.0706.2	STECKER SCHUBLADE EXTRA SAFE	PLUG DRAWER EXTRA SAFE	SP
---	008.0751.0	SICHERUNG T 3,15 A H BEI 100-127V	FUSE SLOW-BLOW 3,15 A/H (FOR 110-115 V~)	*
---	008.0869.0	STECKER BE POWER 2MM M. SCHALT	PLUG BE POWER 2MM W. SWITCH	*
---	008.0894.0	SCHALTER WIPP SCHW/GRÜN	ROCKER SWITCH BLACK/GREEN	SP
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
---	011.0029.2	KABELBINDER 2,4x 84	CABLE TIE 2.4x 84	SP
---	011.1240.0	SCHLINGE-KABEL 230 BEFEST. M5	LOOP CABLE 230 FIX. M5	SP
---	011.1286.0	FERRITKERN STEWARD 28S2001-OPO	FERRITE CORE STEWARD 28S2001-OPO	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
S 61 SERVANT			
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
---	060.0509.0	FRONTFOLIE S61 OPTIK-ERKER	FRONT FOIL S61 OPTIK-ERKER SP
---	060.0516.0	SCHILD 12 V DC OUT MAX 1A	SIGN 12V DC OUT MAX 1 A SP
---	507.0859.0	Netzanschlusskabel Schuko 3 m	Mains cable, Euro-standard, Length: 3 m *
---	507.2212.1	KAMERAHALTER II CAM 21/31	CAMERA HOLDER II CAM 21/31 SP
---	507.2212.1	KAMERAHALTER II CAM 21/31	CAMERA HOLDER II CAM 21/31 SP
---	508.0058.0	INSTR.TRAY AL ELOX.16X184X142	INSTRUMENT TRAY, ANODISED-ALUMINIUM, SM. HNO
---	508.0058.2	INSTRUMENTENTRAY EDELSTAHL 180 X 140 MM	INSTRUMENT TRAY, STAINLESS STEEL, SMALL HNO
---	510.1082.0	SCHANIERMONTAGEPLATTE	HINGE ASSEMBLY PLATE SP
---	530.1118.1	FRONTBLENDE LACKIERT	FRONT PLATE PAINTED SP
---	530.1145.0	HOCHSTELLSCHERE BEARB.	LOCKABLE LID SUPPORT PROC. SP
---	530.4020.0	LED STIRNLEUCHE ATMOS HL 21	LED HEADLIGHT ATMOS HL 21 LED HNO
---	531.0095.0	Gabelschranke S61 Strobo	FORKED LIGHT BARRIER S61 STROBO SP
---	531.0109.0	LEITERPL. LIGHT DISPLAY O. TIM	CIRCUIT BOARD LIGHT DISPLAY O. TIM SP
---	531.0128.0	KÖCHERHÜLSE	QUIVER SLEEVE SP
---	531.0131.0	FRONTBLECH ERKER OT	FRONT PANEL ERKER OT SP
---	531.0132.0	KÖCHERHÜLSE 18	QUIVER SLEEVE 18 SP
---	531.0140.1	GEHÄUSE-OBERTeil OT LACKIERT	HOUSING UPPER PART OT PAINTED SP
---	531.0143.0	ADAPTER LICHTLEITER	ADAPTER FIBRE OPTIC SP
---	531.0144.0	Griffhalter Licht	Grip Light SP
---	000.0018.0	ELASTIKPUFFER SJ 5017 SELBSTKL.	Plactic buffer, elastic 5J-5017 adhesive SP
---	000.0861.0	SCHARNIER	HINGE SP
---	000.0862.0	MÖBELROLLE 45 STARR	FURNITURE CASTOR 45 RIGID *

----	000.0863.0	GLEITER-BASISELEMENT	SLIDER BASIC ELEMENT	SP
----	000.0864.0	ADAPTER 15 MM	ADAPTER 15 MM	SP
----	000.0865.0	DISTANZSCHEIBE 5MM	SPACER 5MM	SP
----	008.0111.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	Wire protecting sleeve	SP
----	530.1124.0	ANSCHLAGBUCHSE	STOP BUSH	SP
----	530.1129.0	SOCKELBLENDE	BASE PLATE	SP
----	531.0118.0	ANSCHLAGBLECH KPL.	STOP PLATE CPL.	SP
----	531.0119.0	FÜHRUNGSBLECH CAM / STROBO	GUIDE PLATE CAM/STROBO	SP
----	531.0120.0	SCHACHTVERKLEIDUNG	SHAFT CLADDING	SP
----	531.0121.0	LÜFTERSCHACHT	VENTILATING SHAFT	SP
----	531.0122.0	INNENWAND LI OPTIK	INTERNAL WALL LI. OPTIC	SP
----	531.0134.0	TRÄGERBLECH CAM / STROBO	CARRIER PLATE CAM / STROBO	SP
----	531.0135.0	ZWISCHENABDECKUNG	PARTITION COVER	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
S 61 SERVANT			
----	531.0137.0	SEITENVERKLEIDUNG LI.	SIDE CLADDING LE. SP
----	531.0138.0	SEITENVERKLEIDUNG RE.	SIDE CLADDING RI. SP
----	531.0202.0	SCHARNIERMONTAGEPLATTE	HINGE MOUNTING PLATE SP
----	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13 *
----	531.0156.0	BLECHABDECKUNG CAM/STROBO	PANEL COVER CAM/STROBO SP
----	531.0157.0	BLINDABDECKUNG CAM/STROBO	BLIND COVER CAM/STROBO SP
----	531.0173.0	KABEL S61 LIGHT DISPLAY	CABLE S61 LIGHT DISPLAY SP
----	531.0181.0	KABEL S61 NETZTEIL VISION	CABLE S61 ADAPTER VISION SP
----	531.0182.0	KABEL S61 NIEDERSpannung VISO	CABLE S61 LOW VOLTAGE VISO SP
----	531.0186.0	KABEL S61 ERDUNG FRONTBLECH	CABLE S61 GROUNDING FRONT PANEL SP
----	531.0187.0	KABEL S61 ERDUNG STEUERUNG	CABLE S61 GROUNDING CONTROL SP
----	531.0188.0	KABEL S61 NETZLEITUNG SCHALTER	CABLE S61 MAINS SUPPLY SWITCH SP
----	531.0189.0	KABEL S61 NETZLEITUNG STEUERUN	CABLE S61 MAINS SUPPLY CONTROL SP
----	531.0191.0	KABEL S61 ERDUNG POAG	CABLE S61 GROUNDING POAG SP
----	531.0193.0	KABEL S61 VERS. BELEUCHTUNG	CABLE S61 VERS. LIGHTING SP
----	531.0199.0	GABELLICHTSCHRANKE 2 S61	FORKED LIGHT BARRIER 2 S61 SP
----	531.0271.0	Blindadapter für Lichtleiteraufnahme	Blind for light conductor support HNO
----	531.1050.0	STIRNLAMPENHAKEN M. AUTOMATIK	HEADLIGHT SUSPENSION WITH AUTOMATIC SW HNO
----	000.0752.0	FEDER ZUG 5,0X0,50 X 25,0	SPRING BALANCER 5.0X0.50 X 25.0 SP
----	008.0614.0	SCHALTER MIKRO 6A 125V-250V	SWITCH MICRO 6A 125V-250V *
----	531.0110.0	STIRNLAMPENHAKEN S61	HEAD LAMP HOOK S61 SP
----	531.0111.0	HALTEBLECH STIRNLAMPENH. S61	RETAINING PLATE HEAD LAMP HOOK S61 SP
----	531.0172.0	KABEL S61 STIRNLAMPENHAKEN	CABLE S61 HEAD LIGHT HOOK SP
----	532.0138.0	BUCHSE F. STIRNLAMPENHAKEN	BUSH F. HEAD LAMP HOOK SP
----	531.2050.0	STROB 21 LED MODUL S61	STROBO 21 LED (INTEGRATED IN S 61) HNO
----	000.0807.0	DREHKNOPF 16X6	KNOB 16X6 SP
----	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25 SP
----	008.0750.0	SICHERUNG T 2,50 A H	Fuse slow-blow 2,5 A/H (FOR 127 V~ / 220-240 V~) *
----	008.0838.0	STECKER SE KALTGER 2P TYP KEC	PLUG SE EURO 2P TYPE KEC SP
----	060.0510.0	FRONTFOLIE S61 STROBO 21LED	FRONT FOIL S61 STROBO 21 LED SP
----	507.4074.0	GEHÄUSE-ABDECKUNG	HOUSING COVER SP
----	507.4094.0	LEITERPL. FUSSTASTER CAM 21/31	CIRCUIT BOARD FOOT SWITCH CAM 21/31 SP
----	008.0842.0	STECKER B L 4P MICRO-MATCH	PLUG B L 4P MICRO-MATCH SP
----	011.0201.0	KONDENS KERAMIK PF 1000.000	CONDENS. CERAMIC PF 1,000,000 SP
----	011.1214.0	LEITERPL.FUSSTASTER CAM 21/31	CIRCUIT BOARD FOOT SWITCH CAM 21/31 SP
----	011.1215.0	STECKER BE KLINKEN 3P ISOL.	PLUG BE JACK 3P INSUL. SP

REF

Artikel-Bezeichnung

Item Description

S 61 SERVANT

_____	011.1231.0	FERRIT-SMD	FERRITE SMD	SP
_____	507.4077.0	MASSEPLATTE	GROUND. PLATE	SP
_____	stroboinnen	INNEN	INSIDE	
_____	008.0838.0	STECKER SE KALTGER 2P TYP KEC	PLUG SE EURO 2P TYPE KEC	SP
_____	011.1198.0	NETZTEIL 12V 30VA	ADAPTER 12V 30VA	SP
_____	507.4094.0	LEITERPL. FUSSTASTER CAM 21/31	CIRCUIT BOARD FOOT SWITCH CAM 21/31	SP
_____	008.0842.0	STECKER B L 4P MICRO-MATCH	PLUG B L 4P MICRO-MATCH	SP
_____	011.0201.0	KONDENS KERAMIK PF 1000.000	CONDENS. CERAMIC PF 1,000,000	SP
_____	011.1214.0	LEITERPL.FUSSTASTER CAM 21/31	CIRCUIT BOARD FOOT SWITCH CAM 21/31	SP
_____	011.1215.0	STECKER BE KLINKEN 3P ISOL.	PLUG BE JACK 3P INSUL.	SP
_____	011.1231.0	FERRIT-SMD	FERRITE SMD	SP
_____	507.4077.0	MASSEPLATTE	GROUND. PLATE	SP
_____	507.4755.0	Anschlusspl. Strobo 21 LED	Connectorboard Strobo 21 LED	SP
_____	008.0842.0	STECKER B L 4P MICRO-MATCH	PLUG B L 4P MICRO-MATCH	SP
_____	011.1230.0	FERRIT-STROMKOMPENS. DROSSEL	FERRITE-CURRENT COMPENSATED THROTTLE	SP
_____	507.4765.0	STEUERPLATINE STROBO 21 LED	CONTROL PCB STROBO 21 LED	SP
_____	507.4766.0	Steuerplatine Strobo	CONTROL PCB STROBO	SP
_____	507.4770.0	GEHÄUSE LS 21	HOUSING LS 21	SP
_____	Ablageboard	Ablageboard	Shelf	
_____	Ablageboard	Ablageboard	Shelf	
_____	000.0925.0	ABDECKKAPPE	COVER CAP	SP
_____	000.0925.0	ABDECKKAPPE	COVER CAP	SP
_____	534.0105.0		TRAY BOARD METAL S61 SYSTEM	SP
_____	534.0105.0		TRAY BOARD METAL S61 SYSTEM	SP
_____	534.0117.0	BUCHSE FÜR SYSTEM S61	BUSHES F. SYSTEM S61	SP
_____	534.0117.0	BUCHSE FÜR SYSTEM S61	BUSHES F. SYSTEM S61	SP
_____	534.0121.0	STANDFUSSSATZ KPL. S61	STANDFOOT SET CPL. S61	SP
_____	534.0121.0	STANDFUSSSATZ KPL. S61	STANDFOOT SET CPL. S61	SP
_____	534.3050.0	Ablagebord Glas 40 cm breit	shelf (glass) 40 cm broad	HNO
_____	534.3050.0	Ablagebord Glas 40 cm breit	shelf (glass) 40 cm broad	HNO
_____	534.3055.0	Ablageboard Glas erhöht	Shelf glass Heightened	HNO
_____	534.3055.0	Ablageboard Glas erhöht	Shelf glass Heightened	HNO
_____	534.3060.0	Ablageboard Metall 40 cm breit	Shelf (metal), 40 cm broad	HNO
_____	534.3060.0	Ablageboard Metall 40 cm breit	Shelf (metal), 40 cm broad	HNO
_____	534.3065.0	Ablageboard Metall erhöht	Shelf (metal), heightened	HNO
_____	534.3065.0	Ablageboard Metall erhöht	Shelf (metal), heightened	HNO

REF

Artikel-Bezeichnung

Item Description

S 61 SERVANT

_____	534.3067.0	Standfussatz kpl. S61 erhöht	STAND FUSSSATZ CPL. S61 INCREASED	SP
_____	534.3067.0	Standfussatz kpl. S61 erhöht	STAND FUSSSATZ CPL. S61 INCREASED	SP
_____	534.3090.0	Boardadapter	Self Adapter	HNO
_____	534.3090.0	Boardadapter	Self Adapter	HNO
_____	534.3096.0	MONITORHALTER AN ROHR	MONITOR HOLDER ON PIPE	SP
_____	534.3096.0	MONITORHALTER AN ROHR	MONITOR HOLDER ON PIPE	SP
_____	Innenraum	INNENRAUM	INSIDE ROOM	
_____	000.0547.0	MAGNETVERSCHLUSS	MAGNET. LOCK WHITE 4KG	SP
_____	000.0861.0	SCHARNIER	HINGE	SP

_____	531.0090.0	SCHWENKLADE S61 VISION VORMONT	SWIVEL LOADER S61 VISION PREMOUNT.	SP
_____	Kamera	KAMERA	CAMERA	
_____	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25	SP
_____	008.0838.0	STECKER SE KALTGER 2P TYP KEC	PLUG SE EURO 2P TYPE KEC	SP
_____	060.0508.0	FRONTFOLIE S61 CAM 31	FRONT FOIL S61 CAM 31	SP
_____	507.4074.0	GEHÄUSE-ABDECKUNG	HOUSING COVER	SP
_____	caminnen	KAMERA INNEN	CAMERA INSIDE	
_____	011.1198.0	NETZTEIL 12V 30VA	ADAPTER 12V 30VA	SP
_____	011.1213.0	STÖSSEL F. RACON-TASTER	TAPPET F. RACON BUTTON	SP
_____	507.4094.0	LEITERPL. FUSSTASTER CAM 21/31	CIRCUIT BOARD FOOT SWITCH CAM 21/31	SP
_____	008.0842.0	STECKER B L 4P MICRO-MATCH	PLUG B L 4P MICRO-MATCH	SP
_____	011.0201.0	KONDENS KERAMIK PF 1000.000	CONDENS. CERAMIC PF 1,000,000	SP
_____	011.1214.0	LEITERPL.FUSSTASTER CAM 21/31	CIRCUIT BOARD FOOT SWITCH CAM 21/31	SP
_____	011.1215.0	STECKER BE KLINKEN 3P ISOL.	PLUG BE JACK 3P INSUL.	SP
_____	011.1231.0	FERRIT-SMD	FERRITE SMD	SP
_____	507.4077.0	MASSEPLATTE	GROUND. PLATE	SP
_____	507.4257.0	LEITERPL. ANSCHL. CAM21/31 DV	CAMERA CTRL. UN. CAM21 DV NTSC	SP
_____	531.0250.0	LEITERPL. STEUERUNG CAM 41/51	CIRCUIT BOARD CONTROL CAM 41/51	SP
_____	Lichtleitkabel	Lichtleitkabel	Light conducting cable	
_____	508.0663.0	LICHTLEITKABEL STORZ-STORZ	LIGHT CONDUCTING CABLE, Ø 3.5 MM, L = 1.7M, *	
_____	508.0664.0	LICHTLEITKABEL 90GRAD	LIGHT CONDUCTING CABLE, Ø 3.5 MM, L = 1.8 M, *	
_____	950.0152.0	HOCHLEISTUNGS-LICHTLEITKABEL	HIGH-PERFORMANCE LIGHT GUIDE CABLE	SON
_____	Topv	TOPV	TOPV	
_____	531.1080.0	ENDOSKOPERWÄRMUNG S61 VISION	ENDOSCOPE HEATING	HNO
_____	006.0045.0	SCHLAUCH Ø2,5xØ5,0	hose 2,0 x 1,5	SP
_____	008.0139.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	SOCKET B AMP 6,3 X 0,8	SP
_____	008.0141.0	RINGKABELSCHUH M 4	RING CABLE LUG M 4	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
S 61 SERVANT			
_____	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding" SP
_____	008.0739.0	HEIZKÖRPER	HEATING PLATE TYPE KUP 15 SP
_____	011.0029.2	KABELBINDER 2,4x 84	CABLE TIE 2.4x 84 SP
_____	011.0090.0	ABSTANDB.6KT M3,0A/M3,0I/10,0	SPACER BUSH HEX M3.0A/M3.0I/10.0 SP
_____	055.0037.0	SCHEIBE RD 15 X 30 - 0,3	PLATE RD 15 X 30 - 0,3 SP
_____	506.7803.0	HEIZKÖRPERABDECKUNG	HEATING ELEMENT COVER SP
_____	506.7805.0	ISOLIERFOLIE 1 OPTIKERWÄRMER	INSULATING FOIL 1 OPTIC HEATER SP
_____	008.0752.0	ISOLIERMATERIAL 70,0 BREIT	ISOLATION MATERIAL 70 SP
_____	506.7806.0	ISOLIERFOLIE 2 OPTIKERWÄRMER	INSULATING FOIL 2 OPTIC HEATER SP
_____	510.1691.0	TEMPERATURFÜHLER KABEL 25 CM	NTC TEMPERATURE FEELER SP
_____	531.0104.0	LEITERPL. TEMP.CONTROL LARYNGO	CIRCUIT BOARD TEMP.CONTROL LARYNGO SP
_____	531.0142.0	OPTIK-HEIZBLOCK	OPTIC HEATING BLOCK SP
_____	531.0180.0	KABEL S61 ENDOSKOPERWÄRMUNG	CABLE S61 ENDOSCOPE HEATING SP
_____	531.0183.0	KABEL S61 VERS. ENDOSKOPERW.	CABLE S61 VERS. ENDOSCOPIC HEATING SP
_____	531.0195.0	HEIZBLOCKHALTER	HEATING BLOCK HOLDER SP
_____	000.0645.0	ABDECKKAPPE RD-51,50 WEISS	COVER CAP RD- 51.50 SP
_____	000.0746.0	INSTRUMENTENTRAY MELAMIN 190 X 150 MM	INSTRUMENT TRAY, MELAMINE, SMALL HNO
_____	000.0747.0	INSTR.TRAY MELAMIN 190 X 300	INSTRUMENT TRAY, MELAMINE, LARGE HNO
_____	000.0876.0	MÖBELGRIFF STAHL VERN. MATT	FURNITURE HANDLE STEEL NI.PLATED MATT *
_____	000.0904.0	ABDECKKAPPE GPN RD 15	COVER CAP GPN RD 15 SP
_____	008.0112.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE 9,00/11,00MM	WIRE PROTECTING SLEEVE SP
_____	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
_____	505.0516.0	INSTR.TRAY AL EL 16X183,5X284	INSTRUMENT TRAY, ANODISED ALUMINIUM, LAF HNO

---	505.0516.2	INSTRUMENTENTRAY EDELSTAHL 280 X 180 MM	INSTRUMENT TRAY, STAINLESS STEEL, LARGE	HNO
---	506.7751.0	ABWURFSCHALE F. SCHUBFACH	Spare bowl for used instruments	HNO
---	506.7756.0	TRITTSCHUTZ	FLOOR APRON	SP
---	508.0058.0	INSTR.TRAY AL ELOX.16X184X142	INSTRUMENT TRAY, ANODISED-ALUMINIUM, SM	HNO
---	508.0058.2	INSTRUMENTENTRAY EDELSTAHL 180 X 140 MM	INSTRUMENT TRAY, STAINLESS STEEL, SMALL	HNO
---	532.0100.1	OBERTEIL IS LACKIERT	UPPER PART IS PAINTED	SP
---	532.0101.0	BLLENDE KALTGERÄTEST. S61 INSTR	PANEL COLD EQUIPMENT S61 INSTR	SP
---	532.0119.1	BLLENDE INSTR.-ABWURF S61 IS	PANEL INSTR.-DROP S61 IS	SP
---	532.0121.1	BLLENDE ABFALLABWURF S61 IS	PANEL WASTE DISPOSAL S61 IS	SP
---	532.0129.0	BLLENDE SCHUBFACH S61 IS LACKIE	PANEL DRAWER S61 IS PAINT.	SP
---	000.0862.0	MÖBELROLLE 45 STARR	FURNITURE CASTOR 45 RIGID	*
---	000.0863.0	GLEITER-BASISELEMENT	SLIDER BASIC ELEMENT	SP
---	000.0864.0	ADAPTER 15 MM	ADAPTER 15 MM	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description		
S 61 SERVANT				
---	000.0865.0	DISTANZSCHEIBE 5MM	SPACER 5MM	SP
---	000.0885.0	SCHUBFACHFÜHRU. SOFTROLLER S61	DRAWER GUIDE SOFTROLLER S61	SP
---	006.0062.0	KANTENSCHUTZ U - PROFIL	EDGE PROTECTION FORM	SP
---	530.1124.0	ANSCHLAGBUCHSE	STOP BUSH	SP
---	530.1128.0	FÜHRUNGSHALTER	GUIDE HOLDER	SP
---	530.1129.0	SOCKELBLLENDE	BASE PLATE	SP
---	532.0101.0	BLLENDE KALTGERÄTEST. S61 INSTR	PANEL COLD EQUIPMENT S61 INSTR	SP
---	532.0105.0	BODENPLATTE LI. S61 INSTR.	FLOOR PLATE LE. S61 INSTR.	SP
---	532.0106.0	BODENPLATTE RE. S61 INSTR.	FLOOR PLATE RI. S61 INSTR.	SP
---	532.0107.0	WANNE OHNE STUFE S61 INST.+THE	TRAY W/O LEVEL S61 INST.+THE	SP
---	532.0108.0	FÜHRUNGSBLECH LI. S61 INST.+TH	GUIDE PLATE LE. S61 INST.+TH	SP
---	532.0109.0	FÜHRUNGSBLECH RE. S61 INST.+TH	GUIDE PLATE RI. S61 INST.+TH	SP
---	006.0062.0	KANTENSCHUTZ U - PROFIL	EDGE PROTECTION FORM	SP
---	532.0105.0	BODENPLATTE LI. S61 INSTR.	FLOOR PLATE LE. S61 INSTR.	SP
---	532.0106.0	BODENPLATTE RE. S61 INSTR.	FLOOR PLATE RI. S61 INSTR.	SP
---	532.0107.0	WANNE OHNE STUFE S61 INST.+THE	TRAY W/O LEVEL S61 INST.+THE	SP
---	532.0108.0	FÜHRUNGSBLECH LI. S61 INST.+TH	GUIDE PLATE LE. S61 INST.+TH	SP
---	532.0109.0	FÜHRUNGSBLECH RE. S61 INST.+TH	GUIDE PLATE RI. S61 INST.+TH	SP
---	532.0136.0	SCHNAPPERWINKELTRÄGER	SNAPPER ANGLE BRACKET	SP
---	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13	*
---	532.0200.0	ROLLO M. FARBFOLIE SIGNALBLAU	ROLLER WITH TINTED FOIL IN OCEAN BLUE	SP
---	505.0515.0	ABFALLBEUTEL PACK.ZU JE 50-ST.	WASTE BAGS (50 PCS.)	CA
---	506.1054.0	SCHUBFACHFÜHRUNG (SOFT-ROLLER)	DRAWER GUIDE RAIL SOFT ROLLER	SP
---	506.1951.0	FEDERSCHNAPPER	CATCH SPRING	*
---	506.7152.0	ABFALL BEUTELHALTER	WASTE BAG HOLDER	SP
---	506.7753.0	DISTANZSTÜCK ABFALLABWURF	DISANCE PIECE WASTE BIN	SP
---	506.7754.0	HALTEKLAMMER ABFALLABWURF	HOLDING CLAMP WASTE DISPOSAL	SP
---	508.0206.0	FEDER ZUG DA 9.0 L 74.2 DRAHT	TENSION SPRING	*
---	510.0077.0	RASTERWINKEL	SCREEN ANGLE	SP
---	532.0121.1	BLLENDE ABFALLABWURF S61 IS	PANEL WASTE DISPOSAL S61 IS	SP
---	532.0137.0	RASTERWINKEL	SCREEN ANGLE	SP
---	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13	*
---	000.0746.0	INSTRUMENTENTRAY MELAMIN 190 X 150 MM	INSTRUMENT TRAY, MELAMINE, SMALL	HNO
---	000.0747.0	INSTR.TRAY MELAMIN 190 X 300	INSTRUMENT TRAY, MELAMINE, LARGE	HNO
---	000.0876.0	MÖBELGRIFF STAHL VERN. MATT	FURNITURE HANDLE STEEL NI.PLATED MATT	*
---	000.0885.0	SCHUBFACHFÜHRU. SOFTROLLER S61	DRAWER GUIDE SOFTROLLER S61	SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
S 61 SERVANT			
---	000.0904.0	ABDECKKAPPE GPN RD 15	COVER CAP GPN RD 15 SP
---	008.0112.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE 9,00/11,00MM	WIRE PROTECTING SLEEVE SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
---	505.0516.0	INSTR.TRAY AL EL 16X183,5X284	INSTRUMENT TRAY, ANODISED ALUMINIUM, LAF HNO
---	505.0516.2	INSTRUMENTENTRAY EDELSTAHL 280 X 180 MM	INSTRUMENT TRAY, STAINLESS STEEL, LARGE HNO
---	508.0058.0	INSTR.TRAY AL ELOX.16X184X142	INSTRUMENT TRAY, ANODISED-ALUMINIUM, SM/ HNO
---	508.0058.2	INSTRUMENTENTRAY EDELSTAHL 180 X 140 MM	INSTRUMENT TRAY, STAINLESS STEEL, SMALL HNO
---	508.0545.0	STECKTABLETT F. INSTRUMENTE	HOLDER FOR EAR SPECULA / POLITZER OLIVES HNO
---	006.0062.0	KANTENSCHUTZ U - PROFIL	EDGE PROTECTION FORM SP
---	532.0105.0	BODENPLATTE LI. S61 INSTR.	FLOOR PLATE LE. S61 INSTR. SP
---	532.0106.0	BODENPLATTE RE. S61 INSTR.	FLOOR PLATE RI. S61 INSTR. SP
---	532.0107.0	WANNE OHNE STUFE S61 INST.+THE	TRAY W/O LEVEL S61 INST.+THE SP
---	532.0108.0	FÜHRUNGSBLECH LI. S61 INST.+TH	GUIDE PLATE LE. S61 INST.+TH SP
---	532.0109.0	FÜHRUNGSBLECH RE. S61 INST.+TH	GUIDE PLATE RI. S61 INST.+TH SP
---	532.0129.0	BLENDE SCHUBFACH S61 IS LACKIE	PANEL DRAWER S61 IS PAINT. SP
---	532.0200.0	ROLLO M. FARBFOLIE SIGNALBLAU	ROLLER WITH TINTED FOIL IN OCEAN BLUE SP
---	000.0862.0	MÖBELROLLE 45 STARR	FURNITURE CASTOR 45 RIGID *
---	000.0863.0	GLEITER-BASISELEMENT	SLIDER BASIC ELEMENT SP
---	000.0864.0	ADAPTER 15 MM	ADAPTER 15 MM SP
---	000.0865.0	DISTANZSCHEIBE 5MM	SPACER 5MM SP
---	530.1128.0	FÜHRUNGSHALTER	GUIDE HOLDER SP
---	530.1129.0	SOCKELBLENDE	BASE PLATE SP
---	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13 *
---	000.0876.0	MÖBELGRIFF STAHL VERN. MATT	FURNITURE HANDLE STEEL NI.PLATED MATT *
---	506.1054.0	SCHUBFACHFÜHRUNG (SOFT-ROLLER)	DRAWER GUIDE RAIL SOFT ROLLER SP
---	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13 *
---	Wfilter	OPTION WASSERFILTER	WATER FILTER CPL. 3/4" A - 3/4" I
---	000.0942.0	ROHRBOGEN	PIPE BEND SP
---	055.0018.0	DICHTUNG RD 13 X 18 X 1	Gasket RD 13 X 18 X 1 *
---	055.0038.0	DICHTUNG RD 19 X 24 X 2	Gasket RD 19 X 24 X 2 *
---	502.0724.1	REDUZIERUNG G1/4 - G3/4	DOUBLE NIPPLE G1/4 - G3/4 *
---	502.0768.1	VERSCHRAUBUNG R1/4 AUF R3/4	SCREWING R1/4" TO R 3/4" *
---	501.0346.1	FILTERGLAS	FILTER JAR FOR WATER FILTER FROM 08/92 *
---	501.0346.2	DICHTUNG F.DRUCKWASSERFILTER	Sealing for filter cup 501.0346.1 *
---	502.0891.0	WASSERFILTER CELLPOR-PE	FILTER CARTRIDGE FOR WATER FILTER SP
---	502.0891.0	WASSERFILTER CELLPOR-PE	FILTER CARTRIDGE FOR WATER FILTER SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
S 61 SERVANT			
---	530.2085.0	OPTION WASSERFILTER ab Juni 12	WATER FILTER CPL. 3/4" A - 3/4" I since June 12 SP
---	000.0998.0	WASSERFILTER MINI VT 1/4	Water-filter 1/4 *
---	000.0999.0	FILTERPATRONE MINI FRN20	Filter *
---	055.0038.0	DICHTUNG RD 19 X 24 X 2	Gasket RD 19 X 24 X 2 *
---	055.0054.0	O-RING 10,00 x 2,00	O-ring 10.00 X 2.00 *
---	502.0724.1	REDUZIERUNG G1/4 - G3/4	DOUBLE NIPPLE G1/4 - G3/4 *
---	502.0768.1	VERSCHRAUBUNG R1/4 AUF R3/4	SCREWING R1/4" TO R 3/4" *
SERVANT 4			
---	508.0000.0	SERVANT 4	SERVANT 4 HNO

--	000.0066.0	ÜBERLAUFSICHERUNG KOMPL	OVERFLOW SAFETY DEVICE COMPLETE	SP
--	000.0068.0	ÜBERLAUFSICHERUNGHÜLSE	COVER FOR OVERFLOW SAFETY DEVICE	SP
--	000.0069.0	SCHWIMMERKUGEL	FLOAT BALL	SP
--	000.0237.0	Federbügel mit Rolle	SPRING CLIP WITH ROLLER FOR MEDICATION S	SP
--	000.0249.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.I RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR HEATING	SP
--	000.0252.0	SCHLAUCH-STECKANSCHLUSS 'RD 8 1/4" GERAI	HOSE SLOT	SP
--	000.0253.0	SCHLAUCH-STECKANSCH.T RD-8-8-8	HOSE SLOT	*
--	000.0254.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.I RD8	HOSE SLOT	SP
--	000.0255.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR FILTER	*
--	000.0271.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.	HOSE SLOT	*
--	000.0299.1	SCHLAUCH-STECKANSCHL.I RD8-4	HOSE CONNECTOR REDUCTION FROM RD 8 TO	SP
--	000.0303.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.	HOSE CONNECTOR	SP
--	000.0322.0	PUMPE	DIAPHRAGM-TYPE AGGREGATE 8010, 36 LTRS.	SP
--	000.0331.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.	HOSE CONNECTOR T RD8-8	*
--	000.0366.0	KLEMMRIEGEL	CLAMPING LOCK, L. SCHLIT	SP
--	000.0460.1	VACUUMMETER -1/0 BAR FR.RING	VACUUM GANGE	SP
--	000.0461.1	MANOMETER	MANOMETER 0/2,5 BAR FR. RING	*
--	000.0462.1	MANOMETER	MANOMETER 0/6,0 BAR FR. RING	SP
--	000.0509.0	DRUCK-PUMPE AB BAUJ. JAN. 92	PRESURE PUMP 2,5 BAR	SP
---	000.0522.0	FEDER	PRESSURE SPRING 3,6 X 0,40 S 1,7 X 9,6	SP
---	000.0552.1	HOHLSCHRAUBE G 1/8" KURZ	HOLLOW SCREW G1/8" SHORT	SP
---	069.0025.0	MEMBRANE	MEMBRANE FOR MOD. 8010	SP
---	069.0036.0	PUMPENDECKEL	MEMBRANE DISC NEW FOR MOD. 8010	SP
---	069.0037.0	NIPPEL SCHLAUCHANSCHL.I RD-8	NIPPLE HOSE CONNECTION I RD-8	SP
---	069.0038.0	MEMBRANUNTERLAGE (TEFLON)	MEMBRANE PAD FOR 8010	*
---	069.0086.0	PUMPENDECKEL	COVERING FOR PUMP MOD. 8010	SP
--	000.0510.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL. '4MM	HOSE CONNECTOR RD 4	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
SERVANT 4			
--	000.0552.0	RINGTÜLLE F. G 1/8" 6,00 MM	RING GROMMET FOR G1/8" 6,00MM SP
--	000.0552.1	HOHLSCHRAUBE G 1/8" KURZ	HOLLOW SCREW G1/8" SHORT SP
--	000.0577.0	MEDIKAMENTENGLAS	SPRAYER BOTTLE SP
--	000.0624.0	VERSCHLUSSSTOPFEN	CLOSING PLUG SP
--	000.0976.0	EINSCHRAUBANSCHLUSS GERADE RD8	SCREW-FIT CONNECT. STRAIGHT RD8 *
--	005.0012.0	SCHLAUCH RD.I. 6,0X2,0	Hose RD. I. 6,0 x 2,0 *
--	005.0015.0	SCHLAUCH RD.I. 7,0X2,0	HOSE RD. I. 7,0 X 2,0 SP
--	006.0026.0	Saugschlauch, Ø 10 mm , 1 m (Mindestabnahme 5 n	Suction hose, Ø 10 mm, 1 m (minimum purchase 5 n CHI
--	008.0080.0	SICHERUNG T 2A	FUSE 2,0 A DELAY 5,0 X 20 SP
--	008.0081.0	SICHERUNG T 800MA H	FINE-WIRE FUSE 0,8 A *
--	008.0086.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE BR 280 SP
--	008.0089.0	SICHERUNG	FUSE 1,25 A/T 5,0 X 20 SP
--	008.0145.0	SICHERUNG 6,3 A	FUSE 6,3 A FLINK *
--	008.0149.0	SICHERUNG MT 4A	FUSE 4,000 A MEDIUM (FINE) SP
--	008.0151.0	SICHERUNG	FUSE 0,500 A DELAY SP
--	008.0192.0	MIKROSCHALTER	MICRO SWITCH 8A 250 V *
--	008.0257.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE TYP M 13 SP
--	008.0290.0	SCHALTER-TAST	BUTTON SWITCH SP
--	008.0298.0	SCHALTER	ILLUMINATED SWITCH 15+10 SP
--	008.0335.0	LÜFTER	VENTILATOR 220 V 50 HZ TYP 8550 N *
--	008.0339.0	TASTSCHALTER	BUTTON SWITCH NR. 01-131-00 *
--	008.0383.0	HEIZPATRONE	HEATING CARTRIDGE HLP 7/60 200 W 220 V SP
--	008.0384.0	SCHALTER	ON/OFF SWITCH ILLUMINATED SP

--	008.0388.0	SCHALTER	ROCKER SWITCH - BLACK / GREEN	SP
--	008.0393.0	STECKER 4POLIG	PLUG S DIN 4P SCREW-W	*
--	008.0417.0	SICHERUNG MT 8A	FUSE 8,000 A M-DELAY	SP
--	008.0428.0	SCHALTER-DREH	ROTARY SWITCH M 3 X 4 CONTACTS	SP
--	008.0442.0	SICHERUNG T 0,315 A	FUSE 0,315 A DELAY	SP
--	008.0443.0	SICHERUNG T 1,25 A H	FUSE T 1,25A	SP
--	008.0453.0	SCHALTER	CHANGE-OVER SWITCH, BLACK	SP
--	008.0463.0	TRAFO	TRANSFORMER-SHORT?? FIXED P 110/130	SP
--	008.0525.0	SCHALTER	BUTTON SWITCH 2YX UM ONLY FOR SERVANT 4	SP
--	008.0550.0	KLINKENSTECKER PJ-068B	PLUG S CATCHES 3P RD.5,25	SP
--	008.0563.0	SICHERUNG T 12,5 A	FUSE 12,500 A DELAY 6,3X32	*
--	008.0598.0	MAGNETVENTIL EGV-211-A12-1/2BN	Magnetic valve EGV-211-A12-1/2BN	*
--	008.0709.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE BR374 FL 22 KPL.	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
SERVANT 4			
--	008.0714.0	KLINKENSTECKER	PHONE JACK S 3P RD.5,25 SP
--	008.0715.0	STECKER BE KLINKEN 3P	Phone jack BE 3P SP
--	008.0763.0	ÜBERTEMP.SCHALTER	OVER TEMP. SWITCH TB24N 85°C NC SP
--	008.0764.0	MAGNETVENTIL	SINGLE SOLENOID VALVE *
--	008.0764.2	MAGNETVENTILSPULE	MAGNETIC COIL BR373/BR373A/BR374 SP
--	008.0766.0	SICHERUNG	FUSE F 15,00 A "L" *
--	008.0767.0	SICHERUNG	FUSE F 8,00 A "H" 5X20 MM (FOR 220-240V) SP
--	008.0770.0	SICHERUNG	FUSE T 1.00 A L TR5 *
--	011.0065.0	GLEICHRICHTER B80 C 1500	RECTIFIER B.B80C 1500 SP
--	011.0074.0	SPANNUNGSREGLER IC 7805S	IC TA 7805 S SP
--	011.0079.0	TRAFO PRIM 2X120V SEK 10/20V	TRANSFORMER 2X120 V *
--	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY *
--	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE SP
--	011.1079.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE SP
--	011.1084.0	NETZTRAFO	TRANSFORMER MAINS 115/230V SEK 8V 8VA *
--	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2 *
--	055.0016.0	DICHTUNG RD 5 X 9 X 1	Gasket RD 5 X 9 X 1 *
--	055.0022.0	O-RING 2,90 x 1,78	O-ring 2.90 X 1.78 *
--	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00 *
--	055.0029.0	O-RING	O-RING 2.00 X 1.50 FOR MEDICATION SPRAYER *
--	055.0038.0	DICHTUNG RD 19 X 24 X 2	Gasket RD 19 X 24 X 2 *
--	055.0042.0	O-RING	O-RING 23.00 X 2.00 FOR DOUBLE SOCKET NIPP *
--	055.0052.0	O-RING 21,8 X 3	O-RING 21.80 X 3.00 *
--	055.0054.0	O-RING 10,00 x 2,00	O-ring 10.00 X 2.00 *
--	055.0055.0	O-RING 12,00 X 2,00	O-RING 12,00 X 2,00 *
--	055.0056.0	O-RING 64 X 4	O-RING 64.00 X 4.00 *
--	055.0073.0	O-RING	O-RING 22.00 X 2.00 *
--	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50 *
--	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50 *
--	055.0096.0	DICHTUNG RD 14X18X2	GASKET RD 14 X 18 X 2 *
--	055.0096.0	DICHTUNG RD 14X18X2	GASKET RD 14 X 18 X 2 *
--	061.0060.0	SCHLAUCHSCHELLE	HOSE CLAMP SCREW THREAD *
--	061.0061.0	SCHLAUCHSCHELLE SCHNECKENGEW.	Hose clamp screw thread SP
--	061.0062.0	SCHLAUCHSCHELLE SCHNECKENGEW.	Hose clamp screw thread *
--	069.0020.0	VENTILPLÄTTCHEN	VALVE PLATE MOD. 8050/8010 SP
--	069.0021.0	SPANNRING	TIGHTENING RING FOR MOD. 8050 SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
SERVANT 4			
---	069.0024.0	O-RING	O-RING FOR MOD. 8010 *
---	069.0024.0	O-RING	O-RING FOR MOD. 8010 *
---	069.0025.0	MEMBRANE	MEMBRANE FOR MOD. 8010 SP
---	069.0025.0	MEMBRANE	MEMBRANE FOR MOD. 8010 SP
---	069.0027.0	SCHALLDÄMPFER	Sound absorber for MOD. 8050 SP
---	069.0029.0	SCHALLDÄMPFER	SOUND ABSORBER FOR MOD. 8050 ZV SP
---	069.0034.0	PUMPENDECKEL 8050	COVER FOR VACUUM PUMP (ALU) MOD.8050 SP
---	069.0086.0	PUMPENDECKEL	COVERING FOR PUMP MOD. 8010 SP
---	069.0126.0	SCHLAUCHKASSETTE F. SR10/500	HOSE BOX FOR HOSE PUMP (UP FROM MODEL SP
---	102.0117.0	FORMSTOPFEN	CONNECTOR, DRILLED (THORAX) SP
---	501.0274.0	STIRNLAMPENHAKEN	HEADLAMP HOOK SP
---	501.0315.5	ZUWASSERSCHLAUCH	WATER SUPPLY TUBE *
---	501.0320.0	DICHTUNG RD 15 X 1,5 DREI-LOCH	THREE-HOLE GASKET *
---	501.0320.0	DICHTUNG RD 15 X 1,5 DREI-LOCH	THREE-HOLE GASKET *
---	501.0342.0	DRUCKMINDERER	PRESSURE REDUCER SP
---	501.0346.1	FILTERGLAS	FILTER JAR FOR WATER FILTER FROM 08/92 *
---	501.0346.2	DICHTUNG F.DRUCKWASSERFILTER	Sealing for filter cup 501.0346.1 *
---	501.0363.0	ANBAUSTÜCK	ANBAUSTUECK SP
---	501.0381.0	ABWASSERSCHLAUCH	WASTE WATER TUBE, 1,5 M LENGTH *
---	502.0141.6	KLINKENSTECKERKABEL	CONNECTING CABLE FOR NYSTAGMUS BINOCU HNO
---	502.0187.1	ERSATZLAMPE	SPARE BULB FOR NYSTAGMUS BINOCULARS *
---	502.0410.0	KABEL	FLAT RIBBON CABLE 14P HYGRO 4+ SP
---	502.0420.0	DRUCKW.SPÜLHANDGRIFF III	WATER IRRIGATION HANDLE SP
---	000.0444.0	FEDER DRUCK 6,0 X 0,40 X 13,00	Pressure spring 6,0X0,4 X 13,00 SP
---	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50 SP
---	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00 *
---	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00 *
---	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00 *
---	502.0964.0	VENTILSCHIEBER	VALVE SLIDER SP
---	502.0966.0	STELLKNOPF	ADJ. KNOB SP
---	502.0967.0	FUNKTIONSTRÄGER III	FUNCTION CARRIER III SP
---	502.0965.0	VENTILKÖRPER	VALVE BODY SP
---	502.0969.0	VERBINDUNGSROHR-II	TUBE SP
---	506.5141.0	ROHR F. LUFT/WASSERHANDGRIFF	PIPE F. AIR/WATER HANDGRIP SP
---	508.0436.6	ANSCHLUSSTÜCK WS-FUNKTIONSTR.	CONNECTOR WS-FUNCTION TR. SP
---	508.0445.0	LUER-LOC-VERBINDER-M	LUER LOC CONECTOR SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
SERVANT 4			
---	508.0253.0	BLINDSTOPFEN DRUCKL.HANDGRIFF schwarz	BLIND PLUGS COMPR. AIR HANDGRIP SP
---	508.0434.0	GRIFFSCHALE LINKS Produktende	GRIFFSCHALE-1 SPUELHANDGRIFF-II SP
---	508.0435.0	GRIFFSCHALE RECHTS	GRIFFSCHALE-2 SPUELHANDGRIFF-II SP
---	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW SP
---	508.0440.0	Griffschale links ohne Autokl	GRIP PLATE LEFT W/O AUTO CL SP
---	508.0441.0	AUSLÖSEHEBEL SPÜLHANDGRIFF II	TRIGGER LEVER FLUSH HANDLE II SP
---	502.0721.0	DRUCKMINDERER	PRESSURE REDUCER VARIO THERM *
---	000.0406.0	DISTANZBUCHSE 5,00X 3,0X22,00	DISTANCE SLEEVE 5,00 X 3,0 X 22,00 SP
---	011.0084.0	STECKER S L 10P 1-REIHIG	PLUG S L 10P 1-ROW SP

---	011.0085.0	ENDKAPPE LINKS UND RECHTS	END CAP LEFT AND RIGHT	SP
---	011.0087.0	ZWISCHENSTÜCK SMC-A2	SPACER SMC-A2	SP
---	011.0089.0	SCHALTER-CODIER SMC-DE-131-AK2	DECODE SWITCH NO. T56-02 AM	SP
---	011.0090.0	ABSTANDB.6KT M3,0A/M3,0I/10,0	SPACER BUSH HEX M3.0A/M3.0I/10.0	SP
---	502.0749.0	ANZEIGE KARTE 3 TEMP.KPL.BESTÜ	DISPLAY CARD 3 TEMP. CPL. SUPP.	SP
---	502.0819.0	ABDECKPLATTE (STEUERMODUL)	COVER PLATE (CONTROL MODULE)	SP
--	502.0767.0	SCHALTSTIFT	SWITCHING PIN FOR OVERTEMPERATURE	SP
--	502.0773.0	DRUCKSCHALTER	MEMBRANE PRESS SWITCH	*
---	501.0346.1	FILTERGLAS	FILTER JAR FOR WATER FILTER FROM 08/92	*
---	501.0346.2	DICHTUNG F.DRUCKWASSERFILTER	Sealing for filter cup 501.0346.1	*
---	502.0891.0	WASSERFILTER CELLPOR-PE	FILTER CARTRIDGE FOR WATER FILTER	SP
---	008.0212.0	LITZE 1X 1,50 BRAUNNYAF	BUNCHED BROWN	SP
---	008.0213.0	LITZE 1X 1,50 BLAU NYAF	BUNCHED BLUE	SP
---	008.0506.0	ISOLIERSCHLAUCH RD 6,00X0,60	ISOLATIONTUBERD 6,00X0,60	SP
---	008.0624.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	PLUG B AMP 6,3 X 0,8 1P	SP
---	008.0681.0	KABEL 2X 1,50 WEISS	CABLE 2X 1,50 WITHE	SP
--	502.0929.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH B2P--GB3-- 200	SP
---	000.0637.0	DISTANZBUCHSE 6,4 X 3,0X21,00	DISTANCE BUSH 6.4 X 3.0X21.00	SP
---	011.0085.0	ENDKAPPE LINKS UND RECHTS	END CAP LEFT AND RIGHT	SP
---	011.0087.0	ZWISCHENSTÜCK SMC-A2	SPACER SMC-A2	SP
---	011.0089.0	SCHALTER-CODIER SMC-DE-131-AK2	DECODE SWITCH NO. T56-02 AM	SP
--	502.0936.0	STEUERMODUL	CONTROL MODULE HYGRO 4+	SP
---	000.0637.0	DISTANZBUCHSE 6,4 X 3,0X21,00	DISTANCE BUSH 6.4 X 3.0X21.00	SP
--	502.0940.0	HEIZUNGSMODUL	HEATING MODULE COMPLETE FOR VARIOOTHERI	SP
---	000.0249.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR HEATING	SP
---	000.0269.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD4	HOSE SLOT	SP
---	000.0510.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL. 4MM	HOSE CONNECTOR RD 4	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
SERVANT 4			
---	000.0624.0	VERSCHLUSSSTOPFEN	CLOSING PLUG SP
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding" SP
---	008.0709.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE BR374 FL 22 KPL. *
---	008.0759.0	HEIZPATRONE	HEATING CARTRIDGE HPL 10.0/60 SP
---	008.0763.0	ÜBERTEMP.SCHALTER	OVER TEMP. SWITCH TB24N 85°C NC SP
---	008.0764.0	MAGNETVENTIL	SINGLE SOLENOID VALVE *
---	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY *
---	011.1079.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE SP
---	011.1080.0	WÄRMELEITFOLIE-KLEBEND	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE SP
---	011.1085.0	ABSTANDB.6KT M4,0A/M4,0I/24,0	SPACER BOLT HEX M4.0A/M4.0I/24.0 SP
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2 *
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2 *
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2 *
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2 *
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2 *
---	055.0016.0	DICHTUNG RD 5 X 9 X 1	Gasket RD 5 X 9 X 1 *
---	055.0096.0	DICHTUNG RD 14X18X2	GASKET RD 14 X 18 X 2 *
---	055.0097.0	DICHTUNG RD 14X18X1	SEAL RD 14 X 18 X 1 *
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
---	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25 SP
---	502.0773.0	DRUCKSCHALTER	MEMBRANE PRESS SWITCH *
---	502.0929.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH B2P--GB3-- 200 SP
---	502.0941.0	LEITERPLATTE	CIRC. BOARD MOUNT. HEATING BLOCK VARIO SP

----	011.0065.0	GLEICHRICHTER B80 C 1500	RECTIFIER B.B80C 1500	SP
----	011.0066.0	DIODE 1N4148	DIODE RECTIFIER	SP
----	011.0074.0	SPANNUNGSREGLER IC 7805S	IC TA 7805 S	SP
----	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
----	011.0167.0	WIDMEFI OHM 332.00 1,00%	WIDMEFI OHM 332.00 1.00%	SP
----	011.0209.0	KONDENS KERAMIK UF0.100	CAPACITOR	SP
----	011.0257.0	KONDENSATOR	CONDENS. TANTAL UF 1,000	SP
----	011.0543.0	KONDENS ELKO UF 2200.000	CONDENSER ELKO UF 2200.000	SP
----	011.0625.0	STECKER S L 2P MOD.6410 MOLEX	PLUG S L 2P RM2.54 180G	SP
----	011.0660.0	KÜHLKÖRPER FINGER TYP V5640-A	COOLING ELEMENT FINGER TYPE V5640-A	SP
----	011.0664.0	STECKER S L 14P 2-REIHIG	PLUG S L 14P 2-ROW	SP
----	011.0686.0	RELAIS 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	RELAY 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	*
----	011.0849.0	LEUCHTDIODE	LUMINOUS DIODE GREEN	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
SERVANT 4			
----	011.0976.0	KONDENS X2 UF0.100	CONDENS. X2 UF 0.100 SP
----	011.0986.0	STECKER S L 2P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 2P MATE-N-LOK AMP SP
----	011.0993.0	KONDENS X2 UF1.000	CONDENS. X2 UF 1.000 SP
----	011.1053.0	STECKER S L 3P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 3P MATE-N-LOK AMP SP
----	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE SP
-----	008.0212.0	LITZE 1X 1,50 BRAUNNYAF	BUNCHED BROWN SP
-----	008.0213.0	LITZE 1X 1,50 BLAU NYAF	BUNCHED BLUE SP
-----	008.0506.0	ISOLIERSCHLAUCH RD 6,00X0,60	ISOLATIONTUBERD 6,00X0,60 SP
-----	008.0624.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	PLUG B AMP 6,3 X 0,8 1P SP
-----	008.0681.0	KABEL 2X 1,50 WEISS	CABLE 2X 1,50 WITHE SP
----	502.0943.0	HEIZKÖRPER MIT EINLASSVENTIL	HEATING ELEMENT SP
----	502.0946.0	DROSSELDÜSE	THROTTLE NOZZLE CPL. 0.45 SP
----	502.0946.1	DROSSELDÜSE	THROTTLE JET CPL. 0.65 SP
----	055.0022.0	O-RING 2,90 x 1,78	O-ring 2.90 X 1.78 *
----	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00 *
----	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50 *
----	502.0944.1	DROSSELDÜSE 0.65 MM	THROTTLE NOZZLE 0.65 MM SP
----	502.0947.0	DROSSELDÜSE	BANJO SCREW CPL/0.8 SP
----	530.1169.0	DOPPEL NTC M. VERSCHRAUBUNG	NTC RESISTOR SP
---	502.0941.0	LEITERPLATTE	CIRC. BOARD MOUNT. HEATING BLOCK VARIO SP
----	011.0065.0	GLEICHRICHTER B80 C 1500	RECTIFIER B.B80C 1500 SP
----	011.0066.0	DIODE 1N4148	DIODE RECTIFIER SP
----	011.0074.0	SPANNUNGSREGLER IC 7805S	IC TA 7805 S SP
----	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY *
----	011.0167.0	WIDMEFI OHM 332.00 1,00%	WIDMEFI OHM 332.00 1.00% SP
----	011.0209.0	KONDENS KERAMIK UF0.100	CAPACITOR SP
----	011.0257.0	KONDENSATOR	CONDENS. TANTAL UF 1,000 SP
----	011.0543.0	KONDENS ELKO UF 2200.000	CONDENSER ELKO UF 2200.000 SP
----	011.0625.0	STECKER S L 2P MOD.6410 MOLEX	PLUG S L 2P RM2.54 180G SP
----	011.0660.0	KÜHLKÖRPER FINGER TYP V5640-A	COOLING ELEMENT FINGER TYPE V5640-A SP
----	011.0664.0	STECKER S L 14P 2-REIHIG	PLUG S L 14P 2-ROW SP
----	011.0686.0	RELAIS 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	RELAY 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV *
----	011.0849.0	LEUCHTDIODE	LUMINOUS DIODE GREEN SP
----	011.0976.0	KONDENS X2 UF0.100	CONDENS. X2 UF 0.100 SP
----	011.0986.0	STECKER S L 2P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 2P MATE-N-LOK AMP SP
----	011.0993.0	KONDENS X2 UF1.000	CONDENS. X2 UF 1.000 SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
SERVANT 4			
---	011.1053.0	STECKER S L 3P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 3P MATE-N-LOK AMP SP
---	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE SP
---	008.0212.0	LITZE 1X 1,50 BRAUNNYAF	BUNCHED BROWN SP
---	008.0213.0	LITZE 1X 1,50 BLAU NYAF	BUNCHED BLUE SP
---	008.0506.0	ISOLIERSCHLAUCH RD 6,00X0,60	ISOLATION TUBERD 6,00X0,60 SP
---	008.0624.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	PLUG B AMP 6,3 X 0,8 1P SP
---	008.0681.0	KABEL 2X 1,50 WEISS	CABLE 2X 1,50 WITHE SP
--	502.0946.0	DROSSELDÜSE	THROTTLE NOZZLE CPL. 0.45 SP
--	502.0947.0	DROSSELDÜSE	BANJO SCREW CPL/0.8 SP
--	502.0955.0	DRUCKMINDERER	PRESSURE REDUCER *
--	505.0273.0	SPRAYER	GLASS FOR SPRAYER, COMPLETE SP
--	505.0284.0	ANSATZ	ATTACHMENT PIECE SP
--	505.0326.0	OHRSPÜLSCHALE	EAR RINSING BOWL SP
---	505.0324.0	OHRSPÜLSCHALE	EAR RINSING DEVICE SP
---	505.0325.0	ADAPTER RD 30X35	ADAPTER RD 30X35 SP
--	505.0614.0	ERSATZLAMPE	SPARE BULB FOR OPMI 9 SP
--	506.5018.0	DÄMPFUNGSSTÜCK	HOSE PLUG CONNECTION SP
--	506.5121.0	SPRAYERKOPF	SPRAYER TOP SP
--	507.0802.0	HALOGENLAMPE	HALOGEN LAMP *
--	507.0866.0	KONDENSORSCHLEIBE	THERMAL FILTER SP
--	507.0868.0	FASSUNG	SOCKET FOR HALOGEN LAMP 12 V/100 W SP
--	507.0869.1	LEITERPLATTE	CIRCUIT BOARD FOR COLD-LIGHT DIMMER-II (AE SP
--	507.0905.0	HALOGENLAMPE	HALOGEN BULB 15V/150W *
--	508.0053.0	HEIZELEMENT	HEATING ELEMENT FOR MIRROR SP
---	008.0083.1	ADER-ENDHÜLSE T0,75QMM	WIRE FERRULE T0, 75QMM SP
---	008.0135.0	STECKER S LABOR 1P	Socket S Labor 1P SP
---	008.0468.0	HEIZWENDEL GEWICKELT	HEATING COIL WOUND SP
--	508.0127.1	REDUZIERUNG	REDUCER SP
--	508.0127.2	REDUZIERUNG	TUBE REDUCER SP
--	508.0208.0	SIEBBEHÄLTER	SIEVE HOLDER SP
--	508.0209.0	SIEBBEHÄLTERDECKEL	COVER FOR SIEVE CONTAINER SP
--	508.0210.0	FILTERSIEB	FILTER SIEVE FOR SUCTION SYSTEM (MINI-CAN SP
--	508.0215.0	ABSAUGBEHÄLTER-HÜLSE	COLLAR FOR COLLECTION JAR SP
--	508.0227.0	SPÜLVENTIL	RINSING DEVICE FOR SUCTION EQUIPMENT SP
--	508.0233.0	SAUGSCHLAUCH	SUCTION TUBING COMPLETE SERVANT 4 SP
--	508.0243.0	ABSAUGBEHÄLTER	CONTAINER FOR SUCTION AUTOMATIC SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
SERVANT 4			
--	508.0250.0	DRUCKLUFTHANDGRIFF	COMPR. AIR IRRIG. HANDLE-II, MOD.S4 SP
--	508.0409.0	ANBAUSTÜCK	ANSCHLUSSSTUECK KOMPLETT SP
---	508.0409.1	ZUFLUSSNIPPEL F.ANSCHLUß-STÜCK	INFLOW NIPPLE F. CONNECT. PIECE SP
---	508.0409.2	ABFLUSSNIPPEL F.ANSCHLUß-ST.	OUTFLOW NIPPLE F. CONNECT. PIECE SP
--	508.0412.0	SCHLAUCH 'DOPPELLÄUFIG, F. DRUCKWASSER	TUBING FOR PRESSURE WATER PISTOL SP
--	508.0413.0	ABSAUGSTEUERUNG	CIRCUIT BOARD F.SUCTION CONTROL SP
--	508.0424.0	FILTERPATRONE	FILTER CARTRIDGE FOR WATER FILTER SP
--	508.0430.5	DUSCHKOPF II	RINSING SYSTEM SP
---	055.0075.0	O-RING	O-RING 5.00 X 1.00 *

---	055.0076.0	O-RING	O-RING 16.00 X 1.00	*
---	505.0336.0	SCHRAUBE HOHL	SCREW F1842	SP
---	508.0431.5	DÜSENKOPF	NOZZLE HEAD BASIN IRRIG. II	SP
---	508.0432.3	SICHERUNGSRING	LOCKING RING STEIGR.BECKENSP.	SP
---	508.0432.5	STEIGROHR	RISER PIPE CPL. BECKENSPÜLUNG II	SP
---	508.0432.8	DROSSELHÜLSE	NOZZLE HEAD F. BECKENSPÜLUNG	SP
--	508.0520.1	SCHALTERDECKEL	SWITCH COVER FOR WAST BIN	SP
--	508.0529.1	MOTORANTRIEB	MOTORANTRIEB KOMPL. F. ABFALLABWURF	SP
--	508.0531.1	ABDECKUNG	COVERING FOR DEPOSIT TRAY FOR USED INST	SP
--	508.0551.0	HEIZELEMENT	HEATING PLATE F.MIRROR PREWARMER S4	SP
---	008.0739.0	HEIZKÖRPER	HEATING PLATE TYPE KUP 15	SP
---	055.0037.0	SCHEIBE RD 15 X 30 - 0,3	PLATE RD 15 X 30 - 0,3	SP
---	060.0093.0	SCHILD SYMBOL BLITZPFEIL	LABEL "FLASH ARROW SYMBOL"	SP
---	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP
---	510.0552.0	HEITZPLATTE / SVW	HEATING PLATE / SVW	SP
---	510.0553.0	ABDECKUNG SVW	COVER SVW	SP
---	510.0554.0	ISOLIERFOLIE LG / SVW	INSULATION FOIL LG / SVW	SP
---	510.0555.0	ISOLIERFOLIE KURZ / SVW	INSULATION FOIL SHORT / SVW	SP
--	508.0577.0	SIEBHALTER	SIEVE HOLDER	SP
--	508.0619.0	LICHTLEITKABEL	FIBRE OPTIC CABLE	SP
--	508.0633.4	ERSATZLAMPE	SPARE BULB FOR OPMI 9FC WITH EXTERNAL CC	SP
--	508.0677.0	SICHERUNGSAUTOMAT	AUTOMATIC FUSE 12A RETROFITING	SP
--	508.0693.0	LEITERPLATTE KALTL.2+3	AUTOMATIC FUSE	SP
--	508.0694.0	LEITERPLATTE	COLDLIGHT DIMMER II, 3 CHANNEL CIRCUIT BO	SP
--	508.0775.0	HÜLSE	METAL STORAGE QUIVER FOR RIGID ENDOSCO	HNO
---	055.0055.0	O-RING 12,00 X 2,00	O-RING 12,00 X 2,00	*
---	508.0776.0	HÜLSENROHR-II	SLEEVE PIPE-II	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

SERVANT 4

---	508.0777.0	STOPFEN	PLUG F. SLEEVE PIPE II	SP
--	530.1169.0	DOPPEL NTC M. VERSCHRAUBUNG	NTC RESISTOR	SP

SERVANT 5 AB 2006

--	S5ab2006	SERVANT 5 AB 2006	SERVANT 5 UNTIL 2006	
--	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6	*
--	000.0237.0	Federbügel mit Rolle	SPRING CLIP WITH ROLLER FOR MEDICATION S	SP
--	000.0249.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR HEATING	SP
--	000.0255.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR FILTER	*
--	000.0269.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD4	HOSE SLOT	SP
--	000.0299.1	SCHLAUCH-STECKANSCHL.I RD8-4	HOSE CONNECTOR REDUCTION FROM RD 8 TO	SP
--	000.0322.0	PUMPE	DIAPHRAGM-TYPE AGGREGATE 8010, 36 LTRS.	SP
--	000.0331.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.	HOSE CONNECTOR T RD8-8	*
--	000.0332.0	PUMPE	PUMP D DIAPHRAGM 1L/0,25B DG-AGG.	SP
--	000.0366.0	KLEMMRIEGEL	CLAMPING LOCK, L. SCHLIT	SP
--	000.0460.1	VACUUMETER -1/0 BAR FR.RING	VACUUM GANGE	SP
--	000.0461.1	MANOMETER	MANOMETER 0/2,5 BAR FR. RING	*
--	000.0509.0	DRUCK-PUMPE AB BAUJ. JAN. 92	PRESURE PUMP 2,5 BAR	SP
---	000.0522.0	FEDER	PRESSURE SPRING 3,6 X 0,40 S 1,7 X 9,6	SP
---	000.0552.1	HOHLSCHRAUBE G 1/8" KURZ	HOLLOW SCREW G1/8" SHORT	SP
---	069.0025.0	MEMBRANE	MEMBRANE FOR MOD. 8010	SP
---	069.0036.0	PUMPENDECKEL	MEMBRANE DISC NEW FOR MOD. 8010	SP
---	069.0037.0	NIPPEL SCHLAUCHANSCHL.I RD-8	NIPPLE HOSE CONNECTION I RD-8	SP
---	069.0038.0	MEMBRANUNTERLAGE (TEFLON)	MEMBRANE PAD FOR 8010	*

---	069.0086.0	PUMPENDECKEL	COVERING FOR PUMP MOD. 8010	SP
--	000.0510.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL. 4MM	HOSE CONNECTOR RD 4	*
--	000.0547.0	MAGNETVERSCHLUSS	MAGNET. LOCK WHITE 4KG	SP
--	000.0550.0	LAUGENPUMPE	PUMP FOR SUCTION BOTTLE DRAINING	SP
--	000.0560.0	CPC-STECKER	QUICK CONNECTOR W 1/8" BLUE	SP
--	000.0561.0	CPC-KUPPLUNG	QUICK CPL. M 1/4"BLUE	SP
--	000.0577.0	MEDIKAMENTENGLAS	SPRAYER BOTTLE	SP
--	000.0616.0	PUMPE SCHLAUCH SR 10/100	Pump hose SR 10/100	SP
--	000.0624.0	VERSCHLUSSSTOPFEN	CLOSING PLUG	SP
--	000.0679.0	LÜFTERABDECKUNG	FAN GUARD F. FAN D60	SP
--	005.0012.0	SCHLAUCH RD.I. 6,0X2,0	Hose RD. I. 6,0 x 2.0	*
--	005.0012.0	SCHLAUCH RD.I. 6,0X2,0	Hose RD. I. 6,0 x 2.0	*
--	005.0091.0	SCHLAUCH RD.I. 6,0X3,0	Hose RD. I. 6,0 X 3,0	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

SERVANT 5 AB 2006

--	006.0022.0	SCHLAUCH Ø4,0xØ8,0	HOSE Ø4,0xØ8,0	*
--	006.0026.0	Saugschlauch, Ø 10 mm , 1 m (Mindestabnahme 5 m)	Suction hose, Ø 10 mm, 1 m (minimum purchase 5 m)	CHI
--	008.0019.0	STOPFEN F.STE 16V HENSEL-DOSE	Plug F.STE 16V Hensel-Box	SP
--	008.0111.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	Wire protecting sleeve	SP
--	008.0170.0	MIKROSCHALTER	MICRO SWITCH 2A 250 V	*
--	008.0290.0	SCHALTER-TAST	BUTTON SWITCH	SP
--	008.0388.0	SCHALTER	ROCKER SWITCH - BLACK / GREEN	SP
--	008.0477.0	SCHALTER WIPP SCHWARZ	ROCKER SWITCH BLACK	SP
--	008.0550.0	KLINKENSTECKER PJ-068B	PLUG S CATCHES 3P RD.5,25	SP
--	008.0564.0	SICHERUNG T 10A	FUSE 10,000 A DELAY	*
--	008.0568.0	SICHERUNG T 20A	FUSE 20,000 A DELAY 6,3X32	SP
--	008.0622.0	LÜFTER	FAN	*
--	008.0655.0	AQUASTOP	CONNECTION LINE WITH VALVE	*
--	008.0709.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE BR374 FL 22 KPL.	*
--	008.0714.0	KLINKENSTECKER	PHONE JACK S 3P RD.5,25	SP
--	008.0715.0	STECKER BE KLINKEN 3P	Phone jack BE 3P	SP
--	008.0739.0	HEIZKÖRPER	HEATING PLATE TYPE KUP 15	SP
--	008.0759.0	HEIZPATRONE	HEATING CARTRIDGE HPL 10.0/60	SP
--	008.0763.0	ÜBERTEMP.SCHALTER	OVER TEMP. SWITCH TB24N 85°C NC	SP
--	008.0764.0	MAGNETVENTIL	SINGLE SOLENOID VALVE	*
--	008.0764.2	MAGNETVENTILSPULE	MAGNETIC COIL BR373/BR373A/BR374	SP
--	008.0770.0	SICHERUNG	FUSE T 1.00 A L TR5	*
--	008.0791.1	PEGELSCHALTER	LEVEL SWITCH 2 STEP	SP
--	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
--	011.0836.0	VORSCHALTDIODE	DIODE (RECTIFIER) 1N5402	SP
--	011.1066.0	TRAFO	TRANSFORMER MAIN SUPPLY Unit	*
--	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
--	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
--	011.1079.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
--	011.1079.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
--	011.1084.0	NETZTRAFO	TRANSFORMER MAINS 115/230V SEK 8V 8VA	*
--	011.1084.0	NETZTRAFO	TRANSFORMER MAINS 115/230V SEK 8V 8VA	*
--	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
--	055.0015.0	DICHTUNG RD 4 X 8 X 1	Gasket RD 4 X 8 X 1	*
--	055.0016.0	DICHTUNG RD 5 X 9 X 1	Gasket RD 5 X 9 X 1	*
--	055.0016.0	DICHTUNG RD 5 X 9 X 1	Gasket RD 5 X 9 X 1	*

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description
-----	---------------------	------------------

SERVANT 5 AB 2006

--	055.0021.0	DICHTUNG	GASKET BETWEEN FILTER AND GLASS	*
--	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00	*
--	055.0029.0	O-RING	O-RING 2.00 X 1.50 FOR MEDICATION SPRAYER	*
--	055.0055.0	O-RING 12,00 X 2,00	O-RING 12,00 X 2,00	*
--	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50	*
--	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50	*
--	055.0096.0	DICHTUNG RD 14X18X2	GASKET RD 14 X 18 X 2	*
--	055.0096.0	DICHTUNG RD 14X18X2	GASKET RD 14 X 18 X 2	*
--	060.0359.0	FRONTFOLIE	FRONT FOIL VARIOTHERM/INSTALLATION	SP
--	060.0360.0	FRONTFOLIE	FRONT FOIL HYDROTHERM	SP
--	061.0058.0	DREHKNOPF	KNOB MATT	SP
--	061.0058.0	DREHKNOPF	KNOB MATT	SP
--	061.0065.0	KNOPFGRIF	BUTTON KNOB RD 21 -M5	SP
--	061.0066.0	SCHLAUCHKLEMM	HOSE CLIP SKIFFY 12.2 - 14.8 MM	*
--	061.0067.0	SCHLAUCHKLEMM SKIFFY 135-04	Hose clip SKIFFY 10.5 - 12.7 mm	*
--	069.0020.0	VENTILPLÄTTCH	VALVE PLATE MOD. 8050/8010	SP
--	069.0024.0	O-RING	O-RING FOR MOD. 8010	*
--	069.0025.0	MEMBRANE	MEMBRANE FOR MOD. 8010	SP
--	069.0025.0	MEMBRANE	MEMBRANE FOR MOD. 8010	SP
--	069.0086.0	PUMPENDECKEL	COVERING FOR PUMP MOD. 8010	SP
--	069.0086.0	PUMPENDECKEL	COVERING FOR PUMP MOD. 8010	SP
--	069.0126.0	SCHLAUCHKASSETTE F. SR10/500	HOSE BOX FOR HOSE PUMP (UP FROM MODEL	SP
--	069.0128.0	SCHLAUCH	TUBE FOR PUMP	SP
--	069.0131.0	DOPPELSCHALLDÄMPFER	SOUND ABSORBER	SP
--	069.0131.0	DOPPELSCHALLDÄMPFER	SOUND ABSORBER	SP
--	320.0010.0	ÜBERLAUFSICHERUNGSHÜLSE	SLEEVE OF OVERFLOW SAFETY	SP
--	320.0012.0	BAKTERIENFILTERDECKEL	BACTERIAL FILTER LID	SP
--	320.0013.0	DICHTRING	GASKET FOR INSERT OF COLLECTION JAR LID	*
--	320.0015.0	SCHWIMMER	FLOAT	SP
--	320.0016.0	DICHTRING II FÜR FILTER	SEALING RING FOR FILTER COVER	*
--	501.0128.0	SCHARNIER	HINGE	SP
--	501.0128.0	SCHARNIER	HINGE	SP
--	501.0320.0	DICHTUNG RD 15 X 1,5 DREI-LOCH	THREE-HOLE GASKET	*
--	501.0320.0	DICHTUNG RD 15 X 1,5 DREI-LOCH	THREE-HOLE GASKET	*
--	501.0346.1	FILTERGLAS	FILTER JAR FOR WATER FILTER FROM 08/92	*
--	501.0346.2	DICHTUNG F.DRUCKWASSERFILTER	Sealing for filter cup 501.0346.1	*

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description
-----	---------------------	------------------

SERVANT 5 AB 2006

--	501.0346.2	DICHTUNG F.DRUCKWASSERFILTER	Sealing for filter cup 501.0346.1	*
--	502.0126.5	REGULIERVENTIL	REGULATING VALVE	SP
--	502.0126.5	REGULIERVENTIL	REGULATING VALVE	SP
--	502.0139.0	KLINKENSTECKER	KLINKEN-STECKERBUCHSE NACHRUESTSATZ	SP
--	502.0141.6	KLINKENSTECKERKABEL	CONNECTING CABLE FOR NYSTAGMUS BINOCU HNO	
--	502.0187.1	ERSATZLAMPE	SPARE BULB FOR NYSTAGMUS BINOCULARS	*
--	502.0410.0	KABEL	FLAT RIBBON CABLE 14P HYGRO 4+	SP
--	502.0410.0	KABEL	FLAT RIBBON CABLE 14P HYGRO 4+	SP
--	502.0420.0	DRUCKW.SPÜLHANDGRIF III	WATER IRRIGATION HANDLE	SP

---	000.0444.0	FEDER DRUCK 6,0 X 0,40 X 13,00	Pressure spring 6,0X0,4 X 13,00	SP
---	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50	SP
---	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00	*
---	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
---	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00	*
---	502.0964.0	VENTILSCHIEBER	VALVE SLIDER	SP
---	502.0966.0	STELLKNOPF	ADJ. KNOB	SP
---	502.0967.0	FUNKTIONSTRÄGER III	FUNCTION CARRIER III	SP
---	502.0965.0	VENTILKÖRPER	VALVE BODY	SP
---	502.0969.0	VERBINDUNGSROHR-II	TUBE	SP
---	506.5141.0	ROHR F. LUFT/WASSERHANDGRIFF	PIPE F. AIR/WATER HANDGRIP	SP
---	508.0436.6	ANSCHLUSSTÜCK WS-FUNKTIONSTR.	CONNECTOR WS-FUNCTION TR.	SP
---	508.0445.0	LUER-LOC-VERBINDER-M	LUER LOC CONECTOR	SP
---	508.0253.0	BLINDSTOPFEN DRUCKL.HANDGRIFF schwarz	BLIND PLUGS COMPR. AIR HANDGRIP	SP
---	508.0434.0	GRIFFSCHALE LINKS Produktende	GRIFFSCHALE-1 SPUELHANDGRIFF-II	SP
---	508.0435.0	GRIFFSCHALE RECHTS	GRIFFSCHALE-2 SPUELHANDGRIFF-II	SP
---	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW	SP
---	508.0440.0	Griffschale links ohne Autokl	GRIP PLATE LEFT W/O AUTO CL	SP
---	508.0441.0	AUSLÖSEHEBEL SPÜLHANDGRIFF II	TRIGGER LEVER FLUSH HANDLE II	SP
---	501.0346.1	FILTERGLAS	FILTER JAR FOR WATER FILTER FROM 08/92	*
---	501.0346.2	DICHTUNG F.DRUCKWASSERFILTER	Sealing for filter cup 501.0346.1	*
---	502.0891.0	WASSERFILTER CELLPOR-PE	FILTER CARTRIDGE FOR WATER FILTER	SP
---	008.0212.0	LITZE 1X 1,50 BRAUNNYAF	BUNCHED BROWN	SP
---	008.0213.0	LITZE 1X 1,50 BLAU NYAF	BUNCHED BLUE	SP
---	008.0506.0	ISOLIERSCHLAUCH RD 6,00X0,60	ISOLATIONTUBERD 6,00X0,60	SP
---	008.0624.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	PLUG B AMP 6,3 X 0,8 1P	SP
---	008.0681.0	KABEL 2X 1,50 WEISS	CABLE 2X 1,50 WITHE	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
SERVANT 5 AB 2006			
---	502.0929.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH B2P--GB3-- 200 SP
---	502.0929.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH B2P--GB3-- 200 SP
---	000.0637.0	DISTANZBUCHSE 6,4 X 3,0X21,00	DISTANCE BUSH 6.4 X 3.0X21.00 SP
---	011.0085.0	ENDKAPPE LINKS UND RECHTS	END CAP LEFT AND RIGHT SP
---	011.0087.0	ZWISCHENSTÜCK SMC-A2	SPACER SMC-A2 SP
---	011.0089.0	SCHALTER-CODIER SMC-DE-131-AK2	DECODE SWITCH NO. T56-02 AM SP
---	502.0936.0	STEUERMODUL	CONTROL MODULE HYGRO 4+ SP
---	000.0637.0	DISTANZBUCHSE 6,4 X 3,0X21,00	DISTANCE BUSH 6.4 X 3.0X21.00 SP
---	502.0940.0	HEIZUNGSMODUL	HEATING MODULE COMPLETE FOR VARIOOTHERI SP
---	000.0249.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR HEATING SP
---	000.0269.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD4	HOSE SLOT SP
---	000.0510.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL. 4MM	HOSE CONNECTOR RD 4 *
---	000.0624.0	VERSCHLUSSSTOPFEN	CLOSING PLUG SP
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding" SP
---	008.0709.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE BR374 FL 22 KPL. *
---	008.0759.0	HEIZPATRONE	HEATING CARTRIDGE HPL 10.0/60 SP
---	008.0763.0	ÜBERTEMP.SCHALTER	OVER TEMP. SWITCH TB24N 85°C NC SP
---	008.0764.0	MAGNETVENTIL	SINGLE SOLENOID VALVE *
---	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY *
---	011.1079.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE SP
---	011.1080.0	WÄRMELEITFOLIE-KLEBEND	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE SP
---	011.1085.0	ABSTANDB.6KT M4,0A/M4,0I/24,0	SPACER BOLT HEX M4.0A/M4.0I/24.0 SP
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2 *

---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0016.0	DICHTUNG RD 5 X 9 X 1	Gasket RD 5 X 9 X 1	*
---	055.0096.0	DICHTUNG RD 14X18X2	GASKET RD 14 X 18 X 2	*
---	055.0097.0	DICHTUNG RD 14X18X1	SEAL RD 14 X 18 X 1	*
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
---	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP
---	502.0773.0	DRUCKSCHALTER	MEMBRANE PRESS SWITCH	*
---	502.0929.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH B2P--GB3-- 200	SP
---	502.0941.0	LEITERPLATTE	CIRC. BOARD MOUNT. HEATING BLOCK VARIO	SP
---	011.0065.0	GLEICHRICHTER B80 C 1500	RECTIFIER B.B80C 1500	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
SERVANT 5 AB 2006			
---	011.0066.0	DIODE 1N4148	DIODE RECTIFIER SP
---	011.0074.0	SPANNUNGSREGLER IC 7805S	IC TA 7805 S SP
---	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY *
---	011.0167.0	WIDMEFI OHM 332.00 1,00%	WIDMEFI OHM 332.00 1.00% SP
---	011.0209.0	KONDENS KERAMIK UF0.100	CAPACITOR SP
---	011.0257.0	KONDENSATOR	CONDENS. TANTAL UF 1,000 SP
---	011.0543.0	KONDENS ELKO UF 2200.000	CONDENSER ELKO UF 2200.000 SP
---	011.0625.0	STECKER S L 2P MOD.6410 MOLEX	PLUG S L 2P RM2.54 180G SP
---	011.0660.0	KÜHLKÖRPER FINGER TYP V5640-A	COOLING ELEMENT FINGER TYPE V5640-A SP
---	011.0664.0	STECKER S L 14P 2-REIHIG	PLUG S L 14P 2-ROW SP
---	011.0686.0	RELAIS 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	RELAY 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV *
---	011.0849.0	LEUCHTDIODE	LUMINOUS DIODE GREEN SP
---	011.0976.0	KONDENS X2 UF0.100	CONDENS. X2 UF 0.100 SP
---	011.0986.0	STECKER S L 2P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 2P MATE-N-LOK AMP SP
---	011.0993.0	KONDENS X2 UF1.000	CONDENS. X2 UF 1.000 SP
---	011.1053.0	STECKER S L 3P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 3P MATE-N-LOK AMP SP
---	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE SP
---	008.0212.0	LITZE 1X 1,50 BRAUNNYAF	BUNCHED BROWN SP
---	008.0213.0	LITZE 1X 1,50 BLAU NYAF	BUNCHED BLUE SP
---	008.0506.0	ISOLIERSCHLAUCH RD 6,00X0,60	ISOLATIONTUBERD 6,00X0,60 SP
---	008.0624.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	PLUG B AMP 6,3 X 0,8 1P SP
---	008.0681.0	KABEL 2X 1,50 WEISS	CABLE 2X 1,50 WITHE SP
---	502.0943.0	HEIZKÖRPER MIT EINLASSVENTIL	HEATING ELEMENT SP
---	502.0946.0	DROSSELDÜSE	THROTTLE NOZZLE CPL. 0.45 SP
---	502.0946.1	DROSSELDÜSE	THROTTLE JET CPL. 0.65 SP
---	055.0022.0	O-RING 2,90 x 1,78	O-ring 2.90 X 1.78 *
---	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00 *
---	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50 *
---	502.0944.1	DROSSELDÜSE 0.65 MM	THROTTLE NOZZLE 0.65 MM SP
---	502.0947.0	DROSSELDÜSE	BANJO SCREW CPL/0.8 SP
---	530.1169.0	DOPPEL NTC M. VERSCHRAUBUNG	NTC RESISTOR SP
---	502.0941.0	LEITERPLATTE	CIRC. BOARD MOUNT. HEATING BLOCK VARIO SP
---	011.0065.0	GLEICHRICHTER B80 C 1500	RECTIFIER B.B80C 1500 SP
---	011.0066.0	DIODE 1N4148	DIODE RECTIFIER SP
---	011.0074.0	SPANNUNGSREGLER IC 7805S	IC TA 7805 S SP
---	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY *

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
SERVANT 5 AB 2006			
---	011.0167.0	WIDMEFI OHM 332.00 1,00%	SP
---	011.0209.0	KONDENS KERAMIK UF0.100	SP
---	011.0257.0	KONDENSATOR	SP
---	011.0543.0	KONDENS ELKO UF 2200.000	SP
---	011.0625.0	STECKER S L 2P MOD.6410 MOLEX	SP
---	011.0660.0	KÜHLKÖRPER FINGER TYP V5640-A	SP
---	011.0664.0	STECKER S L 14P 2-REIHIG	SP
---	011.0686.0	RELAIS 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	*
---	011.0849.0	LEUCHTDIODE	SP
---	011.0976.0	KONDENS X2 UF0.100	SP
---	011.0986.0	STECKER S L 2P MATE-N-LOK AMP	SP
---	011.0993.0	KONDENS X2 UF1.000	SP
---	011.1053.0	STECKER S L 3P MATE-N-LOK AMP	SP
---	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	SP
---	008.0212.0	LITZE 1X 1,50 BRAUNNYAF	SP
---	008.0213.0	LITZE 1X 1,50 BLAU NYAF	SP
---	008.0506.0	ISOLIERSCHLAUCH RD 6,00X0,60	SP
---	008.0624.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	SP
---	008.0681.0	KABEL 2X 1,50 WEISS	SP
---	502.0946.0	DROSSELDÜSE	SP
---	502.0946.1	DROSSELDÜSE	SP
---	055.0022.0	O-RING 2,90 x 1,78	*
---	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	*
---	055.0095.0	O-RING	*
---	502.0944.1	DROSSELDÜSE 0.65 MM	SP
---	502.0947.0	DROSSELDÜSE	SP
---	502.0955.0	DRUCKMINDERER	*
---	502.0955.0	DRUCKMINDERER	*
---	502.0970.1	DRUCKWASSER-SPÜLHANDGRIFF 4 ohne Magne	SP
---	000.0445.0	DRUCKFEDER	SP
---	000.0681.0	FEDER DRUCK 5.0X0.40X12.00	SP
---	000.0770.0	FEDER DRUCK 5X0,4X8,7	SP
---	000.0774.0	BLINDSTOPFEN MAGNETHANDGRIFF	SP
---	005.0134.0	RUND 20,0 POM	SP
---	055.0028.0	O-RING	*
---	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	*

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
SERVANT 5 AB 2006			
---	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	*
---	502.0964.0	VENTILSCHIEBER	SP
---	502.0967.0	FUNKTIONSTRÄGER III	SP
---	502.0965.0	VENTILKÖRPER	SP
---	502.0969.0	VERBINDUNGSROHR-II	SP
---	506.5141.0	ROHR F. LUFT/WASSERHANDGRIFF	SP
---	508.0436.6	ANSCHLUSSTÜCK WS-FUNKTIONSTR.	SP
---	508.0445.0	LUER-LOC-VERBINDER-M	SP
---	502.0975.0	SCHUTZHÜLSE	SP

---	502.0977.0	STIFT F. DRUCKWASSERHANDGRIFF	PIN F. PRESS. WATER HANDGRIP	SP
---	502.0986.0	ANSCHLAGBUCHSE	STOP BUSH	SP
---	502.0987.0	GEWINDEHÜLSE 2	THREADED SLEEVE 2	SP
---	502.0988.0	STELLSCHRAUBE	ADJ. SCREW	SP
---	508.0434.1	GRIFFSCHALENSATZ BEDRUCKT	GRIP SET PRINTED	SP
---	508.0434.0	GRIFFSCHALE LINKS Produktende	GRIFFSCHALE-1 SPUELHANDGRIFF-II	SP
---	508.0435.0	GRIFFSCHALE RECHTS	GRIFFSCHALE-2 SPUELHANDGRIFF-II	SP
---	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW	SP
---	508.0441.1	AUSLÖSEH.HANDGRIFF MIT BUCHSE	TRIGGER L. HANDGRIP WITH BUSH	SP
---	508.0441.0	AUSLÖSEHEBEL SPÜLHANDGRIFF II	TRIGGER LEVER FLUSH HANDLE II	SP
---	505.0258.0	ÜBERWURFMUTTER	MUTTER UEBERWURF RD 8X 9	SP
---	505.0258.0	ÜBERWURFMUTTER	MUTTER UEBERWURF RD 8X 9	SP
---	505.0284.0	ANSATZ	ATTACHMENT PIECE	SP
---	505.0326.0	OHRSPÜLSCHALE	EAR RINSING BOWL	SP
---	505.0324.0	OHRSPÜLSCHALE	EAR RINSING DEVICE	SP
---	505.0325.0	ADAPTER RD 30X35	ADAPTER RD 30X35	SP
---	506.1951.0	FEDERSCHNAPPER	CATCH SPRING	*
---	000.0444.0	FEDER DRUCK 6,0 X 0,40 X 13,00	Pressure spring 6,0X0,4 X 13,00	SP
---	506.2228.1	Austauschbarer Spülansatz für Schlauchspülung	Exchangeable rinsing attachment for hose rinsing	SP
---	506.2228.2	GRIFFLEISTE F. SCHUBFACH GR. + KL		SP
---	506.2228.3	Ventilschieber		SP
---	510.0098.0	MONTAGEPLATTE F.SCHLAUCHSPÜL.	ASSEMBLY PLATE F. HOSE RINS.	SP
---	510.0098.0	MONTAGEPLATTE F.SCHLAUCHSPÜL.	ASSEMBLY PLATE F. HOSE RINS.	SP
---	506.2228.1	Austauschbarer Spülansatz für Schlauchspülung	Exchangeable rinsing attachment for hose rinsing	SP
---	506.5018.0	DÄMPFUNGSSTÜCK	HOSE PLUG CONNECTION	SP
---	506.5121.0	SPRAYERKOPF	SPRAYER TOP	SP
---	506.5121.0	SPRAYERKOPF	SPRAYER TOP	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
SERVANT 5 AB 2006			
---	506.6100.0	STEUERPLATINE	CONTROL PCB FOR Systema SP
---	506.6120.0	FALLROHRELEKTRODENHALTER	DOWNPIPE ELECTRODE HOLDER 2 SP
---	506.6140.0	SAUGDECKEL	SUCTION JAR LID SP
---	005.0176.0	SCHLAUCH RD.I. 4,0X1,0	Hose RD. I. 4,0 x 1,0 SP
---	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0 SP
---	008.0729.0	STECKER S AMP 6,3X0,8 1P	PLUG S AMP 6.3X0.8 1P SP
---	320.0010.0	ÜBERLAUFSICHERUNGSHÜLSE	SLEEVE OF OVERFLOW SAFETY SP
---	320.0012.0	BAKTERIENFILTERDECKEL	BACTERIAL FILTER LID SP
---	320.0013.0	DICHTRING	GASKET FOR INSERT OF COLLECTION JAR LID *
---	320.0014.0	BAKTERIEN-FILTERBLÄTTCHEN	BACTERIAL FILTER PLATE SP
---	320.0015.0	SCHWIMMER	FLOAT SP
---	320.0016.0	DICHTRING II FÜR FILTER	SEALING RING FOR FILTER COVER *
---	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING *
---	506.6123.0	KONTAKTGEBER D 4,5	CONTACTOR D 4.5 SP
---	320.0011.1	SAUGDECKEL Ø6MM BEARBEITET	INSERT FOR COLLECTION JAR LID SP
---	506.6142.0	KODIERRING	ENCODING RING TRANS-TRÜB SP
---	506.6143.0	KODIERRING	ENCODING RING PHARMED SP
---	999.0122.0	DURCHGANGSNIPPEL	THROUGH NIPPLE SP
---	506.7751.0	ABWURFSCHALE F. SCHUBFACH	Spare bowl for used instruments HNO
---	506.7752.0	ABWURFSCHALEN DECKEL	Cover for instrument bowl HNO
---	507.2063.0	HOHLSPIEGEL	MIRROR R20 FOR LIGHT OUTLET 1+2 SP
---	507.2084.0	SOCKEL	SOCKET FOR HALOGEN LAMP 12 V/100 W *
---	508.0053.0	HEIZELEMENT	HEATING ELEMENT FOR MIRROR SP

---	008.0083.1	ADER-ENDHÜLSE T0,75QMM	WIRE FERRULE T0, 75QMM	SP
---	008.0135.0	STECKER S LABOR 1P	Socket S Labor 1P	SP
---	008.0468.0	HEIZWENDEL GEWICKELT	HEATING COIL WOUND	SP
---	508.0430.5	DUSCHKOPF II	RINSING SYSTEM	SP
---	055.0075.0	O-RING	O-RING 5.00 X 1.00	*
---	055.0076.0	O-RING	O-RING 16.00 X 1.00	*
---	505.0336.0	SCHRAUBE HOHL	SCREW F1842	SP
---	508.0431.5	DÜSENKOPF	NOZZLE HEAD BASIN IRRIG. II	SP
---	508.0432.3	SICHERUNGSRING	LOCKING RING STEIGR.BECKENSP.	SP
---	508.0432.5	STEIGROHR	RISER PIPE CPL. BECKENSPÜLUNG II	SP
---	508.0432.8	DROSSELHÜLSE	NOZZLE HEAD F. BECKENSPÜLUNG	SP
---	508.0520.1	SCHALTERDECKEL	SWITCH COVER FOR WAST BIN	SP
---	508.0551.0	HEIZELEMENT	HEATING PLATE F.MIRROR PREWARMER S4	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

SERVANT 5 AB 2006

---	008.0739.0	HEIZKÖRPER	HEATING PLATE TYPE KUP 15	SP
---	055.0037.0	SCHEIBE RD 15 X 30 - 0,3	PLATE RD 15 X 30 - 0,3	SP
---	060.0093.0	SCHILD SYMBOL BLITZPFEIL	LABEL "FLASH ARROW SYMBOL"	SP
---	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP
---	510.0552.0	HEITZPLATTE / SVW	HEATING PLATE / SVW	SP
---	510.0553.0	ABDECKUNG SVW	COVER SVW	SP
---	510.0554.0	ISOLIERFOLIE LG / SVW	INSULATION FOIL LG / SVW	SP
---	510.0555.0	ISOLIERFOLIE KURZ / SVW	INSULATION FOIL SHORT / SVW	SP
---	508.0555.0	SPIEGELMAGAZIN	MIRROR DEPOSIT MOD. SERVANT 4	SP
---	508.0555.1	SPIEGELMAGAZIN ROH	SPIEGELMAGAZIN RAW PART	SP
---	508.0577.0	SIEBHALTER	SIEVE HOLDER	SP
---	508.0775.0	HÜLSE	METAL STORAGE QUIVER FOR RIGID ENDOSCO	HNO
---	055.0055.0	O-RING 12,00 X 2,00	O-RING 12,00 X 2,00	*
---	508.0776.0	HÜLSENROHR-II	SLEEVE PIPE-II	SP
---	508.0777.0	STOPFEN	PLUG F. SLEEVE PIPE II	SP
---	508.0777.0	STOPFEN	PLUG F. SLEEVE PIPE II	SP
---	510.0024.0	KABELBAUM	SWITCH AND CABLE FOR WAST BIN	SP
---	510.0148.0	AUSGLEICHSPLATTE	COMPENSATING PLATE F. SPIEGELMAGAZIN	SP
---	510.0250.0	DRUCKLUFTHANDGRIFF-II	COMPRESSED AIR HANDLE FOR SERVANT 5	SP
---	510.0381.0	SCHLAUCH	WASTE WATER TUBE, 1,5 M LENGTH	SP
---	510.0412.0	SCHLAUCH-DOPPEL.F DRUCKWASSER	TUBING FOR PRESSURE WATER PISTOL	SP
---	501.0320.0	DICHTUNG RD 15 X 1,5 DREI-LOCH	THREE-HOLE GASKET	*
---	510.0715.0	SAUGSCHLAUCH	SUCTION PIPE S5 6MM	SP
---	510.1188.0	LINEARANTRIEB	LINEAR DRIVE LA 80	SP
---	510.1189.0	LEITERPLATTE ABFALLABWURF	WASTE BOARD	SP
---	510.1691.0	TEMPERATURFÜHLER KABEL 25 CM	NTC TEMPERATURE FEELER	SP
---	510.1691.5	TEMPERATURFÜHLER	NTC TEMPERATURE GAUGE COMPLETE, LEFT-S	SP
---	510.1692.5	TEMPERATURFÜHLER	NTC TEMPERATURE GAUGE 180°C, LEFT-SIDE	SP
---	510.1693.0	LEITERPLATTE	CIRCUIT BOARD CONTROL HKS5	SP
---	530.1169.0	DOPPEL NTC M. VERSCHRAUBUNG	NTC RESISTOR	SP
---	530.1169.0	DOPPEL NTC M. VERSCHRAUBUNG	NTC RESISTOR	SP
---	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

SERVANT-5 BIS 12 06

--	S5bis1205	SERVANT-5 BIS 12 06	SERVANT-5 UNTIL 12 06	
--	000.0018.0	ELASTIKPUFFER SJ 5017 SELBSTKL.	Plactic buffer, elastic 5J-5017 adhesive	SP
--	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6	*
--	000.0237.0	Federbügel mit Rolle	SPRING CLIP WITH ROLLER FOR MEDICATION S	SP
--	000.0249.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR HEATING	SP
--	000.0255.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR FILTER	*
--	000.0269.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD4	HOSE SLOT	SP
--	000.0271.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.	HOSE SLOT	*
--	000.0299.1	SCHLAUCH-STECKANSCHL.I RD8-4	HOSE CONNECTOR REDUCTION FROM RD 8 TO	SP
--	000.0303.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.	HOSE CONNECTOR	SP
--	000.0322.0	PUMPE	DIAPHRAGM-TYPE AGGREGATE 8010, 36 LTRS.	SP
--	000.0331.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.	HOSE CONNECTOR T RD8-8	*
--	000.0332.0	PUMPE	PUMP D DIAPHRAGM 1L/0,25B DG-AGG.	SP
--	000.0366.0	KLEMMRIEGEL	CLAMPING LOCK, L. SCHLIT	SP
--	000.0460.1	VACUUMETER -1/0 BAR FR.RING	VACUUM GANGE	SP
--	000.0461.1	MANOMETER	MANOMETER 0/2,5 BAR FR. RING	*
--	000.0462.1	MANOMETER	MANOMETER 0/6,0 BAR FR. RING	SP
--	000.0462.1	MANOMETER	MANOMETER 0/6,0 BAR FR. RING	SP
--	000.0509.0	DRUCK-PUMPE AB BAUJ. JAN. 92	PRESURE PUMP 2,5 BAR	SP
--	000.0522.0	FEDER	PRESSURE SPRING 3,6 X 0,40 S 1,7 X 9,6	SP
--	000.0552.1	HOHLSCHRAUBE G 1/8" KURZ	HOLLOW SCREW G1/8" SHORT	SP
--	069.0025.0	MEMBRANE	MEMBRANE FOR MOD. 8010	SP
--	069.0036.0	PUMPENDECKEL	MEMBRANE DISC NEW FOR MOD. 8010	SP
--	069.0037.0	NIPPEL SCHLAUCHANSCHL.I RD-8	NIPPLE HOSE CONNECTION I RD-8	SP
--	069.0038.0	MEMBRANUNTERLAGE (TEFLON)	MEMBRANE PAD FOR 8010	*
--	069.0086.0	PUMPENDECKEL	COVERING FOR PUMP MOD. 8010	SP
--	000.0510.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL. '4MM	HOSE CONNECTOR RD 4	*
--	000.0534.0	SCHLAUCHSPÜLBEHÄLTER	SUQARE-CUT BOTTLE WITH THREAD 60	*
--	000.0537.1	SCHLAUCHKASSETTE	HOSE CASSETTE FOR HOSE PUMP (UP TO 30/06/06)	SP
--	000.0547.0	MAGNETVERSCHLUSS	MAGNET. LOCK WHITE 4KG	SP
--	000.0550.0	LAUGENPUMPE	PUMP FOR SUCTION BOTTLE DRAINING	SP
--	000.0560.0	CPC-STECKER	QUICK CONNECTOR W 1/8" BLUE	SP
--	000.0561.0	CPC-KUPPLUNG	QUICK CPL. M 1/4"BLUE	SP
--	000.0577.0	MEDIKAMENTENGLAS	SPRAYER BOTTLE	SP
--	000.0616.0	PUMPE SCHLAUCH SR 10/100	Pump hose SR 10/100	SP
--	000.0624.0	VERSCHLUSSSTOPFEN	CLOSING PLUG	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF

Artikel-Bezeichnung

Item Description

SERVANT-5 BIS 12 06

--	000.0679.0	LÜFTERABDECKUNG	FAN GUARD F. FAN D60	SP
--	005.0012.0	SCHLAUCH RD.I. 6,0X2,0	Hose RD. I. 6,0 x 2.0	*
--	005.0015.0	SCHLAUCH RD.I. 7,0X2,0	HOSE RD. I. 7,0 X 2,0	SP
--	005.0065.0	ABWASSERSCHLAUCH	WASTE WATER HOSE	
--	006.0022.0	SCHLAUCH Ø4,0xØ8,0	HOSE Ø4,0xØ8,0	*
--	006.0026.0	Saugschlauch, Ø 10 mm , 1 m (Mindestabnahme 5 m)	Suction hose, Ø 10 mm, 1 m (minimum purchase 5 m)	CHI
--	008.0110.0	MIKROSCHALTER	MICRO SWITCH	SP
--	008.0111.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	Wire protecting sleeve	SP
--	008.0170.0	MIKROSCHALTER	MICRO SWITCH 2A 250 V	*
--	008.0257.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE TYP M 13	SP
--	008.0257.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE TYP M 13	SP
--	008.0290.0	SCHALTER-TAST	BUTTON SWITCH	SP
--	008.0383.0	HEIZPATRONE	HEATING CARTRIDGE HLP 7/60 200 W 220 V	SP

--	008.0383.0	HEIZPATRONE	HEATING CARTRIDGE HLP 7/60 200 W 220 V	SP
--	008.0388.0	SCHALTER	ROCKER SWITCH - BLACK / GREEN	SP
--	008.0477.0	SCHALTER WIPP SCHWARZ	ROCKER SWITCH BLACK	SP
--	008.0525.0	SCHALTER	BUTTON SWITCH 2YX UM ONLY FOR SERVANT 4	SP
--	008.0550.0	KLINKENSTECKER PJ-068B	PLUG S CATCHES 3P RD.5,25	SP
--	008.0557.0	SICHERUNG	DELAY FUSE 4,0 A/H (FÜR 100 V~)	SP
--	008.0564.0	SICHERUNG T 10A	FUSE 10,000 A DELAY	*
--	008.0568.0	SICHERUNG T 20A	FUSE 20,000 A DELAY 6,3X32	SP
--	008.0622.0	LÜFTER	FAN	*
--	008.0655.0	AQUASTOP	CONNECTION LINE WITH VALVE	*
--	008.0672.0	SCHALTER 'SCHUTZ 300MA	OVERCURRENT PROTECTION 12,000 A	SP
--	008.0674.0	SCHALTER 'SCHUTZ 500MA	OVERCURRENT PROTECTION 500 MA	SP
--	008.0675.0	SCHALTER 800 MA	OVERCURRENT PROTECTION 800 MA	SP
--	008.0676.0	SCHALTER 'SCHUTZ 1,20A	OVERCURRENT PROTECTION 1,20 A	SP
--	008.0677.0	SCHALTER 'SCHUTZ 7,00A	OVERCURRENT PROTECTION 7,00 A	SP
--	008.0680.0	SICHERUNG M 15 A	FUSE 0,500 A	SP
--	008.0686.0	SCHALTER 'SCHUTZ 4,00A	OVERCURRENT PROTECTION 4,00 A	SP
--	008.0705.1	PEGEL-SCHALTER	SWITCH LEVEL PREASS.	SP
--	008.0709.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE BR374 FL 22 KPL.	*
--	008.0709.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE BR374 FL 22 KPL.	*
--	008.0714.0	KLINKENSTECKER	PHONE JACK S 3P RD.5,25	SP
--	008.0715.0	STECKER BE KLINKEN 3P	Phone jack BE 3P	SP
--	008.0739.0	HEIZKÖRPER	HEATING PLATE TYPE KUP 15	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

SERVANT-5 BIS 12 06

--	008.0756.0	MAGNETVENTILBLOCK 'MKE 3-FACH AB 01.03.97	SOLENOID BLOCK B6 TRIPLE	SP
---	000.0254.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.I RD8	HOSE SLOT	SP
---	000.0630.0	NIPPEL SCHLAUCHANSCHL.I RD-10	NIPPLE HOSE CONNECT. I RD-10	SP
---	000.0648.0	KUGELHAHN MINI G3/8"	MINI BALL VALVE G3/8"	SP
---	510.0020.0	KABELBAUM VENTILBLOCK	CABLE HARNESS VALVE BLOCK	SP
--	008.0759.0	HEIZPATRONE	HEATING CARTRIDGE HPL 10.0/60	SP
--	008.0763.0	ÜBERTEMP.SCHALTER	OVER TEMP. SWITCH TB24N 85°C NC	SP
--	008.0763.0	ÜBERTEMP.SCHALTER	OVER TEMP. SWITCH TB24N 85°C NC	SP
--	008.0764.0	MAGNETVENTIL	SINGLE SOLENOID VALVE	*
--	008.0764.0	MAGNETVENTIL	SINGLE SOLENOID VALVE	*
--	008.0764.2	MAGNETVENTILSPULE	MAGNETIC COIL BR373/BR373A/BR374	SP
--	008.0764.2	MAGNETVENTILSPULE	MAGNETIC COIL BR373/BR373A/BR374	SP
--	008.0770.0	SICHERUNG	FUSE T 1.00 A L TR5	*
--	008.0770.0	SICHERUNG	FUSE T 1.00 A L TR5	*
--	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
--	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
--	011.0836.0	VORSCHALTDIODE	DIODE (RECTIFIER) 1N5402	SP
--	011.1066.0	TRAFO	TRANSFORMER MAIN SUPPLY Unit	*
--	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
--	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
--	011.1079.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
--	011.1079.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
--	011.1084.0	NETZTRAFO	TRANSFORMER MAINS 115/230V SEK 8V 8VA	*
--	011.1084.0	NETZTRAFO	TRANSFORMER MAINS 115/230V SEK 8V 8VA	*
--	055.0009.0	DICHTUNG	GASKET RD 7 X 15 X 1.5	*
--	055.0016.0	DICHTUNG RD 5 X 9 X 1	Gasket RD 5 X 9 X 1	*
--	055.0016.0	DICHTUNG RD 5 X 9 X 1	Gasket RD 5 X 9 X 1	*

--	055.0021.0	DICHTUNG	GASKET BETWEEN FILTER AND GLASS	*
--	055.0023.0	O-RING '24,00 X 3,0	O-RING 24.00 X 3.00	*
--	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00	*
--	055.0029.0	O-RING	O-RING 2.00 X 1.50 FOR MEDICATION SPRAYER	*
--	055.0038.0	DICHTUNG RD 19 X 24 X 2	Gasket RD 19 X 24 X 2	*
--	055.0055.0	O-RING 12,00 X 2,00	O-RING 12,00 X 2,00	*
--	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50	*
--	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50	*
--	055.0096.0	DICHTUNG RD 14X18X2	GASKET RD 14 X 18 X 2	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung

Item Description

SERVANT-5 BIS 12 06

--	055.0096.0	DICHTUNG RD 14X18X2	GASKET RD 14 X 18 X 2	*
--	060.0359.0	FRONTFOLIE	FRONT FOIL VARIOTHERM/INSTALLATION	SP
--	060.0360.0	FRONTFOLIE	FRONT FOIL HYDROTHERM	SP
--	061.0058.0	DREHKNOPF	KNOB MATT	SP
--	061.0058.0	DREHKNOPF	KNOB MATT	SP
--	061.0065.0	KNOPFGRIFF	BUTTON KNOB RD 21 -M5	SP
--	061.0066.0	SCHLAUCHKLEMME	HOSE CLIP SKIFFY 12.2 - 14.8 MM	*
--	069.0020.0	VENTILPLÄTTCHEN	VALVE PLATE MOD. 8050/8010	SP
--	069.0024.0	O-RING	O-RING FOR MOD. 8010	*
--	069.0025.0	MEMBRANE	MEMBRANE FOR MOD. 8010	SP
--	069.0025.0	MEMBRANE	MEMBRANE FOR MOD. 8010	SP
--	069.0086.0	PUMPENDECKEL	COVERING FOR PUMP MOD. 8010	SP
--	069.0086.0	PUMPENDECKEL	COVERING FOR PUMP MOD. 8010	SP
--	069.0126.0	SCHLAUCHKASSETTE F. SR10/500	HOSE BOX FOR HOSE PUMP (UP FROM MODEL (SP
--	069.0128.0	SCHLAUCH	TUBE FOR PUMP	SP
--	069.0130.0	SCHALLDÄMPFER MIT FILTER	MUFFLER W. FILTER	SP
--	069.0131.0	DOPPELSCHALLDÄMPFER	SOUND ABSORBER	SP
--	320.0010.0	ÜBERLAUFSICHERUNGSHÜLSE	SLEEVE OF OVERFLOW SAFETY	SP
--	320.0012.0	BAKTERIENFILTERDECKEL	BACTERIAL FILTER LID	SP
--	320.0013.0	DICHTRING	GASKET FOR INSERT OF COLLECTION JAR LID	*
--	320.0015.0	SCHWIMMER	FLOAT	SP
--	501.0128.0	SCHARNIER	HINGE	SP
--	501.0128.0	SCHARNIER	HINGE	SP
--	501.0320.0	DICHTUNG RD 15 X 1,5 DREI-LOCH	THREE-HOLE GASKET	*
--	501.0320.0	DICHTUNG RD 15 X 1,5 DREI-LOCH	THREE-HOLE GASKET	*
--	501.0346.1	FILTERGLAS	FILTER JAR FOR WATER FILTER FROM 08/92	*
--	501.0346.2	DICHTUNG F.DRUCKWASSERFILTER	Sealing for filter cup 501.0346.1	*
--	501.0346.2	DICHTUNG F.DRUCKWASSERFILTER	Sealing for filter cup 501.0346.1	*
--	502.0126.5	REGULIERVENTIL	REGULATING VALVE	SP
--	502.0126.5	REGULIERVENTIL	REGULATING VALVE	SP
--	502.0139.0	KLINKENSTECKER	KLINKEN-STECKERBUCHSE NACHRUESTSATZ	SP
--	502.0141.6	KLINKENSTECKERKABEL	CONNECTING CABLE FOR NYSTAGMUS BINOCU HNO	
--	502.0187.1	ERSATZLAMPE	SPARE BULB FOR NYSTAGMUS BINOCULARS	*
--	502.0410.0	KABEL	FLAT RIBBON CABLE 14P HYGRO 4+	SP
--	502.0410.0	KABEL	FLAT RIBBON CABLE 14P HYGRO 4+	SP
--	502.0420.0	DRUCKW.SPÜLHANDGRIFF III	WATER IRRIGATION HANDLE	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung

Item Description

SERVANT-5 BIS 12 06

---	000.0444.0	FEDER DRUCK 6,0 X 0,40 X 13,00	Pressure spring 6,0X0,4 X 13,00	SP
---	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50	SP
---	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00	*
---	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
---	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00	*
---	502.0964.0	VENTILSCHIEBER	VALVE SLIDER	SP
---	502.0966.0	STELLKNOPF	ADJ. KNOB	SP
---	502.0967.0	FUNKTIONSTRÄGER III	FUNCTION CARRIER III	SP
---	502.0965.0	VENTILKÖRPER	VALVE BODY	SP
---	502.0969.0	VERBINDUNGSROHR-II	TUBE	SP
---	506.5141.0	ROHR F. LUFT/WASSERHANDGRIFF	PIPE F. AIR/WATER HANDGRIP	SP
---	508.0436.6	ANSCHLUSSTÜCK WS-FUNKTIONSTR.	CONNECTOR WS-FUNCTION TR.	SP
---	508.0445.0	LUER-LOC-VERBINDER-M	LUER LOC CONECTOR	SP
---	508.0253.0	BLINDSTOPFEN DRUCKL.HANDGRIFF schwarz	BLIND PLUGS COMPR. AIR HANDGRIP	SP
---	508.0434.0	GRIFFSCHALE LINKS Produktende	GRIFFSCHALE-1 SPUELHANDGRIFF-II	SP
---	508.0435.0	GRIFFSCHALE RECHTS	GRIFFSCHALE-2 SPUELHANDGRIFF-II	SP
---	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW	SP
---	508.0440.0	Griffschale links ohne Autokl	GRIP PLATE LEFT W/O AUTO CL	SP
---	508.0441.0	AUSLÖSEHEBEL SPÜLHANDGRIFF II	TRIGGER LEVER FLUSH HANDLE II	SP
---	502.0721.0	DRUCKMINDERER	PRESSURE REDUCER VARIO THERM	*
---	000.0406.0	DISTANZBUCHSE 5,00X 3,0X22,00	DISTANCE SLEEVE 5,00 X 3,0 X 22,00	SP
---	011.0084.0	STECKER S L 10P 1-REIHIG	PLUG S L 10P 1-ROW	SP
---	011.0085.0	ENDKAPPE LINKS UND RECHTS	END CAP LEFT AND RIGHT	SP
---	011.0087.0	ZWISCHENSTÜCK SMC-A2	SPACER SMC-A2	SP
---	011.0089.0	SCHALTER-CODIER SMC-DE-131-AK2	DECODE SWITCH NO. T56-02 AM	SP
---	011.0090.0	ABSTANDB.6KT M3,0A/M3,0I/10,0	SPACER BUSH HEX M3.0A/M3.0I/10.0	SP
---	502.0749.0	ANZEIGE KARTE 3 TEMP.KPL.BESTÜ	DISPLAY CARD 3 TEMP. CPL. SUPP.	SP
---	502.0819.0	ABDECKPLATTE (STEUERMODUL)	COVER PLATE (CONTROL MODULE)	SP
---	502.0767.0	SCHALTSTIFT	SWITCHING PIN FOR OVERTEMPERATURE	SP
---	502.0767.0	SCHALTSTIFT	SWITCHING PIN FOR OVERTEMPERATURE	SP
---	502.0773.0	DRUCKSCHALTER	MEMBRANE PRESS SWITCH	*
---	502.0773.0	DRUCKSCHALTER	MEMBRANE PRESS SWITCH	*
---	501.0346.1	FILTERGLAS	FILTER JAR FOR WATER FILTER FROM 08/92	*
---	501.0346.2	DICHTUNG F.DRUCKWASSERFILTER	Sealing for filter cup 501.0346.1	*
---	502.0891.0	WASSERFILTER CELLPOR-PE	FILTER CARTRIDGE FOR WATER FILTER	SP
---	008.0212.0	LITZE 1X 1,50 BRAUNNYAF	BUNCHED BROWN	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF

Artikel-Bezeichnung

Item Description

SERVANT-5 BIS 12 06

---	008.0213.0	LITZE 1X 1,50 BLAU NYAF	BUNCHED BLUE	SP
---	008.0506.0	ISOLIERSCHLAUCH RD 6,00X0,60	ISOLATION TUBERD 6,00X0,60	SP
---	008.0624.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	PLUG B AMP 6,3 X 0,8 1P	SP
---	008.0681.0	KABEL 2X 1,50 WEISS	CABLE 2X 1,50 WITHE	SP
---	502.0929.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH B2P--GB3-- 200	SP
---	502.0929.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH B2P--GB3-- 200	SP
---	000.0637.0	DISTANZBUCHSE 6,4 X 3,0X21,00	DISTANCE BUSH 6.4 X 3.0X21.00	SP
---	011.0085.0	ENDKAPPE LINKS UND RECHTS	END CAP LEFT AND RIGHT	SP
---	011.0087.0	ZWISCHENSTÜCK SMC-A2	SPACER SMC-A2	SP
---	011.0089.0	SCHALTER-CODIER SMC-DE-131-AK2	DECODE SWITCH NO. T56-02 AM	SP
---	502.0936.0	STEUERMODUL	CONTROL MODULE HYGRO 4+	SP
---	000.0637.0	DISTANZBUCHSE 6,4 X 3,0X21,00	DISTANCE BUSH 6.4 X 3.0X21.00	SP
---	502.0940.0	HEIZUNGSMODUL	HEATING MODULE COMPLETE FOR VARIO THERM	SP

---	000.0249.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR HEATING	SP
---	000.0269.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD4	HOSE SLOT	SP
---	000.0510.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL. '4MM	HOSE CONNECTOR RD 4	*
---	000.0624.0	VERSCHLUSSSTOPFEN	CLOSING PLUG	SP
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
---	008.0709.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE BR374 FL 22 KPL.	*
---	008.0759.0	HEIZPATRONE	HEATING CARTRIDGE HPL 10.0/60	SP
---	008.0763.0	ÜBERTEMP.SCHALTER	OVER TEMP. SWITCH TB24N 85°C NC	SP
---	008.0764.0	MAGNETVENTIL	SINGLE SOLENOID VALVE	*
---	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
---	011.1079.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
---	011.1080.0	WÄRMELEITFOLIE-KLEBEND	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
---	011.1085.0	ABSTANDB.6KT M4,0A/M4,0I/24,0	SPACER BOLT HEX M4.0A/M4.0I/24.0	SP
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0016.0	DICHTUNG RD 5 X 9 X 1	Gasket RD 5 X 9 X 1	*
---	055.0096.0	DICHTUNG RD 14X18X2	GASKET RD 14 X 18 X 2	*
---	055.0097.0	DICHTUNG RD 14X18X1	SEAL RD 14 X 18 X 1	*
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
---	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

SERVANT-5 BIS 12 06

---	502.0773.0	DRUCKSCHALTER	MEMBRANE PRESS SWITCH	*
---	502.0929.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH B2P--GB3-- 200	SP
---	502.0941.0	LEITERPLATTE	CIRC. BOARD MOUNT. HEATING BLOCK VARIO	SP
---	011.0065.0	GLEICHRICHTER B80 C 1500	RECTIFIER B.B80C 1500	SP
---	011.0066.0	DIODE 1N4148	DIODE RECTIFIER	SP
---	011.0074.0	SPANNUNGSREGLER IC 7805S	IC TA 7805 S	SP
---	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
---	011.0167.0	WIDMEFI OHM 332.00 1,00%	WIDMEFI OHM 332.00 1.00%	SP
---	011.0209.0	KONDENS KERAMIK UF0.100	CAPACITOR	SP
---	011.0257.0	KONDENSATOR	CONDENS. TANTAL UF 1,000	SP
---	011.0543.0	KONDENS ELKO UF 2200.000	CONDENSER ELKO UF 2200.000	SP
---	011.0625.0	STECKER S L 2P MOD.6410 MOLEX	PLUG S L 2P RM2.54 180G	SP
---	011.0660.0	KÜHLKÖRPER FINGER TYP V5640-A	COOLING ELEMENT FINGER TYPE V5640-A	SP
---	011.0664.0	STECKER S L 14P 2-REIHIG	PLUG S L 14P 2-ROW	SP
---	011.0686.0	RELAIS 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	RELAY 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	*
---	011.0849.0	LEUCHTDIODE	LUMINOUS DIODE GREEN	SP
---	011.0976.0	KONDENS X2 UF0.100	CONDENS. X2 UF 0.100	SP
---	011.0986.0	STECKER S L 2P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 2P MATE-N-LOK AMP	SP
---	011.0993.0	KONDENS X2 UF1.000	CONDENS. X2 UF 1.000	SP
---	011.1053.0	STECKER S L 3P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 3P MATE-N-LOK AMP	SP
---	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
---	008.0212.0	LITZE 1X 1,50 BRAUNNYAF	BUNCHED BROWN	SP
---	008.0213.0	LITZE 1X 1,50 BLAU NYAF	BUNCHED BLUE	SP
---	008.0506.0	ISOLIERSCHLAUCH RD 6,00X0,60	ISOLATIONTUBERD 6,00X0,60	SP
---	008.0624.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	PLUG B AMP 6,3 X 0,8 1P	SP
---	008.0681.0	KABEL 2X 1,50 WEISS	CABLE 2X 1,50 WITHE	SP
---	502.0943.0	HEIZKÖRPER MIT EINLASSVENTIL	HEATING ELEMENT	SP

---	502.0946.0	DROSSELDÜSE	THROTTLE NOZZLE CPL. 0.45	SP
---	502.0946.1	DROSSELDÜSE	THROTTLE JET CPL. 0.65	SP
---	055.0022.0	O-RING 2,90 x 1,78	O-ring 2.90 X 1.78	*
---	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
---	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50	*
---	502.0944.1	DROSSELDÜSE 0.65 MM	THROTTLE NOZZLE 0.65 MM	SP
---	502.0947.0	DROSSELDÜSE	BANJO SCREW CPL/0.8	SP
---	530.1169.0	DOPPEL NTC M. VERSCHRAUBUNG	NTC RESISTOR	SP
---	502.0941.0	LEITERPLATTE	CIRC. BOARD MOUNT. HEATING BLOCK VARIO	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
SERVANT-5 BIS 12 06			
---	011.0065.0	GLEICHRICHTER B80 C 1500	RECTIFIER B.B80C 1500 SP
---	011.0066.0	DIODE 1N4148	DIODE RECTIFIER SP
---	011.0074.0	SPANNUNGSREGLER IC 7805S	IC TA 7805 S SP
---	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY *
---	011.0167.0	WIDMEFI OHM 332.00 1,00%	WIDMEFI OHM 332.00 1.00% SP
---	011.0209.0	KONDENS KERAMIK UF0.100	CAPACITOR SP
---	011.0257.0	KONDENSATOR	CONDENS. TANTAL UF 1,000 SP
---	011.0543.0	KONDENS ELKO UF 2200.000	CONDENSER ELKO UF 2200.000 SP
---	011.0625.0	STECKER S L 2P MOD.6410 MOLEX	PLUG S L 2P RM2.54 180G SP
---	011.0660.0	KÜHLKÖRPER FINGER TYP V5640-A	COOLING ELEMENT FINGER TYPE V5640-A SP
---	011.0664.0	STECKER S L 14P 2-REIHIG	PLUG S L 14P 2-ROW SP
---	011.0686.0	RELAIS 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	RELAY 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV *
---	011.0849.0	LEUCHTDIODE	LUMINOUS DIODE GREEN SP
---	011.0976.0	KONDENS X2 UF0.100	CONDENS. X2 UF 0.100 SP
---	011.0986.0	STECKER S L 2P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 2P MATE-N-LOK AMP SP
---	011.0993.0	KONDENS X2 UF1.000	CONDENS. X2 UF 1.000 SP
---	011.1053.0	STECKER S L 3P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 3P MATE-N-LOK AMP SP
---	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE SP
---	008.0212.0	LITZE 1X 1,50 BRAUNNYAF	BUNCHED BROWN SP
---	008.0213.0	LITZE 1X 1,50 BLAU NYAF	BUNCHED BLUE SP
---	008.0506.0	ISOLIERSCHLAUCH RD 6,00X0,60	ISOLATION TUBERD 6,00X0,60 SP
---	008.0624.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	PLUG B AMP 6,3 X 0,8 1P SP
---	008.0681.0	KABEL 2X 1,50 WEISS	CABLE 2X 1,50 WITHE SP
---	502.0946.0	DROSSELDÜSE	THROTTLE NOZZLE CPL. 0.45 SP
---	502.0946.0	DROSSELDÜSE	THROTTLE NOZZLE CPL. 0.45 SP
---	502.0946.1	DROSSELDÜSE	THROTTLE JET CPL. 0.65 SP
---	055.0022.0	O-RING 2,90 x 1,78	O-ring 2.90 X 1.78 *
---	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00 *
---	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50 *
---	502.0944.1	DROSSELDÜSE 0.65 MM	THROTTLE NOZZLE 0.65 MM SP
---	502.0947.0	DROSSELDÜSE	BANJO SCREW CPL/0.8 SP
---	502.0955.0	DRUCKMINDERER	PRESSURE REDUCER *
---	502.0955.0	DRUCKMINDERER	PRESSURE REDUCER *
---	505.0258.0	ÜBERWURFMUTTER	MUTTER UEBERWURF RD 8X 9 SP
---	505.0326.0	OHRSPÜLSCHALE	EAR RINSING BOWL SP
---	505.0324.0	OHRSPÜLSCHALE	EAR RINSING DEVICE SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
-----	---------------------	------------------	--

SERVANT-5 BIS 12 06

---	505.0325.0	ADAPTER RD 30X35	ADAPTER RD 30X35	SP
---	011.0065.0	GLEICHRICHTER B80 C 1500	RECTIFIER B.B80C 1500	SP
---	011.0066.0	DIODE 1N4148	DIODE RECTIFIER	SP
---	011.0292.0	KONDENSATOR	COND. ELKO UF 470,000	SP
---	011.0553.0	RELAIS	RELAY 1XON 6VDC 16A/250V/4KV	*
--	506.1951.0	FEDERSCHNAPPER	CATCH SPRING	*
---	000.0444.0	FEDER DRUCK 6,0 X 0,40 X 13,00	Pressure spring 6,0X0,4 X 13,00	SP
---	506.2228.1	Austauschbarer Spülansatz für Schlauchspülung	Exchangeable rinsing attachment for hose rinsing	SP
---	506.2228.2	GRIFFLEISTE F. SCHUBFACH GR. + KL		SP
---	506.2228.3	Ventilschieber		SP
---	510.0098.0	MONTAGEPLATTE F.SCHLAUCHSPÜL.	ASSEMBLY PLATE F. HOSE RINS.	SP
---	510.0098.0	MONTAGEPLATTE F.SCHLAUCHSPÜL.	ASSEMBLY PLATE F. HOSE RINS.	SP
--	506.2435.0	FALLROHRELEKTRODENHALTER	DOWN-PIPE ELECTRODE HOLDER CPL.	SP
---	005.0176.0	SCHLAUCH RD.I. 4,0X1,0	Hose RD. I. 4,0 x 1,0	SP
---	506.2436.0	FALLROHRELEKTRODENHALTER	DOWN-PIPE ELECTRODE HOLDER	SP
---	000.0645.0	ABDECKKAPPE RD-51,50 WEISS	COVER CAP RD- 51.50	SP
---	506.6122.0	ABSTANDSHALTER-ELEKTRODE	SPACER ELECTRODE	SP
---	005.0062.0	PLATTE 2,0 DICK 1000X2000	PLATTE 2,0 DICK 1000X2000	SP
---	506.6123.0	KONTAKTGEBER D 4,5	CONTACTOR D 4.5	SP
--	506.5121.0	SPRAYERKOPF	SPRAYER TOP	SP
--	506.6140.0	SAUGDECKEL	SUCTION JAR LID	SP
---	005.0176.0	SCHLAUCH RD.I. 4,0X1,0	Hose RD. I. 4,0 x 1,0	SP
---	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0	SP
---	008.0729.0	STECKER S AMP 6,3X0,8 1P	PLUG S AMP 6.3X0.8 1P	SP
---	320.0010.0	ÜBERLAUFSICHERUNGSHÜLSE	SLEEVE OF OVERFLOW SAFETY	SP
---	320.0012.0	BAKTERIENFILTERDECKEL	BACTERIAL FILTER LID	SP
---	320.0013.0	DICHTRING	GASKET FOR INSERT OF COLLECTION JAR LID	*
---	320.0014.0	BAKTERIEN-FILTERBLÄTTCHEN	BACTERIAL FILTER PLATE	SP
---	320.0015.0	SCHWIMMER	FLOAT	SP
---	320.0016.0	DICHTRING II FÜR FILTER	SEALING RING FOR FILTER COVER	*
---	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING	*
---	506.6123.0	KONTAKTGEBER D 4,5	CONTACTOR D 4.5	SP
---	320.0011.1	SAUGDECKEL Ø6MM BEARBEITET	INSERT FOR COLLECTION JAR LID	SP
---	506.6142.0	KODIERRING	ENCODING RING TRANS-TRÜB	SP
---	506.6143.0	KODIERRING	ENCODING RING PHARMED	SP
---	999.0122.0	DURCHGANGSNIPPEL	THROUGH NIPPLE	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF

Artikel-Bezeichnung

Item Description

SERVANT-5 BIS 12 06

--	506.7751.0	ABWURFSCHALE F. SCHUBFACH	Spare bowl for used instruments	HNO
--	506.7752.0	ABWURFSCHALEN DECKEL	Cover for instrument bowl	HNO
--	507.0940.0	ADAPTER	ADAPTOR SLEEVE FOR STORZ CONNECTION	SP
--	507.0940.0	ADAPTER	ADAPTOR SLEEVE FOR STORZ CONNECTION	SP
--	507.2063.0	HOHLSPIEGEL	MIRROR R20 FOR LIGHT OUTLET 1+2	SP
--	507.2084.0	SOCKEL	SOCKET FOR HALOGEN LAMP 12 V/100 W	*
--	508.0053.0	HEIZELEMENT	HEATING ELEMENT FOR MIRROR	SP
---	008.0083.1	ADER-ENDHÜLSE T0,75QMM	WIRE FERRULE T0, 75QMM	SP
---	008.0135.0	STECKER S LABOR 1P	Socket S Labor 1P	SP
---	008.0468.0	HEIZWENDEL GEWICKELT	HEATING COIL WOUND	SP
--	508.0430.5	DUSCHKOPF II	RINSING SYSTEM	SP
---	055.0075.0	O-RING	O-RING 5.00 X 1.00	*
---	055.0076.0	O-RING	O-RING 16.00 X 1.00	*

---	505.0336.0	SCHRAUBE HOHL	SCREW F1842	SP
---	508.0431.5	DÜSENKOPF	NOZZLE HEAD BASIN IRRIG. II	SP
---	508.0432.3	SICHERUNGSRING	LOCKING RING STEIGR.BECKENSP.	SP
---	508.0432.5	STEIGROHR	RISER PIPE CPL. BECKENSPÜLUNG II	SP
---	508.0432.8	DROSSELHÜLSE	NOZZLE HEAD F. BECKENSPÜLUNG	SP
---	508.0520.1	SCHALTERDECKEL	SWITCH COVER FOR WAST BIN	SP
---	508.0551.0	HEIZELEMENT	HEATING PLATE F.MIRROR PREWARMER S4	SP
---	008.0739.0	HEIZKÖRPER	HEATING PLATE TYPE KUP 15	SP
---	055.0037.0	SCHEIBE RD 15 X 30 - 0,3	PLATE RD 15 X 30 - 0,3	SP
---	060.0093.0	SCHILD SYMBOL BLITZPFEIL	LABEL "FLASH ARROW SYMBOL"	SP
---	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP
---	510.0552.0	HEITZPLATTE / SVW	HEATING PLATE / SVW	SP
---	510.0553.0	ABDECKUNG SVW	COVER SVW	SP
---	510.0554.0	ISOLIERFOLIE LG / SVW	INSULATIONG FOIL LG / SVW	SP
---	510.0555.0	ISOLIERFOLIE KURZ / SVW	INSULATION FOIL SHORT / SVW	SP
---	508.0555.0	SPIEGELMAGAZIN	MIRROR DEPOSIT MOD. SERVANT 4	SP
---	508.0555.1	SPIEGELMAGAZIN ROH	SPIEGELMAGAZIN RAW PART	SP
---	508.0577.0	SIEBHALTER	SIEVE HOLDER	SP
---	508.0775.0	HÜLSE	METAL STORAGE QUIVER FOR RIGID ENDOSCO	HNO
---	055.0055.0	O-RING 12,00 X 2,00	O-RING 12,00 X 2,00	*
---	508.0776.0	HÜLSENROHR-II	SLEEVE PIPE-II	SP
---	508.0777.0	STOPFEN	PLUG F. SLEEVE PIPE II	SP
---	508.0777.0	STOPFEN	PLUG F. SLEEVE PIPE II	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
SERVANT-5 BIS 12 06			
---	510.0024.0	KABELBAUM	SWITCH AND CABLE FOR WAST BIN SP
---	510.0040.0	LEITERPLATTE	CONTROL BOARD FOR SERVANT 5 SP
---	510.0148.0	AUSGLEICHSPLATTE	COMPENSATING PLATE F. SPIEGELMAGAZIN SP
---	510.0233.0	SAUGSCHLAUCH	SUCTION HOSE S5 SP
---	000.0563.1	KUPPLUNG SCHNELL M 1/8" OR.BE.	QUICK CPL. M1/8" OR. CO. SP
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahmr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0022.0	SCHLAUCH Ø4,0xØ8,0	HOSE Ø4,0xØ8,0 *
---	508.0231.0	SCHLAUCHANSATZ	TUBE CONNECTION SP
---	508.0232.0	GRIFFHÜLSE BEARB.	GRIFF BUSH SP
---	510.0250.0	DRUCKLUFTHANDGRIFF-II	COMPRESSED AIR HANDLE FOR SERVANT 5 SP
---	510.0381.0	SCHLAUCH	WASTE WATER TUBE, 1,5 M LENGTH SP
---	510.0412.0	SCHLAUCH-DOPPEL.F DRUCKWASSER	TUBING FOR PRESSURE WATER PISTOL SP
---	501.0320.0	DICHTUNG RD 15 X 1,5 DREI-LOCH	THREE-HOLE GASKET *
---	510.0537.0	ABWURFSCHALENHALTER	DISPOSAL TRAY HOLDER SP
---	510.0686.0	SERVOAUFBAU	SERVO SETUP FOR LAMP SP
---	510.0687.0	SERVO	SERVO SP
---	510.0690.0	PRISMA	PRISMA 90° 25 X25MM SP
---	510.0691.3	STIFTSOCKELLAMPE	BULB SPECIAL "D1" MPXL-RP50/2-P WITH SOCKET
---	510.0693.0	LEITERPLATTE	CIRCUIT BOARD COLD LIGHT OPERATION SP
---	011.0039.0	WIDMEFI K-OHM 100.00 1,00%	WIDMEFI K-OHM 100.00 1.00% SP
---	011.0209.0	KONDENS KERAMIK UF0.100	CAPACITOR SP
---	011.0389.0	DIODE LEUCHT 5MM RD GRÜN	DIODE ILLUM. 5MM RD GREEN SP
---	011.0540.0	WIDNETZ K-OHM 47.00 8X	WIDNETZ K-OHM 47.00 8X SP
---	011.0605.0	STECKER S L 4P MOD.6410 MOLEX	PLUG S L 4P RM2.54 180G SP
---	011.0709.0	DISPLAY-10-BALKEN ROT	DISPLAY-10-BARS RED SP
---	011.0800.0	TASTER PRINT 1P MTG1241.1032.5	BUTTON PRINT 1P MTG1241.1032.5 SP
---	011.0942.0	ABSTANDSHALTER LED QUAD. H 2,0	SPACER LED SQU. H 2.0 SP

--	510.0694.5	IC EPROM	IC EPROM COLD LIGHT D1	SP
--	510.0699.3	BALLAST	BALLAST F. MPXL-RP50/X PROC.	SP
--	510.0699.3	BALLAST	BALLAST F. MPXL-RP50/X PROC.	SP
--	510.0712.0	BLECH, MONTAGEMATERIAL	MOUNTING PLATE LABINO CPL.	SP
--	510.1136.0	GLEITEINLAGE	GUIDING PART	SP
--	510.1137.0	SCHUTZSTREIFEN	PROTECTIVE STRIPS	SP
--	510.1188.0	LINEARANTRIEB	LINEAR DRIVE LA 80	SP
--	510.1681.0	MODUL	HALOGEN COLDLIGHT MODUL	SP
---	000.0332.0	PUMPE	PUMP D DIAPHRAGM 1L/0,25B DG-AGG.	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung

Item Description

SERVANT-5 BIS 12 06

---	008.0083.0	ADER-ENDHÜLSE T 0.75 QMM	END SLEEVE FOR STRANDS T 0,75 QMM	SP
---	008.0111.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	Wire protecting sleeve	SP
---	008.0141.0	RINGKABELSCHUH M 4	RING CABLE LUG M 4	SP
---	008.0622.0	LÜFTER	FAN	*
---	008.0739.0	HEIZKÖRPER	HEATING PLATE TYPE KUP 15	SP
---	011.0976.0	KONDENS X2 UF0.100	CONDENS. X2 UF 0.100	SP
---	055.0037.0	SCHEIBE RD 15 X 30 - 0,3	PLATE RD 15 X 30 - 0,3	SP
---	060.0093.0	SCHILD SYMBOL BLITZPFEIL	LABEL "FLASH ARROW SYMBOL"	SP
---	060.0384.0	FOLIE HALOGENKALTLICHT	FOIL HALOGEN COLD-LIGHT	SP
---	061.0065.0	KNOPFGRIF	BUTTON KNOB RD 21 -M5	SP
---	507.0939.1	BUCHSE BF F. VARIO-LWL	SOCKET F.VARIOLIGHTCONDUCTORCONNECT.	SP
---	507.2063.0	HOHLSPIEGEL	MIRROR R20 FOR LIGHT OUTLET 1+2	SP
---	507.2081.0	OPTIKHALTER L.II	OPTIC SUPPORT FOR ENDO STROBOSCOPE	SP
---	507.2083.0	HALOGENLAMPE XENOPHOT 24V/150W	HALOGEN BULB 24 V/ 150 W	*
---	507.2084.0	SOCKEL	SOCKET FOR HALOGEN LAMP 12 V/100 W	*
---	510.0553.0	ABDECKUNG SVW	COVER SVW	SP
---	510.0554.0	ISOLIERFOLIE LG / SVW	INSULATIONG FOIL LG / SVW	SP
---	510.0555.0	ISOLIERFOLIE KURZ / SVW	INSULATION FOIL SHORT / SVW	SP
---	510.1691.0	TEMPERATURFÜHLER KABEL 25 CM	NTC TEMPERATURE FEELER	SP
---	510.1692.5	TEMPERATURFÜHLER	NTC TEMPERATURE GAUGE 180°C, LEFT-SIDE	SP
---	510.1720.0	GRUNDGEHÄUSE HALOGENKALTLICHT	BASE HOUSING HALOGEN COLD LIGHT	SP
---	510.1725.0	BUCHSENHALTERUNG	BUSH BRACKET	SP
---	510.1726.0	LUFTKANAL	AIR CHANNEL	SP
---	510.1727.0	ZENTRIERSTIFT HALOGENKALTLICHT	LOCATING PIN HALOGEN COLD-LIGHT	SP
---	510.1730.0	OPTIKHEIZBLOCK HALOGEN	OPTIC HEATING BLOCK HALOGEN	SP
---	510.2084.0	KABELSTÜCKB2P--LÖT-- 450	CABLE LENGTH B2P--SOLDER--450	SP
--	510.1681.N	NACHRÜSTSATZ	RETROFIT KIT HALOGEN COLD-LIGHT	SP
--	510.1681.N	NACHRÜSTSATZ	RETROFIT KIT HALOGEN COLD-LIGHT	SP
--	510.1681.N	NACHRÜSTSATZ	RETROFIT KIT HALOGEN COLD-LIGHT	SP
--	510.1691.5	TEMPERATURFÜHLER	NTC TEMPERATURE GAUGE COMPLETE, LEFT-S	SP
--	510.1692.5	TEMPERATURFÜHLER	NTC TEMPERATURE GAUGE 180°C, LEFT-SIDE	SP
--	510.1693.0	LEITERPLATTE	CIRCUIT BOARD CONTROL HKS5	SP
--	530.1169.0	DOPPEPL NTC M. VERSCHRAUBUNG	NTC RESISTOR	SP
--	530.1169.0	DOPPEPL NTC M. VERSCHRAUBUNG	NTC RESISTOR	SP
--	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung

Item Description

SERVANT-5C

--	000.0015.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-10	HOSE CONNECTOR T RD-10	*
--	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6	*
--	000.0210.1	ABDECKKAPPE	COVER CAP RD-11,00 WHITE	SP
--	000.0237.0	Federbügel mit Rolle	SPRING CLIP WITH ROLLER FOR MEDICATION S	SP
--	000.0249.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR HEATING	SP
--	000.0252.0	SCHLAUCH-STECKANSCHLUSS 'RD 8 1/4" GERAI	HOSE SLOT	SP
--	000.0253.0	SCHLAUCH-STECKANSCH.T RD-8-8-8	HOSE SLOT	*
--	000.0299.1	SCHLAUCH-STECKANSCHL.I RD8-4	HOSE CONNECTOR REDUCTION FROM RD 8 TO	SP
--	000.0303.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.	HOSE CONNECTOR	SP
--	000.0312.1	Kondensator 4uF 400V	condenser 4uF 400V	SP
--	000.0322.0	PUMPE	DIAPHRAGM-TYPE AGGREGATE 8010, 36 LTRS.	SP
--	000.0332.0	PUMPE	PUMP D DIAPHRAGM 1L/0,25B DG-AGG.	SP
--	000.0444.0	FEDER DRUCK 6,0 X 0,40 X 13,00	Pressure spring 6,0X0,4 X 13,00	SP
--	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50	SP
--	000.0460.1	VACUUMMETER -1/0 BAR FR.RING	VACUUM GANGE	SP
--	000.0461.1	MANOMETER	MANOMETER 0/2,5 BAR FR. RING	*
--	000.0462.1	MANOMETER	MANOMETER 0/6,0 BAR FR. RING	SP
--	000.0509.0	DRUCK-PUMPE AB BAUJ. JAN. 92	PRESURE PUMP 2,5 BAR	SP
---	000.0522.0	FEDER	PRESSURE SPRING 3,6 X 0,40 S 1,7 X 9,6	SP
---	000.0552.1	HOHLSCHRAUBE G 1/8" KURZ	HOLLOW SCREW G1/8" SHORT	SP
---	069.0025.0	MEMBRANE	MEMBRANE FOR MOD. 8010	SP
---	069.0036.0	PUMPENDECKEL	MEMBRANE DISC NEW FOR MOD. 8010	SP
---	069.0037.0	NIPPEL SCHLAUCHANSCHL.I RD-8	NIPPLE HOSE CONNECTION I RD-8	SP
---	069.0038.0	MEMBRANUNTERLAGE (TEFLON)	MEMBRANE PAD FOR 8010	*
---	069.0086.0	PUMPENDECKEL	COVERING FOR PUMP MOD. 8010	SP
--	000.0534.0	SCHLAUCHSPÜLBEHÄLTER	SUQARE-CUT BOTTLE WITH THREAD 60	*
--	000.0550.0	LAUGENPUMPE	PUMP FOR SUCTION BOTTLE DRAINING	SP
--	000.0560.0	CPC-STECKER	QUICK CONNECTOR W 1/8" BLUE	SP
--	000.0561.0	CPC-KUPPLUNG	QUICK CPL. M 1/4"BLUE	SP
--	000.0563.0	STECKER	QUICK CPL. M 1/4" ORANGE	SP
--	000.0577.0	MEDIKAMENTENGLAS	SPRAYER BOTTLE	SP
--	000.0597.0	PUMPE MEMBRAN ZVR 55L	Pump complete	SP
---	000.0015.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-10	HOSE CONNECTOR T RD-10	*
---	000.0312.1	Kondensator 4uF 400V	condenser 4uF 400V	SP
---	000.0607.0	NIPPEL SCHLAUCHANSCHL.L RD-10	NIPPLE HOSE CONNECTOR WES 10	SP
---	069.0129.0	VENTIL PILZ-FORM 80110133	VALVE, MUSHROOM-SHAPED 8011	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
SERVANT-5C			
---	069.0140.0	ZWISCHENSTÜCK RYTON	INTERMEDIATE PLATE SP
---	069.0141.0	KOPF 8011 VENTILSEITE	HEAD 8011 GD-AISI 12 VALVE SITE FOR 000.0597 SP
---	069.0142.0	KOPF 8011	PUMP HEAD 8011 GD-AISI12 FOR 000.0597.0 PUM SP
---	069.0143.0	KAMMER 8011 OHNE 3.VENTIL	VALVE CHAMBER 8011 GD-AISI 12 WITHOUT VAL SP
---	069.0144.0	KAMMER 8011 MIT 3.VENTIL	VALVE CHAMBER 8011 GD-AISI12 WITH 3 VALVE: SP
---	069.0145.0	O-RING 70°SHORE	O-RING 70°SHORE *
---	069.0146.0	VERBINDUNGSROHR 8011	CONNECTION TUBE 8011 BETWEEN THE PUMP I SP
---	069.0147.0	O-RING 3,68 X 1,78	O-RING 3,68 X 1,78 *
---	069.0148.0	FORMMEMBRANE 8011	MEMBRANE, SHAPED 8011 FOR 55L PUMP 000.0 SP
---	069.0149.0	PLEUELSATZ 8011	CONNECTING ROD SET FOR 55L PUMP 000.0597 SP
--	000.0616.0	PUMPE SCHLAUCH SR 10/100	Pump hose SR 10/100 SP
--	000.0679.0	LÜFTERABDECKUNG	FAN GUARD F. FAN D60 SP
--	005.0004.0	SCHLAUCH	TUBERD.I.24,0X3,0 SP
--	005.0012.0	SCHLAUCH RD.I. 6,0X2,0	Hose RD. I. 6,0 x 2,0 *

--	005.0012.0	SCHLAUCH RD.I. 6,0X2,0	Hose RD. I. 6,0 x 2,0	*
--	005.0020.0	SCHLAUCH	HOSE RD. I. 8,0 X 3,0	*
--	005.0091.0	SCHLAUCH RD.I. 6,0X3,0	Hose RD. I. 6,0 X 3,0	*
--	005.0091.0	SCHLAUCH RD.I. 6,0X3,0	Hose RD. I. 6,0 X 3,0	*
--	006.0022.0	SCHLAUCH Ø4,0xØ8,0	HOSE Ø4,0xØ8,0	*
--	006.0022.0	SCHLAUCH Ø4,0xØ8,0	HOSE Ø4,0xØ8,0	*
--	008.0019.0	STOPFEN F.STE 16V HENSEL-DOSE	Plug F.STE 16V Hensel-Box	SP
--	008.0019.0	STOPFEN F.STE 16V HENSEL-DOSE	Plug F.STE 16V Hensel-Box	SP
--	008.0111.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	Wire protecting sleeve	SP
--	008.0170.0	MIKROSCHALTER	MICRO SWITCH 2A 250 V	*
--	008.0170.0	MIKROSCHALTER	MICRO SWITCH 2A 250 V	*
--	008.0192.0	MIKROSCHALTER	MICRO SWITCH 8A 250 V	*
--	008.0388.0	SCHALTER	ROCKER SWITCH - BLACK / GREEN	SP
--	008.0464.1	TRAFO	TRANSFORMER PRIM 2 X 110 V + 20 V	SP
--	008.0540.0	MIKROSCHALTER	SNAP SWITCH WITH METAL LEVER	SP
--	008.0561.0	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER AND SHOCK-PROOF PROTECTIO	SP
--	008.0562.0	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER HEAD	SP
--	008.0585.0	SICHERUNG T 200 MA	FUSE 0,200 A DELAY	SP
--	008.0622.0	LÜFTER	FAN	*
--	008.0648.0	SILI-TAPE-MATTE SIL30-22GA	SILI-TAPE-MATT SIL30-22GA	SP
--	008.0655.0	AQUASTOP	CONNECTION LINE WITH VALVE	*
--	008.0738.0	SICHERUNG T 2,00 A H	FUSE T 2.00 A H	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
SERVANT-5C			
--	008.0739.0	HEIZKÖRPER	HEATING PLATE TYPE KUP 15 SP
--	008.0779.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE 230V SP
--	008.0779.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE 230V SP
--	008.0791.1	PEGELSCHALTER	LEVEL SWITCH 2 STEP SP
--	011.0015.0	KONDENSATOR 4700 UF	CONDENS. ELKO UF 4700.000 *
--	011.0017.0	DIODE 1N4002	DIODE RECTIFIER 1N4003 SP
--	011.0064.0	TRANSISTOR BC 238	TRANSISTOR BC 238 C SP
--	011.0065.0	GLEICHRICHTER B80 C 1500	RECTIFIER B.B80C 1500 SP
--	011.0066.0	DIODE 1N4148	DIODE RECTIFIER SP
--	011.0070.0	IC LM 358 N	IC LM 358 N SP
--	011.0210.0	KONDENSATOR	CONDENS. TANTAL UF 47,000 SP
--	011.0215.0	KONDENSATOR	CONDENS. ELKO UF 100,000 SP
--	011.0257.0	KONDENSATOR	CONDENS. TANTAL UF 1,000 SP
--	011.0265.0	IC HEF 40 93 BP	IC HEF 40 93 BP SP
--	011.0291.0	KONDENSATOR	COND. TANTAL UF 10,000 SP
--	011.0292.0	KONDENSATOR	COND. ELKO UF 470,000 SP
--	011.0310.0	IC HEF 45 38 B	IC HEF 45 38 B SP
--	011.0340.0	RELAIS	RELAY 1XUM 12VDC 12A/250V/4KV SP
--	011.0534.0	TRANSISTOR	TRANSISTOR BD 677 SP
--	011.0553.0	RELAIS	RELAY 1XON 6VDC 16A/250V/4KV *
--	011.0655.0	JUMPER	JUMPER SP
--	011.0745.0	IC LM 350 T 1.2 --33V 3.0A	IC LM 350 T 1.2 --33V 3.0A SP
--	011.0793.0	POTI	POTI TRIMM CER K-OHM100 0.5W SP
--	011.0841.0	GLEICHRICHTER	JUMPER RECTIFIER SP
--	011.0849.0	LEUCHTDIODE	LUMINOUS DIODE GREEN SP
--	011.1066.0	TRAFO	TRANSFORMER MAIN SUPPLY Unit *
--	011.1107.0	NETZTRAFO	TRANSFORMER POWER SUPPLY 230V/15.2V 45 SP
--	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2 *

--	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
--	055.0015.0	DICHTUNG RD 4 X 8 X 1	Gasket RD 4 X 8 X 1	*
--	055.0015.0	DICHTUNG RD 4 X 8 X 1	Gasket RD 4 X 8 X 1	*
--	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00	*
--	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00	*
--	055.0029.0	O-RING	O-RING 2.00 X 1.50 FOR MEDICATION SPRAYER	*
--	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
--	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

SERVANT-5C

--	055.0075.0	O-RING	O-RING 5.00 X 1.00	*
--	055.0076.0	O-RING	O-RING 16.00 X 1.00	*
--	061.0067.0	SCHLAUCHKLEMME SKIFFY 135-04	Hose clip SKIFFY 10.5 - 12.7 mm	*
--	069.0020.0	VENTILPLÄTTCHEN	VALVE PLATE MOD. 8050/8010	SP
--	069.0024.0	O-RING	O-RING FOR MOD. 8010	*
--	069.0025.0	MEMBRANE	MEMBRANE FOR MOD. 8010	SP
--	069.0036.0	PUMPENDECKEL	MEMBRANE DISC NEW FOR MOD. 8010	SP
--	069.0046.0	SCHALLDÄMPFER AL MOD. 7015	Silencer MOD. 7015	SP
--	069.0086.0	PUMPENDECKEL	COVERING FOR PUMP MOD. 8010	SP
--	069.0126.0	SCHLAUCHKASSETTE F. SR10/500	HOSE BOX FOR HOSE PUMP (UP FROM MODEL	SP
--	069.0127.0	ABDECKUNG	TUBE CASSETTE	SP
--	069.0128.0	SCHLAUCH	TUBE FOR PUMP	SP
--	069.0130.0	SCHALLDÄMPFER MIT FILTER	MUFFLER W. FILTER	SP
--	069.0131.0	DOPPELSCHALLDÄMPFER	SOUND ABSORBER	SP
--	320.0010.0	ÜBERLAUFSICHERUNGSHÜLSE	SLEEVE OF OVERFLOW SAFETY	SP
--	320.0011.1	SAUGDECKEL Ø6MM BEARBEITET	INSERT FOR COLLECTION JAR LID	SP
--	320.0012.0	BAKTERIENFILTERDECKEL	BACTERIAL FILTER LID	SP
--	320.0013.0	DICHTRING	GASKET FOR INSERT OF COLLECTION JAR LID	*
--	320.0015.0	SCHWIMMER	FLOAT	SP
--	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING	*
--	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING	*
--	501.0128.0	SCHARNIER	HINGE	SP
--	502.0126.5	REGULIERVENTIL	REGULATING VALVE	SP
--	502.0126.5	REGULIERVENTIL	REGULATING VALVE	SP
--	502.0420.0	DRUCKW.SPÜLHANDGRIFF III	WATER IRRIGATION HANDLE	SP
---	000.0444.0	FEDER DRUCK 6,0 X 0,40 X 13,00	Pressure spring 6,0X0,4 X 13,00	SP
---	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50	SP
---	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00	*
---	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
---	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00	*
---	502.0964.0	VENTILSCHIEBER	VALVE SLIDER	SP
---	502.0966.0	STELLKNOPF	ADJ. KNOB	SP
---	502.0967.0	FUNKTIONSTRÄGER III	FUNCTION CARRIER III	SP
---	502.0965.0	VENTILKÖRPER	VALVE BODY	SP
---	502.0969.0	VERBINDUNGSROHR-II	TUBE	SP
---	506.5141.0	ROHR F. LUFT/WASSERHANDGRIFF	PIPE F. AIR/WATER HANDGRIP	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

SERVANT-5C

----	508.0436.6	ANSCHLUSSTÜCK WS-FUNKTIONSTR.	CONNECTOR WS-FUNCTION TR.	SP
----	508.0445.0	LUER-LOC-VERBINDER-M	LUER LOC CONECTOR	SP
---	508.0253.0	BLINDSTOPFEN DRUCKL.HANDGRIFF schwarz	BLIND PLUGS COMPR. AIR HANDGRIP	SP
---	508.0434.0	GRIFFSCHALE LINKS Produktende	GRIFFSCHALE-1 SPUELHANDGRIFF-II	SP
---	508.0435.0	GRIFFSCHALE RECHTS	GRIFFSCHALE-2 SPUELHANDGRIFF-II	SP
---	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW	SP
---	508.0440.0	Griffschale links ohne Autokl	GRIP PLATE LEFT W/O AUTO CL	SP
---	508.0441.0	AUSLÖSEHEBEL SPÜLHANDGRIFF II	TRIGGER LEVER FLUSH HANDLE II	SP
---	501.0346.1	FILTERGLAS	FILTER JAR FOR WATER FILTER FROM 08/92	*
---	501.0346.2	DICHTUNG F.DRUCKWASSERFILTER	Sealing for filter cup 501.0346.1	*
---	502.0891.0	WASSERFILTER CELLPOR-PE	FILTER CARTRIDGE FOR WATER FILTER	SP
--	502.0955.0	DRUCKMINDERER	PRESSURE REDUCER	*
--	502.0970.1	DRUCKWASSER-SPÜLHANDGRIFF 4 ohne Magne	RINSING HANDGRIP W.OUT MAGNET	SP
---	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50	SP
---	000.0681.0	FEDER DRUCK 5.0X0.40X12.00	SPRING PRESSURE 5.0X0.40X12.00	SP
---	000.0770.0	FEDER DRUCK 5X0,4X8,7	SPRING PRESSURE 5X0.4X8.7	SP
---	000.0774.0	BLINDSTOPFEN MAGNETHANDGRIFF	BL. PLUG MAGNETIC HANDGRIP	SP
---	005.0134.0	RUND 20,0 POM		SP
---	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00	*
---	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
---	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00	*
---	502.0964.0	VENTILSCHIEBER	VALVE SLIDER	SP
---	502.0967.0	FUNKTIONSTRÄGER III	FUNCTION CARRIER III	SP
---	502.0965.0	VENTILKÖRPER	VALVE BODY	SP
---	502.0969.0	VERBINDUNGSROHR-II	TUBE	SP
---	506.5141.0	ROHR F. LUFT/WASSERHANDGRIFF	PIPE F. AIR/WATER HANDGRIP	SP
---	508.0436.6	ANSCHLUSSTÜCK WS-FUNKTIONSTR.	CONNECTOR WS-FUNCTION TR.	SP
---	508.0445.0	LUER-LOC-VERBINDER-M	LUER LOC CONECTOR	SP
---	502.0975.0	SCHUTZHÜLSE	PROT. SLEEVE	SP
---	502.0977.0	STIFT F. DRUCKWASSERHANDGRIFF	PIN F. PRESS. WATER HANDGRIP	SP
---	502.0986.0	ANSCHLAGBUCHSE	STOP BUSH	SP
---	502.0987.0	GEWINDEHÜLSE 2	THREADED SLEEVE 2	SP
---	502.0988.0	STELLSCHRAUBE	ADJ. SCREW	SP
---	508.0434.1	GRIFFSCHALENSATZ BEDRUCKT	GRIP SET PRINTED	SP
---	508.0434.0	GRIFFSCHALE LINKS Produktende	GRIFFSCHALE-1 SPUELHANDGRIFF-II	SP
---	508.0435.0	GRIFFSCHALE RECHTS	GRIFFSCHALE-2 SPUELHANDGRIFF-II	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
SERVANT-5C			
---	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW SP
---	508.0441.1	AUSLÖSEH.HANDGRIFF MIT BUCHSE	TRIGGER L. HANDGRIP WITH BUSH SP
---	508.0441.0	AUSLÖSEHEBEL SPÜLHANDGRIFF II	TRIGGER LEVER FLUSH HANDLE II SP
--	505.0258.0	ÜBERWURFMUTTER	MUTTER UEBERWURF RD 8X 9 SP
--	505.0284.0	ANSATZ	ATTACHMENT PIECE SP
--	505.0321.0	HANDGRIFF	HANDLE WITH RINSING AND TUBING SP
---	005.0071.0	SCHLAUCH-ZWILL/RD14X18+4,5X10	DOUBLE HOSE SP
---	055.0048.0	O-RING6,07 X 1,78	O-RING SIMRIT 6.07 X 1.78 *
---	061.0015.0	SCHLAUCHKLEMME JURID	2-EAR HOSE CLIP JURID RD 11-13 *
---	061.0027.0	SCHLAUCHKLEMME JURID	HOSE CLIP JURID *
---	505.0346.0	HANDGRIFF-HÜLSE	HANDLE - COVER SP
---	505.0347.0	OBERTEIL F. HANDGRIFF	UPER PART HANDLE SP
--	505.0322.0	RINGHALTER	RINGHOLDER SP
--	505.0326.0	OHRSPÜLSCHALE	EAR RINSING BOWL SP

---	505.0324.0	OHRSPÜLSCHALE	EAR RINSING DEVICE	SP
---	505.0325.0	ADAPTER RD 30X35	ADAPTER RD 30X35	SP
--	506.1572.0	GEGENPLATTE	COUNTER PLATE F. WASH BASIN ARM	SP
---	000.0444.0	FEDER DRUCK 6,0 X 0,40 X 13,00	Pressure spring 6,0X0,4 X 13,00	SP
---	506.2228.1	Austauschbarer Spülansatz für Schlauchspülung	Exchangeable rinsing attachment for hose rinsing	SP
---	506.2228.2	GRIFFLISTE F. SCHUBFACH GR. + KL		SP
---	506.2228.3	Ventilschieber		SP
---	510.0098.0	MONTAGEPLATTE F.SCHLAUCHSPÜL.	ASSEMBLY PLATE F. HOSE RINS.	SP
---	510.0098.0	MONTAGEPLATTE F.SCHLAUCHSPÜL.	ASSEMBLY PLATE F. HOSE RINS.	SP
--	506.5018.0	DÄMPFUNGSSTÜCK	HOSE PLUG CONNECTION	SP
--	506.5018.0	DÄMPFUNGSSTÜCK	HOSE PLUG CONNECTION	SP
--	506.5121.0	SPRAYERKOPF	SPRAYER TOP	SP
--	506.6100.0	STEUERPLATINE	CONTROL PCB FOR Systema	SP
--	506.6110.0	FALLROHR	DOWNPIPE PVC CPL.	SP
--	506.6120.0	FALLROHRELEKTRODENHALTER	DOWNPIPE ELECTRODE HOLDER 2	SP
--	506.6130.0	ABFLUSSARMATUR	DRAIN FITTING PVC CPL.	SP
--	506.6140.0	SAUGDECKEL	SUCTION JAR LID	SP
---	005.0176.0	SCHLAUCH RD.I. 4,0X1,0	Hose RD. I. 4,0 x 1,0	SP
---	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0	SP
---	008.0729.0	STECKER S AMP 6,3X0,8 1P	PLUG S AMP 6.3X0.8 1P	SP
---	320.0010.0	ÜBERLAUFSICHERUNGSHÜLSE	SLEEVE OF OVERFLOW SAFETY	SP
---	320.0012.0	BAKTERIENFILTERDECKEL	BACTERIAL FILTER LID	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
SERVANT-5C			
---	320.0013.0	DICHTRING	GASKET FOR INSERT OF COLLECTION JAR LID *
---	320.0014.0	BAKTERIEN-FILTERBLÄTTCHEN	BACTERIAL FILTER PLATE SP
---	320.0015.0	SCHWIMMER	FLOAT SP
---	320.0016.0	DICHTRING II FÜR FILTER	SEALING RING FOR FILTER COVER *
---	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING *
---	506.6123.0	KONTAKTGEBER D 4,5	CONTACTOR D 4.5 SP
---	320.0011.1	SAUGDECKEL Ø6MM BEARBEITET	INSERT FOR COLLECTION JAR LID SP
---	506.6142.0	KODIERRING	ENCODING RING TRANS-TRÜB SP
---	506.6143.0	KODIERRING	ENCODING RING PHARMED SP
---	999.0122.0	DURCHGANGSNIPPEL	THROUGH NIPPLE SP
--	506.6142.0	KODIERRING	ENCODING RING TRANS-TRÜB SP
--	506.6143.0	KODIERRING	ENCODING RING PHARMED SP
--	506.7751.0	ABWURFSCHALE F. SCHUBFACH	Spare bowl for used instruments HNO
--	506.7752.0	ABWURFSCHALEN DECKEL	Cover for instrument bowl HNO
--	507.2063.0	HOHLSPIEGEL	MIRROR R20 FOR LIGHT OUTLET 1+2 SP
--	507.2084.0	SOCKEL	SOCKET FOR HALOGEN LAMP 12 V/100 W *
--	508.0053.0	HEIZELEMENT	HEATING ELEMENT FOR MIRROR SP
---	008.0083.1	ADER-ENDHÜLSE T0,75QMM	WIRE FERRULE T0, 75QMM SP
---	008.0135.0	STECKER S LABOR 1P	Socket S Labor 1P SP
---	008.0468.0	HEIZWENDEL GEWICKELT	HEATING COIL WOUND SP
--	508.0226.1	ANSCHLUSSNIPPEL	NIPPLE SP
--	508.0226.1	ANSCHLUSSNIPPEL	NIPPLE SP
--	508.0412.0	SCHLAUCH 'DOPPELLÄUFIG, F. DRUCKWASSER	TUBING FOR PRESSURE WATER PISTOL SP
--	508.0430.5	DUSCHKOPF II	RINSING SYSTEM SP
---	055.0075.0	O-RING	O-RING 5.00 X 1.00 *
---	055.0076.0	O-RING	O-RING 16.00 X 1.00 *
---	505.0336.0	SCHRAUBE HOHL	SCREW F1842 SP
---	508.0431.5	DÜSENKOPF	NOZZLE HEAD BASIN IRRIG. II SP

---	508.0432.3	SICHERUNGSRING	LOCKING RING STEIGR.BECKENSP.	SP
---	508.0432.5	STEIGROHR	RISER PIPE CPL. BECKENSPÜLUNG II	SP
---	508.0432.8	DROSSELHÜLSE	NOZZLE HEAD F. BECKENSPÜLUNG	SP
--	508.0431.5	DÜSENKOPF	NOZZLE HEAD BASIN IRRIG. II	SP
---	508.0432.3	SICHERUNGSRING	LOCKING RING STEIGR.BECKENSP.	SP
---	508.0432.5	STEIGROHR	RISER PIPE CPL. BECKENSPÜLUNG II	SP
---	508.0432.8	DROSSELHÜLSE	NOZZLE HEAD F. BECKENSPÜLUNG	SP
--	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description
-----	---------------------	------------------

SERVANT-5C

--	508.0551.0	HEIZELEMENT	HEATING PLATE F.MIRROR PREWARMER S4	SP
---	008.0739.0	HEIZKÖRPER	HEATING PLATE TYPE KUP 15	SP
---	055.0037.0	SCHEIBE RD 15 X 30 - 0,3	PLATE RD 15 X 30 - 0,3	SP
---	060.0093.0	SCHILD SYMBOL BLITZPFEIL	LABEL "FLASH ARROW SYMBOL"	SP
---	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP
---	510.0552.0	HEITZPLATTE / SVW	HEATING PLATE / SVW	SP
---	510.0553.0	ABDECKUNG SVW	COVER SVW	SP
---	510.0554.0	ISOLIERFOLIE LG / SVW	INSULATIONG FOIL LG / SVW	SP
---	510.0555.0	ISOLIERFOLIE KURZ / SVW	INSULATION FOIL SHORT / SVW	SP
--	508.0555.0	SPIEGELMAGAZIN	MIRROR DEPOSIT MOD. SERVANT 4	SP
---	508.0555.1	SPIEGELMAGAZIN ROH	SPIEGELMAGAZIN RAW PART	SP
--	508.0577.0	SIEBHALTER	SIEVE HOLDER	SP
--	510.0233.0	SAUGSCHLAUCH	SUCTION HOSE S5	SP
---	000.0563.1	KUPPLUNG SCHNELL M 1/8" OR.BE.	QUICK CPL. M1/8" OR. CO.	SP
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0022.0	SCHLAUCH Ø4,0xØ8,0	HOSE Ø4,0xØ8,0	*
---	508.0231.0	SCHLAUCHANSATZ	TUBE CONNECTION	SP
---	508.0232.0	GRIFFHÜLSE BEARB.	GRIPP BUSH	SP
--	510.0250.0	DRUCKLUFTHANDGRIFF-II	COMPRESSED AIR HANDLE FOR SERVANT 5	SP
--	510.0381.0	SCHLAUCH	WASTE WATER TUBE, 1,5 M LENGTH	SP
--	510.0537.0	ABWURFSCHALENHALTER	DISPOSAL TRAY HOLDER	SP
--	510.0693.0	LEITERPLATTE	CIRCUIT BOARD COLD LIGHT OPERATION	SP
---	011.0039.0	WIDMEFI K-OHM 100.00 1,00%	WIDMEFI K-OHM 100.00 1.00%	SP
---	011.0209.0	KONDENS KERAMIK UF0.100	CAPACITOR	SP
---	011.0389.0	DIODE LEUCHT 5MM RD GRÜN	DIODE ILLUM. 5MM RD GREEN	SP
---	011.0540.0	WIDNETZ K-OHM 47.00 8X	WIDNETZ K-OHM 47.00 8X	SP
---	011.0605.0	STECKER S L 4P MOD.6410 MOLEX	PLUG S L 4P RM2.54 180G	SP
---	011.0709.0	DISPLAY-10-BALKEN ROT	DISPLAY-10-BARS RED	SP
---	011.0800.0	TASTER PRINT 1P MTG1241.1032.5	BUTTON PRINT 1P MTG1241.1032.5	SP
---	011.0942.0	ABSTANDSHALTER LED QUAD. H 2,0	SPACER LED SQU. H 2.0	SP
--	510.1691.5	TEMPERATURFÜHLER	NTC TEMPERATURE GAUGE COMPLETE, LEFT-S	SP
--	510.1692.5	TEMPERATURFÜHLER	NTC TEMPERATURE GAUGE 180°C, LEFT-SIDE	SP
--	510.1693.0	LEITERPLATTE	CIRCUIT BOARD CONTROL HKS5	SP
--	510.2112.0	Bremswinkel oben Servant 5C		SP
--	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description
-----	---------------------	------------------

STECKANSCHLÜSSE

-	Steckansch	STECKANSCHLÜSSE	HOSE CONNECTORS
---	------------	-----------------	-----------------

--	000.0249.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR HEATING	SP
--	000.0252.0	SCHLAUCH-STECKANSCHLUSS 'RD 8 1/4" GERAI	HOSE SLOT	SP
--	000.0253.0	SCHLAUCH-STECKANSCH.T RD-8-8-8	HOSE SLOT	*
--	000.0254.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.I RD8	HOSE SLOT	SP
--	000.0255.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR FILTER	*
--	000.0269.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD4	HOSE SLOT	SP
--	000.0271.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.	HOSE SLOT	*
--	000.0299.1	SCHLAUCH-STECKANSCHL.I RD8-4	HOSE CONNECTOR REDUCTION FROM RD 8 TO	SP
--	000.0303.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.	HOSE CONNECTOR	SP
--	000.0331.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.	HOSE CONNECTOR T RD8-8	*
--	000.0513.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.T RD4-4-4	HOSE QUICK CONNECTOR RD4-4-4	*
--	000.0536.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.I RD4	HOSE QUICK CONNECTOR RD4	*
--	000.0974.0	SCHLAUCHTÜLLE 8/8	HOSE SPOUT 8/8	SP
--	000.0975.0	EINSCHRAUBANSCHLUSS GERADE RD6	SCREW-FIT CONNECT. STRAIGHT RD6	SP
--	000.0976.0	EINSCHRAUBANSCHLUSS GERADE RD8	SCREW-FIT CONNECT. STRAIGHT RD8	*
--	000.0977.0	EINSCHRAUBANSCHLUSS GERADE RD4	SCREW-FIT CONNECT. STRAIGHT RD4	SP
--	000.0978.0	SCHOTTVERSCHRAUBUNG GERADE RD8	BULKHEAD CONNECT. STRAIGHT RD8	SP
--	000.0980.0	SCHOTTVERSCHRAUBUNG GERADE RD6	BULKHEAD CONNECT. STRAIGHT RD6	SP
--	000.0981.0	EINSCHRAUBANSCHLUSS L RD8	SCREW-FIT CONNECT. L RD8	SP
--	000.0982.0	EINSCHRAUBANSCHLUSS L RD6	SCREW-FIT CONNECT. L RD6	SP
--	000.0983.0	REDUZIERUNG 4/6	REDUCTION 6/6	SP
--	000.0984.0	REDUZIERUNG 4/8	REDUCTION 4/8	SP
--	000.0985.0	REDUZIERUNG 6/8	REDUCTION 6/8	SP
--	000.0986.0	REDUZIERUNG 6/8	PLUG CONNECT. 6/8	SP
--	000.0987.0	VERGRÖSSERUNG 6/4	PLUG CONNECT. 6/4	SP
--	000.0988.0	SCHLAUCHTÜLLE 6/5	HOSE SPOUT 6/5	SP

Stirnlampe Clar 55

--	Clar 55	Stirnlampe Clar 55	warm light incl. connecting cable	
--	502.0161.1	Ersatzlampe für Clar 55 6V	Spare bulb for Clar 55 6 V	*
--	502.0161.2	Spiegel für Clar 55	Mirror for Clar 55	SP

Stirnlampe nach Binner

--	Binner	Stirnlampe nach Binner	Headlight acc. to Binner	
--	502.0150.0	Adapter WOLF 12-222	Adapter WOLF 12-222	SP
--	502.0514.0	POLSTER FÜR STIRNREIF	Pad for ATMOS headlamps	SP
--	502.0514.1	Adapter STORZ	Adapter Storz for fibre cable	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

Stirnlampe nach Binner

--	502.0516.0	STIRNLAMPE N. BINNER MOD.WOLF	Headlight acc. to Binner	HNO
--	502.0516.5	STIRNREIF OHNE KOPFBÜGEL	Headband light for ATMOS headlamp	SP
--	502.0516.6	Lichtkabel mit Linsensystem 90 °	Fibre cable incl. assembled lens 90 °	SP

Stirnlampe nach Clar 73

--	Clar 73	Stirnlampe nach Clar 73	Headlight acc. Clar 73	
--	502.0150.0	Adapter WOLF 12-222	Adapter WOLF 12-222	SP
--	502.0514.0	POLSTER FÜR STIRNREIF	Pad for ATMOS headlamps	SP
--	502.0514.1	Adapter STORZ	Adapter Storz for fibre cable	*
--	502.0515.0	Stirnlampe Clar 73 mit 90 ° Storz	Headlight CLAR 73, with 90° Storz-connection	HNO
--	502.0515.1	Stirnleuchte CLAR 73 mit geradem Storz-Anschluss	Headlight CLAR 73, with straight Storz-connection	HNO
--	502.0515.6	STIRNREIF MIT KOPFBÜGEL	Headband for ATMOS Headlights	SP
--	502.0515.7	LICHTKABEL M. SPIEGELEINHEIT gerade	Light Cable with reflector straight STORZ adaption	SP
--	502.0515.8	LICHTKABEL mit Spiegeleinhaeit 90° Anschluss	Light Cable with reflector 90° STORZ adaption. □	SP

Systema

--	506.1000.0	Systema	Systema	HNO
--	000.0010.0	NIPPEL DOPPEL-GEBOGEN	Nipple double-bent	SP
--	000.0066.0	ÜBERLAUFSICHERUNG KOMPL	OVERFLOW SAFETY DEVICE COMPLETE	SP
--	000.0069.0	SCHWIMMERKUGEL	FLOAT BALL	SP
--	000.0237.0	Federbügel mit Rolle	SPRING CLIP WITH ROLLER FOR MEDICATION S	SP
--	000.0249.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.I RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR HEATING	SP
--	000.0254.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.I RD8	HOSE SLOT	SP
--	000.0271.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.	HOSE SLOT	*
--	000.0303.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.	HOSE CONNECTOR	SP
--	000.0322.0	PUMPE	DIAPHRAGM-TYPE AGGREGATE 8010, 36 LTRS.	SP
--	000.0460.1	VACUUMMETER -1/0 BAR FR.RING	VACUUM GANGE	SP
--	000.0461.1	MANOMETER	MANOMETER 0/2,5 BAR FR. RING	*
--	000.0462.1	MANOMETER	MANOMETER 0/6,0 BAR FR. RING	SP
--	000.0509.0	DRUCK-PUMPE AB BAUJ. JAN. 92	PRESURE PUMP 2,5 BAR	SP
--	000.0522.0	FEDER	PRESSURE SPRING 3,6 X 0,40 S 1,7 X 9,6	SP
--	000.0552.1	HOHLSCHRAUBE G 1/8" KURZ	HOLLOW SCREW G1/8" SHORT	SP
--	069.0025.0	MEMBRANE	MEMBRANE FOR MOD. 8010	SP
--	069.0036.0	PUMPENDECKEL	MEMBRANE DISC NEW FOR MOD. 8010	SP
--	069.0037.0	NIPPEL SCHLAUCHANSCHL.I RD-8	NIPPLE HOSE CONNECTION I RD-8	SP
--	069.0038.0	MEMBRANUNTERLAGE (TEFLON)	MEMBRANE PAD FOR 8010	*
--	069.0086.0	PUMPENDECKEL	COVERING FOR PUMP MOD. 8010	SP
--	000.0510.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL. '4MM	HOSE CONNECTOR RD 4	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

Systema

--	000.0537.1	SCHLAUCHKASSETTE	HOSE CASSETTE FOR HOSE PUMP (UP TO 30/06/€	SP
--	000.0577.0	MEDIKAMENTENGLAS	SPRAYER BOTTLE	SP
--	000.0624.0	VERSCHLUSSSTOPFEN	CLOSING PLUG	SP
--	005.0012.0	SCHLAUCH RD.I. 6,0X2,0	Hose RD. I. 6,0 x 2,0	*
--	005.0015.0	SCHLAUCH RD.I. 7,0X2,0	HOSE RD. I. 7,0 X 2,0	SP
--	006.0026.0	Saugschlauch, Ø 10 mm , 1 m (Mindestabnahme 5 n	Suction hose, Ø 10 mm, 1 m (minimum purchase 5 n	CHI
--	008.0086.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE BR 280	SP
--	008.0170.0	MIKROSCHALTER	MICRO SWITCH 2A 250 V	*
--	008.0192.0	MIKROSCHALTER	MICRO SWITCH 8A 250 V	*
--	008.0257.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE TYP M 13	SP
--	008.0335.0	LÜFTER	VENTILATOR 220 V 50 HZ TYP 8550 N	*
--	008.0383.0	HEIZPATRONE	HEATING CARTRIDGE HLP 7/60 200 W 220 V	SP
--	008.0388.0	SCHALTER	ROCKER SWITCH - BLACK / GREEN	SP
--	008.0393.0	STECKER 4POLIG	PLUG S DIN 4P SCREW-W	*
--	008.0428.0	SCHALTER-DREH	ROTARY SWITCH M 3 X 4 CONTACTS	SP
--	008.0463.0	TRAFO	TRANSFORMER-SHORT?? FIXED P 110/130	SP
--	008.0550.0	KLINKENSTECKER PJ-068B	PLUG S CATCHES 3P RD.5,25	SP
--	008.0561.0	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER AND SHOCK-PROOF PROTECTIO	SP
--	008.0562.0	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER HEAD	SP
--	008.0564.0	SICHERUNG T 10A	FUSE 10,000 A DELAY	*
--	008.0568.0	SICHERUNG T 20A	FUSE 20,000 A DELAY 6,3X32	SP
--	008.0598.0	MAGNETVENTIL EGV-211-A12-1/2BN	Magnetic valve EGV-211-A12-1/2BN	*
--	008.0709.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE BR374 FL 22 KPL.	*
--	008.0709.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE BR374 FL 22 KPL.	*
--	008.0763.0	ÜBERTEMP.SCHALTER	OVER TEMP. SWITCH TB24N 85°C NC	SP
--	008.0764.0	MAGNETVENTIL	SINGLE SOLENOID VALVE	*
--	008.0764.2	MAGNETVENTILSPULE	MAGNETIC COIL BR373/BR373A/BR374	SP
--	008.0770.0	SICHERUNG	FUSE T 1.00 A L TR5	*

--	011.0065.0	GLEICHRICHTER B80 C 1500	RECTIFIER B.B80C 1500	SP
--	011.0074.0	SPANNUNGSREGLER IC 7805S	IC TA 7805 S	SP
--	011.0079.0	TRAFO PRIM 2X120V SEK 10/20V	TRANSFORMER 2X120 V	*
--	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
--	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
--	011.1079.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
--	011.1084.0	NETZTRAFO	TRANSFORMER MAINS 115/230V SEK 8V 8VA	*
--	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

Systema

--	055.0009.0	DICHTUNG	GASKET RD 7 X 15 X 1.5	*
--	055.0016.0	DICHTUNG RD 5 X 9 X 1	Gasket RD 5 X 9 X 1	*
--	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00	*
--	055.0029.0	O-RING	O-RING 2.00 X 1.50 FOR MEDICATION SPRAYER	*
--	055.0038.0	DICHTUNG RD 19 X 24 X 2	Gasket RD 19 X 24 X 2	*
--	055.0042.0	O-RING	O-RING 23.00 X 2.00 FOR DOUBLE SOCKET NIPP	*
--	055.0045.0	O-RING	O-RING 10.00 X 1.30	*
--	055.0052.0	O-RING 21,8 X 3	O-RING 21.80 X 3.00	*
--	055.0055.0	O-RING 12,00 X 2,00	O-RING 12,00 X 2,00	*
--	055.0056.0	O-RING 64 X 4	O-RING 64.00 X 4.00	*
--	055.0073.0	O-RING	O-RING 22.00 X 2.00	*
--	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50	*
--	055.0096.0	DICHTUNG RD 14X18X2	GASKET RD 14 X 18 X 2	*
--	061.0060.0	SCHLAUCHSCHELLE	HOSE CLAMP SCREW THREAD	*
--	061.0061.0	SCHLAUCHSCHELLE SCHNECKENGEW.	Hose clamp screw thread	SP
--	061.0062.0	SCHLAUCHSCHELLE SCHNECKENGEW.	Hose clamp screw thread	*
--	069.0020.0	VENTILPLÄTTCHEN	VALVE PLATE MOD. 8050/8010	SP
--	069.0021.0	SPANNRING	TIGHTENING RING FOR MOD. 8050	SP
--	069.0024.0	O-RING	O-RING FOR MOD. 8010	*
--	069.0025.0	MEMBRANE	MEMBRANE FOR MOD. 8010	SP
--	069.0027.0	SCHALLDÄMPFER	Sound absorber for MOD. 8050	SP
--	069.0034.0	PUMPENDECKEL 8050	COVER FOR VACUUM PUMP (ALU) MOD.8050	SP
--	069.0086.0	PUMPENDECKEL	COVERING FOR PUMP MOD. 8010	SP
--	102.0117.0	FORMSTOPFEN	CONNECTOR, DRILLED (THORAX)	SP
--	441.0208.0	SAUGDECKEL	SUCTION LID, COMPLETE	SP
--	441.0209.0	ÜBERLAUFSICHERUNG	OVER SUCTION PROTECT	SP
--	441.0220.0	KONUSANSCHLUSS	CONNECTING NIPPLE	SP
--	441.0221.0	ANSCHLUSSBUCHSE	CONNECTING SOCKET	SP
--	443.0013.0	HÜLSE	CAP FOR OVERFLOW PROTECTION	SP
--	501.0320.0	DICHTUNG RD 15 X 1,5 DREI-LOCH	THREE-HOLE GASKET	*
--	501.0346.1	FILTERGLAS	FILTER JAR FOR WATER FILTER FROM 08/92	*
--	501.0346.2	DICHTUNG F.DRUCKWASSERFILTER	Sealing for filter cup 501.0346.1	*
--	501.0363.0	ANBAUSTÜCK	ANBAUSTUECK	SP
--	501.0381.0	ABWASSERSCHLAUCH	WASTE WATER TUBE, 1,5 M LENGTH	*
--	502.0141.6	KLINKENSTECKERKABEL	CONNECTING CABLE FOR NYSTAGMUS BINOCU HNO	
--	502.0187.1	ERSATZLAMPE	SPARE BULB FOR NYSTAGMUS BINOCULARS	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

Systema

---	502.0410.0	KABEL	FLAT RIBBON CABLE 14P HYGRO 4+	SP
---	502.0420.0	DRUCKW.SPÜLHANDGRIFF III	WATER IRRIGATION HANDLE	SP
---	000.0444.0	FEDER DRUCK 6,0 X 0,40 X 13,00	Pressure spring 6,0X0,4 X 13,00	SP
---	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50	SP
---	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00	*
---	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
---	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00	*
---	502.0964.0	VENTILSCHIEBER	VALVE SLIDER	SP
---	502.0966.0	STELLKNOPF	ADJ. KNOB	SP
---	502.0967.0	FUNKTIONSTRÄGER III	FUNCTION CARRIER III	SP
---	502.0965.0	VENTILKÖRPER	VALVE BODY	SP
---	502.0969.0	VERBINDUNGSROHR-II	TUBE	SP
---	506.5141.0	ROHR F. LUFT/WASSERHANDGRIFF	PIPE F. AIR/WATER HANDGRIP	SP
---	508.0436.6	ANSCHLUSSTÜCK WS-FUNKTIONSTR.	CONNECTOR WS-FUNCTION TR.	SP
---	508.0445.0	LUER-LOC-VERBINDER-M	LUER LOC CONECTOR	SP
---	508.0253.0	BLINDSTOPFEN DRUCKL.HANDGRIFF schwarz	BLIND PLUGS COMPR. AIR HANDGRIP	SP
---	508.0434.0	GRIFFSCHALE LINKS Produktende	GRIFFSCHALE-1 SPUELHANDGRIFF-II	SP
---	508.0435.0	GRIFFSCHALE RECHTS	GRIFFSCHALE-2 SPUELHANDGRIFF-II	SP
---	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW	SP
---	508.0440.0	Griffschale links ohne Autokl	GRIP PLATE LEFT W/O AUTO CL	SP
---	508.0441.0	AUSLÖSEHEBEL SPÜLHANDGRIFF II	TRIGGER LEVER FLUSH HANDLE II	SP
---	502.0721.0	DRUCKMINDERER	PRESSURE REDUCER VARIO THERM	*
---	000.0406.0	DISTANZBUCHSE 5,00X 3,0X22,00	DISTANCE SLEEVE 5,00 X 3,0 X 22,00	SP
---	011.0084.0	STECKER S L 10P 1-REIHIG	PLUG S L 10P 1-ROW	SP
---	011.0085.0	ENDKAPPE LINKS UND RECHTS	END CAP LEFT AND RIGHT	SP
---	011.0087.0	ZWISCHENSTÜCK SMC-A2	SPACER SMC-A2	SP
---	011.0089.0	SCHALTER-CODIER SMC-DE-131-AK2	DECODE SWITCH NO. T56-02 AM	SP
---	011.0090.0	ABSTANDB.6KT M3,0A/M3,0I/10,0	SPACER BUSH HEX M3.0A/M3.0I/10.0	SP
---	502.0749.0	ANZEIGE KARTE 3 TEMP.KPL.BESTÜ	DISPLAY CARD 3 TEMP. CPL. SUPP.	SP
---	502.0819.0	ABDECKPLATTE (STEUERMODUL)	COVER PLATE (CONTROL MODULE)	SP
---	502.0767.0	SCHALTSTIFT	SWITCHING PIN FOR OVERTEMPERATURE	SP
---	502.0773.0	DRUCKSCHALTER	MEMBRANE PRESS SWITCH	*
---	501.0346.1	FILTERGLAS	FILTER JAR FOR WATER FILTER FROM 08/92	*
---	501.0346.2	DICHTUNG F.DRUCKWASSERFILTER	Sealing for filter cup 501.0346.1	*
---	502.0891.0	WASSERFILTER CELLPOR-PE	FILTER CARTRIDGE FOR WATER FILTER	SP
---	008.0212.0	LITZE 1X 1,50 BRAUNNYAF	BUNCHED BROWN	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
Systema			
---	008.0213.0	LITZE 1X 1,50 BLAU NYAF	BUNCHED BLUE SP
---	008.0506.0	ISOLIERSCHLAUCH RD 6,00X0,60	ISOLATIONTUBERD 6,00X0,60 SP
---	008.0624.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	PLUG B AMP 6,3 X 0,8 1P SP
---	008.0681.0	KABEL 2X 1,50 WEISS	CABLE 2X 1,50 WITHE SP
---	502.0929.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH B2P--GB3-- 200 SP
---	000.0637.0	DISTANZBUCHSE 6,4 X 3,0X21,00	DISTANCE BUSH 6.4 X 3.0X21.00 SP
---	011.0085.0	ENDKAPPE LINKS UND RECHTS	END CAP LEFT AND RIGHT SP
---	011.0087.0	ZWISCHENSTÜCK SMC-A2	SPACER SMC-A2 SP
---	011.0089.0	SCHALTER-CODIER SMC-DE-131-AK2	DECODE SWITCH NO. T56-02 AM SP
---	502.0936.0	STEUERMODUL	CONTROL MODULE HYGRO 4+ SP
---	000.0637.0	DISTANZBUCHSE 6,4 X 3,0X21,00	DISTANCE BUSH 6.4 X 3.0X21.00 SP
---	502.0941.0	LEITERPLATTE	CIRC. BOARD MOUNT. HEATING BLOCK VARIO SP
---	011.0065.0	GLEICHRICHTER B80 C 1500	RECTIFIER B.B80C 1500 SP
---	011.0066.0	DIODE 1N4148	DIODE RECTIFIER SP

---	011.0074.0	SPANNUNGSREGLER IC 7805S	IC TA 7805 S	SP
---	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
---	011.0167.0	WIDMEFI OHM 332.00 1,00%	WIDMEFI OHM 332.00 1.00%	SP
---	011.0209.0	KONDENS KERAMIK UF0.100	CAPACITOR	SP
---	011.0257.0	KONDENSATOR	CONDENS. TANTAL UF 1,000	SP
---	011.0543.0	KONDENS ELKO UF 2200.000	CONDENSER ELKO UF 2200.000	SP
---	011.0625.0	STECKER S L 2P MOD.6410 MOLEX	PLUG S L 2P RM2.54 180G	SP
---	011.0660.0	KÜHLKÖRPER FINGER TYP V5640-A	COOLING ELEMENT FINGER TYPE V5640-A	SP
---	011.0664.0	STECKER S L 14P 2-REIHIG	PLUG S L 14P 2-ROW	SP
---	011.0686.0	RELAIS 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	RELAY 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	*
---	011.0849.0	LEUCHTDIODE	LUMINOUS DIODE GREEN	SP
---	011.0976.0	KONDENS X2 UF0.100	CONDENS. X2 UF 0.100	SP
---	011.0986.0	STECKER S L 2P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 2P MATE-N-LOK AMP	SP
---	011.0993.0	KONDENS X2 UF1.000	CONDENS. X2 UF 1.000	SP
---	011.1053.0	STECKER S L 3P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 3P MATE-N-LOK AMP	SP
---	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
---	008.0212.0	LITZE 1X 1,50 BRAUNNYAF	BUNCHED BROWN	SP
---	008.0213.0	LITZE 1X 1,50 BLAU NYAF	BUNCHED BLUE	SP
---	008.0506.0	ISOLIERSCHLAUCH RD 6,00X0,60	ISOLATIONTUBERD 6,00X0,60	SP
---	008.0624.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	PLUG B AMP 6,3 X 0,8 1P	SP
---	008.0681.0	KABEL 2X 1,50 WEISS	CABLE 2X 1,50 WITHE	SP
---	502.0946.0	DROSSELDÜSE	THROTTLE NOZZLE CPL. 0.45	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

Systema

---	502.0947.0	DROSSELDÜSE	BANJO SCREW CPL/0.8	SP
---	502.0955.0	DRUCKMINDERER	PRESSURE REDUCER	*
---	505.0273.0	SPRAYER	GLASS FOR SPRAYER, COMPLETE	SP
---	505.0284.0	ANSATZ	ATTACHMENT PIECE	SP
---	505.0294.0	SPRAYER	SPRAYER FOR OILY MEDICAMENTS	SP
---	505.0326.0	OHRSPÜLSCHALE	EAR RINSING BOWL	SP
---	505.0324.0	OHRSPÜLSCHALE	EAR RINSING DEVICE	SP
---	505.0325.0	ADAPTER RD 30X35	ADAPTER RD 30X35	SP
---	505.0644.0	ERSATZLAMPE	SPARE BULB FOR COUNTER-MIRROR LAMP (UP	SP
---	011.0065.0	GLEICHRICHTER B80 C 1500	RECTIFIER B.B80C 1500	SP
---	011.0066.0	DIODE 1N4148	DIODE RECTIFIER	SP
---	011.0292.0	KONDENSATOR	COND. ELKO UF 470,000	SP
---	011.0553.0	RELAIS	RELAY 1XON 6VDC 16A/250V/4KV	*
---	506.1078.0	BIMETALLSCHALTER	BIMETAL SWITCH WITH CABLE FOR SAFETY CIR	SP
---	506.5121.0	SPRAYERKOPF	SPRAYER TOP	SP
---	506.5122.0	DISTANZRING	DISTANCE RING	SP
---	507.0866.0	KONDENSORSCHLEIBE	THERMAL FILTER	SP
---	507.0868.0	FASSUNG	SOCKET FOR HALOGEN LAMP 12 V/100 W	SP
---	507.0905.0	HALOGENLAMPE	HALOGEN BULB 15V/150W	*
---	508.0053.0	HEIZELEMENT	HEATING ELEMENT FOR MIRROR	SP
---	008.0083.1	ADER-ENDHÜLSE T0,75QMM	WIRE FERRULE T0, 75QMM	SP
---	008.0135.0	STECKER S LABOR 1P	Socket S Labor 1P	SP
---	008.0468.0	HEIZWENDEL GEWICKELT	HEATING COIL WOUND	SP
---	508.0127.1	REDUZIERUNG	REDUCER	SP
---	508.0208.0	SIEBBEHÄLTER	SIEVE HOLDER	SP
---	508.0209.0	SIEBBEHÄLTERDECKEL	COVER FOR SIEVE CONTAINER	SP
---	508.0210.0	FILTERSIEB	FILTER SIEVE FOR SUCTION SYSTEM (MINI-CAN	SP
---	508.0215.0	ABSAUGBEHÄLTER-HÜLSE	COLLAR FOR COLLECTION JAR	SP

--	508.0233.0	SAUGSCHLAUCH	SUCTION TUBING COMPLETE SERVANT 4	SP
--	508.0243.0	ABSAUGBEHÄLTER	CONTAINER FOR SUCTION AUTOMATIC	SP
--	508.0250.0	DRUCKLUFTHANDGRIFF	COMPR. AIR IRRIG. HANDLE-II, MOD.S4	SP
--	508.0409.0	ANBAUSTÜCK	ANSCHLUSSSTUECK KOMPLETT	SP
---	508.0409.1	ZUFLUSSNIPPEL F.ANSCHLUß-STÜCK	INFLOW NIPPLE F. CONNECT. PIECE	SP
---	508.0409.2	ABFLUSSNIPPEL F.ANSCHLUß-ST.	OUTFLOW NIPPLE F. CONNECT. PIECE	SP
--	508.0412.0	SCHLAUCH 'DOPPELÄUFIG, F. DRUCKWASSER	TUBING FOR PRESSURE WATER PISTOL	SP
--	508.0413.0	ABSAUGSTEUERUNG	CIRCUIT BOARD F.SUCTION CONTROL	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

Systema

--	508.0424.0	FILTERPATRONE	FILTER CARTRIDGE FOR WATER FILTER	SP
--	508.0430.5	DUSCHKOPF II	RINSING SYSTEM	SP
---	055.0075.0	O-RING	O-RING 5.00 X 1.00	*
---	055.0076.0	O-RING	O-RING 16.00 X 1.00	*
---	505.0336.0	SCHRAUBE HOHL	SCREW F1842	SP
---	508.0431.5	DÜSENKOPF	NOZZLE HEAD BASIN IRRIG. II	SP
---	508.0432.3	SICHERUNGSRING	LOCKING RING STEIGR.BECKENSP.	SP
---	508.0432.5	STEIGROHR	RISER PIPE CPL. BECKENSPÜLUNG II	SP
---	508.0432.8	DROSSELHÜLSE	NOZZLE HEAD F. BECKENSPÜLUNG	SP
--	508.0531.1	ABDECKUNG	COVERING FOR DEPOSIT TRAY FOR USED INSTI	SP
--	508.0577.0	SIEBHALTER	SIEVE HOLDER	SP
--	508.0619.0	LICHTLEITKABEL	FIBRE OPTIC CABLE	SP
--	508.0693.0	LEITERPLATTE KALTL.2+3	AUTOMATIC FUSE	SP
--	508.0694.0	LEITERPLATTE	COLDLIGHT DIMMER II, 3 CHANNEL CIRCUIT BO	SP
--	508.0775.0	HÜLSE	METAL STORAGE QUIVER FOR RIGID ENDOSCO	HNO
---	055.0055.0	O-RING 12,00 X 2,00	O-RING 12,00 X 2,00	*
---	508.0776.0	HÜLSENROHR-II	SLEEVE PIPE-II	SP
---	508.0777.0	STOPFEN	PLUG F. SLEEVE PIPE II	SP
--	530.1169.0	DOPPEPL NTC M. VERSCHRAUBUNG	NTC RESISTOR	SP

Systema-2

--	000.0015.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-10	HOSE CONNECTOR T RD-10	*
--	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6	*
--	000.0191.0	ABDECKKAPPE RD-16,00 SCHWARZ	COVER CAP RD-16,00, BLACK	SP
--	000.0210.1	ABDECKKAPPE	COVER CAP RD-11,00 WHITE	SP
--	000.0237.0	Federbügel mit Rolle	SPRING CLIP WITH ROLLER FOR MEDICATION S	SP
--	000.0249.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR HEATING	SP
--	000.0252.0	SCHLAUCH-STECKANSCHLUSS 'RD 8 1/4" GERAI	HOSE SLOT	SP
--	000.0253.0	SCHLAUCH-STECKANSCH.T RD-8-8-8	HOSE SLOT	*
--	000.0299.1	SCHLAUCH-STECKANSCHL.I RD8-4	HOSE CONNECTOR REDUCTION FROM RD 8 TO	SP
--	000.0303.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.	HOSE CONNECTOR	SP
--	000.0312.1	Kondensator 4uF 400V	condenser 4uF 400V	SP
--	000.0322.0	PUMPE	DIAPHRAGM-TYPE AGGREGATE 8010, 36 LTRS.	SP
--	000.0444.0	FEDER DRUCK 6,0 X 0,40 X 13,00	Pressure spring 6,0X0,4 X 13,00	SP
--	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50	SP
--	000.0460.1	VACUUMETER -1/0 BAR FR.RING	VACUUM GANGE	SP
--	000.0461.1	MANOMETER	MANOMETER 0/2,5 BAR FR. RING	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

Systema-2

--	000.0462.1	MANOMETER	MANOMETER 0/6,0 BAR FR. RING	SP
--	000.0471.0	ABDECKKAPPE	COVER CAP RD-12,70 WEISS	SP
--	000.0472.0	ABDECKKAPPE	COVER CAP	SP
--	000.0473.0	ABDECKKAPPE RD-17,50 WEISS	COVER CAP RD.- 17.50 WHITE	SP
--	000.0496.0	ABDECKKAPPE	COVER CAP RD.9.50 BLACK	*
--	000.0509.0	DRUCK-PUMPE AB BAUJ. JAN. 92	PRESURE PUMP 2,5 BAR	SP
---	000.0522.0	FEDER	PRESSURE SPRING 3,6 X 0,40 S 1,7 X 9,6	SP
---	000.0552.1	HOHLSCHRAUBE G 1/8" KURZ	HOLLOW SCREW G1/8" SHORT	SP
---	069.0025.0	MEMBRANE	MEMBRANE FOR MOD. 8010	SP
---	069.0036.0	PUMPENDECKEL	MEMBRANE DISC NEW FOR MOD. 8010	SP
---	069.0037.0	NIPPEL SCHLAUCHANSCHL.I RD-8	NIPPLE HOSE CONNECTION I RD-8	SP
---	069.0038.0	MEMBRANUNTERLAGE (TEFLON)	MEMBRANE PAD FOR 8010	*
---	069.0086.0	PUMPENDECKEL	COVERING FOR PUMP MOD. 8010	SP
--	000.0510.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL. 4MM	HOSE CONNECTOR RD 4	*
--	000.0534.0	SCHLAUCHSPÜLBEHÄLTER	SUQARE-CUT BOTTLE WITH THREAD 60	*
--	000.0550.0	LAUGENPUMPE	PUMP FOR SUCTION BOTTLE DRAINING	SP
--	000.0574.0	SCHNELLKUPPLUNG	QUICK CPL. M 3/16"	*
--	000.0577.0	MEDIKAMENTENGLAS	SPRAYER BOTTLE	SP
--	000.0597.0	PUMPE MEMBRAN ZVR 55L	Pump complete	SP
---	000.0015.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-10	HOSE CONNECTOR T RD-10	*
---	000.0312.1	Kondensator 4uF 400V	condenser 4uF 400V	SP
---	000.0607.0	NIPPEL SCHLAUCHANSCHL.L RD-10	NIPPLE HOSE CONNECTOR WES 10	SP
---	069.0129.0	VENTIL PILZ-FORM 80110133	VALVE, MUSHROOM-SHAPED 8011	SP
---	069.0140.0	ZWISCHENSTÜCK RYTON	INTERMEDIATE PLATE	SP
---	069.0141.0	KOPF 8011 VENTILSEITE	HEAD 8011 GD-AISI 12 VALVE SITE FOR 000.0597	SP
---	069.0142.0	KOPF 8011	PUMP HEAD 8011 GD-AISI12 FOR 000.0597.0 PUM	SP
---	069.0143.0	KAMMER 8011 OHNE 3.VENTIL	VALVE CHAMBER 8011 GD-AISI 12 WITHOUT VAL	SP
---	069.0144.0	KAMMER 8011 MIT 3.VENTIL	VALVE CHAMBER 8011 GD-AISI12 WITH 3 VALVE	SP
---	069.0145.0	O-RING 70°SHORE	O-RING 70°SHORE	*
---	069.0146.0	VERBINDUNGSROHR 8011	CONNECTION TUBE 8011 BETWEEN THE PUMP I	SP
---	069.0147.0	O-RING 3,68 X 1,78	O-RING 3,68 X 1,78	*
---	069.0148.0	FORMMEMBRANE 8011	MEMBRANE, SHAPED 8011 FOR 55L PUMP 000.0	SP
---	069.0149.0	PLEUELSATZ 8011	CONNECTING ROD SET FOR 55L PUMP 000.0597	SP
--	000.0616.0	PUMPE SCHLAUCH SR 10/100	Pump hose SR 10/100	SP
--	000.0624.0	VERSCHLUSSSTOPFEN	CLOSING PLUG	SP
--	000.0652.0	SCHOTT-TÜLLE 9.6 X 9.6 M10	SCHOTT SPOUT 9.6 X 9.6 M10	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
Systema-2			
--	000.0653.0	KUPPLUNG	QUICK CPL. W1/4" SP
--	000.0654.0	KUPPLUNG SCHNELL M 1/4"	QUICK COUPLING M 1/4" SP
--	000.0655.4	O-RING	O-RING F. CONDENSATE CONTAINER 14 *
--	005.0004.0	SCHLAUCH	TUBERD.I.24,0X3,0 SP
--	005.0012.0	SCHLAUCH RD.I. 6,0X2,0	Hose RD. I. 6,0 x 2,0 *
--	005.0020.0	SCHLAUCH	HOSE RD. I. 8,0 X 3,0 *
--	005.0091.0	SCHLAUCH RD.I. 6,0X3,0	Hose RD. I. 6,0 X 3,0 *
--	005.0091.0	SCHLAUCH RD.I. 6,0X3,0	Hose RD. I. 6,0 X 3,0 *
--	006.0022.0	SCHLAUCH Ø4,0xØ8,0	HOSE Ø4,0xØ8,0 *
--	006.0022.0	SCHLAUCH Ø4,0xØ8,0	HOSE Ø4,0xØ8,0 *
--	008.0019.0	STOPFEN F.STE 16V HENSEL-DOSE	Plug F.STE 16V Hensel-Box SP
--	008.0019.0	STOPFEN F.STE 16V HENSEL-DOSE	Plug F.STE 16V Hensel-Box SP
--	008.0111.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	Wire protecting sleeve SP
--	008.0111.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	Wire protecting sleeve SP

--	008.0170.0	MIKROSCHALTER	MICRO SWITCH 2A 250 V	*
--	008.0170.0	MIKROSCHALTER	MICRO SWITCH 2A 250 V	*
--	008.0192.0	MIKROSCHALTER	MICRO SWITCH 8A 250 V	*
--	008.0388.0	SCHALTER	ROCKER SWITCH - BLACK / GREEN	SP
--	008.0464.1	TRAFO	TRANSFORMER PRIM 2 X 110 V + 20 V	SP
--	008.0561.0	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER AND SHOCK-PROOF PROTECTIO	SP
--	008.0562.0	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER HEAD	SP
--	008.0564.0	SICHERUNG T 10A	FUSE 10,000 A DELAY	*
--	008.0585.0	SICHERUNG T 200 MA	FUSE 0,200 A DELAY	SP
--	008.0655.0	AQUASTOP	CONNECTION LINE WITH VALVE	*
--	008.0655.0	AQUASTOP	CONNECTION LINE WITH VALVE	*
--	008.0709.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE BR374 FL 22 KPL.	*
--	008.0709.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE BR374 FL 22 KPL.	*
--	008.0738.0	SICHERUNG T 2,00 A H	FUSE T 2.00 A H	SP
--	008.0759.0	HEIZPATRONE	HEATING CARTRIDGE HPL 10.0/60	SP
--	008.0763.0	ÜBERTEMP.SCHALTER	OVER TEMP. SWITCH TB24N 85°C NC	SP
--	008.0763.0	ÜBERTEMP.SCHALTER	OVER TEMP. SWITCH TB24N 85°C NC	SP
--	008.0764.0	MAGNETVENTIL	SINGLE SOLENOID VALVE	*
--	008.0764.0	MAGNETVENTIL	SINGLE SOLENOID VALVE	*
--	008.0764.2	MAGNETVENTILSPULE	MAGNETIC COIL BR373/BR373A/BR374	SP
--	008.0764.2	MAGNETVENTILSPULE	MAGNETIC COIL BR373/BR373A/BR374	SP
--	008.0770.0	SICHERUNG	FUSE T 1.00 A L TR5	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

Systema-2

--	008.0770.0	SICHERUNG	FUSE T 1.00 A L TR5	*
--	008.0779.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE 230V	SP
--	008.0779.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE 230V	SP
--	008.0791.1	PEGELSCHALTER	LEVEL SWITCH 2 STEP	SP
--	011.0015.0	KONDENSATOR 4700 UF	CONDENS. ELKO UF 4700.000	*
--	011.0017.0	DIODE 1N4002	DIODE RECTIFIER 1N4003	SP
--	011.0064.0	TRANSISTOR BC 238	TRANSISTOR BC 238 C	SP
--	011.0065.0	GLEICHRICHTER B80 C 1500	RECTIFIER B.B80C 1500	SP
--	011.0066.0	DIODE 1N4148	DIODE RECTIFIER	SP
--	011.0070.0	IC LM 358 N	IC LM 358 N	SP
--	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
--	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
--	011.0210.0	KONDENSATOR	CONDENS. TANTAL UF 47,000	SP
--	011.0215.0	KONDENSATOR	CONDENS. ELKO UF 100,000	SP
--	011.0257.0	KONDENSATOR	CONDENS. TANTAL UF 1,000	SP
--	011.0265.0	IC HEF 40 93 BP	IC HEF 40 93 BP	SP
--	011.0291.0	KONDENSATOR	COND. TANTAL UF 10,000	SP
--	011.0292.0	KONDENSATOR	COND. ELKO UF 470,000	SP
--	011.0310.0	IC HEF 45 38 B	IC HEF 45 38 B	SP
--	011.0340.0	RELAIS	RELAY 1XUM 12VDC 12A/250V/4KV	SP
--	011.0534.0	TRANSISTOR	TRANSISTOR BD 677	SP
--	011.0553.0	RELAIS	RELAY 1XON 6VDC 16A/250V/4KV	*
--	011.0655.0	JUMPER	JUMPER	SP
--	011.0745.0	IC LM 350 T 1.2 --33V 3.0A	IC LM 350 T 1.2 --33V 3.0A	SP
--	011.0793.0	POTI	POTI TRIMM CER K-OHM100 0.5W	SP
--	011.0841.0	GLEICHRICHTER	JUMPER RECTIFIER	SP
--	011.0849.0	LEUCHTDIODE	LUMINOUS DIODE GREEN	SP
--	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP

--	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
--	011.1079.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
--	011.1079.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
--	011.1084.0	NETZTRAFO	TRANSFORMER MAINS 115/230V SEK 8V 8VA	*
--	011.1084.0	NETZTRAFO	TRANSFORMER MAINS 115/230V SEK 8V 8VA	*
--	011.1107.0	NETZTRAFO	TRANSFORMER POWER SUPPLY 230V/15.2V 45\	SP
--	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
--	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

Systema-2

--	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
--	055.0015.0	DICHTUNG RD 4 X 8 X 1	Gasket RD 4 X 8 X 1	*
--	055.0015.0	DICHTUNG RD 4 X 8 X 1	Gasket RD 4 X 8 X 1	*
--	055.0016.0	DICHTUNG RD 5 X 9 X 1	Gasket RD 5 X 9 X 1	*
--	055.0016.0	DICHTUNG RD 5 X 9 X 1	Gasket RD 5 X 9 X 1	*
--	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00	*
--	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00	*
--	055.0029.0	O-RING	O-RING 2.00 X 1.50 FOR MEDICATION SPRAYER	*
--	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
--	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00	*
--	055.0075.0	O-RING	O-RING 5.00 X 1.00	*
--	055.0076.0	O-RING	O-RING 16.00 X 1.00	*
--	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50	*
--	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50	*
--	055.0096.0	DICHTUNG RD 14X18X2	GASKET RD 14 X 18 X 2	*
--	055.0096.0	DICHTUNG RD 14X18X2	GASKET RD 14 X 18 X 2	*
--	060.0359.0	FRONTFOLIE	FRONT FOIL VARIO THERM/INSTALLATION	SP
--	060.0360.0	FRONTFOLIE	FRONT FOIL HYDROTHERM	SP
--	061.0067.0	SCHLAUCHKLEMME SKIFFY 135-04	Hose clip SKIFFY 10.5 - 12.7 mm	*
--	069.0020.0	VENTILPLÄTTCHEN	VALVE PLATE MOD. 8050/8010	SP
--	069.0024.0	O-RING	O-RING FOR MOD. 8010	*
--	069.0025.0	MEMBRANE	MEMBRANE FOR MOD. 8010	SP
--	069.0027.0	SCHALLDÄMPFER	Sound absorber for MOD. 8050	SP
--	069.0036.0	PUMPENDECKEL	MEMBRANE DISC NEW FOR MOD. 8010	SP
--	069.0046.0	SCHALLDÄMPFER AL MOD. 7015	Silencer MOD. 7015	SP
--	069.0086.0	PUMPENDECKEL	COVERING FOR PUMP MOD. 8010	SP
--	069.0126.0	SCHLAUCHKASSETTE F. SR10/500	HOSE BOX FOR HOSE PUMP (UP FROM MODEL	SP
--	069.0127.0	ABDECKUNG	TUBE CASSETTE	SP
--	069.0128.0	SCHLAUCH	TUBE FOR PUMP	SP
--	069.0131.0	DOPPELSCHALLDÄMPFER	SOUND ABSORBER	SP
--	320.0010.0	ÜBERLAUFSICHERUNGSHÜLSE	SLEEVE OF OVERFLOW SAFETY	SP
--	320.0011.1	SAUGDECKEL Ø6MM BEARBEITET	INSERT FOR COLLECTION JAR LID	SP
--	320.0012.0	BAKTERIENFILTERDECKEL	BACTERIAL FILTER LID	SP
--	320.0013.0	DICHTUNG	GASKET FOR INSERT OF COLLECTION JAR LID	*
--	320.0015.0	SCHWIMMER	FLOAT	SP
--	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

Systema-2

--	501.0320.0	DICHTUNG RD 15 X 1,5 DREI-LOCH	THREE-HOLE GASKET	*
--	501.0320.0	DICHTUNG RD 15 X 1,5 DREI-LOCH	THREE-HOLE GASKET	*
--	501.0346.2	DICHTUNG F.DRUCKWASSERFILTER	Sealing for filter cup 501.0346.1	*
--	501.0346.2	DICHTUNG F.DRUCKWASSERFILTER	Sealing for filter cup 501.0346.1	*
--	502.0187.1	ERSATZLAMPE	SPARE BULB FOR NYSTAGMUS BINOCULARS	*
--	502.0410.0	KABEL	FLAT RIBBON CABLE 14P HYGRO 4+	SP
--	502.0410.0	KABEL	FLAT RIBBON CABLE 14P HYGRO 4+	SP
--	502.0420.0	DRUCKW.SPÜLHANDGRIFF III	WATER IRRIGATION HANDLE	SP
---	000.0444.0	FEDER DRUCK 6,0 X 0,40 X 13,00	Pressure spring 6,0X0,4 X 13,00	SP
---	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50	SP
---	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00	*
---	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
---	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00	*
---	502.0964.0	VENTILSCHIEBER	VALVE SLIDER	SP
---	502.0966.0	STELLKNOPF	ADJ. KNOB	SP
---	502.0967.0	FUNKTIONSTRÄGER III	FUNCTION CARRIER III	SP
---	502.0965.0	VENTILKÖRPER	VALVE BODY	SP
---	502.0969.0	VERBINDUNGSROHR-II	TUBE	SP
---	506.5141.0	ROHR F. LUFT/WASSERHANDGRIFF	PIPE F. AIR/WATER HANDGRIP	SP
---	508.0436.6	ANSCHLUSSTÜCK WS-FUNKTIONSTR.	CONNECTOR WS-FUNCTION TR.	SP
---	508.0445.0	LUER-LOC-VERBINDER-M	LUER LOC CONECTOR	SP
---	508.0253.0	BLINDSTOPFEN DRUCKL.HANDGRIFF schwarz	BLIND PLUGS COMPR. AIR HANDGRIP	SP
---	508.0434.0	GRIFFSCHALE LINKS Produktende	GRIFFSCHALE-1 SPUELHANDGRIFF-II	SP
---	508.0435.0	GRIFFSCHALE RECHTS	GRIFFSCHALE-2 SPUELHANDGRIFF-II	SP
---	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW	SP
---	508.0440.0	Griffschale links ohne Autokl	GRIP PLATE LEFT W/O AUTO CL	SP
---	508.0441.0	AUSLÖSEHEBEL SPÜLHANDGRIFF II	TRIGGER LEVER FLUSH HANDLE II	SP
---	008.0212.0	LITZE 1X 1,50 BRAUNNYAF	BUNCHED BROWN	SP
---	008.0213.0	LITZE 1X 1,50 BLAU NYAF	BUNCHED BLUE	SP
---	008.0506.0	ISOLIERSCHLAUCH RD 6,00X0,60	ISOLATIONTUBERD 6,00X0,60	SP
---	008.0624.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	PLUG B AMP 6,3 X 0,8 1P	SP
---	008.0681.0	KABEL 2X 1,50 WEISS	CABLE 2X 1,50 WITHE	SP
--	502.0929.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH B2P--GB3-- 200	SP
--	502.0929.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH B2P--GB3-- 200	SP
---	000.0637.0	DISTANZBUCHSE 6,4 X 3,0X21,00	DISTANCE BUSH 6.4 X 3.0X21.00	SP
---	011.0085.0	ENDKAPPE LINKS UND RECHTS	END CAP LEFT AND RIGHT	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF

Artikel-Bezeichnung

Item Description

Systema-2

---	011.0087.0	ZWISCHENSTÜCK SMC-A2	SPACER SMC-A2	SP
---	011.0089.0	SCHALTER-CODIER SMC-DE-131-AK2	DECODE SWITCH NO. T56-02 AM	SP
--	502.0936.0	STEUERMODUL	CONTROL MODULE HYGRO 4+	SP
---	000.0637.0	DISTANZBUCHSE 6,4 X 3,0X21,00	DISTANCE BUSH 6.4 X 3.0X21.00	SP
--	502.0940.0	HEIZUNGSMODUL	HEATING MODULE COMPLETE FOR VARIOOTHERI	SP
---	000.0249.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR HEATING	SP
---	000.0269.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD4	HOSE SLOT	SP
---	000.0510.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL. 4MM	HOSE CONNECTOR RD 4	*
---	000.0624.0	VERSCHLUSSSTOPFEN	CLOSING PLUG	SP
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
---	008.0709.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE BR374 FL 22 KPL.	*
---	008.0759.0	HEIZPATRONE	HEATING CARTRIDGE HPL 10.0/60	SP
---	008.0763.0	ÜBERTEMP.SCHALTER	OVER TEMP. SWITCH TB24N 85°C NC	SP
---	008.0764.0	MAGNETVENTIL	SINGLE SOLENOID VALVE	*

---	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
---	011.1079.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
---	011.1080.0	WÄRMELEITFOLIE-KLEBEND	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
---	011.1085.0	ABSTANDB.6KT M4,0A/M4,0I/24,0	SPACER BOLT HEX M4.0A/M4.0I/24.0	SP
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0016.0	DICHTUNG RD 5 X 9 X 1	Gasket RD 5 X 9 X 1	*
---	055.0096.0	DICHTUNG RD 14X18X2	GASKET RD 14 X 18 X 2	*
---	055.0097.0	DICHTUNG RD 14X18X1	SEAL RD 14 X 18 X 1	*
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
---	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP
---	502.0773.0	DRUCKSCHALTER	MEMBRANE PRESS SWITCH	*
---	502.0929.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH B2P--GB3-- 200	SP
---	502.0941.0	LEITERPLATTE	CIRC. BOARD MOUNT. HEATING BLOCK VARIO	SP
---	011.0065.0	GLEICHRICHTER B80 C 1500	RECTIFIER B.B80C 1500	SP
---	011.0066.0	DIODE 1N4148	DIODE RECTIFIER	SP
---	011.0074.0	SPANNUNGSREGLER IC 7805S	IC TA 7805 S	SP
---	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
---	011.0167.0	WIDMEFI OHM 332.00 1,00%	WIDMEFI OHM 332.00 1.00%	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

Systema-2

---	011.0209.0	KONDENS KERAMIK UF0.100	CAPACITOR	SP
---	011.0257.0	KONDENSATOR	CONDENS. TANTAL UF 1,000	SP
---	011.0543.0	KONDENS ELKO UF 2200.000	CONDENSER ELKO UF 2200.000	SP
---	011.0625.0	STECKER S L 2P MOD.6410 MOLEX	PLUG S L 2P RM2.54 180G	SP
---	011.0660.0	KÜHLKÖRPER FINGER TYP V5640-A	COOLING ELEMENT FINGER TYPE V5640-A	SP
---	011.0664.0	STECKER S L 14P 2-REIHIG	PLUG S L 14P 2-ROW	SP
---	011.0686.0	RELAIS 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	RELAY 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	*
---	011.0849.0	LEUCHTDIODE	LUMINOUS DIODE GREEN	SP
---	011.0976.0	KONDENS X2 UF0.100	CONDENS. X2 UF 0.100	SP
---	011.0986.0	STECKER S L 2P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 2P MATE-N-LOK AMP	SP
---	011.0993.0	KONDENS X2 UF1.000	CONDENS. X2 UF 1.000	SP
---	011.1053.0	STECKER S L 3P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 3P MATE-N-LOK AMP	SP
---	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
---	008.0212.0	LITZE 1X 1,50 BRAUNNYAF	BUNCHED BROWN	SP
---	008.0213.0	LITZE 1X 1,50 BLAU NYAF	BUNCHED BLUE	SP
---	008.0506.0	ISOLIERSCHLAUCH RD 6,00X0,60	ISOLATIONTUBERD 6,00X0,60	SP
---	008.0624.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	PLUG B AMP 6,3 X 0,8 1P	SP
---	008.0681.0	KABEL 2X 1,50 WEISS	CABLE 2X 1,50 WITHE	SP
---	502.0943.0	HEIZKÖRPER MIT EINLASSVENTIL	HEATING ELEMENT	SP
---	502.0946.0	DROSSELDÜSE	THROTTLE NOZZLE CPL. 0.45	SP
---	502.0946.1	DROSSELDÜSE	THROTTLE JET CPL. 0.65	SP
---	055.0022.0	O-RING 2,90 x 1,78	O-ring 2.90 X 1.78	*
---	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
---	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50	*
---	502.0944.1	DROSSELDÜSE 0.65 MM	THROTTLE NOZZLE 0.65 MM	SP
---	502.0947.0	DROSSELDÜSE	BANJO SCREW CPL/0.8	SP
---	530.1169.0	DOPPEL NTC M. VERSCHRAUBUNG	NTC RESISTOR	SP
---	502.0941.0	LEITERPLATTE	CIRC. BOARD MOUNT. HEATING BLOCK VARIO	SP

---	011.0065.0	GLEICHRICHTER B80 C 1500	RECTIFIER B.B80C 1500	SP
---	011.0066.0	DIODE 1N4148	DIODE RECTIFIER	SP
---	011.0074.0	SPANNUNGSREGLER IC 7805S	IC TA 7805 S	SP
---	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
---	011.0167.0	WIDMEFI OHM 332.00 1,00%	WIDMEFI OHM 332.00 1.00%	SP
---	011.0209.0	KONDENS KERAMIK UF0.100	CAPACITOR	SP
---	011.0257.0	KONDENSATOR	CONDENS. TANTAL UF 1,000	SP
---	011.0543.0	KONDENS ELKO UF 2200.000	CONDENSER ELKO UF 2200.000	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

Systema-2

---	011.0625.0	STECKER S L 2P MOD.6410 MOLEX	PLUG S L 2P RM2.54 180G	SP
---	011.0660.0	KÜHLKÖRPER FINGER TYP V5640-A	COOLING ELEMENT FINGER TYPE V5640-A	SP
---	011.0664.0	STECKER S L 14P 2-REIHIG	PLUG S L 14P 2-ROW	SP
---	011.0686.0	RELAIS 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	RELAY 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	*
---	011.0849.0	LEUCHTDIODE	LUMINOUS DIODE GREEN	SP
---	011.0976.0	KONDENS X2 UF0.100	CONDENS. X2 UF 0.100	SP
---	011.0986.0	STECKER S L 2P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 2P MATE-N-LOK AMP	SP
---	011.0993.0	KONDENS X2 UF1.000	CONDENS. X2 UF 1.000	SP
---	011.1053.0	STECKER S L 3P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 3P MATE-N-LOK AMP	SP
---	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
---	008.0212.0	LITZE 1X 1,50 BRAUNNYAF	BUNCHED BROWN	SP
---	008.0213.0	LITZE 1X 1,50 BLAU NYAF	BUNCHED BLUE	SP
---	008.0506.0	ISOLIERSCHLAUCH RD 6,00X0,60	ISOLATIONTUBERD 6,00X0,60	SP
---	008.0624.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	PLUG B AMP 6,3 X 0,8 1P	SP
---	008.0681.0	KABEL 2X 1,50 WEISS	CABLE 2X 1,50 WITHE	SP
---	502.0946.0	DROSSELDÜSE	THROTTLE NOZZLE CPL. 0.45	SP
---	502.0946.0	DROSSELDÜSE	THROTTLE NOZZLE CPL. 0.45	SP
---	502.0947.0	DROSSELDÜSE	BANJO SCREW CPL/0.8	SP
---	502.0955.0	DRUCKMINDERER	PRESSURE REDUCER	*
---	502.0955.0	DRUCKMINDERER	PRESSURE REDUCER	*
---	505.0258.0	ÜBERWURFMUTTER	MUTTER UEBERWURF RD 8X 9	SP
---	505.0284.0	ANSATZ	ATTACHMENT PIECE	SP
---	505.0321.0	HANDGRIFF	HANDLE WITH RINSING AND TUBING	SP
---	005.0071.0	SCHLAUCH-ZWILL/RD14X18+4,5X10	DOUBLE HOSE	SP
---	055.0048.0	O-RING6,07 X 1,78	O-RING SIMRIT 6.07 X 1.78	*
---	061.0015.0	SCHLAUCHKLEMME JURID	2-EAR HOSE CLIP JURID RD 11-13	*
---	061.0027.0	SCHLAUCHKLEMME JURID	HOSE CLIP JURID	*
---	505.0346.0	HANDGRIFF-HÜLSE	HANDLE - COVER	SP
---	505.0347.0	OBERTEIL F. HANDGRIFF	UPER PART HANDLE	SP
---	505.0322.0	RINGHALTER	RINGHOLDER	SP
---	505.0326.0	OHRSPÜLSCHALE	EAR RINSING BOWL	SP
---	505.0324.0	OHRSPÜLSCHALE	EAR RINSING DEVICE	SP
---	505.0325.0	ADAPTER RD 30X35	ADAPTER RD 30X35	SP
---	506.1061.0	SCHALTERLEISTE	SWITCH PANEL	SP
---	506.1572.0	GEGENPLATTE	COUNTER PLATE F. WASH BASIN ARM	SP
---	000.0444.0	FEDER DRUCK 6,0 X 0,40 X 13,00	Pressure spring 6,0X0,4 X 13,00	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

Systema-2

---	506.2228.1	Austauschbarer Spülansatz für Schlauchspülung	Exchangeable rinsing attachment for hose rinsing	SP
---	506.2228.2	GRIFFLEISTE F. SCHUBFACH GR. + KL		SP
---	506.2228.3	Ventilschieber		SP
---	510.0098.0	MONTAGEPLATTE F.SCHLAUCHSPÜL.	ASSEMBLY PLATE F. HOSE RINS.	SP
---	510.0098.0	MONTAGEPLATTE F.SCHLAUCHSPÜL.	ASSEMBLY PLATE F. HOSE RINS.	SP
---	506.5018.0	DÄMPFUNGSSTÜCK	HOSE PLUG CONNECTION	SP
---	506.5018.0	DÄMPFUNGSSTÜCK	HOSE PLUG CONNECTION	SP
---	506.5066.0	SCHLAUCHANSATZ	HOSE CONNECT. ATMOSTAR	SP
---	506.5121.0	SPRAYERKOPF	SPRAYER TOP	SP
---	506.6100.0	STEUERPLATINE	CONTROL PCB FOR Systema	SP
---	506.6100.0	STEUERPLATINE	CONTROL PCB FOR Systema	SP
---	506.6110.0	FALLROHR	DOWNPIPE PVC CPL.	SP
---	506.6120.0	FALLROHRELEKTRODENHALTER	DOWNPIPE ELECTRODE HOLDER 2	SP
---	506.6130.0	ABFLUSSARMATUR	DRAIN FITTING PVC CPL.	SP
---	506.6140.0	SAUGDECKEL	SUCTION JAR LID	SP
---	005.0176.0	SCHLAUCH RD.I. 4,0X1,0	Hose RD. I. 4,0 x 1,0	SP
---	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0	SP
---	008.0729.0	STECKER S AMP 6,3X0,8 1P	PLUG S AMP 6.3X0.8 1P	SP
---	320.0010.0	ÜBERLAUFSICHERUNGSHÜLSE	SLEEVE OF OVERFLOW SAFETY	SP
---	320.0012.0	BAKTERIENFILTERDECKEL	BACTERIAL FILTER LID	SP
---	320.0013.0	DICHTRING	GASKET FOR INSERT OF COLLECTION JAR LID	*
---	320.0014.0	BAKTERIEN-FILTERBLÄTTCHEN	BACTERIAL FILTER PLATE	SP
---	320.0015.0	SCHWIMMER	FLOAT	SP
---	320.0016.0	DICHTRING II FÜR FILTER	SEALING RING FOR FILTER COVER	*
---	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING	*
---	506.6123.0	KONTAKTGEBER D 4,5	CONTACTOR D 4.5	SP
---	320.0011.1	SAUGDECKEL Ø6MM BEARBEITET	INSERT FOR COLLECTION JAR LID	SP
---	506.6142.0	KODIERRING	ENCODING RING TRANS-TRÜB	SP
---	506.6143.0	KODIERRING	ENCODING RING PHARMED	SP
---	999.0122.0	DURCHGANGSNIPPEL	THROUGH NIPPLE	SP
---	506.6142.0	KODIERRING	ENCODING RING TRANS-TRÜB	SP
---	506.6143.0	KODIERRING	ENCODING RING PHARMED	SP
---	506.6201.0	SAUGSCHLAUCH	SUCTION HOSE II	SP
---	506.6202.0	DRUCKLUFTHANDGRIFF-III	COMPR. AIR IRRIG. HANDLE-II, MOD.S4	
---	507.0905.0	HALOGENLAMPE	HALOGEN BULB 15V/150W	*
---	508.0053.0	HEIZELEMENT	HEATING ELEMENT FOR MIRROR	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
Systema-2			
---	008.0083.1	ADER-ENDHÜLSE T0,75QMM	WIRE FERRULE T0, 75QMM SP
---	008.0135.0	STECKER S LABOR 1P	Socket S Labor 1P SP
---	008.0468.0	HEIZWENDEL GEWICKELT	HEATING COIL WOUND SP
---	508.0226.1	ANSCHLUSSNIPPEL	NIPPLE SP
---	508.0226.1	ANSCHLUSSNIPPEL	NIPPLE SP
---	508.0226.1	ANSCHLUSSNIPPEL	NIPPLE SP
---	508.0412.0	SCHLAUCH 'DOPPELLÄUFIG, F. DRUCKWASSER	TUBING FOR PRESSURE WATER PISTOL SP
---	508.0430.5	DUSCHKOPF II	RINSING SYSTEM SP
---	055.0075.0	O-RING	O-RING 5.00 X 1.00 *
---	055.0076.0	O-RING	O-RING 16.00 X 1.00 *
---	505.0336.0	SCHRAUBE HOHL	SCREW F1842 SP
---	508.0431.5	DÜSENKOPF	NOZZLE HEAD BASIN IRRIG. II SP
---	508.0432.3	SICHERUNGSRING	LOCKING RING STEIGR.BECKENSP. SP
---	508.0432.5	STEIGROHR	RISER PIPE CPL. BECKENSPÜLUNG II SP

---	508.0432.8	DROSSELHÜLSE	NOZZLE HEAD F. BECKENSPÜLUNG	SP
--	508.0431.5	DÜSENKOPF	NOZZLE HEAD BASIN IRRIG. II	SP
--	508.0432.3	SICHERUNGSRING	LOCKING RING STEIGR.BECKENSP.	SP
--	508.0432.5	STEIGROHR	RISER PIPE CPL. BECKENSPÜLUNG II	SP
--	508.0432.8	DROSSELHÜLSE	NOZZLE HEAD F. BECKENSPÜLUNG	SP
--	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW	SP
--	508.0551.0	HEIZELEMENT	HEATING PLATE F.MIRROR PREWARMER S4	SP
---	008.0739.0	HEIZKÖRPER	HEATING PLATE TYPE KUP 15	SP
---	055.0037.0	SCHEIBE RD 15 X 30 - 0,3	PLATE RD 15 X 30 - 0,3	SP
---	060.0093.0	SCHILD SYMBOL BLITZPFEIL	LABEL "FLASH ARROW SYMBOL"	SP
---	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP
---	510.0552.0	HEITZPLATTE / SVW	HEATING PLATE / SVW	SP
---	510.0553.0	ABDECKUNG SVW	COVER SVW	SP
---	510.0554.0	ISOLIERFOLIE LG / SVW	INSULATION FOIL LG / SVW	SP
---	510.0555.0	ISOLIERFOLIE KURZ / SVW	INSULATION FOIL SHORT / SVW	SP
--	508.0555.0	SPIEGELMAGAZIN	MIRROR DEPOSIT MOD. SERVANT 4	SP
---	508.0555.1	SPIEGELMAGAZIN ROH	SPIEGELMAGAZIN RAW PART	SP
--	508.0577.0	SIEBHALTER	SIEVE HOLDER	SP
--	508.0775.0	HÜLSE	METAL STORAGE QUIVER FOR RIGID ENDOSCO	HNO
---	055.0055.0	O-RING 12,00 X 2,00	O-RING 12,00 X 2,00	*
---	508.0776.0	HÜLSENROHR-II	SLEEVE PIPE-II	SP
---	508.0777.0	STOPFEN	PLUG F. SLEEVE PIPE II	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

Systema-2

--	510.0381.0	SCHLAUCH	WASTE WATER TUBE, 1,5 M LENGTH	SP
--	510.0412.0	SCHLAUCH-DOPPEL.F DRUCKWASSER	TUBING FOR PRESSURE WATER PISTOL	SP
---	501.0320.0	DICHTUNG RD 15 X 1,5 DREI-LOCH	THREE-HOLE GASKET	*
--	530.1169.0	DOPPEPL NTC M. VERSCHRAUBUNG	NTC RESISTOR	SP
--	530.1169.0	DOPPEPL NTC M. VERSCHRAUBUNG	NTC RESISTOR	SP

Unit A300

--	506.2000.0	Unit A300	Unit A300	HNO
--	000.0015.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-10	HOSE CONNECTOR T RD-10	*
--	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6	*
--	000.0191.0	ABDECKKAPPE RD-16,00 SCHWARZ	COVER CAP RD-16.00, BLACK	SP
--	000.0210.1	ABDECKKAPPE	COVER CAP RD-11,00 WHITE	SP
--	000.0237.0	Federbügel mit Rolle	SPRING CLIP WITH ROLLER FOR MEDICATION S	SP
--	000.0249.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR HEATING	SP
--	000.0252.0	SCHLAUCH-STECKANSCHLUSS 'RD 8 1/4" GERAI	HOSE SLOT	SP
--	000.0253.0	SCHLAUCH-STECKANSCH.T RD-8-8-8	HOSE SLOT	*
--	000.0299.1	SCHLAUCH-STECKANSCHL.I RD8-4	HOSE CONNECTOR REDUCTION FROM RD 8 TO	SP
--	000.0303.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.	HOSE CONNECTOR	SP
--	000.0312.1	Kondensator 4uF 400V	condenser 4uF 400V	SP
--	000.0322.0	PUMPE	DIAPHRAGM-TYPE AGGREGATE 8010, 36 LTRS.	SP
--	000.0444.0	FEDER DRUCK 6,0 X 0,40 X 13,00	Pressure spring 6,0X0,4 X 13,00	SP
--	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50	SP
--	000.0460.1	VACUUMMETER -1/0 BAR FR.RING	VACUUM GANGE	SP
--	000.0461.1	MANOMETER	MANOMETER 0/2,5 BAR FR. RING	*
--	000.0462.1	MANOMETER	MANOMETER 0/6,0 BAR FR. RING	SP
--	000.0471.0	ABDECKKAPPE	COVER CAP RD-12,70 WEISS	SP
--	000.0472.0	ABDECKKAPPE	COVER CAP	SP
--	000.0473.0	ABDECKKAPPE RD-17,50 WEISS	COVER CAP RD.- 17.50 WHITE	SP
--	000.0496.0	ABDECKKAPPE	COVER CAP RD.9.50 BLACK	*

---	000.0509.0	DRUCK-PUMPE AB BAUJ. JAN. 92	PRESSURE PUMP 2,5 BAR	SP
---	000.0522.0	FEDER	PRESSURE SPRING 3,6 X 0,40 S 1,7 X 9,6	SP
---	000.0552.1	HOHLSCHRAUBE G 1/8" KURZ	HOLLOW SCREW G1/8" SHORT	SP
---	069.0025.0	MEMBRANE	MEMBRANE FOR MOD. 8010	SP
---	069.0036.0	PUMPENDECKEL	MEMBRANE DISC NEW FOR MOD. 8010	SP
---	069.0037.0	NIPPEL SCHLAUCHANSCHL.I RD-8	NIPPLE HOSE CONNECTION I RD-8	SP
---	069.0038.0	MEMBRANUNTERLAGE (TEFLON)	MEMBRANE PAD FOR 8010	*
---	069.0086.0	PUMPENDECKEL	COVERING FOR PUMP MOD. 8010	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

Unit A300

---	000.0510.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL. '4MM	HOSE CONNECTOR RD 4	*
---	000.0534.0	SCHLAUCHSPÜLBEHÄLTER	SUQARE-CUT BOTTLE WITH THREAD 60	*
---	000.0550.0	LAUGENPUMPE	PUMP FOR SUCTION BOTTLE DRAINING	SP
---	000.0577.0	MEDIKAMENTENGLAS	SPRAYER BOTTLE	SP
---	000.0597.0	PUMPE MEMBRAN ZVR 55L	Pump complete	SP
---	000.0015.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-10	HOSE CONNECTOR T RD-10	*
---	000.0312.1	Kondensator 4uF 400V	condenser 4uF 400V	SP
---	000.0607.0	NIPPEL SCHLAUCHANSCHL.L RD-10	NIPPLE HOSE CONNECTOR WES 10	SP
---	069.0129.0	VENTIL PILZ-FORM 80110133	VALVE, MUSHROOM-SHAPED 8011	SP
---	069.0140.0	ZWISCHENSTÜCK RYTON	INTERMEDIATE PLATE	SP
---	069.0141.0	KOPF 8011 VENTILSEITE	HEAD 8011 GD-AISI 12 VALVE SITE FOR 000.0597 SP	
---	069.0142.0	KOPF 8011	PUMP HEAD 8011 GD-AISI12 FOR 000.0597.0 PUN SP	
---	069.0143.0	KAMMER 8011 OHNE 3.VENTIL	VALVE CHAMBER 8011 GD-AISI 12 WITHOUT VAL SP	
---	069.0144.0	KAMMER 8011 MIT 3.VENTIL	VALVE CHAMBER 8011 GD-AISI12 WITH 3 VALVE: SP	
---	069.0145.0	O-RING 70°SHORE	O-RING 70°SHORE	*
---	069.0146.0	VERBINDUNGSROHR 8011	CONNECTION TUBE 8011 BETWEEN THE PUMP I SP	
---	069.0147.0	O-RING 3,68 X 1,78	O-RING 3,68 X 1,78	*
---	069.0148.0	FORMMEMBRANE 8011	MEMBRANE, SHAPED 8011 FOR 55L PUMP 000.0 SP	
---	069.0149.0	PLEUELSATZ 8011	CONNECTING ROD SET FOR 55L PUMP 000.0597 SP	
---	000.0616.0	PUMPE SCHLAUCH SR 10/100	Pump hose SR 10/100	SP
---	000.0624.0	VERSCHLUSSSTOPFEN	CLOSING PLUG	SP
---	000.0652.0	SCHOTT-TÜLLE 9.6 X 9.6 M10	SCHOTT SPOUT 9.6 X 9.6 M10	SP
---	000.0653.0	KUPPLUNG	QUICK CPL. W1/4"	SP
---	000.0654.0	KUPPLUNG SCHNELL M 1/4"	QUICK COUPLING M 1/4"	SP
---	000.0655.4	O-RING	O-RING F. CONDENSATE CONTAINER 14	*
---	005.0004.0	SCHLAUCH	TUBERD.I.24,0X3,0	SP
---	005.0012.0	SCHLAUCH RD.I. 6,0X2,0	Hose RD. I. 6,0 x 2,0	*
---	005.0020.0	SCHLAUCH	HOSE RD. I. 8,0 X 3,0	*
---	005.0091.0	SCHLAUCH RD.I. 6,0X3,0	Hose RD. I. 6,0 X 3,0	*
---	006.0022.0	SCHLAUCH Ø4,0xØ8,0	HOSE Ø4,0xØ8,0	*
---	008.0019.0	STOPFEN F.STE 16V HENSEL-DOSE	Plug F.STE 16V Hensel-Box	SP
---	008.0111.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	Wire protecting sleeve	SP
---	008.0170.0	MIKROSCHALTER	MICRO SWITCH 2A 250 V	*
---	008.0192.0	MIKROSCHALTER	MICRO SWITCH 8A 250 V	*
---	008.0388.0	SCHALTER	ROCKER SWITCH - BLACK / GREEN	SP
---	008.0464.1	TRAFO	TRANSFORMER PRIM 2 X 110 V + 20 V	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

Unit A300

--	008.0561.0	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER AND SHOCK-PROOF PROTECTIO	SP
--	008.0562.0	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER HEAD	SP
--	008.0564.0	SICHERUNG T 10A	FUSE 10,000 A DELAY	*
--	008.0585.0	SICHERUNG T 200 MA	FUSE 0,200 A DELAY	SP
--	008.0655.0	AQUASTOP	CONNECTION LINE WITH VALVE	*
--	008.0709.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE BR374 FL 22 KPL.	*
--	008.0738.0	SICHERUNG T 2,00 A H	FUSE T 2.00 A H	SP
--	008.0759.0	HEIZPATRONE	HEATING CARTRIDGE HPL 10.0/60	SP
--	008.0763.0	ÜBERTEMP.SCHALTER	OVER TEMP. SWITCH TB24N 85°C NC	SP
--	008.0764.0	MAGNETVENTIL	SINGLE SOLENOID VALVE	*
--	008.0764.2	MAGNETVENTILSPULE	MAGNETIC COIL BR373/BR373A/BR374	SP
--	008.0770.0	SICHERUNG	FUSE T 1.00 A L TR5	*
--	008.0779.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE 230V	SP
--	008.0791.1	PEGELSCHALTER	LEVEL SWITCH 2 STEP	SP
--	011.0015.0	KONDENSATOR 4700 UF	CONDENS. ELKO UF 4700.000	*
--	011.0017.0	DIODE 1N4002	DIODE RECTIFIER 1N4003	SP
--	011.0064.0	TRANSISTOR BC 238	TRANSISTOR BC 238 C	SP
--	011.0065.0	GLEICHRICHTER B80 C 1500	RECTIFIER B.B80C 1500	SP
--	011.0066.0	DIODE 1N4148	DIODE RECTIFIER	SP
--	011.0070.0	IC LM 358 N	IC LM 358 N	SP
--	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
--	011.0210.0	KONDENSATOR	CONDENS. TANTAL UF 47,000	SP
--	011.0215.0	KONDENSATOR	CONDENS. ELKO UF 100,000	SP
--	011.0257.0	KONDENSATOR	CONDENS. TANTAL UF 1,000	SP
--	011.0265.0	IC HEF 40 93 BP	IC HEF 40 93 BP	SP
--	011.0291.0	KONDENSATOR	COND. TANTAL UF 10,000	SP
--	011.0292.0	KONDENSATOR	COND. ELKO UF 470,000	SP
--	011.0310.0	IC HEF 45 38 B	IC HEF 45 38 B	SP
--	011.0340.0	RELAIS	RELAY 1XUM 12VDC 12A/250V/4KV	SP
--	011.0534.0	TRANSISTOR	TRANSISTOR BD 677	SP
--	011.0553.0	RELAIS	RELAY 1XON 6VDC 16A/250V/4KV	*
--	011.0655.0	JUMPER	JUMPER	SP
--	011.0745.0	IC LM 350 T 1.2 --33V 3.0A	IC LM 350 T 1.2 --33V 3.0A	SP
--	011.0793.0	POTI	POTI TRIMM CER K-OHM100 0.5W	SP
--	011.0841.0	GLEICHRICHTER	JUMPER RECTIFIER	SP
--	011.0849.0	LEUCHTDIODE	LUMINOUS DIODE GREEN	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
Unit A300			
--	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE SP
--	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE SP
--	011.1079.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE SP
--	011.1079.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE SP
--	011.1084.0	NETZTRAFO	TRANSFORMER MAINS 115/230V SEK 8V 8VA *
--	011.1107.0	NETZTRAFO	TRANSFORMER POWER SUPPLY 230V/15.2V 45 SP
--	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2 *
--	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2 *
--	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2 *
--	055.0015.0	DICHTUNG RD 4 X 8 X 1	Gasket RD 4 X 8 X 1 *
--	055.0015.0	DICHTUNG RD 4 X 8 X 1	Gasket RD 4 X 8 X 1 *
--	055.0016.0	DICHTUNG RD 5 X 9 X 1	Gasket RD 5 X 9 X 1 *
--	055.0016.0	DICHTUNG RD 5 X 9 X 1	Gasket RD 5 X 9 X 1 *
--	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00 *

--	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00	*
--	055.0029.0	O-RING	O-RING 2.00 X 1.50 FOR MEDICATION SPRAYER	*
--	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
--	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00	*
--	055.0075.0	O-RING	O-RING 5.00 X 1.00	*
--	055.0076.0	O-RING	O-RING 16.00 X 1.00	*
--	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50	*
--	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50	*
--	055.0096.0	DICHTUNG RD 14X18X2	GASKET RD 14 X 18 X 2	*
--	055.0096.0	DICHTUNG RD 14X18X2	GASKET RD 14 X 18 X 2	*
--	060.0359.0	FRONTFOLIE	FRONT FOIL VARIOTHERM/INSTALLATION	SP
--	060.0360.0	FRONTFOLIE	FRONT FOIL HYDROTHERM	SP
--	061.0067.0	SCHLAUCHKLEMME SKIFFY 135-04	Hose clip SKIFFY 10.5 - 12.7 mm	*
--	069.0020.0	VENTILPLÄTTCHEN	VALVE PLATE MOD. 8050/8010	SP
--	069.0024.0	O-RING	O-RING FOR MOD. 8010	*
--	069.0025.0	MEMBRANE	MEMBRANE FOR MOD. 8010	SP
--	069.0027.0	SCHALLDÄMPFER	Sound absorber for MOD. 8050	SP
--	069.0036.0	PUMPENDECKEL	MEMBRANE DISC NEW FOR MOD. 8010	SP
--	069.0046.0	SCHALLDÄMPFER AL MOD. 7015	Silencer MOD. 7015	SP
--	069.0086.0	PUMPENDECKEL	COVERING FOR PUMP MOD. 8010	SP
--	069.0126.0	SCHLAUCHKASSETTE F. SR10/500	HOSE BOX FOR HOSE PUMP (UP FROM MODEL	SP
--	069.0127.0	ABDECKUNG	TUBE CASSETTE	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
Unit A300			
--	069.0128.0	SCHLAUCH	TUBE FOR PUMP SP
--	069.0131.0	DOPPELSCHALLDÄMPFER	SOUND ABSORBER SP
--	320.0010.0	ÜBERLAUFSICHERUNGSHÜLSE	SLEEVE OF OVERFLOW SAFETY SP
--	320.0011.1	SAUGDECKEL Ø6MM BEARBEITET	INSERT FOR COLLECTION JAR LID SP
--	320.0012.0	BAKTERIENFILTERDECKEL	BACTERIAL FILTER LID SP
--	320.0013.0	DICHRING	GASKET FOR INSERT OF COLLECTION JAR LID *
--	320.0015.0	SCHWIMMER	FLOAT SP
--	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING *
--	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING *
--	501.0320.0	DICHTUNG RD 15 X 1,5 DREI-LOCH	THREE-HOLE GASKET *
--	501.0320.0	DICHTUNG RD 15 X 1,5 DREI-LOCH	THREE-HOLE GASKET *
--	501.0346.2	DICHTUNG F.DRUCKWASSERFILTER	Sealing for filter cup 501.0346.1 *
--	501.0346.2	DICHTUNG F.DRUCKWASSERFILTER	Sealing for filter cup 501.0346.1 *
--	502.0187.1	ERSATZLAMPE	SPARE BULB FOR NYSTAGMUS BINOCULARS *
--	502.0410.0	KABEL	FLAT RIBBON CABLE 14P HYGRO 4+ SP
--	502.0410.0	KABEL	FLAT RIBBON CABLE 14P HYGRO 4+ SP
--	502.0420.0	DRUCKW.SPÜLHANDGRIFF III	WATER IRRIGATION HANDLE SP
---	000.0444.0	FEDER DRUCK 6,0 X 0,40 X 13,00	Pressure spring 6,0X0,4 X 13,00 SP
---	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50 SP
---	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00 *
---	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00 *
---	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00 *
---	502.0964.0	VENTILSCHIEBER	VALVE SLIDER SP
---	502.0966.0	STELLKNOPF	ADJ. KNOB SP
---	502.0967.0	FUNKTIONSTRÄGER III	FUNCTION CARRIER III SP
---	502.0965.0	VENTILKÖRPER	VALVE BODY SP
---	502.0969.0	VERBINDUNGSROHR-II	TUBE SP
---	506.5141.0	ROHR F. LUFT/WASSERHANDGRIFF	PIPE F. AIR/WATER HANDGRIP SP

----	508.0436.6	ANSCHLUSSTÜCK WS-FUNKTIONSTR.	CONNECTOR WS-FUNCTION TR.	SP
----	508.0445.0	LUER-LOC-VERBINDER-M	LUER LOC CONECTOR	SP
----	508.0253.0	BLINDSTOPFEN DRUCKL.HANDGRIFF schwarz	BLIND PLUGS COMPR. AIR HANDGRIP	SP
----	508.0434.0	GRIFFSCHALE LINKS Produktende	GRIFFSCHALE-1 SPUELHANDGRIFF-II	SP
----	508.0435.0	GRIFFSCHALE RECHTS	GRIFFSCHALE-2 SPUELHANDGRIFF-II	SP
----	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW	SP
----	508.0440.0	Griffschale links ohne Autokl	GRIP PLATE LEFT W/O AUTO CL.	SP
----	508.0441.0	AUSLÖSEHEBEL SPÜLHANDGRIFF II	TRIGGER LEVER FLUSH HANDLE II	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

Unit A300

----	008.0212.0	LITZE 1X 1,50 BRAUNNYAF	BUNCHED BROWN	SP
----	008.0213.0	LITZE 1X 1,50 BLAU NYAF	BUNCHED BLUE	SP
----	008.0506.0	ISOLIERSCHLAUCH RD 6,00X0,60	ISOLATIONTUBERD 6,00X0,60	SP
----	008.0624.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	PLUG B AMP 6,3 X 0,8 1P	SP
----	008.0681.0	KABEL 2X 1,50 WEISS	CABLE 2X 1,50 WITHE	SP
---	502.0929.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH B2P--GB3-- 200	SP
---	502.0929.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH B2P--GB3-- 200	SP
----	000.0637.0	DISTANZBUCHSE 6,4 X 3,0X21,00	DISTANCE BUSH 6.4 X 3.0X21.00	SP
----	011.0085.0	ENDKAPPE LINKS UND RECHTS	END CAP LEFT AND RIGHT	SP
----	011.0087.0	ZWISCHENSTÜCK SMC-A2	SPACER SMC-A2	SP
----	011.0089.0	SCHALTER-CODIER SMC-DE-131-AK2	DECODE SWITCH NO. T56-02 AM	SP
---	502.0936.0	STEUERMODUL	CONTROL MODULE HYGRO 4+	SP
----	000.0637.0	DISTANZBUCHSE 6,4 X 3,0X21,00	DISTANCE BUSH 6.4 X 3.0X21.00	SP
---	502.0940.0	HEIZUNGSMODUL	HEATING MODULE COMPLETE FOR VARIOOTHERI	SP
----	000.0249.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR HEATING	SP
----	000.0269.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD4	HOSE SLOT	SP
----	000.0510.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL. 4MM	HOSE CONNECTOR RD 4	*
----	000.0624.0	VERSCHLUSSSTOPFEN	CLOSING PLUG	SP
----	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
----	008.0709.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE BR374 FL 22 KPL.	*
----	008.0759.0	HEIZPATRONE	HEATING CARTRIDGE HPL 10.0/60	SP
----	008.0763.0	ÜBERTEMP.SCHALTER	OVER TEMP. SWITCH TB24N 85°C NC	SP
----	008.0764.0	MAGNETVENTIL	SINGLE SOLENOID VALVE	*
----	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
----	011.1079.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
----	011.1080.0	WÄRMELEITFOLIE-KLEBEND	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
----	011.1085.0	ABSTANDB.6KT M4,0A/M4,0I/24,0	SPACER BOLT HEX M4.0A/M4.0I/24.0	SP
----	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
----	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
----	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
----	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
----	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
----	055.0016.0	DICHTUNG RD 5 X 9 X 1	Gasket RD 5 X 9 X 1	*
----	055.0096.0	DICHTUNG RD 14X18X2	GASKET RD 14 X 18 X 2	*
----	055.0097.0	DICHTUNG RD 14X18X1	SEAL RD 14 X 18 X 1	*
----	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

Unit A300

---	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP
---	502.0773.0	DRUCKSCHALTER	MEMBRANE PRESS SWITCH	*
---	502.0929.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH B2P--GB3-- 200	SP
---	502.0941.0	LEITERPLATTE	CIRC. BOARD MOUNT. HEATING BLOCK VARIO	SP
---	011.0065.0	GLEICHRICHTER B80 C 1500	RECTIFIER B.B80C 1500	SP
---	011.0066.0	DIODE 1N4148	DIODE RECTIFIER	SP
---	011.0074.0	SPANNUNGSREGLER IC 7805S	IC TA 7805 S	SP
---	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
---	011.0167.0	WIDMEFI OHM 332.00 1,00%	WIDMEFI OHM 332.00 1.00%	SP
---	011.0209.0	KONDENS KERAMIK UF0.100	CAPACITOR	SP
---	011.0257.0	KONDENSATOR	CONDENS. TANTAL UF 1,000	SP
---	011.0543.0	KONDENS ELKO UF 2200.000	CONDENSER ELKO UF 2200.000	SP
---	011.0625.0	STECKER S L 2P MOD.6410 MOLEX	PLUG S L 2P RM2.54 180G	SP
---	011.0660.0	KÜHLKÖRPER FINGER TYP V5640-A	COOLING ELEMENT FINGER TYPE V5640-A	SP
---	011.0664.0	STECKER S L 14P 2-REIHIG	PLUG S L 14P 2-ROW	SP
---	011.0686.0	RELAIS 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	RELAY 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	*
---	011.0849.0	LEUCHTDIODE	LUMINOUS DIODE GREEN	SP
---	011.0976.0	KONDENS X2 UF0.100	CONDENS. X2 UF 0.100	SP
---	011.0986.0	STECKER S L 2P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 2P MATE-N-LOK AMP	SP
---	011.0993.0	KONDENS X2 UF1.000	CONDENS. X2 UF 1.000	SP
---	011.1053.0	STECKER S L 3P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 3P MATE-N-LOK AMP	SP
---	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
---	008.0212.0	LITZE 1X 1,50 BRAUNNYAF	BUNCHED BROWN	SP
---	008.0213.0	LITZE 1X 1,50 BLAU NYAF	BUNCHED BLUE	SP
---	008.0506.0	ISOLIER SCHLAUCH RD 6,00X0,60	ISOLATION TUBERD 6,00X0,60	SP
---	008.0624.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	PLUG B AMP 6,3 X 0,8 1P	SP
---	008.0681.0	KABEL 2X 1,50 WEISS	CABLE 2X 1,50 WITHE	SP
---	502.0943.0	HEIZKÖRPER MIT EINLASSVENTIL	HEATING ELEMENT	SP
---	502.0946.0	DROSSELDÜSE	THROTTLE NOZZLE CPL. 0.45	SP
---	502.0946.1	DROSSELDÜSE	THROTTLE JET CPL. 0.65	SP
---	055.0022.0	O-RING 2,90 x 1,78	O-ring 2.90 X 1.78	*
---	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
---	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50	*
---	502.0944.1	DROSSELDÜSE 0.65 MM	THROTTLE NOZZLE 0.65 MM	SP
---	502.0947.0	DROSSELDÜSE	BANJO SCREW CPL/0.8	SP
---	530.1169.0	DOPPEL NTC M. VERSCHRAUBUNG	NTC RESISTOR	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

Unit A300

---	502.0941.0	LEITERPLATTE	CIRC. BOARD MOUNT. HEATING BLOCK VARIO	SP
---	011.0065.0	GLEICHRICHTER B80 C 1500	RECTIFIER B.B80C 1500	SP
---	011.0066.0	DIODE 1N4148	DIODE RECTIFIER	SP
---	011.0074.0	SPANNUNGSREGLER IC 7805S	IC TA 7805 S	SP
---	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
---	011.0167.0	WIDMEFI OHM 332.00 1,00%	WIDMEFI OHM 332.00 1.00%	SP
---	011.0209.0	KONDENS KERAMIK UF0.100	CAPACITOR	SP
---	011.0257.0	KONDENSATOR	CONDENS. TANTAL UF 1,000	SP
---	011.0543.0	KONDENS ELKO UF 2200.000	CONDENSER ELKO UF 2200.000	SP
---	011.0625.0	STECKER S L 2P MOD.6410 MOLEX	PLUG S L 2P RM2.54 180G	SP
---	011.0660.0	KÜHLKÖRPER FINGER TYP V5640-A	COOLING ELEMENT FINGER TYPE V5640-A	SP
---	011.0664.0	STECKER S L 14P 2-REIHIG	PLUG S L 14P 2-ROW	SP
---	011.0686.0	RELAIS 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	RELAY 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	*
---	011.0849.0	LEUCHTDIODE	LUMINOUS DIODE GREEN	SP

---	011.0976.0	KONDENS X2 UF0.100	CONDENS. X2 UF 0.100	SP
---	011.0986.0	STECKER S L 2P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 2P MATE-N-LOK AMP	SP
---	011.0993.0	KONDENS X2 UF1.000	CONDENS. X2 UF 1.000	SP
---	011.1053.0	STECKER S L 3P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 3P MATE-N-LOK AMP	SP
---	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
---	008.0212.0	LITZE 1X 1,50 BRAUNNYAF	BUNCHED BROWN	SP
---	008.0213.0	LITZE 1X 1,50 BLAU NYAF	BUNCHED BLUE	SP
---	008.0506.0	ISOLIERSCHLAUCH RD 6,00X0,60	ISOLATIONTUBERD 6,00X0,60	SP
---	008.0624.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	PLUG B AMP 6,3 X 0,8 1P	SP
---	008.0681.0	KABEL 2X 1,50 WEISS	CABLE 2X 1,50 WITHE	SP
---	502.0946.0	DROSSELDÜSE	THROTTLE NOZZLE CPL. 0.45	SP
---	502.0947.0	DROSSELDÜSE	BANJO SCREW CPL/0.8	SP
---	502.0955.0	DRUCKMINDERER	PRESSURE REDUCER	*
---	505.0258.0	ÜBERWURFMUTTER	MUTTER UEBERWURF RD 8X 9	SP
---	505.0284.0	ANSATZ	ATTACHMENT PIECE	SP
---	505.0321.0	HANDGRIFF	HANDLE WITH RINSING AND TUBING	SP
---	005.0071.0	SCHLAUCH-ZWILL/RD14X18+4,5X10	DOUBLE HOSE	SP
---	055.0048.0	O-RING6,07 X 1,78	O-RING SIMRIT 6.07 X 1.78	*
---	061.0015.0	SCHLAUCHKLEMME JURID	2-EAR HOSE CLIP JURID RD 11-13	*
---	061.0027.0	SCHLAUCHKLEMME JURID	HOSE CLIP JURID	*
---	505.0346.0	HANDGRIFF-HÜLSE	HANDLE - COVER	SP
---	505.0347.0	OBERTEIL F. HANDGRIFF	UPER PART HANDLE	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description		
Unit A300				
---	505.0322.0	RINGHALTER	RINGHOLDER	SP
---	505.0326.0	OHRSPÜLSCHALE	EAR RINSING BOWL	SP
---	505.0324.0	OHRSPÜLSCHALE	EAR RINSING DEVICE	SP
---	505.0325.0	ADAPTER RD 30X35	ADAPTER RD 30X35	SP
---	506.1061.0	SCHALTERLEISTE	SWITCH PANEL	SP
---	000.0444.0	FEDER DRUCK 6,0 X 0,40 X 13,00	Pressure spring 6,0X0,4 X 13,00	SP
---	506.2228.1	Austauschbarer Spülansatz für Schlauchspülung	Exchangeable rinsing attachment for hose rinsing	SP
---	506.2228.2	GRIFFLAISTE F. SCHUBFACH GR. + KL		SP
---	506.2228.3	Ventilschieber		SP
---	510.0098.0	MONTAGEPLATTE F.SCHLAUCHSPÜL.	ASSEMBLY PLATE F. HOSE RINS.	SP
---	510.0098.0	MONTAGEPLATTE F.SCHLAUCHSPÜL.	ASSEMBLY PLATE F. HOSE RINS.	SP
---	506.2558.0	SCHWENKARM	SLEWABLE ARM WASH BASIN C 31	SP
---	506.5018.0	DÄMPFUNGSSTÜCK	HOSE PLUG CONNECTION	SP
---	506.5018.0	DÄMPFUNGSSTÜCK	HOSE PLUG CONNECTION	SP
---	506.5121.0	SPRAYERKOPF	SPRAYER TOP	SP
---	506.6110.0	FALLROHR	DOWNPIPE PVC CPL.	SP
---	506.6120.0	FALLROHRELEKTRODENHALTER	DOWNPIPE ELECTRODE HOLDER 2	SP
---	506.6130.0	ABFLUSSARMATUR	DRAIN FITTING PVC CPL.	SP
---	506.6140.0	SAUGDECKEL	SUCTION JAR LID	SP
---	005.0176.0	SCHLAUCH RD.I. 4,0X1,0	Hose RD. I. 4,0 x 1,0	SP
---	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0	SP
---	008.0729.0	STECKER S AMP 6,3X0,8 1P	PLUG S AMP 6.3X0.8 1P	SP
---	320.0010.0	ÜBERLAUFSICHERUNGSHÜLSE	SLEEVE OF OVERFLOW SAFETY	SP
---	320.0012.0	BAKTERIENFILTERDECKEL	BACTERIAL FILTER LID	SP
---	320.0013.0	DICHTRING	GASKET FOR INSERT OF COLLECTION JAR LID	*
---	320.0014.0	BAKTERIEN-FILTERBLÄTTCHEN	BACTERIAL FILTER PLATE	SP
---	320.0015.0	SCHWIMMER	FLOAT	SP
---	320.0016.0	DICHTRING II FÜR FILTER	SEALING RING FOR FILTER COVER	*

---	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING	*
---	506.6123.0	KONTAKTGEBER D 4,5	CONTACTOR D 4.5	SP
---	320.0011.1	SAUGDECKEL Ø6MM BEARBEITET	INSERT FOR COLLECTION JAR LID	SP
---	506.6142.0	KODIERRING	ENCODING RING TRANS-TRÜB	SP
---	506.6143.0	KODIERRING	ENCODING RING PHARMED	SP
---	999.0122.0	DURCHGANGSNIPPEL	THROUGH NIPPLE	SP
---	506.6142.0	KODIERRING	ENCODING RING TRANS-TRÜB	SP
---	506.6143.0	KODIERRING	ENCODING RING PHARMED	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

Unit A300

---	506.6201.0	SAUGSCHLAUCH	SUCTION HOSE II	SP
---	507.0905.0	HALOGENLAMPE	HALOGEN BULB 15V/150W	*
---	508.0053.0	HEIZELEMENT	HEATING ELEMENT FOR MIRROR	SP
---	008.0083.1	ADER-ENDHÜLSE T0,75QMM	WIRE FERRULE T0, 75QMM	SP
---	008.0135.0	STECKER S LABOR 1P	Socket S Labor 1P	SP
---	008.0468.0	HEIZWENDEL GEWICKELT	HEATING COIL WOUND	SP
---	508.0226.1	ANSCHLUSSNIPPEL	NIPPLE	SP
---	508.0226.1	ANSCHLUSSNIPPEL	NIPPLE	SP
---	508.0226.1	ANSCHLUSSNIPPEL	NIPPLE	SP
---	508.0412.0	SCHLAUCH 'DOPPELÄUFIG, F. DRUCKWASSER	TUBING FOR PRESSURE WATER PISTOL	SP
---	508.0430.5	DUSCHKOPF II	RINSING SYSTEM	SP
---	055.0075.0	O-RING	O-RING 5.00 X 1.00	*
---	055.0076.0	O-RING	O-RING 16.00 X 1.00	*
---	505.0336.0	SCHRAUBE HOHL	SCREW F1842	SP
---	508.0431.5	DÜSENKOPF	NOZZLE HEAD BASIN IRRIG. II	SP
---	508.0432.3	SICHERUNGSRING	LOCKING RING STEIGR.BECKENSP.	SP
---	508.0432.5	STEIGROHR	RISER PIPE CPL. BECKENSPÜLUNG II	SP
---	508.0432.8	DROSSELHÜLSE	NOZZLE HEAD F. BECKENSPÜLUNG	SP
---	508.0431.5	DÜSENKOPF	NOZZLE HEAD BASIN IRRIG. II	SP
---	508.0432.3	SICHERUNGSRING	LOCKING RING STEIGR.BECKENSP.	SP
---	508.0432.5	STEIGROHR	RISER PIPE CPL. BECKENSPÜLUNG II	SP
---	508.0432.8	DROSSELHÜLSE	NOZZLE HEAD F. BECKENSPÜLUNG	SP
---	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW	SP
---	508.0551.0	HEIZELEMENT	HEATING PLATE F.MIRROR PREWARMER S4	SP
---	008.0739.0	HEIZKÖRPER	HEATING PLATE TYPE KUP 15	SP
---	055.0037.0	SCHEIBE RD 15 X 30 - 0,3	PLATE RD 15 X 30 - 0,3	SP
---	060.0093.0	SCHILD SYMBOL BLITZPFEIL	LABEL "FLASH ARROW SYMBOL"	SP
---	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP
---	510.0552.0	HEITZPLATTE / SVW	HEATING PLATE / SVW	SP
---	510.0553.0	ABDECKUNG SVW	COVER SVW	SP
---	510.0554.0	ISOLIERFOLIE LG / SVW	INSULATION FOIL LG / SVW	SP
---	510.0555.0	ISOLIERFOLIE KURZ / SVW	INSULATION FOIL SHORT / SVW	SP
---	508.0555.0	SPIEGELMAGAZIN	MIRROR DEPOSIT MOD. SERVANT 4	SP
---	508.0555.1	SPIEGELMAGAZIN ROH	SPIEGELMAGAZIN RAW PART	SP
---	508.0577.0	SIEBHALTER	SIEVE HOLDER	SP
---	508.0775.0	HÜLSE	METAL STORAGE QUIVER FOR RIGID ENDOSCO HNO	

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

Unit A300

---	055.0055.0	O-RING 12,00 X 2,00	O-RING 12,00 X 2,00	*
---	508.0776.0	HÜLSENROHR-II	SLEEVE PIPE-II	SP
---	508.0777.0	STOPFEN	PLUG F. SLEEVE PIPE II	SP
---	510.0381.0	SCHLAUCH	WASTE WATER TUBE, 1,5 M LENGTH	SP
---	510.0412.0	SCHLAUCH-DOPPEL.F DRUCKWASSER	TUBING FOR PRESSURE WATER PISTOL	SP
---	501.0320.0	DICHTUNG RD 15 X 1,5 DREI-LOCH	THREE-HOLE GASKET	*
---	530.1169.0	DOPPEL NTC M. VERSCHRAUBUNG	NTC RESISTOR	SP

Unit SERVANT 5

---	008.0388.0	SCHALTER	ROCKER SWITCH - BLACK / GREEN	SP
---	055.0018.0	DICHTUNG RD 13 X 18 X 1	Gasket RD 13 X 18 X 1	*
---	443.0017.0	KANÜLEN-ABLAGE HÜLSE	PLASTIC QUIVER FOR USED RIGID ENDOSCOPE	HNO
---	501.0331.0	SPRITZSCHUTZ AUS PLEXIGLAS	Splash protection to be slipped on jet connectio	HNO
---	501.0331.1	DICHTUNG F.SPRITZSCHUTZ	O-Ring for splash protection	SP
---	008.0729.0	STECKER S AMP 6,3X0,8 1P	PLUG S AMP 6.3X0.8 1P	SP
---	011.1084.0	NETZTRAFO	TRANSFORMER MAINS 115/230V SEK 8V 8VA	*
---	060.0360.0	FRONTFOLIE	FRONT FOIL HYDROTHERM	SP
---	502.0410.0	KABEL	FLAT RIBBON CABLE 14P HYGRO 4+	SP
---	502.0936.0	STEUERMODUL	CONTROL MODULE HYGRO 4+	SP
---	000.0637.0	DISTANZBUCHSE 6,4 X 3,0X21,00	DISTANCE BUSH 6.4 X 3.0X21.00	SP
---	502.0940.0	HEIZUNGSMODUL	HEATING MODULE COMPLETE FOR VARIOOTHER	SP
---	000.0249.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR HEATING	SP
---	000.0269.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD4	HOSE SLOT	SP
---	000.0510.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL. 4MM	HOSE CONNECTOR RD 4	*
---	000.0624.0	VERSCHLUSSSTOPFEN	CLOSING PLUG	SP
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
---	008.0709.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE BR374 FL 22 KPL.	*
---	008.0759.0	HEIZPATRONE	HEATING CARTRIDGE HPL 10.0/60	SP
---	008.0763.0	ÜBERTEMP.SCHALTER	OVER TEMP. SWITCH TB24N 85°C NC	SP
---	008.0764.0	MAGNETVENTIL	SINGLE SOLENOID VALVE	*
---	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
---	011.1079.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
---	011.1080.0	WÄRMELEITFOLIE-KLEBEND	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
---	011.1085.0	ABSTANDB.6KT M4,0A/M4,0I/24,0	SPACER BOLT HEX M4.0A/M4.0I/24.0	SP
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF

Artikel-Bezeichnung

Item Description

Unit SERVANT 5

---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0016.0	DICHTUNG RD 5 X 9 X 1	Gasket RD 5 X 9 X 1	*
---	055.0096.0	DICHTUNG RD 14X18X2	GASKET RD 14 X 18 X 2	*
---	055.0097.0	DICHTUNG RD 14X18X1	SEAL RD 14 X 18 X 1	*
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
---	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP
---	502.0773.0	DRUCKSCHALTER	MEMBRANE PRESS SWITCH	*
---	502.0929.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH B2P--GB3-- 200	SP
---	502.0941.0	LEITERPLATTE	CIRC. BOARD MOUNT. HEATING BLOCK VARIO	SP
---	011.0065.0	GLEICHRICHTER B80 C 1500	RECTIFIER B.B80C 1500	SP
---	011.0066.0	DIODE 1N4148	DIODE RECTIFIER	SP
---	011.0074.0	SPANNUNGSREGLER IC 7805S	IC TA 7805 S	SP
---	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*

_____	011.0167.0	WIDMEFI OHM 332.00 1,00%	WIDMEFI OHM 332.00 1.00%	SP
_____	011.0209.0	KONDENS KERAMIK UF0.100	CAPACITOR	SP
_____	011.0257.0	KONDENSATOR	CONDENS. TANTAL UF 1,000	SP
_____	011.0543.0	KONDENS ELKO UF 2200.000	CONDENSER ELKO UF 2200.000	SP
_____	011.0625.0	STECKER S L 2P MOD.6410 MOLEX	PLUG S L 2P RM2.54 180G	SP
_____	011.0660.0	KÜHLKÖRPER FINGER TYP V5640-A	COOLING ELEMENT FINGER TYPE V5640-A	SP
_____	011.0664.0	STECKER S L 14P 2-REIHIG	PLUG S L 14P 2-ROW	SP
_____	011.0686.0	RELAIS 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	RELAY 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	*
_____	011.0849.0	LEUCHTDIODE	LUMINOUS DIODE GREEN	SP
_____	011.0976.0	KONDENS X2 UF0.100	CONDENS. X2 UF 0.100	SP
_____	011.0986.0	STECKER S L 2P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 2P MATE-N-LOK AMP	SP
_____	011.0993.0	KONDENS X2 UF1.000	CONDENS. X2 UF 1.000	SP
_____	011.1053.0	STECKER S L 3P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 3P MATE-N-LOK AMP	SP
_____	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
_____	008.0212.0	LITZE 1X 1,50 BRAUNNYAF	BUNCHED BROWN	SP
_____	008.0213.0	LITZE 1X 1,50 BLAU NYAF	BUNCHED BLUE	SP
_____	008.0506.0	ISOLIERSCHLAUCH RD 6,00X0,60	ISOLATIONTUBERD 6,00X0,60	SP
_____	008.0624.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	PLUG B AMP 6,3 X 0,8 1P	SP
_____	008.0681.0	KABEL 2X 1,50 WEISS	CABLE 2X 1,50 WITHE	SP
_____	502.0943.0	HEIZKÖRPER MIT EINLASSVENTIL	HEATING ELEMENT	SP
_____	502.0946.0	DROSSELDÜSE	THROTTLE NOZZLE CPL. 0.45	SP
_____	502.0946.1	DROSSELDÜSE	THROTTLE JET CPL. 0.65	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
Unit SERVANT 5			
_____	055.0022.0	O-RING 2,90 x 1,78	O-ring 2.90 X 1.78 *
_____	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00 *
_____	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50 *
_____	502.0944.1	DROSSELDÜSE 0.65 MM	THROTTLE NOZZLE 0.65 MM SP
_____	502.0947.0	DROSSELDÜSE	BANJO SCREW CPL/0.8 SP
_____	530.1169.0	DOPPEL NTC M. VERSCHRAUBUNG	NTC RESISTOR SP
_____	502.0946.0	DROSSELDÜSE	THROTTLE NOZZLE CPL. 0.45 SP
_____	000.0299.1	SCHLAUCH-STECKANSCHL.I RD8-4	HOSE CONNECTOR REDUCTION FROM RD 8 TO SP
_____	008.0729.0	STECKER S AMP 6,3X0,8 1P	PLUG S AMP 6.3X0.8 1P SP
_____	011.1084.0	NETZTRAFO	TRANSFORMER MAINS 115/230V SEK 8V 8VA *
_____	060.0359.0	FRONTFOLIE	FRONT FOIL VARIOTHERM/INSTALLATION SP
_____	502.0410.0	KABEL	FLAT RIBBON CABLE 14P HYGRO 4+ SP
_____	000.0637.0	DISTANZBUCHSE 6,4 X 3,0X21,00	DISTANCE BUSH 6.4 X 3.0X21.00 SP
_____	011.0085.0	ENDKAPPE LINKS UND RECHTS	END CAP LEFT AND RIGHT SP
_____	011.0087.0	ZWISCHENSTÜCK SMC-A2	SPACER SMC-A2 SP
_____	011.0089.0	SCHALTER-CODIER SMC-DE-131-AK2	DECODE SWITCH NO. T56-02 AM SP
_____	502.0933.1	STEUERMODUL 2 VARIO 4+	CONTROL MODULE 2 VARIO 4+ SP
_____	502.0940.0	HEIZUNGSMODUL	HEATING MODULE COMPLETE FOR VARIOTHERM SP
_____	000.0249.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR HEATING SP
_____	000.0269.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD4	HOSE SLOT SP
_____	000.0510.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL. '4MM	HOSE CONNECTOR RD 4 *
_____	000.0624.0	VERSCHLUSSSTOPFEN	CLOSING PLUG SP
_____	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding" SP
_____	008.0709.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE BR374 FL 22 KPL. *
_____	008.0759.0	HEIZPATRONE	HEATING CARTRIDGE HPL 10.0/60 SP
_____	008.0763.0	ÜBERTEMP.SCHALTER	OVER TEMP. SWITCH TB24N 85°C NC SP
_____	008.0764.0	MAGNETVENTIL	SINGLE SOLENOID VALVE *
_____	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY *

----	011.1079.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
----	011.1080.0	WÄRMELEITFOLIE-KLEBEND	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
----	011.1085.0	ABSTANDB.6KT M4,0A/M4,0I/24,0	SPACER BOLT HEX M4.0A/M4.0I/24.0	SP
----	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
----	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
----	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
----	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
----	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

Unit SERVANT 5

----	055.0016.0	DICHTUNG RD 5 X 9 X 1	Gasket RD 5 X 9 X 1	*
----	055.0096.0	DICHTUNG RD 14X18X2	GASKET RD 14 X 18 X 2	*
----	055.0097.0	DICHTUNG RD 14X18X1	SEAL RD 14 X 18 X 1	*
----	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
----	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP
----	502.0773.0	DRUCKSCHALTER	MEMBRANE PRESS SWITCH	*
----	502.0929.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH B2P--GB3-- 200	SP
----	502.0941.0	LEITERPLATTE	CIRC. BOARD MOUNT. HEATING BLOCK VARIO	SP
----	011.0065.0	GLEICHRICHTER B80 C 1500	RECTIFIER B.B80C 1500	SP
----	011.0066.0	DIODE 1N4148	DIODE RECTIFIER	SP
----	011.0074.0	SPANNUNGSREGLER IC 7805S	IC TA 7805 S	SP
----	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
----	011.0167.0	WIDMEFI OHM 332.00 1,00%	WIDMEFI OHM 332.00 1.00%	SP
----	011.0209.0	KONDENS KERAMIK UF0.100	CAPACITOR	SP
----	011.0257.0	KONDENSATOR	CONDENS. TANTAL UF 1,000	SP
----	011.0543.0	KONDENS ELKO UF 2200.000	CONDENSER ELKO UF 2200.000	SP
----	011.0625.0	STECKER S L 2P MOD.6410 MOLEX	PLUG S L 2P RM2.54 180G	SP
----	011.0660.0	KÜHLKÖRPER FINGER TYP V5640-A	COOLING ELEMENT FINGER TYPE V5640-A	SP
----	011.0664.0	STECKER S L 14P 2-REIHIG	PLUG S L 14P 2-ROW	SP
----	011.0686.0	RELAIS 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	RELAY 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	*
----	011.0849.0	LEUCHTDIODE	LUMINOUS DIODE GREEN	SP
----	011.0976.0	KONDENS X2 UF0.100	CONDENS. X2 UF 0.100	SP
----	011.0986.0	STECKER S L 2P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 2P MATE-N-LOK AMP	SP
----	011.0993.0	KONDENS X2 UF1.000	CONDENS. X2 UF 1.000	SP
----	011.1053.0	STECKER S L 3P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 3P MATE-N-LOK AMP	SP
----	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
----	008.0212.0	LITZE 1X 1,50 BRAUNNYAF	BUNCHED BROWN	SP
----	008.0213.0	LITZE 1X 1,50 BLAU NYAF	BUNCHED BLUE	SP
----	008.0506.0	ISOLIER SCHLAUCH RD 6,00X0,60	ISOLATION TUBERD 6,00X0,60	SP
----	008.0624.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	PLUG B AMP 6,3 X 0,8 1P	SP
----	008.0681.0	KABEL 2X 1,50 WEISS	CABLE 2X 1,50 WITHE	SP
----	502.0943.0	HEIZKÖRPER MIT EINLASSVENTIL	HEATING ELEMENT	SP
----	502.0946.0	DROSSELDÜSE	THROTTLE NOZZLE CPL. 0.45	SP
----	502.0946.1	DROSSELDÜSE	THROTTLE JET CPL. 0.65	SP
----	055.0022.0	O-RING 2,90 x 1,78	O-ring 2.90 X 1.78	*
----	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

Unit SERVANT 5

-----	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50	*
-----	502.0944.1	DROSSELDÜSE 0.65 MM	THROTTLE NOZZLE 0.65 MM	SP
-----	502.0947.0	DROSSELDÜSE	BANJO SCREW CPL/0.8	SP
-----	530.1169.0	DOPPEL NTC M. VERSCHRAUBUNG	NTC RESISTOR	SP
-----	502.0946.0	DROSSELDÜSE	THROTTLE NOZZLE CPL. 0.45	SP
-----	502.0946.1	DROSSELDÜSE	THROTTLE JET CPL. 0.65	SP
-----	055.0022.0	O-RING 2,90 x 1,78	O-ring 2.90 X 1.78	*
-----	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
-----	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50	*
-----	502.0944.1	DROSSELDÜSE 0.65 MM	THROTTLE NOZZLE 0.65 MM	SP
-----	502.0420.0	DRUCKW.SPÜLHANDGRIFF III	WATER IRRIGATION HANDLE	SP
-----	000.0444.0	FEDER DRUCK 6,0 X 0,40 X 13,00	Pressure spring 6,0X0,4 X 13,00	SP
-----	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50	SP
-----	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00	*
-----	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
-----	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00	*
-----	502.0964.0	VENTILSCHIEBER	VALVE SLIDER	SP
-----	502.0966.0	STELLKNOPF	ADJ. KNOB	SP
-----	502.0967.0	FUNKTIONSTRÄGER III	FUNCTION CARRIER III	SP
-----	502.0965.0	VENTILKÖRPER	VALVE BODY	SP
-----	502.0969.0	VERBINDUNGSROHR-II	TUBE	SP
-----	506.5141.0	ROHR F. LUFT/WASSERHANDGRIFF	PIPE F. AIR/WATER HANDGRIP	SP
-----	508.0436.6	ANSCHLUSSTÜCK WS-FUNKTIONSTR.	CONNECTOR WS-FUNCTION TR.	SP
-----	508.0445.0	LUER-LOC-VERBINDER-M	LUER LOC CONECTOR	SP
-----	508.0253.0	BLINDSTOPFEN DRUCKL.HANDGRIFF schwarz	BLIND PLUGS COMPR. AIR HANDGRIP	SP
-----	508.0434.0	GRIFFSCHALE LINKS Produktende	GRIFFSCHALE-1 SPUELHANDGRIFF-II	SP
-----	508.0435.0	GRIFFSCHALE RECHTS	GRIFFSCHALE-2 SPUELHANDGRIFF-II	SP
-----	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW	SP
-----	508.0440.0	Griffschale links ohne Autokl	GRIP PLATE LEFT W/O AUTO CL	SP
-----	508.0441.0	AUSLÖSEHEBEL SPÜLHANDGRIFF II	TRIGGER LEVER FLUSH HANDLE II	SP
-----	502.0844.0	Schlauchspitzen	Hose tips	CA
-----	502.0970.1	DRUCKWASSER-SPÜLHANDGRIFF 4 ohne Magne	RINSING HANDGRIP W.OUT MAGNET	SP
-----	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50	SP
-----	000.0681.0	FEDER DRUCK 5.0X0.40X12.00	SPRING PRESSURE 5.0X0.40X12.00	SP
-----	000.0770.0	FEDER DRUCK 5X0,4X8,7	SPRING PRESSURE 5X0.4X8.7	SP
-----	000.0774.0	BLINDSTOPFEN MAGNETHANDGRIFF	BL. PLUG MAGNETIC HANDGRIP	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF

Artikel-Bezeichnung

Item Description

Unit SERVANT 5

-----	005.0134.0	RUND 20,0 POM		SP
-----	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00	*
-----	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
-----	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00	*
-----	502.0964.0	VENTILSCHIEBER	VALVE SLIDER	SP
-----	502.0967.0	FUNKTIONSTRÄGER III	FUNCTION CARRIER III	SP
-----	502.0965.0	VENTILKÖRPER	VALVE BODY	SP
-----	502.0969.0	VERBINDUNGSROHR-II	TUBE	SP
-----	506.5141.0	ROHR F. LUFT/WASSERHANDGRIFF	PIPE F. AIR/WATER HANDGRIP	SP
-----	508.0436.6	ANSCHLUSSTÜCK WS-FUNKTIONSTR.	CONNECTOR WS-FUNCTION TR.	SP
-----	508.0445.0	LUER-LOC-VERBINDER-M	LUER LOC CONECTOR	SP
-----	502.0975.0	SCHUTZHÜLSE	PROT. SLEEVE	SP
-----	502.0977.0	STIFT F. DRUCKWASSERHANDGRIFF	PIN F. PRESS. WATER HANDGRIP	SP
-----	502.0986.0	ANSCHLAGBUCHSE	STOP BUSH	SP

---	502.0987.0	GEWINDEHÜLSE 2	THREADED SLEEVE 2	SP
---	502.0988.0	STELLSCHRAUBE	ADJ. SCREW	SP
---	508.0434.1	GRIFFSCHALENSATZ BEDRUCKT	GRIP SET PRINTED	SP
---	508.0434.0	GRIFFSCHALE LINKS Produktende	GRIFFSCHALE-1 SPUELHANDGRIFF-II	SP
---	508.0435.0	GRIFFSCHALE RECHTS	GRIFFSCHALE-2 SPUELHANDGRIFF-II	SP
---	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW	SP
---	508.0441.1	AUSLÖSEH.HANDGRIFF MIT BUCHSE	TRIGGER L. HANDGRIP WITH BUSH	SP
---	508.0441.0	AUSLÖSEHEBEL SPÜLHANDGRIFF II	TRIGGER LEVER FLUSH HANDLE II	SP
---	505.0284.0	ANSATZ	ATTACHMENT PIECE	SP
---	505.0321.0	HANDGRIFF	HANDLE WITH RINSING AND TUBING	SP
---	005.0071.0	SCHLAUCH-ZWILL/RD14X18+4,5X10	DOUBLE HOSE	SP
---	055.0048.0	O-RING6,07 X 1,78	O-RING SIMRIT 6.07 X 1.78	*
---	061.0015.0	SCHLAUCHKLEMME JURID	2-EAR HOSE CLIP JURID RD 11-13	*
---	061.0027.0	SCHLAUCHKLEMME JURID	HOSE CLIP JURID	*
---	505.0346.0	HANDGRIFF-HÜLSE	HANDLE - COVER	SP
---	505.0347.0	OBERTEIL F. HANDGRIFF	UPER PART HANDLE	SP
---	505.0322.0	RINGHALTER	RINGHOLDER	SP
---	505.0326.0	OHRSPÜLSCHALE	EAR RINSING BOWL	SP
---	505.0324.0	OHRSPÜLSCHALE	EAR RINSING DEVICE	SP
---	505.0325.0	ADAPTER RD 30X35	ADAPTER RD 30X35	SP
---	505.0515.0	ABFALLBEUTEL PACK.ZU JE 50-ST.	WASTE BAGS (50 PCS.)	CA
---	505.0516.0	INSTR.TRAY AL EL. 16X183,5X284	INSTRUMENT TRAY, ANODISED ALUMINIUM, LAF HNO	

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
Unit SERVANT 5			
---	506.2230.1	SPRAYERHALTER II	HOLDER FOR SPRAYER SP
---	506.5120.0	SPRAYER DOPPEL KPL.	Sprayer with flexible nozzle for fluid and oily HNO
---	000.0219.0	DOPPELROHRDÜSE	SPARE NOZZLE TUBE FOR SPRAYER WITH FLEX SP
---	000.0237.0	Federbügel mit Rolle	SPRING CLIP WITH ROLLER FOR MEDICATION S SP
---	000.0577.0	MEDIKAMENTENGLAS	SPRAYER BOTTLE SP
---	055.0029.0	O-RING	O-RING 2.00 X 1.50 FOR MEDICATION SPRAYER *
---	506.5121.0	SPRAYERKOPF	SPRAYER TOP SP
---	506.5228.0	SCHLAUCH-RILSAN/ZUSCHNITT	HOSE PIECE FOR MEDICINE SPRAYER HNO
---	506.5225.0	SPRAYER GERADE KPL.	Sprayer, straight, for fluid medications HNO
---	000.0577.0	MEDIKAMENTENGLAS	SPRAYER BOTTLE SP
---	005.0026.0	SCHLAUCH-RILSAN RD. A. 4,0	Tubing RD A. 4,0 4,0X2,5 CA
---	505.0280.0	AUSSENROHR GERADE KPL.	SPARE NOZZLE TUBE WITH SWIVEL NUT FOR SP SP
---	506.5228.0	SCHLAUCH-RILSAN/ZUSCHNITT	HOSE PIECE FOR MEDICINE SPRAYER HNO
---	506.7751.0	ABWURFSCHALE F. SCHUBFACH	Spare bowl for used instruments HNO
---	506.7752.0	ABWURFSCHALEN DECKEL	Cover for instrument bowl HNO
---	507.0024.0	AUFLAGESCHEIBE	PLATE SP
---	508.0058.0	INSTR.TRAY AL ELOX.16X184X142	INSTRUMENT TRAY, ANODISED-ALUMINIUM, SM HNO
---	508.0427.0	DÜSENANSATZ-II GERADE 80MM.	Jet connection for water irrigation handle 80 mm HNO
---	508.0545.0	STECKTABLETT F.INSTRUMENTE	HOLDER FOR EAR SPECULA / POLITZER OLIVES HNO
---	508.0551.0	HEIZELEMENT	HEATING PLATE F.MIRROR PREWARMER S4 SP
---	008.0739.0	HEIZKÖRPER	HEATING PLATE TYPE KUP 15 SP
---	055.0037.0	SCHEIBE RD 15 X 30 - 0,3	PLATE RD 15 X 30 - 0,3 SP
---	060.0093.0	SCHILD SYMBOL BLITZPFEIL	LABEL "FLASH ARROW SYMBOL" SP
---	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25 SP
---	510.0552.0	HEITZPLATTE / SVW	HEATING PLATE / SVW SP
---	510.0553.0	ABDECKUNG SVW	COVER SVW SP
---	510.0554.0	ISOLIERFOLIE LG / SVW	INSULATIONG FOIL LG / SVW SP
---	510.0555.0	ISOLIERFOLIE KURZ / SVW	INSULATION FOIL SHORT / SVW SP

---	508.0555.0	SPIEGELMAGAZIN	MIRROR DEPOSIT MOD. SERVANT 4	SP
---	508.0555.1	SPIEGELMAGAZIN ROH	SPIEGELMAGAZIN RAW PART	SP
---	508.0572.0	SCHWENKARM F.BECKENSPÜLUNG	SWIVEL ARM FOR RINSING BASING	
---	508.0572.1	SCHWENKSCHLEIBE F.SCHWENKARM	SWASH PLATE F. SWIVEL ARM	SP
---	508.0574.0	GEGENHALTER F.SCHWENKARM S4	RETAINER F. SWIVEL ARM S4	SP
---	508.0775.0	HÜLSE	METAL STORAGE QUIVER FOR RIGID ENDOSCO	HNO
---	055.0055.0	O-RING 12,00 X 2,00	O-RING 12,00 X 2,00	*
---	508.0776.0	HÜLSENROHR-II	SLEEVE PIPE-II	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
Unit SERVANT 5			
---	508.0777.0	STOPFEN	PLUG F. SLEEVE PIPE II SP
---	510.0003.0	FRONTRAHMEN	FRONT FRAMES SP
---	510.0036.0	HÜLSENHALTER	SLEEVE HOLDER SP
---	510.0045.0	MITTELTEIL GS KPL.	CENTRE PART GS CPL. SP
---	510.0046.0	SEITENBACKE MT-GS LINKS	SIDE PANELS MT-GS LEFT SP
---	510.0046.1	SEITENBACKEN AUSSENKONTUR.	SIDE PANELS OUTER CONTOURS SP
---	510.0046.2	VERSTÄRKUNG S BLI	REINFORCEMENT S BLI SP
---	510.0048.0	MONTAGEPLATTE	MOUNTING PLATE SP
---	510.1032.0	SEITENBACKE MT-GS/IS RECHTS	SIDE PANEL MT-GS/IS RIGHT SP
---	510.1033.0	MITTELBLECH MT	MIDDLE PLATE MT SP
---	510.1033.1	ANPUNKTBLECH	CONTACT PLATE SP
---	510.1033.2	ANPUNKTWINKEL LINKS	CONTACT BRACKET LEFT SP
---	510.1033.3	ANPUNKTWINKEL RECHTS	CONTACT BRACKET RIGHT SP
---	510.1034.0	MITTELBLECH MT OBEN	MIDDLE PLATE MT TOP SP
---	510.1034.1	ANPUNKTBLECH MT-K LINKS	CONTACT PLATE MT-K LEFT SP
---	510.1034.2	ANPUNKTBLECH MT-K RECHTS	CONTACT PLATE MT-K RIGHT SP
---	510.1035.0	MITTELBLECH MT HINTEN	MIDDLE PLATE MT BEHIND SP
---	000.0366.0	KLEMMRIEGEL	CLAMPING LOCK, L. SCHLIT SP
---	510.0060.0	SERVICE-TÜR	SERVICE DOOR SP
---	000.0547.0	MAGNETVERSCHLUSS	MAGNET. LOCK WHITE 4KG SP
---	061.0065.0	KNOPFGRIFF	BUTTON KNOB RD 21 -M5 SP
---	501.0128.0	SCHARNIER	HINGE SP
---	510.1082.0	SCHANIERMONTAGEPLATTE	HINGE ASSEMBLY PLATE SP
---	510.0063.0	SEITENTEIL GS-UT-L.K KPL	SIDE PART GS-UT-L.K CPL SP
---	000.0446.0	DISTANZBUCHSE 10,00XM4,0X20,00	DISTANCE BUSH 10.00XM4.0X20.00 SP
---	005.0048.0	SCHRUMPFSCHLAUCH	SHRINKING HOSE SP
---	005.0192.0	RUND 50,0 / SCHWARZ	ROUND 50,0 BLACK SP
---	008.0026.1	KLEMME 1P 2,5QMM TYP 323	TERMINAL 1 P 2.5QMM TYPE 323 SP
---	008.0110.0	MIKROSCHALTER	MICRO SWITCH SP
---	008.0319.0	ADER-ENDHÜLSE 7MM LG. T1,50QMM	WIRE FERRULE 7MM LG. T1.50QMM SP
---	008.0557.0	SICHERUNG	DELAY FUSE 4,0 A/H (FÜR 100 V~) SP
---	008.0561.0	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER AND SHOCK-PROOF PROTECTIO SP
---	008.0562.0	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER HEAD SP
---	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25 SP
---	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE SP
---	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6 SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
Unit SERVANT 5			

---	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934)	SP
---	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125)	SP
---	008.0672.0	SCHALTER 'SCHUTZ 300MA	OVERCURRENT PROTECTION 12,000 A	SP
---	008.0674.0	SCHALTER 'SCHUTZ 500MA	OVERCURRENT PROTECTION 500 MA	SP
---	008.0675.0	SCHALTER 800 MA	OVERCURRENT PROTECTION 800 MA	SP
---	008.0676.0	SCHALTER 'SCHUTZ 1,20A	OVERCURRENT PROTECTION 1,20 A	SP
---	008.0677.0	SCHALTER 'SCHUTZ 7,00A	OVERCURRENT PROTECTION 7,00 A	SP
---	008.0680.0	SICHERUNG M 15 A	FUSE 0,500 A	SP
---	008.0686.0	SCHALTER 'SCHUTZ 4,00A	OVERCURRENT PROTECTION 4,00 A	SP
---	008.0687.0	SCHALTER SCHUTZ F.GERÄTE 700MA	PROTECTIVE SWITCH F. DEV. 700MA	SP
---	008.0704.0	SICHERUNGSHALTER	FUSE SUPPORT	SP
---	008.0704.1	RENKVERSCHLUSS	TURNING LOCK	SP
---	011.0928.0	ABSTANDB.6RD M3,0A/M3,0I/13,0	SPACER BOLT 6RD M3.0A/M3.0I/13.0	SP
---	011.0992.0	DROSSEL 2X1.1MH DKIP02292001	THROTTLE 2X1.1MH DKIP02292001	SP
---	505.0323.0	DURCHFÜHRUNGSBUCHSE	FEED-THROUGH BUSH	SP
---	011.0065.0	GLEICHRICHTER B80 C 1500	RECTIFIER B.B80C 1500	SP
---	011.0066.0	DIODE 1N4148	DIODE RECTIFIER	SP
---	011.0292.0	KONDENSATOR	COND. ELKO UF 470,000	SP
---	011.0553.0	RELAIS	RELAY 1XON 6VDC 16A/250V/4KV	*
---	510.0002.1	ABDECKUNG F. SICHERUNGEN	COVER F. SAFETY	SP
---	510.0063.5	WINKEL F. UT	ANGLE F. UT	SP
---	510.0096.0	ZUFL.-SCHLAUCHHALTER	INFLOW HOSE HOLDER	SP
---	510.0127.0	SYFONHALTER	SYPHON HOLDER	SP
---	510.2087.0	KABELKETTE 3	CABLE CHAIN 3	SP
---	510.2088.0	KABELKETTE 4	CABLE CHAIN 4	SP
---	510.0064.0	SEITENTEIL GS-UT-R.K KPL	SIDE PART GS-UT-R.K CPL	SP
---	000.0009.0	FEDER DRUCK	PRESSURE SPRING	SP
---	506.7705.0	ABDECKUNG KURZ SPN	MIRROR WARMER COVER	SP
---	508.0052.0	HÜLSE F.SPIEGELNACHERWÄRMER	BUSH FOR MIRROR HEATER	SP
---	508.0053.0	HEIZELEMENT	HEATING ELEMENT FOR MIRROR	SP
---	008.0083.1	ADER-ENDHÜLSE T0,75QMM	WIRE FERRULE T0,75QMM	SP
---	008.0135.0	STECKER S LABOR 1P	Socket S Labor 1P	SP
---	008.0468.0	HEIZWENDEL GEWICKELT	HEATING COIL WOUND	SP
---	510.0102.0	BEFESTIGUNGSBÜGEL	MOUNTING BAR	SP
---	510.0103.0	SCHALTERWINKEL SNW	SWITCHING BRACKET SNW	SP
---	510.0104.0	SCHALTKLAPPE SNW	CONTROL VALVE SNW	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
Unit SERVANT 5			
--	510.0148.0	AUSGLEICHSPLATTE	COMPENSATING PLATE F. SPIEGELMAGAZIN SP
--	510.0233.0	SAUGSCHLAUCH	SUCTION HOSE S5 SP
---	000.0563.1	KUPPLUNG SCHNELL M 1/8" OR.BE.	QUICK CPL. M1/8" OR. CO. SP
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0022.0	SCHLAUCH Ø4,0xØ8,0	HOSE Ø4,0xØ8,0 *
---	508.0231.0	SCHLAUCHANSATZ	TUBE CONNECTION SP
---	508.0232.0	GRIFFHÜLSE BEARB.	GRIPP BUSH SP
--	510.0250.0	DRUCKLUFTHANDGRIFF-II	COMPRESSED AIR HANDLE FOR SERVANT 5 SP
--	510.0412.0	SCHLAUCH-DOPPEL F DRUCKWASSER	TUBING FOR PRESSURE WATER PISTOL SP
---	501.0320.0	DICHTUNG RD 15 X 1,5 DREI-LOCH	THREE-HOLE GASKET *
--	510.0534.1	STAUFACH	STORE CASE SP
---	000.0648.0	KUGELHAHN MINI G3/8"	MINI BALL VALVE G3/8" SP
---	006.0026.0	Saugschlauch, Ø 10 mm , 1 m (Mindestabnahme 5 n	Suction hose, Ø 10 mm, 1 m (minimum purchase 5 n CHI
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2 *

---	060.0066.0	SCHILD SYMBOL OHRSPÜLSCH.15X24	SIGN 'SYMBOL EAR FLUSH' 15 X 24	SP
---	061.0060.0	SCHLAUCHSCHELLE	HOSE CLAMP SCREW THREAD	*
---	061.0062.0	SCHLAUCHSCHELLE SCHNECKENGEW.	Hose clamp screw thread	*
---	061.0067.0	SCHLAUCHKLEMME SKIFFY 135-04	Hose clip SKIFFY 10.5 - 12.7 mm	*
---	061.0068.0	SCHLAUCHKLEMME 17,1 - 20,2 MM	HOSE CLIP SKIFFY 17.1 - 20.2 MM	SP
---	505.0321.0	HANDGRIFF	HANDLE WITH RINSING AND TUBING	SP
---	005.0071.0	SCHLAUCH-ZWILL/RD14X18+4,5X10	DOUBLE HOSE	SP
---	055.0048.0	O-RING6,07 X 1,78	O-RING SIMRIT 6.07 X 1.78	*
---	061.0015.0	SCHLAUCHKLEMME JURID	2-EAR HOSE CLIP JURID RD 11-13	*
---	061.0027.0	SCHLAUCHKLEMME JURID	HOSE CLIP JURID	*
---	505.0346.0	HANDGRIFF-HÜLSE	HANDLE - COVER	SP
---	505.0347.0	OBerteil F. HANDGRIFF	UPER PART HANDLE	SP
---	505.0322.0	RINGHALTER	RINGHOLDER	SP
---	505.0323.0	DURCHFÜHRUNGSBUCHSE	FEED-THROUGH BUSH	SP
---	505.0326.0	OHRSPÜLSCHALE	EAR RINSING BOWL	SP
---	505.0324.0	OHRSPÜLSCHALE	EAR RINSING DEVICE	SP
---	505.0325.0	ADAPTER RD 30X35	ADAPTER RD 30X35	SP
---	508.0430.5	DUSCHKOPF II	RINSING SYSTEM	SP
---	055.0075.0	O-RING	O-RING 5.00 X 1.00	*
---	055.0076.0	O-RING	O-RING 16.00 X 1.00	*
---	505.0336.0	SCHRAUBE HOHL	SCREW F1842	SP
---	508.0431.5	DÜSENKOPF	NOZZLE HEAD BASIN IRRIG. II	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description		
Unit SERVANT 5				
---	508.0432.3	SICHERUNGSRING	LOCKING RING STEIGR.BECKENSP.	SP
---	508.0432.5	STEIGROHR	RISER PIPE CPL. BECKENSPÜLUNG II	SP
---	508.0432.8	DROSSELHÜLSE	NOZZLE HEAD F. BECKENSPÜLUNG	SP
---	508.0572.0	SCHWENKARM F.BECKENSPÜLUNG	SWIVEL ARM FOR RINSING BASING	
---	508.0572.1	SCHWENKSCHIEBE F.SCHWENKARM	SWASH PLATE F. SWIVEL ARM	SP
---	508.0574.0	GEGENHALTER F.SCHWENKARM S4	RETAINER F. SWIVEL ARM S4	SP
---	508.0575.0	ZWISCHENSCHIEBE F. SCHWENKARM	PLATE FOR SWIVEL ARM	SP
---	005.0072.0	PLATTE 0,5X 300X 1000		SP
---	508.0577.0	SIEBHALTER	SIEVE HOLDER	SP
---	508.0578.0	AUFFANGSIEB F.SPÜLBECKEN	COLLECTOR SIEVE FOR RINSING BASIN	HNO
---	510.0813.0	ABWURFSCHALENHALTER S5	DISPOSAL TRAY HOLDER S5	SP
---	510.1081.0	ABFALLKLAPPE S5 KPL.	WASTE FLAP S5 CPL.	SP
---	510.1103.2	RÜCKWAND VT	REAR WALL VT ROLLER	SP
---	510.1106.0	FÜHRUNGSSCHIEBE-INSTR.ABLAGE	GUIDE RAIL - INSTR. TRAY	SP
---	005.0196.0	FÜHRUNGSSCHIEBE MIT WULST	GUIDE RAIL	SP
---	000.0453.0	ANSCHLAGPUFFER	BUMPER STOP, ADHESIVE, TRANSPARENT	*
---	510.1140.0	KLAPPENFÜHRUNG RECHTS	FLAP GUIDE RIGHT	SP
---	510.1141.0	KLAPPENFÜHRUNG LINKS	FLAP GUIDE LEFT	SP
---	510.1142.0	KLAPPENHALTER 25 RECHTS	FLAP HOLDER 25 RIGHT	SP
---	510.1144.0	KLAPPENACHSE	FLAP PIVOT	SP
---	510.2077.0	STIRNLAMPENHAKEN LANG	HEAD LAMP LONG	SP
---	55 Liter	55 Liter		
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0025.0	Schlauch IØ8,0 x AØ12, OMM	Hose IØ8,0 x AØ12, OMM	*
---	506.7621.0	STECKSAUGNIPPEL	SUCTION NIPPLE	SP
---	Abwurfshalen	Abwurfshalen	Desposit	
---	506.6170.0	Abwurfshale	Deposit for used instruments	SP
---	506.6170.1	Deckel für Abwurfshale	Lid for Deposit	SP

---	506.7751.0	ABWURFSCHALE F. SCHUBFACH	Spare bowl for used instruments	HNO
---	506.7752.0	ABWURFSCHALEN DECKEL	Cover for instrument bowl	HNO
--	Rueckseite1	RUECKSEITE	BACKSIDE	
---	000.0249.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR HEATING	SP
---	000.0252.0	SCHLAUCH-STECKANSCHLUSS 'RD 8 1/4" GERAI	HOSE SLOT	SP
---	000.0269.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD4	HOSE SLOT	SP
---	000.0343.0	SCHWINGELEMEN	OSCILLATING-ELEMENT RD. 15 X 15	SP
---	000.0513.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.T RD4-4-4	HOSE QUICK CONNECTOR RD4-4-4	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
Unit SERVANT 5			
---	000.0616.0	PUMPE SCHLAUCH SR 10/100	Pump hose SR 10/100 SP
---	000.0652.0	SCHOTT-TÜLLE 9.6 X 9.6 M10	SCHOTT SPOUT 9.6 X 9.6 M10 SP
---	005.0026.0	SCHLAUCH-RILSAN RD. A. 4,0	Tubing RD A. 4,0 4,0X2,5 CA
---	008.0111.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	Wire protecting sleeve SP
---	008.0113.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	WIRE PROTECTING SLEEVE SP
---	008.0571.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	GROMMET SP
---	008.0705.1	PEGEL-SCHALTER	SWITCH LEVEL PREASS. SP
---	501.0363.0	ANBAUSTÜCK	ANBAUSTUECK SP
---	502.0955.0	DRUCKMINDERER	PRESSURE REDUCER *
---	506.2022.0	GRUNDPLATTE SCHLAUCHPUMPE	BASE PLATE HOSE PUMP SP
---	506.6095.0	KABELSTÜCKB2P--2BP-- 600	CABLE LENGTH B2P--2BP-- 600 SP
---	507.0887.0	ERDUNGSLEITUNG RD4--RD4-- 230	EARTH CABLE RD 4 - RD 4 -- 230 SP
---	510.0024.0	KABELBAUM	SWITCH AND CABLE FOR WAST BIN SP
---	510.0027.0	KABELBAUM SICHERHEITSSCHALTER	CABLE HARNESS STAFETY SWITCH SP
---	008.0696.0	KABEL 2X 0,34 LIYY	CABLE 2X 0.34 LIYY SP
---	011.0696.0	Crimp connecting-clip 1P mole	Crimp connecting-clip 1P mole SP
---	011.0843.0	Plug G Crimp-Snap 2P MOLE	Plug G Crimp-Snap 2P MOLE SP
---	510.0097.0	KABELSTÜCK6,3--END-- 820	CABLE LENGTH 6.3--END-- 820 SP
---	008.0035.0	KABEL 2X 0,75 WEIß NYLHY	CABLE 2 X 0,75 GREY NYLHY SP
---	008.0083.0	ADER-ENDHÜLSE T 0.75 QMM	END SLEEVE FOR STRANDS T 0,75 QMM SP
---	008.0139.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	SOCKET B AMP 6,3 X 0,8 SP
---	510.0147.0	DÄMMUNG VOR.UT.KURZ	DAMPING SP
---	510.1188.0	LINEARANTRIEB	LINEAR DRIVE LA 80 SP
---	Rueckseite2	RUECKSEITE2	BACKSIDE 2
---	000.0254.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.I RD8	HOSE SLOT SP
---	000.0271.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.	HOSE SLOT *
---	000.0299.1	SCHLAUCH-STECKANSCHL.I RD8-4	HOSE CONNECTOR REDUCTION FROM RD 8 TO SP
---	000.0550.0	LAUGENPUMPE	PUMP FOR SUCTION BOTTLE DRAINING SP
---	000.0648.0	KUGELHAHN MINI G3/8"	MINI BALL VALVE G3/8" SP
---	000.0667.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD10-8-10	HOSE CONNECT. T RD10-8-10 SP
---	005.0004.0	SCHLAUCH	TUBERD.I.24,0X3,0 SP
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0026.0	Saugschlauch, Ø 10 mm, 1 m (Mindestabnahme 5 n	Suction hose, Ø 10 mm, 1 m (minimum purchase 5 n CHI
---	008.0756.0	MAGNETVENTILBLOCK 'MKE 3-FACH AB 01.03.97	SOLENOID BLOCK B6 TRIPLE SP
---	000.0254.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.I RD8	HOSE SLOT SP
---	000.0630.0	NIPPEL SCHLAUCHANSCHL.I RD-10	NIPPLE HOSE CONNECT. I RD-10 SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
Unit SERVANT 5			

000.0648.0	KUGELHAHN MINI G3/8"	MINI BALL VALVE G3/8"	SP
510.0020.0	KABELBAUM VENTILBLOCK	CABLE HARNESS VALVE BLOCK	SP
055.0038.0	DICHTUNG RD 19 X 24 X 2	Gasket RD 19 X 24 X 2	*
008.0111.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	Wire protecting sleeve	SP
055.0023.0	O-RING '24,00 X 3,0	O-RING 24.00 X 3.00	*
506.2423.0	GEWINDEANSATZ	THREADED END	SP
506.2425.1	WARMWASSERNIPPEL	WARM WATER NIPPLE	SP
005.0181.0	RUND 15 / SCHWARZ	ROUND 15,0 BLACK	SP
506.2430.0	ABFLUSSGEWINDEROHR KPL.	DISCHARGE THREADED PIPE CPL.	SP
506.2435.0	FALLROHRELEKTRODENHALTER	DOWN-PIPE ELECTRODE HOLDER CPL.	SP
005.0176.0	SCHLAUCH RD.I. 4,0X1,0	Hose RD. I. 4,0 x 1,0	SP
506.2436.0	FALLROHRELEKTRODENHALTER	DOWN-PIPE ELECTRODE HOLDER	SP
000.0645.0	ABDECKKAPPE RD-51,50 WEISS	COVER CAP RD- 51.50	SP
506.6122.0	ABSTANDSHALTER-ELEKTRODE	SPACER ELECTRODE	SP
005.0062.0	PLATTE 2,0 DICK 1000X2000	PLATTE 2,0 DICK 1000X2000	SP
506.6123.0	KONTAKTGEBER D 4,5	CONTACTOR D 4.5	SP
510.0040.0	LEITERPLATTE	CONTROL BOARD FOR SERVANT 5	SP
510.0126.0	MUTTER 6-KANT R 3/4 BEARBEITET	NUT HEX. R 3/4 PROC.	SP
510.0166.0	KABELSTÜCK M. SICHERUNGSHALTER	CABLE W. FUSE HOLDER	SP
510.0180.0	ABWASSERBOGEN S 5	DRAINAGE BEND S 5	SP
005.0194.0	ROHR AD 25 X WS 1.5	TUBE 25 X 1,5	SP
005.0194.0	ROHR AD 25 X WS 1.5	TUBE 25 X 1,5	SP
005.0194.0	ROHR AD 25 X WS 1.5	TUBE 25 X 1,5	SP
Rueckseite3	RÜCKSEITE3	TUBE 25 X 1,5	
000.0616.0	PUMPE SCHLAUCH SR 10/100	Pump hose SR 10/100	SP
006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
008.0655.0	AQUASTOP	CONNECTION LINE WITH VALVE	*
008.0682.0	TRAFO-NETZ 100,115,127,230,240	POWERTRANSFORMER 100,115,127,230,240	SP
008.0697.0	KLEMM L 12P+15PE (20PE)	CLAMP L 12P+15PE (20PE)	SP
061.0066.0	SCHLAUCHKLEMM	HOSE CLIP SKIFFY 12.2 - 14.8 MM	*
069.0130.0	SCHALLDÄMPFER MIT FILTER	MUFFLER W. FILTER	SP
069.0131.0	DOPPELSCHALLDÄMPFER	SOUND ABSORBER	SP
000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6	*
000.0102.0	SCHLAUCHVERBINDER TS8 8-8-8	HOSE CONNECTOR TS8 8-8-8	*
000.0322.0	PUMPE	DIAPHRAGM-TYPE AGGREGATE 8010, 36 LTRS.	SP
000.0509.0	DRUCK-PUMPE AB BAUJ. JAN. 92	PRESURE PUMP 2,5 BAR	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
Unit SERVANT 5			
000.0522.0	FEDER	PRESSURE SPRING 3,6 X 0,40 S 1,7 X 9,6	SP
000.0552.1	HOHLSCHRAUBE G 1/8" KURZ	HOLLOW SCREW G1/8" SHORT	SP
069.0025.0	MEMBRANE	MEMBRANE FOR MOD. 8010	SP
069.0036.0	PUMPENDECKEL	MEMBRANE DISC NEW FOR MOD. 8010	SP
069.0037.0	NIPPEL SCHLAUCHANSCHL.I RD-8	NIPPLE HOSE CONNECTION I RD-8	SP
069.0038.0	MEMBRANUNTERLAGE (TEFLON)	MEMBRANE PAD FOR 8010	*
069.0086.0	PUMPENDECKEL	COVERING FOR PUMP MOD. 8010	SP
000.0552.0	RINGTÜLLE F. G 1/8" 6,00 MM	RING GROMMET FOR G1/8" 6,00MM	SP
000.0552.1	HOHLSCHRAUBE G 1/8" KURZ	HOLLOW SCREW G1/8" SHORT	SP
006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
508.0206.0	FEDER ZUG DA 9.0 L 74.2 DRAHT	TENSION SPRING	*
510.0091.0	PUMPENPLATTE	PUMP PLATE	SP
510.0092.0	SICHERHEITSWINKEL	SAFETY BRACKET	SP

---	510.0093.0	FEDERBÜGEL F.PUMPE (MOTORAUFH.	SPRING PLATE F. PUMP (MOTOR)	SP
---	510.0205.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 570	HOSE CONNECT. RD 6 X 3- 570	SP
---	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6	*
---	005.0091.0	SCHLAUCH RD.I. 6,0X3,0	Hose RD. I. 6,0 X 3,0	*
---	061.0067.0	SCHLAUCHKLEMME SKIFFY 135-04	Hose clip SKIFFY 10.5 - 12.7 mm	*
---	SEITENAN	SEITENANBAU	SEITENANBAU	
---	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6	*
---	000.0271.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.	HOSE SLOT	*
---	000.0271.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.	HOSE SLOT	*
---	000.0303.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.	HOSE CONNECTOR	SP
---	000.0460.1	VACUUMMETER -1/0 BAR FR.RING	VACUUM GANGE	SP
---	000.0461.1	MANOMETER	MANOMETER 0/2,5 BAR FR. RING	*
---	000.0462.1	MANOMETER	MANOMETER 0/6,0 BAR FR. RING	SP
---	000.0560.0	CPC-STECKER	QUICK CONNECTOR W 1/8" BLUE	SP
---	000.0679.0	LÜFTERABDECKUNG	FAN GUARD F. FAN D60	SP
---	005.0012.0	SCHLAUCH RD.I. 6,0X2,0	Hose RD. I. 6,0 x 2,0	*
---	008.0170.0	MIKROSCHALTER	MICRO SWITCH 2A 250 V	*
---	008.0290.0	SCHALTER-TAST	BUTTON SWITCH	SP
---	055.0015.0	DICHTUNG RD 4 X 8 X 1	Gasket RD 4 X 8 X 1	*
---	060.0306.0	FRONTPLATTE F.KALTLICHT K-35	FRONT PLATE F. COLD LIGHT K-35	SP
---	060.0447.0	SCHILD SYMBOL SAUG	SIGN SUCTION SYMBOL	SP
---	060.0448.0	SCHILD SYMBOL DRUCKLUFT	SIGN PRESS. AIR SYMBOL	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
Unit SERVANT 5			
---	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25 SP
---	061.0058.0	DREHKNOFF	KNOB MATT SP
---	502.0126.5	REGULIERVENTIL	REGULATING VALVE SP
---	000.0444.0	FEDER DRUCK 6,0 X 0,40 X 13,00	Pressure spring 6,0X0,4 X 13,00 SP
---	506.2228.1	Austauschbarer Spülansatz für Schlauchspülung	Exchangeable rinsing attachment for hose rinsing SP
---	506.2228.2	GRIFFLEISTE F. SCHUBFACH GR. + KL	SP
---	506.2228.3	Ventilschieber	SP
---	510.0098.0	MONTAGEPLATTE F.SCHLAUCHSPÜL.	ASSEMBLY PLATE F. HOSE RINS. SP
---	510.0098.0	MONTAGEPLATTE F.SCHLAUCHSPÜL.	ASSEMBLY PLATE F. HOSE RINS. SP
---	506.5018.0	DÄMPFUNGSSTÜCK	HOSE PLUG CONNECTION SP
---	508.0409.0	ANBAUSTÜCK	ANSCHLUSSSTUECK KOMPLETT SP
---	508.0409.1	ZUFLUSSNIPPEL F.ANSCHLUß-STÜCK	INFLOW NIPPLE F. CONNECT. PIECE SP
---	508.0409.2	ABFLUSSNIPPEL F.ANSCHLUß-ST.	OUTFLOW NIPPLE F. CONNECT. PIECE SP
---	508.0572.0	SCHWENKARM F.BECKENSPÜLUNG	SWIVEL ARM FOR RINSING BASING
---	508.0572.1	SCHWENKSCHLEIBE F.SCHWENKARM	SWASH PLATE F. SWIVEL ARM SP
---	508.0574.0	GEGENHALTER F.SCHWENKARM S4	RETAINER F. SWIVEL ARM S4 SP
---	508.0575.0	ZWISCHENSCHLEIBE F. SCHWENKARM	PLATE FOR SWIVEL ARM SP
---	005.0072.0	PLATTE 0,5X 300X 1000	SP
---	510.0108.0	SCHALTSTIFT WASSER	BOLT SWITH WATER SP
---	005.0062.0	PLATTE 2,0 DICK 1000X2000	PLATTE 2,0 DICK 1000X2000 SP
---	510.0110.0	SCHLAUCHAUFHÄNGUNG	HOSE HOLDER SP
---	510.0111.5	SCHALTSTIFT PUMPE.	BOLT SWITH PUMP SP
---	510.0118.0	DISTANZROLLE	SPACER ROLLER SP
---	005.0069.0	RUND 12,0 PVC-SW	SP
---	510.0134.0	LEITROLLENACHSE	CASTOR PIVOT SP
---	005.0214.0	PLATTE 25,0 DICK 70 X 42	PLATTE 25,0 DICK 70 X 48 SP
---	510.0652.0	LICHTLEITKABEL STORZ RD4,8X430	FIBRE OPTIC CABLE STORZ RD4,8X430 SP
---	510.0676.0	KABELSTÜCKB4P--LÖT-- 100	CABLE LENGTH B4P--SOLDER-- 100 SP

----	SCHALTKL	SCHALTKLAPPE	SWITCH COVER	
-----	510.0115.0	KL-SCHALTHEBEL	COLD-LIGHT GEAR LEVER	SP
-----	510.0116.0	SCHALTKLAPPENACHSE	CONTROL VALVE PIVOT	SP
-----	510.0117.0	SCHALTKLAPPENHALTER	CONTROL VALVE HOLDER	SP
-----	510.0117.5	GEWICHT F. KALTLICHTHEBEL	WEIGHT F. COLD-LIGHT LEVER	SP
-----	510.0119.0	KL-ROLLENACHSE	SM-ROLLER PIVOT	SP
----	SEITENAN1	SEITENANBAU NÄCHSTE EBENE	SEITENANBAU NÄCHSTE EBENE	
-----	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
Unit SERVANT 5			
-----	005.0012.0	SCHLAUCH RD.I. 6,0X2,0	Hose RD. I. 6,0 x 2.0 *
-----	005.0026.0	SCHLAUCH-RILSAN RD. A. 4,0	Tubing RD A. 4,0 4,0X2,5 CA
-----	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
-----	011.1066.0	TRAFO	TRANSFORMER MAIN SUPPLY Unit *
-----	060.0306.0	FRONTPLATTE F.KALTLICHT K-35	FRONT PLATE F. COLD LIGHT K-35 SP
-----	061.0066.0	SCHLAUCHKLEMME	HOSE CLIP SKIFFY 12.2 - 14.8 MM *
-----	061.0067.0	SCHLAUCHKLEMME SKIFFY 135-04	Hose clip SKIFFY 10.5 - 12.7 mm *
-----	506.2230.1	SPRAYERHALTER II	HOLDER FOR SPRAYER SP
-----	507.0024.0	AUFLAGESCHEIBE	PLATE SP
-----	507.0940.5	ADAPTER-STORZ KUNSTSTOFF	ADAPTER SLEEVE FOR STORZ CONNECTION HNO
-----	510.0034.2	KALTLICHTSCHACHTDECKEL	COLD-LIGHT SHAFT COVER SP
-----	510.0034.3	KLEMMWINKEL F. SCHACHTDECKEL	CLIP ANGLE FOR COLD LIGHT LID SP
-----	510.0685.1	ISOLIERRING	INSULATION RING SP
-----	005.0175.0	RUND 30,0 POM/SCHW	SP
-----	510.0693.0	LEITERPLATTE	CIRCUIT BOARD COLD LIGHT OPERATION SP
-----	011.0039.0	WIDMEFI K-OHM 100.00 1,00%	WIDMEFI K-OHM 100.00 1.00% SP
-----	011.0209.0	KONDENS KERAMIK UF0.100	CAPACITOR SP
-----	011.0389.0	DIODE LEUCHT 5MM RD GRÜN	DIODE ILLUM. 5MM RD GREEN SP
-----	011.0540.0	WIDNETZ K-OHM 47.00 8X	WIDNETZ K-OHM 47.00 8X SP
-----	011.0605.0	STECKER S L 4P MOD.6410 MOLEX	PLUG S L 4P RM2.54 180G SP
-----	011.0709.0	DISPLAY-10-BALKEN ROT	DISPLAY-10-BARS RED SP
-----	011.0800.0	TASTER PRINT 1P MTG1241.1032.5	BUTTON PRINT 1P MTG1241.1032.5 SP
-----	011.0942.0	ABSTANDSHALTER LED QUAD. H 2,0	SPACER LED SQU. H 2.0 SP
-----	510.1681.0	MODUL	HALOGEN COLDLIGHT MODUL SP
-----	000.0332.0	PUMPE	PUMP D DIAPHRAGM 1L/0,25B DG-AGG. SP
-----	008.0083.0	ADER-ENDHÜLSE T 0.75 QMM	END SLEEVE FOR STRANDS T 0,75 QMM SP
-----	008.0111.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	Wire protecting sleeve SP
-----	008.0141.0	RINGKABELSCHUH M 4	RING CABLE LUG M 4 SP
-----	008.0622.0	LÜFTER	FAN *
-----	008.0739.0	HEIZKÖRPER	HEATING PLATE TYPE KUP 15 SP
-----	011.0976.0	KONDENS X2 UF0.100	CONDENS. X2 UF 0.100 SP
-----	055.0037.0	SCHEIBE RD 15 X 30 - 0,3	PLATE RD 15 X 30 - 0,3 SP
-----	060.0093.0	SCHILD SYMBOL BLITZPFEIL	LABEL "FLASH ARROW SYMBOL" SP
-----	060.0384.0	FOLIE HALOGENKALTLICHT	FOIL HALOGEN COLD-LIGHT SP
-----	061.0065.0	KNOPFGRIF	BUTTON KNOB RD 21 -M5 SP
-----	507.0939.1	BUCHSE BF F. VARIO-LWL	SOCKET F.VARIOLIGHTCONDUCTORCONNECT. SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
Unit SERVANT 5			

-----	507.2063.0	HOHLSPIEGEL	MIRROR R20 FOR LIGHT OUTLET 1+2	SP
-----	507.2081.0	OPTIKHALTER L.II	OPTIC SUPPORT FOR ENDO STROBOSCOPE	SP
-----	507.2083.0	HALOGENLAMPE XENOPHOT 24V/150W	HALOGEN BULB 24 V/ 150 W	*
-----	507.2084.0	SOCKEL	SOCKET FOR HALOGEN LAMP 12 V/100 W	*
-----	510.0553.0	ABDECKUNG SVW	COVER SVW	SP
-----	510.0554.0	ISOLIERFOLIE LG / SVW	INSULATION FOIL LG / SVW	SP
-----	510.0555.0	ISOLIERFOLIE KURZ / SVW	INSULATION FOIL SHORT / SVW	SP
-----	510.1691.0	TEMPERATURFÜHLER KABEL 25 CM	NTC TEMPERATURE FEELER	SP
-----	510.1692.5	TEMPERATURFÜHLER	NTC TEMPERATURE GAUGE 180°C, LEFT-SIDE	SP
-----	510.1720.0	GRUNDGEHÄUSE HALOGENKALTLICHT	BASE HOUSING HALOGEN COLD LIGHT	SP
-----	510.1725.0	BUCHSENHALTERUNG	BUSH BRACKET	SP
-----	510.1726.0	LUFTKANAL	AIR CHANNEL	SP
-----	510.1727.0	ZENTRIERSTIFT HALOGENKALTLICHT	LOCATING PIN HALOGEN COLD-LIGHT	SP
-----	510.1730.0	OPTIKHEIZBLOCK HALOGEN	OPTIC HEATING BLOCK HALOGEN	SP
-----	510.2084.0	KABELSTÜCKB2P--LÖT-- 450	CABLE LENGTH B2P--SOLDER--450	SP
-----	510.1693.0	LEITERPLATTE	CIRCUIT BOARD CONTROL HKS5	SP
---	Serviceraum	SERVICERAUM	SERVICE ROOM	
---	000.0252.0	SCHLAUCH-STECKANSCHLUSS 'RD 8 1/4" GERAI	HOSE SLOT	SP
---	000.0255.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR FILTER	*
---	000.0271.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.	HOSE SLOT	*
---	000.0534.0	SCHLAUCHSPÜLBEHÄLTER	SQUARE-CUT BOTTLE WITH THREAD 60	*
---	000.0536.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.I RD4	HOSE QUICK CONNECTOR RD4	*
---	000.0544.0	SEKRETBEHÄLTER 1,25LTR.	SUCTION BOTTLE 1.25 LTR., GRADUATED	SP
---	000.0547.0	MAGNETVERSCHLUSS	MAGNET. LOCK WHITE 4KG	SP
---	000.0616.0	PUMPE SCHLAUCH SR 10/100	Pump hose SR 10/100	SP
---	000.0652.0	SCHOTT-TÜLLE 9.6 X 9.6 M10	SCHOTT SPOUT 9.6 X 9.6 M10	SP
---	005.0025.0	SCHLAUCH-RILSAN RD.A.8,0	TUBING RD. A. 8,0 / RD. I. 6,0	*
---	005.0026.0	SCHLAUCH-RILSAN RD. A. 4,0	Tubing RD A. 4,0 4,0X2,5	CA
---	006.0010.0	SCHLAUCH RD.I. 6,5X2,5	EXTRACTION HOSE, GREEN, SILICON, AUTOCLA	CA
---	008.0113.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	WIRE PROTECTING SLEEVE	SP
---	008.0571.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	GROMMET	SP
---	008.0705.1	PEGEL-SCHALTER	SWITCH LEVEL PREASS.	SP
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	069.0126.0	SCHLAUCHKASSETTE F. SR10/500	HOSE BOX FOR HOSE PUMP (UP FROM MODEL	SP
---	320.0020.1	RECEPTALHALTER BEARB.	RECEPTAL HOLDER PROC.	SP
---	320.0020.0	RECEPTALHALTER	RETAINING BRACKET FOR RECEPTAL® CANIST HNO	

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description		
Unit SERVANT 5				
---	402.0305.0	Nippel gebogen Rd 6 WS	SP	
---	501.0128.0	SCHARNIER	HINGE	SP
---	501.0363.0	ANBAUSTÜCK	ANBAUSTUECK	SP
---	501.0346.1	FILTERGLAS	FILTER JAR FOR WATER FILTER FROM 08/92	*
---	501.0346.2	DICHTUNG F.DRUCKWASSERFILTER	Sealing for filter cup 501.0346.1	*
---	502.0891.0	WASSERFILTER CELLPOR-PE	FILTER CARTRIDGE FOR WATER FILTER	SP
---	502.0891.0	WASSERFILTER CELLPOR-PE	FILTER CARTRIDGE FOR WATER FILTER	SP
---	502.0955.0	DRUCKMINDERER	PRESSURE REDUCER	*
---	506.6095.0	KABELSTÜCKB2P--2BP-- 600	CABLE LENGTH B2P--2BP-- 600	SP
---	506.6140.0	SAUGDECKEL	SUCTION JAR LID	SP
---	005.0176.0	SCHLAUCH RD.I. 4,0X1,0	Hose RD. I. 4,0 x 1,0	SP
---	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0	SP
---	008.0729.0	STECKER S AMP 6,3X0,8 1P	PLUG S AMP 6.3X0.8 1P	SP
---	320.0010.0	ÜBERLAUFSICHERUNGSHÜLSE	SLEEVE OF OVERFLOW SAFETY	SP

----	320.0012.0	BAKTERIENFILTERDECKEL	BACTERIAL FILTER LID	SP
----	320.0013.0	DICHTRING	GASKET FOR INSERT OF COLLECTION JAR LID	*
----	320.0014.0	BAKTERIEN-FILTERBLÄTTCHEN	BACTERIAL FILTER PLATE	SP
----	320.0015.0	SCHWIMMER	FLOAT	SP
----	320.0016.0	DICHTRING II FÜR FILTER	SEALING RING FOR FILTER COVER	*
----	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING	*
----	506.6123.0	KONTAKTGEBER D 4,5	CONTACTOR D 4.5	SP
-----	320.0011.1	SAUGDECKEL Ø6MM BEARBEITET	INSERT FOR COLLECTION JAR LID	SP
----	506.6142.0	KODIERRING	ENCODING RING TRANS-TRÜB	SP
----	506.6143.0	KODIERRING	ENCODING RING PHARMED	SP
----	999.0122.0	DURCHGANGSNIPPEL	THROUGH NIPPLE	SP
----	510.0130.0	SPÜLROHRHALTER S5	RINSING TUBE HOLDER	SP
----	510.0137.0	SPÜLROHR KURZ KPL.	RINSING TUBE, SHORT, COMPLETE	SP
----	508.0409.2	ABFLUSSNIPPEL F.ANSCHLUß-ST.	OUTFLOW NIPPLE F. CONNECT. PEECE	SP
----	510.0131.1	ANSATZ-SPÜLROHR	RINSING TUBE ATTACHMENT	SP
----	510.0132.0	STEIGROHR	STANDPIPE	SP
----	008.0735.0	SCHALTER MIKRO 6A 125V-250V	SWITCH MICRO 6A 125V-250V	SP
----	510.0027.0	KABELBAUM SICHERHEITSSCHALTER	CABLE HARNESS STAFETY SWITCH	SP
-----	008.0696.0	KABEL 2X 0,34 LIYY	CABLE 2X 0.34 LIYY	SP
-----	011.0696.0	Crimp connecting-clip 1P mole	Crimp connecting-clip 1P mole	SP
-----	011.0843.0	Plug G Crimp-Snap 2P MOLE	Plug G Crimp-Snap 2P MOLE	SP
----	510.0097.0	KABELSTÜCK6,3--END-- 820	CABLE LENGTH 6.3--END-- 820	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
Unit SERVANT 5			
----	008.0035.0	KABEL 2X 0,75 WEIß NYLHY	CABLE 2 X 0,75 GREY NYLHY SP
----	008.0083.0	ADER-ENDHÜLSE T 0.75 QMM	END SLEEVE FOR STRANDS T 0,75 QMM SP
----	008.0139.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	SOCKET B AMP 6,3 X 0,8 SP
----	510.0170.0	SCHALTSCHWAMM	SWITCH SPONGE SP
----	510.0173.0	EINSATZ F.BEHÄLTERHALTER KPL.	INSERT F. CONTAINER HOLDER CPL. SP
----	510.0173.1	EINSATZ FÜR BEHÄLTERHALTER	INSERT F. CONTAINER HOLDER SP
----	510.0174.0	ANSCHLAGRING/SPÜLEINR.	IMPACT RING/RINSING DEV. SP
----	510.0175.0	SCHALTACHSE/SPÜLEINR.	SWITCHING PIVOT/RINSING DEV. SP
----	510.0176.0	BEFESTIGUNGSACHSE/SPÜLEINR.	MOUNTING PIVOT/RINSING DEV. SP
-----	008.0614.0	SCHALTER MIKRO 6A 125V-250V	SWITCH MICRO 6A 125V-250V *
--	Stlanschluß	STIRNLAMPENANSCHLUSS	CONNECTOR FOR HEADLAMP
----	008.0111.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	Wire protecting sleeve SP
----	008.0477.0	SCHALTER WIPP SCHWARZ	ROCKER SWITCH BLACK SP
----	008.0715.0	STECKER BE KLINKEN 3P	Phone jack BE 3P SP
--	STUEZROLL	STÜTZROLLENTR	
----	000.0781.0	STÜTZROLLE	SUPPORT ROLLER SP
----	510.2131.0	STÜTZROLLENTRÄGER	SUPPORTING ROLLER CARRIER SP
--	Unterteil	UNTERTEIL	UPPER PART
----	000.0666.0	LAUFROLLE RD 50 X 18	CASTOR RD 50 X 18 *
----	008.0111.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	Wire protecting sleeve SP
----	008.0615.0	SOCKEL-KLEBE F. KABELBINDER	BASE ADHES. F. CABLE TIE *
----	501.0128.0	SCHARNIER	HINGE SP
----	508.0520.1	SCHALTERDECKEL	SWITCH COVER FOR WAST BIN SP
----	510.0024.0	KABELBAUM	SWITCH AND CABLE FOR WAST BIN SP
----	510.0051.0	SOCKEL F. GERÄTESCHRANK	BASE F. EQUIPMENT CABINET SP
----	510.0053.0	FRONT UT/GS	FRONT UT/GS SP
----	510.0055.0	ZWISCHENWAND	PARTITION WALL SP
----	510.1082.0	SCHANIERMONTAGEPLATTE	HINGE ASSEMBLY PLATE SP

Untersuchungset HL 21

_	507.4505.0	Untersuchungset HL 21	Headlight ATMOS HL 21 LED	HNO
__	011.1199.0	Universal Akku-Schnelllade-Netzteil (100 - 240 V~)	Universal battery quick charging power pack (100 -	HNO
__	507.4500.0	Stirnleuchte ATMOS® HL 21 LED	Headlight ATMOS® HL 21 LED	HNO
___	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP
___	507.4530.0	KOPFTRAGEGESTELL BEARB.	HEAD CARRYING FRAME PROC.	SP
___	507.4533.0	NACKENPOLSTER	NAPE PAD	SP
___	507.4534.0	ZELKAUTSCHUKBAND CR APENFIX	CELL RUBBER BAND CR APENFIX	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

Untersuchungset HL 21

___	507.4535.0	SCHWEISSBAND	FRONT PAD	SP
___	507.4536.0	KABELCLIP F. STIRNBAND	CABLE CLIP F. HEAD BAND	SP
___	507.4560.0	HL 21 LAMPENTEIL BG	HL21 Light BG	SP
___	000.0813.0	SCHEIBE 7 X 3,1 X 0,5	DISC 7 X 3.1 X 0.5	SP
___	008.0409.0	LITZE ISOLIERT ROT		SP
___	008.0410.0	LITZE ISOLIERT SCHWARZ		SP
___	011.1200.0	STECKER SE 4P BINDER 709	PLUG SE 4P BINDER 709	SP
___	055.0101.0	O-RING 22,00 X 1,00	O-RING 22.0x1.0	*
___	055.0102.0	O-RING 21,00 X 1,00	O-RING 21.0x1.0	*
___	055.0104.0	O-RING 3,00 X 2,00	O- RING 3X2	*
___	060.0619.0	AUFKLEBER WARNZEICHEN	label "warning"	SP
___	507.4524.0	GELENKPLATTE	JOINT PLATE	SP
___	507.4526.0	STIFT	PIN	SP
___	507.4527.0	GELENKHALTER	JOINT HOLDER	SP
___	507.4561.0	HL 21 LED GRUNDKÖRPER	housing	SP
___	507.4562.0	HL 21 LED VORSATZHALTER	holder	SP
___	507.4563.0	HL 21 LED FOKUSRING	Focus tire	SP
___	507.4564.0	HL 21 LED ANDRÜCKSCHRAUBE	Power screw	SP
___	507.4565.0	HL 21 FOKUSOPTIK BG	HL 21 FOKUSOPTIK BG	SP
___	507.4566.0	HL 21 LED FOKUSOPTIKHALTER	Focus optical holder	SP
___	507.4567.0	LINSE FOKUS HL 21 LED	lens focus HL 21	SP
___	507.4569.0	Diode Leucht Cree XPGWHT	Diode Leucht Cree XPGWHT	SP
___	507.4570.0	HL 21 OPTIK BG	HL 21 Optik BG	SP
___	507.4568.0	LINSE HL 21 LED	lens HI 21	SP
___	507.4571.0	HL 21 OPTIKHALTER	HL 21 Optikhalter	SP
___	005.0265.0	RUND 31,8 PPSU SCHWARZ		SP
___	507.4572.0	HL 21 LED SPIEGEL	Mirror HL 21	SP
___	507.4573.0	HL 21 LINSENHALTER	HL 21 Linsenhalter	SP
___	005.0265.0	RUND 31,8 PPSU SCHWARZ		SP
___	507.4574.0	HL 21 EINPRESSBLENDE	HL 21 Einpressblende	SP
__	507.4510.0	Li-Ionen-Akku	Lithium-ionic rechargeable battery	HNO
__	507.4542.0	Verbindungskabel Akku - LED, 40 cm	Connecting cable from battery to LED, 40 cm	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

VARIOAIR-3

_	502.1100.0	VARIOAIR-3	VARIOAIR-3	HNO
__	000.0545.0	LUFTFILTER VYON G1/4" bis 08.2016	Flowfilter till 08.2016	SP
__	000.0639.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13	*
__	000.0662.0	PUMPE D 12VDS TYP 005LCD/22	Pump 12VDC typ 005LCD/22	SP

--	000.0663.0	SCHLAUCHTÜLLE ID G1/8" AD6	HOSE SPOUT ID G1/8" AD6	SP
--	000.0665.0	VERLÄNGERUNG G1/8" - G1/4"	EXTENSION G1/8" -G1/4"	SP
--	000.0796.0	GERÄTEFUSS 12	DEV. FOOT 12	SP
--	000.0932.0	ABSTANDB.6KT M3,0A/4-40UNC/13	SPACER BUSH HEX M3.0A/4-40UNC/13	SP
--	000.1055.0	DROSSELSCHALLDÄMPFER		SP
--	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0	SP
--	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0	SP
--	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0	SP
--	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0	SP
--	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
--	008.0388.0	SCHALTER	ROCKER SWITCH - BLACK / GREEN	SP
--	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25	SP
--	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE	SP
--	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6	SP
--	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934)	SP
--	008.0749.0	SICHERUNG T 1,60 A H	FUSE T 1.60 AH	SP
--	008.0765.0	STECKER SE KALTGER 2P TYP KEC	PLUG SE EURO N2P TYPE KEC	SP
--	008.0765.1	STECKER SCHUBLADE 5x20	PLUG DRAWER 5x20	SP
--	008.0765.3	SCHUTZABDECKUNG FÜR KEC	PROTECTIVE COVER F. KEC	SP
--	008.0894.0	SCHALTER WIPP SCHW/GRÜN	ROCKER SWITCH BLACK/GREEN	SP
--	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
--	011.0029.2	KABELBINDER 2,4x 84	CABLE TIE 2.4x 84	SP
--	011.1332.0	NETZTEIL 12VDC 45 VA		SP
--	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00	*
--	055.0069.0	O-RING 6,00 x 2,00	O-RING 6.00 X 2.00	*
--	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
--	060.0471.0	FRONTFOLIE VARIOAIR	FRONT FOIL VARIOAIR	SP
--	069.0121.0	Schalldämpfer	Sound absorber for MOD. 8050	SP
--	502.0839.0	GRIFFHALTER	HANDLE HOLDER	SP
--	502.0844.0	Schlauchspitzen	Hose tips	CA
--	502.0921.0	KABEL-FLACHBAND 14P VARIO 4+ .	FLAT RIBBON CABLE 14P VARIO 4+ .	SP
--	502.0927.0	KABELSTÜCK B3P--B3P-- 180	CABLE LENGTH B3P--B3P-- 180	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
VARIOAIR-3			
--	502.0929.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH B2P--GB3-- 200 SP
--	502.0978.0	GRIFFHALTER VARIOAIR	GRIP VARIOAIR SP
--	502.1035.0	HANDGRIFF KOMPLETT V-AIR	HANDLE COMPLETE VARIOAIR SP
--	502.1045.0	Düsenansatz	nozzle connection SP
--	502.1106.0	GEHÄUSE OBERTEIL VARIOAIR 3	HOUSING TOP PART VARIOAIR 3 SP
--	502.1107.0	GEHÄUSE-UNTERTEIL VARIOAIR 3	HOUSING BOTTOM PART VARIOAIR 3 SP
--	502.1108.0	BODENBLECH VARIOAIR 3	FLOOR PLATE VARIOAIR 3 SP
--	502.1109.0	SCHAUMMATTENSATZ VARIOAIR	FOAM MAT SET VARIOAIR SP
--	502.1111.0	KABELSTÜCK 6.3--B3P-- 290	CABLE LENGTH 6.3--B3P-- 290 SP
--	502.1113.0	KABELSTÜCK 4.8--6.3-- 290	CABLE LENGTH 4.8--6.3-- 290 SP
--	502.1114.0	ERDUNGSLEITUNG RD6--4.8-- 200	GROUND CONDUCTOR RD6--4.8-- 200 SP
--	502.1121.5	IC EPROM Varioair 3	IC EPROM Arioair 3 SP
--	502.1123.0	STEUERMODUL VARIOAIR 3	CONTROL MODULE VARIOAIR 3 SP
--	502.1124.0	LEITERPL.BEST.INTERF.V-AIR 3	INTERFACE BOARD VARIOAIR 3 SP
--	502.1126.0	TRÄGERPLATTE VARIOAIR	CARRIER PLATE VARIOAIR SP
--	502.1127.0	Kabel VA3 Sekundärspannung	CABLE VA3 SECONDARY SP
--	502.1128.0	Kabel VA3 Erdung	Cabel VA3 Ground SP
--	502.1129.0	Erdungskabel VA3 Netzteil	Cabel VA3 Ground SP

__	507.0859.0	Netzanschlußkabel Schuko 3 m	Mains cable, Euro-standard, Length: 3 m	*
----	------------	------------------------------	---	---

VARIOTHERM 4 PLUS MODUL

__	000.0299.1	SCHLAUCH-STECKANSCHL.I RD8-4	HOSE CONNECTOR REDUCTION FROM RD 8 TO	SP
__	008.0729.0	STECKER S AMP 6,3X0,8 1P	PLUG S AMP 6.3X0.8 1P	SP
__	011.1084.0	NETZTRAFO	TRANSFORMER MAINS 115/230V SEK 8V 8VA	*
__	060.0359.0	FRONTFOLIE	FRONT FOIL VARIOTHERM/INSTALLATION	SP
__	502.0410.0	KABEL	FLAT RIBBON CABLE 14P HYGRO 4+	SP
___	000.0637.0	DISTANZBUCHSE 6,4 X 3,0X21,00	DISTANCE BUSH 6.4 X 3.0X21.00	SP
___	011.0085.0	ENDKAPPE LINKS UND RECHTS	END CAP LEFT AND RIGHT	SP
___	011.0087.0	ZWISCHENSTÜCK SMC-A2	SPACER SMC-A2	SP
___	011.0089.0	SCHALTER-CODIER SMC-DE-131-AK2	DECODE SWITCH NO. T56-02 AM	SP
__	502.0933.1	STEUERMODUL 2 VARIO 4+	CONTROL MODULE 2 VARIO 4+	SP
__	502.0940.0	HEIZUNGSMODUL	HEATING MODULE COMPLETE FOR VARIOTHERM	SP
___	000.0249.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR HEATING	SP
___	000.0269.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD4	HOSE SLOT	SP
___	000.0510.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL. '4MM	HOSE CONNECTOR RD 4	*
___	000.0624.0	VERSCHLUSSSTOPFEN	CLOSING PLUG	SP
___	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

VARIOTHERM 4 PLUS MODUL

___	008.0709.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE BR374 FL 22 KPL.	*
___	008.0759.0	HEIZPATRONE	HEATING CARTRIDGE HPL 10.0/60	SP
___	008.0763.0	ÜBERTEMP.SCHALTER	OVER TEMP. SWITCH TB24N 85°C NC	SP
___	008.0764.0	MAGNETVENTIL	SINGLE SOLENOID VALVE	*
___	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
___	011.1079.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
___	011.1080.0	WÄRMELEITFOLIE-KLEBEND	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
___	011.1085.0	ABSTANDB.6KT M4,0A/M4,0I/24,0	SPACER BOLT HEX M4.0A/M4.0I/24.0	SP
___	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
___	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
___	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
___	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
___	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
___	055.0016.0	DICHTUNG RD 5 X 9 X 1	Gasket RD 5 X 9 X 1	*
___	055.0096.0	DICHTUNG RD 14X18X2	GASKET RD 14 X 18 X 2	*
___	055.0097.0	DICHTUNG RD 14X18X1	SEAL RD 14 X 18 X 1	*
___	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
___	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP
___	502.0773.0	DRUCKSCHALTER	MEMBRANE PRESS SWITCH	*
___	502.0929.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH B2P--GB3-- 200	SP
___	502.0941.0	LEITERPLATTE	CIRC. BOARD MOUNT. HEATING BLOCK VARIO	SP
___	011.0065.0	GLEICHRICHTER B80 C 1500	RECTIFIER B.B80C 1500	SP
___	011.0066.0	DIODE 1N4148	DIODE RECTIFIER	SP
___	011.0074.0	SPANNUNGSREGLER IC 7805S	IC TA 7805 S	SP
___	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
___	011.0167.0	WIDMEFI OHM 332.00 1,00%	WIDMEFI OHM 332.00 1.00%	SP
___	011.0209.0	KONDENS KERAMIK UF0.100	CAPACITOR	SP
___	011.0257.0	KONDENSATOR	CONDENS. TANTAL UF 1,000	SP
___	011.0543.0	KONDENS ELKO UF 2200.000	CONDENSER ELKO UF 2200.000	SP
___	011.0625.0	STECKER S L 2P MOD.6410 MOLEX	PLUG S L 2P RM2.54 180G	SP
___	011.0660.0	KÜHLKÖRPER FINGER TYP V5640-A	COOLING ELEMENT FINGER TYPE V5640-A	SP
___	011.0664.0	STECKER S L 14P 2-REIHIG	PLUG S L 14P 2-ROW	SP

----	011.0686.0	RELAIS 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	RELAY 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	*
----	011.0849.0	LEUCHTDIODE	LUMINOUS DIODE GREEN	SP
----	011.0976.0	KONDENS X2 UF0.100	CONDENS. X2 UF 0.100	SP
----	011.0986.0	STECKER S L 2P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 2P MATE-N-LOK AMP	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

VARIOTHERM 4 PLUS MODUL

----	011.0993.0	KONDENS X2 UF1.000	CONDENS. X2 UF 1.000	SP
----	011.1053.0	STECKER S L 3P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 3P MATE-N-LOK AMP	SP
----	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
-----	008.0212.0	LITZE 1X 1,50 BRAUNNYAF	BUNCHED BROWN	SP
-----	008.0213.0	LITZE 1X 1,50 BLAU NYAF	BUNCHED BLUE	SP
-----	008.0506.0	ISOLIERSCHLAUCH RD 6,00X0,60	ISOLATIONTUBERD 6,00X0,60	SP
-----	008.0624.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	PLUG B AMP 6,3 X 0,8 1P	SP
-----	008.0681.0	KABEL 2X 1,50 WEISS	CABLE 2X 1,50 WITHE	SP
-----	502.0943.0	HEIZKÖRPER MIT EINLASSVENTIL	HEATING ELEMENT	SP
-----	502.0946.0	DROSSELDÜSE	THROTTLE NOZZLE CPL. 0.45	SP
-----	502.0946.1	DROSSELDÜSE	THROTTLE JET CPL. 0.65	SP
-----	055.0022.0	O-RING 2,90 x 1,78	O-ring 2.90 X 1.78	*
-----	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
-----	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50	*
-----	502.0944.1	DROSSELDÜSE 0.65 MM	THROTTLE NOZZLE 0.65 MM	SP
-----	502.0947.0	DROSSELDÜSE	BANJO SCREW CPL/0.8	SP
-----	530.1169.0	DOPPEL NTC M. VERSCHRAUBUNG	NTC RESISTOR	SP
-----	502.0946.0	DROSSELDÜSE	THROTTLE NOZZLE CPL. 0.45	SP
-----	502.0946.1	DROSSELDÜSE	THROTTLE JET CPL. 0.65	SP
-----	055.0022.0	O-RING 2,90 x 1,78	O-ring 2.90 X 1.78	*
-----	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
-----	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50	*
-----	502.0944.1	DROSSELDÜSE 0.65 MM	THROTTLE NOZZLE 0.65 MM	SP

VARIOTHERM PLUS

---	502.0900.0	VARIOTHERM PLUS	VARIOTHERM PLUS	HNO
---	000.0249.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR HEATING	SP
---	000.0252.0	SCHLAUCH-STECKANSCHLUSS 'RD 8 1/4" GERAI	HOSE SLOT	SP
---	000.0269.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD4	HOSE SLOT	SP
---	000.0639.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13	*
---	000.0792.0	BLINDSTOPFEN R 3/4"	BL. PLUG R 3/4"	SP
---	000.0793.0	BLINDSTOPFEN R 3/8"	BL. PLUG R 3/8"	SP
---	000.0976.0	EINSCHRAUBANSCHLUSS GERADE RD8	SCREW-FIT CONNECT. STRAIGHT RD8	*
---	005.0025.0	SCHLAUCH-RILSAN RD.A.8,0	TUBING RD. A. 8,0 / RD. I. 6,0	*
---	005.0026.0	SCHLAUCH-RILSAN RD. A. 4,0	Tubing RD A. 4,0 4,0X2,5	CA
---	005.0026.0	SCHLAUCH-RILSAN RD. A. 4,0	Tubing RD A. 4,0 4,0X2,5	CA
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

VARIOTHERM PLUS

---	008.0388.0	SCHALTER	ROCKER SWITCH - BLACK / GREEN	SP
---	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25	SP
---	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE	SP
---	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6	SP

--	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934)	SP
--	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125)	SP
--	008.0760.0	STECKER S 6,3X0,8 1P/M6	PLUG S 6.3X0.8 1P/M6	SP
--	008.0765.0	STECKER SE KALTGER 2P TYP KEC	PLUG SE EURO N2P TYPE KEC	SP
--	008.0765.1	STECKER SCHUBLADE 5x20	PLUG DRAWER 5x20	SP
--	008.0765.2	STECKER SCHUBLADE 6,3X20 (110 V - 115V)	PLUG FOR DRAWER 6,3 X 20	SP
--	008.0765.3	SCHUTZABDECKUNG FÜR KEC	PROTECTIVE COVER F. KEC	SP
--	008.0766.0	SICHERUNG	FUSE F 15,00 A "L"	*
--	008.0767.0	SICHERUNG	FUSE F 8,00 A "H" 5X20 MM (FOR 220-240V)	SP
--	011.0655.0	JUMPER	JUMPER	SP
--	011.0697.0	STECKER G CRIMP-SMAP 4P MOLE	PLUG G CRIMP-SNAP 4P MOLE	SP
--	011.1084.0	NETZTRAFO	TRANSFORMER MAINS 115/230V SEK 8V 8VA	*
--	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
--	055.0026.0	DICHTUNG RD 6 X 11,5X 1	Gasket RD 6 X 11.5 X 1	*
--	055.0038.0	DICHTUNG RD 19 X 24 X 2	Gasket RD 19 X 24 X 2	*
--	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
--	060.0357.0	FRONTFOLIE VARIO THERM + TI	FRONT FOIL VARIO THERM + TI	SP
--	501.0315.7	ZUFL.SCHLAUCH 3/8 GEW.3/4 3000	SUPPLY HOSE 3/8 GEW.3/4 3000	*
--	501.0320.0	DICHTUNG RD 15 X 1,5 DREI-LOCH	THREE-HOLE GASKET	*
--	501.0331.0	SPRITZSCHUTZ AUS PLEXIGLAS	Splash protection to be slipped on jet connectio	HNO
--	501.0331.1	DICHTUNG F.SPRITZSCHUTZ	O-Ring for splash protection	SP
--	502.0724.1	REDUZIERUNG G1/4 - G3/4	DOUBLE NIPPLE G1/4 - G3/4	*
--	502.0768.1	VERSCHRAUBUNG R1/4 AUF R3/4	SCREWING R1/4" TO R 3/4"	*
--	502.0844.0	Schlauchspitzen	Hose tips	CA
--	501.0346.1	FILTERGLAS	FILTER JAR FOR WATER FILTER FROM 08/92	*
--	501.0346.2	DICHTUNG F.DRUCKWASSERFILTER	Sealing for filter cup 501.0346.1	*
--	502.0891.0	WASSERFILTER CELLPOR-PE	FILTER CARTRIDGE FOR WATER FILTER	SP
--	502.0891.0	WASSERFILTER CELLPOR-PE	FILTER CARTRIDGE FOR WATER FILTER	SP
--	502.0911.0	GEHÄUSE OBERT.VARIO THERM BEAR.	HOUSING TOP VARIO THERM PROC.	SP
--	105.3012.0	GEHÄUSESCHALE INNENSCHALE ROHT	HOUSING SHELL INNER SHELL RAW PT.	SP
--	502.0021.0	GEHÄUSE UNTERTEIL	HOUSING BOTTOM PART	SP
--	502.0921.0	KABEL-FLACHBAND 14P VARIO 4+ .	FLAT RIBBON CABLE 14P VARIO 4+ .	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
VARIO THERM PLUS			
--	502.0923.0	ERDUNGSLEITUNG 6,3--4,8-- 150	GROUND CONDUCTOR SP
--	502.0924.0	ERDUNGSLEITUNG 6,3--6,3-- 140	EARTH CABLE 6.3--6.3-- 140 SP
--	502.0925.0	KABELSTÜCK6,3--4,8-- 290	CABLE LENGTH 6.3--4.8-- 290 SP
--	502.0926.0	KABELSTÜCK6,3--LOK-- 290	CABLE LENGTH 6.3--LOK-- 290 SP
--	502.0927.0	KABELSTÜCK B3P--B3P-- 180	CABLE LENGTH B3P--B3P-- 180 SP
--	000.0637.0	DISTANZBUCHSE 6,4 X 3,0X21,00	DISTANCE BUSH 6.4 X 3.0X21.00 SP
--	011.0085.0	ENDKAPPE LINKS UND RECHTS	END CAP LEFT AND RIGHT SP
--	011.0087.0	ZWISCHENSTÜCK SMC-A2	SPACER SMC-A2 SP
--	011.0089.0	SCHALTER-CODIER SMC-DE-131-AK2	DECODE SWITCH NO. T56-02 AM SP
--	502.0933.1	STEUERMODUL 2 VARIO 4+	CONTROL MODULE 2 VARIO 4+ SP
--	502.0940.0	HEIZUNGSMODUL	HEATING MODULE COMPLETE FOR VARIO THERM SP
--	000.0249.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR HEATING SP
--	000.0269.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD4	HOSE SLOT SP
--	000.0510.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL. 4MM	HOSE CONNECTOR RD 4 *
--	000.0624.0	VERSCHLUSSSTOPFEN	CLOSING PLUG SP
--	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding" SP
--	008.0709.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE BR374 FL 22 KPL. *
--	008.0759.0	HEIZPATRONE	HEATING CARTRIDGE HPL 10.0/60 SP

---	008.0763.0	ÜBERTEMP.SCHALTER	OVER TEMP. SWITCH TB24N 85°C NC	SP
---	008.0764.0	MAGNETVENTIL	SINGLE SOLENOID VALVE	*
---	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
---	011.1079.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
---	011.1080.0	WÄRMELEITFOLIE-KLEBEND	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
---	011.1085.0	ABSTANDB.6KT M4,0A/M4,0I/24,0	SPACER BOLT HEX M4.0A/M4.0I/24.0	SP
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0016.0	DICHTUNG RD 5 X 9 X 1	Gasket RD 5 X 9 X 1	*
---	055.0096.0	DICHTUNG RD 14X18X2	GASKET RD 14 X 18 X 2	*
---	055.0097.0	DICHTUNG RD 14X18X1	SEAL RD 14 X 18 X 1	*
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
---	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP
---	502.0773.0	DRUCKSCHALTER	MEMBRANE PRESS SWITCH	*
---	502.0929.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH B2P--GB3-- 200	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
VARIO THERM PLUS			
---	502.0941.0	LEITERPLATTE	CIRC. BOARD MOUNT. HEATING BLOCK VARIO SP
---	011.0065.0	GLEICHRICHTER B80 C 1500	RECTIFIER B.B80C 1500 SP
---	011.0066.0	DIODE 1N4148	DIODE RECTIFIER SP
---	011.0074.0	SPANNUNGSREGLER IC 7805S	IC TA 7805 S SP
---	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY *
---	011.0167.0	WIDMEFI OHM 332.00 1,00%	WIDMEFI OHM 332.00 1.00% SP
---	011.0209.0	KONDENS KERAMIK UF0.100	CAPACITOR SP
---	011.0257.0	KONDENSATOR	CONDENS. TANTAL UF 1,000 SP
---	011.0543.0	KONDENS ELKO UF 2200.000	CONDENSER ELKO UF 2200.000 SP
---	011.0625.0	STECKER S L 2P MOD.6410 MOLEX	PLUG S L 2P RM2.54 180G SP
---	011.0660.0	KÜHLKÖRPER FINGER TYP V5640-A	COOLING ELEMENT FINGER TYPE V5640-A SP
---	011.0664.0	STECKER S L 14P 2-REIHIG	PLUG S L 14P 2-ROW SP
---	011.0686.0	RELAIS 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	RELAY 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV *
---	011.0849.0	LEUCHTDIODE	LUMINOUS DIODE GREEN SP
---	011.0976.0	KONDENS X2 UF0.100	CONDENS. X2 UF 0.100 SP
---	011.0986.0	STECKER S L 2P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 2P MATE-N-LOK AMP SP
---	011.0993.0	KONDENS X2 UF1.000	CONDENS. X2 UF 1.000 SP
---	011.1053.0	STECKER S L 3P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 3P MATE-N-LOK AMP SP
---	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE SP
---	008.0212.0	LITZE 1X 1,50 BRAUNNYAF	BUNCHED BROWN SP
---	008.0213.0	LITZE 1X 1,50 BLAU NYAF	BUNCHED BLUE SP
---	008.0506.0	ISOLIERSCHLAUCH RD 6,00X0,60	ISOLATIONTUBERD 6,00X0,60 SP
---	008.0624.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	PLUG B AMP 6,3 X 0,8 1P SP
---	008.0681.0	KABEL 2X 1,50 WEISS	CABLE 2X 1,50 WITHE SP
---	502.0943.0	HEIZKÖRPER MIT EINLASSVENTIL	HEATING ELEMENT SP
---	502.0946.0	DROSSELDÜSE	THROTTLE NOZZLE CPL. 0.45 SP
---	502.0946.1	DROSSELDÜSE	THROTTLE JET CPL. 0.65 SP
---	055.0022.0	O-RING 2,90 x 1,78	O-ring 2.90 X 1.78 *
---	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00 *
---	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50 *
---	502.0944.1	DROSSELDÜSE 0.65 MM	THROTTLE NOZZLE 0.65 MM SP
---	502.0947.0	DROSSELDÜSE	BANJO SCREW CPL/0.8 SP

---	530.1169.0	DOPPEL NTC M. VERSCHRAUBUNG	NTC RESISTOR	SP
--	502.0940.1	HEIZUNGSMODUL KPL. 127V VARIO 4	HEATING MODULE CPL. VARIO 4	SP
---	000.0249.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL. RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR HEATING	SP
---	000.0269.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL. RD4	HOSE SLOT	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

VARIOTHERM PLUS

---	000.0510.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL. 4MM	HOSE CONNECTOR RD 4	*
---	000.0624.0	VERSCHLUSSSTOPFEN	CLOSING PLUG	SP
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
---	008.0709.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE BR374 FL 22 KPL.	*
---	008.0759.0	HEIZPATRONE	HEATING CARTRIDGE HPL 10.0/60	SP
---	008.0763.0	ÜBERTEMP.SCHALTER	OVER TEMP. SWITCH TB24N 85°C NC	SP
---	008.0764.0	MAGNETVENTIL	SINGLE SOLENOID VALVE	*
---	008.0764.2	MAGNETVENTILSPULE	MAGNETIC COIL BR373/BR373A/BR374	SP
---	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
---	011.1079.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
---	011.1080.0	WÄRMELEITFOLIE-KLEBEND	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
---	011.1085.0	ABSTANDB.6KT M4,0A/M4,0I/24,0	SPACER BOLT HEX M4.0A/M4.0I/24.0	SP
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0016.0	DICHTUNG RD 5 X 9 X 1	Gasket RD 5 X 9 X 1	*
---	055.0096.0	DICHTUNG RD 14X18X2	GASKET RD 14 X 18 X 2	*
---	055.0097.0	DICHTUNG RD 14X18X1	SEAL RD 14 X 18 X 1	*
---	502.0773.0	DRUCKSCHALTER	MEMBRANE PRESS SWITCH	*
---	502.0929.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH B2P--GB3-- 200	SP
---	502.0941.0	LEITERPLATTE	CIRC. BOARD MOUNT. HEATING BLOCK VARIO	SP
---	011.0065.0	GLEICHRICHTER B80 C 1500	RECTIFIER B.B80C 1500	SP
---	011.0066.0	DIODE 1N4148	DIODE RECTIFIER	SP
---	011.0074.0	SPANNUNGSREGLER IC 7805S	IC TA 7805 S	SP
---	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
---	011.0167.0	WIDMEFI OHM 332.00 1,00%	WIDMEFI OHM 332.00 1.00%	SP
---	011.0209.0	KONDENS KERAMIK UF0.100	CAPACITOR	SP
---	011.0257.0	KONDENSATOR	CONDENS. TANTAL UF 1,000	SP
---	011.0543.0	KONDENS ELKO UF 2200.000	CONDENSER ELKO UF 2200.000	SP
---	011.0625.0	STECKER S L 2P MOD.6410 MOLEX	PLUG S L 2P RM2.54 180G	SP
---	011.0660.0	KÜHLKÖRPER FINGER TYP V5640-A	COOLING ELEMENT FINGER TYPE V5640-A	SP
---	011.0664.0	STECKER S L 14P 2-REIHIG	PLUG S L 14P 2-ROW	SP
---	011.0686.0	RELAIS 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	RELAY 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	*
---	011.0849.0	LEUCHTDIODE	LUMINOUS DIODE GREEN	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

VARIOTHERM PLUS

---	011.0976.0	KONDENS X2 UF0.100	CONDENS. X2 UF 0.100	SP
---	011.0986.0	STECKER S L 2P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 2P MATE-N-LOK AMP	SP
---	011.0993.0	KONDENS X2 UF1.000	CONDENS. X2 UF 1.000	SP
---	011.1053.0	STECKER S L 3P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 3P MATE-N-LOK AMP	SP

----	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
-----	008.0212.0	LITZE 1X 1,50 BRAUNNYAF	BUNCHED BROWN	SP
-----	008.0213.0	LITZE 1X 1,50 BLAU NYAF	BUNCHED BLUE	SP
-----	008.0506.0	ISOLIERSCHLAUCH RD 6,00X0,60	ISOLATIONTUBERD 6,00X0,60	SP
-----	008.0624.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	PLUG B AMP 6,3 X 0,8 1P	SP
-----	008.0681.0	KABEL 2X 1,50 WEISS	CABLE 2X 1,50 WITHE	SP
----	502.0943.0	HEIZKÖRPER MIT EINLASSVENTIL	HEATING ELEMENT	SP
----	502.0946.0	DROSSELDÜSE	THROTTLE NOZZLE CPL. 0.45	SP
----	502.0946.1	DROSSELDÜSE	THROTTLE JET CPL. 0.65	SP
-----	055.0022.0	O-RING 2,90 x 1,78	O-ring 2.90 X 1.78	*
-----	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
-----	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50	*
-----	502.0944.1	DROSSELDÜSE 0.65 MM	THROTTLE NOZZLE 0.65 MM	SP
----	502.0947.0	DROSSELDÜSE	BANJO SCREW CPL/0.8	SP
----	530.1169.0	DOPPEL NTC M. VERSCHRAUBUNG	NTC RESISTOR	SP
----	502.0946.0	DROSSELDÜSE	THROTTLE NOZZLE CPL. 0.45	SP
----	502.0946.0	DROSSELDÜSE	THROTTLE NOZZLE CPL. 0.45	SP
----	502.0946.1	DROSSELDÜSE	THROTTLE JET CPL. 0.65	SP
-----	055.0022.0	O-RING 2,90 x 1,78	O-ring 2.90 X 1.78	*
-----	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
-----	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50	*
-----	502.0944.1	DROSSELDÜSE 0.65 MM	THROTTLE NOZZLE 0.65 MM	SP
----	502.0951.0	ANSCHLUSSNIPPEL G3/4"	CONNECT. NIPPLE G3/4"	*
----	502.0955.0	DRUCKMINDERER	PRESSURE REDUCER	*
----	502.0955.1	WINKEL F. DRUCKMINDERER MINI	BRACKET F. PRESSURE REG. MINI	SP
----	502.0962.0	GRIFFHALTER	GRIP	SP
----	502.0963.0	DRUCKWASSERSPÜLHANDGRIFF - 4+	IRRIGATION HANDLE	SP
----	000.0444.0	FEDER DRUCK 6,0 X 0,40 X 13,00	Pressure spring 6,0X0,4 X 13,00	SP
----	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50	SP
----	000.0775.0	Blindstopfen weiß	BL. PLUG WHITE HANDGRIP	SP
----	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00	*
----	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
VARIOTHERM PLUS			
----	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00 *
----	502.0964.0	VENTILSCHIEBER	VALVE SLIDER SP
----	502.0966.0	STELLKNOPF	ADJ. KNOB SP
----	502.0967.0	FUNKTIONSTRÄGER III	FUNCTION CARRIER III SP
-----	502.0965.0	VENTILKÖRPER	VALVE BODY SP
-----	502.0969.0	VERBINDUNGSROHR-II	TUBE SP
-----	506.5141.0	ROHR F. LUFT/WASSERHANDGRIFF	PIPE F. AIR/WATER HANDGRIP SP
-----	508.0436.6	ANSCHLUSSTÜCK WS-FUNKTIONSTR.	CONNECTOR WS-FUNCTION TR. SP
-----	508.0445.0	LUER-LOC-VERBINDER-M	LUER LOC CONECTOR SP
----	502.0968.0	Griffschalensatz mit Magnet	GRIP PLATES CPL. W. MAGNET SP
----	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW SP
----	508.0441.0	AUSLÖSEHEBEL SPÜLHANDGRIFF II	TRIGGER LEVER FLUSH HANDLE II SP
----	502.0970.0	SPÜLHANDGRIFF MIT MAGNET	IRRIGATION HANDLE WITH MAGNET SP
----	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50 SP
----	000.0681.0	FEDER DRUCK 5,0X0,40X12,00	SPRING PRESSURE 5.0X0.40X12.00 SP
----	000.0770.0	FEDER DRUCK 5X0,4X8,7	SPRING PRESSURE 5X0.4X8.7 SP
----	000.0774.0	BLINDSTOPFEN MAGNETHANDGRIFF	BL. PLUG MAGNETIC HANDGRIP SP
-----	005.0134.0	RUND 20,0 POM	SP

---	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00	*
---	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
---	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00	*
---	502.0964.0	VENTILSCHIEBER	VALVE SLIDER	SP
---	502.0967.0	FUNKTIONSTRÄGER III	FUNCTION CARRIER III	SP
---	502.0965.0	VENTILKÖRPER	VALVE BODY	SP
---	502.0969.0	VERBINDUNGSROHR-II	TUBE	SP
---	506.5141.0	ROHR F. LUFT/WASSERHANDGRIFF	PIPE F. AIR/WATER HANDGRIP	SP
---	508.0436.6	ANSCHLUSSTÜCK WS-FUNKTIONSTR.	CONNECTOR WS-FUNCTION TR.	SP
---	508.0445.0	LUER-LOC-VERBINDER-M	LUER LOC CONECTOR	SP
---	502.0968.1	GRIFFSCHALENSATZ MAGNET BEDRUC	GRIP PLATES SET MAGNET COMPRESSED	SP
---	502.0975.0	SCHUTZHÜLSE	PROT. SLEEVE	SP
---	502.0977.0	STIFT F. DRUCKWASSERHANDGRIFF	PIN F. PRESS. WATER HANDGRIP	SP
---	502.0986.0	ANSCHLAGBUCHSE	STOP BUSH	SP
---	502.0987.0	GEWINDEHÜLSE 2	THREADED SLEEVE 2	SP
---	502.0988.0	STELLSCHRAUBE	ADJ. SCREW	SP
---	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW	SP
---	508.0441.1	AUSLÖSEH.HANDGRIFF MIT BUCHSE	TRIGGER L. HANDGRIP WITH BUSH	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
VARIO THERM PLUS			
---	508.0441.0	AUSLÖSEHEBEL SPÜLHANDGRIFF II	TRIGGER LEVER FLUSH HANDLE II SP
---	502.0980.0	ABFLUßSCHLAUCH KPL.	DRAINAGE TUBE SET SP
---	507.0859.0	Netzanschlußkabel Schuko 3 m	Mains cable, Euro-standard, Length: 3 m *
---	508.0427.0	DÜSENANSATZ-II GERADE 80MM.	Jet connection for water irrigation handle 80 mm HNO
---	510.0412.0	SCHLAUCH-DOPPEL.F DRUCKWASSER	TUBING FOR PRESSURE WATER PISTOL SP
---	501.0320.0	DICHTUNG RD 15 X 1,5 DREI-LOCH	THREE-HOLE GASKET *
---	Hygienefilter	Hygienefilter	Hygienefilter
---	502.0984.0	Düsenansatz 40 mm	jet conaction HNO
---	Varioab2006	VARIO THERM 4 PLUS	VARIO THERM 4 +
---	000.0249.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR HEATING SP
---	000.0252.0	SCHLAUCH-STECKANSCHLUSS 'RD 8 1/4" GERAI	HOSE SLOT SP
---	000.0269.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD4	HOSE SLOT SP
---	000.0639.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13 *
---	000.0792.0	BLINDSTOPFEN R 3/4"	BL. PLUG R 3/4" SP
---	000.0793.0	BLINDSTOPFEN R 3/8"	BL. PLUG R 3/8" SP
---	000.0796.0	GERÄTEFUSS 12	DEV. FOOT 12 SP
---	000.0815.0	SCHLAUCHSTECKVERBINDER I-6-6	HOSE CONNECT. I-6-6 SP
---	000.0816.0	SCHLAUCHSTECKVERBINDER T-4-4	HOSE CONNECT. T-4-4 SP
---	000.0817.0	SCHLAUCHSTECKVERBINDER I-6-4	HOSE CONNECT. I-6-4 SP
---	000.0976.0	EINSCHRAUBANSCHLUSS GERADE RD8	SCREW-FIT CONNECT. STRAIGHT RD8 *
---	000.0980.0	SCHOTTVERSCHRAUBUNG GERADE RD6	BULKHEAD CONNECT. STRAIGHT RD6 SP
---	000.0982.0	EINSCHRAUBANSCHLUSS L RD6	SCREW-FIT CONNECT. L RD6 SP
---	000.0983.0	REDUZIERUNG 4/6	REDUCTION 6/6 SP
---	000.0988.0	SCHLAUCHTÜLLE 6/5	HOSE SPOUT 6/5 SP
---	000.0998.0	WASSERFILTER MINI VT 1/4	Water-filter 1/4 *
---	000.0999.0	FILTERPATRONE MINI FRN20	Filter *
---	005.0025.0	SCHLAUCH-RILSAN RD.A.8,0	TUBING RD. A. 8,0 / RD. I. 6,0 *
---	005.0026.0	SCHLAUCH-RILSAN RD. A. 4,0	Tubing RD A. 4,0 4,0X2,5 CA
---	005.0173.0	SCHLAUCH	HOSE RD.I. 4.0X1.0 *
---	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0 SP
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding" SP
---	008.0388.0	SCHALTER	ROCKER SWITCH - BLACK / GREEN SP

---	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25	SP
---	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE	SP
---	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6	SP
---	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934)	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

VARIOTHERM PLUS

---	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125)	SP
---	008.0760.0	STECKER S 6,3X0,8 1P/M6	PLUG S 6.3X0.8 1P/M6	SP
---	008.0765.0	STECKER SE KALTGER 2P TYP KEC	PLUG SE EURO N2P TYPE KEC	SP
---	008.0765.1	STECKER SCHUBLADE 5x20	PLUG DRAWER 5x20	SP
---	008.0765.3	SCHUTZABDECKUNG FÜR KEC	PROTECTIVE COVER F. KEC	SP
---	008.0767.0	SICHERUNG	FUSE F 8,00 A "H" 5X20 MM (FOR 220-240V)	SP
---	008.0894.0	SCHALTER WIPP SCHW/GRÜN	ROCKER SWITCH BLACK/GREEN	SP
---	011.0655.0	JUMPER	JUMPER	SP
---	011.1084.0	NETZTRAFO	TRANSFORMER MAINS 115/230V SEK 8V 8VA	*
---	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
---	055.0026.0	DICHTUNG RD 6 X 11,5X 1	Gasket RD 6 X 11.5 X 1	*
---	055.0026.0	DICHTUNG RD 6 X 11,5X 1	Gasket RD 6 X 11.5 X 1	*
---	055.0038.0	DICHTUNG RD 19 X 24 X 2	Gasket RD 19 X 24 X 2	*
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
---	060.0470.0	FRONTFOLIE VARIOTHERM	FRONT FOIL VARIOTHERM	SP
---	501.0315.7	ZUFL.SCHLAUCH 3/8 GEW.3/4 3000	SUPPLY HOSE 3/8 GEW.3/4 3000	*
---	501.0320.0	DICHTUNG RD 15 X 1,5 DREI-LOCH	THREE-HOLE GASKET	*
---	501.0331.0	SPRITZSCHUTZ AUS PLEXIGLAS	Splash protection to be slipped on jet connectio	HNO
---	501.0331.1	DICHTUNG F.SPRITZSCHUTZ	O-Ring for splash protection	SP
---	502.0306.0	GEHÄUSEUNTERTEIL	HOUSING BOTTOM PART	SP
---	502.0307.0	ANSCHLUSSTÜCK	CONNECT. PIECE	SP
---	502.0309.0	BODENPLATTE KPL.	BASE PLATE CPL.	SP
---	502.0724.1	REDUZIERUNG G1/4 - G3/4	DOUBLE NIPPLE G1/4 - G3/4	*
---	502.0768.1	VERSCHRAUBUNG R1/4 AUF R3/4	SCREWING R1/4" TO R 3/4"	*
---	502.0844.0	Schlauchspitzen	Hose tips	CA
---	501.0346.1	FILTERGLAS	FILTER JAR FOR WATER FILTER FROM 08/92	*
---	501.0346.2	DICHTUNG F.DRUCKWASSERFILTER	Sealing for filter cup 501.0346.1	*
---	502.0891.0	WASSERFILTER CELLPOR-PE	FILTER CARTRIDGE FOR WATER FILTER	SP
---	502.0891.0	WASSERFILTER CELLPOR-PE	FILTER CARTRIDGE FOR WATER FILTER	SP
---	502.0911.0	GEHÄUSE OBERT.VARIOTHERM BEAR.	HOUSING TOP VARIOTHERM PROC.	SP
---	502.0916.0	TRÄGERPLATTE VARIOTHERM	CARRIER PLATE VARIOTHERM	SP
---	502.0917.0	ERDUNGSLEITUNG RD6--RD4-- 420	EARTH CABLE RD6--RD4-- 420	SP
---	502.0921.0	KABEL-FLACHBAND 14P VARIO 4+ .	FLAT RIBBON CABLE 14P VARIO 4+ .	SP
---	502.0923.0	ERDUNGSLEITUNG 6,3--4,8-- 150	GROUND CONDUCTOR	SP
---	502.0924.0	ERDUNGSLEITUNG 6,3--6,3-- 140	EARTH CABLE 6.3--6.3-- 140	SP
---	502.0925.0	KABELSTÜCK6,3--4,8-- 290	CABLE LENGTH 6.3--4.8-- 290	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

VARIOTHERM PLUS

---	502.0926.0	KABELSTÜCK6,3--LOK-- 290	CABLE LENGTH 6.3--LOK-- 290	SP
---	502.0927.0	KABELSTÜCK B3P--B3P-- 180	CABLE LENGTH B3P--B3P-- 180	SP
---	502.0933.1	STEUERMODUL 2 VARIO 4+	CONTROL MODULE 2 VARIO 4+	SP
---	502.0940.0	HEIZUNGSMODUL	HEATING MODULE COMPLETE FOR VARIOTHERM	SP

----	000.0249.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD8	ANGULAR CONNECTION PIECE FOR HEATING	SP
----	000.0269.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL.L RD4	HOSE SLOT	SP
----	000.0510.0	SCHLAUCH-STECKANSCHL. '4MM	HOSE CONNECTOR RD 4	*
----	000.0624.0	VERSCHLUSSSTOPFEN	CLOSING PLUG	SP
----	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
----	008.0709.0	MAGNETVENTIL	MAGNETIC VALVE BR374 FL 22 KPL.	*
----	008.0759.0	HEIZPATRONE	HEATING CARTRIDGE HPL 10.0/60	SP
----	008.0763.0	ÜBERTEMP.SCHALTER	OVER TEMP. SWITCH TB24N 85°C NC	SP
----	008.0764.0	MAGNETVENTIL	SINGLE SOLENOID VALVE	*
----	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
----	011.1079.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
----	011.1080.0	WÄRMELEITFOLIE-KLEBEND	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE	SP
----	011.1085.0	ABSTANDB.6KT M4,0A/M4,0I/24,0	SPACER BOLT HEX M4.0A/M4.0I/24.0	SP
----	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
----	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
----	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
----	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
----	055.0003.0	DICHTUNG RD 10 X 15 X 1	Gasket RD 10 X 14 X 2	*
----	055.0016.0	DICHTUNG RD 5 X 9 X 1	Gasket RD 5 X 9 X 1	*
----	055.0096.0	DICHTUNG RD 14X18X2	GASKET RD 14 X 18 X 2	*
----	055.0097.0	DICHTUNG RD 14X18X1	SEAL RD 14 X 18 X 1	*
----	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
----	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP
----	502.0773.0	DRUCKSCHALTER	MEMBRANE PRESS SWITCH	*
----	502.0929.0	KABELSTÜCK	CABLE LENGTH B2P--GB3-- 200	SP
----	502.0941.0	LEITERPLATTE	CIRC. BOARD MOUNT. HEATING BLOCK VARIO	SP
----	011.0065.0	GLEICHRICHTER B80 C 1500	RECTIFIER B.B80C 1500	SP
----	011.0066.0	DIODE 1N4148	DIODE RECTIFIER	SP
----	011.0074.0	SPANNUNGSREGLER IC 7805S	IC TA 7805 S	SP
----	011.0082.0	LASTRELAIS	RELAY	*
----	011.0167.0	WIDMEFI OHM 332.00 1,00%	WIDMEFI OHM 332.00 1.00%	SP
----	011.0209.0	KONDENS KERAMIK UF0.100	CAPACITOR	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
VARIO THERM PLUS			
----	011.0257.0	KONDENSATOR	CONDENS. TANTAL UF 1,000 SP
----	011.0543.0	KONDENS ELKO UF 2200.000	CONDENSER ELKO UF 2200.000 SP
----	011.0625.0	STECKER S L 2P MOD.6410 MOLEX	PLUG S L 2P RM2.54 180G SP
----	011.0660.0	KÜHLKÖRPER FINGER TYP V5640-A	COOLING ELEMENT FINGER TYPE V5640-A SP
----	011.0664.0	STECKER S L 14P 2-REIHIG	PLUG S L 14P 2-ROW SP
----	011.0686.0	RELAIS 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV	RELAY 1XUM 5VDC/8A/250V/4KV *
----	011.0849.0	LEUCHTDIODE	LUMINOUS DIODE GREEN SP
----	011.0976.0	KONDENS X2 UF0.100	CONDENS. X2 UF 0.100 SP
----	011.0986.0	STECKER S L 2P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 2P MATE-N-LOK AMP SP
----	011.0993.0	KONDENS X2 UF1.000	CONDENS. X2 UF 1.000 SP
----	011.1053.0	STECKER S L 3P MATE-N-LOK AMP	PLUG S L 3P MATE-N-LOK AMP SP
----	011.1078.0	WÄRMELEITFOLIE	HEAT COND. FOIL-ADHESIVE SP
----	008.0212.0	LITZE 1X 1,50 BRAUNNYAF	BUNCHED BROWN SP
----	008.0213.0	LITZE 1X 1,50 BLAU NYAF	BUNCHED BLUE SP
----	008.0506.0	ISOLIER SCHLAUCH RD 6,00X0,60	ISOLATION TUBERD 6,00X0,60 SP
----	008.0624.0	STECKER B AMP 6,3X0,8 1P	PLUG B AMP 6,3 X 0,8 1P SP
----	008.0681.0	KABEL 2X 1,50 WEISS	CABLE 2X 1,50 WITHE SP
----	502.0943.0	HEIZKÖRPER MIT EINLASSVENTIL	HEATING ELEMENT SP

----	502.0946.0	DROSSELDÜSE	THROTTLE NOZZLE CPL. 0.45	SP
----	502.0946.1	DROSSELDÜSE	THROTTLE JET CPL. 0.65	SP
-----	055.0022.0	O-RING 2,90 x 1,78	O-ring 2.90 X 1.78	*
-----	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
-----	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50	*
-----	502.0944.1	DROSSELDÜSE 0.65 MM	THROTTLE NOZZLE 0.65 MM	SP
-----	502.0947.0	DROSSELDÜSE	BANJO SCREW CPL/0.8	SP
-----	530.1169.0	DOPPEL NTC M. VERSCHRAUBUNG	NTC RESISTOR	SP
----	502.0946.1	DROSSELDÜSE	THROTTLE JET CPL. 0.65	SP
-----	055.0022.0	O-RING 2,90 x 1,78	O-ring 2.90 X 1.78	*
-----	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
-----	055.0095.0	O-RING	O-RING 3.00 X 1.50	*
-----	502.0944.1	DROSSELDÜSE 0.65 MM	THROTTLE NOZZLE 0.65 MM	SP
-----	502.0951.0	ANSCHLUSSNIPPEL G3/4"	CONNECT. NIPPLE G3/4"	*
-----	502.0955.0	DRUCKMINDERER	PRESSURE REDUCER	*
-----	502.0962.0	GRIFFHALTER	GRIP	SP
-----	502.0970.0	SPÜLHANDGRIFF MIT MAGNET	IRRIGATION HANDLE WITH MAGNET	SP
-----	000.0445.0	DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING 5,0X0,63 X 18,50	SP

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
VARIO THERM PLUS			
----	000.0681.0	FEDER DRUCK 5.0X0.40X12.00	SPRING PRESSURE 5.0X0.40X12.00 SP
----	000.0770.0	FEDER DRUCK 5X0,4X8,7	SPRING PRESSURE 5X0.4X8.7 SP
----	000.0774.0	BLINDSTOPFEN MAGNETHANDGRIFF	BL. PLUG MAGNETIC HANDGRIP SP
-----	005.0134.0	RUND 20,0 POM	SP
-----	055.0028.0	O-RING	O-ring 2.00 X 1.00 *
-----	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00 *
-----	055.0058.0	O-RING 8,00 x 1,00	O-ring 8.00 X 1.00 *
-----	502.0964.0	VENTILSCHIEBER	VALVE SLIDER SP
-----	502.0967.0	FUNKTIONSTRÄGER III	FUNCTION CARRIER III SP
-----	502.0965.0	VENTILKÖRPER	VALVE BODY SP
-----	502.0969.0	VERBINDUNGSROHR-II	TUBE SP
-----	506.5141.0	ROHR F. LUFT/WASSERHANDGRIFF	PIPE F. AIR/WATER HANDGRIP SP
-----	508.0436.6	ANSCHLUSSTÜCK WS-FUNKTIONSTR.	CONNECTOR WS-FUNCTION TR. SP
-----	508.0445.0	LUER-LOC-VERBINDER-M	LUER LOC CONECTOR SP
-----	502.0968.1	GRIFFSCHALENSATZ MAGNET BEDRUC	GRIP PLATES SET MAGNET COMPRESSED SP
-----	502.0975.0	SCHUTZHÜLSE	PROT. SLEEVE SP
-----	502.0977.0	STIFT F. DRUCKWASSERHANDGRIFF	PIN F. PRESS. WATER HANDGRIP SP
-----	502.0986.0	ANSCHLAGBUCHSE	STOP BUSH SP
-----	502.0987.0	GEWINDEHÜLSE 2	THREADED SLEEVE 2 SP
-----	502.0988.0	STELLSCHRAUBE	ADJ. SCREW SP
-----	508.0438.0	VENTILSCHRAUBE	VALVE SCREW SP
-----	508.0441.1	AUSLÖSEH.HANDGRIFF MIT BUCHSE	TRIGGER L. HANDGRIP WITH BUSH SP
-----	508.0441.0	AUSLÖSEHEBEL SPÜLHANDGRIFF II	TRIGGER LEVER FLUSH HANDLE II SP
-----	502.0981.0	ABFLUSSROHR	DRAINPIPE SP
-----	507.0859.0	Netzanschlusskabel Schuko 3 m	Mains cable, Euro-standard, Length: 3 m *
-----	508.0427.0	DÜSENANSATZ-II GERADE 80MM.	Jet connection for water irrigation handle 80 mm HNO
-----	510.0412.0	SCHLAUCH-DOPPEL.F DRUCKWASSER	TUBING FOR PRESSURE WATER PISTOL SP
-----	501.0320.0	DICHTUNG RD 15 X 1,5 DREI-LOCH	THREE-HOLE GASKET *
-----	Hygienefilter	Hygienefilter	Hygienefilter
-----	502.0984.0	Düsenansatz 40 mm	jet conaction HNO
ZULAUFVENTIL KPL.			
---	008.0655.5	ZULAUFVENTIL KPL.	INLET VALVE CPL. SP

--	000.0766.0	SCHLAUCHNIPPEL G 3/4 I - D10	HOSE NIPPLE G 3/4I - D10	SP
--	000.0767.0	VERSCHRAUBUNG MS G1/2"	SCREW CONNECTION MS G1/2"	SP
--	008.0598.0	MAGNETVENTIL EGV-211-A12-1/2BN	Magnetic valve EGV-211-A12-1/2BN	*
--	055.0038.0	DICHTUNG RD 19 X 24 X 2	Gasket RD 19 X 24 X 2	*

HNO

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
ZULAUFVENTIL KPL.			
--	055.0099.0	DICHTUNG RD 21 X 30 X 2	SEAL RD 21 X 30 X 2 *
--	061.0062.0	SCHLAUCHSCHELLE SCHNECKENGEW.	Hose clamp screw thread *
--	502.0997.0	ADAPTER G3/4" KURZ	ADAPTER G3/4" SHORT SP

I VIEW HNO

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
--	IVIEWHNO	I VIEW HNO	I VIEW ENT
--	538.0031.0	VERSORGUNGSMODUL i View 21	Powermodul iView SP
---	000.0702.0	GERÄTEFUSS SELBSTKL. SCHWARZ	Case foot black *
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding" SP
---	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25 SP
---	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE SP
---	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6 SP
---	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934) SP
---	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125) SP
---	008.0765.1	STECKER SCHUBLADE 5x20	PLUG DRAWER 5x20 SP
---	008.0798.1	STECKER SE KALTGER 2P TYP KEC	PLUG BE SE EURO 2P TYPE KEC SP
---	008.0894.0	SCHALTER WIPP SCHW/GRÜN	ROCKER SWITCH BLACK/GREEN SP
---	008.0918.0	Sicherung _T3.15 A UL	FUSE _T3.15 A UL SP
---	011.0029.2	KABELBINDER 2,4x 84	CABLE TIE 2.4x 84 SP
---	011.1322.0	Netzteil	Power Supply SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
---	060.0598.0	FOLIE VERSORGUNG IVIEW	Backfoil iView SP
---	060.0624.0	SCHILD OPERATION MANUAL Ø 20	SP
---	507.4534.0	ZELKAUTSCHUKBAND CR APENFIX	CELL RUBBER BAND CR APENFIX *
---	538.0024.0	LEITERPL. INTERF. BOARD BASIC	Board Interf. Basic SP
---	538.0025.0	Kabel Mic Erdung Poag	cable SP
---	538.0026.0	Kabel Mic Erdung Deckel	cable SP
---	538.0027.0	KABEL MIC SUPPLY UNIT BASIC	cable SP
---	538.0028.0	Kabel Mic Supply Unit-Fuses	cable SP
---	538.0029.0	Kabel Mic Supply Unit-Switch	cable SP
---	538.0030.0	Kabel Mic Supply Unit-Power	cable SP
---	538.0032.0	GEHÄUSE OBEN IVIEW	Housing top iView SP
---	538.0033.0	GEHÄUSEUNTERTEIL IVIEW	Housing iView SP
---	538.0034.0	Kabel MIC Ground POAG	Cabel MIC Erdung POAG SP
---	539.0011.0	HALTERUNG V-MODUL IVIEW	Holder V-Modul iView SP
---	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13 *
--	538.1000.0	OBJEKTIV 200mm	Objective: 200 mm **

IView

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
I VIEW HNO			
--	538.1600.0	DOPPELHANDGRIFF	Lateral double handle for ATMOS® i View **
---	000.1003.0	FEDER DRUCK 15	Spring SP
---	051.0427.0	PASSSCHRAUBE MIKRO.HANDGR.	Srew M6x1x35 SP
---	538.1607.0	GRIFF BEARBEITET	Handle cpl. SP

---	538.2000.0	MECHANISCHER ARM	Mechanical support arm ENT	**
---	051.0438.0	GEWINDESTIFT M6x12	Stift M6x12	SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
---	060.0400.0	ATMOS-LOGO NEU Aufkleber	ATMOS-LOGO STICKER	SP
---	060.0611.0	SCHILD "+-SW6"	label "+- SW6"	SP
---	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP
---	060.0619.0	AUFKLEBER WARNZEICHEN	label "warning"	SP
---	538.2003.0	KABEL MIC VERSORGUNG HNO-ARM	Cable	SP
---	538.2005.0	KABEL MIC HYBRIDKABEL HNO-ARM	Cable	SP
---	538.2006.0	LEITERPL. SENSOR BOARD V2.01	Sensor board	SP
---	538.2007.0	ANSCHLAG TRAGARM	Notice support arm	SP
---	538.2009.0	ANSCHLAG TRAGARM DREHTEIL	Notice Support arm	SP
---	538.2015.0	BREMSE POM STERNGRIF FÜR TRAGARM	BrakeHandle POM	SP
---	538.2015.0	BREMSE POM STERNGRIF FÜR TRAGARM	BrakeHandle POM	SP
---	538.2017.0	STERNGRIF FÜR TRAGARM	STERNGRIF FÜR TRAGARM	SP
---	538.2020.0	ABDECKUNG MITTE LINKS ARM	Cover center left, suspension arm	SP
---	538.2021.0	ABDECKUNG MITTE RECHTS ARM	Cover center right, suspension arm	SP
---	538.2022.0	PROFIL ABDECKUNG AUSSEN	Profile cover outside - 1 Profile Support arm	SP
---	538.2023.0	PROFIL ABDECKUNG 2 SCHWEBEARM	Profile cover 2, suspension arm ENT electrical and n	SP
---	538.2024.0	PROFIL ABDECKUNG 1 SCHWEBEARM	Profile cover 1 suspension arm END mechanical	SP
---	538.2025.0	ABDECKUNG ELEKTRISCHE KLEMMUNG	Cover power clamping	SP
---	538.2026.0	ABDECKUNG MECHANISCHE KLEMMUNG	Cover ENT mechanical clamping (back right)	SP
---	538.2027.0	ENDSTÜCK RECHTS PROFIL SCHWEBE	End portion right, profile suspension arm	SP
---	538.2028.0	ENDSTÜCK LINKS PROFIL SCHWEBE	End portion right, profile suspension arm	SP
---	538.2029.0	ABDECKUNG R SCHWEBEARM HNO/GYN	Cover microscope right suspension arm ENT/GYN r	SP
---	538.2030.0	ABDECKUNG L SCHWEBEARM HNO/GYN	Cover microscope right suspension arm ENT/GYN e	SP
---	538.2031.0	ABDECKUNG AUSSEN-2 PROFIL	Cover Outside-2 profile support arm	SP
---	538.2032.0	ABDECKUNG ELEK/MECH KLEMMUNG	Cover power/mechanical clamping	SP
---	538.2033.0	ABDECKUNG MECHANISCHE KLEMMUNG	Cover mechanical clamping (GYN Front Left / ENT F	SP
---	538.2034.0	MONTAGEPLATTE NEIGUNGSENSOR	Assemblyplate Sensor	SP
---	538.2100.0	ROLLSTATIV IVIEW HNO	Mobile stand ENT	**
---	000.1007.0	LENKROLLEN GEBREMST	Castors inhib	*

IView

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
I VIEW HNO			
---	000.1008.0	LENKROLLEN BOLZEN	Castors inhib bolt SP
---	069.0265.0	Schraubensatz Rollstativ	Screwkit Stative SP
---	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13 *
---	538.9101.0	Stativfuss PRO	Stativground PRO SP
---	538.9106.0	Säule Rollstativ PRO kpl.	Mobile Stand PRO complete SP
---	539.0014.0	Halteklammer D75 V-Modul	Holder 75 V-Modul SP
---	538.3900.0	Binokularer Geradtubus, 10-fach	Binocular straight tube, 10-times **
---	539.0000.0	I VIEW 31	i View 31 **
---	000.0904.0	ABDECKKAPPE GPN RD 15	COVER CAP GPN RD 15 SP
---	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25 SP
---	507.0859.0	Netzanschlußkabel Schuko 3 m	Mains cable, Euro-standard, Length: 3 m *
---	538.0093.0	STAUBSCHUTZHÜLLE IVIEW	Dust shield covering SP
---	538.0094.0	DREHKNOPF SCHWALBENFIXIERUNG	Fixing Srew SP
---	005.0171.0	SCHRUMPFSCHLAUCH Ø2,4xØ1,2	SP
---	538.0096.0	Autoreflexspiegel Beleuchtung	Auto reflex mirror lighting SP
---	538.0401.0	VERSTELLRAD	Handwheel adjuster SP
---	538.2005.0	KABEL MIC HYBRIDKABEL HNO-ARM	Cable SP
---	539.0013.0	VERSORGUNGSMODUL i View 31/41	Supply modul iView 31 SP

---	000.0702.0	GERÄTEFUSS SELBSTKL. SCHWARZ	Case foot black	*
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
---	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25	SP
---	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE	SP
---	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6	SP
---	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934)	SP
---	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125)	SP
---	008.0715.0	STECKER BE KLINKEN 3P	Phone jack BE 3P	SP
---	008.0765.1	STECKER SCHUBLADE 5x20	PLUG DRAWER 5x20	SP
---	008.0798.1	STECKER SE KALTGER 2P TYP KEC	PLUG BE SE EURO 2P TYPE KEC	SP
---	008.0859.0	STECKER S+B KLINKE 3,5 CINCH	Adapter plug for audio cable	HNO
---	008.0894.0	SCHALTER WIPP SCHW/GRÜN	ROCKER SWITCH BLACK/GREEN	SP
---	008.0918.0	Sicherung _T3.15 A UL	FUSE _T3.15 A UL	SP
---	011.0029.2	KABELBINDER 2,4x 84	CABLE TIE 2.4x 84	SP
---	011.1322.0	Netzteil	Power Supply	SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
---	060.0599.0	FOLIE VERSORGUNG IVIEW 31/41	Backlayer IView31/41	SP
---	060.0624.0	SCHILD OPERATION MANUAL Ø 20		SP

IView

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
I VIEW HNO			
---	507.4534.0	ZELKAUTSCHUKBAND CR APENFIX	CELL RUBBER BAND CR APENFIX *
---	538.0025.0	Kabel Mic Erdung Poag	cablE SP
---	538.0026.0	Kabel Mic Erdung Deckel	cablE SP
---	538.0028.0	Kabel Mic Supply Unit-Fuses	cablE SP
---	538.0029.0	Kabel Mic Supply Unit-Switch	cablE SP
---	538.0030.0	Kabel Mic Supply Unit-Power	cablE SP
---	538.0034.0	Kabel MIC Ground POAG	CablE MIC Erdung POAG SP
---	539.0003.0	Kabel MIC supply high end	cablE SP
---	539.0006.0	LEITERPL. INTERFACE BOARD HE	Board interface HE SP
---	539.0007.0	GEHÄUSE OBEN IVIEW31/41	Housing top power supply iView 31/41 SP
---	539.0008.0	GEHÄUSEUNTERTEIL IVIEW31/41	Housing iView 31/41 power supply SP
---	539.0011.0	HALTERUNG V-MODUL IVIEW	Holder V-Modul IView SP
---	539.0012.0	KABEL MIC FUSSTASTER IVIEW	CablE Feettaste SP
---	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13 *
--	Kopf	Kopf IView	Head IView
---	000.1003.0	FEDER DRUCK 15	Spring SP
---	051.0427.0	PASSSCHRAUBE MIKRO.HANDGR.	Srew M6x1x35 SP
---	538.0094.0	DREHKNOPF SCHWALBENFIXIERUNG	Fixing Srew SP
---	538.1000.0	OBJEKTIV 200mm	Objective: 200 mm **
---	538.1100.0	OBJEKTIV 250mm	Objective: 250 mm **
---	538.1200.0	OBJEKTIV 300mm	Objective: 300 mm **
---	538.1300.0	OBJEKTIV 400mm	Objective: 400 mm **
---	538.1500.0	T-HANDGRIFF	T-handle for ATMOS® i View **
---	538.1607.0	GRIFF BEARBEITET	Handle cpl. SP
---	538.3900.0	Binokularer Geradtubus, 10-fach	Binocular straight tube, 10-times **
---	539.1700.0	OBJEKTIV 200mm MAN.FEINFOKUSS.	Objective 200 mm with manual fine focusing (17) **
---	539.1800.0	OBJEKTIV 250mm MAN.FEINFOKUSS.	Objective 250 mm with manual fine focusing (17) **
---	539.1900.0	OBJEKTIV 300mm MAN.FEINFOKUSS.	Objective3200 mm with manual fine focusing (19) **
---	539.2000.0	OBJEKTIV 400mm MAN.FEINFOKUSS.	Objective 400 mm with manual fine focusing (20) **
I-VIEW 31 DENT AUF ROLLSTATIV			
--	Dent	I-VIEW 31 DENT AUF ROLLSTATIV	I-VIEW 31 DENT mobile
--	008.0909.0	KABEL HDMI VERLÄNGERUNG 5M	cablE HDMI extension, 5 m HNO

--	008.0910.0	KABEL USB TYP A/B 5m	USB cable A/B, 5 m	HNO
--	008.0911.0	SD CARD 16GB	SD Card 16GB	*
--	538.0031.0	VERSORGUNGSMODUL i View 21	Powermodul iView	SP
---	000.0702.0	GERÄTEFUSS SELBSTKL. SCHWARZ	Case foot black	*

IView

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

I-VIEW 31 DENT AUF ROLLSTATIV

---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
---	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25	SP
---	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE	SP
---	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6	SP
---	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934)	SP
---	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125)	SP
---	008.0765.1	STECKER SCHUBLADE 5x20	PLUG DRAWER 5x20	SP
---	008.0798.1	STECKER SE KALTGER 2P TYP KEC	PLUG BE SE EURO 2P TYPE KEC	SP
---	008.0894.0	SCHALTER WIPP SCHW/GRÜN	ROCKER SWITCH BLACK/GREEN	SP
---	008.0918.0	Sicherung _T3.15 A UL	FUSE _T3.15 A UL	SP
---	011.0029.2	KABELBINDER 2,4x 84	CABLE TIE 2.4x 84	SP
---	011.1322.0	Netzteil	Power Supply	SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
---	060.0598.0	FOLIE VERSORGUNG IVIEW	Backfoil iView	SP
---	060.0624.0	SCHILD OPERATION MANUAL Ø 20		SP
---	507.4534.0	ZELLKAUTSCHUKBAND CR APENFIX	CELL RUBBER BAND CR APENFIX	*
---	538.0024.0	LEITERPL. INTERF. BOARD BASIC	Board Interf. Basic	SP
---	538.0025.0	Kabel Mic Erdung Poag	cable	SP
---	538.0026.0	Kabel Mic Erdung Deckel	cable	SP
---	538.0027.0	KABEL MIC SUPPLY UNIT BASIC	cable	SP
---	538.0028.0	Kabel Mic Supply Unit-Fuses	cable	SP
---	538.0029.0	Kabel Mic Supply Unit-Switch	cable	SP
---	538.0030.0	Kabel Mic Supply Unit-Power	cable	SP
---	538.0032.0	GEHÄUSE OBEN IVIEW	Housing top iView	SP
---	538.0033.0	GEHÄUSEUNTERTEIL IVIEW	Housing iView	SP
---	538.0034.0	Kabel MIC Ground POAG	Cabel MIC Erdung POAG	SP
---	539.0011.0	HALTERUNG V-MODUL IVIEW	Holder V-Modul iView	SP
---	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13	*
--	538.3400.0	MONITORHALTER ROLLSTATIV PRO	Monitor support for roller stand, roller stand	**
---	000.1023.0	Abdeckkappe Kreuzschlitz	Covercap 12 Black	SP
---	534.3096.0	MONITORHALTER AN ROHR	MONITOR HOLDER ON PIPE	SP
---	538.3201.0	ADAPTION EINFACH AN TS	ADAPTION EINFACH AN TS	SP
---	538.3401.0	HALBLECH MONITORHALTER	Monitor holder (part)	SP
---	538.3402.0	BUCHSE ABSTANDHALTER	Socket Monitor holder (part)	SP
---	541.2501.0	MONITORZAPFEN	Journal for Monitor	SP
--	538.8100.0	SCHWENKTUBUS DENT	Binocular swivel tube for i View DENT	SON

IView

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

I-VIEW 31 DENT AUF ROLLSTATIV

---	060.0623.0	SCHILD IVIEW BLAUER PUNKT	blue point	SP
---	538.8102.0	SCHWALBE SCHWENKTUBUS	SWALLOW INCLINABLE TUBE	SP
---	538.8103.0	90° PRSIMA BG RECHTS	90° prisma right	SP
---	538.8108.0	TUBUSSYSTEM SCHWENKTUBUS	Tubussystem SWT	SP

---	538.8114.0	KOPPLUNG GEHÄUSE	Connection Housing	SP
---	538.8115.0	ZAHNRADSCHIEBE	Gearwheel	SP
---	538.8116.0	PASSSCHEIBE	PASSSCHEIBE	SP
---	538.8118.0	PORROPRISMA BG	BG PORROPRISM	SP
---	538.8125.0	HALTERUNG 90° KUPPLUNG RECHTS	HOLDER 90° COUPLING RIGHT	SP
---	538.8126.0	GRUNDKÖRPER SCHWENKTUBUS	BASE BODY INCLINABLE TUBE	SP
---	538.8127.0	GEHÄUSE LINKS SWT BG.	Housing left	SP
---	538.8131.0	GEHÄUSEDECKEL LINKS	HOUSING COVER LEFT	SP
---	538.8132.0	ANSATZ FÜR DECKEL	ST LUG FOR COVER	SP
---	538.8133.0	ZENTRIERBUCHSE	CENTRING BUSH	SP
---	538.8134.0	GEHÄUSE RECHTS SWT BG.	Housing right	SP
---	538.8136.0	GEHÄUSEDECKEL RECHTS	HOUSING COVER RIGHT	SP
---	538.8137.0	OKKULARSTUTZEN SCHWENKTUBUS	Socket ocular	SP
---	538.8138.0	EINSTELLWELLE SCHWENKTUBUS	ADJUSTMENT SHAFT INCLINABLE TUBE	SP
---	538.8139.0	DREHKNOBF SCHWENKTUBUS	ROTARY KNOB INCLINABLE TUBE	SP
---	538.8141.0	ABDECKUNG 2 SWT	Cover 2 SWT	SP
---	538.8142.0	ABDECKUNG 1 SWT	Cover 1 SWT	SP
---	538.8143.0	ABDECKUNG 3 SWT	Cover 3 SWT	SP
---	538.8146.0	WELLENVERLÄNGERUNG	shaft	SP
---	538.8147.0	ABSTANDSHÜLSE WELLE	Spacer sleeve shaft	SP
---	606.1106.0	TUBUS 45 GRAD	Tubus 45 Degree	**
--	538.8200.0	SCHRÄGTUBUS BINOKULAR DENT	Binocular angular tube 45° for i View DENT f =	SON
---	060.0623.0	SCHILD IVIEW BLAUER PUNKT	blue point	SP
---	538.3900.0	Binokularer Geradtubus, 10-fach	Binocular straight tube, 10-times	**
---	606.1106.0	TUBUS 45 GRAD	Tubus 45 Degree	**
--	538.8300.0	ROLLSTATIV DENTAL	Mobile stand for i View DENT	SON
---	069.0265.0	Schraubensatz Rollstativ	Screwkit Stative	SP
---	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13	*
---	538.8301.0	SÄULE ROLLSTATIV DENTAL KOMPL.	Mobile Stand dent complete	SP
---	538.9101.0	Stativfuss PRO	Stativground PRO	SP
---	538.9103.0	Gewichtsplatte	Weight plate	SP
---	539.0014.0	Halteklammer D75 V-Modul	Holder 75 V-Modul	SP

IView

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

I-VIEW 31 DENT AUF ROLLSTATIV

---	M538.9100.Z	MONTAGEANLEITUNG ROLLSTATIV PR		
---	538.8301.0	SÄULE ROLLSTATIV DENTAL KOMPL.	Mobile Stand dent complete	SP
--	538.9300.0	MECHANISCHER TRAGARM PRO	Mechanical support arm PRO	**
---	051.0438.0	GEWINDESTIFT M6x12	Stift M6x12	SP
---	060.0400.0	ATMOS-LOGO NEU Aufkleber	ATMOS-LOGO STICKER	SP
---	060.0611.0	SCHILD "+-SW6"	label "+- SW6"	SP
---	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP
---	060.0619.0	AUFKLEBER WARNZEICHEN	label "warning"	SP
---	538.2006.0	LEITERPL. SENSOR BOARD V2.01	Sensor board	SP
---	538.2007.0	ANSCHLAG TRAGARM	Notice support arm	SP
---	538.2009.0	ANSCHLAG TRAGARM DREHTEIL	Notice Support arm	SP
---	538.2015.0	BREMSE POM STERNGRIF FÜR TRAGARM	BrakeHandle POM	SP
---	538.2017.0	STERNGRIF FÜR TRAGARM	STERNGRIF FÜR TRAGARM	SP
---	538.2020.0	ABDECKUNG MITTE LINKS ARM	Cover center left, suspension arm	SP
---	538.2021.0	ABDECKUNG MITTE RECHTS ARM	Cover center right, suspension arm	SP
---	538.2022.0	PROFIL ABDECKUNG AUSSEN	Profile cover outside - 1 Profile Support arm	SP
---	538.2025.0	ABDECKUNG ELEKTRISCHE KLEMMUNG	Cover power clamping	SP
---	538.2026.0	ABDECKUNG MECHANISCHE KLEMMUNG	Cover ENT mechanical clamping (back right)	SP

---	538.2027.0	ENDSTÜCK RECHTS PROFIL SCHWEBE	End portion right, profile suspension arm	SP
---	538.2028.0	ENDSTÜCK LINKS PROFIL SCHWEBE	End portion right, profile suspension arm	SP
---	538.2029.0	ABDECKUNG R SCHWEBEARM HNO/GYN	Cover microscope right suspension arm ENT/GYN r	SP
---	538.2030.0	ABDECKUNG L SCHWEBEARM HNO/GYN	Cover microscope right suspension arm ENT/GYN e	SP
---	538.2031.0	ABDECKUNG AUSSEN-2 PROFIL	Cover Outside-2 profile support arm	SP
---	538.2032.0	ABDECKUNG ELEK/MECH KLEMMUNG	Cover power/mechanical clamping	SP
---	538.2033.0	ABDECKUNG MECHANISCHE KLEMMUNG	Cover mechanical clamping (GYN Front Left / ENT F	SP
---	538.2034.0	MONTAGEPLATTE NEIGUNGSENSOR	Assemplyplate Sensor	SP
---	538.2035.0	Klemmung 30	clamping 30	SP
---	538.2036.0	Klemmung 38	clamping 38	SP
---	538.9301.0	MECHANISCHER TRAGARM PRO EK	mechanical support arm pro	SP
---	538.9302.0	PROFIL ABDECKUNG PRO	Profile cover outside - 1 Profile Support arm	SP
---	538.9303.0	PROFIL ABDECKUNG PRO	Profile cover outside - 1 Profile Support arm	SP
---	539.0013.0	VERSORGUNGSMODUL i View 31/41	Supply modul iView 31	SP
---	000.0702.0	GERÄTEFUSS SELBSTKL. SCHWARZ	Case foot black	*
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
---	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25	SP
---	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE	SP

IView

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
I-VIEW 31 DENT AUF ROLLSTATIV			
---	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6 SP
---	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934) SP
---	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125) SP
---	008.0715.0	STECKER BE KLINKEN 3P	Phone jack BE 3P SP
---	008.0765.1	STECKER SCHUBLADE 5x20	PLUG DRAWER 5x20 SP
---	008.0798.1	STECKER SE KALTGER 2P TYP KEC	PLUG BE SE EURO 2P TYPE KEC SP
---	008.0859.0	STECKER S+B KLINKE 3,5 CINCH	Adapter plug for audio cable HNO
---	008.0894.0	SCHALTER WIPP SCHW/GRÜN	ROCKER SWITCH BLACK/GREEN SP
---	008.0918.0	Sicherung _T3.15 A UL	FUSE _T3.15 A UL SP
---	011.0029.2	KABELBINDER 2,4x 84	CABLE TIE 2.4x 84 SP
---	011.1322.0	Netzteil	Power Supply SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
---	060.0599.0	FOLIE VERSORGUNG IVIEW 31/41	Backlayer IView31/41 SP
---	060.0624.0	SCHILD OPERATION MANUAL Ø 20	SP
---	507.4534.0	ZELLKAUTSCHUKBAND CR APENFIX	CELL RUBBER BAND CR APENFIX *
---	538.0025.0	Kabel Mic Erdung Poag	cable SP
---	538.0026.0	Kabel Mic Erdung Deckel	cable SP
---	538.0028.0	Kabel Mic Supply Unit-Fuses	cable SP
---	538.0029.0	Kabel Mic Supply Unit-Switch	cable SP
---	538.0030.0	Kabel Mic Supply Unit-Power	cable SP
---	538.0034.0	Kabel MIC Ground POAG	Cabel MIC Erdung POAG SP
---	539.0003.0	Kabel MIC supply high end	cable SP
---	539.0006.0	LEITERPL. INTERFACE BOARD HE	Board interface HE SP
---	539.0007.0	GEHÄUSE OBEN IVIEW31/41	Housing top power supply iView 31/41 SP
---	539.0008.0	GEHÄUSEUNTERTEIL IVIEW31/41	Housing iView 31/41 power supply SP
---	539.0011.0	HALTERUNG V-MODUL IVIEW	Holder V-Modul IView SP
---	539.0012.0	KABEL MIC FUSSTASTER IVIEW	Cabel Feettaste SP
---	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13 *
---	539.0014.0	Halteklammer D75 V-Modul	Holder 75 V-Modul SP
---	539.2202.0	SONY NEX 6 KAMERA	Sony Nex 5 5N *
---	000.0904.0	ABDECKKAPPE GPN RD 15	COVER CAP GPN RD 15 SP
---	000.0904.0	ABDECKKAPPE GPN RD 15	COVER CAP GPN RD 15 SP

---	000.1003.0	FEDER DRUCK 15	Spring	SP
---	008.0906.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE 20.5 x7	Tülle 20.5 x 7	SP
---	051.0427.0	PASSSCHRAUBE MIKRO.HANDGR.	Srew M6x1x35	SP
---	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP

IView

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

I-VIEW 31 DENT AUF ROLLSTATIV

---	060.0400.0	ATMOS-LOGO NEU Aufkleber	ATMOS-LOGO STICKER	SP
---	060.0611.0	SCHILD "+-SW6"	label "+- SW6"	SP
---	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP
---	060.0619.0	AUFKLEBER WARNZEICHEN	label "warning"	SP
---	060.0623.0	SCHILD IVIEW BLAUER PUNKT	blue point	SP
---	507.0859.0	Netzanschlußkabel Schuko 3 m	Mains cable, Euro-standard, Length: 3 m	*
---	538.0093.0	STAUBSCHUTZHÜLLE IVIEW	Dust shield covering	SP
---	538.0094.0	DREHKNOPF SCHWALBENFIXIERUNG	Fixing Srew	SP
---	005.0171.0	SCHRUMPFSCHLAUCH Ø2,4xØ1,2		SP
---	538.0096.0	Autoreflexspiegel Beleuchtung	Auto reflex mirror lighting	SP
---	538.0401.0	VERSTELLRAD	Handwheel adjuster	SP
---	538.0401.0	VERSTELLRAD	Handwheel adjuster	SP
---	538.1607.0	GRIFF BEARBEITET	Handle cpl.	SP
---	538.1703.0	DREHKNOPF 5FACH WECHSLER	Rotary button	HNO
---	538.1703.0	DREHKNOPF 5FACH WECHSLER	Rotary button	HNO
---	538.1901.0	HD ADAPTER 5F.WECHSLER	HD Adapter 5 changer	HNO
---	538.1902.0	KABEL HDMI A/C 5.0m	Cable HDMI A/C 5 m	HNO
---	538.2005.0	KABEL MIC HYBRIDKABEL HNO-ARM	Cable	SP
---	538.2006.0	LEITERPL. SENSOR BOARD V2.01	Sensor board	SP
---	538.2015.0	BREMSE POM STERNGRIFF TRAGARM	BrakeHandle POM	SP
---	538.2034.0	MONTAGEPLATTE NEIGUNGSSENSOR	Assemplyplate Sensor	SP
---	538.2035.0	Klemmung 30	clamping 30	SP
---	538.2036.0	Klemmung 38	clamping 38	SP
---	538.3300.0	BINOKULARER DREHTELLER	Binocular rotary disk with detent	**
---	538.8001.0	FÜHRUNGSHÜLSE DENTAL	Guide sleeve Dental	SP
---	538.9001.0	KABEL MIC HYBRIDKABEL DENTAL	Cabel MIC PRO Hybrid	SP
---	538.9003.0	REIBELEMENT 30° KUPPLUNG	Frictionpart 30° coupling	SP
---	538.9004.0	AUFNAHMEWELLE 30° KUPPLUNG	Admission wave coupling	SP
---	538.9005.0	SPANNSCHEIBE 30° KUPPLUNG	Instep disc	SP
---	538.9010.0	GEHÄUSE 30° KUPPLUNG LACKIERT	Housing 30° coupling	SP
---	538.9301.0	MECHANISCHER TRAGARM PRO EK	mechanical support arm pro	SP
---	539.0013.0	VERSORGUNGSMODUL i View 31/41	Supply modul iView 31	SP
---	000.0702.0	GERÄTEFUSS SELBSTKL. SCHWARZ	Case foot black	*
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
---	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25	SP
---	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE	SP

IView

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

I-VIEW 31 DENT AUF ROLLSTATIV

---	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6	SP
---	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934)	SP
---	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125)	SP
---	008.0715.0	STECKER BE KLINKEN 3P	Phone jack BE 3P	SP

----	008.0765.1	STECKER SCHUBLADE 5x20	PLUG DRAWER 5x20	SP
----	008.0798.1	STECKER SE KALTGER 2P TYP KEC	PLUG BE SE EURO 2P TYPE KEC	SP
----	008.0859.0	STECKER S+B KLINKE 3,5 CINCH	Adapter plug for audio cable	HNO
----	008.0894.0	SCHALTER WIPP SCHW/GRÜN	ROCKER SWITCH BLACK/GREEN	SP
----	008.0918.0	Sicherung _T3.15 A UL	FUSE _T3.15 A UL	SP
----	011.0029.2	KABELBINDER 2,4x 84	CABLE TIE 2.4x 84	SP
----	011.1322.0	Netzteil	Power Supply	SP
----	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
----	060.0599.0	FOLIE VERSORGUNG IVIEW 31/41	Backlayer IView31/41	SP
----	060.0624.0	SCHILD OPERATION MANUAL Ø 20		SP
----	507.4534.0	ZELKAUTSCHUKBAND CR APENFIX	CELL RUBBER BAND CR APENFIX	*
----	538.0025.0	Kabel Mic Erdung Poag	cabell	SP
----	538.0026.0	Kabel Mic Erdung Deckel	cabell	SP
----	538.0028.0	Kabel Mic Supply Unit-Fuses	cabell	SP
----	538.0029.0	Kabel Mic Supply Unit-Switch	cabell	SP
----	538.0030.0	Kabel Mic Supply Unit-Power	cabell	SP
----	538.0034.0	Kabel MIC Ground POAG	Cabel MIC Erdung POAG	SP
----	539.0003.0	Kabel MIC supply high end	cabell	SP
----	539.0006.0	LEITERPL. INTERFACE BOARD HE	Board interface HE	SP
----	539.0007.0	GEHÄUSE OBEN IVIEW31/41	Housing top power supply iView 31/41	SP
----	539.0008.0	GEHÄUSEUNTERTEIL IVIEW31/41	Housing iView 31/41 power supply	SP
----	539.0011.0	HALTERUNG V-MODUL IVIEW	Holder V-Modul IView	SP
----	539.0012.0	KABEL MIC FUSSTASTER IVIEW	Cabel Feettaste	SP
----	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13	*
----	539.0014.0	Halteklammer D75 V-Modul	Holder 75 V-Modul	SP
----	539.1800.0	OBJEKTIV 250mm MAN.FEINFOKUSS.	Objective 250 mm with manual fine focusing (17	**
----	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13	*

I-VIEW 31 PRO M. TISCHHALT.

_	Tischmikroskop	I-VIEW 31 PRO M. TISCHHALT.	iView Pro with table holder	
--	000.1016.0	KUGELGRIFF SOFTLINE M8	moulded ball softline M8	SP
--	008.0909.0	KABEL HDMI VERLÄNGERUNG 5M	cabell HDMI extension, 5 m	HNO
--	008.0910.0	KABEL USB TYP A/B 5m	USB cabell A/B, 5 m	HNO

IView

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

I-VIEW 31 PRO M. TISCHHALT.

--	008.0911.0	SD CARD 16GB	SD Card 16GB	*
--	538.1100.0	OBJEKTIV 250mm	Objective: 250 mm	**
--	538.1600.0	DOPPELHANDGRIFF	Lateral double handle for ATMOS® i View	**
----	000.1003.0	FEDER DRUCK 15	Spring	SP
----	051.0427.0	PASSSCHRAUBE MIKRO.HANDGR.	Srew M6x1x35	SP
----	538.1607.0	GRIFF BEARBEITET	Handle cpl.	SP
----	538.1703.0	DREHKNOPF 5FACH WECHSLER	Rotary button	HNO
--	538.1900.0	ADAPTER FÜR NEX 5	HD-adapter for digital camera with Sony E-Mount	SP
----	008.0906.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE 20.5 x7	Tülle 20.5 x 7	SP
----	538.1901.0	HD ADAPTER 5F.WECHSLER	HD Adapter 5 changer	HNO
----	538.1902.0	KABEL HDMI A/C 5.0m	Cabell HDMI A/C 5 m	HNO
--	538.3000.0	IR-FERNAUSLÖSER	IR-remote release for Sony NEX-5N	**
--	538.3500.0	MONITORHALTER TISCHSTATIV	Monitor support for attachment to table	**
----	534.3096.0	MONITORHALTER AN ROHR	MONITOR HOLDER ON PIPE	SP
----	538.3201.0	ADAPTION EINFACH AN TS	ADAPTION EINFACH AN TS	SP
----	538.3501.0	ADAPTERKLEMME	Adapter	SP
----	541.2501.0	MONITORIZAPFEN	Journal for Monitor	SP
--	538.3600.0	TISCHSTATIV INKL. MIKROSKOPARM	Table stand included microscope base	SP

---	538.2015.0	BREMSE POM STERNGRIF TRAGARM	BrakeHandle POM	SP
---	538.2035.0	Klemmung 30	clamping 30	SP
---	538.2036.0	Klemmung 38	clamping 38	SP
---	538.3602.0	LEITERPL. CONNECTOR BOARD	Connecter circuit board	SP
---	538.3607.0	GEWINDEDRUCKSPINDEL	threaded spindle	SP
---	538.3608.0	REIBSCHEIBE	friction disc	SP
---	538.3609.0	SCHEIBE 8,2X36X2	ring 8,2x36x2	SP
---	538.3612.0	HÜLSE DIFFERENZ TISCHSTATIV	Case table	SP
---	538.3613.0	DÄMMPLATTE TISCHSTATIV	insulating board	SP
---	538.3614.0	AUFNAHMEBOLZEN TISCHSTATIV	Holder Sheet	SP
---	606.0001.0	KABEL MIC HYBRIDKABEL GYN-ARM	Cable	SP
---	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13	*
---	538.3601.0	TRAGARM F. TISCHSTATIV	Microscope base for table stand	SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
---	538.2006.0	LEITERPL. SENSOR BOARD V2.01	Sensor board	SP
---	538.2015.0	BREMSE POM STERNGRIF TRAGARM	BrakeHandle POM	SP
---	538.2017.0	STERNGRIF FÜR TRAGARM	STERNGRIF FÜR TRAGARM	SP
---	538.2027.0	ENDSTÜCK RECHTS PROFIL SCHWEBE	End portion right, profile suspension arm	SP

IView

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

I-VIEW 31 PRO M. TISCHHALT.

---	538.2028.0	ENDSTÜCK LINKS PROFIL SCHWEBE	End portion right, profile suspension arm	SP
---	538.2029.0	ABDECKUNG R SCHWEBEARM HNO/GYN	Cover microscope right suspension arm ENT/GYN r	SP
---	538.2030.0	ABDECKUNG L SCHWEBEARM HNO/GYN	Cover microscope right suspension arm ENT/GYN e	SP
---	538.2031.0	ABDECKUNG AUSSEN-2 PROFIL	Cover Outside-2 profile support arm	SP
---	538.2032.0	ABDECKUNG ELEK/MECH KLEMMUNG	Cover power/mechanical clamping	SP
---	538.2033.0	ABDECKUNG MECHANISCHE KLEMMUNG	Cover mechanical clamping (GYN Front Left / ENT F	SP
---	538.2034.0	MONTAGEPLATTE NEIGUNGSSENSOR	Assemplyplate Sensor	SP
---	538.2035.0	Klemmung 30	clamping 30	SP
---	538.2036.0	Klemmung 38	clamping 38	SP
---	538.3602.0	LEITERPL. CONNECTOR BOARD	Connecter circuit board	SP
---	538.3612.0	HÜLSE DIFFERENZ TISCHSTATIV	Case table	SP
---	605.1520.0	ABDECKUNG MITTE LINKS ARM GYN	Cover center Left - Suspension arm GYN	SP
---	605.1521.0	ABDECKUNG MITTE RECHTS ARM GYN	Cover center right - Suspension arm GYN	SP
---	605.1522.0	ABDECKUNG GYN MECH.KLEMMUNG	Cover Gyn, Mechanical clamping back left	SP
---	605.1523.0	ABDECKUNG GYN MECH.EL.KLEMMUNG	Cover Gyn, mechanical electrical clamping, back	SP
---	605.1524.0	ABDECKUNG GYN MECH.EL.KLEMMUNG	Cover Gyn, mechanical electrical clamping, back	SP
---	605.1525.0	ABDECKUNG GYN MECH.EL.KLEMMUNG	Cover Gyn, mechanical electrical clamping, back	SP
---	605.1526.0	ABDECKUNG GYN MECH.EL.KLEMMUNG	Cover Gyn, mechanical electrical clamping, back	SP
---	538.3603.0	MIKROSKOPWELLE	microscope shaft	SP
---	538.3604.0	KLEMMPLATTE OBEN	retaining plate top	SP
---	538.3605.0	KLEMMPLATTE UNTEN	retaining plate down	SP
---	538.3606.0	KLEMMTELLER	clamping part	SP
---	539.0013.0	VERSORGUNGSMODUL i View 31/41	Supply modul iView 31	SP
---	000.0702.0	GERÄTEFUSS SELBSTKL. SCHWARZ	Case foot black	*
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
---	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25	SP
---	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE	SP
---	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6	SP
---	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934)	SP
---	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125)	SP
---	008.0715.0	STECKER BE KLINKEN 3P	Phone jack BE 3P	SP
---	008.0765.1	STECKER SCHUBLADE 5x20	PLUG DRAWER 5x20	SP

---	008.0798.1	STECKER SE KALTGER 2P TYP KEC	PLUG BE SE EURO 2P TYPE KEC	SP
---	008.0859.0	STECKER S+B KLINKE 3,5 CINCH	Adapter plug for audio cable	HNO
---	008.0894.0	SCHALTER WIPP SCHW/GRÜN	ROCKER SWITCH BLACK/GREEN	SP
---	008.0918.0	Sicherung _T3.15 A UL	FUSE _T3.15 A UL	SP

IView

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

I-VIEW 31 PRO M. TISCHHALT.

---	011.0029.2	KABELBINDER 2,4x 84	CABLE TIE 2.4x 84	SP
---	011.1322.0	Netzteil	Power Supply	SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
---	060.0599.0	FOLIE VERSORGUNG IVIEW 31/41	Backlayer IView31/41	SP
---	060.0624.0	SCHILD OPERATION MANUAL Ø 20		SP
---	507.4534.0	ZELLKAUTSCHUKBAND CR APENFIX	CELL RUBBER BAND CR APENFIX	*
---	538.0025.0	Kabel Mic Erdung Poag	cable	SP
---	538.0026.0	Kabel Mic Erdung Deckel	cable	SP
---	538.0028.0	Kabel Mic Supply Unit-Fuses	cable	SP
---	538.0029.0	Kabel Mic Supply Unit-Switch	cable	SP
---	538.0030.0	Kabel Mic Supply Unit-Power	cable	SP
---	538.0034.0	Kabel MIC Ground POAG	Cabel MIC Erdung POAG	SP
---	539.0003.0	Kabel MIC supply high end	cable	SP
---	539.0006.0	LEITERPL. INTERFACE BOARD HE	Board interface HE	SP
---	539.0007.0	GEHÄUSE OBEN IVIEW31/41	Housing top power supply iView 31/41	SP
---	539.0008.0	GEHÄUSEUNTERTEIL IVIEW31/41	Housing iView 31/41 power supply	SP
---	539.0011.0	HALTERUNG V-MODUL IVIEW	Holder V-Modul IView	SP
---	539.0012.0	KABEL MIC FUSSTASTER IVIEW	Cabel Feettaste	SP
---	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13	*
---	000.1010.0	GLEITLAGER IGLIDUR 3/4,5mm	3x 4,5x5	SON
---	539.2202.0	SONY NEX 6 KAMERA	Sony Nex 5 5N	*
---	539.9000.0	I VIEW 31 PRO	i View 31 PRO	**
---	000.0904.0	ABDECKKAPPE GPN RD 15	COVER CAP GPN RD 15	SP
---	000.0904.0	ABDECKKAPPE GPN RD 15	COVER CAP GPN RD 15	SP
---	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP
---	507.0859.0	Netzanschlusskabel Schuko 3 m	Mains cable, Euro-standard, Length: 3 m	*
---	538.0093.0	STAUBSCHUTZHÜLLE IVIEW	Dust shield covering	SP
---	538.0096.0	Autoreflexspiegel Beleuchtung	Auto reflex mirror lighting	SP
---	538.0401.0	VERSTELLRAD	Handwheel adjuster	SP
---	538.0401.0	VERSTELLRAD	Handwheel adjuster	SP
---	538.9001.0	KABEL MIC HYBRIDKABEL DENTAL	Cabel MIC PRO Hybrid	SP
---	538.9003.0	REIBELEMENT 30° KUPPLUNG	Frictionpart 30° coupling	SP
---	538.9004.0	AUFNAHMEWELLE 30° KUPPLUNG	Admission wave coupling	SP
---	538.9005.0	SPANNSCHEIBE 30° KUPPLUNG	Instep disc	SP
---	538.9006.0	FÜHRUNGSHÜLSE PRO	Guide sleeve PRO	SP
---	538.9010.0	GEHÄUSE 30° KUPPLUNG LACKIERT	Housing 30° coupling	SP

IView

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

I-VIEW 31 PRO M. TISCHHALT.

---	539.0013.0	VERSORGUNGSMODUL i View 31/41	Supply modul iView 31	SP
---	000.0702.0	GERÄTEFUSS SELBSTKL. SCHWARZ	Case foot black	*
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
---	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25	SP

----	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE	SP
----	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6	SP
----	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934)	SP
----	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125)	SP
----	008.0715.0	STECKER BE KLINKEN 3P	Phone jack BE 3P	SP
----	008.0765.1	STECKER SCHUBLADE 5x20	PLUG DRAWER 5x20	SP
----	008.0798.1	STECKER SE KALTGER 2P TYP KEC	PLUG BE SE EURO 2P TYPE KEC	SP
----	008.0859.0	STECKER S+B KLINKE 3,5 CINCH	Adapter plug for audio cable	HNO
----	008.0894.0	SCHALTER WIPP SCHW/GRÜN	ROCKER SWITCH BLACK/GREEN	SP
----	008.0918.0	Sicherung _T3.15 A UL	FUSE _T3.15 A UL	SP
----	011.0029.2	KABELBINDER 2,4x 84	CABLE TIE 2.4x 84	SP
----	011.1322.0	Netzteil	Power Supply	SP
----	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
----	060.0599.0	FOLIE VERSORGUNG IVIEW 31/41	Backlayer IView31/41	SP
----	060.0624.0	SCHILD OPERATION MANUAL Ø 20		SP
----	507.4534.0	ZELLKAUTSCHUKBAND CR APENFIX	CELL RUBBER BAND CR APENFIX	*
----	538.0025.0	Kabel Mic Erdung Poag	cable	SP
----	538.0026.0	Kabel Mic Erdung Deckel	cable	SP
----	538.0028.0	Kabel Mic Supply Unit-Fuses	cable	SP
----	538.0029.0	Kabel Mic Supply Unit-Switch	cable	SP
----	538.0030.0	Kabel Mic Supply Unit-Power	cable	SP
----	538.0034.0	Kabel MIC Ground POAG	Cabel MIC Erdung POAG	SP
----	539.0003.0	Kabel MIC supply high end	cable	SP
----	539.0006.0	LEITERPL. INTERFACE BOARD HE	Board interface HE	SP
----	539.0007.0	GEHÄUSE OBEN IVIEW31/41	Housing top power supply iView 31/41	SP
----	539.0008.0	GEHÄUSEUNTERTEIL IVIEW31/41	Housing iView 31/41 power supply	SP
----	539.0011.0	HALTERUNG V-MODUL IVIEW	Holder V-Modul IView	SP
----	539.0012.0	KABEL MIC FUSSTASTER IVIEW	Cabel Feettaste	SP
----	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13	*
--	605.1504.0	STELLRING A30 DIN 705	DIN 705 D=30 RING	SP
--	605.1505.0	HALTERUNG VERSORG. -MODUL KPL.	Holder Electricpower	SP
--	605.1506.0	BUCHSE HALTERUNG VERSORG. MODU	Socket supplying modul	SP

IView

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

I-VIEW 31 PRO M. TISCHHALT.

--	606.1100.0	SCHRÄGTUBUS 45°	Binocular angular tube (45°) f = 160 mm	**
----	538.3900.0	Binokularer Geradtubus, 10-fach	Binocular straight tube, 10-times	**
----	606.1106.0	TUBUS 45 GRAD	Tubus 45 Degree	**

IVIEW21/31 PRO

--	IVIEWPRO	IVIEW21/31 PRO	IVIEW21/31 PRO	
--	538.0031.0	VERSORGUNGSMODUL i View 21	Powermodul iView	SP
----	000.0702.0	GERÄTEFUSS SELBSTKL. SCHWARZ	Case foot black	*
----	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
----	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25	SP
----	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE	SP
----	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6	SP
----	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934)	SP
----	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125)	SP
----	008.0765.1	STECKER SCHUBLADE 5x20	PLUG DRAWER 5x20	SP
----	008.0798.1	STECKER SE KALTGER 2P TYP KEC	PLUG BE SE EURO 2P TYPE KEC	SP
----	008.0894.0	SCHALTER WIPP SCHW/GRÜN	ROCKER SWITCH BLACK/GREEN	SP
----	008.0918.0	Sicherung _T3.15 A UL	FUSE _T3.15 A UL	SP
----	011.0029.2	KABELBINDER 2,4x 84	CABLE TIE 2.4x 84	SP

---	011.1322.0	Netzteil	Power Supply	SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
---	060.0598.0	FOLIE VERSORGUNG IVIEW	Backfoil iView	SP
---	060.0624.0	SCHILD OPERATION MANUAL Ø 20		SP
---	507.4534.0	ZELKAUTSCHUKBAND CR APENFIX	CELL RUBBER BAND CR APENFIX	*
---	538.0024.0	LEITERPL. INTERF. BOARD BASIC	Board Interf. Basic	SP
---	538.0025.0	Kabel Mic Erdung Poag	cable	SP
---	538.0026.0	Kabel Mic Erdung Deckel	cable	SP
---	538.0027.0	KABEL MIC SUPPLY UNIT BASIC	cable	SP
---	538.0028.0	Kabel Mic Supply Unit-Fuses	cable	SP
---	538.0029.0	Kabel Mic Supply Unit-Switch	cable	SP
---	538.0030.0	Kabel Mic Supply Unit-Power	cable	SP
---	538.0032.0	GEHÄUSE OBEN IVIEW	Housing top iView	SP
---	538.0033.0	GEHÄUSEUNTERTEIL IVIEW	Housing iView	SP
---	538.0034.0	Kabel MIC Ground POAG	Cabel MIC Erdung POAG	SP
---	539.0011.0	HALTERUNG V-MODUL IVIEW	Holder V-Modul iView	SP
---	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13	*
--	538.1000.0	OBJEKTIV 200mm	Objective: 200 mm	**

IView

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description		
VIEW21/31 PRO				
--	538.1600.0	DOPPELHANDGRIFF	Lateral double handle for ATMOS® i View	**
---	000.1003.0	FEDER DRUCK 15	Spring	SP
---	051.0427.0	PASSSCHRAUBE MIKRO.HANDGR.	Srew M6x1x35	SP
---	538.1607.0	GRIFF BEARBEITET	Handle cpl.	SP
---	538.1703.0	DREHKNOPF 5FACH WECHSLER	Rotary button	HNO
--	538.1900.0	ADAPTER FÜR NEX 5	HD-adapter for digital camera with Sony E-Mount	SP
---	008.0906.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE 20.5 x7	Tülle 20.5 x 7	SP
---	538.1901.0	HD ADAPTER 5F.WECHSLER	HD Adapter 5 changer	HNO
---	538.1902.0	KABEL HDMI A/C 5.0m	Cable HDMI A/C 5 m	HNO
--	538.3400.0	MONITORHALTER ROLLSTATIV PRO	Monitor support for roller stand, roller stand	**
---	000.1023.0	Abdeckkappe Kreuzschlitz	Covercap 12 Black	SP
---	534.3096.0	MONITORHALTER AN ROHR	MONITOR HOLDER ON PIPE	SP
---	538.3201.0	ADAPTION EINFACH AN TS	ADAPTION EINFACH AN TS	SP
---	538.3401.0	HALTEBLECH MONITORHALTER	Monitor holder (part)	SP
---	538.3402.0	BUCHSE ABSTANDHALTER	Socket Monitor holder (part)	SP
---	541.2501.0	MONITORIZAPFEN	Journal for Monitor	SP
--	538.9000.0	I VIEW 21 PRO	i View 21 PRO	**
--	538.9100.0	ROLLSTATIV PRO	Roller stand PRO	**
---	069.0265.0	Schraubensatz Rollstativ	Screwkit Stative	SP
---	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13	*
---	538.2110.0	Lenkgriff für Rollstativ HNO	Steering handle for mobile stand ENT	**
---	000.1023.0	Abdeckkappe Kreuzschlitz	Covercap 12 Black	SP
---	538.2105.0	GRIFF ROLLSTATIV		SP
---	538.2106.0	HALTEBLECH GRIFF ROLLSTATIV		SP
---	M538.2110.0	MONTAGEHINWEIS SCHIEBEGRIFF		
---	538.9101.0	Stativfuss PRO	Stativground PRO	SP
---	538.9103.0	Gewichtsplatte	Weight plate	SP
---	538.9106.0	Säule Rollstativ PRO kpl.	Mobile Stand PRO complete	SP
---	539.0014.0	Halteklammer D75 V-Modul	Holder 75 V-Modul	SP
---	M538.9100.Z	MONTAGEANLEITUNG ROLLSTATIV PR		
--	538.9106.0	Säule Rollstativ PRO kpl.	Mobile Stand PRO complete	SP
--	538.9300.0	MECHANISCHER TRAGARM PRO	Mechanical support arm PRO	**

---	051.0438.0	GEWINDESTIFT M6x12	Stift M6x12	SP
---	060.0400.0	ATMOS-LOGO NEU Aufkleber	ATMOS-LOGO STICKER	SP
---	060.0611.0	SCHILD "+-SW6"	label "+- SW6"	SP
---	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP

IView

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

VIEW21/31 PRO

---	060.0619.0	AUFKLEBER WARNZEICHEN	label "warning"	SP
---	538.2006.0	LEITERPL. SENSOR BOARD V2.01	Sensor board	SP
---	538.2007.0	ANSCHLAG TRAGARM	Notice support arm	SP
---	538.2009.0	ANSCHLAG TRAGARM DREHTEIL	Notice Support arm	SP
---	538.2015.0	BREMSE POM STERNGRIF FÜR TRAGARM	BrakeHandle POM	SP
---	538.2017.0	STERNGRIF FÜR TRAGARM	STERNGRIF FÜR TRAGARM	SP
---	538.2020.0	ABDECKUNG MITTE LINKS ARM	Cover center left, suspension arm	SP
---	538.2021.0	ABDECKUNG MITTE RECHTS ARM	Cover center right, suspension arm	SP
---	538.2022.0	PROFIL ABDECKUNG AUSSEN	Profile cover outside - 1 Profile Support arm	SP
---	538.2025.0	ABDECKUNG ELEKTRISCHE KLEMMUNG	Cover power clamping	SP
---	538.2026.0	ABDECKUNG MECHANISCHE KLEMMUNG	Cover ENT mechanical clamping (back right)	SP
---	538.2027.0	ENDSTÜCK RECHTS PROFIL SCHWEBE	End portion right, profile suspension arm	SP
---	538.2028.0	ENDSTÜCK LINKS PROFIL SCHWEBE	End portion right, profile suspension arm	SP
---	538.2029.0	ABDECKUNG R SCHWEBEARM HNO/GYN	Cover microscope right suspension arm ENT/GYN r	SP
---	538.2030.0	ABDECKUNG L SCHWEBEARM HNO/GYN	Cover microscope right suspension arm ENT/GYN e	SP
---	538.2031.0	ABDECKUNG AUSSEN-2 PROFIL	Cover Outside-2 profile support arm	SP
---	538.2032.0	ABDECKUNG ELEK/MECH KLEMMUNG	Cover power/mechanical clamping	SP
---	538.2033.0	ABDECKUNG MECHANISCHE KLEMMUNG	Cover mechanical clamping (GYN Front Left / ENT F	SP
---	538.2034.0	MONTAGEPLATTE NEIGUNGSSENSOR	Assemblyplate Sensor	SP
---	538.2035.0	Klemmung 30	clamping 30	SP
---	538.2036.0	Klemmung 38	clamping 38	SP
---	538.9301.0	MECHANISCHER TRAGARM PRO EK	mechanical support arm pro	SP
---	538.9302.0	PROFIL ABDECKUNG PRO	Profile cover outside - 1 Profile Support arm	SP
---	538.9303.0	PROFIL ABDECKUNG PRO	Profile cover outside - 1 Profile Support arm	SP
---	539.0013.0	VERSORGUNGSMODUL i View 31/41	Supply modul iView 31	SP
---	000.0702.0	GERÄTEFUSS SELBSTKL. SCHWARZ	Case foot black	*
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding"	SP
---	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25	SP
---	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE	SP
---	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6	SP
---	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934)	SP
---	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125)	SP
---	008.0715.0	STECKER BE KLINKEN 3P	Phone jack BE 3P	SP
---	008.0765.1	STECKER SCHUBLADE 5x20	PLUG DRAWER 5x20	SP
---	008.0798.1	STECKER SE KALTGER 2P TYP KEC	PLUG BE SE EURO 2P TYPE KEC	SP
---	008.0859.0	STECKER S+B KLINKE 3,5 CINCH	Adapter plug for audio cable	HNO

IView

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

VIEW21/31 PRO

---	008.0894.0	SCHALTER WIPP SCHW/GRÜN	ROCKER SWITCH BLACK/GREEN	SP
---	008.0918.0	Sicherung _T3.15 A UL	FUSE _T3.15 A UL	SP
---	011.0029.2	KABELBINDER 2,4x 84	CABLE TIE 2.4x 84	SP
---	011.1322.0	Netzteil	Power Supply	SP

---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
---	060.0599.0	FOLIE VERSORGUNG IVIEW 31/41	Backlayer IView31/41	SP
---	060.0624.0	SCHILD OPERATION MANUAL Ø 20		SP
---	507.4534.0	ZELKAUTSCHUKBAND CR APENFIX	CELL RUBBER BAND CR APENFIX	*
---	538.0025.0	Kabel Mic Erdung Poag	cable	SP
---	538.0026.0	Kabel Mic Erdung Deckel	cable	SP
---	538.0028.0	Kabel Mic Supply Unit-Fuses	cable	SP
---	538.0029.0	Kabel Mic Supply Unit-Switch	cable	SP
---	538.0030.0	Kabel Mic Supply Unit-Power	cable	SP
---	538.0034.0	Kabel MIC Ground POAG	Cabel MIC Erdung POAG	SP
---	539.0003.0	Kabel MIC supply high end	cable	SP
---	539.0006.0	LEITERPL. INTERFACE BOARD HE	Board interface HE	SP
---	539.0007.0	GEHÄUSE OBEN IVIEW31/41	Housing top power supply iView 31/41	SP
---	539.0008.0	GEHÄUSEUNTERTEIL IVIEW31/41	Housing iView 31/41 power supply	SP
---	539.0011.0	HALTERUNG V-MODUL IVIEW	Holder V-Modul IView	SP
---	539.0012.0	KABEL MIC FUSSTASTER IVIEW	Cabel Feettaste	SP
---	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13	*
---	539.0014.0	Halteklammer D75 V-Modul	Holder 75 V-Modul	SP
---	000.1010.0	GLEITLAGER IGLIDUR 3/4,5mm	3x 4,5x5	SON
---	539.9000.0	I VIEW 31 PRO	i View 31 PRO	**
---	000.0904.0	ABDECKKAPPE GPN RD 15	COVER CAP GPN RD 15	SP
---	000.0904.0	ABDECKKAPPE GPN RD 15	COVER CAP GPN RD 15	SP
---	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25	SP
---	507.0859.0	Netzanschlußkabel Schuko 3 m	Mains cable, Euro-standard, Length: 3 m	*
---	538.0093.0	STAUBSCHUTZHÜLLE IVIEW	Dust shield covering	SP
---	538.0096.0	Autoreflexspiegel Beleuchtung	Auto reflex mirror lighting	SP
---	538.0401.0	VERSTELLRAD	Handwheel adjuster	SP
---	538.0401.0	VERSTELLRAD	Handwheel adjuster	SP
---	538.9001.0	KABEL MIC HYBRIDKABEL DENTAL	Cabel MIC PRO Hybrid	SP
---	538.9003.0	REIBELEMENT 30° KUPPLUNG	Frictionpart 30° coupling	SP
---	538.9004.0	AUFNAHMEWELLE 30° KUPPLUNG	Admission wave coupling	SP
---	538.9005.0	SPANNSCHEIBE 30° KUPPLUNG	Instep disc	SP

IView

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
VIEW21/31 PRO			
---	538.9006.0	FÜHRUNGSHÜLSE PRO	Guide sleeve PRO SP
---	538.9010.0	GEHÄUSE 30° KUPPLUNG LACKIERT	Housing 30° coupling SP
---	539.0013.0	VERSORGUNGSMODUL i View 31/41	Supply modul iView 31 SP
---	000.0702.0	GERÄTEFUSS SELBSTKL. SCHWARZ	Case foot black *
---	008.0352.0	SCHILD SYMBOL "ERDUNG"	Sign symbol "grounding" SP
---	008.0597.0	STECKER MC POAG-S 6/25	PLUG MC POAG-S 6/25 SP
---	008.0597.1	FARBMARKIER.SCHEIBE GELB/GRÜN	YELLOW/GREEN COLOUR CODING PLATE SP
---	008.0597.2	FÄCHERSCHEIBE F/M6	SERRATED WASHER F/M6 SP
---	008.0597.3	MUTTER MU 0,8 D M6(DIN 934)	NUT MU 0.8 D M6(DIN 934) SP
---	008.0597.4	U-SCHEIBE U/M6 (DIN 125)	WASHER U/M6 (DIN 125) SP
---	008.0715.0	STECKER BE KLINKEN 3P	Phone jack BE 3P SP
---	008.0765.1	STECKER SCHUBLADE 5x20	PLUG DRAWER 5x20 SP
---	008.0798.1	STECKER SE KALTGER 2P TYP KEC	PLUG BE SE EURO 2P TYPE KEC SP
---	008.0859.0	STECKER S+B KLINKE 3,5 CINCH	Adapter plug for audio cable HNO
---	008.0894.0	SCHALTER WIPP SCHW/GRÜN	ROCKER SWITCH BLACK/GREEN SP
---	008.0918.0	Sicherung _T3.15 A UL	FUSE _T3.15 A UL SP
---	011.0029.2	KABELBINDER 2,4x 84	CABLE TIE 2.4x 84 SP
---	011.1322.0	Netzteil	Power Supply SP

----	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
----	060.0599.0	FOLIE VERSORGUNG IVIEW 31/41	Backlayer IView31/41	SP
----	060.0624.0	SCHILD OPERATION MANUAL Ø 20		SP
----	507.4534.0	ZELKAUTSCHUKBAND CR APENFIX	CELL RUBBER BAND CR APENFIX	*
----	538.0025.0	Kabel Mic Erdung Poag	cable	SP
----	538.0026.0	Kabel Mic Erdung Deckel	cable	SP
----	538.0028.0	Kabel Mic Supply Unit-Fuses	cable	SP
----	538.0029.0	Kabel Mic Supply Unit-Switch	cable	SP
----	538.0030.0	Kabel Mic Supply Unit-Power	cable	SP
----	538.0034.0	Kabel MIC Ground POAG	Cabel MIC Erdung POAG	SP
----	539.0003.0	Kabel MIC supply high end	cable	SP
----	539.0006.0	LEITERPL. INTERFACE BOARD HE	Board interface HE	SP
----	539.0007.0	GEHÄUSE OBEN IVIEW31/41	Housing top power supply iView 31/41	SP
----	539.0008.0	GEHÄUSEUNTERTEIL IVIEW31/41	Housing iView 31/41 power supply	SP
----	539.0011.0	HALTERUNG V-MODUL IVIEW	Holder V-Modul IView	SP
----	539.0012.0	KABEL MIC FUSSTASTER IVIEW	Cabel Feettaste	SP
----	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13	*
--	606.1100.0	SCHRÄGTUBUS 45°	Binocular angular tube (45°) f = 160 mm	**

IView

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
VIEW21/31 PRO			
----	538.3900.0	Binokularer Geradtubus, 10-fach	Binocular straight tube, 10-times **
----	606.1106.0	TUBUS 45 GRAD	Tubus 45 Degree **
----	703.0108.0	STOPFEN RD 7 X 13	STOPPER RD 7 X 13 *
A 161 ASPIRATOR/ DDS			
--	313.0200.0	A 161 ASPIRATOR/ DDS	A 161 Aspirator / DDS PFL
--	000.0013.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, L = 1,30 m, 1 St.	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, L = 1.30 m, 1 pc. CA
--	000.0018.0	ELASTIKPUFFER SJ 5017 SELBSTKL.	Plactic buffer, elastic 5J-5017 adhesive SP
--	000.0824.0	VERSCHLUSSSTOPFEN KONDENSATFA	CLOSING PLUG SP
--	000.0832.0	PUMPE V WOB-L 18L/80%	PUMP V WOB-L 18L/80% SP
--	000.0836.0	Schlauchverbinder für Schläuche Ø 6 mm	Hose connector for hoses Ø 6 mm PFL
--	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
--	008.0720.0	SICHERUNG 1,250 "H" TRÄGE	Fuse slow-blow 1,25 A "H" *
--	008.0864.0	STECKER SCHUBL EXTRA SAFE	Plug for drawer extra safe SP
--	008.0865.0	STECKER KALTGER. 3P TYP KM	Rubber connector 3P type KM SP
--	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200 SP
--	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
--	060.0485.0	FRONTFOLIE A161 ASPIRATOR	FRONT FOIL A161 ASPIRATOR SP
--	060.0487.0	KURZBEDIENUNGSANLEITUNG C161	QUICK START GUIDE C161 SP
--	069.0046.0	SCHALLDÄMPFER AL MOD. 7015	Silencer MOD. 7015 SP
----	000.0839.0	Schwimmerkugel für DDS-Behältersystem 1 l	Float ball for DDS canister system 1 l SP
----	055.0068.0	O-RING 3,00 X 2,00	O-ring 3.00 X 2.00 *
----	313.0020.0	DECKEL	LID SP
----	313.0021.0	DECKELEINSATZ	LID INSERT SP
----	313.0043.0	EINSATZ FÜR DECKEL	SPHERE RD. 14 SP
--	313.0015.0	Grad. Sekretbehälter 1 l DDS, blau, PSU	Grad. secretion canister, 1 l DDS, blue, PSU PFL
--	313.0023.0	ABDECKUNG F. A161	COVER SP
--	313.0024.0	DREISTUFENREGLER BASISTEIL	THREE STEP CONTROLLER BASE PART SP
--	313.0025.0	DREHKNOPF	KNOB SP
--	313.0029.0	GEHÄUSE HINTERSCHALE	Housing rear part SP
--	313.0030.0	GEHÄUSE VORDERSCHALE	HOUSING FRONT SHELL SP
--	313.0039.0	SCHLAUCHBAUM A161	HOSE HARNESS A161 SP
----	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6 *

---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
--	313.0046.0	PUMPENKONSOLE C161	PUMP CONSOLE C161	SP

Pflege

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
A 161 ASPIRATOR/ DDS			
--	313.0047.0	KABELBAUM SCHALTER INTERN	CABLE HARNESS SWITCH INT. SP
--	313.0056.0	GRIFF ATMOS A 161 / C161 V2.0	SP
--	313.0090.0	ZUBEHÖR-KIT KLEINSAUGER	SP
---	000.0013.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, L = 1,30 m, 1 St.	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, L = 1.30 m, 1 pc. CA
---	000.0836.0	Schlauchverbinder für Schläuche Ø 6 mm	Hose connector for hoses Ø 6 mm PFL
---	008.0866.0	Netzanschlußkabel abgewinkelt Schuko 2 m	Power cable, 3-wire Schuko connector, 2 m SP
---	340.0054.0	Bakterienfilter für ATMOS® DDS-Sekretbehälter, 10	Bacterial filter for ATMOS® DDS secretion canister CA
---	340.0054.0	Bakterienfilter für ATMOS® DDS-Sekretbehälter, 10	Bacterial filter for ATMOS® DDS secretion canister CA

A 261 ASPIRATOR/DDS

--	313.0300.0	A 261 ASPIRATOR/DDS	A 261 Aspirator/ DDS PFL
---	000.0013.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, L = 1,30 m, 1 St.	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, L = 1.30 m, 1 pc. CA
---	000.0018.0	ELASTIKPUFFER SJ 5017 SELBSTKL.	Plactic buffer, elastic 5J-5017 adhesive SP
---	000.0702.0	GERÄTEFUSS SELBSTKL. SCHWARZ	Case foot black *
---	000.0824.0	VERSCHLUSSSTOPFEN KONDENSATFA	CLOSING PLUG SP
---	000.0834.0	PUMPE V WOB-L 27L/77%	PUMP V WOB-L 27L/77% SP
---	000.0836.0	Schlauchverbinder für Schläuche Ø 6 mm	Hose connector for hoses Ø 6 mm PFL
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	008.0720.0	SICHERUNG 1,250 "H" TRÄGE	Fuse slow-blow 1,25 A "H" *
---	008.0864.0	STECKER SCHUBL EXTRA SAFE	Plug for drawer extra safe SP
---	008.0865.0	STECKER KALTGER. 3P TYP KM	Rubber connector 3P type KM SP
---	008.0866.0	Netzanschlußkabel abgewinkelt Schuko 2 m	Power cable, 3-wire Schuko connector, 2 m SP
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200 SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
---	060.0487.0	KURZBEDIENUNGSANLEITUNG C161	QUICK START GUIDE C161 SP
---	060.0499.0	FRONTFOLIE A261 ASPIRATOR	FRONT FOIL A261 ASPIRATOR SP
---	069.0046.0	SCHALLDÄMPFER AL MOD. 7015	Silencer MOD. 7015 SP
---	000.0839.0	Schwimmerkugel für DDS-Behältersystem 1 l	Float ball for DDS canister system 1 l SP
---	055.0068.0	O-RING 3,00 X 2,00	O-ring 3.00 X 2.00 *
---	313.0020.0	DECKEL	LID SP
---	313.0021.0	DECKELEINSATZ	LID INSERT SP
---	313.0043.0	EINSATZ FÜR DECKEL	SPHERE RD. 14 SP
---	313.0015.0	Grad. Sekretbehälter 1 l DDS, blau, PSU	Grad. secretion canister, 1 l DDS, blue, PSU PFL
---	313.0023.0	ABDECKUNG F. A161	COVER SP
---	313.0025.0	DREHKNOPF	KNOB SP
---	313.0029.0	GEHÄUSE HINTERSCHALE	Housing rear part SP
---	313.0030.0	GEHÄUSE VORDERSCHALE	HOUSING FRONT SHELL SP

Pflege

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
A 261 ASPIRATOR/DDS			
--	313.0052.0	SCHLAUCHBAUM A 261	HOSE HARNESS A 261 SP
---	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6 *
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA

---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	069.0026.0	SCHLAUCHVERB.Y MOD. 8010/50	Tube connector for MOD. 8050	*
---	313.0055.0	BASISTEIL DREISTUFENREGLE A261	BASE PART THREE STEP CONTROLLER A261	SP
---	313.0056.0	GRIFF ATMOS A 161 / C161 V2.0		SP
---	313.0060.0	PUMPENKONSOLE C261	PUMP CONSOLE C261	SP
---	313.0090.0	ZUBEHÖR-KIT KLEINSAUGER		SP
---	000.0013.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, L = 1,30 m, 1 St.	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, L = 1.30 m, 1 pc.	CA
---	000.0836.0	Schlauchverbinder für Schläuche Ø 6 mm	Hose connector for hoses Ø 6 mm	PFL
---	008.0866.0	Netzanschlußkabel abgewinkelt Schuko 2 m	Power cable, 3-wire Schuko connector, 2 m	SP
---	340.0054.0	Bakterienfilter für ATMOS® DDS-Sekretbehälter, 10	Bacterial filter for ATMOS® DDS secretion canister	CA
---	313.0115.0	SCHLAUCHBAUM DRUCKSEITE C261	HOSE HARNESS PRESSURE SIDE C261	SP
---	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6	*
---	005.0172.0	SCHLAUCH RD. I. 4,0 X 3,0 SILIKON, TRANSLUZEI	Hose RD. I. 6,0 X 3,0	*
---	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0	SP
---	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0	SP
---	340.0054.0	Bakterienfilter für ATMOS® DDS-Sekretbehälter, 10	Bacterial filter for ATMOS® DDS secretion canister	CA

ATMOLIT 16N/G

---	000.0013.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, L = 1,30 m, 1 St.	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, L = 1.30 m, 1 pc.	CA
---	000.0018.0	ELASTIKPUFFER SJ 5017 SELBSTKL.	Plactic buffer, elastic 5J-5017 adhesive	SP
---	000.0263.1	SCHWINGELEMENT RD.15X15 I=M4	OSCILLATING-ELEMENT RD. 15X15 I=M4	SP
---	000.0347.0	SCHLAUCHVERBINDER M.NEBENLUFT	HOSE CONNECTOR (FINGER TIP),	*
---	000.0459.0	ENTLÜFTUNGSKAPPE	VENT CAP RD 22,2 BLACK	SP
---	000.0460.1	VACUUMETER -1/0 BAR FR.RING	VACUUM GANGE	SP
---	000.0544.0	SEKRETBEHÄLTER 1,25LTR.	SUCTION BOTTLE 1.25 LTR., GRADUATED	SP
---	000.0564.1	PUMPE KNF 12V DCPM12837-815	PUMP KNF 12V DCPM12837-815	SP
---	069.0078.0	KOPFDECKEL RYTON	RYTON COVER CAP	SP
---	069.0079.0	DICHTRING PERBUNAN	PERBUNAN SEAL RING	SP
---	069.0080.0	VENTILPLATTE	VALVE PLATE	SP
---	069.0081.0	ZWISCHENPLATTE RYTON	RYTON SPACER PLATE	SP
---	069.0082.0	STRUKTURMEMBRANE	STRUCTURE MEMBRANE	SP

Pflege

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

ATMOLIT 16N/G

---	000.0707.0	SEKRETGLAS 1,0 LTR. GRADUIERT	SUCTION BOTTLE 1 LTR. (FAHL)	SP
---	006.0016.0	DICHTBAND - TESAMOLL 700 19X	Gasket strip - Tesamoll 700 19X	*
---	006.0016.0	DICHTBAND - TESAMOLL 700 19X	Gasket strip - Tesamoll 700 19X	*
---	008.0634.0	SICHERUNG 630 MA T	FUSE DELAY 630MA H	*
---	008.0647.0	NETZANSCHLUßK.ZENTR.K-GER. BRD	POWER CABLE 2-WIRE	*
---	008.0692.0	STECKER BE CLIFF 3P ACF	PLUG BE CLIFF 3P ACF	SP
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
---	011.0029.1	KABELBINDER 3,6x295	CABLE TIE 3.6x295	SP
---	060.0008.0	SCHILD LADEGERÄT ATMOVAC ENGLA	SIGN 'CHARGER ATMOVAC ENG.'	SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
---	060.0319.0	ETIKETT "ACHTUNG" NETZSPANNUNG	LABEL 'ATTENTION' MAINS VOLTAGE	SP
---	060.0429.0	SCHILD ATMOLIT 16 N	SIGN ATMOLIT 16 N	SP
---	061.0058.1	DREHKNOPF	KNOB MATT	SP
---	061.0059.1	DECKEL	FLAT LID	SP
---	320.0005.0	AKKUFACHABDECKUNG	COVER	SP
---	320.0008.0	REGULIERVENTIL KOMPLETT	REGULATING VALVE COMPLETE	SP
---	320.0014.0	BAKTERIEN-FILTERBLÄTTCHEN	BACTERIAL FILTER PLATE	SP
---	320.0032.0	SCHALLDÄMPFERREDUZIERUNG	SILENCER REDUCER	SP

---	320.0048.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 250	HOSEST. RD 6 X 3- 252	SP
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	320.0045.0	SCHLAUCHBAUM (LC/ATMOLIT)	TUBE HOLDER	SP
---	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6	*
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	320.0049.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 280	TUBE PIECE RD 6 X 3 SILICONE	*
---	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING	*
---	320.0060.0	SAUGDECKEL Ø6MM KPL.	COLLECTION JAR LID, COMPLETE	SP
---	320.0010.0	ÜBERLAUFSICHERUNGSHÜLSE	SLEEVE OF OVERFLOW SAFETY	SP
---	320.0011.1	SAUGDECKEL Ø6MM BEARBEITET	INSERT FOR COLLECTION JAR LID	SP
---	320.0012.0	BAKTERIENFILTERDECKEL	BACTERIAL FILTER LID	SP
---	320.0013.0	DICHTRING	GASKET FOR INSERT OF COLLECTION JAR LID	*
---	320.0014.0	BAKTERIEN-FILTERBLÄTTCHEN	BACTERIAL FILTER PLATE	SP
---	320.0015.0	SCHWIMMER	FLOAT	SP
---	320.0016.0	DICHTRING II FÜR FILTER	SEALING RING FOR FILTER COVER	*
---	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING	*
---	320.0061.0	RECEPTALBEHÄLTER KPL. 1600ML	RECEPTAL JAR	SP
---	310.0221.0	BEHÄLTER F.RECEPTALBEUTEL	RECEPTAL®-AUFNAHMEBEHÄLTER 1,5 L	CHI

Pflege

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
ATMOLIT 16N/G			
---	310.0222.2	RECEPTALBEUTEL 1500ML.	RECEPTAL® SUCTION BAG 1.5 L, NOT AUTOCLA *
---	320.0020.0	RECEPTALHALTER	RETAINING BRACKET FOR RECEPTAL® CANIST HNO
---	320.0047.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 150	HOSE LENGHT KIT RD 6 X 3- 150 *
---	320.0312.0	GEHÄUSESCHALE OBEN ATMOL.16N	UPPER HOUSING ATMOL.16N SP
---	320.0313.0	GEHÄUSESCHALE UNTEN ATMOL.16N	HOUSING SHELL BOTTOM ATMOLIT 16N SP
---	320.0314.0	PUMPENKONSOLE ATMOLIT 16N	PUMP CONSOLE ATMOLIT 16N SP
---	320.0315.0	AKKUHALTERUNG ATMOLIT 16N	BATTERY HOLDER ATMOLIT 16N SP
---	320.0320.0	LEITERPL. LADEELEKTRONIK FSM	CHARGING BOARD SP
---	320.0325.0	TRAFO MIT ANSCHLUßLEITUNG KPL.	TRANSFORMER WITH CABLE COMPLETE SP
---	008.0083.0	ADER-ENDHÜLSE T 0.75 QMM	END SLEEVE FOR STRANDS T 0,75 QMM SP
---	008.0513.0	SICHERUNG T 2,50 A L	FUSE 2,500 A DELAY 5,0X20 SP
---	008.0689.0	SICHERUNG T 315MA H	DELAY FUSE 315MA H *
---	008.0691.0	TRAFO NETZ 90-264 /19 50VA	TRANSFORMER MAINS 90-264 /19 50VA SP
---	008.0695.0	STECKER SE KALTGER 2P TYP KEA	PLUG SE LOW HEAT DEVICE 2P TYP KEA SP
---	008.0695.1	STECKER SCHUBLADE EXTRA SAFE	PLUG DRAWER SP
---	008.0695.2	SCHUTZABDECKUNG FÜR KEA	PROTECTIVE COVER F. KEA SP
---	008.0741.0	SICHERUNGSHALTER F. LEITUNGEN	FUSE HOLDER F. LINES SP
---	008.0477.1	SCHALTER WIPP SCHWARZ BESCHR.	ROCKER SWITCH BLACK INSCRIBED *
---	008.0701.0	KABEL 4X 0,22	CABLE 4X 0.22 SP
---	011.0696.0	Crimp connecting-clip 1P mole	Crimp connecting-clip 1P mole SP
---	011.0697.0	STECKER G CRIMP-SMAP 4P MOLE	PLUG G CRIMP-SNAP 4P MOLE SP
---	320.0331.0	SCHLAUCHBAUM FÜR 16N	HOSE HARNESS F. 16N SP
---	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6 *
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0 SP
---	320.0332.0	SCHLAUCHBAUM FÜR 16N DR.-SEITE	HOSE HARNESS F. 16N PR. SIDE SP
---	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0 SP
---	320.0046.2	SCHLAUCHST. RD 5 X 2- 35	HOSE LENGHT KIT RD 5 X 2- 35 SP
---	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0 SP
---	402.0305.0	Nippel gebogen Rd 6 WS	SP
ATMOLIT 26/G			
---	320.0200.0	ATMOLIT 26/G	ATMOLIT 26/G PFL

--	000.0013.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, L = 1,30 m, 1 St.	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, L = 1.30 m, 1 pc.	CA
--	000.0018.0	ELASTIKPUFFER SJ 5017 SELBSTKL.	Plactic buffer, elastic 5J-5017 adhesive	SP
--	000.0347.0	SCHLAUCHVERBINDER M.NEBENLUFT	HOSE CONNECTOR (FINGER TIP),	*
--	000.0459.0	ENTLÜFTUNGSKAPPE	VENT CAP RD 22,2 BLACK	SP

Pflege

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
ATMOLIT 26/G			
--	000.0460.1	VACUUMMETER -1/0 BAR FR.RING	VACUUM GANGE SP
--	000.0544.0	SEKRETBEHÄLTER 1,25LTR.	SUCTION BOTTLE 1.25 LTR., GRADUATED SP
--	000.0569.5	PUMPE V WOB-L 27,6L/77% KPL	PUMP V WOB-L 26L/0,75 KPL SP
---	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6 *
---	000.0459.0	ENTLÜFTUNGSKAPPE	VENT CAP RD 22,2 BLACK SP
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0 SP
---	069.0020.0	VENTILPLÄTTCHEN	VALVE PLATE MOD. 8050/8010 SP
---	069.0066.0	LAUFBUCHSE RYTON FÜR 006	LINER SP
---	069.0067.0	DICHTRING VITON FÜR 006	GASKET VITON FOR 006 SP
---	069.0069.0	DICHMANSCHETTE	SEALING COLLAR SP
---	069.0074.0	PUMPENKOPF LC-16/ATMOLIT 26	PUMP HEAD SP
---	069.0077.0	PLEUELSATZ PUMPE ATMOLIT26	SHAFT WITH BEARING , CONNECTION ROD PUM SP
--	000.0707.0	SEKRETGLAS 1,0 LTR. GRADUIERT	SUCTION BOTTLE 1 LTR. (FAHL) SP
--	008.0615.0	SOCKEL-KLEBE F. KABELBINDER	BASE ADHES. F. CABLE TIE *
--	008.0643.0	STECKER SE KALTGER.NETZ.+SI.H	POWER PLUG SE LOW HEAT DEVICE + SI.H SP
--	008.0644.0	SICHERUNGSSCHUBLADE F.008.0643	FUSE DRAWER FOR 008.0643.0 *
--	008.0647.0	NETZANSCHLUßK.ZENTR.K-GER. BRD	POWER CABLE 2-WIRE *
--	008.0719.0	SICHERUNG T 500MA H	FUSE SLOW-BLOW 500 MA/H *
--	008.0720.0	SICHERUNG 1,250 "H" TRÄGE	Fuse slow-blow 1,25 A "H" *
--	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200 SP
--	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200 SP
--	011.0029.2	KABELBINDER 2,4x 84	CABLE TIE 2.4x 84 SP
--	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
--	061.0058.1	DREHKNOFF	KNOB MATT SP
--	061.0059.1	DECKEL	FLAT LID SP
--	320.0005.0	AKKUFACHABDECKUNG	COVER SP
--	320.0008.0	REGULIERVENTIL KOMPLETT	REGULATING VALVE COMPLETE SP
--	320.0014.0	BAKTERIEN-FILTERBLÄTTCHEN	BACTERIAL FILTER PLATE SP
--	320.0032.0	SCHALLDÄMPFERREDUZIERUNG	SILENCER REDUCER SP
--	320.0045.0	SCHLAUCHBAUM (LC/ATMOLIT)	TUBE HOLDER SP
---	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6 *
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
--	320.0045.1	SCHLAUCHBAUM SAUGSEITE (ATMO.	HOSE TREE SUCTION SIDE SP
---	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6 *
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA

Pflege

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
ATMOLIT 26/G			
--	320.0045.2	SCHLAUCHBAUM DRUCKSEITE (ATMO.	HOSE HARNESS PRESSURE SIDE (ATMO. SP
---	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6 *
---	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0 SP
--	320.0048.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 250	HOSEST. RD 6 X 3- 252 SP

---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	320.0045.0	SCHLAUCHBAUM (LC/ATMOLIT)	TUBE HOLDER	SP
---	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6	*
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	320.0049.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 280	TUBE PIECE RD 6 X 3 SILICONE	*
---	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING	*
---	320.0060.0	SAUGDECKEL Ø6MM KPL.	COLLECTION JAR LID, COMPLETE	SP
---	320.0010.0	ÜBERLAUFSICHERUNGSHÜLSE	SLEEVE OF OVERFLOW SAFETY	SP
---	320.0011.1	SAUGDECKEL Ø6MM BEARBEITET	INSERT FOR COLLECTION JAR LID	SP
---	320.0012.0	BAKTERIENFILTERDECKEL	BACTERIAL FILTER LID	SP
---	320.0013.0	DICHTRING	GASKET FOR INSERT OF COLLECTION JAR LID	*
---	320.0014.0	BAKTERIEN-FILTERBLÄTTCHEN	BACTERIAL FILTER PLATE	SP
---	320.0015.0	SCHWIMMER	FLOAT	SP
---	320.0016.0	DICHTRING II FÜR FILTER	SEALING RING FOR FILTER COVER	*
---	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING	*
---	320.0061.0	RECEPTALBEHÄLTER KPL. 1600ML	RECEPTAL JAR	SP
---	310.0221.0	BEHÄLTER F.RECEPTALBEUTEL	RECEPTAL®-AUFNAHMEBEHÄLTER 1,5 L	CHI
---	310.0222.2	RECEPTALBEUTEL 1500ML.	RECEPTAL® SUCTION BAG 1.5 L, NOT AUTOCLA	*
---	320.0020.0	RECEPTALHALTER	RETAINING BRACKET FOR RECEPTAL® CANIST	HNO
---	320.0047.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 150	HOSE LENGHT KIT RD 6 X 3- 150	*

ATMOPORT MIT TASCH

---	000.0013.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, L = 1,30 m, 1 St.	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, L = 1.30 m, 1 pc.	CA
---	000.0018.0	ELASTIKPUFFER SJ 5017 SELBSTKL.	Plactic buffer, elastic 5J-5017 adhesive	SP
---	000.0132.0	NIPPEL SCHLAUCHANSCHL. I RD-6	NIPPLE HOSE CONNECTOR I RD-6	*
---	000.0239.0	SCHLAUCHVERBINDER I RD 12-8/	HOSE CONNECTOR (REDUCER) FROM	CHI
---	000.0294.0	ABSAUGKATHETER CHR.12 STERIL 100STK.	SUCTION CATHETER UNOMEDICAL®, SIZE: CH 1	*
---	000.0295.0	ABSAUGKATHETER CHR.14 STERIL 100STK.	SUCTION CATHETER UNOMEDICAL®, SIZE: CH 1	*
---	000.0296.0	ABSAUGKATHETER CHR.16 STERIL 100STK.	SUCTION CATHETER UNOMEDICAL®, SIZE: CH 1	*
---	000.0347.0	SCHLAUCHVERBINDER M.NEBENLUFT	HOSE CONNECTOR (FINGER TIP),	*
---	000.0347.1	SCHLAUCHVERBINDER 100 STK. PACKUNG	HOSE CONNECTOR (FINGER TIP),	*
---	000.0705.0	PUMPE V PENDELKOL 20L/75%	PUMP V PENDELKOL 20L/75%	SP
---	069.0020.0	VENTILPLÄTTCHEN	VALVE PLATE MOD. 8050/8010	SP

Pflege

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

ATMOPORT MIT TASCH

---	069.0066.0	LAUFBUCHSE RYTON FÜR 006	LINER	SP
---	069.0067.0	DICHTRING VITON FÜR 006	GASKET VITON FOR 006	SP
---	069.0069.0	DICHMANSCHETTE	SEALING COLLAR	SP
---	069.0070.0	FIXIERSCHEIBE	FIXING PLATE	SP
---	069.0071.0	POLYFASTSCHRAUBE DIN7982	POLYFASTSCREW DIN7982 F. 006	*
---	069.0074.0	PUMPENKOPF LC-16/ATMOLIT 26	PUMP HEAD	SP
---	069.0085.0	PLEUELSATZ PUMPE ATMOVAC	ATMOVAC CONROD SET PUMP	SP
---	000.0708.0	SNIP-SNAP NIETE ATMOPORT	SNIP-SNAP RIVET ATMOPORT	SP
---	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0	SP
---	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0	SP
---	008.0477.1	SCHALTER WIPP SCHWARZ BESCHR.	ROCKER SWITCH BLACK INSCRIBED	*
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
---	055.0096.0	DICHTUNG RD 14X18X2	GASKET RD 14 X 18 X 2	*
---	055.0097.0	DICHTUNG RD 14X18X1	SEAL RD 14 X 18 X 1	*
---	060.0388.0	SCHILD TTD-ETIKETT 25 X 51	SIGN TTD-LABEL 25 X 51	SP
---	060.0391.0	KURZBED.ANLEITUNG ATMOPORT	QUICK START MANUAL ATMOPORT	SP
---	069.0046.0	SCHALLDÄMPFER AL MOD. 7015	Silencer MOD. 7015	SP
---	069.0085.0	PLEUELSATZ PUMPE ATMOVAC	ATMOVAC CONROD SET PUMP	SP

--	069.0121.0	Schalldämpfer	Sound absorber for MOD. 8050	SP
--	310.0617.0	GEHAUSENIPPEL	HOUSING NIPPLE	SP
--	310.0637.0	SCHLAUCHST. RD 5 X 2- 170	TUBE PIECE	*
--	312.0420.1	LADEGERÄT FÜR ATMOPORT 230V	NETWORK CHARGING DEVICE	SP
---	008.0082.0	SICHERUNG T 315MA L TR5	FUSE T 315MA L TR5	SP
---	011.0481.0	DIODE LEUCHT 5MM RD GELB	DIODE ILLUM. 5MM RD YELLOW	SP
---	060.0012.0	SCHILD ATMOPORT LADEGERÄT	SIGN 'ATMOPORT CHARGER'	SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
---	060.0388.0	SCHILD TTD-ETIKETT 25 X 51	SIGN TTD-LABEL 25 X 51	SP
---	312.0420.0	LADEGERÄT F. 12V NIMH AKKU	CHARGING DEVICE 12 V	SP
---	442.0023.0	GERÄTEFUSS SELB.KLEB.3.7937006	Unit base, self-adhesive 3.7937006	SP
--	312.0421.0	STECKER B FRIWO 3-POL. GEHÄUSE	PLUG B FRIWO 3-PIN	SP
--	312.0438.0	BODENPLATTE UNIVERSALSAUGER	BASE PLATE UNIVERSAL SUCT. DEV.	SP
--	312.0438.0	BODENPLATTE UNIVERSALSAUGER	BASE PLATE UNIVERSAL SUCT. DEV.	SP
--	312.0439.0	BAKTERIENFILTER UNIVERSALSAUGE	BACTERIAL FILTER FOR ATMOPORT, ATMOPOR CA	CA
--	312.0440.0	GEHÄUSESCHALE UNIVERSALSAUGER	HOUSING SHELL	SP
--	312.0442.0	SCHWIMMERHÜLSE BEARB.	FLOAT SLEEVE	SP
--	312.0444.0	ADAPTER F.SCHWIMMERHÜLSE	ADAPTER F. SWIMMER SLEEVE	SP

Pflege

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
ATMOPORT MIT TASCHE			
---	000.0013.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, L = 1,30 m, 1 St.	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, L = 1.30 m, 1 pc. CA
---	000.0239.0	SCHLAUCHVERBINDER I RD 12-8/	HOSE CONNECTOR (REDUCER) FROM CHI
---	000.0347.0	SCHLAUCHVERBINDER M.NEBENLUFT	HOSE CONNECTOR (FINGER TIP), *
---	000.0504.0	FLASCHE MILCH FORM 3521	RINSING JAR 250 ML SP
---	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0 SP
---	069.0020.0	VENTILPLÄTTCHEN	VALVE PLATE MOD. 8050/8010 SP
---	069.0046.0	SCHALLDÄMPFER AL MOD. 7015	Silencer MOD. 7015 SP
---	069.0066.0	LAUFBUCHSE RYTON FÜR 006	LINER SP
---	069.0067.0	DICHTRING VITON FÜR 006	GASKET VITON FOR 006 SP
---	069.0074.0	PUMPENKOPF LC-16/ATMOLIT 26	PUMP HEAD SP
---	069.0085.0	PLEUELSATZ PUMPE ATMOVAC	ATMOVAC CONROD SET PUMP SP
---	310.0637.0	SCHLAUCHST. RD 5 X 2- 170	TUBE PIECE *
---	312.0439.0	BAKTERIENFILTER UNIVERSALSAUGE	BACTERIAL FILTER FOR ATMOPORT, ATMOPOR CA
---	312.0625.1	SEKRETBEHÄLTERDECKEL KPL.1L	SECRETION CANISTER LID, COMPLETE SP
---	312.0442.0	SCHWIMMERHÜLSE BEARB.	FLOAT SLEEVE SP
---	312.0444.0	ADAPTER F.SCHWIMMERHÜLSE	ADAPTER F. SWIMMER SLEEVE SP
---	312.0625.0	DECKEL F. 1L-BEHÄLTER ATMOPORT	COVER F. 1L-HOLDER ATMOPORT SP
---	320.0015.0	SCHWIMMER	FLOAT SP
---	312.0626.0	BEHÄLTER 1 LITER ATMOPORT	SECRETION CANISTER 1 L (PLASTIC) SP
---	320.0047.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 150	HOSE LENGHT KIT RD 6 X 3- 150 *
--	312.0620.0	AKKU ATMOPORT NIMH 1200-1500MA	RECHARGEABLE BATTERY ATMOPORT, NIMH 1: SP
--	312.0622.0	KFZ-ANSCHLUSSKABEL ATMOPORT	CAR CONNECTING CABLE SP
--	312.0623.0	FRONTPLATTE ATMOPORT	FRONT PLATE ATMOPORT SP
--	312.0625.0	DECKEL F. 1L-BEHÄLTER ATMOPORT	COVER F. 1L-HOLDER ATMOPORT SP
--	312.0625.1	SEKRETBEHÄLTERDECKEL KPL.1L	SECRETION CANISTER LID, COMPLETE SP
---	312.0442.0	SCHWIMMERHÜLSE BEARB.	FLOAT SLEEVE SP
---	312.0444.0	ADAPTER F.SCHWIMMERHÜLSE	ADAPTER F. SWIMMER SLEEVE SP
---	312.0625.0	DECKEL F. 1L-BEHÄLTER ATMOPORT	COVER F. 1L-HOLDER ATMOPORT SP
---	320.0015.0	SCHWIMMER	FLOAT SP
--	312.0650.0	UMHÄNGETASCHE SCHWARZ	SHOULDER-BAG, BLACK, SP
--	320.0015.0	SCHWIMMER	FLOAT SP
--	320.0047.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 150	HOSE LENGHT KIT RD 6 X 3- 150 *

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
ATMOPORT N			
__	ATMOPORTN	ATMOPORT N	ATMOPORT N
__	000.0013.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, L = 1,30 m, 1 St.	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, L = 1.30 m, 1 pc. CA
__	000.0018.0	ELASTIKPUFFER SJ 5017 SELBSTKL.	Plactic buffer, elastic 5J-5017 adhesive SP
__	000.0131.1	NIPPEL F. NEBENLUFTVENTIL	NIPPLE F. AUX. AIR VALVE *
__	000.0239.0	SCHLAUCHVERBINDER I RD 12-8/	HOSE CONNECTOR (REDUCER) FROM CHI
__	000.0294.0	ABSAUGKATHETER CHR.12 STERIL 100STK.	SUCTION CATHETER UNOMEDICAL®, SIZE: CH 1 *
__	000.0295.0	ABSAUGKATHETER CHR.14 STERIL 100STK.	SUCTION CATHETER UNOMEDICAL®, SIZE: CH 1 *
__	000.0296.0	ABSAUGKATHETER CHR.16 STERIL 100STK.	SUCTION CATHETER UNOMEDICAL®, SIZE: CH 1 *
__	000.0321.1	PUMPE V MEMBRAN 35L/78%	PUMP V MEMBRANE 36L/78% CPL SP
__	069.0156.0	PUMPENKOPF 007	PUMP HEAD FOR PUMP 000.0321.0 SP
__	069.0157.0	MEMBRANHALTEPLATTE 007	MEMBRANE HOLDER PLATE FOR THE PUMP 000 SP
__	069.0158.0	MEMBRANE 007	MEMBRANE FOR PUMP 000.0321.0 SP
__	000.0347.0	SCHLAUCHVERBINDER M.NEBENLUFT	HOSE CONNECTOR (FINGER TIP), *
__	000.0347.1	SCHLAUCHVERBINDER 100 STK. PACKUNG	HOSE CONNECTOR (FINGER TIP), *
__	000.0460.1	VACUUMMETER -1/0 BAR FR.RING	VACUUM GANGE SP
__	000.0523.0	NIPPEL SCHLAUCHANSCHL.L RD-8	NIPPLE HOSE CONNECT.L RD-8 *
__	000.0627.0	ABDECKKAPPE RD-15,00 RAL9002	COVER CAP RD-15.00 RAL9002 SP
__	006.0008.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 7 mm, Mindestabnahme 5	Suction hose, silicone, Ø 7 mm, minimum purchase € SP
__	008.0142.0	RINGKABELSCHUH M 8	RING CABLE LUG M 8 SP
__	055.0097.0	DICHTUNG RD 14X18X1	SEAL RD 14 X 18 X 1 *
__	061.0052.0	DREHKNOPF STANDARD	KNOB STANDARD SP
__	061.0054.0	DECKEL-FLACH MIT AL-SCHEIBE	FLAT LID WITH ALUMINIUM DISC SP
__	310.0617.0	GEHAUSENIPPEL	HOUSING NIPPLE SP
__	312.0414.0	VENTILNADEL F. ATMOPORT	VALVE PIN F. ATMOPORT SP
__	312.0415.0	VERBINDUNGSSTÜCK F. NEBENL.	CONNECT. PIECE F. AUX. L SP
__	312.0424.0	SCHAUMBODENSATZ ATMOPORT N	FOAM FOR ATMOPORT N SP
__	312.0425.0	AKKUBEDIENTEIL ATMOPORT Neu	BATTERIE AND CHARGER PACK SP
__	312.0425.1	AKKUBEDIENTEIL ATMOPORT N AUSTAUSCH	BATTERIE AND CHARGER PACK RETROFITTED. SP
__	312.0435.0	KONTAKTSTÜCK 2	CONTACT PIECE 2 SP
__	312.0436.0	KFZ-ANSCHLUSSKABEL ATMOPORT N	CAR CONNECTING CABLE FOR ATMOPORT N (1: SP
__	312.0437.0	FRONTPLATTE ATMOPORT N	FRONT PLATE ATMOPORT N SP
__	312.0438.0	BODENPLATTE UNIVERSALSAUGER	BASE PLATE UNIVERSAL SUCT. DEV. SP
__	312.0439.0	BAKTERIENFILTER UNIVERSALSAUGE	BACTERIAL FILTER FOR ATMOPORT, ATMOPOR CA
__	312.0440.0	GEHÄUSESCHALE UNIVERSALSAUGER	HOUSING SHELL SP
__	312.0441.0	GEHÄUSESCHALE UNIVERSALSAUGER	HOUSING SHELL ATMOPORT SP
__	312.0442.0	SCHWIMMERHÜLSE BEARB.	FLOAT SLEEVE SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
ATMOPORT N			
__	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6 *
__	000.0102.0	SCHLAUCHVERBINDER TS8 8-8-8	HOSE CONNECTOR TS8 8-8-8 *
__	006.0008.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 7 mm, Mindestabnahme 5	Suction hose, silicone, Ø 7 mm, minimum purchase € SP
__	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
__	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0 SP
__	312.0444.0	ADAPTER F.SCHWIMMERHÜLSE	ADAPTER F. SWIMMER SLEEVE SP
__	312.0449.0	NETZTEIL ATMOPORT N	Operating power pack SP
__	312.0452.0	SCHALLDÄMMUNG ATMOPORT N	SOUND INSULATION ATMOPORT N *

--	312.0454.0	NETZTEIL ATMOPORT N LADEN	Charging power pack	SP
--	312.0625.1	SEKRETBEHÄLTERDECKEL KPL.1L	SECRETION CANISTER LID, COMPLETE	SP
---	312.0442.0	SCHWIMMERHÜLSE BEARB.	FLOAT SLEEVE	SP
---	312.0444.0	ADAPTER F.SCHWIMMERHÜLSE	ADAPTER F. SWIMMER SLEEVE	SP
---	312.0625.0	DECKEL F. 1L-BEHÄLTER ATMOPORT	COVER F. 1L-HOLDER ATMOPORT	SP
---	320.0015.0	SCHWIMMER	FLOAT	SP
--	320.0015.0	SCHWIMMER	FLOAT	SP
--	320.0047.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 150	HOSE LENGHT KIT RD 6 X 3- 150	*

ATMOPORT S

--	ATMOPORTS	ATMOPORT S	ATMOPORT S	
--	000.0131.1	NIPPEL F. NEBENLUFTVENTIL	NIPPLE F. AUX. AIR VALVE	*
--	000.0132.0	NIPPEL SCHLAUCHANSCHL.I RD-6	NIPPLE HOSE CONNECTOR I RD-6	*
--	000.0460.1	VACUUMMETER -1/0 BAR FR.RING	VACUUM GANGE	SP
--	000.0705.0	PUMPE V PENDELKOL 20L/75%	PUMP V PENDELKOL 20L/75%	SP
---	069.0020.0	VENTILPLÄTTCHEN	VALVE PLATE MOD. 8050/8010	SP
---	069.0066.0	LAUFBUCHSE RYTON FÜR 006	LINER	SP
---	069.0067.0	DICHTRING VITON FÜR 006	GASKET VITON FOR 006	SP
---	069.0069.0	DICHMANSCHETTE	SEALING COLLAR	SP
---	069.0070.0	FIXIERSCHEIBE	FIXING PLATE	SP
---	069.0071.0	POLYFASTSCHRAUBE DIN7982	POLYFASTSCREW DIN7982 F. 006	*
---	069.0074.0	PUMPENKOPF LC-16/ATMOLIT 26	PUMP HEAD	SP
---	069.0085.0	PLEUELSATZ PUMPE ATMOVAC	ATMOVAC CONROD SET PUMP	SP
--	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0	SP
--	008.0477.1	SCHALTER WIPP SCHWARZ BESCHR.	ROCKER SWITCH BLACK INSCRIBED	*
--	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
--	055.0096.0	DICHTUNG RD 14X18X2	GASKET RD 14 X 18 X 2	*
--	061.0052.0	DREHKNOPF STANDARD	KNOB STANDARD	SP
--	061.0054.0	DECKEL-FLACH MIT AL-SCHEIBE	FLAT LID WITH ALUMINIUM DISC	SP

Pflege

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
ATMOPORT S			
--	069.0046.0	SCHALLDÄMPFER AL MOD. 7015	Silencer MOD. 7015 SP
--	310.0617.0	GEHAUSENIPPEL	HOUSING NIPPLE SP
--	312.0414.0	VENTILNADEL F. ATMOPORT	VALVE PIN F. ATMOPORT SP
--	312.0415.0	VERBINDUNGSSTÜCK F. NEBENL.	CONNECT. PIECE F. AUX. L SP
--	312.0421.0	STECKER B FRIWO 3-POL. GEHÄUSE	PLUG B FRIWO 3-PIN SP
---	000.0013.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, L = 1,30 m, 1 St.	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, L = 1.30 m, 1 pc. CA
---	000.0018.0	ELASTIKPUFFER SJ 5017 SELBSTKL.	Plactic buffer, elastic 5J-5017 adhesive SP
---	000.0239.0	SCHLAUCHVERBINDER I RD 12-8/	HOSE CONNECTOR (REDUCER) FROM CHI
---	000.0294.0	ABSAUGKATHETER CHR.12 STERIL 100STK.	SUCTION CATHETER UNOMEDICAL®, SIZE: CH 1 *
---	000.0295.0	ABSAUGKATHETER CHR.14 STERIL 100STK.	SUCTION CATHETER UNOMEDICAL®, SIZE: CH 1 *
---	000.0296.0	ABSAUGKATHETER CHR.16 STERIL 100STK.	SUCTION CATHETER UNOMEDICAL®, SIZE: CH 1 *
---	000.0347.0	SCHLAUCHVERBINDER M.NEBENLUFT	HOSE CONNECTOR (FINGER TIP), *
---	000.0347.1	SCHLAUCHVERBINDER 100 STK. PACKUNG	HOSE CONNECTOR (FINGER TIP), *
---	000.0460.1	VACUUMMETER -1/0 BAR FR.RING	VACUUM GANGE SP
---	000.0705.0	PUMPE V PENDELKOL 20L/75%	PUMP V PENDELKOL 20L/75% SP
---	069.0020.0	VENTILPLÄTTCHEN	VALVE PLATE MOD. 8050/8010 SP
---	069.0066.0	LAUFBUCHSE RYTON FÜR 006	LINER SP
---	069.0067.0	DICHTRING VITON FÜR 006	GASKET VITON FOR 006 SP
---	069.0069.0	DICHMANSCHETTE	SEALING COLLAR SP
---	069.0070.0	FIXIERSCHEIBE	FIXING PLATE SP
---	069.0071.0	POLYFASTSCHRAUBE DIN7982	POLYFASTSCREW DIN7982 F. 006 *
---	069.0074.0	PUMPENKOPF LC-16/ATMOLIT 26	PUMP HEAD SP

----	069.0085.0	PLEUELSATZ PUMPE ATMOVAC	ATMOVAC CONROD SET PUMP	SP
----	000.0708.0	SNIP-SNAP NIETE ATMOPORT	SNIP-SNAP RIVET ATMOPORT	SP
----	008.0477.1	SCHALTER WIPP SCHWARZ BESCHR.	ROCKER SWITCH BLACK INSCRIBED	*
----	055.0041.0	O-RING 3,00 X 1,00	O-RING 3.00 X 1.00	*
----	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
----	312.0420.1	LADEGERÄT FÜR ATMOPORT 230V	NETWORK CHARGING DEVICE	SP
----	008.0082.0	SICHERUNG T 315MA L TR5	FUSE T 315MA L TR5	SP
----	011.0481.0	DIODE LEUCHT 5MM RD GELB	DIODE ILLUM. 5MM RD YELLOW	SP
----	060.0012.0	SCHILD ATMOPORT LADEGERÄT	SIGN 'ATMOPORT CHARGER'	SP
----	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
----	060.0388.0	SCHILD TTD-ETIKETT 25 X 51	SIGN TTD-LABEL 25 X 51	SP
----	312.0420.0	LADEGERÄT F. 12V NIMH AKKU	CHARGING DEVICE 12 V	SP
----	442.0023.0	GERÄTEFUSS SELB.KLEB.3.7937006	Unit base, self-adhesive 3.7937006	SP
----	312.0421.0	STECKER B FRIWO 3-POL. GEHÄUSE	PLUG B FRIWO 3-PIN	SP

Pflege

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

ATMOPORT S

----	312.0438.0	BODENPLATTE UNIVERSALSAUGER	BASE PLATE UNIVERSAL SUCT. DEV.	SP
----	312.0439.0	BAKTERIENFILTER UNIVERSALSAUGE	BACTERIAL FILTER FOR ATMOPORT, ATMOPOR	CA
----	312.0440.0	GEHÄUSESCHALE UNIVERSALSAUGER	HOUSING SHELL	SP
----	312.0442.0	SCHWIMMERHÜLSE BEARB.	FLOAT SLEEVE	SP
----	312.0444.0	ADAPTER F.SCHWIMMERHÜLSE	ADAPTER F. SWIMMER SLEEVE	SP
----	312.0622.0	KFZ-ANSCHLUSSKABEL ATMOPORT	CAR CONNECTING CABLE	SP
----	312.0625.1	SEKRETBEHÄLTERDECKEL KPL.1L	SECRETION CANISTER LID, COMPLETE	SP
----	312.0442.0	SCHWIMMERHÜLSE BEARB.	FLOAT SLEEVE	SP
----	312.0444.0	ADAPTER F.SCHWIMMERHÜLSE	ADAPTER F. SWIMMER SLEEVE	SP
----	312.0625.0	DECKEL F. 1L-BEHÄLTER ATMOPORT	COVER F. 1L-HOLDER ATMOPORT	SP
----	320.0015.0	SCHWIMMER	FLOAT	SP
----	320.0015.0	SCHWIMMER	FLOAT	SP
----	320.0047.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 150	HOSE LENGHT KIT RD 6 X 3- 150	*
----	312.0510.0	FRONTPLATTE ATMOPORT S	FRONT PLATE ATMOPORT S	SP
----	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
----	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0	SP
----	312.0620.0	AKKU ATMOPORT NIMH 1200-1500MA	RECHARGEABLE BATTERY ATMOPORT, NIMH 1:	SP

Aufbereitungssätze

---	ABKIT	Aufbereitungssätze	Reprocessing kits	
----	000.0013.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, L = 1,30 m, 1 St.	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, L = 1.30 m, 1 pc.	CA
----	000.0239.0	SCHLAUCHVERBINDER I RD 12-8/	HOSE CONNECTOR (REDUCER) FROM	CHI
----	000.0347.0	SCHLAUCHVERBINDER M.NEBENLUFT	HOSE CONNECTOR (FINGER TIP),	*
----	000.0504.0	FLASCHE MILCH FORM 3521	RINSING JAR 250 ML	SP
----	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0	SP
----	069.0020.0	VENTILPLÄTTCHEN	VALVE PLATE MOD. 8050/8010	SP
----	069.0046.0	SCHALLDÄMPFER AL MOD. 7015	Silencer MOD. 7015	SP
----	069.0066.0	LAUFBUCHSE RYTON FÜR 006	LINER	SP
----	069.0067.0	DICHTRING VITON FÜR 006	GASKET VITON FOR 006	SP
----	069.0074.0	PUMPENKOPF LC-16/ATMOLIT 26	PUMP HEAD	SP
----	069.0085.0	PLEUELSATZ PUMPE ATMOVAC	ATMOVAC CONROD SET PUMP	SP
----	310.0637.0	SCHLAUCHST. RD 5 X 2- 170	TUBE PIECE	*
----	312.0439.0	BAKTERIENFILTER UNIVERSALSAUGE	BACTERIAL FILTER FOR ATMOPORT, ATMOPOR	CA
----	312.0625.1	SEKRETBEHÄLTERDECKEL KPL.1L	SECRETION CANISTER LID, COMPLETE	SP
----	312.0442.0	SCHWIMMERHÜLSE BEARB.	FLOAT SLEEVE	SP
----	312.0444.0	ADAPTER F.SCHWIMMERHÜLSE	ADAPTER F. SWIMMER SLEEVE	SP
----	312.0625.0	DECKEL F. 1L-BEHÄLTER ATMOPORT	COVER F. 1L-HOLDER ATMOPORT	SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description
-----	---------------------	------------------

Aufbereitungssätze

----	320.0015.0	SCHWIMMER	FLOAT	SP
----	312.0626.0	BEHÄLTER 1 LITER ATMOPORT	SECRETION CANISTER 1 L (PLASTIC)	SP
----	320.0047.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 150	HOSE LENGHT KIT RD 6 X 3- 150	*
---	313.0070.0	AUFBEREITUNGSSATZ C161/C261	Reprocessing kit C161/C261	SP
---	313.0071.0	AUFBEREIT. C161/261 OHNE BEHÄLT	Reprocessing kit C161/C261 without jar	SP
---	313.0075.0	AUFBEREITUNG/REP SATZ C161	Reprocessing kit/repair C161/C261	SP
---	313.0085.0	AUFBER/REP SATZ C161 GRUNDGER	Reprocessing kit/repair C161/C261	SP
---	313.0120.0	AUFBER/REP SATZ C261 GRUNDGER	Reprocessing kit/repair C261	SP
---	313.0130.0	AUFBER/REP SATZ C261	Reprocessing kit/repair C261	SP
---	320.0150.0	AUFBEREITUNGSSATZ LC16 STAND	Reprocessing kit LC 16	SP
---	320.0150.1	AUFBEREITUNGS/REPA-SATZ LC16 a	Reprocessing kit/repair LC 16a	SP
---	320.0220.0	AUFBEREITUNGSSATZ ATMOL26 STAN	Reprocessing kit Atmoilt 26	SP
---	320.0220.1	AUFBEREITUNGS/REP-SATZ ATMOL26	Reprocessing/repair kit Atmolit 26	SP
---	320.0360.0	AUFBEREITUNGSSATZ ATMOL16N STA	Reprocessing kit Atmolit 16N	SP

C 161 BATTERY / DDS

_	313.0400.0	C 161 BATTERY / DDS	C 161 BATTERY / DDS	PFL
---	000.0013.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, L = 1,30 m, 1 St.	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, L = 1.30 m, 1 pc.	CA
---	000.0018.0	ELASTIKPUFFER SJ 5017 SELBSTKL.	Plactic buffer, elastic 5J-5017 adhesive	SP
---	000.0347.0	SCHLAUCHVERBINDER M.NEBENLUFT	HOSE CONNECTOR (FINGER TIP),	*
---	000.0824.0	VERSCHLUSSSTOPFEN KONDENSATFA	CLOSING PLUG	SP
---	000.0828.0	VACUUMMETER -1/0 BAR NG 40	VACUUMMETER -1/0 BAR NG 40	SP
---	000.0852.0	PUMPE V PENDELKOL 20L/75%	PUMP V PENDELKOL 20L/75%	SP
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0016.0	DICHTBAND - TESAMOLL 700 19X	Gasket strip - Tesamoll 700 19X	*
---	008.0113.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	WIRE PROTECTING SLEEVE	SP
---	008.0920.0	2-poliges Netzanschlusskabel, L = 1,5 m	2 pinmains cable, L = 1.5 m	SP
---	011.0029.1	KABELBINDER 3,6x295	CABLE TIE 3.6x295	SP
---	011.1241.0	LICHTLEITERELEMENT	LIGHT CONDUCTOR ELEMENT	SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
---	060.0479.0	PRÜFSIEGEL K-FALLE-ATMOS	TEST SEAL K-FALLE-ATMOS	SP
---	060.0501.0	FRONTFOLIE C161 BATTERY	FRONT FOIL C161 BATTERY	SP
---	069.0130.0	SCHALLDÄMPFER MIT FILTER	MUFFLER W. FILTER	SP
---	313.0006.0	SEKRETBEHÄLTERDECKELSATZ	SECRETION CANISTER LID, 1 L DDS, BLUE, WITH	PFL
---	000.0836.0	Schlauchverbinder für Schläuche Ø 6 mm	Hose connector for hoses Ø 6 mm	PFL
---	000.0839.0	Schwimmerkugel für DDS-Behältersystem 1 l	Float ball for DDS canister system 1 l	SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description
-----	---------------------	------------------

C 161 BATTERY / DDS

---	055.0068.0	O-RING 3,00 X 2,00	O-ring 3.00 X 2.00	*
---	313.0020.0	DECKEL	LID	SP
---	313.0021.0	DECKELEINSATZ	LID INSERT	SP
---	313.0043.0	EINSATZ FÜR DECKEL	SPHERE RD. 14	SP
---	340.0054.0	Bakterienfilter für ATMOS® DDS-Sekretbehälter, 10	Bacterial filter for ATMOS® DDS secretion canister	CA
---	313.0015.0	Grad. Sekretbehälter 1 l DDS, blau, PSU	Grad. secretion canister, 1 l DDS, blue, PSU	PFL
---	313.0025.0	DREHKNOPF	KNOB	SP
---	313.0028.0	BYPASS BASISTEIL	BYPASS BASE PART	SP

--	313.0029.0	GEHÄUSE HINTERSCHALE	Housing rear part	SP
--	313.0030.0	GEHÄUSE VORDERSCHALE	HOUSING FRONT SHELL	SP
--	313.0044.0	SCHLAUCHSTECKVERBINDERSET C161	HOSE PLUG CONNECT. SET C161	*
---	000.0827.0	L-STECKANSCHLUSS	L-CONNECT.	SP
--	313.0045.0	SCHLAUCHBAUM C161	HOSE HARNESS C161	SP
---	000.0823.0	SCHUTZKAPPE F. KONDENSATFALLE	PROTECTION CAP FOR CONDENSATE TRAP	SP
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	069.0026.0	SCHLAUCHVERB.Y MOD. 8010/50	Tube connector for MOD. 8050	*
--	313.0049.0	SCHALLDÄMPFERFIXIERUNG	MUFFLER ATTACHMENT	SP
--	313.0050.0	SCHALLDÄMMSATZ C161	SOUND ABSORPTION SET C161	SP
--	313.0053.0	AKKUPACK LIION 2S2P	BATTERY PACK LIIO 2S2P WITH INTEGRATED PF	SP
--	313.0054.0	LEITERPL. LADEELEKTR.KAP-ANZEI	PCB FOR CHARGING AND CAPACITY DISPLAY.	SP
--	313.0056.0	GRIF F. ATMOS A 161 / C161 V2.0		SP
--	313.0113.0	BEHÄLTERRASTHEBEL	CONTAINER LOCKING LEVER	SP
--	313.0420.0	PUMPENKONSOLE C161 BATTERY	PUMP CONSOLE C161 BATTERY	SP
--	313.0455.0	NETZEINGANGSBAUGRUPPE C161 B	MAINS INPUT ASSEMBLY C161 B	SP
---	008.0924.0	STECKER LADEBUCHSE 12 VOLT	plug	SP
---	313.0410.0	ANSCHLUSSPLATTE DC	CONNECT. PLATE DC	SP
---	313.0435.0	KABELBAUM NETZ C161 BATTERY	CABLE HARNESS MAINS C161 BATTERY	SP
--	340.0054.0	Bakterienfilter für ATMOS® DDS-Sekretbehälter, 10	Bacterial filter for ATMOS® DDS secretion canister	CA
--	999.1996.0	SCHIEBELENDE	SLIDING PANEL	SP
--	Netzteil	Netzteil 12V		
---	008.0920.0	2-poliges Netzanschlusskabel, L = 1,5 m	2 pin mains cable, L = 1.5 m	SP
---	011.1334.0	NETZTEIL 12V 5A	Charger for ATMOS® devices	SP

Pflege

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 161			
--	313.0000.0	C 161	C 161 ASPIRATOR / DDS PFL
--	000.0018.0	ELASTIKPUFFER SJ 5017 SELBSTKL.	Plactic buffer, elastic 5J-5017 adhesive SP
--	000.0702.0	GERÄTEFUSS SELBSTKL. SCHWARZ	Case foot black *
--	000.0764.0	ELASTIKPUFFER SELBSTKLEBEND	ELASTIC BUFFER ADHESIVE SP
--	000.0824.0	VERSCHLUSSSTOPFEN KONDENSATFA	CLOSING PLUG SP
--	000.0828.0	VACUUMMETER -1/0 BAR NG 40	VACUUMMETER -1/0 BAR NG 40 SP
--	000.0832.0	PUMPE V WOB-L 18L/80%	PUMP V WOB-L 18L/80% SP
--	000.0848.0	PUMPE V WOB-L 18L/80% 127V	PUMP V WOB-L 18L/80% SP
--	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
--	008.0113.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	WIRE PROTECTING SLEEVE SP
--	008.0720.0	SICHERUNG 1,250 "H" TRÄGE	Fuse slow-blow 1,25 A "H" *
--	008.0751.0	SICHERUNG T 3,15 A H BEI 100-127V	FUSE SLOW-BLOW 3,15 A/H (FOR 110-115 V~) *
--	008.0864.0	STECKER SCHUBL EXTRA SAFE	Plug for drawer extra safe SP
--	008.0865.0	STECKER KALTGER. 3P TYP KM	Rubber connector 3P type KM SP
--	008.0866.0	Netzanschlusskabel abgewinkelt Schuko 2 m	Power cable, 3-wire Schuko connector, 2 m SP
--	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200 SP
--	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
--	060.0414.0	ETIKETT C401/C361 "VOR GEBRAUC"	LABEL C401/C361 "BEFORE USE" SP
--	060.0475.0	FRONTFOLIE C 161 ASPIRATOR	FRONT FOIL C 161 ASPIRATOR SP
--	060.0479.0	PRÜFSIEGEL K-FALLE-ATMOS	TEST SEAL K-FALLE-ATMOS SP
--	060.0487.0	KURZBEDIENUNGSANLEITUNG C161	QUICK START GUIDE C161 SP
--	069.0130.0	SCHALLDÄMPFER MIT FILTER	MUFFLER W. FILTER SP
--	313.0009.0	HALTERUNG F. RECEPTAL-AUßENBEH	SUPPORT FOR RECEPTAL® EXTERNAL CANISTE PFL

---	000.0018.0	ELASTIKPUFFER SJ 5017 SELBSTKL.	Plactic buffer, elastic 5J-5017 adhesive	SP
---	313.0032.0	BEHÄLTERBÜGEL RECEPTAL	CONTAINER BAR RECEPTAL	SP
---	313.0038.0	HALTEBLECH RECEPTAL	HOLDING PLATE RECEPTAL	SP
---	313.0116.0	SAUGSCHL. NI. STERIL BELABELT	SUCTION HOSE NON-STERILE PROC.	SP
---	006.0057.0	Saugschlauch, PVC, Einmalartikel, Ø 6 mm, L = 1,30	Suction hose, PVC, disposable, Ø 6 mm, L = 1.30 m,	*
---	060.0503.0	AUFKLEBER NICHT STERILES MUST.	STICKER NON STERILE SAMPLE	SP
---	320.0048.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 250	HOSEST. RD 6 X 3- 252	SP
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	320.0045.0	SCHLAUCHBAUM (LC/ATMOLIT)	TUBE HOLDER	SP
---	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6	*
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	313.0025.0	DREHKNOFF	KNOB	SP
---	313.0028.0	BYPASS BASISTEIL	BYPASS BASE PART	SP

Pflege

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF Artikel-Bezeichnung Item Description

C 161

---	313.0029.0	GEHÄUSE HINTERSCHALE	Housing rear part	SP
---	313.0030.0	GEHÄUSE VORDERSCHALE	HOUSING FRONT SHELL	SP
---	313.0044.0	SCHLAUCHSTECKVERBINDERSET C161	HOSE PLUG CONNECT. SET C161	*
---	000.0827.0	L-STECKANSCHLUSS	L-CONNECT.	SP
---	313.0045.0	SCHLAUCHBAUM C161	HOSE HARNESS C161	SP
---	000.0823.0	SCHUTZKAPPE F. KONDENSATFALLE	PROTECTION CAP FOR CONDENSATE TRAP	SP
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	069.0026.0	SCHLAUCHVERB. Y MOD. 8010/50	Tube connector for MOD. 8050	*
---	313.0046.0	PUMPENKONSOLE C161	PUMP CONSOLE C161	SP
---	313.0047.0	KABELBAUM SCHALTER INTERN	CABLE HARNESS SWITCH INT.	SP
---	313.0048.0	ANSAUGDÄMPFER F. BYPASS	SUCTION MUFFLER F. BYPASS	SP
---	313.0049.0	SCHALLDÄMPFERFIXIERUNG	MUFFLER ATTACHMENT	SP
---	313.0050.0	SCHALLDÄMMSATZ C161	SOUND ABSORPTION SET C161	SP
---	313.0056.0	GRIFF ATMOS A 161 / C161 V2.0		SP
---	313.0113.0	BEHÄLTERASTHEBEL	CONTAINER LOCKING LEVER	SP
---	313.0413.0	HALTERUNG F. Serres	HOLDER FOR Serres	PFL
---	000.0018.0	ELASTIKPUFFER SJ 5017 SELBSTKL.	Plactic buffer, elastic 5J-5017 adhesive	SP
---	313.0408.0	SERRES WANDHALTERUNG	SERRES WALL MOUNTING	SP
---	313.0411.0	BODENBLECH SERRES	FLOOR PLATE SERRES	SP
---	313.0412.0	HALTERBLECH	HOLDER PLATE	SP
---	320.0048.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 250	HOSEST. RD 6 X 3- 252	SP
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	320.0045.0	SCHLAUCHBAUM (LC/ATMOLIT)	TUBE HOLDER	SP
---	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6	*
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	999.1996.0	SCHIEBELENDE	SLIDING PANEL	SP
---	Medi-Vac	HALTERUNG F. MEDI-VAC-AUßENBEH	HOLDER FOR MEDI-VAC JAR	
---	000.0018.0	ELASTIKPUFFER SJ 5017 SELBSTKL.	Plactic buffer, elastic 5J-5017 adhesive	SP
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	312.0473.0	CRD-FLEX AUSSENBEHÄLTER 1L.	MEDI-VAC® EXTERNAL CANISTER 1 L	*
---	312.0474.0	CRD-FLEX INNENBEHÄLTER 1L.	MEDI-VAC® SUCTION BAG 1 L, NOT AUTOCLAVA	*
---	313.0010.0	HALTERUNG F. MEDI-VAC-AUßENBEH	SUPPORT FOR MEDI-VAC® EXTERNAL CANISTEI	PFL
---	313.0032.0	BEHÄLTERBÜGEL RECEPTAL	CONTAINER BAR RECEPTAL	SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 161			
313.0037.0	HALTEBLECH MEDI-VAC	HOLDING PLATE MEDI-VAC	SP
C 261 DDS			
313.0100.0	C 261 DDS	C 261 ASPIRATOR / DDS	PFL
000.0013.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, L = 1,30 m, 1 St.	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, L = 1.30 m, 1 pc.	CA
000.0018.0	ELASTIKPUFFER SJ 5017 SELBSTKL.	Plactic buffer, elastic 5J-5017 adhesive	SP
000.0347.0	SCHLAUCHVERBINDER M.NEBENLUFT	HOSE CONNECTOR (FINGER TIP),	*
000.0824.0	VERSCHLUSSSTOPFEN KONDENSATFA	CLOSING PLUG	SP
000.0828.0	VACUUMMETER -1/0 BAR NG 40	VACUUMMETER -1/0 BAR NG 40	SP
000.0834.0	PUMPE V WOB-L 27L/77%	PUMP V WOB-L 27L/77%	SP
006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
008.0113.0	DURCHFÜHRUNGSTÜLLE	WIRE PROTECTING SLEEVE	SP
008.0720.0	SICHERUNG 1,250 "H" TRÄGE	Fuse slow-blow 1,25 A "H"	*
008.0864.0	STECKER SCHUBL EXTRA SAFE	Plug for drawer extra safe	SP
008.0865.0	STECKER KALTGER. 3P TYP KM	Rubber connector 3P type KM	SP
008.0866.0	Netzanschlußkabel abgewinkelt Schuko 2 m	Power cable, 3-wire Schuko connector, 2 m	SP
060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
060.0414.0	ETIKETT C401/C361 "VOR GEBRAUC"	LABEL C401/C361 "BEFORE USE"	SP
060.0476.0	FRONTFOLIE C 261 ASPIRATOR	FRONT FOIL C 261 ASPIRATOR	SP
060.0479.0	PRÜFSIEGEL K-FALLE-ATMOS	TEST SEAL K-FALLE-ATMOS	SP
069.0130.0	SCHALLDÄMPFER MIT FILTER	MUFFLER W. FILTER	SP
313.0006.0	SEKRETBEHÄLTERDECKELSATZ	SECRETION CANISTER LID, 1 L DDS, BLUE, WITH	PFL
000.0836.0	Schlauchverbinder für Schläuche Ø 6 mm	Hose connector for hoses Ø 6 mm	PFL
000.0839.0	Schwimmerkugel für DDS-Behältersystem 1 l	Float ball for DDS canister system 1 l	SP
055.0068.0	O-RING 3,00 X 2,00	O-ring 3.00 X 2.00	*
313.0020.0	DECKEL	LID	SP
313.0021.0	DECKELEINSATZ	LID INSERT	SP
313.0043.0	EINSATZ FÜR DECKEL	SPHERE RD. 14	SP
340.0054.0	Bakterienfilter für ATMOS® DDS-Sekretbehälter, 10	Bacterial filter for ATMOS® DDS secretion canister	CA
313.0009.0	HALTERUNG F. RECEPTAL-AUßENBEH	SUPPORT FOR RECEPTAL® EXTERNAL CANISTER	PFL
000.0018.0	ELASTIKPUFFER SJ 5017 SELBSTKL.	Plactic buffer, elastic 5J-5017 adhesive	SP
313.0032.0	BEHÄLTERBÜGEL RECEPTAL	CONTAINER BAR RECEPTAL	SP
313.0038.0	HALTEBLECH RECEPTAL	HOLDING PLATE RECEPTAL	SP
313.0116.0	SAUGSCHL. NI. STERIL BELABELT	SUCTION HOSE NON-STERILE PROC.	SP
006.0057.0	Saugschlauch, PVC, Einmalartikel, Ø 6 mm, L = 1,30	Suction hose, PVC, disposable, Ø 6 mm, L = 1.30 m,	*
060.0503.0	AUFKLEBER NICHT STERILES MUST.	STICKER NON STERILE SAMPLE	SP
320.0048.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 250	HOSEST. RD 6 X 3- 252	SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 261 DDS			
006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
320.0045.0	SCHLAUCHBAUM (LC/ATMOLIT)	TUBE HOLDER	SP
000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6	*
006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnahr	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
313.0015.0	Grad. Sekretbehälter 1 l DDS, blau, PSU	Grad. secretion canister, 1 l DDS, blue, PSU	PFL
313.0025.0	DREHKNOFF	KNOB	SP
313.0026.0	KAPPE	CAP	SP
313.0028.0	BYPASS BASISTEIL	BYPASS BASE PART	SP
313.0029.0	GEHÄUSE HINTERSCHALE	Housing rear part	SP

--	313.0030.0	GEHÄUSE VORDERSCHALE	HOUSING FRONT SHELL	SP
--	313.0048.0	ANSAUGDÄMPFER F. BYPASS	SUCTION MUFFLER F. BYPASS	SP
--	313.0050.0	SCHALLDÄMMSATZ C161	SOUND ABSORPTION SET C161	SP
--	313.0056.0	GRIF F. ATMOS A 161 / C161 V2.0		SP
--	313.0060.0	PUMPENKONSOLE C261	PUMP CONSOLE C261	SP
--	313.0113.0	BEHÄLTERRASTHEBEL	CONTAINER LOCKING LEVER	SP
--	313.0114.0	SCHLAUCHBAUM SAUGSEITE C261	HOSE HARNESS SUCTION SIDE C261	SP
---	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6	*
---	000.0099.0	SCHLAUCHVERBINDER Y RD-8-8-8	HOSE CONNECTOR Y RD-8-8-8	*
---	000.0823.0	SCHUTZKAPPE F. KONDENSATFALLE	PROTECTION CAP FOR CONDENSATE TRAP	SP
---	000.0970.0	SCHLAUCHVERBINDER Y 6-6-6	HOSE CONNECT. Y 6-6-6	SP
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	069.0026.0	SCHLAUCHVERB. Y MOD. 8010/50	Tube connector for MOD. 8050	*
--	313.0115.0	SCHLAUCHBAUM DRUCKSEITE C261	HOSE HARNESS PRESSURE SIDE C261	SP
---	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6	*
---	005.0172.0	SCHLAUCH RD. I. 4,0 X 3,0 SILIKON, TRANSLUZEI	Hose RD. I. 6,0 X 3,0	*
---	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0	SP
---	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0	SP
--	313.0117.0	SCHLAUCHSTECKVERBINDERSET C261	HOSE PLUG CONNECT. SET C261	SP
---	000.0827.0	L-STECKANSCHLUSS	L-CONNECT.	SP
--	313.0413.0	HALTERUNG F. Serres	HOLDER FOR Serres	PFL
---	000.0018.0	ELASTIKPUFFER SJ 5017 SELBSTKL.	Plactic buffer, elastic 5J-5017 adhesive	SP

Pflege

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 261 DDS			
---	313.0408.0	SERRES WANDHALTERUNG	SERRES WALL MOUNTING SP
---	313.0411.0	BODENBLECH SERRES	FLOOR PLATE SERRES SP
---	313.0412.0	HALTERBLECH	HOLDER PLATE SP
---	320.0048.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 250	HOSEST. RD 6 X 3- 252 SP
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	320.0045.0	SCHLAUCHBAUM (LC/ATMOLIT)	TUBE HOLDER SP
---	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6 *
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
--	999.1996.0	SCHIEBELENDE	SLIDING PANEL SP
--	Medi-Vac	HALTERUNG F. MEDI-VAC-AUßENBEH	HOLDER FOR MEDIVAC JAR
---	000.0018.0	ELASTIKPUFFER SJ 5017 SELBSTKL.	Plactic buffer, elastic 5J-5017 adhesive SP
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	312.0473.0	CRD-FLEX AUSSENBEHÄLTER 1L.	MEDI-VAC® EXTERNAL CANISTER 1 L *
---	312.0474.0	CRD-FLEX INNENBEHÄLTER 1L.	MEDI-VAC® SUCTION BAG 1 L, NOT AUTOCLAVA *
---	313.0010.0	HALTERUNG F. MEDI-VAC-AUßENBEH	SUPPORT FOR MEDI-VAC® EXTERNAL CANISTER PFL
---	313.0032.0	BEHÄLTERRASTHEBEL	CONTAINER LOCKING LEVER SP
---	313.0037.0	HALTEBLECH MEDI-VAC	HOLDING PLATE MEDI-VAC SP
C 341 Battery			
--	318.0000.0	C 341 Battery	PFL
--	000.1028.0	Pumpe für ATMOS® C/E 341 Battery	Pump for ATMOS® C/E 341 Battery SP
---	000.1027.0	PUMPE MEMBRAN 34L N838	PUMP DIAPHRAGM SP
---	008.0524.0	STECKER G CRIMP-SNAP 2P AMP	PLUG G CRIMP-SNAP 2P AMP SP
---	008.0530.0	STECKER B CRIMP-SNAP 1P AMP	PLUG B CRIMP-SNAP 1P AMP SP

---	011.1336.0	FERRITHÜLSE	FERRITE	SP
---	011.1341.0	KABELBINDER 3,6 x 295		SP
---	011.1343.0	FERRITHÜLSE WE-SAFB 74270021		SP
--	000.1029.0	Feder für Entriegelungstaste	Spring for release button	SP
--	000.1030.0	FEDER RÜCKSTELLUNG SCHIEBER	SPRING RESET SLIDER	SP
--	000.1043.0	HÜLSE STENT VAKUUMANSCHLUSS		SP
--	005.0172.0	SCHLAUCH RD. I. 4,0 X 3,0 SILIKON, TRANSLUZEI	Hose RD. I. 6,0 X 3,0	*
--	006.0067.0	Schlauch 7.9x15.0mm	Tube 7.9x15.0mm	SP
--	006.0068.0	SCHLAUCH SILIKON Ø8,0xØ15,0		SP
--	006.0068.0	SCHLAUCH SILIKON Ø8,0xØ15,0		SP
--	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200	SP
--	011.1337.0	Stecker ODU STIFT SSO	ODU BRAD SSO	SP
--	011.1341.0	KABELBINDER 3,6 x 295		SP

Pflege

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
C 341 Battery			
--	055.0110.0	DICHTUNG / DICHTSCHNUR Ø 1.78MM	SEALING / SEALING CORD Ø 1.78MM SP
--	060.0627.0	Schild Sicherheitsaufkleber	Security Sign SP
--	060.0647.0	TYP SCHILD ATMOS C341	SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
--	318.0002.0	Drehknopf Standard	Rotary knob SP
--	318.0003.0	DECKEL FÜR DREHKNOPF GRAU	COVER FOR ROTARY KNOB GREY SP
--	318.0004.0	Leiterplatte ATMOS® C 341 Battery	Board ATMOS® C 341 Battery SP
--	318.0005.0	TRAEGERTEIL VORNE LITE	CARRIER PART FRONT LITE SP
--	318.0006.0	TRÄGERTEIL HINTEN LITE	CARRIER PART BACK LITE SP
--	318.0010.0	Nebenluftregler Accuvac 3 Lite	air regulator Accuvac 3 Lite SP
---	000.1017.0	Gewindetülle M5	Thread spout M5 SP
---	000.1018.0	T-Einschraubstutzen TES8 M12x1.5	T-part TES8 M12x1.5 SP
--	318.0011.0	Bedienfolie ATMOS® C 341 Battery	Operating panel ATMOS® C 341 Battery SP
--	318.0012.0	Akkufachabdeckung	Battery compartment cover SP
--	318.0013.0	Entriegelungstaste	Release button SP
--	318.0015.0	Schalldämpfer ATMOS® C/E 341 Battery	Muffler ATMOS® C/E 341 Battery SP
---	318.0014.0	Dämmmatte für Schalldämpfer	INSULATING MAT FOR SILENCER SP
---	318.0016.0	Schalldämpfer Kammer	SP
---	318.0017.0	Schalldämpfer deckel	SP
--	318.0031.0	KABEL LEITERPLATTE-AKKUFACH-LADESTECKE CABLE PRINTED CIRCUIT BOARD-BATTERY CO	SP
--	318.0032.0	Manometer ATMOS® C 341 Battery	Pressure gauge ATMOS® C 341 Battery SP
--	318.0033.0	Codiereteil Atmos C/E341	Code Atmos C/E341 SP
--	319.0001.0	GEHÄUSE VORDERSCHALE	HOUSING FRONT SHELL SP
--	319.0002.0	GEHÄUSE HINTERSCHALE	HOUSING BACK SHELL SP
--	319.0003.0	Gerätefuß	Device base SP
--	319.0004.0	Schlauchaufwicklung	Hose rewind SP
--	319.0005.0	ENTRIEGELUNG SCHIEBER	UNLOCKING SLIDER SP
--	319.0010.0	Dämmmatte 45x45x8	Padding 45x45x8 SP
--	319.0011.0	Dämmmatte 25x25x12	Padding 25x25x12 SP
--	319.0013.0	ANSCHLUSSSTUTZEN	CONNECTING PIECE SP
--	319.0014.0	ADAPTERPLATTE	ADAPTER PLATE SP
--	319.0026.0	DÄMMMATTE BASOTECT 175x20x5	SP
--	319.0027.0	DÄMMMATTE BASOTECT 10x10x60	SP
--	319.0028.0	DÄMMMATTE BASOTECT 10x50x30	SP
--	319.0029.0	Dämmmatte BASOTEC 20x10x5	Dämmmatte BASOTEC 20x10x5 SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description
-----	---------------------	------------------

E341 Grundgerät

_	319.1000.0	E341 Grundgerät	E341 basic device	PFL
__	006.0057.0	Saugschlauch, PVC, Einmalartikel, Ø 6 mm, L = 1,30	Suction hose, PVC, disposable, Ø 6 mm, L = 1.30 m, *	
__	008.0920.0	2-poliges Netzanschlusskabel, L = 1,5 m	2 pinmains cable, L = 1.5 m	SP
__	312.0465.0	Serres®-Aufnahmebehälter 1 l	Serres®-external canister 1 l	PFL
__	318.0035.0	Netz- und Ladegerät für ATMOS® C / E 341 Battery	Power supply and recharging unit for ATMOS® C / E	SP
__	318.1010.0	Halterung für DDS-Behältersystem	Support for the DDS-canister system	SP
__	318.1012.0	Mehrweg-Absaugschlauch, Silikon, Ø 10 mm, L = 1,2	Reusable suction hose, silicone, Ø 10 mm, length =	CA
__	318.1013.0	DDS-Sekretbehälter 1 l	DDS secretion canister 1 l	SP
__	318.1016.0	DDS-Behälterdeckel komplett	DDS canister lid, complete	SP
__	318.1100.0	Fingertip für Mehrweg-Absaugschlauch Ø 10 mm, 10	Fingertip for reusable suction hose Ø 10 mm, 10 pc	*
__	318.1210.0	Halterung für Serres®-Behältersystem	Support for Serres®-canister system	SP
__	318.1211.0	Vakuumschlauch für Einmal-Behältersystem, nicht a	Vacuum hose for disposable canister system, not au	PFL
___	006.0008.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 7 mm, Mindestabnahme 5	Suction hose, silicone, Ø 7 mm, minimum purchase	SP
___	318.1212.0	Anschlusswinkel Accuvac	Connector Accuvac	SP
___	319.0000.0	E341 BATTERY	E341 BATTERY	PFL
___	000.0100.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-8-8-4	HOSE CONNECTOR T RD-8-8-4	*
___	000.1028.0	Pumpe für ATMOS® C/E 341 Battery	Pump for ATMOS® C/E 341 Battery	SP
___	000.1027.0	PUMPE MEMBRAN 34L N838	PUMP DIAPHRAGM	SP
___	008.0524.0	STECKER G CRIMP-SNAP 2P AMP	PLUG G CRIMP-SNAP 2P AMP	SP
___	008.0530.0	STECKER B CRIMP-SNAP 1P AMP	PLUG B CRIMP-SNAP 1P AMP	SP
___	011.1336.0	FERRITHÜLSE	FERRITE	SP
___	011.1341.0	KABELBINDER 3,6 x 295		SP
___	011.1343.0	FERRITHÜLSE WE-SAFB 74270021		SP
___	000.1029.0	Feder für Entriegelungstaste	Spring for release button	SP
___	000.1030.0	FEDER RÜCKSTELLUNG SCHIEBER	SPRING RESET SLIDER	SP
___	006.0008.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 7 mm, Mindestabnahme 5	Suction hose, silicone, Ø 7 mm, minimum purchase	SP
___	011.1336.0	FERRITHÜLSE	FERRITE	SP
___	011.1337.0	Stecker ODU STIFT SSO	ODU BRAD SSO	SP
___	055.0110.0	DICHTUNG / DICHTSCHNUR Ø 1.78MM	SEALING / SEALING CORD Ø 1.78MM	SP
___	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74	SP
___	318.0012.0	Akkufachabdeckung	Battery compartment cover	SP
___	318.0013.0	Entriegelungstaste	Release button	SP
___	318.0015.0	Schalldämpfer ATMOS® C/E 341 Battery	Muffler ATMOS® C/E 341 Battery	SP
___	318.0014.0	Dämmmatte für Schalldämpfer	INSULATING MAT FOR SILENCER	SP
___	318.0016.0	Schalldämpfer Kammer		SP
___	318.0017.0	Schalldämpfer deckel		SP

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description
-----	---------------------	------------------

E341 Grundgerät

___	318.0033.0	Codierteil Atmos C/E341	Code Atmos C/E341	SP
___	319.0001.0	GEHÄUSE VORDERSCHALE	HOUSING FRONT SHELL	SP
___	319.0002.0	GEHÄUSE HINTERSCHALE	HOUSING BACK SHELL	SP
___	319.0003.0	Gerätefuß	Device base	SP
___	319.0004.0	Schlauchaufwicklung	Hose rewind	SP
___	319.0005.0	ENTRIEGELUNG SCHIEBER	UNLOCKING SLIDER	SP
___	319.0010.0	Dämmmatte 45x45x8	Padding 45x45x8	SP
___	319.0011.0	Dämmmatte 25x25x12	Padding 25x25x12	SP
___	319.0012.0	DÄMMMATTE SYLOMERPAD 25x25x14	PADDING	SP

---	319.0013.0	ANSCHLUSSSTUTZEN	CONNECTING PIECE	SP
---	319.0014.0	ADAPTERPLATTE	ADAPTER PLATE	SP
---	319.0015.0	Akku für ATMOS® E 341 Battery	Battery for ATMOS® E 341 Battery	SP
---	319.0016.0	LEITERPLATTE ATMOS E341	BOARD ATMOS E 341	SP
---	319.0017.0	KABEL LEITERPL-AKKUFA-LADEST.	CABLE PRINTED CIRCUIT BOARD-BATTERY	SP
---	319.0018.0	TRÄGERTEIL VORNE PRO	CARRIER PART FRONT PRO	SP
---	319.0019.0	TRÄGERTEIL HINTEN PRO	CARRIER PART BACK PRO	SP
---	319.0022.0	SCHLAUCHBAUM VAKUUMSEITE	HOSE HARNESS VACUUM SIDE	SP
---	319.0024.0	FOLIENASTATUR ATMOS E 341	MEMBRANE KEYBOARD E 341	SP
---	319.0030.0	AKKUPACK Li 4S2P		SP
--	340.0054.0	Bakterienfilter für ATMOS® DDS-Sekretbehälter, 10	Bacterial filter for ATMOS® DDS secretion canister	CA

ELEKTROSAUGER LC 16/G

--	320.0100.0	ELEKTROSAUGER LC 16/G	ELECTRO-SUCTION Unit LC 16/G	PFL
---	000.0013.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, L = 1,30 m, 1 St.	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, L = 1.30 m, 1 pc.	CA
---	000.0018.0	ELASTIKPUFFER SJ 5017 SELBSTKL.	Plastic buffer, elastic 5J-5017 adhesive	SP
---	000.0347.0	SCHLAUCHVERBINDER M.NEBENLUFT	HOSE CONNECTOR (FINGER TIP),	*
---	000.0459.0	ENTLÜFTUNGSKAPPE	VENT CAP RD 22,2 BLACK	SP
---	000.0460.1	VACUUMMETER -1/0 BAR FR.RING	VACUUM GANGE	SP
---	000.0544.0	SEKRETBEHÄLTER 1,25LTR.	SUCTION BOTTLE 1.25 LTR., GRADUATED	SP
---	000.0568.5	PUMPE V WOB-L 13,8L/77% KPL.	PUMP V	SP
---	069.0020.0	VENTILPLÄTTCHEN	VALVE PLATE MOD. 8050/8010	SP
---	069.0066.0	LAUFBUCHSE RYTON FÜR 006	LINER	SP
---	069.0067.0	DICHTRING VITON FÜR 006	GASKET VITON FOR 006	SP
---	069.0069.0	DICHMANSCHETTE	SEALING COLLAR	SP
---	069.0070.0	FIXIERSCHEIBE	FIXING PLATE	SP
---	069.0071.0	POLYFASTSCHRAUBE DIN7982	POLYFASTSCREW DIN7982 F. 006	*
---	069.0074.0	PUMPENKOPF LC-16/ATMOLIT 26	PUMP HEAD	SP

Pflege

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
ELEKTROSAUGER LC 16/G			
---	069.0076.0	PLEUELSATZ PUMPE LC16	CONNECTION ROD PUMP SET LC 16 SP
---	000.0707.0	SEKRETGLAS 1,0 LTR. GRADUIERT	SUCTION BOTTLE 1 LTR. (FAHL) SP
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0 SP
---	008.0615.0	SOCKEL-KLEBE F. KABELBINDER	BASE ADHES. F. CABLE TIE *
---	008.0643.0	STECKER SE KALTGER.NETZ.+SI.H	POWER PLUG SE LOW HEAT DEVICE + SI.H SP
---	008.0644.0	SICHERUNGSSCHUBLADE F.008.0643	FUSE DRAWER FOR 008.0643.0 *
---	008.0647.0	NETZANSCHLUßK.ZENTR.K-GER. BRD	POWER CABLE 2-WIRE *
---	008.0719.0	SICHERUNG T 500MA H	FUSE SLOW-BLOW 500 MA/H *
---	008.0720.0	SICHERUNG 1,250 "H" TRÄGE	Fuse slow-blow 1,25 A "H" *
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200 SP
---	011.0029.0	SCHLINGE - KABEL 2,5 X 200	Cable clip 2,5X200 SP
---	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
---	060.0416.0	SCHILD LC 16	SIGN LC 16 SP
---	061.0058.1	DREHKNOPF	KNOB MATT SP
---	061.0059.1	DECKEL	FLAT LID SP
---	310.0637.0	SCHLAUCHST. RD 5 X 2- 170	TUBE PIECE *
---	320.0005.0	AKKUFACHABDECKUNG	COVER SP
---	320.0008.0	REGULIERVENTIL KOMPLETT	REGULATING VALVE COMPLETE SP
---	320.0014.0	BAKTERIEN-FILTERBLÄTTCHEN	BACTERIAL FILTER PLATE SP
---	320.0032.0	SCHALLDÄMPFERREDUZIERUNG	SILENCER REDUCER SP
---	320.0045.0	SCHLAUCHBAUM (LC/ATMOLIT)	TUBE HOLDER SP
---	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6 *

---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
--	320.0048.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 250	HOSEST. RD 6 X 3- 252	SP
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
---	320.0045.0	SCHLAUCHBAUM (LC/ATMOLIT)	TUBE HOLDER	SP
---	000.0047.0	SCHLAUCHVERBINDER T RD-6-6-6	Hose connector RD 6-6-6	*
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch	CA
--	320.0049.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 280	TUBE PIECE RD 6 X 3 SILICONE	*
--	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING	*
--	320.0060.0	SAUGDECKEL Ø6MM KPL.	COLLECTION JAR LID, COMPLETE	SP
---	320.0010.0	ÜBERLAUFSICHERUNGSHÜLSE	SLEEVE OF OVERFLOW SAFETY	SP
---	320.0011.1	SAUGDECKEL Ø6MM BEARBEITET	INSERT FOR COLLECTION JAR LID	SP
---	320.0012.0	BAKTERIENFILTERDECKEL	BACTERIAL FILTER LID	SP
---	320.0013.0	DICHTRING	GASKET FOR INSERT OF COLLECTION JAR LID	*

Pflege

ATMOS

Ausgabe 01 / 2020

Index: 01

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
ELEKTROSAUGER LC 16/G			
---	320.0014.0	BAKTERIEN-FILTERBLÄTTCHEN	BACTERIAL FILTER PLATE SP
---	320.0015.0	SCHWIMMER	FLOAT SP
---	320.0016.0	DICHTRING II FÜR FILTER	SEALING RING FOR FILTER COVER *
---	320.0059.0	CODIERRING GRÜN	GREEN CODE RING *
--	320.0061.0	RECEPTALBEHÄLTER KPL. 1600ML	RECEPTAL JAR SP
---	310.0221.0	BEHÄLTER F.RECEPTALBEUTEL	RECEPTAL®-AUFNAHMEBEHÄLTER 1,5 L CHI
---	310.0222.2	RECEPTALBEUTEL 1500ML.	RECEPTAL® SUCTION BAG 1.5 L, NOT AUTOCLA *
---	320.0020.0	RECEPTALHALTER	RETAINING BRACKET FOR RECEPTAL® CANIST HNO
---	320.0047.0	SCHLAUCHST. RD 6 X 3- 150	HOSE LENGHT KIT RD 6 X 3- 150 *
--	320.0125.0	VERBRAUCHSTEILESET LC-16/ATMOL	Set of consumables for LC 16, Atmolit 26/16 N SP
--	402.0305.0	Nippel gebogen Rd 6 WS	SP
--	999.0128.0	SILIKONSCHLAUCH	TUBE PIECE *
S 042 NPWT			
--	316.0000.0	S 042 NPWT	S 042 NPWT PFL
--	000.0966.0	WINKELANSCHLUSS D4	ELBOW CONNECTION D4 SP
--	000.0968.0	FEDER DRUCK VD-117H-41	SPRING PRESSURE VD-117H-41 SP
--	000.1033.0	PUMPE MEMBRAN 5L 1026-NMP850	pump 5L 1026-NMP850 SP
--	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural *
--	008.0006.0	KABELHALTER MINIATUR 6,1	MINIATURE CABLE HOLDER 6.1 SP
--	008.0007.0	KABELHALTER MINIATUR 7.4	MINIATURE CABLE HOLDER 7.4 SP
--	008.0920.0	2-poliges Netzanschlusskabel, L = 1,5 m	2 pinmains cable, L = 1.5 m SP
--	011.1334.0	NETZTEIL 12V 5A	Charger for ATMOS® devices SP
--	060.0231.0	SCHILD TTD-ETIKETT 37 x 74	SIGN TTD-LABEL 37 X 74 SP
--	060.0627.0	Schild Sicherheitsaufkleber	Security Sign SP
--	312.1011.0	KABEL LAUTSPRECHER ANSCHLUSS	CABLE LOUDSPEAKER CONNECT. SP
--	316.0050.0	GEHÄUSE VORNE NPWT ATMOS	HOUSING FRONT NPWT ATMOS SP
--	316.0055.0	TRÄGER NPWT	CARRIER NPWT SP
--	316.0056.0	DISPLAY UND PUMPENDICHTUNG	DISPLAY AND PUMP SEAL SP
--	316.0065.0	SCHLAUCHBAUM SAUGSEITE	HOSE HARNESS SUCTION SIDE SP
---	000.0610.0	SCHLAUCHVERBINDER Y	HOSE CONNECT. Y SP
---	000.0965.0	SCHLAUCHVERBINDER TS4	HOSE CONNECT. TS4 SP
---	000.0966.0	WINKELANSCHLUSS D4	ELBOW CONNECTION D4 SP
---	005.0172.0	SCHLAUCH RD. I. 4,0 X 3,0 SILIKON, TRANSLUZEI	Hose RD. I. 6,0 X 3,0 *
---	006.0009.0	Saugschlauch, Silikon, Ø 6 mm, 1 m (Mindestabnah	Suction hose, silicone, Ø 6 mm, 1 m (minimum purch CA
---	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural *
---	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural *

REF	Artikel-Bezeichnung	Item Description	
S 042 NPWT			
---	006.0045.0	SCHLAUCH Ø2,5xØ5,0	hose 2,0 x 1,5 SP
---	006.0045.0	SCHLAUCH Ø2,5xØ5,0	hose 2,0 x 1,5 SP
---	316.0067.0	SICHERHEITSVENTIL NPWT	SAFETY VALVE NPWT SP
--	316.0066.0	SCHLAUCHBAUM AUSLASSEITE	HOSE HARNESS OUTLET SIDE SP
---	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0 SP
---	006.0030.0	SCHLAUCH RD. I. 5,0 X 2,0	Hose RD. I. 5,0 X 2,0 SP
---	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural *
---	006.0040.0	SCHLAUCH RD.I. 3,0 X 2,0 NATUR	Hose RD. I. 3,0 X 2,0 natural *
---	069.0121.0	Schalldämpfer	Sound absorber for MOD. 8050 SP
--	316.0071.0	KLAMMER NPWT	CLAMP NPWT SP
--	316.0080.0	TASTE NPWT	BUTTON NPWT SP
--	316.0090.0	DISPLAY FÜR NPWT	DISPLAY F. NPWT SP
--	316.0100.0	AKKUPACK LI 451P	BATT. PACK LI 451P SP
--	316.0200.0	WINKELHALTERUNG NPT KPL.	Universal bracket for ATMOS® S 042 NPWT PFL
---	060.0634.0	SCHILD PRODUKTIONSDATUM	Sign date of produktion SP
-----	060.0232.0	SCHILD TTD-ETIKETT 13 X 25	SIGN TTD-LABEL 13 X 25 SP
---	313.0034.0	DISTANZSCHEIBE 6X35X0,5	SPACER WASHER 6X35X0.5 SP
---	313.0035.0	NORSCHIENEKLAMMER BEARB.	STANDARD RAIL CLIP PROC. SP
---	316.0201.0	Sterngriff M6x10	Srew Star M6x10 SP
---	316.0202.0	Buchse Winkelhalter	Socket angle mounting plate SP
---	316.0203.0	Winkelhalter	Angle mounting plate SP
--	316.1100.0	SCHULTERGURT NPT	Shoulder strap for ATMOS S 042 NPWT SP
--	316.1110.0	GURTLASCHE	Strap holder SP
--	317.0090.0	Tragegriff C 051 Thorax und S 042 NPWT	Carrying handle C 051 Thorax and S 042 NPWT CHI
--	442.0023.0	GERÄTEFUSS SELB.KLEB.3.7937006	Unit base, self-adhesive 3.7937006 SP
--	999.2260.0	LEITERPL. NPT PHAG/ATMOS	CIRCUIT BOARD NPT PHAG/ATMOS SP
--	999.2270.0	GEHÄUSEHINTERTEIL	HOUSING BACK SP
--	999.2272.0	GURTEINHÄNGUNG RECHTS	STRAP HOOK RI. SP
--	999.2273.0	GURTEINHÄNGUNG LINKS	STRAP HOOK LE. SP