

El más potente

ATMOS Record 55

ATMOS Record 55 DDS

**ROBUSTO
FÁCIL MANEJO
SILENCIOSO**



ATMOS Record 55



¡El equipo más potente!

El ATMOS Record 55 DDS es el más adecuado por su uso versátil en quirófano debido a su poder de succión. El ATMOS Record 55 DDS es la primera elección cuando se requiere un sistema de poderosa succión y ningún ruido.

Con la mejor tecnología es el sistema más seguro para muchas aplicaciones quirúrgicas:

- Cirugía visceral
- Cirugía ortopédica
- Cirugía torácica
- Cirugía vascular, etc.

Si particularmente nos referimos a la cirugía estética o plástica –especialmente la liposucción- el ATMOS Record 55 DDS es el más indicado.

Las ventajas del ATMOS Record 55 DDS a primera vista:

- Potente:
El rendimiento de la bomba es de 55 litros por minuto y siempre provee una limpia visión en el campo de operación.
- Casi inaudible: El sonido que emite es tan bajo que permite la concentración en el trabajo en quirófano
- Fácil manejo.
- Higiénico:
Modernos sistemas de depósitos y filtros permiten proteger a su plantilla y pacientes.
- Fiable:
Tecnología aprobada garantizando operaciones sin problemas.
- No tiene averías ocasionadas por un bloqueo en el filtro bacteriano.
- Reproceso rápido y seguro de la unidad de succión y superficies fáciles de limpiar al casi carecer de esquinas y bordes.

Sistema Direct-Docking-System (DDS) de ATMOS

Depósito autoclavable, reduciendo el trabajo al mínimo.

La innovación en el ATMOS Record 55 está en el detalle:


- No se precisan conexiones de tubos, "conectar y listo"
- Estación cambiable para un fácil manejo
- Filtros bacterianos hidrófobos, integrados en el depósito
- Depósito fácil de montar y desmontar
- Minimización de componentes individuales

Las ventajas:

- Ahorro de tiempo en la puesta en marcha del equipo
- Fácil manejo
- Imposibilidad de errónea conexión de tubos
- Fácil y rápido reprocesamiento

ATMOS Record 55 DDS — ¡ La solución segura!

Nuestras recomendaciones de Pedido:

| | REF |
|--|---|
|  | ATMOS Record 55 DDS (2x3 l depósitos) 444.0930.0 |
|  | Interruptor a pedal 443.0755.0 |
|  | Set pedal regulador para control de vacío 443.0770.0 |

Información detallada:

Encontrará más información del ATMOS Record 55 DDS y accesorios en las siguientes páginas.



Palanca de cambio

para una sencilla selección del depósito durante la operación.

Rápida sustitución del filtro bacteriano

Con una extensa superficie.

Conexión de tubo con toma de rosca

que reduce la formación de espuma, alargando la duración del filtro bacteriano.



ATMOS Record 55 — con raíl estándar

Unidad básica:



| | REF |
|--|------------|
| ATMOS Record 55 con raíl estándar | 443.0700.0 |
| Depósito seguridad DDS 250 ml con filtro bacteriano integrado/ válvula sobrellenado, incl. adaptador (para artroscopia, cirugía oral y maxillofacial,, liposucción etc.) | 444.0646.1 |
| Pedal de encendido ATMOS Record 55 (con set de instalación) | 443.0755.0 |
| Set de pedal regulador para ATMOS Record 55 y ATMOS Record 55 DDS | 443.0770.0 |



o



Con contenedores Receptal®:



| | REF |
|-----------------------|------------|
| Set Receptal® 2 x 3 l | 444.0029.0 |
| Set Receptal® 2 x 2 l | 444.0028.0 |
| Palanca de cambio | 340.0096.0 |

Con depósitos de vidrios reutilizables:

| | | REF | |
|--|----|--|------------|
|  | 2x | Depósito graduado 3 l, vidrio, altura 247 mm, Ø 145 mm | 444.0033.0 |
| | 2x | Depósito graduado 5 l, vidrio, altura 302 mm, Ø 169 mm | 444.0034.0 |
| | | Tapa completa con soporte para ríl estándar | 444.0650.0 |
| | | Set boquilla doble, formado por boquilla doble, reductor de tubo y sist. mecánico sobrellenado | 444.0640.0 |

Con depósitos Serres®:

| | | REF | |
|---|----|---|------------|
|  | 3x | Soporte Serres® | 340.0095.0 |
| | | Palanca de cambio | 340.0096.0 |
| | 2x | Depósito Serres® 2 l | 310.0402.0 |
| | 2x | Bolsa Serres® 2 l con agente gelificante no autoclavable, 22 pcs. | 310.0400.0 |
| | 2x | Serres® depósito 3 l | 310.0403.0 |
| | 2x | Serres® Bolsa 3 l con agente gelificante no autoclavable, 20 pcs. | 310.0401.0 |

ATMOS Record 55 DDS

| ATMOS Record 55 DDS (2 x 3 l depósitos) | REF |
|--|------------|
| <p>Unidad móvil de aspiración de altas prestaciones, funcionamiento silencioso, display de vacío integrado, regulación precisa de vacío, conmutador para selección de depósitos DDS, conexión para pedal de encendido</p> <p>1 Includido en la entrega: Unidad básica Manual de Instrucciones, cable de conexión, 2 depósitos DDS 3 l, 2 tapas DDS completas, 10 filtros bacterianos DDS/ sist.anti-rebose, Set Adaptador tubos DDS Ø 6 mm / Ø 10 mm), tubo de aspiración Ø = 6 mm, L = 2.10 m</p> | 444.0930.0 |
| ATMOS Record 55 DDS (2 x 5 l depósitos) | 444.0940.0 |
| Accessories for ATMOS Record 55 DDS | REF |
| 2 Depósito DDS plástico, 1,5 l altura 146 mm, Ø externo 166 mm | 340.0050.0 |
| 3 Depósito DDS plástico, 3 l altura 247 mm, Ø externo 166 mm | 340.0051.0 |
| 4 Depósito DDS plástico, 5 l altura 396 mm, Ø externo 166 mm | 340.0052.0 |
| <p>Tapa DDS completa formada por:</p> <p>5 Tapa DDS, Empuñadura DDS, Protección antisalpicaduras DDS, Set adaptador de tubos DDS, Ø 6 + Ø 10 mm, Filtro bacteriano DDS / protección sobrellenado, Soporte para tubos en depósito DDS</p> | 340.0040.0 |
| 6 Tapa depósito DDS con juntas | 340.0053.0 |
| 7 Asa depósito DDS, gris | 340.0055.0 |
| 8 Asa depósito DDS, azul | 340.0326.0 |
| 9 Protección antisalpicaduras DDS, silicona | 340.0056.0 |
| 10 Adaptador de tubo DDS, Set Ø 6 mm + Ø 10 mm | 340.0057.0 |
| 11 Porta-tubos para depósito DDS | 340.0066.0 |
| 12 Adaptador DDS para colector de tejidos Conecta el deposito ATMOS DDS al colector de tejidos | 340.0062.0 |



1 REF 444.0930.0



2 REF 340.0050.0



3 REF 340.0051.0



4 REF 340.0052.0



5 REF 340.0040.0



6 REF 340.0053.0



7 REF 340.0055.0



8 REF 340.0326.0



9 REF 340.0056.0



10 REF 340.0057.0



11 REF 340.0066.0



12 REF 340.0062.0

ATMOS Record 55

| ATMOS Record 55 con raíl estándar | REF |
|---|------------|
| <p>Unidad móvil de aspiración de altas prestaciones, funcionamiento silencioso, regulación precisa de vacío, Display de vacío integrado, conmutador para selección de depósitos, conexión para pedal de encendido</p> <p>1 Datos técnicos: rendimiento de la bomba: 55 ± 3 l/min, vacío -98 kPa/-735mmHg, 230 V/50-60 Hz. Medidas: (Alto x Ancho x Fondo) 940x500x390 mm Incluido en la entrega: Unidad básica Manual de Instrucciones, cable de conexión, raíl estándar (montado)</p> | 443.0700.0 |
| Accesorios para ATMOS Record 55 con raíl estándar | REF |
| <p>2 Estación Individual (SDS) La estación individual permite el uso de depósitos DDS en conexión con los sistemas ZV / ZD Atención: Solicite el depósito y la tapa separadamente</p> | 320.0640.0 |
| <p>3 Tapa completa con soporte para raíl estándar</p> | 444.0650.0 |
| <p>4 Set boquilla doble, formado por boquilla doble, reductor de tubo y sist. mecánico sobrellenado</p> | 444.0640.0 |
| <p>5 Depósito graduado 1.5 l, vidrio, altura 192 mm, Ø 115 mm</p> | 444.0032.0 |
| <p>6 Depósito graduado 3 l, vidrio, altura 247 mm, Ø 145 mm</p> | 444.0033.0 |
| <p>7 Depósito graduado 5 l, vidrio, altura 302 mm, Ø 169 mm</p> | 444.0034.0 |
| <p>8 Depósito seguridad DDS 250 ml con filtro bacteriano integrado/válvula sobrellenado, incl. adaptador (para artroscopia, cirugía oral y maxilofacial,, liposucción etc.)</p> | 444.0646.1 |
| <p>9 Estación de cambio de vacío Permite el cambio entre 2 depósitos Puede fijarse en raíl estándar o con el adaptador, REF 340.0095.0 Material: Aluminio ¡o necesario para DDS!</p> | 340.0096.0 |



1 REF 443.0700.0



2 REF 444.0650.0



3 REF 444.0640.0



4 REF 444.0032.0



5 REF 444.0033.0



6 REF 444.0034.0



7 REF 444.0646.0



8 REF 444.0646.1



9 REF 340.0096.0

Receptal®

| Accesorios | | REF |
|-------------|---|------------|
| 1 | Contenedor externo Receptal® 1,5 l | 310.0221.0 |
| 2 | Contenedor externo Receptal® 2 l | 443.0256.0 |
| 3 | Contenedor externo Receptal® 3 l | 444.0157.0 |
| 4 | Set Receptal® 2 x 1.5 l formado por: 2 Contenedores para bolsa Receptal® 1.5 l, 1 bolsa Receptal® 1.5 l, con válvula sobrellenado integrada 1 bolsa Receptal® 1.5 l, sin válvula sobrellenado Empalme, L = 12 cm ¡El equipo básico debe solicitarse separadamente! | 444.0027.0 |
| 5 | Set Receptal® 1 x 2 l formado por: 1 Contenedor para bolsa Receptal®, 1 bolsa Receptal® 2 l, 1 Receptal® bolsa Receptal® 2 l, con válvula sobrellenado integradan ¡El equipo básico debe solicitarse separadamente! | 444.0030.0 |
| 6 | Set Receptal® 2 x 2 l | 444.0028.0 |
| 7 | Set Receptal® 1 x 3 l | 444.0031.0 |
| 8 | Set Receptal® 2 x 3 l | 444.0029.0 |
| Consumibles | | REF |
| 9 | Bolsa Receptal®, 1.5 l con válvula sobrellenado integrada, no autoclavable, 50 Uds. Cambio: 1 x por paciente | 310.0222.2 |
| 10 | Bolsa Receptal®, 2 l sin válvula sobrellenado, no autoclavable, 50 Uds. Cambio: 1 x por paciente | 443.0257.0 |
| | Bolsa Receptal®, 2 l con válvula sobrellenado, no autoclavable, 50 Uds. Cambio: 1 x por paciente | 443.0257.2 |
| 11 | Bolsa Receptal®, 3 l sin válvula sobrellenado, para conexión tubos en tándem no autoclavable, 50 Uds. Cambio: 1 x por paciente | 444.0153.0 |
| | Bolsa Receptal®, 3 l con válvula sobrellenado, no autoclavable, 50 Uds. Cambio: 1 x por paciente | 444.0154.0 |



1 REF 310.0221.0



2 REF 443.0256.0



3 REF 444.0157.0



4 REF 444.0027.0



5 REF 444.0030.0



6 REF 444.0028.0



7 REF 444.0031.0



8 REF 444.0029.0



9 REF 310.0222.2



10 REF 443.0257.0



11 REF 444.0153.0

Serres® & MediVac®

| Accesorios Serres® | | REF |
|----------------------|--|------------|
| 1 | Contenedore externo Serres 1 l | 312.0465.0 |
| 2 | Bolsa Serres 1 l, no autoclavable, 36 pcs. con conexión angulada | 312.0466.0 |
| 3 | Depósito Serres 2 l | 310.0402.0 |
| 4 | Bolsa Serres 2 l con agente gelificante No autoclavable, 22 pcs. | 310.0400.0 |
| 5 | Depósito Serres 3 l | 310.0403.0 |
| 6 | Bolsa Serres 3 l con agente gelificante no autoclavable, 20 pcs. | 310.0401.0 |
| 7 | Soporte Serres | 340.0095.0 |
| Accesorios MediVac® | | REF |
| 8 | Contenedor externo Medi-Vac® 1 l | 312.0473.0 |
| 9 | Soporte raíl estándar Para sistema desechable Medi-Vac® 1 l, 1.5 l | 444.0451.0 |
| Consumibles MediVac® | | REF |
| 10 | Contenedor interno Medi-Vac® 1 l, 50 Uds., Cambio: 1 x por paciente | 312.0474.0 |



1 REF 310.0400.0



2 REF 312.0466.0



3 REF 310.0401.0



4 REF 312.0465.0



5 REF 310.0402.0



6 REF 310.0403.0



7 REF 340.0095.0



8 REF 312.0473.0



9 REF 444.0451.0



10 REF 312.0474.0

Accesorios

| Accesorios para ATMOS Record 55 | REF |
|--|------------|
| <p>1 Pedal de encendido ATMOS Record 55 (con set de instalación)</p> | 443.0755.0 |
| <p>2 Set de pedal regulador para ATMOS Record 55 y ATMOS Record 55 DDS</p> | 443.0770.0 |
| <p>3 Porta-tubos, acero inoxidable, para fijar al raíl estándar</p> | 320.0611.0 |
| <p>4 Bandeja, acero inoxidable con soporte para el sistema de raíl</p> | 443.0790.0 |



1 REF 443.0755.0



2 REF 320.0611.0



3 REF 443.0790.0

Consumibles

| Consumibles | REF |
|--|------------|
| <p>1 Tubo aspiración, silicona, Ø 10 mm, 2 m, (136°C) Cambio: después de 20 autoclaves</p> | 000.0243.0 |
| <p>2 Tubo aspiración, silicona, Ø 6 mm, 2 m, (136°C) Cambio: 1 x por paciente</p> | 000.0361.0 |
| <p>3 Tubo aspiración, desechable, Ø 6 mm, long 2.10 m, 50 Uds. Cambio: 1 x por paciente</p> | 006.0059.0 |
| <p>4 Filtro bacteriano DDS, protección sobrellenado hidrófobo, desechable, no autoclavable, 10 Uds., 50 Uds., 100 Uds., Cambio: 1 x por paciente</p> | 340.0054.0 |
| <p>5 Colector de tejidos, 300 ml desechable, no autoclavable</p> | 340.0061.0 |
| <p>6 Colector de tejidos, desechable, no autoclavable 50 ml, Cambio: 1 x por paciente</p> | 401.0555.0 |
| <p>7 Filtro bacteriano para ATMOS Record 55, ATMOS S 351 desechable, no autoclavable</p> | 443.0738.0 |
| <p>8 Filtro bacteriano FFG - hidrófobo</p> | 444.0082.0 |
| <p>9 Filtro bacteriano desechable, no autoclavable Cambio: 1 x por paciente</p> | 444.0628.0 |



1 REF 000.0243.0



3 REF 006.0059.0



2 REF 000.0361.0



4 REF 340.0054.0



5 REF 340.0061.0



6 REF 401.0555.0



7 REF 443.0738.0



8 REF 444.0082.0



9 REF 444.0628.0



MedizinTechnik

ATMOS MÉDICA S.L.
Torrent d'en Pregària, 27
08304 Mataró (Barcelona) Spain
Tel: +34 902 193 580
atmos@atmosmed.es

www.atmosmed.es