



ATMOS Video Otoskop

USB-Otoskop für eine schnelle und sichere Diagnose

Exactly
what
I need

ATMOS Video Otoskop

Digitale Bildgebung. Einmaliges Handling.

Das **ATMOS Video Otoskop** richtet sich an Anwender, die sich eine schnelle digitale Bildgebung der Ohrmuschel, des äußeren Gehörgangs und des Trommelfells wünschen. Die Visualisierung während der Untersuchung hilft bei der Patientenaufklärung und ermöglicht die Dokumentation der Bilder. Die Handhabung des Geräts ist besonders einfach und durch die Verwendung von Einweg-Ohrtrichtern hygienisch.

AUFNAHMETASTE AM GERÄT

Während der Untersuchung kann die Hand des Anwenders am Otoskop verbleiben. Die Bildaufnahme wird über die Aufnahmetaste ausgelöst.



LIVE-BILD UND DOKUMENTATION

Im Lieferumfang ist mit der **ATMOS Capture Suite Basic** eine PC-Software enthalten, mit der das Live-Bild dargestellt und Bilder oder Videos gespeichert werden können. Für umfangreichere Funktionen ist das Gerät mit allen **ATMOS Capture Suite** Produkten kompatibel.



OPTIMALE BILDWIEDERGABE

Die hochwertige Optik, ein scharf auflösender Bildsensor und die leistungsstarke integrierte Lichtquelle erzeugen in Kombination ein perfektes Bildergebnis. Der Anschluss erfolgt über die USB-Schnittstelle.



HYGIENISCHE HANDHABUNG

Durch die Nutzung von marktüblichen Einweg-Ohrtrichtern ist das Gerät hygienisch sicher und ohne aufwendige Verfahren im Handumdrehen für den nächsten Einsatz vorbereitet. Wird das Otoskop nicht verwendet, kann es sicher im mitgelieferten Gerätehalter abgestellt werden.



BILD-
AUFNAHME

AUFNAHME-
TASTE

HYGIENE

BILD-
QUALITÄT

Quality

Made in Germany

CHEMICAL
RESISTANT

WATER
PROOF

USB

DICOM

HL7

ATMOS VIDEO OTOSKOP – TECHNISCHE DATEN



Abmessungen:	130 x 40 mm
USB:	2.0
Gewicht:	130 g
Blickfeld:	60°
Blickwinkel:	0°
Schärfentiefebereich:	8–20 mm
Auflösung:	400 x 400 Pixel



ATMOS 360° diagnostics ist ein modular erweiterbares Komplettsystem aus anbindungsfähigen Modulen und Geräten sowie der dazugehörigen Bediensoftware.



ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG

Ludwig-Kegel-Str. 16
79853 Lenzkirch / Deutschland

Tel +49 (0)7653-689-0
Fax +49 (0)7653-689-190
E-Mail info@atmosmed.de

www.atmosmed.com