

Lenzkirch, 13. April 2021

### **Vom Einweg-Absaugbeutel bis zum Absauggerät – alles aus einer Hand von Atmos**

**Die Atmos MedizinTechnik GmbH & Co. KG bietet ab sofort eigene Einweg-Absaugbeutel an. Sie sind in passenden Größen für alle Arten von Absaugungen erhältlich – von der Bronchial- bis hin zur chirurgischen Absaugung. Die Umrüstung vom bisherigen Absauggerät auf das Atmos Einweg-Absaugsystem ist mit wenigen Handgriffen erledigt.**

Die Beutel aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE) werden vor dem Absaugen in einen Aufnahmebehälter aus Polycarbonat (PC) eingesetzt. Er passt auf alle Absaugsysteme mit einer Geräteträger-Aufnahme oder mittels einer Klammer an jede Geräteschiene. Das Medizintechnik-Unternehmen hat somit alles im Angebot, was für die Absaugung benötigt wird. Das bietet mehrere Vorteile: Über alle Absaugsysteme hinweg passen sämtliche Komponenten perfekt zusammen und lassen sich direkt über Atmos beziehen.

#### **Einweg-Absaugbeutel ziehen sich selbstständig im Behälter fest**

Die neuen Beutel gibt es mit einem Fassungsvermögen von 1, 2 oder 3 Litern. Für größere Flüssigkeitsmengen ist eine Serienschaltung möglich. Das einfache Handling zeigt sich etwa beim Einsetzen der Beutel in den Aufnahmebehälter: Sie ziehen sich bei eingeschaltetem Vakuum von selbst fest. Durch zwei seitliche Bügel lassen sich volle Beutel mit nur einer Hand schnell entnehmen. Es gibt Beutel mit und ohne Geliermittel: Diejenigen ohne sind zum Beispiel für die Serienschaltung geeignet. Das Geliermittel kann nachträglich durch die Ausgussöffnung eingefüllt werden. Beutel mit geliertem Inhalt gelten als Krankenhaus-Restmüll ohne besondere Anforderungen (AS 18 01 04) und lassen sich dementsprechend günstig entsorgen. Die Einweg-Absaugbeutel bieten einen zuverlässigen Schutz vor Übersaugung und dem Eindringen von Bakterien (hydrophober Bakterienfilter). Darüber hinaus sind sie transparent, dehnbar und reißfest.

Atmos sorgt durch die Erweiterung seiner Produktpalette dafür, dass sich die Kontaminationsgefahr bei der Entsorgung minimiert. Zudem sparen die Produkte Lagerplatz: Durch ihre patentierte Faltung sind die Einweg-Absaugbeutel besonders eng und platzsparend zusammengefaltet. Schnelle Umrüstung, einfaches Handling und ein Hersteller, bei dem alles aus einer Hand kommt: Die Atmos-Komplettlösung überzeugt bei sämtlichen Absaugungsarten.

Weitere Informationen unter <https://atmosmed.com/de>.

*((Vorspann & Fließtext: 2.291 Zeichen, inklusive Leerzeichen))*

#### **Über die ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG:**

ATMOS MedizinTechnik hat seinen Sitz in Lenzkirch im Schwarzwald. Die Unternehmensgeschichte reicht zurück bis ins Jahr 1888. Die Erfahrung aus 130 Jahren bildet die

## PRESSEINFORMATION

Basis des umfangreichen Wissens, das in dem familiengeführten Unternehmen vorhanden ist. Die Ansprüche und den Bedarf der Anwender stets im Blick, entwickelt ATMOS MedizinTechnik applikationsorientierte Lösungen. Sicher und zuverlässig – also mit dem Ziel geschaffen, den Anwender maximal zu unterstützen. Das Unternehmen beliefert weltweit Hersteller, Händler, Krankenhäuser und Ärzte mit Produkten und Systemen für die HNO und Gynäkologie sowie mit medizinischen Absauglösungen.

Die MEDAP-Produktlinie gehört seit 2016 zum Unternehmen. ATMOS MedizinTechnik beschäftigt weltweit knapp 300 Mitarbeiter und ist mit 13 Tochterfirmen und ca. 70 Ländervertretungen international aufgestellt.

Weitere Informationen unter <https://atmosmed.com/de>.

### Bildmaterial:

(Achtung, nur Bildschirmauflösung. Druckauflösung anfordern unter [atmos@pr-hoch-drei.de](mailto:atmos@pr-hoch-drei.de).)



**Bild 1:** Einfaches Handling: Die Einweg-Absaugbeutel von Atmos ziehen sich im Aufnahmebehälter von selbst fest

Bildnachweis: ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG



**Bild 2:** Die Einweg-Absaugbeutel von Atmos gibt es in den Größen 1, 2 oder 3 Liter; eine Serienschaltung ist möglich

Bei Fragen stehen wir gern zur Verfügung. Falls Sie diese Informationen für Ihre Berichterstattung verwenden können, freuen wir uns über einen Hinweis und/oder ein Belegexemplar. Wenn Sie einen exklusiven Fachartikel zu diesem Thema oder einem bestimmten Themenaspekt wünschen, sprechen Sie uns bitte an.

#### Kontakt für die Redaktionen:

PR hoch drei GmbH  
Ramona Riesterer

Turnhallenweg 4  
79183 Waldkirch

Tel.: +49 7681 49 225-11  
[atmos@pr-hoch-drei.de](mailto:atmos@pr-hoch-drei.de)  
<https://www.pr-hoch-drei.de>

#### Kontakt für die Leser:

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG  
Klaus Harperath  
Senior Produktmanager  
Medizinische Absaugsysteme  
Ludwig-Kegel-Str. 16  
79853 Lenzkirch

Tel.: +49 7653 689-645  
[KHarperath@atmosmed.de](mailto:KHarperath@atmosmed.de)  
<https://atmosmed.com/de>