

Einfaches
Handling

Maximale
Flexibilität

Patentierte
Faltung

ATMOS Einweg-Absaugsystem

Modernes Flüssigkeits- Auffangsystem für jede Situation

Exactly
what
I need

ATMOS Einweg-Absaugsystem



SICHERES UND EINFACHES HANDLING

- Einfache Entnahme der gefüllten Absaugbeutel dank zweier Henkel
- Schutz vor Übersaugung und dem Eindringen von Bakterien durch hydrophoben Bakterienfilter



MAXIMALE FLEXIBILITÄT

- Direkte Befestigung an allen Elektroaugern mit Geräteträgeraufnahme gemäß DIN EN ISO 19054
- Befestigung mit Schienenklammern an jeder Geräteschiene



PATENTIERTE FALTUNG DER BEUTEL

- Bis zu 60 % kleinere Verpackung
- Geringere Transportkosten bei Anlieferung und innerklinischem Transport
- Niedrigere Lagerhaltungskosten
- Deutlich kürzere „Priming time“: sehr einfaches Einsetzen der Beutel in den Behälter



MedizinTechnik

Unsere ATMOS
Produktspezialisten
stehen Ihnen für
eine individuelle
Beratung
zur Verfügung

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG

Ludwig-Kegel-Str. 16
79853 Lenzkirch / Deutschland

Tel +49 (0)7653-689-0
Fax +49 (0)7653-689-190
E-Mail info@atmosmed.de

www.atmosmed.com

Ihr Ansprechpartner vor Ort: