



Système d'aspiration à usage unique ATMOS

**Système moderne  
de collecte des sécrétions  
pour chaque situation**

*Exactly  
what  
I need*

## Système d'aspiration à usage unique ATMOS

# Un système d'aspiration. De nombreuses possibilités.

L'aspiration médicale est la compétence principale d'ATMOS depuis plus de 100 ans.

Dans le secteur hospitalier, pour les services de secours ou les soins à domicile, avec une aspiration électrique ou une aspiration par alimentation centrale en gaz : ATMOS offre toujours une solution puissante et économique. Le nouveau système d'aspiration à usage unique ATMOS se combine de manière optimale avec toutes les unités d'aspiration.

### Flexibilité maximale



### FLEXIBILITÉ MAXIMALE POUR TOUTES LES APPLICATIONS

- Fixation directe sur tous les aspirateurs électriques avec dispositif pour support d'équipement selon la norme ISO 19054
- Fixation avec une pince pour rail sur n'importe quel rail standard

### MANIPULATION SÛRE ET FACILE

- Retrait facile des poches d'aspiration remplies grâce à deux poignées
- Protection contre l'aspiration excessive et la pénétration de bactéries grâce à un filtre antibactérien hydrophobe



### Manipulation simple



### Pliage breveté



### PLIAGE BREVETÉ DES POCES D'ASPIRATION

- Emballage jusqu'à 60 % plus petit
- Réduction des coûts de transport pour la livraison et le transport en milieu hospitalier
- Réduction des coûts de stockage
- Temps de préparation réduit : insertion très simple des poches d'aspiration dans le bocal extérieur



## Système d'aspiration à usage unique ATMOS

# Un système d'aspiration. Qualité éprouvée.

Les bocal sont fabriqués en polycarbonate robuste et hautement transparent.

Les poches d'aspiration sont en polyéthylène souple, mais particulièrement résistant à la déchirure – pour une production respectueuse de l'environnement et une combustion sans résidus, en CO<sub>2</sub> et en eau. Le soudage entièrement automatique avec contrôle de l'étanchéité à 100 % évite les fuites.

Lorsque l'aspirateur est mis en marche, les poches d'aspiration se fixent d'elles-mêmes sous l'effet de l'aspiration. Le retrait des poches d'aspiration pleines est particulièrement facile grâce à deux poignées.



### BOCAL DURABLE

- Barre stable sur le support d'équipement
- Canal de guidage long pour le connecteur en L
- Autoclavable à 121 °C



### POCHES D'ASPIRATION EN POLYÉTHYLÈNE (PE)

- Hautement transparent pour une vue claire du contenu des poches d'aspiration.
- Le matériau flexible garantit une grande stabilité et empêche l'éclatement des poches
- Production respectueuse de l'environnement
- Combustion sans résidus, en CO<sub>2</sub> et en eau



### CONNEXION EN SÉRIE

- Augmentation du volume d'aspiration grâce à une connexion en série simple



# Système d'aspiration à usage unique ATMOS

## Un système d'aspiration.

## Une utilisation universelle.

Les récipients et les poches d'aspiration sont disponibles en 1, 2 et 3 litres. Le support d'équipement sur les bords, de 30 mm x 5 mm conforme à la norme ISO 19054, permet de fixer facilement les bords externes sur des aspirateurs électriques équipés de dispositifs de fixation du support d'équipement. Les pinces pour rail permettent la fixation sur tous les rails d'équipement standard. Pour de grandes quantités d'aspiration, plusieurs systèmes peuvent être connectés en série. L'agent gélifiant peut également être ajouté ultérieurement à la poche d'aspiration remplie.

### SERVICE DE SOINS INTENSIFS



### URGENCES / TRANSPORT EN MILIEU HOSPITALIER



### BLOC OPÉRATOIRE / CENTRE DE SOINS MÉDICAUX



### Système d'aspiration à usage unique ATMOS – Caractéristiques techniques

|                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |  |  |  |
| <b>Bocal extérieur</b>    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Volume (l)                | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 3                                                                                   |
| Diamètre (mm)             | 107                                                                                 | 107                                                                                 | 122                                                                                 |
| Hauteur (mm)              | 189                                                                                 | 342                                                                                 | 354                                                                                 |
| Matériau                  | PC                                                                                  | PC                                                                                  | PC                                                                                  |
| Support d'équipement (mm) | 30 x 5                                                                              | 30 x 5                                                                              | 30 x 5                                                                              |
| Autoclavable              | 121 °C                                                                              | 121 °C                                                                              | 121 °C                                                                              |
| <b>Référence</b>          | <b>401.0100.0</b>                                                                   | <b>401.0200.0</b>                                                                   | <b>401.0300.0</b>                                                                   |

|                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |  |  |  |
| <b>Poche d'aspiration</b>                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Volume (l)                                         | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 3                                                                                   |
| Matériau                                           | PE                                                                                  | PE                                                                                  | PE                                                                                  |
| Bec verseur                                        | oui                                                                                 | oui                                                                                 | oui                                                                                 |
| Filtre antibactérien hydrophobe                    | oui                                                                                 | oui                                                                                 | oui                                                                                 |
| Ouverture de remplissage (mm)                      | 8-12                                                                                | 8-12                                                                                | 8-12                                                                                |
| <b>Emballage</b>                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Pièce                                              | 100                                                                                 | 100                                                                                 | 70                                                                                  |
| Taille (cm)                                        | 30 x 40 x 45                                                                        | 30 x 40 x 45                                                                        | 30 x 40 x 45                                                                        |
| Emballages par palette                             | 32                                                                                  | 32                                                                                  | 32                                                                                  |
| <b>Référence Poche d'aspiration Avec gélifiant</b> | <b>401.0101.0</b>                                                                   | <b>401.0201.0</b>                                                                   | <b>401.0301.0</b>                                                                   |
| <b>Référence Poche d'aspiration Sans gélifiant</b> | <b>401.0102.0</b>                                                                   | <b>401.0202.0</b>                                                                   | <b>401.0302.0</b>                                                                   |

### Accessoires pour système d'aspiration à usage unique ATMOS

|                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |  |  |  |  |
|                  | 100x                                                                                  | 20x                                                                                   | 10x                                                                                   | 10x                                                                                   |
|                  | Gélifiant pour poche d'aspiration ATMOS                                               | Tubulure pour connexion en série de poches d'aspiration ATMOS                         | Connecteur en T pour bocal externe ATMOS                                              | Connecteur en L pour bocal externe ATMOS                                              |
| <b>Référence</b> | <b>401.0090.0</b>                                                                     | <b>401.0091.0</b>                                                                     | <b>401.0092.0</b>                                                                     | <b>401.0093.0</b>                                                                     |
|                  |  |  |  |  |
|                  | Pince pour rail standard, métal                                                       | Pince pour rail standard, plastique                                                   | Sélecteur de bords                                                                    | Support de fixation mural                                                             |
| <b>Référence</b> | <b>HM57522048</b>                                                                     | <b>HM57522540</b>                                                                     | <b>HM57522049</b>                                                                     | <b>HM57525660</b>                                                                     |



ATMOS MEDICAL France

3 Allée des Maraîchers  
13013 Marseille / France

Tél +33 4 91 44 32 94  
Fax +33 4 91 44 39 68  
E-mail [info@atmosmed.fr](mailto:info@atmosmed.fr)

[www.atmosmed.com](http://www.atmosmed.com)

Votre interlocuteur sur place :