



Endoscope à fibres ATMOS

# Endoscope flexible à fibres pour l'espace rhino-pharyngé

*Exactly  
what  
I need*

## Endoscope à fibres ATMOS

# Manipulation ergonomique. Excellente qualité d'image.

Le nasopharyngoscope flexible à fibres permet une endoscopie précise de l'espace rhino-pharyngé. Grâce au large champ de vision, au grand béquillage et à la profondeur de champ, l'utilisateur dispose d'un domaine de vision optimal permettant l'examen et le traitement de régions difficilement accessibles. Le nasopharyngoscope peut être utilisé avec une caméra endoscopique et complète ainsi parfaitement un système d'endoscopie existant.

L'appareil convient pour de nombreux procédés de retraitement manuel et mécanique et convient aussi bien pour le milieu hospitalier qu'en cabinet.

Multiple

info



### ATMOS iQam

La caméra endoscopique intelligente pour l'ORL complète parfaitement l'endoscope à fibres ATMOS.

## Endoscopie flexible

Grâce à l'utilisation d'un oculaire standardisé, le nasopharyngoscope peut être adapté à toutes les caméras endoscopiques.

## Grand confort pour le patient

La poignée de travail arrondie ainsi que les propriétés de glissement de la partie distale permettent un examen agréable pour le patient. De plus, le petit diamètre ajoute au confort du patient.



## Vision optimale

Grâce au béquillage sur 160° et au champ de vision sur 85°, le nasopharyngoscope offre à l'utilisateur une parfaite vision d'ensemble.

## Adaptable

Selon les besoins individuels, possibilité de choisir entre un diamètre de 2,8 mm et 3,2 mm.

**WATER  
PROOF**

**3,2mm**  
Diamètre

**2,8mm**  
Diamètre

**18Tsd.**  
Pixels

## ENDOSCOPE À FIBRES ATMOS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Référence	950.0247.0	950.0248.0
Diamètre extérieur	3,2 mm	2,8 mm
Longueur de travail	300 mm	
Angle de vue	0°	
Champ de vision	85°	
Béquillage/Angulation	160° / 160°	
Profondeur de champ	3-50 mm	
Résolution	18.000 Pixels	
Poids	0,240 kg	



### ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG

Ludwig-Kegel-Str. 16  
79853 Lenzkirch

Tél +33 4 91 44 32 94  
Fax +33 4 91 44 39 68  
E-Mail [info@atmosfrance.fr](mailto:info@atmosfrance.fr)

[www.atmosmed.com](http://www.atmosmed.com)