



ATMOS iStore

Das Schranksystem für Ihren Behandlungsraum

*Exactly
what
I need*

iStore

intelligent | individual | infection control

HOHE HYGIENESTANDARDS

Die Einhaltung und Umsetzung der hygienischen Anforderungen wird durch die Wahl der Oberflächen unterstützt und erleichtert. ATMOS iStore gewährleistet somit, dass die Richtlinien im Praxisbetrieb hervorragend umgesetzt werden.

Optimale
Hygiene

VIELVERSPRECHENDE RAUMGESTALTUNG

Unsere langjährige Erfahrung in der Medizintechnik, der stetige Austausch mit Ärzten sowie ein hoher Grad an Flexibilität ermöglichen uns, die besten Lösungen für Ihre Praxis zu entwickeln.

Tiefgehende
Expertise

Individuelles
Design

ZUSAMMENSPIEL VON DESIGN UND MATERIAL

Mit hochwertigen Materialien wird das Design passend auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Die vorhandene Fläche Ihrer Praxisräume wird bestmöglich genutzt und Materialien und Technik werden einheitlich und platzsparend integriert.

Attraktiver
Preis

ANSPRECHENDE PREISE FÜR JEDES BUDGET

Dank unterschiedlicher Materialien und der hohen Modularität lassen sich auch individuelle Lösungen zu einem niedrigen Preis realisieren.



VIELFÄLTIGE GESTALTUNGSOPTIONEN

Materialien mit perfekten Eigenschaften.

Bei der Auswahl der Materialien hat die Qualität für uns stets oberste Priorität. Deshalb arbeiten wir mit Markenprodukten, die Funktionalität, Design und Haltbarkeit vereinen. Die von uns eingesetzten Materialien erfüllen die hohen Anforderungen im medizinischen Bereich und schaffen gleichzeitig eine angenehme Atmosphäre für Ihre Patienten und Mitarbeiter.

MATERIAL CORIAN®

CORIAN® ist ein innovativer, langlebiger und hochwertiger Mineralwerkstoff. Dank seiner schmutz- und bakterienabweisenden Eigenschaften ist er in der Medizintechnik perfekt einsetzbar. Das Material hat eine porenlose Oberfläche und ist besonders hygienisch. Die Arbeitsflächen sind äußerst pflegeleicht sowie flecken- und chemikalienbeständig. Mit unseren Modulen in der Standardfarbe Glacier White bieten wir Ihnen ein zeitloses Design ohne Kompromisse.



Oberfläche gängiger Werkstoffe, z. B. Edelstahl Oberfläche CORIAN®



DESIGNVIELFALT

Das reiche Spektrum an zeitlosen Farben und Strukturen lässt keine Wünsche offen. Da sich CORIAN® in der Produktionsphase formen lässt, können Sie Ihr individuelles Design wählen. So kann optisch ein geschlossenes Bild geschaffen werden und die Schrankelemente wirken als Einheit. Mit den Dekorplatten bieten wir Ihnen eine hervorragende Alternative, die auch bei preiswerten Konzepten die erforderlichen Eigenschaften gleichermaßen erfüllt.



MATERIAL DEKORPLATTEN

Unsere Dekorplatten sind widerstands- und strapazierfähig. Zeitgleich ermöglichen sie ein formschönes und ansprechendes Design. Die Reinigung ist einfach und Sie profitieren von einer preiswerten Lösung, die allen Anforderungen in Ihrer Arztpraxis gerecht wird.



Individuelles Design



info

Um ausführliche Informationen zum Mineralwerkstoff CORIAN® zu finden, einfach QR-Code einscannen

HYGIENEOPTIMIERTER WORKFLOW

Unschlagbares Konzept. Hygienisch rein.


Um Kreuzkontamination größtmöglich auszuschließen, haben wir ein innovatives Konzept für den richtigen Umgang mit Instrumenten entwickelt. Reine und unreine Instrumente werden dadurch strikt getrennt und die hohen Hygienevorschriften und -standards können jederzeit eingehalten werden.



Optimale
Hygiene

DAS ATMOS HYGIENEKONZEPT ZUR RÄUMLICHEN TRENNUNG

Die desinfizierten und sterilen Instrumente können Sie aus dem Schrank entnehmen und nach der Behandlung fachgerecht auf der gegenüberliegenden Seite entsorgen. Dabei befinden sich die Instrumente in luftdicht geschlossenen Schubladen, die mit der elektrischen Servo-Drive®-Technologie ausgestattet sind. Dieses einzigartige Konzept von ATMOS ermöglicht Ihnen die sichere räumliche Trennung von reinen und unreinen Instrumenten.



SCHUBLADEN FÜR EIN PERFEKTES INSTRUMENTENMANAGEMENT

SERVO-DRIVE®

Die Schubladen der Schränke aus CORIAN® lassen sich ganz einfach durch leichtes Antippen mit dem Knie, Ellenbogen oder Handrücken öffnen und ebenso wieder schließen. Dies verhindert ein Berühren der Flächen, sodass Kreuzkontaminationen ausgeschlossen werden können. Unsere Schränke aus Dekorplatten erhalten Sie mit der mechanischen Öffnungsunterstützung TIP-ON®, die Ihnen das Öffnen der Schubladen grifflos durch leichtes Antippen ermöglicht.

GESCHLOSSENES SYSTEM

Mit dem Instrumenten- und/oder Abfallabwurf kann der Schrank auch zur Entsorgung von benutzten Instrumenten oder von anderen Abfällen genutzt werden. Die Oberfläche ist aus CORIAN® und beinhaltet Öffnungen für einen einfachen Abwurf.

- info** Kompatibel zu folgenden Produkten von Aesculap (B. Braun):
- Entsorgungscontainer JK062R (150 mm Edelstahl)
 - Deckel ohne Öffnung JK068R
 - Deckel mit Öffnung JK067R



WEITERE OPTIONEN



AUFKANTUNG/FRÄSNUT

Bei unserem ATMOS iStore-Schranksystem haben Sie neben einer geraden Arbeitsplatte ebenso die Möglichkeit, eine Platte mit Aufkantung oder Fräsnut zu wählen. So verhindern Sie, dass Flüssigkeiten hinter Ihr Schranksystem rinnen.

SICHTSEITEN

Für die Schrankaußenseiten sind die Sichtseiten individuell wählbar. Dadurch stehen Ihnen bei der optischen Gestaltung grenzenlose Möglichkeiten zur Verfügung. Bestimmen Sie selbst den Farbton und das Material der Sichtseiten Ihrer Schränke und lassen Sie Ihre Visionen Realität werden.

FAHRBARKEIT

Auf Wunsch können Sie die Schrankmodule mobil und raumunabhängig verwenden. Mithilfe von praktischen Lenkrollen lassen sich unsere ATMOS iStore-Schränke frei verschieben, sodass Sie Ihre Räumlichkeiten bestmöglich nutzen können.



Attraktiver
Preis

WIRTSCHAFTLICHKEIT IN PERFEKTION

Exzellente Lösungen. Faire Preise.

Da Qualität, Design und Hygiene unseren Fokus bilden, schaffen wir mit unserer Produktlinie bestmögliche Lösungen für jede Raumgröße und jedes Budget. Durch die Kombination von ATMOS iStore mit unseren HNO-Behandlungseinheiten bieten wir Ihnen ein modulares Produktprogramm, das sich Ihren Wünschen und finanziellen Möglichkeiten anpasst.

PERFEKTE LÖSUNGEN ZU SMARTEN PREISEN

Bei uns erhalten Sie modernste Technik und ein Instrumentenmanagement, das hohe Hygieneanforderungen erfüllt. Das alles bieten wir Ihnen zu einem attraktiven Preis und finden so stets die bestmöglichen Lösungen für Ihre Räume und Bedürfnisse. Auf diese Weise ergänzt ATMOS iStore perfekt die ATMOS Behandlungseinheiten.



ZWEI MATERIALIEN FÜR HYGIENE UND DESIGN

Bei unseren Produktlinien stehen Hygiene, Qualität und Design im Vordergrund. Das Material CORIAN® vereint diese drei Eigenschaften und ist daher führend im Premiumsegment. Mit unserer Schranklinie aus Dekorplatten bieten wir eine hygienische und optisch ansprechende Alternative, die genau in Ihr Budget passt.



INDIVIDUELLE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Dank der vielfältigen Kombinationen unserer Module können Sie die Einrichtung Ihrer Arbeitsprozesse anpassen, um diese noch effizienter und wirtschaftlicher zu gestalten. Zudem bieten Ihnen die verschiedenen Dekore und Gestaltungsmöglichkeiten eine individuelle Passgenauigkeit bei Einhaltung Ihres Budgets.



UNSERE STANDARDFARBEN FÜR DEKORPLATTEN

Auch bei der Entscheidung für die kostengünstigere Variante bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Dekorplatten.


DEKORE FÜR FRONTEN



Alpinweiß
(W1100 ST9 NCS S0502/R50B)



Creme-Weiß
(W911 ST2 NCS S0502/G50Y)




Sandbeige
(U156 Struktur 9 NCS 1505/Y50R)



Kaschmirgrau
(U702 Struktur 9 NCS S2005/Y60R)




Hellgrau
(U708 ST9 NCS S200/N)



Grau
(U732 ST9 – Staubgrau, NCS S5000/N)



Alpenseeblau
(U504 ST9)




Vicenza Eiche
(H3157 ST12)



Cascina Pinie
(H1401 ST22)



Tiefseeblau
(U560 ST9)




Lincoln Nussbaum
(H1714 ST19)




Corbridge Eiche grau
(H3156 ST12)


DEKORE FÜR ARBEITSPLATTEN



Perlgrau
(U763 ST9)



Grau
(U732 ST9)



Weißgrau
(U775 ST9)

JAHRZEHNTELANGES KNOW-HOW

Unsere Fachkompetenz. Ihre Lösung.

Seit mehr als 100 Jahren entwickeln wir technische Lösungen für den medizinischen Bereich und beliefern weltweit Hersteller, Händler, Krankenhäuser und Ärzte mit medizinischen Absaugsystemen sowie mit Komplettlösungen für die HNO, Gynäkologie und Schluckdiagnostik. Durch die Kombination aus medizinischem und technischem Know-how sind wir in der Lage, genau nach Ihren Wünschen und speziellen Anforderungen zu agieren und passende Lösungen für Ihren Arbeitsalltag zu finden.

UNSERE WURZELN IN BERLIN

Seit 1888 entwickelt ATMOS medizinische Lösungen. Was damals in einer kleinen Berliner Apotheke begann, hat sich im Laufe der Jahre zu einem international agierenden Hersteller für Medizintechnik entwickelt. Bereits 1927 wurde das erste Patent für einen selbst entwickelten medizinischen Apparat erteilt. Die medizintechnische Forschung und Entwicklung wurde in den Folgejahren immer weiter vorangetrieben. Durch den reichen Schatz an Wissen und Erfahrung sind wir in der Lage, die technologisch besten Lösungen für Ihre medizinischen Anforderungen zu finden.



MEDIZINTECHNISCHES UND HANDWERKLICHES KNOW-HOW VEREINT

2018 wurde ATMOS MedizinTechnik um einen Schreinereibetrieb erweitert. Mit ATMOS Interieur haben wir die Handwerkskunst ins eigene Haus geholt. So sind innovative Ideen, Planung und Ausführung unter einem Dach vereint und Ihre individuellen Wünsche können schneller und effektiver umgesetzt werden. Aus diesem Grund ist es uns möglich, sämtliche Räumlichkeiten Ihrer Praxis vollumfänglich auszustatten.




WIR SETZEN IHRE WÜNSCHE IN LÖSUNGEN UM

Dank der langjährigen Zusammenarbeit unserer Experten aus Medizintechnik und Handwerk bieten wir Ihnen mit unserem Möbelprogramm Lösungen, die Ihre Praxis- und Behandlungsräume perfekt ergänzen und gestalten. Unsere Expertise und die enge Zusammenarbeit mit medizinischem Fachpersonal sind die Grundlage für unsere Arbeit und der Garant für Ihr Vertrauen.



Tiefgehende
Expertise





ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG

Ludwig-Kegel-Str. 16
79853 Lenzkirch / Deutschland

Tel +49 (0)7653-689-0
Fax +49 (0)7653-689-190
E-Mail info@atmosmed.de

www.atmosmed.com