



ATMOS iStore

Nos options de rangement pour votre consultation

*Exactly
what
I need*

ATMOS iStore Highlights


Systeme de modules. Du petit au plus grand.

Notre système de meubles modulaires propose des meubles à combiner librement. Afin de vous faciliter le choix, vous trouverez ici une vue d'ensemble de nos meubles. Vous pouvez, pour ces modèles, choisir librement le matériel, le coloris ainsi que l'option mobilité. Sélectionnez ce qu'il vous faut et créez votre système de rangement idéal.




Tiroirs	Hauteur
S	13,7 cm
M	20,75 cm
L	27,8 cm
XL	41,9 cm
Dépôt des instruments utilisés	27,8 cm
Bac à déchets	41,9 cm

Meuble 02 - F02040IWXXXXN
Mesures (L x H x P) env. 40 x 80 x 50 cm



Meuble 01 - F01040XXXX004N
Mesures (L x H x P) env. 40 x 80 x 50 cm



Meuble 03 - F03050XXXX003N
Mesures (L x H x P) env. 50 x 80 x 50 cm



Meuble 04 - F04060XXXX005N
Mesures (L x H x P) env. 60 x 80 x 50 cm




Meuble 05 - F05060XXXX004N
Mesures (L x H x P) env. 60 x 80 x 50 cm




Meuble 06 - F06080XXXX004N
Mesures (L x H x P) env. 80 x 80 x 50 cm




Meuble 07 - F07080XXXX006P
Mesures (L x H x P) env. 80 x 80 x 50 cm




Meuble 08 - F08080XXXX005P
Mesures (L x H x P) env. 80 x 80 x 50 cm




Meuble 09 - F09080XXXX005P
Mesures (L x H x P) env. 80 x 80 x 50 cm




Meuble 10 - F10080IWXD004C
Mesures (L x H x P) env. 80 x 80 x 50 cm




Meuble 11 - F11080IWXD003P
Mesures (L x H x P) env. 80 x 80 x 50 cm




Meuble 12 - F12100XXXX005P
Mesures (L x H x P) env. 100 x 80 x 50 cm




Meuble 13 - F13100IWXD005C
Mesures (L x H x P) env. 100 x 80 x 50 cm



Meuble 14 - F14100IWMD003P
Mesures (L x H x P) env. 100 x 80 x 50 cm



Meuble 15 - F15100IWXD004C
Mesures (L x H x P) env. 100 x 80 x 50 cm



Options supplémentaires ATMOS



REBORD/BORD DE DÉBOREMENT

Pour éviter que du liquide coule derrière vos meubles ATMOS iStore, vous avez le choix entre un plan de travail droit ou un plan de travail à rebord, ou à bord de débordement.



MOBILITÉ

Des roulettes assurent la mobilité de vos meubles et permettent ainsi leur emploi quel que soit l'endroit.



BAC À INSTRUMENTS UTILISÉS

Pour éliminer les instruments utilisés ou d'autres déchets, le meuble peut être équipé d'un bac à instruments utilisés et./ou d'un bac à déchets en CORIAN®.



Compatible avec les produits suivants d'Aesculap (B. Braun) :

- Container d'élimination JK062R (150 mm acier inoxydable)
- Couvercle sans ouverture JK068R
- Couvercle avec ouverture JK067R



MedizinTechnik

ATMOS Médical France S.A.R.L

3 Allée des Maraîchers
13013 Marseille

Tél +33 4 91 44 32 94
Fax +33 4 91 44 39 68
E-Mail info@atmosfrance.fr

www.atmosmed.com