

Flexibel  
und  
sicher


Hoher  
Hygiene-  
komfort

Geräte-  
schienen  
für jede  
Anforderung

ATMOS Geräteschiene

# Die sichere Befestigung für Ihre Geräte


*Exactly  
what  
I need*



# ATMOS Geräteschiene

## FLEXIBEL UND SICHER

Mit den ATMOS Geräteschienen erhalten Sie eine flexible Lösung zur sicheren Befestigung Ihrer medizinischen Geräte und Zubehörartikel. Unsere Geräteschienen sind nach der DIN EN ISO 19054 genormt und verfügen über ein Profil von 25 x 10 mm.



## HOHER HYGIENEKOMFORT

Durch die beigefügte Abdeckkappe wird nicht nur eine optische Verdeckung des Potenzialausgleichs gewährleistet, sondern auch ein hoher Hygienekomfort in Kombination mit den bereits vormontierten Endkappen erreicht.

## GERÄTESCHIENEN FÜR JEDE ANFORDERUNG

Individualität wird bei uns großgeschrieben: Neben den Standardlängen bieten wir auch die Möglichkeit, die ATMOS Geräteschienen ganz nach Ihren Anforderungen und Wünschen zu konfigurieren. Dabei sind nicht nur die Längen, sondern auch die Abstände zwischen den einzelnen Wandhaltern variabel und können somit optimal an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

### Fixe Länge

Geräteschiene 25x10 mm / 1 m
Geräteschiene 25x10 mm / 2 m
Geräteschiene 25x10 mm / 3 m

### Art.-Nr.

401.0702.0
401.0703.0
401.0704.0

### Variable Länge

Geräteschiene 25x10 mm / 0-1,00 m
Geräteschiene 25x10 mm / 1,01-1,50 m
Geräteschiene 25x10 mm / 1,51-2,00 m

### Art.-Nr.

401.0705.0
401.0706.0
401.0707.0



MedizinTechnik

Unsere ATMOS  
Produktspezialisten  
stehen Ihnen für  
eine individuelle  
Beratung  
zur Verfügung.

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG

Ludwig-Kegel-Str. 16  
79853 Lenzkirch / Deutschland

Tel +49 (0)7653-689-0  
Fax +49 (0)7653-689-190  
E-Mail [info@atmosmed.de](mailto:info@atmosmed.de)

[www.atmosmed.com](http://www.atmosmed.com)

Ihr Ansprechpartner vor Ort: