

ATMOS S 201 Thorax
avec option Hybride

Drainage thoracique numérique pour une chirurgie thoracique conforme à l'ERAS®

*Exactly
what
I need*



ATMOS S 201 Thorax avec option Hybride

Conçu pour le concept ERAS®*. Et plus encore.

Dans ses guidelines actuelles, l'ERAS® Society conseille, en se fondant sur des constatations cliniques, de forcer le « rest effect » lors de la thérapie des patients thoraciques. Selon la devise « Less is more », on renonce ainsi à une aspiration continue, et la thérapie est complétée par une forme conventionnelle comme par ex. le drainage par pesanteur. Cela permet, par ex. pour des patients atteints d'une fistule pulmonaire, de favoriser le processus de fermeture et d'accélérer sensiblement le processus complet de guérison.

Étant donné que la plupart des fabricants de systèmes de drainage proposent des solutions soit numériques soit conventionnelles, un changement de thérapie signifie souvent un changement d'appareil. Ce n'est pas le cas avec l'ATMOS S 201 Thorax avec option Hybride : cet appareil universel 2 en 1 permet au personnel soignant de procéder à un drainage supporté par l'aspiration, et si nécessaire, d'utiliser l'option « drainage par pesanteur » - en quelques secondes, sans changer d'appareil, en éteignant simplement l'ATMOS S 201 Thorax.

	Réf.
ATMOS S 201 Thorax	312.1000.0
Option Hybride (ATMOS S 201 Thorax)	312.1090.0

Appareil allumé = drainage actif (« aspiration »)
Appareil éteint = drainage par pesanteur (« pas d'aspiration »)

***Que signifie le concept ERAS® ?**

ERAS® est l'abréviation anglaise pour „enhanced recovery after surgery”. Cela signifie « Guérison accélérée après intervention chirurgicale ».

2 en 1
Appareil universel
pour le drainage
différencié

**DE NOMBREUX AVANTAGES POUR VOTRE QUOTIDIEN**

- Libre choix de la forme de thérapie - aspiration ou pas - sans restrictions
- Utilisation simple en un clic
- Utilisations flexibles en chirurgie thoracique et cardiaque grâce au mode weaning augmenté
- Solution idéale pour le respect des guidelines actuelles de l'ERAS® Society en chirurgie thoracique

**MOINS D'EFFORTS POUR LE PERSONNEL SOIGNANT**

L'ATMOS S 201 Thorax avec option Hybride convainc par le « automatic weaning modus » - sans effort supplémentaire pour le personnel soignant. Durant le drainage actif (c'est-à-dire que l'ATMOS S 201 Thorax avec option Hybride est allumé), l'appareil surveille la dépression cible réglée par l'utilisateur et adapte l'activité de la pompe aux besoins du patient grâce au réglage innovant.

Usage flexible
grâce au mode
weaning augmenté



Drainage
par pesanteur
sans aspiration

PETITES BULLES GRANDS EFFETS

Avec l'ATMOS S 201 Thorax avec option Hybride, d'éventuelles fuites d'air sont visibles via des bulles dans le verrouillage hydraulique du bocal à sécrétions.



Info



Pour en savoir plus sur le drainage thoracique ATMOS, scannez le QR code ou visitez notre site internet : **www.atmosmed.com**



ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG

Ludwig-Kegel-Str. 16
79853 Lenzkirch / Allemagne

Tel +49 (0)7653-689-0
Fax + 49 (0)7653-689-190
E-mail : info@atmosfrance.fr

www.atmosmed.com



Pour accéder au site web ATMOS S
201 Thohrax avec option Hybride,
scanner le QR Code.