

Высокомощная светодиодная технология - качество дневного света (5.500 K)!

Новый эндоскопический модуль со светодиодной технологией (LED)



Недостаток места в лечебных учреждениях и в частной медицинской практике часто приводит к тому, что не все необходимые для работы функции могут быть включены в комплектацию ЛОР-установки и при этом эргономично вписаны в имеющиеся рамки кабинета.

ATMOS предлагает решение этой проблемы. Новый эндоскопический модуль (опционально со светодиодной технологией) обеспечивает наилучшую эргономику в условиях ограниченного пространства.

В любой момент, сразу при покупке или позже в качестве дооснащения, при поступлении дополнительного финансирования, может быть интегрирован в Вашу ЛОР-установку ATMOS® S 61 Servant, таким образом, расширяя её возможности, не занимая при этом лишних площадей.

Превосходное качество света и компактный дизайн дают возможность лечебному учреждению или частной медицинской практике с ограниченным свободным пространством быть полностью и современно оборудованными.

Яркость светодиодного источника света ATMOS сравнима с 250 Вт галогенового света. Сравните сами различные источники света и приятную цветовую температуру:



Производитель 1

Производитель 2

ATMOS LED Light Cube

Новый эндоскопический модуль ATMOS со светодиодной технологией (LED)

Отличительные особенности

Управление эндоскопами

Чистые и использованные эндоскопы в гигиенических целях хранятся раздельно. Также, по желанию, можно поместить чистые эндоскопы в подогреваемые держатели для предотвращения запотевания оптики.

Экстремально компактный

Подойдёт даже для самых маленьких по площади кабинетов.

Высокомощный светодиод

Качество дневного света и выдающаяся яркость источника света 210 кЛюкс $\pm$ 10 % (сравнимо с 250 Вт галогенового света) благодаря специально оптимизированной системе освещения. Запатентовано ATMOS!

Экономия электроэнергии

Уровень освещения выше уровня освещения галогена мощностью 150 Вт при потреблении всего лишь 9 Вт электроэнергии!

Больше никакой замены ламп

Благодаря исключительно продолжительному сроку службы светодиодов (50.000 часов работы).

Автоматическое включение каналов света

При снятии эндоскопа с держателя автоматически включается соответствующий источник света. Также возможно ручное управление с помощью кнопок.

Держатель с функцией автоматического включения налобной лампы

Ваша налобная лампа включается автоматически при снятии её с держателя (опция).

Отсутствие раздражающего шума вентилятора

Благодаря пассивному охлаждению.

Гибкая система адаптеров

Применимо для всех известных производителей (ATMOS, Storz, Wolf, Olympus, Pentax, ACMI).



Для оптимизации рабочего процесса мы рекомендуем индивидуальную комплектацию в каждом конкретном случае!