

Lenzkirch, 19. September 2023

Atemwegssauger von Atmos neu im Hilfsmittelverzeichnis

Der Homecaresauger Atmos LC 27 ist neu im Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen gelistet. Damit ist das Gerät grundsätzlich verordnungs- und erstattungsfähig, wenn es zuhause oder in Pflegeheimen bei Patienten zum Einsatz kommt.

Der Atmos LC 27 ermöglicht mit seiner einfach gehaltenen und intuitiven Bedienung einen sicheren Einsatz im Homecare-Bereich. Durch die blaue Farbcodierung sind alle wichtigen Elemente, wie beispielweise der Anschluss des Absaugschlauchs sowie sämtliche Bedienelemente, deutlich gekennzeichnet. Das Gerät erzeugt ein Vakuum von bis zu $-0,8$ bar, das am Vakuumregler stufenlos innerhalb eines 180° -Spektrums einstellbar ist. Die maximale Saugleistung beträgt 27 Liter pro Minute. Der Atmos LC 27 lässt sich einfach reinigen: Alle abnehmbaren Teile, außer der Bakterienfilterkartusche, können mit handelsüblichen Reinigungsmitteln von Hand oder in der Spülmaschine gewaschen werden und sind so schnell wieder einsatzbereit.

Die neuen Hilfsmittelnummern:

Die netzabhängige Variante des Atmos LC 27: 01.24.01.1025

Die netzunabhängige Variante des Atmos LC 27 Battery: 01.24.02.1034

Weitere Informationen unter www.atmosmed.link/LC27.

((Vorspann & Fließtext: ca. 1.119 Zeichen, inklusive Leerzeichen))

Über die ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG:

ATMOS MedizinTechnik hat seinen Sitz in Lenzkirch im Schwarzwald. Die Unternehmensgeschichte reicht zurück bis ins Jahr 1888. Die Erfahrung aus über 130 Jahren bildet die Basis des umfangreichen Wissens, das in dem familiengeführten Unternehmen vorhanden ist. Die Ansprüche und den Bedarf der Anwender stets im Blick, entwickelt ATMOS MedizinTechnik applikationsorientierte Lösungen. Sicher und zuverlässig – also mit dem Ziel geschaffen, den Anwender maximal zu unterstützen. Das Unternehmen beliefert weltweit Hersteller, Händler, Krankenhäuser und Ärzte mit medizinischen Absaugsystemen sowie mit Komplettlösungen für die HNO, Gynäkologie und Schluckdiagnostik. Die MEDAP-Produktlinie gehört seit 2016 zum Unternehmen. ATMOS MedizinTechnik beschäftigt weltweit knapp 300 Mitarbeiter und ist mit 13 Tochterfirmen und ca. 70 Ländervertretungen international aufgestellt.

Weitere Informationen unter <https://atmosmed.com/de>.

Bildmaterial:

(Achtung, nur Bildschirmauflösung. Druckauflösung anfordern unter atmos@pr-hoch-drei.de.)



Bild 1: Mit der Aufnahme ins Hilfsmittelverzeichnis ist der Atemwegssauger Atmos LC 27 verordnungs- und erstattungsfähig.

Bildnachweis: ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG

Bei Fragen stehen wir gern zur Verfügung. Falls Sie diese Informationen für Ihre Berichterstattung verwenden können, freuen wir uns über einen Hinweis und/oder ein Belegexemplar. Wenn Sie einen exklusiven Fachartikel zu diesem Thema oder einem bestimmten Themenaspekt wünschen, sprechen Sie uns bitte an.

Kontakt für die Redaktionen:

PR hoch drei GmbH
Ramona Riesterer

Turnhallenweg 4
79183 Waldkirch

Tel.: +49 7681 49 225-11
atmos@pr-hoch-drei.de
<https://www.pr-hoch-drei.de>

Kontakt für die Leser:

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG
Marion Benitz
Head of Business Unit Medical Suction Systems
Ludwig-Kegel-Str. 16
79853 Lenzkirch

Tel.: +49 7653 689-0
info@atmosmed.de
<https://atmosmed.com>